



Destaque da Técnica

Pancreatoscopia Intraoperatória para Paciente Submetida a Procedimento de Whipple

Apresentação:
Dr. Steven Trocha
Oncologista Cirúrgico
Prisma Health-Greenville Memorial Hospital
Greenville, NC



Apresentação da Paciente

Mulher caucasiana de 70 anos, apresentando icterícia. Havia sido submetida a By Pass gástrico a menos de um ano. Realizou o procedimento de CPRE trans gástrica assistida por EUS (EDGE), onde o escovado citológico foi positivo para Adenocarcinoma pancreático. Exames pré-operatórios incluídos no protocolo de pâncreas com Tomografia Computadorizada, demonstraram tratar-se de um tumor passível de ressecção, com sinais de dutos duplos e sem evidências de doenças regionais ou metastáticas.

Procedimento



Além da paciente ter feito um By Pass gástrico (Y em Roux), necessitando de uma gastrectomia subtotal com Wipple padrão, a mesma havia substituído a artéria hepática direita. Deste modo, após mobilização padrão, o colo do pâncreas foi dividido com cautério do tipo Bovie.



Após ter a visualização do ducto dilatado, e o Scope do Spy Glass Discover usado para canular os dutos proximal e distal, não foi identificada lesão intraluminal. Sendo assim, a anastomose padrão foi realizada.

Conclusão:

A Pancreatografia adiciona menos de 5 minutos a um procedimento de cerca de 5 horas. Oferece a confiança de que o tumor não apresenta extensão intraluminal, informação extremamente valiosa para pacientes que se submetem ao procedimento de Wipple

Já para pacientes submetidos a By Pass gástrico (Y de Roux) com cálculos no Intra OP, a abordagem transcística para LCBDE pode ser usada em substituição a CPRE assistida por laparoscopia. Outro benefício adicional à avaliação do duto pancreático no caso do procedimento de Wipple.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Esses materiais destinam-se a descrever considerações clínicas comuns e etapas de procedimentos para o uso de tecnologias referenciadas, mas podem não ser apropriados para todos os pacientes ou casos. As decisões sobre o cuidado do paciente dependem do julgamento profissional do médico, considerando todas as informações disponíveis para o caso individual. A Boston Scientific (BSC) não promove ou incentiva o uso de seus dispositivos fora de sua rotulagem aprovada. Os estudos de caso não são necessariamente representativos dos resultados clínicos em todos os casos, pois os resultados individuais podem variar.

CUIDADO: A lei restringe a venda desses dispositivos por médicos ou mediante prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Produtos mostrados apenas para fins de INFORMAÇÃO e não podem ser aprovados ou vendidos em determinados países. Este material não se destina ao uso na França. 2022 Copyright © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos. Imagens fornecidas por cortesia do Dr. Trocha. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

ENDO-1447708-AA