Scientific

7/17

3/1

Manuale Techico Per Autogen™ CRT-D. Autogen™ X4 CRT DYNAGEN™ CRT-DYNAGEN™ CRT-DYNA AUTOGEN™ CRT-D,
AUTOGEN™ X4 CRT-D,
DYNAGEN™ X4 CPT
INOGEN™ X4 CPT A4 CRT-D,

DYNAGEN™ X4 CRT-D,

DYNAGEN™ X4 CRT-D,

INOGEN™ CRT-D, INOGEN™ X4 CRT-D,

ORIGEN™ CRT-D, ORIGEN™ X4 CRT-D

INCEPTA™ CRT-D, ENFP A4 CRT-D,

A4 CRT-D,

ANDGEN™ CRT-D, INOGEN™ X4 CRT-D,

ORIGEN™ CRT-D, ORIGEN™ X4 CRT-D,

INCEPTA™ CRT-D, ENERGEN™ CRT-P

PUNCTUA™ CRT-D,

PUNCTUA™ CRT-D, INOGEN™ X4 CRT-D,

OKIGEN™ CRT-D, ORIGEN™ X4 CRT-D,

INCEPTA™ CRT-D, ENERGEN™ CRT-D,

PUNCTUA™ CRT-D,

PUNCTUA™ NE CRT-D,

COGNIS™ 100-D CRT-D

DEFIBRILLATORE CON TERAPIA™

RESINCRONIZZATION

REFIGITO COMMON CRT-D DEFIBRILLATORE CON TERAPIA DI RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA REF G172, G173, G175, G177, G170 3146, G148, G050, G051

RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA
REF G172, G173, G175, G177, G179, G18d-Address
G146, G148, G050, G051, G084
R053, P106-P407 ARILL _SINCRON REF G172, G173, G. G146, G148, G050, G05. P053, P106, P107, P108 Nerghijiyat. annorabite. Idvid Ekoodu www. tw. Xoudino to refire. Lastariela verzija. Nemojte upotrebliavati Outdated version. Do not use. Version obsoleta. No Utilizar Version périmée. Ne pas utiliser. Versione obsoleta. Non utili Zzare. Ditis agn Varounder da Versia Nigit da bruikan Novecojusi versija. Neizmantot Urelt uto ata. Notito ekki. Pasenusi versija. Nenaudokite. Elavult verzió. Ne használia! i allograbite. Vinto.

13 × 1/2 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1	
Indice Informazioni aggiuntive Descrizione del dispositivo Informazioni correlate Indicazioni e impiego Controindicazioni Avvertenze Precauzioni	
Chi 166 " iff. 161 (The Oil)	
30 /2 /3 * 7 . 33 . 170	
Indice .	
Informazioni aggiuntive Descrizione del dispositivo	
defendants Badriffina X	1
Descrizione del dispositivo	
Informazioni correlato	1 1
Indicazioni a Impiero	5
Controindicazioni	6
Avvertenze	6
Precauzioni	9
Informazioni di precauzione supplementari.	26
Descrizione del dispositivo	26
Imaging a risonanza magnetica (MRI)	27
Stimolazione elettrica transcutanea dei nervi (TENS)	29
Elettrocauterizzazione e ablazione con radiofrequenza (RF)	31
Informazioni di precauzione supplementari. Follow-up del generatore d'impulsi post terapia	32
Pressioni elevate	33
Potenziali eventi avversi	35
Specifiche meccaniche	38
Contenuto della confezione	45
Simboli riportati sulla confezione	46
Caratteristiche preimpostate in fabbrica	51
Identificazione a raggi X	53
inormazioni sulla Telemetria	55
Longevira dei generatore d impuisi	55
Intormazioni suite galarizia	61
Informazioni per il nazionte	62
Manuale neril paziente	64
20 16 16 16 11 00 11 C	
	130 .XC.
00, 171, 34, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 4	10
Elettrocauterizzazione e ablazione con radiofrequenza (RF) Radiazione ionizzante	UPOKATIONE
	70, 14,0.
, ix, ie, it, le is, is, ish	1 Kg; YL
(), 78, 0, 6, 18, 4, 1	1

William.

	13, 41, 00, 00, 12.	
ļ	// '// 'S' 'S' 'S'	
 -	13. 00 1/6 1/4 ×30 10/2	
	M. 186 ik. 181 ille all	
~(C	0 40 13 * 10 350 110	
00	Connessioni dell'elettrocatetere	64
	Impianto del generatore d'impulsi	73
16	Controllo dell'attrezzatura	73
7	Interrogazione e controllo del generatore d'impulsi	74
10	Impianto del sistema di elettrocateteri	75
X	Rilevazione delle misurazioni di base	77
YG.	Creazione della tasca per l'impianto	80
10,	Connessioni tra elettrocateteri e generatore d'impulsi	82
_ <	Valutazione dei segnali degli elettrocateteri	87
:/0	Programmazione del generatore d'impulsi	90
(2,	l'est di conversione della fibrillazione ventricolare e di aritmie	02
7	Consideration will programmations per la techniquitmic	93
0	Impianto del generatore d'impulsi	97
Do.	Compilazione e restituzione del modulo di impianto	100
, ,	Cacciavite torsiometrico bidirezionale	100
	Test di follow-up	102
•	Espianto	105
	0, 12, 46 10 40, 3. 76, 40, 1 116,	1/2
	16, 10, 1/3 (3, 16, 1, 2), 11/3. 6,	25. 120.
	1 2(2, 1/6, 2/0, 0), 1/3. 1/0, 2/1, 1/6. 1/	E. Wo
	16, *31, *00, 12, *21, 16, 11, *21, *11, *21, *11, *21, *11, *21, *11, *21, *11, *21, *11, *1	. K.
	7 250 1100 00 161 12 250 161 101	OL.
	10, 15, 6, 11, 119. 10, 10, 11	S
	116, 101, 112, 12, 16, 190 the by	
	0, 2,0,0,16,1,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,1	0. 13.
	16/2 CC : 1/2 : 10. 100 CKO, 3/6 : 1	S. Hill
	1, 16, 12, 11, 10, 2, 40, 11,	1,61,
	70, 50, 16, 56, 50, 10, 110,	e ×
	12 36. 14 10 10 111 30	5 10 x
	03, 171, 36, 36, 141, 1/3, 20	1/2 101
	13/2 60 70 61, 1/2	11/1 13/2
	Connessioni dell'elettrocatelere Impianto del generatore d'impulsi	,0 ,0 ;
J	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19 . W
	(), 78, 0, 60, 18, 40	C. Fr

is indiabite.

lightig.=

BENCHA. Hd. " Neile Webonling INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni di riferimento, visitare www.bostonscientific-elabeling.com.

Questo manuale contiene informazioni sulle famiglie di defibrillatori con terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-D) AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN, ORIGEN, INCEPTA, ENERGEN, PUNCTUA e COGNIS (i modelli specifici sono elencati in "Specifiche meccaniche" a pagina 38):

NOTA: Il presente manuale può contenere informazioni per numeri di modello che non sono attualmente approvati per la vendita in tutti i paesi. Per un elenco completo dei numeri di modello approvati nel proprio paese, consultare il rappresentante locale. Alcuni numeri di modello potrebbero includere un numero minore di funzioni: per questi dispositivi, tralasciare le informazioni sulle funzioni non disponibili. I riferimenti ai nomi di dispositivi non quadripolari si applicano anche ai dispositivi quadripolari corrispondenti.

I dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN con una connessione dell'elettrocatetere IS-1/DF4/IS4 sono considerati MR Conditional. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Imaging a risonanza magnetica (MRI)" a pagina 27 e alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

Terapie

Questi generatori d'impulsi sono caratterizzati dal design ridotto e sottile e dalla forma anatomica: gueste caratteristiche consentono di ridurre le dimensioni della tasca e possono limitare il rischio di migrazione del dispositivo. Questi generatori d'impulsi forniscono una vasta gamma di terapie, incluse le seguenti:

- Terapia della tachiaritmia ventricolare, utilizzata per trattare ritmi associati a morte cardiaca improvvisa (SCD) quali la tachicardia ventricolare (TV) e la fibrillazione ventricolare (FV)
- Anica Itiliza. Terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT), che consente il trattamento dello scompenso cardiaco are NAO IIIIIZE. ne ele. resincronizzando le contrazioni ventricolari mediante stimolazione elettrica biventricolare Oit is agn Veroude oive. Artarminowano Elavult verzio

na veile. Nehouling Pacing antibradicardico, che comprende funzioni a frequenza variabile, per rilevare e trattare le Le terapie di cardioversione/defibrillazione includono:

Un range di shock a bassa e alta energia

La scelta di più vettori bradiaritmie e fornire supporto alla freguenza cardiaca in seguito a terapia di defibrillazione

- Un range di shock a bassa e alta energia a forma d'onda bifasica
- arsione/defibr. ange di shock a bassa e a La scelta di più vettori di shock: Dall'elettrodo di shoc' (sistema di اما Dall'elettrodo di shock distale all'elettrodo di shock prossimale e alla cassa del generatore d'impulsi
 - Dall'elettrodo di shock distale all'elettrodo di shock prossimale (Da coil VD a coil AD)
 - Dall'elettrodo di shock distale alla cassa del generatore d'impulsi (Da coil VD a Cassa)

Elettrocateteri

If generatore d'impulsi è dotato di uscite che possono essere programmate in modo indipendente l'una dall'altra ed è compatibile con uno o più dei sequenti elettrocateteri a seconda del modello:

- Un elettrocatetere atriale IS-1
- Un elettrocatetere ventricolare sinistro unipolare o bipolare LV-1
- Un elettrocatetere ventricolare sinistro unipolare o bipolare IS-1
- Un elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare IS4²
- Un elettrocatetere da cardioversione/defibrillazione DF-1/IS-1³
 Un elettrocatetere da cardioversione/defibrillazione con connettore multipolare DF4-LLHH o DF4-LLHO⁴

 IS-1 si riferisce allo standard internazionale ISO 5841-3:2013.
 IS4 si riferisce allo standard internazionale ISO 27/186:2010.
 DF-1 si riferisce allo standard internazionale ISO 27/186:2010.
 DF4 si riferisce allo standard internazionale ISO 27/186:2010.

· rata Anna Cantiliza.

La livorahite.

ilizitia.

^{1.}

^{2.} 3.

Gli elettrocateteri etichettati come GDT-LLHH/LLHO o DF4-LLHH/LLHO sono equivalenti e compatibili con un

io Asi ta Vale bonthe La parte impiantabile del sistema è costituita dal generatore d'impulsi e dagli elettrocateteri.

NOTA: L'uso di elettrocateteri MR Conditional Boston Scientific è necessario no possa essere considerato MR Conditional. Fare riferimento all' accessori e deali altri con decessori e deali decesso L'uso di elettrocateteri MR Conditional Boston Scientific è necessario perché un sistema impiantato possa essere considerato MR Conditional. Fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady per i numeri di modello dei generatori d'impulsi, degli elettrocateteri, degli

Sistema PRM

Questi generatori d'impulsi possono essere utilizzati unitamente al Sistema di programmazione ZOOM • Testa telemetrica LATITUDE, che rappresenta la parte esterna del generatore d'impulsi e comprende:

- Programmatore/Registratore/Monitor (PRM) modello 3120
- - Software applicative ZOOMVIEW modelle 2868

- 16h
- Accedere ai dati dello storico della terapia Memorizzare una traccia di 12 secondi del display ECG/EGM da qualsiasi schermata

- id hely fe, hebony has Accedere a una Modalità dimostrativa o a una Modalità Dati paziente interattiva senza la presenza di un generatore d'impulsi
 - Stampare i dati del paziente, comprese le opzioni terapeutiche e i dati dello storico della terapia
 - Salvare i dati del paziente

Il generatore d'impulsi può esserè programmato con uno dei seguenti due metodi: in modo automatico, servendosi della Programmazione basata sulle indicazioni (IBP), oppure manualmente.

INFORMAZIONI CORRELATE

Per informazioni sull'impianto, avvertenze generali e precauzioni, indicazioni, controindicazioni e specifiche tecniche, vedere il manuale di istruzioni relativo agli elettrocateteri. Si raccomanda una lettura accurata delle istruzioni relative alle procedure di impianto specifiche per la scelta della configurazioni degli elettrocateteri.

Per informazioni specifiche sul PRM o sul Trasmettitore wireless ZOOM, come impostazione, manutenzione e gestione, fare riferimento al Manuale per l'operatore del sistema PRM o al Manuale di riferimento per il Trasmettitore wireless ZOOM.

Per ulteriori informazioni di riferimento, come l'utilizzo del software PRM, il riconoscimento della tachiaritmia e la relativa terapia, la terapia di stimolazione, il sensing e la diagnostica, fare riferimento al Manuale di riferimento del generatore d'impulsi.

Per informazioni sulla scansione MRI, fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

LATITUDE NXT è un sistema di monitoraggio remoto che fornisce dati dal generatore d'impulsi ai medici. Tutti i generatori d'impulsi descritti in questo manuale (tranne PUNCTUA NE) sono progettati per l'uso con LATITUDE NXT; la disponibilità varia in base alla regione.

icurorahite.

Medici — LATITUDE NXT consente il monitoraggio periodico, automatico e da remoto, dello stato del irsts Anicalitiliza. Je dati s. o poss. esser.
NAO IIII/P. pazien, Skall paziente e del dispositivo. Il sistema LATITUDE NXT fornisce dati del paziente che possono essere Jel pa. utilizzati nell'ambito della valutazione clinica del paziente.

id hely hebouling Pazienti—Un componente chiave del sistema è il Comunicatore LATITUDE, un dispositivo di facile utilizzo per il monitoraggio da casa. Il Comunicatore legge automaticamente i dati del dispositivo impiantato da un generatore d'impulsi Boston Scientific compatibile, secondo le scadenze pianificate dal medico. Il Comunicatore invia questi dati al server sicuro LATITUDE NXT. Il server LATITUDE NXT visualizza i dati del paziente sul sito Web LATITUDE NXT, accessibile in ogni momento da Internet da parte dei medici autorizzati.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per il medico di LATITUDE NXT.

DESTINATARI PREVISTI

Questa documentazione è destinata a professionisti formati o esperti nell'impianto di dispositivi e/o procedure di follow-up.

INDICAZIONI E IMPIEGO

Le seguenti indicazioni si applicano ai dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN:

Questi defibrillatori con terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT-D) Boston Scientific sono indicati in pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa causata da aritmie ventricolari e affetti da scompenso cardiaco (incluso lo scompenso cardiaco asintomatico [Classe NYHA II di origine ischemica) con dissincronía ventricolare.

Le sequenti indicazioni si applicano ai dispositivi INCEPTA, ENERGEN, PUNCTUA e COGNIS:

Questi defibrillatori con terapía di resincronizzazione cardiaca (CRT-D) Boston Scientific sono indicati in pazienti con insufficienza cardiaca che ricevono una terapia farmacologica ottimale (OPT) stabile per la loro patologia e che soddisfano una delle seguenti classificazioni:

- Scompenso cardiaco da moderato a severo (Classe NYHA III-IV) con FE ≤ 35% e durata QRS ≥ 120 ms
- de litiliza. Blocco di branca sinistra (LBBB) con durata QRS ≥ 130 ms, FE ≤ 30% e scompenso cardiaco lieve 3 Scott Varcina Ska (Classe NYHA II) di origine ischemica o non ischemica, oppure scompenso cardiaco asintomatico Oit is ARN VEYOUTH oca, atarminowan ealata Nan Itilize (Classe NYHA I) di origine ischemica Narmithat F

BENCHH. Hd. J CRT-D Boston Scientific sono indicati anche per il pacing antitachicardico ventricolare e la defibrillazione ventricolare nel trattamento automatico di aritmie ventricolari che comportano pericolo di morte.

CONTROINDICAZIONI

Questo dispositivo non presenta controindicazioni

AVVERTENZE

Generali

- itiliser. Conoscenza della documentazione. Leggere interamente questo manuale prima dell'impianto per evitare danni al generatore di impulsi e/o all'elettrocatetere. Tali danni possono causare gravi lesioni o decesso del paziente.
- Esclusivamente monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causare la rottura del dispositivo che, a sua volta, può provocare lesioni, patologie o la morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero inoltre comportare il rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni o infezioni crociate al paziente inclusa, tra l'altro, la trasmissione di patologie infettive da un paziente a un altro. La contaminazione del dispositivo può causare lesioni, patologie o la morte del paziente.
- Backup di defibrillazione di protezione. Durante l'impianto e gli studi elettrofisiologici deve essere sempre disponibile un'apparecchiatura di defibrillazione esterna. Se una tachiaritmia ventricolare indotta non viene interrotta tempestivamente, può causare la morte del paziente.
- Disponibilità di misure di rianimazione. Assicurarsi che, durante il test del dispositivo post-impianto, siano presenti un defibrillatore esterno e personale medico specializzato in rianimazione cardiopolmonare (RCP) nel caso il paziente debba essere rianimato.

ie indrahite.

irztz Anica Itiliza. sa plaque conile ratore L Elettrocateteri con patch. Non usare elettrocateteri di defibrillazione a placche con il generatore di Sitis ERRY VEYOUTH impulsi per evitare il rischio di lesioni per il paziente.

id yelle. Hepoully . Vg!Khegu Uso combinato. Non utilizzare il generatore d'impulsi con un altro dispositivo che genera impulsi. Questa combinazione potrebbe causare interazioni e consequenti lesioni al paziente o la mancata erogazione della terapia.

- Evitare l'erogazione di shock durante la manipolazione. Programmare la modalità Tachy del generatore di impulsi su Off durante l'impianto, l'espianto o le procedure postmortem per evitare shock indesiderati ad alta tensione.
- Non attorcigliare gli elettrocateteri. Non attorcigliare o intrecciare l'elettrocatetere con altri elettrocateteri in quanto in tal modo è possibile causare danni da abrasione all'isolamento dell'elettrocatetere o al conduttore.
- uen elettrocatetere quando lo Strumento connettore non è presente sull'elettrocatetere. Evitare il contatto diretto tra il terminale dell'elettrocatetere e qualsiasi strumento chirurgico o collegamento elettrico quale morsetti PSA (a coccodrillo), collegamenti ECG, forcipi, pinze emostatiche e morsetti. Si potrebbo danneggiare il terminale dell'elettrocatetere, compromettendo l'interestà de perdita della terapia o terania incress. Manipolazione dell'elettrocatetere senza lo Strumento connettore. Per gli elettrocateteri che utilizzano dell'elettrocatetere quando lo Strumento connettore non è presente sull'elettrocatetere. Evitare il contatto
 - Manipolazione del terminale durante la tunnellizzazione. Evitare il contatto con ogni altra parte del terminale dell'elettrocatetere DF4-LLHH o DF4-LLHO che non sia il pin terminale, anche quando il cappuccio per elettrocatetere è in posizione.
 - Evitare il contatto con ogni altra parte del terminale dell'elettrocatetere IS4-LLLL che non sia il più terminale, anche quando il cappuccio per elettrocatetere è in posizione.
 - Connessioni appropriate dell'elettrocatetere. Quando si impianta un sistema che utilizza un Connessioni appropriate dell'elettrocatetere. Quando si impianta un sistema che utilizza un elettrocatetere sia DF4-LLHH/LLHO che IS4-LLLL, verificare che gli elettrocateteri siano inseriti e fissati issati

BENCHH. Ha. MEDONING nelle porte corrette. L'inserimento di un elettrocatetere in una porta errata causerà un comportamento imprevisto del dispositivo (lasciando probabilmente il paziente senza una terapia efficace).

Programmazione e funzioni del dispositivo

- Modalità di trascinamento atriale. Non utilizzare le modalità di trascinamento atriale in pazienti con tachiaritmie atriali refrattarie croniche. In quanto il trascinamento delle aritmie atriali può provocare tachiaritmie ventricolari.
- Modalità esclusivamente atriali. Non utilizzare modalità esclusivamente atriali in pazienti affetti da scompenso cardiaco poiché queste non offrono la terapia di resincronizzazione cardiaca.
- Sensing ventricolare. Lo spostamento dell'elettrocatetere ventricolare sinistro in una posizione prossima agli atri può determinare oversensing atriale e inibizione del pacing del ventricolo sinistro.
- TV lenta. I medici devono regolarsi in base alle circostanze cliniche quando impiantano il dispositivo in pazienti che presentano una TV lenta. La programmazione della terapia per una TV monomorfa lenta può precludere l'erogazione della terapia di resincronizzazione cardiaca a frequenze più elevate, se tali frequenze si trovano nelle zone di tachiaritmia.

Post-impianto

- Ambienti protetti. Consigliare ai pazienti di richiedere assistenza medica prima di accedere ad ambienti che potrebbero provocare un malfunzionamento del dispositivo impiantabile, in particolare zone contrassegnate da cartelli di avviso che sconsigliano l'accesso ai portatori di un generatore di impulsi.
- Esposizione all'Imaging a risonanza magnetica (MRI), I dispositivi AUTOGEN. DYNAGEN. INOGEN e ORIGEN con una connessione dell'elettrocatetere IS-1/DF4/IS4 sono considerati MR Conditional. Per questi dispositivi, a meno che tutte le Condizioni d'uso MRI vengano soddisfatte, la scansione MRI del paziente non soddisfa i requisiti MR Conditional per il sistema impiantato. Ciò potrebbe causare lesioni Cata Anica Itilità. anche mortali al paziente e/o danni al sistema impiantato. Tutti gli altri dispositivi coperti da questo AMR NAO IITILZE. Elavult verzió -ientica -jening -ientica -jening -ientica -jening -ientica -jening -ientica -jening -ientica -jening -ientica ne Meroude manuale non sono MR Conditional. Non esporre a scansione MRI pazienti con dispositivi non MR .spo.

ie indiahite.

Vally say Conditional. I forti campi elettromagnetici possono danneggiare il generatore d'impulsi e/o il sistema di elettrocateteri e. potenzialmente, provocare lesioni al paziente o il suo decesso.

id hely hebouling Per i potenziali eventi avversi applicabili quando sono o non sono soddisfatte le condizioni d'uso. consultare la Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady. Per avvertenze, precauzioni e condizioni d'uso aggiuntive, fare riferimento a "Imaging a risonanza magnetica (MRI)" a pagina 27.

- Diatermia. Non sottoporre a diatermia un paziente portatore di un generatore di impulsi e/o un elettrocatetere, in quanto ciò potrebbe causare fibrillazione, ustioni miocardiche e danni irreversibili al generatore di impulsi come conseguenza delle correnti indotte.
- Verifica abilitazione PTM. Se lo si desidera, accertarsi che la funzione Monitor attivato dal paziente sia abilitata prima di consentire al paziente di tornare a casa verificando che l'opzione Risposta al magnete sia programmata su Memorizza EGM. Se la funzione rimane inavvertitamente impostata su Inibire la terapia, il
- Risposta al magnete industriamente impostata su Inibire la terapia della tachiaritmia.

 Risposta al magnete impostata su Inibire la terapia della tachiaritmia.

 Risposta al magnete impostata su Inibire la terapia, Una volta attivata la funzione Monitor attivato da paziente con magnete e memorizzato un EGM, oppure se sono trascorsi 60 giorni dall'attivazione in un inibire la terapia. Qualora accordi: isija. Nel reugrige antitachiaritmica potrebbe essere inibita.

PRECAUZIONI

Considerazioni cliniche

- antitachiaritmica potrebbe essere inibita.

 CAUZIONI
 siderazioni cliniche
 Tachicardia mediata da pacemaker (TMP). La programmazione di un PVARP minimo inferiore alla conduzione V-A retrograda può aumentare la possibilità di TMP.
- VZtž Ani se litiliza. Mons. Jarant Varainn Skall Modalità sensore VM. La sicurezza e l'efficacia delle modalità del sensore VM non sono state .. sta.
 NAO IITIIIZE. Jit is again Valouin Elavult verzio. clinicamente stabilite in pazienti con siti di impianto addominali.

- id yelle. Nepoully Prestazioni modalità sensore VM. Le prestazioni del sensore VM possono essere alterate in modo negativo da condizioni transitorie quali pneumotorace, versamento pericardico o versamento pleurico. Si valuti la possibilità di programmare il sensore VM su Off finché queste condizioni non siano terminate.
 - Modalità a frequenza variabile. Le modalità a frequenza variabile basate completamente o in parte sulla VM possono non essere adatte a pazienti che possono raggiungere cicli respiratori inferiori al secondo (più di 60 respiri al minuto). Freguenze respiratorie più elevate attenuano il segnale dell'impedenza. diminuendo la risposta alla freguenza VM (ovvero, la freguenza di stimolazione decadrà all'LRL inferiore).

Le modalità a frequenza variabile basate completamente o in parte sulla VM non devono essere utilizzate con i sequenti pazienti:

- Un pacemaker separato
- Un elettrocatetere diverso da un elettrocatetere transvenoso bipolare—la misurazione della VM è stata verificata solo con elettrocateteri transvenosi bipolari
- Un ventilatore meccanico-l'utilizzo del ventilatore potrebbe provocare dei risultati non corretti nella frequenza indicata dal sensore VM
- Stimolazione adattativa in frequenza nei pazienti con scompenso cardiaco. Il vantaggio clinico della stimolazione adattativa in freguenza nei pazienti con scompenso cardiaco non è stato studiato. La stimolazione adattativa in frequenza deve essere utilizzata a discrezione del medico nel caso in cui il paziente sviluppi un'indicazione quale l'incompetenza cronotropa. I pazienti con scompenso cardiaco possono presentare compromissione emodinamica a frequenze veloci quidate dal sensore. Quindi il medico potrebbe decidere di programmare parametri a frequenza variabile meno aggressivi, in base alle condizioni del paziente. La stimolazione adattativa in frequenza può essere utile per pazienti con atiche Michard Nich scompenso cardiaco con condizioni coesistenti di bradiaritmia. Non è consigliato per pazienti che Cardiac. Pasenusiversi Elavili verzió. mostrano solo incompetenza cronotropa indotta da scompenso cardiaco. iczta Anica Itiliza. calata Não Itilize.

18 In Chalite

· liaka

3.1KE 311 16 LINELLO Sterilizzazione e conservazione

BENEWH. Ha. " Veize. Nepouzing Se la confezione è danneggiata. Prima dell'imballaggio finale, i vassoi blister e il loro contenuto vengono sterilizzati con ossido di etilene. Quando si riceve il generatore di impulsi e/o l'elettrocatetere, questo è sterile se il contenitore è intatto. Se la confezione è bagnata, bucata, aperta, o danneggiata in altro modo. restituire il generatore di impulsi e/o l'elettrocatetere a Boston Scientific.

suitage.

- Se il dispositivo cade. Non impiantare un dispositivo caduto mentre viene estratto dalla sua confezione integra. Non impiantare un dispositivo caduto da un'altezza superiore a 61 cm mentre si trova all'interno della sua confezione integra. In queste condizioni non è possibile garantire la sterilità. l'integrità e/o la funzione, e il dispositivo deve essere restituito a Boston Scientific per un controllo.
- Temperatura di conservazione e periodo di equilibratura. Le temperature di conservazione raccomandate sono 0°C - 50°C (32°F - 122°F). Attendere un tempo sufficiente perché il dispositivo possa raggiungere una temperatura appropriata prima di usare le funzioni in telemetria e prima di programmare o impiantare il dispositivo: temperature estreme potrebbero alterarne la funzionalità iniziale.
- Conservazione del dispositivo. Conservare il generatore di impulsi in un'area pulita, lontano da magneti. da kit contenenti magneti e da fonti di interferenze elettromagnetiche (EMI) per evitare danni al dispositivo.
- Data di scadenza. Procedere all'impianto del generatore di impulsi e/o dell'elettrocatetere prima che decorra la DATA DI SCADENZA riportata sull'etichetta della confezione, poiché tale data indica il periodo di validità convalidato. Ad esempio, se la data indicata è il 1 gennaio, si raccomanda di non impiantare il dispositivo né il 2 gennaio, né i giorni successivi.

Impianto

- Benefici attesi. Stabilire se i benefici attesi forniti dalle opzioni programmabili del dispositivo siano sufficientemente elevati da controbilanciare la possibilità di un esaurimento più rapido della batteria.
- Valutare il paziente per l'intervento chirurgico. Potrebbero esserci fattori aggiuntivi relativi alle condizioni di salute e mediche generali del paziente che, sebbene non relative al funzionamento o allo umale, armingwale, scopo del dispositivo, potrebbero rendere il paziente un candidato non ottimale per l'impianto di questo diguilla di guilla di guil ECIATA NãO HILL Ditis Ren Veroli datart version. Nannithiat 11

- BENCHH. Ha. Mebonying sistema. I gruppi di supporto alla salute cardiaca possono aver pubblicato linee guida che potrebbero risultare utili nella conduzione di questa valutazione.
 - Compatibilità dell'elettrocatetere. Prima dell'impianto, verificare la compatibilità tra l'elettrocatetere e il generatore di impulsi. L'uso di elettrocateteri e generatore di impulsi incompatibili può danneggiare il connettore e/o determinare potenziali consequenze indesiderate, come undersensing dell'attività cardiaca o mancata erogazione della terapia necessaria.
 - Testa telemetrica. Nel caso in cui sia stata persa la telemetria ZIP, assicurarsi che sia disponibile una testa telemetrica sterile. Verificare che la testa possa essere facilmente collegata al programmatore e che rientri nella portata del generatore d'impulsi.
 - Dispositivo alimentato dalla rete. Fare molta attenzione nel caso si esegua il test degli elettrocateteri utilizzando un'apparecchiatura alimentata dalla rete, in quanto dispersioni di corrente superiori ai 10 µA possono indurre fibrillazione ventricolare. Accertarsi che eventuali apparecchiature alimentate dalla rete soddisfino le specifiche tecniche necessarie.
 - Dispositivo sostitutivo. L'impianto di un pacemaker in sostituzione in una tasca sottocutanea che in precedenza conteneva un dispositivo più grande può portare all'inclusione di aria nella tasca, con possibile migrazione, erosione o appoggio inadequato del dispositivo al tessuto. L'irrigazione della tasca con soluzione salina sterile riduce la possibilità di inclusione di aria nella tasca è di posizionamento inadequato. Suturando il dispositivo nella posizione ottimale si riduce (noltre la possibilità di migrazione e di erosione.
 - Non piegare l'elettrocatetere in prossimità della rispettiva interfaccia con la testa. Inserire il terminale dell'elettrocatetere diritto nella porta per elettrocatetere. Non piegare l'elettrocatetere in prossimità della rispettiva interfaccia con la testa. Un inserimento non corretto può provocare danni all'isolamento o al connettore.
 - Assenza di un elettrocatetere. L'assenza di un elettrocatetere o di un plug in una porta dell'elettrocatetere può inficiare la prestazione del dispositivo e lasciare potenzialmente il paziente senza una terapia efficace. Se non si utilizza un elettrocatetere, verificare che il plug e la porta di testa "pletan. Ala po Pitic Pen Veroll contrassegnata coincidano (ad es., IS-1, DF-1, LV-1, IS4 o DF4). Inserire completamente il plug nella porta Elavult verzh edata Não Hilli Aztart Nercion's

Nannijivai.

ie in rahite.

non utilizzata, quindi stringere con forza la vite nel plug. Verificare il funzionamento appropriato del dispositivo utilizzando il programmatore.

- na veile. Nepoulin uer version is Joh liberholt. È richiesto un elettrocatetere VD funzionale, per stabilire cicli di sincronizzazione basati sul VD che forniscano un sensing e un pacing appropriati in tutte le camere, indipendentemente dalla configurazione programmata. Ciò comprende dispositivi CRT programmati per AAI(R) o pacing del
 - La mancanza di un elettrocatetere VD funzionale può determinare un undersensing e/o oversensing
 - Connessioni degli elettrodi. Non inserire un elettrocatetere nel connettore del generatore d'impulsi
 - Inserire il cacciavite torsiometrico nella depressione pre-tagliata della quarnizione prima di inserire
- Connessioni degli elettrodi. Non inserire un elettrocatetere nel connettore del generatore d'imsenza adottare le seguenti precauzioni per assicurare l'inserimento corretto dell'elettrocatetere:

 Inserire il cacciavite torsiometrico nella depressione pre-tagliata della guarnizione d'elettrocatetere nella porta al fine di rilasciare eventuale aria o finiti.

 Controllare visiyamente che la vite di finiti. Outdated l'inserimento. Utilizzare il cacciavite torsiometrico per allentare la vite di fissaggio se necessario.
 - Inserire completamente ogni elettrocatetere nella rispettiva porta, quindi serrare la vite di fissaggio sul pin terminale.
 - Impedenza dell'elettrocatetere da defibrillazione. Se l'impedenza totale dell'elettrocatetere di shock durante l'impianto è inferiore a 20 Ω , verificare che il coil prossimale non sia in contatto con la superficie del generatore d'impulsi. Una misurazione inferiore a 20 Ω è indice di un corto circuito in qualche punto nel sistema. Se misurazioni ripetute mostrano che l'impedenza totale dell'elettrocatetere di shock è inferiore a 20 Ω, potrebbe essere necessario sostituire l'elettrocatetere e/o il generatore d'impulsi.
 - Deviazione dell'energia. Evitare che oggetti elettroconduttori entrino in contatto con l'elettrocatetere o con rata Anii ca Itiliza. il dispositivo durante il test di induzione, in quanto potrebbero deviare l'energia e farne arrivare un .ive.
 .itato. ato del Skall .ema. Oit is agn Veround quantitativo inferiore al paziente con conseguente danneggiamento del sistema impiantato. Elavult verzio

- BENCHA. Hd. Mebonyy Non eseguire la sutura direttamente sull'elettrocatetere. Non eseguire la sutura direttamente sul corpo dell'elettrocatetere, in quanto ciò potrebbe causare danni strutturali. Utilizzare il manicotto di sutura per fissare la parte prossimale dell'elettrocatetere al sito venoso di entrata per impedire il movimento dell'elettrocatetere.
 - Sensore VM. Non programmare il sensore VM su On prima di impiantare il generatore d'impulsi e di verificare l'integrità del sistema.
 - Stimolazione diaframmatica. I pazienti devono essere sottoposti a test per stimolazione diaframmatica mediante pacing dell'elettrocatetere VS a 7.5 V attraverso il generatore d'impulsi e regolando di consequenza le configurazioni e la posizione dell'elettrocatetere. È inoltre possibile prendere in considerazione l'esecuzione di un test mediante PSA a uscite superiori (ad esempio 10.0 V) per ottenere una migliore caratterizzazione dei margini di stimolazione. La probabilità che si verifichi stimolazione diaframmatica aumenta quando un sistema di pacing comprende un elettrocatetere VS a causa della vicinanza di quest'ultimo al nervo frenico

Programmazione del dispositivo

- Comunicazione con il dispositivo. Utilizzare solo il programmatore e l'applicazione software designa per comunicare con questo generatore d'impulsi.
- Impostazioni STIM. STAT. Quando un generatore d'impulsi è programmato sulle impostazioni di STIM. STAT, questo continua a stimolare ai valori STIM. STAT ad alta energia finché non viene riprogrammato. L'uso dei parametri di STIM. STAT potrebbe produrre una riduzione della longevità del dispositivo.
- Terapia di stimolazione biventricolare. La programmazione del dispositivo per la stimolazione solo VD non è intesa per il trattamento dello scompenso cardiaco. Gli effetti clinici della stimolazione solo VD per il trattamento dello scompenso cardiaco non sono stati definiti.
- Margini di pacing e sensing. Nella scelta dell'Ampiezza di stimolazione, della Durata impulso di pacing e irsta Anica Itilita. rinece. wargun ui pacing e sensing. Nella scella dell'Ampiezza di stimolazione, della Durata impulso di li delle impostazioni di Sensibilità, prendere in considerazione l'invecchiamento dell'elettrocatetere. elettroc. Elavult verzió. mento, skart varcino, skart ere.

icurorahite.

- Una soglia di pacing in fase acuta maggiore di 1,5 V o una soglia di pacing in fase cronica maggiore di 3 V può dare origine a una perdita di cattura, in quanto le soglie possono aumentare nel tempo.
- L'Impedenza di stimolazione deve essere superiore al limite programmato di impedenza basso e
- HUEL VEIZION, MIGHER AM può dare origine a una perdita di cattura, in quanto le soglie possono aurino de la minore di 5 mV o un'Ampiezza onda P minore di 2 mV può undersensing, in quanto l'ampiezza rilevata potrebbe diminuire dopo l'impianto.
 L'Impedenza di stimolazione deve essere superiore al limite programmato di imminore del limite programmato di impedenza alto.
 Come programmare correttamente la configurazione elettrocateteri è programmata su Bipolare avviene il pacing.
 Corretta per la cor
 - Corretta programmazione del vettore di shock. Se il vettore di shock è programmato su Coil VD>>Coil
- Come programmate correttamente la configurazione dell'elettrocatetere. Se Configurazione elettrocateteri è programmata su Bipolare quando viene impiantato un elettrocatetere unipolare, non avviene il pacing.

 Corretta programmazione del vettore di shock. Se il vettore di shock è accidente del programmazione per le tachia.

 Programmazione per le tachia. ie opzioni programmabili siano appropriati per i pazienti con tachiaritmie sopraventricolari (TSV). Valutare attentamente che il dispositivo e momento che le TSV, non correttamente riconosciute, possono avviare terapie da dispositivo indesiderate.

 Ritardo AV. Per garantire un'alta percentuale di pacing biventricolare. l'impostazione Ritardo AV deve essere inferiore al ciclo PR intrinscenti.

 - Pacing a frequenza adattativa. La Stimolazione adattativa in frequenza deve essere utilizzata con attenzione nei pazienti che non sono in grado di tollerare incrementi della frequenza di pacing.
 - Periodi di refrattarietà ventricolare (VRP) nel pacing a frequenza variabile. Il pacing a frequenza variabile non è limitato dai periodi di refrattarietà. Un lungo periodo di refrattarietà programmato in combinazione con un'elevata MSR può comportare un pacing asincrono durante i periodi di refrattarietà. dal momento che la combinazione può causare una finestra di sensing molto piccola o addirittura l'assenza della stessa, Utilizzare l'impostazione Ritardo AV dinamico o PVARP Dinamico per ottimizzare le finestre di sensing. Se si intende programmare un Ritardo AV fisso, prendere in considerazione le misure del sensing. l'assenza della stessa. Utilizzare l'impostazione Ritardo AV dinamico o PVARP Dinamico per ottimizzare le

- BENCHA. Hd. Mebonyy Risposta Tachy Atriale (ATR). L'ATR deve essere programmato su On se il paziente presenta all'anamnesi tachiaritmie atriali. L'erogazione della CRT (terapia di resincronizzazione cardiaca) è compromessa poiché si perde la sincronia AV se avviene un cambio modo ATR.
 - Test di soglia. Durante i test della soglia VS manuale e Quick Capture, la stimolazione di emergenza VD non è disponibile.
 - Test ritardo RVS-LVS. Assicurarsi che il paziente sia clinicamente in grado di tollerare una stimolazione di emergenza VD a bassa frequenza e l'assenza di stimolazione VS durante un test del ritardo RVS-LVS.
 - Polarità della forma d'onda dello shock. Per gli elettrocateteri IS-1/DF-1, non cambiare mai la polarità della forma d'onda dello shock cambiando fisicamente di anodi e i catodi dell'elettrocatetere nella testa del generatore d'impulsi: utilizzare la funzione Polarità programmabile. L'inversione fisica della polarità può danneggiare il dispositivo o determinare la non conversione dell'aritmia dopo l'intervento.
 - Modalità Tachy su Off. Assicurarsi che la Modalità Tachy del generatore d'impulsi sia impostata su Off quando il dispositivo non è utilizzato e prima di manipolarlo per prevenire shock inappropriati. Per il riconoscimento della tachiaritmia e la relativa terapia, verificare che la Modalità Tachy sia stata programmata su Monitor + Terapia.
 - Oversensing atriale. Occorre prestare particolare attenzione per garantire che nel canale atriale non siano presenti artefatti provenienti dai ventricoli, per evitare che si verifichino episodi di oversensing atriale. Se vi sono artefatti ventricolari nel canale atriale, occorre posizionare di nuovo l'elettrocatetere atriale per minimizzarne l'interazione.
 - Conteggio iniziale ATR. Prestare attenzione guando si programma il Conteggio Iniziale su valori bassi in concomitanza di una Durata ATR breve. Questa combinazione consente di commutare il modo con pochi battiti atriali veloci. Se, ad esempio, il Conteggio Iniziale è stato programmato su 2 e la Durata ATR su 0, il quest, arcinn CKAlike cambio modo ATR può verificarsi in corrispondenza di 2 cicli atriali veloci. In questi casi, una breve serie di oitie Pan Varouder Cata Anica Itilità. nratarminowana. eventi atriali prematuri può causare il cambio modo del dispositivo. Elavult verzió. calata Não Itilize.

icurorahite.

- · Vg!KK6gl Conteggio finale ATR. Prestare attenzione quando si programma il Conteggio finale su valori bassi. Se, ad esempio. il Conteggio finale è stato programmato su 2, pochi cicli di undersensing atriale possono causare la terminazione del cambio modo.
- id yelle. Hebouling Programmazione adequata senza un elettrocatetere atriale. Se non viene impiantato un elettrocatetere
 - modalità DDI(R) o DDD(R), qualunque stimolazione atriale che si verifichi sarà asincrona. Inoltre, le
- Sensing atriale programmato su Off. Quando il sensing atriale viene programmato su Off in una modalità DDI(R) o DDD(R), qualunque stimolazione atriale che si verifichi sarà asincrona. Inoltre funzioni che richiedono il sensing atriale potrebbero non funzionare come atteso

 Artefatti tra camere. Le regolazioni della sensibilità associati prendere in considerati Artefatti tra camere. Le regolazioni della sensibilità associate allo SmartBlanking potrebbero non essere Prendere in considerazione altri fattori che possono influenzare la grandezza/l'ampiezza degli artefatti tra camere, tra cui il posizionamento degli elettrocateteri. l'uscita di pacing, le impostazioni di Sensibilità programmate, l'emissione di shock e il tempo trascorso dall'ultimo shock erogato.
 - Artefatti dei segnali del sensore. Se si osservano artefatti dei segnali del sensore respiratorio/VM sugli EGM e non vi sono altre situazioni che indicano un malfunzionamento degli elettrocateteri, prendere in considerazione la possibilità di programmare il sensore su Off, per prevenire l'oversensing.
 - Configurazione elettrocatetere ventricolo sinistro. La corretta programmazione della configurazione dell'elettrocatetere coronarico venoso VS è importante ai fini del corretto funzionamento dell'elettrocatetere VS. Programmare la configurazione degli elettrocateteri in base al numero di elettrodi sull'elettrocatetere VS, in caso contrario si potrebbe verificare un sensing VS irregolare, la perdita di stimolazione VS o una stimolazione VS inefficace.
 - ne Jne Arii Ca Iriili A. Periodo di protezione del ventricolo sinistro (LVPP). L'uso di un LVPP lungo riduce la frequenza di o.
 pia di tes .aire la te conizza. Oit is again you out pacing massima VS e, a frequenze di pacing più elevate, può inibire la terapia di resincronizzazione Elavult verzio cardiaca (CRT). Nannithvat. 17

- BENCHH. Ha. Mebonyy Ricalibrazione VM. Per ottenere un valore basale accurato della VM, il sensore VM viene calibrato 3 ikke 311 reineur automaticamente oppure può essere calibrato manualmente. Una nuova calibrazione manuale deve essere esequita se il generatore d'impulsi viene rimosso dalla tasca in seguito all'impianto, come avviene durante una procedura di riposizionamento degli elettrocateteri, oppure nei casi in cui il valore basale della VM potrebbe essere stato influenzato da fattori quali maturazione dell'elettrocatetere, inclusione di aria nella tasca, movimenti del generatore d'impulsi dovuti a suture non adequate, defibrillazione o cardioversione esterna o altre complicanze del paziente (ad esempio pneumotorace).
 - Regolazione del sensing. Dopo ogni regolazione del range di sensing o qualsiasi modifica dell'elettrocatetere di sensing, verificare sempre che il sensing sia adequato. La programmazione della Sensibilità al valore più elevato (sensibilità minima) può causare una rilevazione ritardata o l'undersensing dell'attività cardiaca. Allo stesso modo, una programmazione al valore più basso (sensibilità massima) può causare l'oversensing di segnali non cardiaci.
 - Programmazione del Sensore respiratorio quando la Modalità Tachy è su Off. Per i dispositivi INCEPTA ed ENERGEN, il Sensore respiratorio non viene sospeso in seguito a 3 cicli veloci se la Modalità Tachy è su Off. Si valuti lo spegnimento del Sensore respiratorio impostandolo su Off guando la Modalità Tachy è su Off per evitare il potenziale oversensing e pause nella stimolazione.
 - pazienti sentono segnali acustici provenienti dal dispositivo. Consigliare al paziente di contattare immediatamente il proprio medico qualora avverta segnali acustici provenienti dal proprio dispositivo.
 - Utilizzo del Monitor attivato da paziente. Fare attenzione quando si utilizzano i Monitor attivati dal paziente, poiché se abilitati determinano le seguenti condizioni:
 - Tutte le altre funzioni del magnete, compresa l'inibizione della terapia, vengono disabilitate. La funzione Magnete/Segnalatore acustico non indica la posizione del magnete.

ie incrahite.

Viene influenzata la longevità del dispositivo. Per contribuire alla riduzione dell'impatto sulla Cata Anica Itilità. nation. ata. nation. longevità, il PTM consente solo la memorizzazione di un episodio e viene automaticamente ecleta Nan Itilize. ne mai a Elavult verzio dating dating disattivato dopo 60 giorni, se la memorizzazione dei dati non viene mai attivata.

INCLACISION. MIGHER BUT Terminata la memorizzazione dell'EGM (o trascorsi 60 giorni), il PTM viene disattivato e la Risposta Rischi ambientali e legati alla terapia medica

Evitare le interferenze elettromagnerizionappropriata da parte del controlo del dispositivo viene in collocato nuovamente sul dispositivo Rischi ambientali e legati alla terapia medica

Evitare le interferenze elettromagnerizionappropriata da parte del controlo del con al magnete del dispositivo viene impostata automaticamente su Inibire la terapia. Tuttavia, il generatore d'impulsi non inibisce la terapia finché il magnete non viene rimosso per 3 secondi e

sorgenti di interferenze elettromagnetiche (EMI). Consigliare ai pazienti di evitare l'ec sorgenti di interferenze elettromagnetiche (EMI), poiché possono provocare l'erogazior inappropriata da parte del generatore d'impulsi o l'inibizione di una terapia appropriata.

L'allontanamento dalla sorgente di interferenze elettromagnetiche o il suo specnim consente al generatore d'impulsi di fornare alla modalità di funzione.

Esempi di potenziali EMI sono i seguenti:

Sorgenti di alim-Evitare le interferenze elettromagnetiche (EMI). Consigliare ai pazienti di evitare l'esposizione a sorgenti di interferenze elettromagnetiche (EMI), poiché possono provocare l'erogazione di una terapia

L'allontanamento dalla sorgente di interferenze elettromagnetiche o il suo spegnimento generalmente

- Mand Exer Sorgenti di alimentazione elettrica, apparecchiature di saldatura ad arco o a resistenza e jack per robotica
 Linee di distribuzione ad alta tensione
 Forni di fusione elettrici Outdated

 - Version
- Linee di distribuzione ad alta tensione
 Forni di fusione elettrici
 Grandi trasmettitori a RF come i radar
 Radiotrasmettitori, inclusi quelli utilizzati per telecomandare giocattoli
 Dispositivi di sorveglianza elettronica (antifurto)
 Un alternatore su un'auto in movimento
 Trattamenti medici e test diagnostici che prevedono il passaggio attraverso il corpo di una corrente elettrica, come la TENS, l'elettrocauterizzazione, l'elettrolisi/termolisi, i test elettrodiagnostici - Grandi trasmettifori a RF come i radar

 - Radiotrasmettitori, inclusi quelli utilizzati per telecomandare giocattoli

 - Dispositivi di sorveglianza elettronica (antifurto)

 - Un alternatore su un'auto in mo 3

 - Tratte armolisi, Skallisi, Skalli st ele, rata Ann cantilla. elettrica, come la TENS, l'elettrocauterizzazione, l'elettro l'elettromiografia o gli studi sulla conduzione nervosa ag.

 Afan Itili Ze.

Wayta.

- Qualsiasi dispositivo applicato esternamente che utilizzi un sistema automatico di allarme per la
- ia reite. Hebouting • ECG wireless. L'ECG wireless è sensibile all'interferenza RF e può avere un segnale intermittente o assente. In caso di interferenza, specialmente durante i test diagnostici, considerare la possibilità di utilizzare un ECG di superficie.

 Ambiente ospedaliero e medico

- Ventilatori meccanici. Programmare il sensore VM/respiratorio su Off durante la ventilazione meccanica. Altrimenti, potrebbe verificarsi quanto seque:
- Inappropriata frequenza indicata dal sensore VM
- Fuorviante analisi di tendenza basata sulla respirazione
- Corrente elettrica condotta. Qualunque apparecchiatura, trattamento, terapia medica o test diagnostico che introduca una corrente elettrica nel paziente può potenzialmente interferire con il funzionamento del generatore d'impulsi.
 - Apparecchiature esterne di monitoraggio del paziente (ad esempio monitor respiratori, monitor ECG di superficie, monitor emodinamici) possono interferire con gli strumenti diagnostici del generatore d'impulsi basati sull'impedenza (ad esempio misurazioni dell'impedenza dell'elettrocatetere di shock, tendenza della Frequenza respiratoria). Questa interferenza può inoltre determinare un'accelerazione del pacing, anche fino a raggiungere la frequenza massima indicata dal sensore, quando VM è programmato su On. Per risolvere le sospette interazioni con il sensore VM, disattivare il sensore programmandolo su Off (il sensore VM non avrà alcun effetto sulla freguenza e sull'analisi di tendenza) o su Passivo (nessun effetto sulla frequenza). In alternativa, programmare Modo Brady su una modalità senza risposta in freguenza (nessun effetto sulla freguenza VM).

Ani cantilità Per risolvere le sospette interazioni con strumenti diagnostici basati sul Sensore respiratorio, oric, Aztart Harsinn pulsic agn Verrounde n' Tatarmino Wand Elavult verzio disattivare il Sensore respiratorio del generatore d'impulsi programmandolo su Off.

is incrabite.

- HAGING SOUT MIGHT BE SULL Terapie mediche, trattamenti e test diagnostici che utilizzano una corrente elettrica condotta (come ad esempio la TENS, l'elettrocauterizzazione, l'elettrolisi/termolisi, i test elettrodiagnostici, ision überholt. l'elettromiografia o gli studi sulla conduzione nervosa) possono interferire con il funzionamento del generatore d'impulsi o danneggiarlo. Programmare il dispositivo in Modo protezione elettrocauterizzazione prima del trattamento e monitorarne le prestazioni durante il trattamento. Al termine di quest'ultimo, verificare il funzionamento del generatore d'impulsi ("Follow-up del generatore d'impulsi post terapia" a pagina 26).
 - Defibrillazione interna. Non utilizzare piastre o cateteri per defibrillazione interna a meno che il generatore di impulsi non sia stato scollegato dagli elettrocateteri, in quanto gli elettrocateteri potrebbero deviare l'energia con consequenti danni per il paziente e per il sistema impiantato.
 - Defibrillazione esterna. Dopo l'erogazione di uno shock esterno possono essere necessari fino a 15 secondi prima che il sensino ricominci. In situazioni non di emergenza, per pazienti pacemaker-dipendenti, erare la projectione de della defibrillazione.
 Evitare di projectione de della defibrillazione. considerare la programmazione del generatore d'impulsi su una modalità di pacing asincrono e la programmazione del sensore VM/respiratorio su Off prima dell'esecuzione della cardioversione esterna o

Evitare di posizionare le piastre da defibrillazione direttamente sugli elettrocateteri sottocutanei

La defibrillazione esterna o la cardioversione possono danneggiare il generatore d'impulsi. Per prevenire versi danni da defibrillazione a carico del generatore d'impulsi attenersi alle raccomandazioni riportate di seguito:

- Evitare di posizionare le piastre da defibrillazione direttamente al di sopra del generatore d'impulsi. Posizionare le piastre da defibrillazione il più lontano possibile dal generatore d'impulsi.
- Posizionare le piastre da defibrillazione con un orientamento postero-anteriore se il dispositivo è impiantato nella regione pettorale destra o con un orientamento antero-apicale se il dispositivo è impiantato nella regione pettorale sinistra
- Sitis Par Varous Jefipille ne este. agli ap, agli ap, elizio a al liv النالم Impostare l'erogazione di energia dagli apparecchi per la defibrillazione esterna al livello più basso accettabile clinicamente. Namitivat. 21

Bepcha. Ha Mebonyy Verificare il funzionamento del generatore d'impulsi dopo la cardioversione esterna o la defibrillazione

- Litotripsia. La litotripsia a onde d'urto extracorporea (ESWL) può causare interferenze elettromagnetiche con il generatore d'impulsi o danneggiarlo. Se la ESWL è necessaria da un punto di vista clinico. considerare le seguenti possibilità per ridurre il rischio di interazioni;

 Mettere a fuoco il raggio della ESWL ad c'

 In hass -"

 - modalità VVI a frequenza non variabile.
 - Programmare il Modo Tachy su Off per impedire eventuali shock inappropriati.
 - Energia a ultrasuoni. L'energia di ultrasuoni impiegati a scopo terapeutico (come nella litotripsia) potrebbe danneggiare il generatore di impulsi. Se è necessario utilizzare tale energia, evitare focalizzazioni in prossimità del sito del generatore di impulsi. L'utilizzo di ultrasuoni a scopo diagnostico (come nell'ecocardiografia) non danneggia, per quanto noto, il generatore di impulsi,
 - Interferenze elettriche. Interferenze elettriche o "disturbi" da dispositivi come apparecchiature di elettrocauterizzazione o di monitoraggio possono compromettere la possibilità di stabilire o conservare la telemetria per interrogare o programmare il dispositivo. In presenza di tali interferenze, allontanare il programmatore dai dispositivi elettrici e assicurarsi che i cavi, compreso quello della testa telemetrica, non siano intrecciati. Se viene annullata la telemetria a causa delle interferenze, interrogare nuovamente il dispositivo prima di valutare le informazioni dalla memoria del generatore d'impulsi.
 - Interferenze da radiofreguenze (RF). Segnali a RF provenienti da dispositivi che utilizzino freguenze prossime a quelle del generatore d'impulsi possono interrompere la telemetria ZIP durante l'interrogazione o la programmazione del dispositivo. Questo tipo di interferenze da RF, se presenti, possono essere irztz Anica Itiliza. attenuate aumentando la distanza tra il dispositivo che causa l'interferenza e il PRM e il generatore sto tipo nellaba interfe, skart varcing. Ja di
 NAO IITIIIZE. Elgnijt netzio. d'impulsi. Dispositivi che, ad esempio, possono causare questo tipo di interferenze nella banda di frequenza 869,85 MHz sono:

ie irorahite.

- Ricevitori o basi di telefoni cordless suitage.
- Alcuni sistemi di monitoraggio paziente
- THE VEIZINII. WIE INKE AND Inserimento di filo quida per catetere centrale. Prestare la massima attenzione durante l'inserimento di fili quida per il posizionamento di altre tipologie di sistemi di cateteri venosi centrali, come ad esempio cateteri PIC o di Hickman, in sedi anatomiche dove questi potrebbero intercettare gli elettrocateteri del generatore di impulsi. L'inserimento di tali fili guida all'interno di vene contenenti elettrocateteri può determinare il danneggiamento o lo sposizionamento degli elettrocateteri.

- Juname
 J di Hilckman, i.
 , etore di impulsi. L'insee
 ueterminare il danneggiamen.

 Ambiente casalingo e lavorativo

 Apparecchiature dome
 messa a terra in or
 impulsi. Sor Apparecchiature domestiche. Le apparecchiature domestiche in buone condizioni e dotate di opportuna messa a terra in genere non producono EMI tali da interferire con il funzionamento del generatore di impulsi. Sono stati, però, riportati casi di disturbi al generatore di impulsi prodotti da apparecchi elettrici portatili o rasoi elettrici usati troppo in prossimità del sito di impianto del generatore di impulsi.
 - Campi magnetici. Informare i pazienti che una prolungata esposizione a intensi campi magnetici (maggiore di 10 Gauss o 1 mTesla) può attivare la funzione del magnete. Esempi di sorgenti magnetiche sono:
 - Trasformatori industriali e motori
 - Scanner MRI

NOTA: La funzione magnete è disabilitata quando il dispositivo si trova in modalità Protezione MRI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a"Imaging a risonanza magnetica (MRI)" a pagina 27 e alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

- Altoparlanti stereo di potenza rilevante
- Ricevitori telefonici tenuti entro 1,27 cm dal generatore d'impulsi
- ritis pan verouden oporti e . Bingo A MILER HHILL -a negu · gioce Elavult verzió. Bacchette magnetiche come quelle utilizzate per la sicurezza negli aeroporti e nel gioco del "Bingo"

- " Neile Webonying Antifurti elettronici (EAS) e sistemi di sicurezza. Informare i pazienti su come evitare impatti sulle 3 ikke ar 16 Lineuc funzioni cardiache del dispositivo dovuti a portali antifurto o di sicurezza, disattivatori o lettori di tag che includono apparecchiature di identificazione a radiofreguenza (RFID). Questi sistemi possono trovarsi all'entrata e all'uscita dei negozi, ai banchi cassa, nelle biblioteche pubbliche e nei sistemi di controllo accessi dei punti di ingresso. I pazienti dovranno evitare di indugiare vicino o di appoggiarsi a portali di sicurezza e antifurto e ai lettori di taq. Oltre a ciò, i pazienti dovranno evitare di appoquiarsi ai sistemi di disattivazione di tag montati su banchi cassa o portatili. I portali antifurto, i portali di sicurezza e i sistemi di controllo accessi hanno bassa probabilità di influenzare il funzionamento dei dispositivi cardiaci se il paziente li attraversa a una velocità normale. Se il paziente è accanto a un sistema antifurto, di sicurezza o controllo accessi e avverte sintomi, deve immediatamente allontanarsi dall'apparecchiatura vicina e informare il medico.
 - Telefoni cellulari. Consigliare ai pazienti di utilizzare il telefono cellulare con l'orecchio opposto al sito del dispositivo impiantato. I pazienti non devono trasportare il telefono cellulare acceso in una tasca sul petto o in una cintura entro i 15 cm dal dispositivo impiantato, questo perché alcuni telefoni cellulari potrebbero causare l'erogazione di una terapia inappropriata da parte del generatore di impulsi oppure la mancata erogazione di una terapia appropriata.

Test di follow-up

- Test d'induzione. La riuscita della conversione della FV o della TV durante il test di induzione non garantisce che la conversione avrà luogo dopo l'intervento. Tenere presente che variazioni nelle condizioni del paziente, la terapia farmacologica e altri fattori possono modificare la sodlia di defibrillazione (DFT) con una consequente mancata cardioversione/defibrillazione dell'aritmia dopo l'intervento.
- Test di soglia di pacing. Se si sono verificate variazioni delle condizioni del paziente o della terapia farmacologica oppure se sono stati riprogrammati i parametri del dispositivo, prendere in considerazione la a prese.

 A prese.

 A prese. Elavilt verzió. Ne Oit is again varounder of possibilità di eseguire un test della soglia di pacing allo scopo di accertare la presenza di adequati margini Pasenusiversi nratarminowana. Cata Anica Itilità. per la cattura degli impulsi di pacing. calata Não Itilize.

ie incrahite.

ia veite inshonting Vaikke gil Considerazioni sul follow-up per i pazienti che intendono lasciare il Paese. Per i pazienti che JUET Version desiderano viaggiare o trasferirsi, successivamente all'impianto, in una nazione diversa da quella in cui il dispositivo è stato impiantato, è necessario che vengano presi in considerazione in anticipo alcuni aspetti relativi al follow-up. Lo status di autorizzazioni regolatorie per i dispositivi e le rispettive configurazioni is Joh überha software del programmatore variano da paese a paese. In alcuni Paesi potrebbe non essere possibile effettuare il follow-up di specifici prodotti, per ragioni autorizzative o di natura tecnica.

Per consulenza sulla fattibilità del follow-up nella nazione di destinazione del paziente si prega di contattare Boston Scientific, utilizzando le informazioni riportate sul retro della copertina.

- Incenerimento. Assicurarsi che il generatore d'impulsi sia stato rimosso prima della cremazione. La Laya Exer cremazione e le temperature per l'incenerimento possono far esplodere il generatore d'impulsi.
- er consulenza su contattare Boston s
 Espianto e smaltimento
 Incenerimento pulizia o della spedizione del dispositivo, per impedire sho dello storico della terapia e la presenza di segnali acustici:

 Programmare il modo Tachy e il modo Programmare la financia dello storico della terapia e la presenza di segnali acustici: Manipolazione del dispositivo. Eseguire le operazioni di seguito riportate, prima dell'espianto, della pulizia o della spedizione del dispositivo, per impedire shock imprevisti, la sovrascrittura di importanti dati
 - Programmare il modo Tachy e il modo Brady del generatore d'impulsi su Off. Programmare la funzione Risposta al magnete su Off.
 - Programmare la funzione Segnale acustico per sostituzione su Off.

 - Programmare la funzione Allarme acustico se fuori range su Off

Programmare la funzione Allarme acustico se fuori range su Off
Pulire e disinfettare il dispositivo utilizzando le tecniche standard di gestione dei rifiuti biologici pericolosi.

25

, DENCHH, Ha. INFORMAZIONI DI PRECAUZIONE SUPPLEMENTARI

Follow-up del generatore d'impulsi post terapia

In seguito a qualsiasi intervento chirurgico o procedura medicale con il rischio di influenzare il funzionamento del generatore d'impulsi, è necessario effettuare un follow-up completo, che potrebbe includere le seguenti procedure

- nterrogazione del generatore d'impulsi usando un programmatore
- Revisione degli eventi clinici e dei codici di errore
- Revisione del Registro Aritmie, compresi gli elettrogrammi (EGM) archiviati
- Revisione degli elettrogrammi in tempo reale
- Test degli elettrocateteri (soglia, ampiezza e impedenza)
- Svolgimento di una riformazione manuale dei condensatori
- Analisi della diagnostica basata sul sensore VM, delle prestazioni del sensore VM, e, facoltativamente, esecuzione di una calibrazione manuale del sensore VM
- Analisi della diagnostica basata sul sensore respiratorio
- Verifica dello stato batteria
- Programmazione di ogni parametro brady permanente a un nuovo valore e riprogrammazione al valore desiderato

ie incrahite.

Walia.

- Programmazione del Modo Tachy a un nuovo valore e riprogrammazione al valore desiderato
- Salvataggio di tutti i dati del paziente
- Wata Anicaltilla Verifica della programmazione finale adeguata prima di consentire al paziente di lasciare la clinica sinice.

. Vs!KKE 311 remeno Sutage. Imaging a risonanza magnetica (MRI)

3 Verle. Nepouling La Modalità Protezione MRI è disponibile nei dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN con una connessione dell'elettrocatetere IS-1/DF4/IS4.

Le seguenti avvertenze, precauzioni e condizioni d'uso sono applicabili alla scansione MRI di pazienti a cui è stato impiantato un sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady. Fare riferimento alla guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady su www.bostonscientific-elabeling.com per un elenco completo delle avvertenze e precauzioni e delle condizioni d'uso applicabili alla scansione MRI di pazienti a cui è stato impiantato un sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

Avvertenze e precauzioni per il sistema di defibrillazione MR Conditional

AVVERTENZA: I dispositivi AUTOGEN. DYNAGEN. INOGEN e ORIGEN con una connessione dell'elettrocatetere IS-1/DF4/IS4 sono considerati MR Conditional. Per questi dispositivi, a meno che tutte le Condizioni d'uso MRI vengano soddisfatte, la scansione MRI del paziente non soddisfa i requisiti MR Conditional per il sistema impiantato. Ciò potrebbe causare lesioni anche mortali al paziente e/o danni al sistema impiantato. Tutti gli altri dispositivi coperti da questo manuale non sono MR Conditional. Non esporre a scansione MRI pazienti con dispositivi non MR Conditional. I forti campi elettromagnetici possono danneggiare il generatore d'impulsi e/o il sistema di elettrocateteri e, potenzialmente, provocare lesioni al paziente o il suo decesso.

Per i potenziali eventi avversi applicabili quando sono o non sono soddisfatte le condizioni d'uso, consultare la Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady. Per avvertenze, precauzioni e condizioni d'uso aggiuntive, fare riferimento a "Imaging a risonanza magnetica (MRI)" a pagina 27.

AVVERTENZA: Il Segnale acustico non sarà più utilizzabile dopo una scansione MRI. Il contatto con il forte campo magnetico di uno scanner MRI provoca la perdita permanente del volume del Segnale acustico, che non potrà essere ripristinato, neanche lasciando l'ambiente di esecuzione della risonanza magnetica e uscendo dalla Modalità Protezione MRI. Prima di una procedura MRI, il medico e il paziente devono valutare i vantaggi dell'esame rispetto al rischio di perdere il Segnale acustico. Si consiglia fortemente di seguire su LATITUDE ne MA eclara Nan Irillia are la NXT, se ciò non avviene già, i pazienti che sono stati sottoposti a una scansione MRI o di aumentare la Oit is pan verou Azran Jarcian. Si Narmitivati 27 , HENCHH. Ha. frequenza delle visite di controllo. Altrimenti si consiglia la programmazione di una visita di follow-up trimestrale per monitorare le prestazioni del dispositivo.

AVVERTENZA: Il Programmatore/Registratore/Monitor (PRM) è MR Unsafe e deve rimanere all'esterno del sito MRI Zona III (e superiore) come definito dall'American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices⁵. Il PRM non deve essere portato in nessuna circostanza nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree Zona III o IV del sito MRI.

L'impianto del sistema non può essere eseguito in un sito MRI Zona III (e superiore) come definito dall'American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices⁶. Alcuni degli accessori confezionati insieme ai generatori d'impulsi e agli elettrocateteri, come il cacciavite torsiometrico e gli stiletti, non sono MR Conditional e non devono essere portati nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree di Zona III o IV della sede di MRI.

ATTENZIONE: Considerare la capacità del singolo paziente di sopportare le impostazioni del dispositivo durante la scansione MR Conditional insieme alle condizioni fisiche richieste durante la scansione (ad esempio. il lungo tempo da trascorrere in posizione supina).

NOTA: Altri dispositivi impiantati o condizioni del paziente potrebbero rendere il paziente inadatto a una scansione MRI, indipendentemente dallo stato ImageReady MR Conditional del Sistema di defibrillazione.

Condizioni d'uso MRI

Il sequente sottoinsieme di Condizioni d'uso MRII si riferisce all'impianto e deve essere soddisfatto affinché un paziente con un sistema di defibrillazione ImageReady possa essere sottoposto a una scansione MRI. La conformità alle Condizioni d'uso deve essere verificata prima di ogni scansione per assicurarsi che siano utilizzate le informazioni più aggiornate e per valutare l'idoneità del paziente e la sua preparazione per una scansione MR Conditional. Fare riferimento alla guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional e awe. ImageReady su www.bostonscientific-elabeling.com per un elenco completo delle avvertenze e precauzioni e Wata Anica Itiliza. retatarminowaha.

18 Inchalite

calata Não Itilize. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007 Oitic RAN VEYOR Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

BENCHH. Ha. " Verze. Nepouzing delle condizioni d'uso applicabili alla scansione MRI di pazienti a cui è stato impiantato un sistema di con uefibrillazi Cardiologia 1. defibrillazione MR Conditional ImageReady.

- Al paziente è stato impiantato un sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReadv
- Non vi sono altri dispositivi, componenti o accessori impiantati, attivi o abbandonati, quali adattatori per elettrocateteri, prolunghe, elettrocateteri o generatori d'impulsi
- Il paziente è stato giudicato clinicamente in grado di tollerare l'assenza di protezione antitachicardica per l'intero periodo in cui il generatore d'impulsi si trova in Modalità Protezione MRI
- Sede d'impianto del generatore d'impulsi limitata alla regione toracica sinistra o destra
- Sono trascorse almeno sei (6) settimane dall'impianto e/o da qualsiasi revisione degli elettrocateteri o modifica chirurgica del sistema di defibrillazione MR Conditional
- Nessuna evidenza di elettrocatetere fratturato o dell'integrità del sistema elettrocatetere/generatore d'impulsi compromessa

Stimolazione elettrica transcutanea dei nervi (TENS)

ATTENZIONE: La TENS implica il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo e potrebbe interferire con il funzionamento del generatore d'impulsi. Se la TENS è necessaria da un punto di vista clinico, valutare le impostazioni della terapia TENS per la compatibilità con il generatore d'impulsi. Le linee quida sequenti possono ridurre la probabilità di interazione:

- Porre di elettrodi per la TENS ad una distanza quanto più ridotta possibile e quanto più lontano possibile dal generatore d'impulsi e dagli elettrocateteri.
- Usare l'erogazione di energia TENS clinicamente appropriata più bassa possibile.
- -zo de. NS. Ska amen, aratarminowah. Considerare il monitoraggio cardiaco durante l'utilizzo della TENS, specialmente per pazienti pacemaker-Elavult verzio. Paze NEW Itilize den, de litille dipendenti. Nargithyat. 29

BEPCINA. Ha È possibile eseguire fasi aggiuntive per favorire la riduzione dell'interferenza durante l'utilizzo in clinica della TENS:

Se si sospetta un'interferenza duranto l'utilizzo.

- Non modificare le impostazioni della TENS prima di aver verificato che le nuove impostazioni non interferiscono con il funzionamento del generatore di impulsi.

Se la TENS è necessaria da un punto di vista clinico al di là delle impostazioni cliniche (utilizzo da casa), fornire ai pazienti le seguenti istruzioni:

- Non modificare le impostazioni della TENS o le posizioni dell'elettrodo se non altrimenti prescritto.
- Terminare ogni sessione di TENS spegnendo l'unità prima di rimuovere gli elettrodi.
- Se il paziente riceve uno shock durante l'utilizzo della TENS, o se avverte sintomi di stordimento, vertigini o perdita di conoscenza, è necessario spegnere l'unità TENS e contattare il medico.

Seguire queste fasi per utilizzare il PRM per valutare il funzionamento del generatore di impulsi durante l'utilizzo della TENS:

- Programmare il Modo Tachy del generatore d'impulsi su Solo Monitor.
- Osservare l'EGM in tempo reale secondo le impostazioni di erogazione prescritte della TENS, notando se il sensing è appropriato o se si verificano interferenze.

Curorabite.

È possibile utilizzare i monitor attivati dal paziente come metodo aggiuntivo per confermare il NOTA: funzionamento del dispositivo durante l'utilizzo della TENS

3. Al termine, spegnere l'unità TENS e riprogrammare il Modo Tachy su Monitor + Terapia.

In seguito alla TENS, è necessario effettuare anche un follow-up completo del generatore d'impulsi, per rata Ami ce Utiliza. alsposite del ge. ore Nan Hillize. Elavult verzió. Jatart Harcinn Skal assicurarsi che non sia stato compromesso il funzionamento del dispositivo ("Follow-up del generatore d'impulsi post terapia" a pagina 26).

Per informazioni aggiuntive, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sulla retrocopertina.

Elettrocauterizzazione e ablazione con radiofreguenza (RF)

ia reite. Liehonting L'elettrocauterizzazione e l'ablazione a RF possono indurre aritmie ventricolari e/o fibrillazione e possono causare stimolazione asincrona, inibizione della stimolazione, shock inappropriati e/o una riduzione dell'uscita di pacing del generatore d'impulsi che può portare a perdita di cattura. L'ablazione a RF può causare anche stimolazione ventricolare fino all'MTR e/o modifiche nelle soglie di stimolazione. Inoltre, effettuare con attenzione altri tipi di procedure di ablazione cardiaca in pazienti con dispositivi impiantati.

> Se da un punto di vista clinico è necessario effettuare l'elettrocauterizzazione o l'ablazione a RF, osservare la procedura sequente per minimizzare il rischio per il paziente e il dispositivo:

- In base alle esigenze di stimolazione del paziente, programmare il Modo Tachy in Modo protezione elettrocauterizzazione o su Off.
- Tenere a disposizione un'apparecchiatura temporanea di stimolazione e di defibrillazione esterna
- Evitare il contatto diretto tra l'attrezzatura di elettrocauterizzazione o i cateteri da ablazione e il generatore d'impulsi e gli elettrocateteri. L'ablazione a RF in prossimità dell'elettrodo dell'elettrocatetere può danneggiare l'interfaccia elettrocatetere-tessuto.
- Jers Tenere il percorso della corrente elettrica il più lontano possibile dal generatore d'impulsi e dagli elettrocateteri.
 - Se l'ablazione a RF e/o l'elettrocauterizzazione viene eseguita su una porzione di tessuto prossima al dispositivo o agli elettrocateteri, monitorare prima e dopo la procedura il sensing, le soglie di stimolazione e le impedenze per verificare integrità e la stabilità del sistema.
 - Per l'elettrocauterizzazione, utilizzare un sistema elettrocauterio bipolare, se possibile, e utilizzare raffiche ale, skalikh nriatarminowana. Oit is agn yarouders izatā Anii ca litilizā. Pasenusiven brevi, intermittenti e irregolari con livelli di energia al minimo possibile Elavilt verzió. calata Não Itilize.

id yelle. Hepoully L'apparecchiatura per ablazione a RF può causare interferenza telemetrica tra il generatore d'impulsi e il PRM. Se è necessario modificare la programmazione del dispositivo durante una procedura di ablazione a RF, spegnere l'apparecchiatura per ablazione a RF prima dell'interrogazione.

Al termine della procedura, annullare il Modo protezione elettrocauterizzazione o programmare il Modo Tachy idet V su Monitor + Terapia per riattivare le modalità di terapia precedentemente programmate.

Radiazione ionizzante

ATTENZIONE: Non è possibile specificare un dosaggio di radiazioni sicuro o garantire un funzionamento corretto del generatore d'impulsi in seguito a esposizione alla radiazione ionizzante. Vari fattori determinano l'impatto della terapia di radiazione su un generatore d'impulsi impiantato, tra cui la vicinanza del generatore d'impulsi al fascio di radiazioni, il tipo e il livello di energia del fascio di radiazioni, la percentuale di dose, la dose totale erogata nel corso dell'utilizzo del generatore d'impulsi e la schermatura del generatore d'impulsi. Inoltre, l'impatto della radiazione ionizzante varia in base al generatore d'impulsi e potrebbe variare dal non determinare modifiche nel funzionamento fino alla perdita del pacino e della terapia di defibrillazione.

Le fonti di radiazione ionizzante variano significativamente nell'impatto potenziale su un generatore d'impulsi impiantato. Numerose fonti di radiazioni a scopo terapeutico sono in grado di interferire o di danneggiarlo, incluse quelle utilizzate per il trattamento del cancro, come il cobalto radioattivo, acceleratori lineari, semi radioattivi e betatroni.

Prima di una seduta di radioterapia. l'oncologo che esegue la terapia con radiazioni e il cardiologo o l'elettrofisiologo del paziente devono considerare tutte le opzioni relative alla gestione del paziente, inclusi tempi maggiori di follow-up e la sostituzione del dispositivo. Altre considerazioni includono:

- ottimizzazione della schermatura del generatore d'impulsi nel campo di trattamento
- determinazione del livello appropriato di monitoraggio del paziente durante il trattamento

Valutare il funzionamento del generatore d'impulsi durante e dopo la seduta di radioterapia sottoponendo a verifica quante più caratteristiche possibili ("Follow-up del generatore d'impulsi post terapia" a pagina 26). on radic eranno, eranno Elavult verzi eally reproblement nidio ni di L'entità, la tempistica e la frequenza delle valutazioni relative al regime di terapia con radiazioni dipenderanno Aztart Version.

Nargithyat.

18 Inchalite

BENCHH. Ha. dal corrente stato di salute del paziente e dovranno pertanto essere stabilite dal cardiologo o dall'elettrofisiologo SILKEST 16 Lineuc che ha in cura il paziente.

" Verze. Nepouzing Molte diagnostiche del generatore di impulsi vengono effettuate automaticamente una volta all'ora, pertanto la valutazione del generatore di impulsi non deve essere conclusa fino all'aggiornamento e alla revisione della diagnostica del generatore di impulsi (almeno un'ora dopo l'esposizione alle radiazioni). Gli effetti dell'esposizione alle radiazioni sul generatore di impulsi potrebbero non essere rilevati fino all'esposizione successiva. Per questo motivo, continuare a monitorare attentamente il funzionamento del generatore d'impulsi e procedere con cautela durante la programmazione di una funzione nel corso delle settimane o dei mesi successivi alla terapia con radiazioni.

Pressioni elevate

L'International Standards Organization (ISO) non ha approvato un test sulla pressione standardizzato per generatori d'impulsi impiantabili per ossigenoterapia iperbarica (HBOT) o immersioni subacquee. Tuttavia. Boston Scientific ha sviluppato un protocollo di verifica per valutare le prestazioni del dispositivo con esposizione a pressioni atmosferiche elevate. Il seguente riepilogo del test sulla pressione deve essere considerato come tale e non rappresenta un'approvazione del trattamento con HBOT o dell'attività di immersione subacquea.

ATTENZIONE: Le pressioni elevate prodotte da HBOT o da immersioni subacquee possono danneggiare il generatore d'impulsi. Durante il test di laboratorio, tutti i generatori d'impulsi nel campione di prova hanno continuato a funzionare come previsto se esposti a più di 1.000 ciclí a una pressione fino a 5,0 ATA. Il test di laboratorio non ha rappresentato l'impatto della pressione elevata sulle prestazioni del generatore d'impulsi o una risposta fisiologica mentre era impiantato in un corpo umano.

Per ogni ciclo di prova, inizialmente è stata impostata una pressione ambiente, successivamente è stata aumentata a un livello di pressione elevato e infine riportata a pressione ambiente. Sebbene il tempo di permanenza (il periodo di tempo di esposizione a pressioni elevate) possa avere un impatto sulla fisiologia umana, il test ha indicato che non influenza le prestazioni del generatore d'impulsi. Le equivalenze del valore di "out of arming walk na 34. NãO Itilide rata dui contili pressione sono fornite di seguito (Tabella 1 Equivalenze del valore della pressione a pagina 34). Oit is pen yeroll Elavult verzi Aztart Varcion. Sh Marchithyait. 33

Bepc	Tabella 1. Equivalenze del valore della pressione	LETTE.
, lex	Equivalenze del va	lore della pressione
19	Atmosfere assolute	5,0 ATA
192	Profondità acqua marina ^à	40 m (130 piedi)
10,	Pressione, assoluta	72,8 psia
, ci01"	Pressione indicatore ^b	58,1 psig
I AUY	Bar De La La Me Mo	5,0
Ver)	kPa in condizioni assolute	500

Tutte le pressioni sono state calcolate presupponendo una densità dell'acqua pari a 1030 kg/m³.

Prima di immersioni subacquee o di iniziare un programma con HBOT, è necessario consultare il cardiologo o l'elettrofisiologo curante del paziente per comprendere appieno le potenziali consequenze di questa attività relative alla condizione di salute del paziente. È anche possibile consultare uno specialista di medicina subacquea prima di immersioni subacquee.

In presenza di HBOT o immersioni subacquee, deve essere garantito un follow-up del dispositivo più frequente. Valutare il funzionamento del generatore d'impulsi dopo l'esposizione a una pressione elevata ("Follow-up del generatore d'impulsi post terapia" a pagina 26). L'entità, la temporizzazione e la frequenza di tale valutazione asalute. Jale sta. Cata Anica Itiliva . pazie, relativa all'esposizione a una pressione elevata dipendono dall'attuale stato di salute del paziente, pertanto enleta Nan Itilize. .ofision devono essere determinate dal suo cardiologo o elettrofisiologo.

18 In Chalite

Valka

Pressioni rilevate su manometro (psia = psig + 14.7 psi).

in a seite. Life hontha In caso di ulteriori domande, o se si desiderano altri dettagli sul protocollo di verifica o sui risultati del test specifici di HBOT o immersioni subacquee, contattare Boston Scientific attraverso le informazioni riportate sul

POTENZIALI EVENTI AVVERSI

spe. spe. oetro. L'elenco alfabetico che seque, basato sugli studi effettuati e sulle esperienze di impianto del generatore is Joh Liber .sili eve Memoite moof d'impulsi e/o degli elettrocateteri, riporta i possibili eventi avversi associabili all'impianto dei prodotti descritti in questa documentazione:

- Embolia gassosa
- Reazione allergica
- Wednund is MONIO EXTO

 - soleta. Non utili Zlare. Tamponamento card.

 Danni cronici ai nervi
 Malfunzioname

 - Jersi

- in Acity inchanging Fenomeni di rigetto di corpi estranei Formazione di ematomi o sieromi Formazione di e
 Arresto cardiaco
 Impossibilità di
 Tetapia

 - Arresto cardiaco
 Impossibilità di effettuare la defibrillazione o la stimolazione
 - ...drachic.
 ...ere con il generatore .
 ...e la defibrillazione con piastre internocatetere
 ...are
 ...dell'isolamento dell'elettrocatetere
 ...delettrocatetere
 ...ne e/o rottura della punta dell'elettrocatetere
 ...ne e/o rottura della punta dell'elettrocatetere
 ...ne locale del tessuti
 ...dita di cattura
 infarto del miocardio (MI)
 Necrosi miocardica
 Trauma miocardico (ad es. danno ai tessuti, danno valvolare)
 Sensing del miopotenziale
 Oversensing/undersensing
 Tachicardia mediata da pacemaker (TMP)
 Sfregamento, versamento pericardico Terapia inappropriata (ad es., shock e pacing antitachicardico [ATP] se applicabile, pacing)

18 III Orahite

ilizitia.

- Diticaen Varninderde versie Niet gebruiken
- uerapia inappropriata (ad es.,
 Dolore nel punto dell'incisione
 Connessione incompleta de'''
 Infezione, compre HEQUINUD'
- Rottura dell'elettrocatetere
 Rottura o abrasione dell'isolamento dell'elettrocatetere
 Rottura o abrasione dell'isolamento dell'elettrocatetere
 Perforazione dell'elettrocatetere
 Deformazione ello Perdita di cattura

 Infarto del mices

 - Elavult verzio. Ne használia!

- kasutage. 2011/0/10/Elie. Migrazione del generatore d'impulsi
- Pneumotorace Migrazione d Deviazione della corrente durante la defibrillazione con piastre interne o esterne
- Juer Version.
- io reite. Inshorting Tachiaritmie, che includono accelerazione di aritmie e fibrillazione atriale ricorrente, in stadio iniziale 2²⁵ Utilise
- , 310h iiberhol

..aritmie, ch tirombosi/trombo.

Danno alle valvole
Risposta vasovar
Occlusionr
Tra vagale
vcclusione venosa
Trauma venoso (ad es. perforazione, dissezione, erosione)
Peggioramento dello scompenso cardiaco
elenco dei potenziali eventi avverci
ema di defibrillazione Man Jania Extor Per un elenco dei potenziali eventi avversi associati alla scansione MRI, fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

... generatore d'impulsi non eroghi lo shock
snock immaginario
Paura che il dispositivo non funzioni correttamente
Potenziali eventi avversi associati all'impianto di un elettrocatetere coronarico venoso includono: I pazienti potrebbero sviluppare intolleranza psicologica nei confronti del generatore d'impulsi e potrebbero

- Reazione allergica al mezzo di contrasto
- Rottura/quasto degli strumenti dell'impianto
- id helper hebouring Esposizione prolungata a radiazioni fluoroscopiche
 - Insufficienza renale causata dal mezzo di contrasto utilizzato per visualizzare le vene coronariche

SPECIFICHE MECCANICHE

Le sequenti specifiche meccaniche e dei materiali si applicano ai dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN. INOGEN e ORIGEN.

Tutti i modelli hanno una un'area della superficie di rivestimento dell'elettrodo di 6192 mm². La capacità utile della batteria è di 1.9 Ah e la capacità residua utile della batteria all'Espianto è di 0.15 Ah. Le specifiche meccaniche proprie di ogni modello sono elencate di seguito.

Tabella 2 Specifiche meccaniche - AUTOGEN CRT-D

Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional	
G172	5,37 x 8,18 x 0,99	73,6	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS-1	ONO ONO	٠ _.
G173	5,37 x 8,08 x 0,99	72,8	32,0	AD; IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS-1	NKENO. THE).C.
G175	5,37 x 8,08 x 0,99	72,9	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: LV-1	No	<u>٠</u> .
38	Nell'Accounti	neijio.	COLION	Ka, Mayo	ilize utiliz	٠.
	Paser.	seen ve	ers) err	ill Mão	UN OUTHOR	(3)
	Oit	79,6,	OKIN COL	13/9. E	Jeh 716	Vi C

18 Ingrahite

i Valka.

Specifiche meccaniche - AUTOGEN CRT-D (continua)

Bepcha. L	Tabella 2. Spec	iffiche meccaniche - AUT	OGEN CRT-D	continua)	•_	
Jerrein	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	• Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
yer yer	G177	5,37 x 8,08 x 0,99	73,4	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS4	No
:107 J.	G179	5,37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
IS JULY	Tabella 3. Spec	ifiche meccaniche - DYN	AGEN CRT-D	1131		Yey

960 :10e	rsio M	1,00 , 1111	41113		VS: IS4	
sion judy	G179	5,37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
	abella 3. Spec	cifiche meccaniche - DYNA	GEN CRT-D	1131		72
Digital States	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
Onigo	G150	5,37 x 8,18 x 0,99	73,6	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS-1	No
161	G151	5,37 x 8,08 x 0,99	72,8	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS-1	es. No ac.
7	13501	7,500 E1161	119.	135/6 VE	Kro Hi	SUL
	116,	isione o usi ver	10. Ve	96,00	11/2/12/11/	e. ::112a.
	7	Sione obsuer sione observer server se	Jelos	nasztika derde ve derde ve jon skal jon ning sterming	sig. Meb Mgo nilli Mgugʻili ika gʻili	e. lililiza.
		Pase ulit see	IL ASIC	sterin's	Hobbn	ONITINOVADO
		Oit Lai	e, our	-018. A	sta. Met	JA KS

liavia.

BEPCV	Tabella 3. Spec	ifiche meccaniche - DYN	AGEN CRT-D	(continua)	4,	
, Jek	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
ger 1	G156	5,37 x 8,08 x 0,99	73,4	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS4	No
CON	G158	5,37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
13 11	Tabella 4. Spec	ifiche meccaniche - INOG	SEN CRT-D	.13	<i>y</i> ,	

Specifiche meccaniche - INOGEN CRT-D

Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
G140	5,37 x 8,18 x 0,99	73,6	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS-1	No
G141	5,37 x 8,08 x 0,99	72,8	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS-1	No.
1356	elt lites ob	Jersija.	rehasir	s likke p	Mienin
40	10, 10, 61		00, 7.	Kainalla	
	Laz Anly	seen y	ersjorn	"S. Mo	nuse vizivis
	Elojiti	Agiel	or12 6019	Sign H	ich 116

rata Anica Itiliza.

· aliporabite.

Specifiche meccaniche - INOGEN CRT-D (continua)

Bepcha. N	Tabella 4. Spec	ifiche meccaniche - INOC	GEN CRT-D (co	ontinua)	0,	
Jerresic	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	, • Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
iger iper	G146	5,37 x 8,08 x 0,99	73,4	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS4	No
610 U. 19.	G148	5,37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
is allo	Tabella 5. Spec	cifiche meccaniche - ORIC	EN CRT-D	1131		29

10° 10° 15'	o Willy	00 , Filling	·illis	STI S	VS: IS4	
Tabella	G148 5	37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
Tabella	a 5. Specifiche	meccaniche - ORIG	EN CRT-D	1131		20
M	odello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
30	, 06,	37 x 8,18 x 0,99	73,6	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS-1	No
6,2	. (8)	37 x 8,08 x 0,99	72,8	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS-1	es. No ac.
13	asto little	60p 1/6/	:119.	1351 VE	KKE HIL	SUL
	Urelit sio	collis 161	:0. Ve	geros	1K1. 14.	e13.
	401	ecojusi ver ecojusi ver asenusi ver Elavult ver Elavult ver	1 SKON	nastilia derde ve derde ve derde ve derde ve derde ve	Sig Veb Mgo nillis	e. Jihiliza.
	8,	elavilit see	il John	steriu.	Marken	ONITIMORADO
		C. 14.13	er ort	colego	sta. 166	S UP Ka

lights.

Bepch	Tabella 5. Spec	ifiche meccaniche - ORIG	SEN CRT-D (co	ontinua)	4	
Jerr	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Massa (g)	Volume (cm³)	Tipo di connettore	MR Conditional
yet is	G056	5,37 x 8,08 x 0,99	73,4	32,0	AD: IS-1; VD: IS-1/DF-1; VS: IS4	No
CON	G058	5,37 x 8,18 x 0,99	73,8	32,5	AD: IS-1; VD: DF4; VS: IS4	Sì
13,111	Le specifiche dei n	nateriali sono riportate di se	eguito:	.12	31	

- Cassa: titanio sigillato ermeticamente
 - Testa: polimero idoneo all'impianto
- Alimentazione: cella al litio-biossido di manganese; Boston Scientific ENDURALIFE; 401988

Le seguenti specifiche meccaniche e dei materiali si applicano ai dispositivi INCEPTA. ENERGEN e PUNCTUA.

Tutti i modelli hanno una massa di 72,0 g e un'area della superficie di rivestimento dell'elettrodo di 6670 mm². La capacità utile della batteria e di 1,9 Ah e la capacità residua utile della batteria all'Espianto è di 0,17 Ah. Le specifiche meccaniche proprie di ogni modello sono elencate di seguito. Tutti i modelli hanno una massa di 72,0 q e un'area della superficie di rivestimento dell'elettrodo di 6670 mm²

rata Anna Cantilla.

is incrabite.

יויאלט.-

Specifiche meccaniche - INCEPTA CRT-D

sepcing.	Tabella 6. Specifiche m	ecaniche - INCEPTA CRT-	D .	
, verze	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	°Volume (cm³)	Tipo di connettore
io Jer	P162	6,17 x 7,70 x 0,99	32,0	AD: IS-1, VD: DF4- LLHH, VS: IS-1
Jos iilos	P163	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: IS-1
isio inuo	P165	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: LV-1
1600 19 E	Tabella 7. Specifiche mo	eccaniche - ENERGEN CRT	-D, , O	ilke
L'OYIN	Modello	Dimensioni	Volume (cm³)	Tipo di connettore

Specifiche meccaniche - ENERGEN CRT-D

Kelgallung 201	P165	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: LV-1
Tabella	7. Specifiche me	eccaniche - ENERGEN CRT	-D,	ike
Lloying sie	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Volume (cm³)	Tipo di connettore
00, 30	P142	6,17 x 7,70 x 0,99	32,0	AD: IS-1, VD: DF4- LLHH, VS: IS-1
leks	P143	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: IS-1
13	ivelt in	E ISIVE SIB.	sharper 11/46	Hie
•	Jekzie	enusi verzio. N	196 (Kg) 31	Na Prilita . 13
	40%	enusi verzioero	SION SINON	Jilling Jilling 13
	6.9.	lavilt centre	rsionnino rac	A Un Onthings of
		Oit latel o	rie oleta ja.	Meb Mb Ks

listis.

Bepch	M3 X	eccaniche - PUNCTUA CRT	-D	•
, Jekr	Modello	Dimensioni L x A x P (cm)	Volume (cm³)	Tipo di connettore
you re	P052	6,17 x 7,70 x 0,99	32,00	AD: IS-1, VD: DF4- LLHH, VS: IS-1
Jos in	P053 (PUNCTUA NE)	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: IS-1
ysio o	Le specifiche dei materiali s	ono riportate di seguito:	ie wie.	
day	Cassa: titanio sigillato	ermeticamente	11/0	
(ey).	 Testa: polimero idone 	o all'impianto	1. "illi" "O'.	
1 7	 Alimentazione: cella 	al litio-biossido di manganes	se; Boston Scientific ENDUR	RALIFE; 401988
10.	Le seguenti specifiche me	eccaniche e dei materiali si	applicano ai dispositivi C	ÒGNIS.
	4	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

- - Alimentazione: cella al litio-biossido di manganese: Boston Scientific ENDURALIFE: 401988

Le seguenti specifiche meccaniche e dei materiali si applicano ai dispositivi COGNIS.

or atarminawana Nie Ii hunat ozo...
0,16 Ah.) Tutti i modelli hanno una massa di 72.0 g e un'area della superficie di rivestimento dell'elettrodo di 6670 mm² era alle nerzió. Ne használia sttr. spianto è. La capacità utile della batteria è di 2,0 Ah e la capacità residua utile della specifiche meccaniche proprie di ogni modello sono elencate di seguito. La capacità utile della batteria è di 2,0 Ah e la capacità residua utile della batteria all'Espianto è di 0,16 Ah. Le

Le livorabite.

lishis.

Specifiche meccaniche - COGNIS CRT-D

Beb Cha.	Tabella 9. Specifiche m	Nendade. Dielte.			
800	Tabella 9. Specifiche m	eccaniche - COGNIS CRT-D	•.		
V / V	Modello	Dimensioni L x A x P	Volume (cm³)	Tipo di connettore	
det versi	P106	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: LV-1	
ige lib	P107	6,17 x 7,95 x 0,99	32,5	AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1, VS: IS-1	
isio, indi	P108	6,17 × 7,70 × 0,99	32,0	AD: IS-1, VD: DF4- LLHH, VS: IS-1	•
RE JONIO	CONTENUTO DELLA CO I seguenti articoli sono forr Un cacciavite torsion	to ermeticamente leo all'impianto le al litio-biossido di manganese; Bost NFEZIONE liti insieme al generatore d'impulsi. Inetrico	udolia!	Miles. Mac.	
	 Manuale del prodotto NOTA: Gli accessori (ad risterilizzati o riutilizzati. 	o esempio i cacciaviti) devono essere	utilizzati una sola v	olta e non dévono essere	
	Asis,	esempio i cacciaviti) devono essere	utilizzati una sola vi	Mebonghay 42	×9.—
	,	Dit l'aite orle	0/8, 3/g.	Meh Mh Kg	4

- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

BEHLINH. Hid. AVVERTENZA: 1° definito dall'Am onfezion L'impianto del sistema non può essere eseguito in un sito MRI Zona III (e superiore) come definito dall'American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices⁷. Alcuni degli accessori confezionati insieme ai generatori d'impulsi e agli elettrocateteri, come il cacciavite torsiometrico e gli stiletti, non sono MR Conditional e non devono essere portati nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree di Zona III o IV della sede di MRI.

SIMBOLI RIPORTATI SULLA CONFEZIONE

I sequenti simboli possono essere utilizzati sulla confezione e sull'etichetta (Tabella 10 Simboli riportati sulla confezione a pagina 46):

Tabella 10. Simboli riportati sulla confezione

Simbolo	Descrizione
REF	Numero di riferimento
	Contenuto della confezione
Derstalle utoble obse	Generatore d'impulsi
7. Kanal E. et al., American Journal of Roentge	nother 188: 1447-74 2007 Problem 188: 1447-7
46 NOVERUS	Jerzyerodo Siroma Jtilly Jill.
Flavoi	Generatore d'impulsi mology 18B: 1447-74, 2007 Company 1

18 III Orahite

Valka

Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74 7

Tabella 10. Simboli riportati sulla confezione (continua)

Bepcha.	ra Ont	Simboli riportati sulla conf	S. Tolelie.
Belock F	Tabella 10.	Simboli riportati sulla conf	ezione (continua)
, ext	Simbolo	10,10	Descrizione
3 25		W. KUN WELL	Cacciavite torsiometrico
10,0 :10	No.	MILL DO ITILL	Bibliografia allegata
Keloning	SN	osoleta. Ne po	Numero di serie
Aegunud Aegunud	3		Utilizzare entro
Oute	LOT	Pennerzilotio	Numero di lotto
76	W)	ijela 'sta. sole	Data di fabbricazione
		elt one isi	Radiazione elettromagnetica non ionizzante
	STERILE	gersile colline	Sterilizzato con ossido di etilene
		Pasenusive Elavuitise	Sterilizzato con ossido di etilene 47
		Elotis	ater or eloleto ato. Lepo upo List

i Valka.

Tabella 10. S	imboll riportati sull	a confezione (co	X X	
Simbolo Simbolo	100. 12UA	16 10	terilizzare	
8 E C	1. 00. 0	Non ritu	îllizzare	
11 000	Jeksijeka.	Non uti	lizzare se la confezione è danneggiata	
on die opsoince		11 10	ne pericolosa	depur
oscentific.	Net Jiela Jara	Consult postons	tare le istruzioni per l'uso disponibili sul sito Wescientific-elabeling.com	eb: www.
48	Nett John Move of Melt John Move of Melt John Move of Melt John Me	onsi Jers	scientific-elabeling.com	e itili
40	40356	ing 1/6,	Les Sion Villo 20 11	OUZIV

18 III Orahite

india.

Bepcing. Silversia	ePoliti	Simboli riport	leyor ade	zione (continua)
BEX 16.	Tabella 10.	Simboli riport	ati sulla confe	zione (continua)
16(1)	Simbolo	10,20	1011 ce	Descrizione
det joer			not us	Limiti di temperatura
GION O'ID	€0	086	70 3.	Marchio CE di conformità all'identificazione dell'organismo notificatore autorizzante l'uso del marchio
Vedily E	D 18	Oleta.	He Her	Designazione RTTE per le apparecchiature radio soggette a restrizioni d'uso
Ale Monid		p'erimer	zija. tio	Posizionale du la lesta telefinetrica
	10/2		002 Tex	Aprile qui partire de la
	EC REP		oius 18	Rannresentante autorizzato nella Comunità Europea
		Lase Nover	Parlity e	Tio oude ska mana. Till se utill de ser version sino mana utili se utill de ser version sino mana utili se utill de ser version ser versio
			01/2 75	ye on so se her she kas

· lizytä.

Tabella	10. Simboli riportati sulla confe	zione (continua)
Simbo		Descrizione
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	OK. OV. LINY POL	Fabbricante
C N 20	593 ST MILL DO 11,	C-Tick con codici fornitore
	ogy, sig. 46	Contrassegno di conformità radio ACMA (Australian Communications and Media Authority, Autorità australiana per i media e le comunicazioni)
OR-N	so openings.	Contrassegno di conformità radio RSM (Radio Spectrum Management, Gestione dello spettro radio) della Nuova Zelanda
AUS	D1168, 161, 40	Indirizzo sponsor australiano
MR	is tail toglass	MR Conditional CRT-D AD, VD, VS CRT-D AD, VD,
	12 relt ione ius	CRT-D AD, VD, VS, O, VS
50	Jeks, Jeconsi	Lekijo, Onge Skarmana ilite nilit
	Vers vecorisi Pasenusi Elavusi	Leizio order Skalmana milite utilita sen version minoma utilita sen version utili
-	Elas,	se ext reteretary A course

18 Inorabite

· lizikið.

Simboli riportati sulla confezione (continua)

Bepcha.	Tabella 10. Simboli riportati sulla confe	zione (continua)		
.0.	Simbolo	Descrizione		
yer here	O. Linker	ICD AD, VD		
ige libe	Ple Mus Do Trills	ICD VD		
Kilo, MIO	Polisio, sign Me bo	Dispositivo non rivestito		
Very light	RF S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Telemetria RF		
Onic	CARATTERISTICHE PREIMPOSTATE IN F	7		
Eare riferimento alla tabella riportata di seguito per informazioni sulle impostazioni del generatore d'impulsi al				

CARATTERISTICHE PREIMPOSTATE IN FABBRICA

CARATTERISTICHE PREIMPOSTATE IN FABBRICA

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per informazioni sulle impostazioni del generatore d'impulsi al momento della spedizione (Tabella 11 Caratteristiche preimpostate in fabbrica a pagina 52).

51

יוֹאַינֹאַי.-

Parametro	Impostazione
Modalità Tachy	Memorizzazione
Terapia Tachy disponibile	ATP, Shock
Modalità di pacing	Memorizzazione
Terapia di stimolazione disponibile	DDDR
Sensore C C	Accelerometro
Sensore O	Miscelato (Accelerometro e VM) (Modelli AUTOGEN
Configurazione di pacing/sensing	AD: BI/BI
Configurazione di pacing/sensing	VD: BI/BI
Configurazione di pacing/sensing	VS: Off
Configurazione di pacing/sensing	VS: Bl/Bl (modelli quadripolari)

Al momento della consegna, nel generatore d'impulsi è preimpostata la modalità Memorizzazione a risparmio ich Anica Itiliza. one In Artarmina Managara energetico allo scopo di aumentarne il periodo di validità. In modalità Memorizzazione tutte le funzioni sono enletz Nizo Itilize. inattive, a eccezione delle sequenti:

ie in orabite.

Linkin

Supporto telemetrico, che rende possibili l'interrogazione e la programmazione

- Orologio in tempo reale
- JOHO TO LETTE.

NO VEILE. WEHOUTING u dispositivo abbandona la modalità Memorizzazione quando si verifica una delle segui programmazione di altri parametri non ha alcun effetto sulla modalità Memorizzazione:

Viene emesso il comando SHOCK STAT o STIM. STAT

Il Modo Tachy viene programmato su:

Off

Solo menit Il dispositivo abbandona la modalità Memorizzazione quando si verifica una delle seguenti azioni, ma la

July 1. Survey of the control of the • Monitor + Terapia
Una volta disattivata la modalità Memorizzazione del generatore d'impulsi, il dispositivo non può essere più riprogrammato su tale modalità.


IDENTIFICAZIONE A RAGGI X

Il generatore d'impulsi ha un codice di identificazione visibile ai raggi X o mediante fluoroscopia. Questo codice di identificazione consente di ottenere una conferma non invasiva del fabbricante del dispositivo ed è composto dai seguenti elementi:

- Per i generatori d'impulsi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN, le lettere BSC identificano Boston Scientific come fabbricante. Il numero 140 identifica il software applicativo del PRM Modello 2868 necessario per comunicare con il generatore d'impulsi
- Per i generatori d'impulsi INCEPTA, ENERGEN e PUNCTUA, le lettere BSC identificano Boston Scientific PRMM. neative Nergliderde Elavult verzió. Ne come fabbricante. Il numero 120 identifica il software applicativo del PRM Modello 2868 necessario per Jei Anii Ca Iitili 77. nr atarminowana. calata Não Itilize. comunicare con il generatore d'impulsi.

Per i generatori d'impulsi COGNIS, le fettere BOS identificano Boston Scientific come fabbricante. Il numero 112 identifica il software applicativo del PRM Modello 2868 necessario per comunicare con il generatore d'impulsi.

no veite. The houting Il codice di identificazione a raggi x è incorporato nella testa del dispositivo. Per un impianto sul lato sinistro del petto, l'identificativo sarà visibile mediante raggi x o fluorografia nella posizione approssimativa visualizzata



[1] Identificazione a raggi X [2] Testa [3] Cassa del generatore d'impulsi

Figura 1. Identificazione a raggi X

Per informazioni sull'identificazione del dispositivo mediante PRM, consultare il manuale per l'operatore PRM. ositive e. ne vis. Il numero del modello del generatore d'impulsi è conservato nella memoria del dispositivo e viene visualizzato Pasenisiversi Elavult verzió. Ne ne inte. sulla schermata Riepilogo del PRM quando il generatore d'impulsi viene interrogato rata Anii ca Itilita.

Miet debruiken.

is indiabite.

· lizytä.

Enlara Nan Irillize.

3 ikke 311 16 LINELLO INFORMAZIONI SULLA TELEMETRIA

BENCHH. Ha. , verze. Nepouzin I dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN funzionano nella banda 402-405 MHz e utilizzano la modulazione FSK con potenza irradiata conforme al limite applicabile di 25 µW. La telemetria con testa funziona a 57 kHz e utilizza la modulazione QPSK.

Sutage.

I dispositivi INCEPTA, ENERGEN e PUNCTUA funzionano con una freguenza di trasmissione di 869.85 MHz e utilizzano la modulazione ASK Amplitude Shift Keving (modulazione a cambiamento di ampiezza) con una potenza di uscita irradiata massima minore di -1.25 dBm. La telemetria con testa funziona a 57 kHz e utilizza la modulazione QPSK.

I dispositivi COGNIS funzionano con una frequenza di trasmissione di 869,85 MHz e utilizzano la modulazione ASK Amplitude Shift Keying (modulazione a cambiamento di ampiezza) con una potenza di uscita irradiata massima minore di -1.25 dBm. La telemetria con testa funziona a 102.4 kHz e utilizza la modulazione QPSK.

LONGEVITÀ DEL GENERATORE D'IMPULSI

In base agli studi di simulazione effettuati, si prevede che questi generatori d'impulsi abbiano la longevità media prima dell'espianto indicata di seguito.

Consultare le schermate Riepilogo PRM e Riepilogo Dettagli batteria per una stima della longevità del generatore d'impulsi specifica per il dispositivo impiantato.

Le aspettative di longevità, che tengono in considerazione l'energia utilizzata durante la produzione e la conservazione, valgono alle condizioni riportate nelle tabelle e a quanto segue:

Si presuppongono: 70 min⁻¹dí LRL; modalità DDDR; stimolazione biventricolare al 100%: stimolazione atriale al 15% e Durata impulso di stimolazione 0.4 ms (AD, VD, VS); Impedenza AD 500 Ω; sensori On.

Le seguenti tabelle della longevità e condizioni d'uso si applicano ai dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN.

La longevità stimata è calcolata presupponendo 3 cicli di carica alla massima energia per anno, che eutici. odi, comprendono le riformazioni automatiche dei condensatori e gli shock terapeutici. Per l'ultimo anno di vita utile oth is een verol calata Não Itilla Aztart Nersion. Naraithvat. 55 , BENCHA, HICK del dispositivo, si ipotizzano 5 ulteriori cicli di carica per tenere in considerazione le riformazioni automatiche aggiuntive dei condensatori all'approssimarsi del dispositivo all'indicatore di Espianto. Questi calcoli presuppongono inoltre che la funzione Onset EGM a 3 canali sia impostata su On e che il generatore d'impulsi trascorra 6 mesi in modalità Conservazione durante la spedizione e la conservazione.

Stima della durata del generatore d'impulsi (dall'impianto all'espianto) con batteria

LINDINALII						
Tutti i modelli ^{a b}						
Ampiezza di stimolazione	Longevità (anni) con un'im stimolazione pari a 500 Ω e 70					
AD/VD VS	500 Ω	700 Ω				
2,5 V 0 0 3,0 V	8,1	8,6				
2,5 V 3,5 V	7,6	8,2				
3,5 V	6.8	7,5 × O				
3,5 V 5,0 V	5,7	6,5				

Si ipotizza un utilizzo della Telemetria ZIP senza testa telemetrica per 3 ore al momento dell'impianto e per 40 minuti all'anno per le visite di controllo in ospedale.

calata Não Itilize.

icurorahite.

Si ipotizza l'utilizzo standard del Comunicatore LATITUDE nel modo seguente: Controllo quotidiano del dispositivo On. Jon. Jaron Harolida e intended to the second of th ali inizia,
Ali Wareina Pasenisi Versili Interrogazioni complete mensili (follow-up a distanza programmati e interrogazioni trimestrali iniziate dal paziente). nratarningwana. Wata Anica Itiliza

Tabella 13. Stima della durata del generatore d'impulsi AUTOGEN (dall'impianto all'espianto) con batteria ENDURALIFE e PaceSafe

OCNA.	6607 KKE SU	Jeno Jenorojeti			
Ber 1e.	Tabella 13. Stima della di batteria ENDURALIFE e Pa	ceSafe	oulsi AUTOGEN (dall'impia	nto all'espianto) con	
la very bersi	Ampiezza di stimolazio ventricolare destra, atria sinisti	le destra e ventricolare	odelli ^{a b} Longevità (anni) co stimolazione pari a 50		
10, 110	PaceSafe On (AD=2,0 V, VD=2,0 V, VS = soglia + Margine di sicurezza di 1,0 V [presupponendo una soglia VD < 1,0 e una soglia AD < 1,0]).				
(SI INUIS	ADIVD	le kvs ol	500 Ω	700 Ω	
600, 46	2,0 V/2,0 V	3,0 V	8,4	8,9	
You O'VIO	2,0 V/2,0 V	3,5 V	8,0	8,5	
(1) Ito	2,0 V/2,0 V	5,0 V NO	6,5	7,2	
O	a. Si ipotizza un utilizzo della Te		etrica per 3 ore al momento dell'ir	mpianto e per 40 minuti all'anno	

a. Si ipotizza un utilizzo della Telemetria ZIP senza testa telemetrica per 3 ore al momento dell'impianto e per 40 minuti all'anno per le visite di controllo in ospedale.

NOTA: Il consumo di energia nella tabella della longevità si basa su principi elettrici teorici ed è verificato solo tramite prove di laboratorio.

Wata Anicaltilla diriduz, edin. Ale Se, Ale Arminowaha. La longevità del generatore d'impulsi può aumentare in caso di riduzione di una delle seguenti variabili: dva. Elavult verzió.

Frequenza di pacing

ivalia.

Si ipotizza l'utilizzo standard del Comunicatore LATITUDE nel modo seguente: Controllo quotidiano del dispositivo On. Interrogazioni complete mensili (follow-up a distanza programmati e interrogazioni trimestrali iniziate dal paziente).

- , BENCHA, Ha. ", verze. Nepouzing
- Ampiezza(e) dell'impulso di stimolazione Turata(e) dell'impulso di stimolazione recentuale di eventi stimolazione quenza di cari Percentuale di eventi stimolati rispetto agli eventi rilevati

La longevità viene altresì influenzata nelle seguenti circostanze:

- Una riduzione dell'impedenza di stimolazione può ridurre la longevità.
- Quando il sensore respiratorio VM è programmato su Off per la durata del dispositivo, la longevità aumenta di circa 2 mesi.
- Quando i Monitor attivati dal paziente sono programmati su On per 60 giorni, la longevità è ridotta di circa 5 giorni.
- Ogni ora aggiuntiva di Telemetria ZIP senza testa telemetrica determina una riduzione della longevità di circa 7 giorni.
- Cinque interrogazioni iniziate dal paziente con il Comunicatore LATITUDE a settimana per un anno riducono la longevità di circa 29 giorni
- Ogni shock aggiuntivo alla massima energia riduce la longevità di circa 16 giorni.
- Sei ore in Modalità Protezione MRI riducono la longevità di circa 3 giorni.
- Ulteriori 6 mesi in modalità Memorizzazione prima dell'impianto riducono la longevità di 39 giorni. Si presuppongono: impostazioni di impianto di 70 min⁻¹di LRL; modalità DDDR; stimolazione atriale al 15%; Jazione di III stimolazione biventricolare al 100%; Durata impulso di stimolazione 0,4 ms; Impedenza di stimolazione 500 Ω; Ampiezza (AD, VD) dell'impulso di stimolazione di 2,5 V; Ampiezza (VS) dell'impulso di all'in.

 CKALINKE D stimolazione di 3.0 V.

is incrabite.

Intivaria. Elavilt verzió. Nes La longevità del dispositivo può essere altresì influenzata dalle seguenti variabili rata Anii ca Itili Za.

- Tolleranze dei componenti elettronic
- Variazioni dei parametri programmati

Variazioni di utilizzo in base alle condizioni del paziente

NO VEILE, MEHOULING Le seguenti tabelle do PUNCTUA e COGNIS.

La longevità stimo comprendo del d' comprendono le riformazioni automatiche dei condensatori e gli shock terapeutici. Per l'ultimo anno di vita uti del dispositivo, si ipolizzano 4 ulteriori cicii di carica per tenere in considerazione le riformazioni automatiche aggiuntive dei condensatori all'approssimarsi del dispositivo all'indicatore di Espianto. Questi calcoli presuppongono inoltre che la funzione Onset EGM a 3 canali sia impostata su On e cho "trascorra 6 mesi in modalità Conservazione durante la spedizione o".

Tabella 14. Stima della durata della ENDURALIFE comprendono le riformazioni automatiche dei condensatori e gli shock terapeutici. Per l'ultimo anno di vita utile presuppongono inoltre che la funzione Onset EGM a 3 canali sia impostata su On e che il generatore d'impulsi

JUNE	ENDURALIFE	12)	
300, 76	Tutti i.r	nodelli ^{a b}	
Ved Ingra	Ampiezza di stimolazione		on un'impedenza di 00 Ω e 700 Ω (VD e VS)
Onles	AD/VDE/THEYTHING VS	500 Ω	700 Ω
.16	2,5 V 3,0 V	75	W 8,1 S.
7	2,5 V 3,5 V	7,3	16. 1 <u>48</u> -11/1
	Lastavinge obsaversing last versing the pasenusiversing Pasenu	Leroiderde Verinor Leroide le la	Oliveria
	Laste tities e obsiversing Versione obsiversing Versione obsiversing Versione obsiversing Versione obsidersing Ver	16, 496 !!	the Mis
	1618, 600, 9146, 19)., "ge, CK31;	ia. Nebonija
	70/0 W/12 /64/	8100°00.	No Vitillia Olivi
	2350 1116 00	isjo mill	30 713 1/13
	K 2/3/0 CGE, X	Je, Jell S.	ALL OUT
	E Sit Is ster	orte dere	(3. 166 MG
	77. 70	<u> </u>	

ilianta.

BEHLINH. Hid. Tabella 14. Stima della durata del generatore d'impulsi (dall'impianto all'espianto) con batteria ENDURALIFE (continua)

Tutti inc	odelli ^{a b}	10
Ampiezza di stimolazione	Longevità (anni) co stimolazione pari a 500	
AD/VD VS	500-Ω	700 Ω
3,5 V 3,5 V	6,5	6,9
3,5 V 5,0 V	5,4	6,0
Per i modelli con RF abilitata, si presuppone un utilizzo dall'anno per le visite di controllo in ospedale. Si ipotizza l'utilizzo standard del Comunicatore LATITUE	1/71. 1/61. ×C)

Per i modelli con RF abilitata, si presuppone un utilizzo della telemetria ZIP per 3 ore al momento dell'impianto e per 40 minuti all'anno per le visite di controllo in ospedale.

neratarminowana Nie II wwat NOTA: Il consumo di energia nella tabella della longevità si basa su principi elettrici teorici ed è verificato solo tramite prove di laboratorio.

Wata Anicaltilla

Cunorabite.

Jelle segu anti variabo La longevità del generatore d'impulsi può aumentare in caso di riduzione di una delle seguenti variabili: Durata(e) dell'impulso di stimolazione
Percentuale di eventi stimolati rispetto agli eventi rilevati
Frequenza di caricamento

Si ipotizza l'utilizzo standard del Comunicatore LATITUDE nel modo seguente: Controllo quotidiano del dispositivo On. Allarme settimanale del dispositivo On, follow-up a distanza programmati settimanalmente e interrogazioni trimestrali iniziate dal paziente.

La longevità viene altresì influenzata nelle seguenti circostanze:

- Una riduzione dell'impedenza di stimolazione può ridurre la longevità
- io reite. The houting Quando il sensore respiratorio è programmato su Off per la durata del dispositivo, la longevità aumenta di circa 2 mesi.
 - Quando i Monitor attivati dal paziente sono programmati su On per 60 giorni, la longevità è ridotta di circa 5 giorni
 - Per i modelli con Telemetria ZIP senza testa telemetrica, ogni ora aggiuntiva di telemetria determina una riduzione della longevità di circa 4 giorni.
 - Cinque interrogazioni iniziate dal paziente con il Comunicatore LATITUDE a settimana per un anno riducono la longevità di circa 14 giorni
 - Ogni shock aggiuntivo alla massima energia riduce la longevità di circa 11 giorni.
 - Ulteriori 6 mesi in modalità Memorizzazione prima dell'impianto riducono la longevità di 44 giorni. Si presuppongono: impostazioni di impianto di 70 min⁻¹di LRL; modalità DDDR; stimolazione atriale al 15%: stimolazione biventricolare al 100%; Durata impulso di stimolazione 0,4 ms; Impedenza di stimolazione 500 Ω: Ampiezza (AD, VD) dell'impulso di stimolazione di 2,5 V; Ampiezza (VS) dell'impulso di stimolazione di 3.0 V.

La longevità del dispositivo può essere altresì influenzata dalle seguenti variabili:

Tolleranze dei componenti elettronici
Variazioni dei parametri programmati
Variazioni di utilizzo in base alle condizioni del paziente

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
Un certificato di garanzia limitata per il generatore d'impulsi è disponibile su www.bostonscientific.com. Per una conia contattare Boston Scientific utilizzando la informazioni culticato della condizioni. erun. Arta Arminowand eclata Nanutilize. délla a Skal copia, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sul retro della copertina. oni se provide Elavult verzió.

BEHLINH. Hid. AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO
L'objettivo di Boston Scientifin
lispositivi possono preoacità di eron-L'objettivo di Boston Scientific è fornire dispositivi impiantabili di qualità e affidabilità elevate. Tuttavia, tali dispositivi possono presentare malfunzionamenti che potrebbero risultare in una mancata o compromessa

capacità di erogare la terapia. Tali malfunzionamenti possono includere:

Esaurimento prematuro della batteria

Problematiche legate al sensing o al pacing

Impossibilità di erogare shock

Codici di errore

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni del dispositivo, inclusi i tipi e le frequenze dei malfunzionamenti presentati generalmente da questi dispositivi, fare riferimento al Product Performance Report CRM Boston Scientific pubblicato sul sito www.bostonscientific.com. Nonostante i dati precedenti potrebbero non prevedere le prestazioni future del dispositivo, sono in grado di fornire un presupposto fondamentale per comprendere l'affidabilità generale di questo tipo di prodotti.

Talvolta i malfunzionamenti dei dispositivi richiedono l'emissione di avvisi di sicurezza. Boston Scientific rende necessaria la pubblicazione di avvisi di sicurezza basati sulla frequenza del malfunzionamento stimata e sull'implicazione clinica del malfunzionamento. Quando Boston Scientific comunicherà le informazioni sugli avvisi di sicurezza, la decisione di un'eventuale sostituzione del dispositivo deve considerare i rischi del malfunzionamento, i rischi della procedura di sostituzione e le prestazioni del dispositivo di sostituzione.

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

Prima della dimissione i seguenti argomenti dovranno essere affrontati con il paziente

Defibrillazione esterna—il paziente deve contattare il proprio medico per un controllo del generatore d'impulsi se viene sottoposto a defibrillazione esterna un con Skaller Wata Anicaltilla nedice of Varounders nr atarminowaha. eclata Nan Itilize. Elavult verzio

Le livorabite.

- Ser Walke all Segnali acustici—il paziente deve contattare immediatamente il proprio medico qualora avverta segnali acustici provenienti dal proprio generatore d'impulsi
 - Segni e sintomi di un'infezione
- id help on the Sintomi che devono essere segnalati al medico (ad esempio il prolungato pacino ad alta freguenza, che rende necessaria una riprogrammazione)
- idet version. Ambienti protetti - il paziente deve richiedere assistenza medica prima di accedere ad ambienti protetti quali zone contrassegnate da cartelli di avvertenza che sconsigliano l'accesso ai portatori di un generatore d'impulsi
 - Scansione MRI: per determinare l'idoneità a una scansione MRI, è necessario consultare il medico che segue il dispositivo del paziente. Prima di una procedura MRI, medico e paziente devono valutare i vantaggi dell'esame rispetto al rischio di perdere il Segnale acustico.

AVVERTENZA: Il Segnale acustico non sarà più utilizzabile dopo una scansione MRI. Il contatto con il forte campo magnetico di uno scanner MRI provoca la perdita permanente del volume del Segnale acustico, che non potrà essere ripristinato, neanche lasciando l'ambiente di esecuzione della risonanza magnetica e uscendo dalla Modalità Protezione MRI. Prima di una procedura MRI, il medico e il paziente devono valutare i vantaggi dell'esame rispetto al rischio di perdere il Segnale acustico. Si consiglia fortemente di seguire su LATITUDE NXT, se ciò non avviene già, i pazienti che sono stati sottoposti a una scansione MRI o di aumentare la frequenza delle visite di controllo. Altrimenti si consiglia la programmazione di una visita di follow-up trimestrale per monitorare le prestazioni del dispositivo.

- Evitare potenziali sorgenti di EMI in casa, sul lavoro e in ambienti medici
 - Persone che effettuano la RCP-è possibile riscontrare la presenza di tensione sulla superficie corporea dei pazienti (formicolio) quando il generatore d'impulsi eroga uno shock
- nr atarminowana. · złż Ani ce utiliza. Jit is agn Verouder a pay, skally Affidabilità del loro generatore d'impulsi ("Affidabilità del prodotto" a pagina 62) calata Não Itilize.
- Elavult verzio Possibili restrizioni delle attività (se applicabile) Pasenusi

- Frequenza cardiaca minima (limite di frequenza inferiore del generatore d'impulsi)
- Frequenza delle visite di follow un
- ia reite. Hebouting Viaggi o trasferimenti—Il follow-up dovrà essere organizzato in anticipo se il paziente sta per lasciare il paese in cui è stato eseguito l'impianto
 - Tesserino ID del paziente—un tesserino ID del paziente è accluso alla confezione del dispositivo. È necessario raccomandare al paziente di portarlo sempre con se

NOTA: pazienti devono presentare il proprio tesserino ID paziente prima di entrare in ambienti protetti, ad esempio per una scansione MRI.

Manuale per il paziente

Al paziente, ai suoi familiari e a tutti gli interessati può essere fornita copia del Manuale per il paziente.

Si raccomanda di discutere delle informazioni contenute nel Manuale per il paziente con soggetti particolarmente ansiosi sia prima sia dopo l'impianto del generatore d'impulsi, per fare in modo che acquisiscano sufficiente familiarità con il funzionamento del generatore d'impulsi.

Inoltre, per i pazienti con un sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady, è disponibile una Guida per il paziente MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady.

Per ulteriori copie, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sul retro.

CONNESSIONI DELL'ELETTROCATETERE

Le connessioni dell'elettrocatetere sono illustrate di seguito.

ATTENZIONE: Prima dell'impianto, verificare la compatibilità tra l'elettrocatetere e il generatore di impulsi.

L'uso di elettrocatetari e generatore di impulsi incompatibili què dennessione il consessione dell'elettrocatetere. L'uso di elettrocateteri e generatore di impulsi incompatibili può danneggiare il connettore e/o determinare Anii ca Itili Za. .vità ca. 42 tant varcing skall a eros ne a potenziali conseguenze indesiderate, come undersensing dell'attività cardiaca o mancata erogazione della Elavult verzió. terapia necessaria.

ie irorahite.

ia nel re. Liehontha Quando si disattiva un elettrocatetere, assicurarsi che l'elettrocatetere sia completamente isolato ed ...trocatetere sia completamente isolato
... elettrocatetere. Quando si disattiva la porta p.
... di testa contrassegnata coincidano. Verificare con un
... del dispositivo e che la configurato esia recente. L'assenz.
... aurocatetere può inficiare la prestazione del dispositivo e lasciare
... aurocatetere fina efficace.
... ettrocateteri MR Conditional Boston Scientific è necessario perché un sistema impianta.
... considerato MR Conditional. Fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazia.
... iditional ImageReady per i numeri di modello dei generatori d'impulsi, degli elettrocateteri, degli
... cesson è degli altri componenti del sisterira necessari per soddisfare le condizioni d'uso.

ATTENZIONE: Se Configurazione elettrocateteri è programmata su Bipolare quando viene impiantato un elettrocatetere unipolare, non avviene il pacing.


Le seguenti connessioni dell'elettrocatetere si applicano ai dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN. elettrocatetere, assicurarsi che l'elettrocatetere sia completamente isolato ed elettricamente non attivo utilizzando il cappuccio per elettrocatetere. Quando si disattiva la porta per l'elettrocatetere, verificare che il plug e la porta di testa contrassegnata coincidano. Verificare con un programmatore il funzionamento corretto del dispositivo e che la configurazione sia recente. L'assontelettrocatetere o della porta per elettrocatetere può inficiare la prestazione del dispositivo potenzialmente il paziente senza una terapia efficace.


NOTA: L'uso di elettrocateteri Maniferiale di possa essere con la configurazione del dispositivo del dispositi

Elavult verzió. Ne használia!

cn, inoger Move Cojusi versija. Neizmanti Pasenusi versija. Nenaudokite.

Winds.






JF-1, VS: Might Clesson

Elavult verzió. Ne használia!

. Vizyta.




Vinto.



JF-1, VS: Wight Alexander Versile Wight Alexander Vers

Elavult verzió. Ne használia!

Vinta.




Collegamenti dell'elettrocatetere e posizione delle viti. AD: IS-1, VD: IS-1/DF-1. VS: IS-1

Le seguenti connessioni dell'elettrocatetere si applicano ai dispositivi INCEPTA, ENERGEN, PUNCTUA e COGNIS. nratarningwana Nie Ilywat Wovecojusi versija. Pasenusiversija. Nenauli Elavult verzió. Ne használia. CNERGY NEW MINISTER NO. Jatari varcino


is incrahite.


Vivia.



18 IIIO rahite

lizytä.





BENCHA. Ha. , verze. Nepouzin NOTA: 11 16 LINELIC suitage. La cassa del generatore d'impulsi funge da elettrodo di defibrillazione, a meno che il generatore d'impulsi non sia stato programmato sul Vettore Shock da Coil distale a Coil prossimale (oppure "Cassa

IMPIANTO DEL GENERATORE D'IMPULSI

d'impulsi . passiva"). IMPIA Impiantare il generatore d'impulsi procedendo con le fasi sequenti nella sequenza indicata. Alcuni pazienti potrebbero richiedere immediatamente terapie di stimolazione dopo il collegamento degli elettrocateteri al generatore d'impulsi. In tali casi, considerare la possibilità di programmare il generatore d'impulsi prima o in parallelo all'impianto del sistema di elettrocateteri e alla formazione della tasca di impianto.

> AVVERTENZA: L'impianto del sistema non può essere eseguito in un sito MRI Zona III (e superiore) come definito dall'American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices⁸. Alcuni degli accessori confezionati insieme ai generatori d'impulsi e agli elettrocateteri, come il cacciavite torsiometrico e gli stiletti, non sono MR Conditional e non devono essere portati nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree di Zona III o IV della sede di MRI.

Fase A: Controllo dell'attrezzatura

Si raccomanda di avere disponibili attrezzature per il monitoraggio e la defibrillazione cardiaca e per le misurazioni dei segnali degli elettrocateteri durante la procedura di impianto. Queste includono il sistema PRM con i relativi accessori e il software applicativo. Prima di iniziare la procedura di impianto, studiare a fondo il nicare le propries de la propries de funzionamento di tutta l'apparecchiatura e leggere i relativi manuali dell'operatore e dell'utente. Verificare le aso di dan condizioni di tutta l'attrezzatura che deve essere utilizzata durante la procedura. In caso di danno o Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007 contaminazione accidentale devono essere disponibili i seguenti elementi:

⁸

Cacciaviti torsiometrici e non torsiometrici

id hel he hebonying Durante l'impianto, bisogna avere sempre a disposizione un defibrillatore esterno standard con piastre esterne,

Sutage.

Fase B: Interrogazione e controllo del generatore d'impulsi
II PRM comunica con il generatore d'impulsi
con la testa talca-Il PRM comunica con il generatore d'impulsi tramite una testa telemetrica. Dopo aver iniziato la comunicazione con la testa telemetrica, il PRM può utilizzare la telemetria ZIP testa telemetrica (comunicazione RF bidirezionale) per interfacciarsi con i generatori d'impulsi con funzioni RF. La telemetria è necessaria per inviare comandi dal sistema PRM, modificare le impostazioni dei parametri del dispositivo e condurre test diagnostici.

Per specifiche tecniche aggiuntive sulla telemetria, fare riferimento a "Informazioni sulla Telemetria" a pagina

Per preservare la sterilità, testare il generatore d'impulsi prima di aprime la confezione sterile seguendo le istruzioni sotto riportate. Il generatore d'impulsi deve essere a temperatura ambiente per garantire la precisione dei parametri misurati.

Interrogare il generatore d'impulsi utilizzando il PRM. Verificare che il Modo Tachy del generatore d'impulsi sia programmato su Memorizzazione. In caso contrario, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sulla retrocopertina.

Per iniziare una sessione di telemetria ZIP per i dispositivi AUTOGEN. DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN verificare che il Trasmettitore wireless ZOOM sia collegato al PRM tramite il cavo USB e che la spia verde sul trasmettitore sia accesa. Per avviare una comunicazione con tutti i dispositivi, posizionare la testa sul GI e utilizzare il PRM per interrogare il generatore d'impulsi. Mantenere la testa telemetrica in posizione fino a quando non compare un messaggio che indica che la testa può essere allontanata dal generatore d'impulsi o fino a quando non si accenda sul sistema PRM l'indicatore luminoso della telemetria ZIP. Cata Anica Itiliza Selezionare il pulsante Fine sessione per abbandonare una sessione telemetrica e ritornare alla schermata di avvio. L'interferenza RF (radiofrequenza) può momentaneamente interrompere la di inte. Ecylata Nan Itiliz comunicazione telemetrica ZIP. L'aumento di distanza dalla fonte dei segnali di interferenza o il Elavult verzi Oitic PRIVEYOU Aztart Version.

18 Inchalite

Ng!KKE 311 riposizionamento del trasmettitore wireless ZOOM può migliorare le prestazioni della telemetria ZIP. In caso di comunicazione telemetrica ZIP insoddisfacente, si può utilizzare la telemetria con testa.

- Eseguire una riformazione manuale dei condensatori
- ia reite. Inchonting idet versian Controllare lo stato attuale della batteria del generatore d'impulsi. Contatori devono essere azzerati. Se ison tiberh lo stato della batteria del generatore d'impulsi non è a capacità completa, non impiantare il generatore d'impulsi. Contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sulla retrocopertina.

Fase C: Impianto del sistema di elettrocateteri

Il generatore d'impulsi richiede un sistema di elettrocateteri per il sensing, il pacing e per l'erogazione di shock.

Eulecessario un elettrocatetere VD funzionale per stabilire cicli di sincronizzazione basati sul VD che fornisca un sensing e un pacing appropriati in tutte le camere, indipendentemente dalla configurazione programmata, insieme a tutti gli elettrocateteri richiesti dalla terapia.

La scelta della configurazione degli elettrocateteri calculus. È necessario un elettrocatetere VD funzionale per stabilire cicli di sincronizzazione basati sul VD che forniscano

competenza del medico. Per il generatore d'impulsi sono disponibili i seguenti elettrocateteri, in base al modello del dispositivo.

- Elettrocatetere ventricolare sinistro unipolare o bipolare
 Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare
 Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare

 75

BEACHH. Ha. Mebolisi Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare un elettrocatetere coronarico venoso e, in base al diudizio del medico, sia giustificato il ricorso a una toracotomia sinistra limitata per posizionare un elettrocatetere epicardico, si raccomanda l'utilizzo di un elettrocatetere epicardico suturabile per pacina/sensina a rilascio di steroide o di un elettrocatetere epicardico per pacing/sensing senza sutura.

> NOTA: L'uso di elettrocateteri MR Conditional Boston Scientific è necessario perché un sistema impiantato possa essere considerato MR Conditional. Fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady per i numeri di modello dei generatori d'impulsi, degli elettrocateteri, degli accessori e degli altri componenti del sistema necessari per soddisfare le condizioni d'uso, nonché per consultare le avvertenze e le precauzioni relative alla scansione MRI.

ATTENZIONE: L'assenza di un elettrocatetere o di un plug in una porta dell'elettrocatetere può inficiare la prestazione del dispositivo e lasciare potenzialmente il paziente senza una terapia efficace. Se non si utilizza un elettrocatetere, verificare che il plug e la porta di testa contrassegnata coincidano (ad es., IS-1, DF-1, LV-1, IS4 o DF4), Inserire completamente il plug nella porta non utilizzata, guindi stringere con forza la vite nel plug. Verificare il funzionamento appropriato del dispositivo utilizzando il programmatore.

- È richiesto un elettrocatetere VD funzionale, per stabilire cicli di sincronizzazione basati sul VD che forniscano un sensing e un pacing appropriati in tutte le camere, indipendentemente dalla configurazione programmata. Ciò comprende dispositivi CRT programmati per AAI(R) o pacing del solo VS.
- La mancanza di un elettrocatetere VD funzionale può determinare un undersensing e/o oversensing e lasciare il paziente senza una terapia efficace.

ATTENZIONE: Non esequire la sutura direttamente sul corpo dell'elettrocatètere, in quanto ciò potrebbe causare danni strutturali. Utilizzare il manicotto di sutura per fissare la parte prossimale dell'elettrocatetere al sito venoso di entrata per impedire il movimento dell'elettrocatetere.

Qualunque sia la configurazione dell'elettrocatetere scelta per il pacing/sensing e la defibrillazione, è necessario tenere presente una serie di considerazioni e precauzioni. Fattori come la cardiomegalia o una particolare terapia farmacologica possono richiedere il riposizionamento degli elettrocateteri da defibrillazione o .aman. ion à little per fa e là cu. ani a Jirilla la sostituzione di un elettrocatetere con un altro per facilitare la conversione dell'aritmia. In alcuni casi non è Astart Narcion.

Nargithyat.

18 Inchalite

BENCHH. Ha. 3 Veize. Nepouzing possibile trovare alcuna configurazione di elettrocateteri che fornisca un'affidabile terminazione dell'aritmia ai ાઇile ivelli di en d'impulsi Impiaન livelli di energia disponibili con il generatore d'impulsi. In questi casi non si consiglia l'impianto del generatore

Impiantare gli elettrocateteri mediante l'approccio chirurgico prescelto.

Se si verificano dei cambiamenti nelle prestazioni dell'elettrocatetere che non possono essere risolti con la programmazione, può essere necessario sostituire l'elettrocatetere se nessun adattatore è disponibile.

L'uso di adattatori è incoerente con le Condizioni di utilizzo richieste per lo stato MR Conditional. Fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady per avvertenze, precauzioni e altre informazioni sulla scansione MRI.

Fase D: Rilevazione delle misurazioni di base

Una volta impiantati gli elettrocateteri, effettuare le misurazioni di base. Valutare i segnali degli elettrocateteri. In caso di sostituzione di un generatore d'impulsi, è necessario rivalutare i parametri degli elettrocateteri esistenti, come ad esempio le ampiezze dei segnali, le soglie di pacing e l'impedenza. L'esecuzione di radiografie può aiutare ad accertare il corretto posizionamento degli elettrocateteri e la loro integrità. Se i risultati dei test non sono soddisfacenti, può essere necessario riposizionare o sostituire il sistema di elettrocateteri.

Collegare l'elettrocatetere (o gli elettrocateteri) per pacing/sensing a un analizzatore di Sistema di pacing (PSA).

AVVERTENZA: Per gli elettrocateteri che utilizzano uno Strumento connettore, procedere con cautela durante la manipolazione del terminale dell'elettrocatetere quando lo Strumento connettore non è presente sull'elettrocatetere. Evitare il contatto diretto tra il terminale dell'elettrocatetere e qualsiasi strumento chirurgico o collegamento elettrico quale morsetti PSA (a coccodrillo), collegamenti ECG, forcipi, pinze emostatiche e morsetti. Si potrebbe danneggiare il terminale dell'elettrocatetere, compromettendo l'integrità della tenuta con ne un. · Ztà Ani ca Itiliza. Jatart Varcian Skall nten, conseguente perdita della terapia o terapia inappropriata, come un corto circuito all'interno della testa. Elavult verzió. ila L

nd yelle. Hebouling I valori risultanti dalle misurazioni degli elettrocateteri per pacing/sensing, effettuate circa 10 minuti dopo il posizionamento iniziale (fase acuta) o durante una procedura di sostituzione (fase cronica), sono riportati di seguito. Valori diversi da quelli suggeriti nella tabella possono essere clinicamente accettabili se può essere documentato un sensino appropriato con i valori attualmente programmati. Se viene osservato un sensing non appropriato, valutare una riprogrammazione del parametro di sensibilità. Si noti che le misurazioni del generatore d'impulsi possono non essere correlate esattamente alle misurazioni effettuate con il PSA a causa dei diversi sistemi di filtro del segnale.

id 2001, sion	Elettrocatetere per pacing/sensing (acuto)	Elettrocatetere per pacing/sensing (cronico)	Elettrocatetere shock (acuto e cronico)
Ampiezza onda R ^{a b}	> 5 mV	> 5 mV	> 1,0 mV
Ampiezza onda P ^{a b}	> 1,5 mV	> 1,5 mV	\
Durata Onda R ^{b c d}	< 100 ms	<100 ms	, 0e
Soglia di pacing (ventricolo destro)	< 1,5 V endocardico < 2,0 V epicardico	< 3,0 V endocardico < 3,5 V epicardico	Nie s.
Soglia di pacing (ventricolo sinistro)	< 2,5 V coronarico venoso < 2,0 V epicardico	< 3,5 V coronarico venoso < 3,5 V epicardico	ie prije i
Soglia di pacing (atrio)	< 1,5 V endocardico	< 3,0 V endocardico	The Br
1613	1ec, 151 121	o. Mye chair	Jana:1117e.
78	vecolsiverili Pasenust verili Elavult verili Elavult seen	verouder Skal	go Villinge

18 Inchabite

LANIA

Misurazioni dell'elettrocatetere (continua)

gepcing.		ell'elettrocatetere (continu	a)	
a Jerze	JU. MICHAGE	Elettrocatetere per pacing/sensing (acuto)	Elettrocatetere per pacing/sensing (cronico)	Elettrocatetere di shock (acuto e cronico)
detiber	Impedenza dell'elettrocatetere (a 5,0 V e 0,5 ms, atrio) ^e	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	
ednung,	Impedenza dell'elettrocatetere (a 5,0 V e 0,5 ms, ventricolo destro) ^e	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	> 20 Ω < limite di impedenza alto programmato (125- 200 Ω)
Monto	Impedenza dell'elettrocatetere (a 5,0 V e 0,5 ms, ventricolo sinistro)	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	> limite di impedenza basso programmato ^f < limite di impedenza alto programmato ^g	liet delot

Ampiezze inferiori a 2 mV causano un conteggio errato della freguenza in stato cronico e possono rendere impossibile il riconoscimento di una tachiaritmia o indurre un'erronea interpretazione di un ritmo normale come anomalo.

ilizitia.

b. Ampiezze di onda R inferiori e di durata superiore possono essere provocate dal posizionamento in tessuti ischemici o cicatriziali. Dal momento che la qualità del segnale può subire un deterioramento cronico, occorre cercare di soddisfare i criteri sopra riportati riposizionando gli elettrocateteri in modo da ottenere segnali di ampiezza più elevata possibile e durata più breve possibile.

Durate maggiori di 135 ms (periodo di refrattarietà del generatore d'impu(si) possono comportare una misura non accurata più breve possibile curata Anii Ce Irtiliya

della frequenza cardiaca. l'incapacità di rilevare una tachiaritmia o l'interpretazione erronea di un ritmo normale come

- Tabella 15. Misurazioni dell'elettrocatetere (continua)
 della frequenza cardiaca, l'incapacità di filevare un
 anomalo.
 d. Questa misurazioni
 e. Linc Una modifica della superficie dell'elettrodo di defibrillazione, come quella che si ottiene passando da una configurazione triad a una configurazione a singolo coil, può influire sulle misurazioni dell'impedenza. Le misurazioni del valore basale dell'impedenza di defibrillazione dovrebbero rientrare nei valori consigliati, indicati nella tabella.
 - Il limite di impedenza basso è programmabile tra 200 e 500 Ω.
 - Il limite di impedenza alto è programmabile tra 2000 Ω e 2500 o 3000 Ω a seconda del modello di generatore d'impulsi.

Se è in dubbio l'integrità degli elettrocateteri, è necessario che vengano condotti test standard di risoluzione guasti per valutare l'integrità del sistema di elettrocateteri. I test per la risoluzione dei problemi possono includere, a puro titolo di esempio, quelli riportati di seguito:

- Analisi degli elettrogrammi con manipolazione della tasca
- Consultazione di immagini RX o fluoroscopiche
- Ulteriori shock alla massima energia
- Programmazione del Vettore dell'elettrocatetere di shocl ECG wireless
- Ispezione visiva invasiva

Fase E: Creazione della tasca per l'impianto

sila. Nel Imantot. Jenaudokite Utilizzare le procedure operative standard per preparare la tasca per l'impianto, scegliere la posizione della tasca tenendo presente la configurazione degli elettrocateteri impiantati e la conformazione corporea del rata Anii ca Itiliza. paziente. Prestando attenzione all'anatomia del paziente e alle dimensioni e al movimento del generatore d'impulsi, avvolgere con delicatezza eventuali eccessi dell'elettrocatetere e sistemarli vicino al generatore. È colata Não Utilia nt Praincing Man Oit is pan Jaroll Jatart Varcion. Sk importante posizionare l'elettrocatetere nella tasca in modo tale da ridurne al minimo tensione, torsione, Elavult verzie

La livorabite

Wayla.

BENCHH. Hd. " Veize. Nebouzing formazione di angoli acuti e/o compressione. I generatori d'impulsi vengono solitamente impiantati sottocute per ridurre al mînimo i danni ai tessuti e facilitare l'espianto. In ogni caso, in alcuni pazienti l'impianto più profondo (ad esempio sottopettorale) può aiutare a evitare l'erosione o il decubito.

Se è richiesto un impianto addominale, si raccomanda di effettuarlo sul lato addominale sinistro.

Un sito di impianto addominale non è compatibile con le Condizioni d'uso MR Conditional per la scansione MRI. Fare riferimento alla Guida tecnica MRI del sistema di defibrillazione MR Conditional ImageReady per avvertenze, precauzioni e altre informazioni sulla scansione MRI.

Se è necessario tunnellizzare l'elettrocatetere, considerare quanto seque:

AVVERTENZA: Per gli elettrocateteri che utilizzano uno Strumento connettore, procedere con cautela durante la manipolazione del terminale dell'elettrocatetere quando lo Strumento connettore non è presente sull'elettrocatetere. Evitare il contatto diretto tra il terminale dell'elettrocatetere e qualsiasi strumento chirurgico o collegamento elettrico quale morsetti PSA (a coccodrillo), collegamenti ECG, forcipi, pinze emostatiche e morsetti. Si potrebbe danneggiare il terminale dell'elettrocatetere, compromettendo l'integrità della tenuta con consequente perdita della terapia o terapia inappropriata, come un corto circuito all'interno della testa.

AVVERTENZA: Evitare il contatto con ogni altra parte del terminale dell'elettrocatetere DF4-LLHH o DF4-LLHO che non sia il pin terminale, anche quando il cappuccio per elettrocatetere è in posizione.

Evitare il contatto con ogni altra parte del terminale dell'elettrocatetere IS4-LLLL che non sia il pin terminale. anche quando il cappuccio per elettrocatetere è in posizione.

- Se non viene utilizzato un tunnellizzatore compatibile, tappare i pin terminali dell'elettrocatetere. Per tunnellizzare gli elettrocateteri, possono essere usati un tubo di drenaggio Penrose, un tubo toracico largo o strumenti di tunnellizzazione.
- Per elettrocateteri DF4-LLHH o DF4-LLHO, se non viene utilizzata una punta di tunnellizzazione e/o un kit con un. ottrocal Jeroude e solo .. Jarant Varcion Skal atem. tunnellizzatore compatibile, tappare il terminale dell'elettrocatetere e afferrare solo il pin terminale con una Elavult verzio pinza emostatica o uno strumento equivalente.

- id helps hebonying Per elettrocateteri IS4-LLLL, se non viene utilizzata una punta di tunnellizzazione e/o un kit tunnellizzatore compatibile, tappare il terminale dell'elettrocatetere e afferrare solo il pin terminale con una pinza emostatica o uno strumento equivalente.
 - Esequire delicatamente la tunnellizzazione sottocutanea degli elettrocateteri nella tasca dell'impianto, se
 - Misurare nuovamente tutti i segnali degli elettrocateteri per determinare che non sia stato danneggiato qualche elettrocatetere durante la procedura di tunnellizzazione.

Se al momento dell'impianto gli elettrocateteri non sono collegati al generatore d'impulsi, devono essere incappucciati prima di chiudere l'incisione.

Fase F: Connessioni tra elettrocateteri e generatore d'impulsi

Per collegare gli elettrocateteri al generatore d'impulsi, utilizzare solo gli strumenti inclusi nel vassojo sterile o nel kit degli accessori del generatore d'impulsi. L'uso di un cacciavite diverso da quello torsiometrico può danneggiare le viti, le guarnizioni o i fili del connettore. Non impiantare il generatore d'impulsi gualora le guarnizioni appaiano danneggiate. Conservare tutti gli strumenti fino al completamento dei test e dell'impianto del generatore d'impulsi.

NOTA: Alcuni pazienti potrebbero richiedere immediatamente terapie di stimolazione dopo il collegamento degli elettrocateteri al generatore d'impulsi. In tali casi, considerare la possibilità di programmare il generatore d'impulsi prima di procedere.

Collegare all elettrocateteri al generatore d'impulsi nella seguente sequenza (per le illustrazioni della testa del generatore d'impulsi e della posizione della vite, fare riferimento a "Connessioni dell'elettrocatetere" a pagina 64):

irztz Anica Itiliza. Ventricolo destro. Collegare prima l'elettrocatetere VD in quanto è necessario per stabilire cicli di 1. ain tu. came. y app. sincronizzazione basati sul VD che forniscano un sensing ed un pacing appropriati in tutte le camere, Oit is agn yeroude indipendentemente dalla configurazione programmata. Elavultverzio

icurorahite.

- Nei modelli con una porta per elettrocatetere VD IS-1, inserire e fissare il pin terminale di un elettrocatetere VD per pacing/sensing IS-1.
- Nei modelli con una porta per l'elettrocatetere VD DF4-LLHH, inserire e fissare il pin terminale di un elettrocatetere DF4-LLHH o DF4-LLHO.

HUEL VEIZION, WIE JANG I JUN LIDER OIT. Nei modelli con una porta per l'elettrocatetere AD IS-1, inserire e fissare il pin terminale di un elettrocatetere atriale per pacing/sensing IS-1.

Ventricolo sinistro.

- Nei modelli con una porta per l'elettrocatetere VS IS-1, inserire e fissare il pin terminale di un elettrocatetere coronarico venoso per pacing/sensing IS-1.
- HEGUNUD BEIGH Loyiq Executi Nei modelli con una porta per l'elettrocatetere VS LV-1, inserire e fissare il pin terminale di u elettrocatetere coronarico venoso per pacing/sensing LV-1
 - Nei modelli con una porta per l'elettrocatetere VS IS4-LLLL, inserire e fissare il pin terminale di un elettrocatetere IS4-LLL

Outdated AVVERTENZA: Quando si impianta un sistema che utilizza un elettrocatetere sia DF4-LLHH/LLHO che IS4-LLLL, verificare che gli elettrocateteri siano inseriti e fissati nelle porte corrette. L'inserimento di un elettrocatetere in una porta errata causerà un comportamento imprevisto del dispositivo (lasciando probabilmente il paziente senza una terapia efficace).

Elettrocatetere da defibrillazione.

Nei modelli con porte per elettrocatetere DF-1, prima inserire e fissare l'anodo (+, prossimale) dell'elettrocatetere da defibrillazione alla porta per l'elettrocatetere (+) DF-1. Quindi inserire e fissare · rzłż Ani ce utiliza. Jit is pan yarouder Jatart Varcinn Skall atete. Artarminawaha il catodo (-, distale) dell'elettrocatetere sulla porta (-) DF-1 dell'elettrocatetere. calata Não Itilize. Elavult verzió.

BEHLINH. Hid. ATTENZIONE: Sambiando fie inzione Per gli elettrocateteri IS-1/DF-1, non cambiare mai la polarità della forma d'onda dello shock cambiando fisicamente gli anodi e i catodi dell'elettrocatetere nella testa del generatore d'impulsi: utilizzare la funzione Polarità programmabile. L'inversione fisica della polarità può danneggiare il dispositivo o determinare la non conversione dell'aritmia dopo l'intervento.

> Collegare ogni elettrocatetere al generatore d'impulsi seguendo queste fasi (per ulteriori informazioni sul cacciavite torsiometrico, fare riferimento a "Cacciavite torsiometrico bidirezionale" a pagina 100):

- Controllare l'eventuale presenza di sanque o altri fluidi corporei nelle porte per l'elettrocatetere nella testa del generatore d'impulsi. Se del fluido penetra inavvertitamente nelle porte, pulirle accuratamente con acqua sterile.
- 3. Inserire delicatamente la punta del cacciavite torsiometrico nella vite facendola passare nella depressione centrale pretagliata della guarrizione con un angolo di 90° (Figura 10 Inserimento del cacciavite torsiometrico a pagina 85). In questo modo la quarrizione ci. intrappolati.

Un inserimento sbagliato del cacciavite torsiometrico nella depressione pretagliata della quarnizione può rovinare il plug e comprometterne le proprietà sigillanti.

ATTENZIONE: Non inserire un elettrocatetere nel connettore del generatore d'impulsi senza adottare le seguenti precauzioni per assicurare l'inserimento corretto dell'elettrocatetere:

Inserire il cacciavite torsiometrico nella depressione pre-tagliata della guarnizione prima di inserire l'elettrocatetere nella porta al fine di rilasciare eventuale aria o fluido intrappolati.

icurorahite.

irztz Anica Itiliza. Controllare visivamente che la vite di fissaggio sia sufficientemente ritirata per consentire la vite elavilt verzio erally veround nece NAMINITE .ssag. l'inserimento. Utilizzare il cacciavite torsiometrico per allentare la vite di fissaggio se necessario

Inserire completamente ogni elettrocatetere nella rispettiva porta, quindi serrare la vite di fissaggio



Ne pas utiliser. Inserimento del cacciavite torsiometrico Figura 10.

Outda Con il cacciavite torsiometrico in posizione, inserire completamente il terminale dell'elettrocatetere nella porta per l'elettrocatetere. Il pin terminale dell'elettrocatetere deve essere chiaramente visibile oltre il blocco di connessione quardando lateralmente la testa del generatore d'impulsi. Esercitare pressione sull'elettrocatetere per mantenerlo in posizione e garantire che rimanga completamente inserito nella porta per l'elettrocatetere.

> ATTENZIONE: Inserire il terminale dell'elettrocatetere diritto nella porta per elettrocatetere. Non piegare l'elettrocatetere in prossimità della rispettiva interfaccia con la testa. Un inserimento non corretto può provocare danni all'isolamento o al connettore.

olio A MILCA IHILIA NOTA: Se necessario lubrificare completamente il terminale dell'elettrocatetere (area mostrata in itità di a aa steri, ua ste iodica , Skal Figura 11 Terminale elettrocatetere DF4 a pagina 86) con una modica quantità di acqua sterile o olio Oit is agn yeroude minerale sterile per facilitarne l'inserimento. Elavult verzie Pasenusi Nannithvat. 85



Terminale elettrocatetere DF4

NOTA: Per gli elettrocateteri IS-1, accertarsi che il pin terminale sporga visibilmente oltre il blocco di connessione di almeno 1 mm.

Figura 11. NOTA: Per gli elettrocateteri DF4-LLHH o DF4-LLHO, il pin terminale deve essere inserito oltre il blocco della vite di fissaggio per consentire un collegamento corretto. La visualizzazione dell'indicatore di inserimento del pin terminale oltre il blocco della vite di fissaggio può essere utilizzata per confermare che il pin terminale sia completamente inserito nella porta per l'elettrocatetere.

> NOTA: Per di elettrocateteri IS4-LLLL. il pin terminale deve essere inserito oltre il blocco della vite di fissaggio per consentire un collegamento corretto. La visualizzazione dell'indicatore di inserimento del pin terminale oltre il blocco della vite di fissaggio può essere utilizzata per confermare che il pin terminale sia completamente inserito nella porta per l'elettrocatetere.

> > Le livorahite.

- Esercitare una leggera pressione sul cacciavite torsiometrico finché la punta non è completamente inserita all'interno della cavità della vite, facendo attenzione a non danneggiare la quarnizione. Serrare la vite di fissaggio girando leggermente il cacciavite torsiometrico in senso orario, fino a bloccarla. Il cacciavite torsiometrico è preimpostato per applicare la forza necessaria alla vite; non è necessaria ulteriore rotazione né ulteriore forza.
- -e/S Rimuovere il cacciavite torsiometrico
 - 7. Esercitare una leggera trazione sull'elettrocatetere per accertarsi che il collegamento sia saldo
- 8. Se il pin terminale dell'elettrocatetere non è fissato, cercare di riposizionare nuovamente la vite. Reinserire il cacciavite torsiometrico come descritto precedentemente e allentare la vite girando Wata Anicaltilla of leeth yerounder retere, Skalle, Skalle nd rip. leggermente il cacciavite in senso antiorario, fino ad allentare l'elettrocatetere. Quindi ripetere la ealata Nan Itilize. Elavnik verzió. sequenza precedente.

Se una porta per l'elettrocatetere non viene utilizzata, inserire un plug nella porta inutilizzata e serrare la vite di fissaggio.

id hely fer hehonthy L'assenza di un elettrocatetere o di un plug in una porta dell'elettrocatetere può ATTENZIONE: inficiare la prestazione del dispositivo e lasciare potenzialmente il paziente senza una terapia efficace. Se non si utilizza un elettrocatetere, verificare che il plug e la porta di testa contrassegnata coincidano (ad es. IS-1, DF-1, LV-1, IS4 o DF4), Inserire completamente il plug nella porta non utilizzata, guindi stringere con forza la vite nel plug. Verificare il funzionamento appropriato del dispositivo utilizzando il programmatore.

- È richiesto un elettrocatetere VD funzionale, per stabilire cicli di sincronizzazione basati sul VD che Laya Exec. forniscano un sensing e un pacing appropriati in tutte le camere, indipendentemente dalla configurazione programmata. Ciò comprende dispositivi CRT programmati per AAI(R) o pacing del solo VS
 - La mancanza di un elettrocatetere VD funzionale può determinare un undersensing e/o oversensing e lasciare il paziente senza una terapia efficace.

Valutazione dei segnali degli elettrocateteri

Disattivare la modalità Memorizzazione a risparmio energetico del generatore d'impulsi programmando il Modo Tachy su Off.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la Modalità Tachy del generatore d'impulsi sia impostata su Off guando il dispositivo non è utilizzato e prima di manipolarlo per prevenire shock inappropriati. Per il riconoscimento della tachiaritmia e la relativa terapia, verificare che la Modalità Tachy sia stata programmata su Monitor + Terapia.

- Inserire il generatore d'impulsi nella tasca di impianto.
- Valutare i segnali degli elettrocateteri per pacing/sensing e defibrillazione visualizzando gli EGM e i marker in tempo reale. Il segnale degli elettrocateteri da defibrillazione impiantati deve essere continuo e senza artefatti, simile a un ECG di superficie. Un segnale discontinuo può indicare una cattiva arelette. dre un Oitic pan verol connessione, una frattura dell'elettrocatetere o un altro tipo di danno all'elettrocatetere, oppure una rottura edata NãO Utill Naraithrat 87 Jatari Versjon.

id yelle. Heboully dell'isolamento che richiede la sostituzione dell'elettrocatetere. Segnali inadeguati possono causare compromissione del riconoscimento di un'aritmia, impossibilità di erogare la terapia programmata o erogazione di terapie non necessarie da parte del sistema del generatore d'impulsi. Le misurazioni degli elettrocateteri dovrebbero corrispondere a quelle riportate sopra (Tabella 15 Misurazioni dell'elettrocatetere a pagina 78).

idet versi ATTENZIONE: Occorre prestare particolare attenzione per garantire che nel canale atriale non siano presenti artefatti provenienti dai ventricoli, per evitare che si verifichino episodi di oversensing atriale. Se vi sono artefatti ventricolari nel canale atriale, occorre posizionare di nuovo l'elettrocatetere atriale per minimizzarne l'interazione

Valutare tutte le impedenze degli elettrocateteri.

Se l'impedenza totale dell'elettrocatetere di shock durante l'impianto è inferiore a 20 Ω. verificare che il coil prossimale non sia in contatto con la superficie del generatore d'impulsi. Una misurazione inferiore a 20 Ω è indice di un corto circuito in qualche punto nel sistema. Se misurazioni ripetute mostrano che l'impedenza totale dell'elettrocatetere di shock è inferiore a 20 Ω , potrebbe essere necessario sostituire l'elettrocatetere e/o il generatore d'impulsi.

I pazienti devono essere sottoposti a test per stimolazione diaframmatica mediante pacing ATTENZIONE: dell'elettrocatetere VS a 7.5 V attraverso il generatore d'impulsi e regolando di conseguenza le configurazioni e la posizione dell'elettrocatetere. È inoltre possibile prendere in considerazione l'esecuzione di un test mediante PSA a uscite superiori (ad esempio 10,0 V) per ottenere una migliore caratterizzazione dei margini di stimolazione. La probabilità che si verifichi stimolazione diaframmatica aumenta quando un sistema di pacing comprende un elettrocatetere VS a causa della vicinanza di quest'ultimo al nervo frenico.

Per i dispositivi AUTOGEN, DYNAGEN, INOGEN e ORIGEN, il limite nominale alto dell'impedenza è impostato su 2000 Ω ed è programmabile tra 2000 e 3000 Ω , con incrementi di 250 Ω . Il limite Basso nominale Oitic Ren Verouder irztz Anica Itiliza. Pasenisiver Elavult verzió. Jarant Varcion Skall dell'impedenza è impostato su 200 Ω ed è programmabile tra 200 e 500 Ω con incrementi di 50 Ω . . dis. calata Não Itilize.

ie in rahite.

BENCHA. Ha. Veize. Mebouling Per i dispositivi (NCEPTA, ENERGEN, PUNCTUA e COGNIS, il limite nominale alto dell'impedenza è impostato lgiffe an 16 LINELLO su 2000 Ω ed è programmabile tra 2000 e 2500 Ω, con incrementi di 250 Ω. Il limite Basso nominale dell'impedenza è impostato su 200 Ω ed è programmabile tra 200 e 500 Ω con incrementi di 50 Ω .

Considerare i fattori sequenti quando si sceglie un valore per i limiti di impedenza:

- Per gli elettrocateteri in cronico, i valori dell'impedenza storica per elettrocatetere, oltre che altri indicatori della prestazione elettrica, come la stabilità nel tempo
- Per gli elettrocateteri appena impiantati, il valore dell'impedenza iniziale misurata

NOTA: A seconda deali effetti di maturazione dell'elettrocatetere, durante i test di follow-up il medico può decidere di riprogrammare i limiti dell'impedenza.

- Dipendenza da stimolazione del paziente
- Range di impedenza raccomandato per gli elettrocateteri utilizzati, se disponibile

Il limite basso dell'impedenza di shock è fissato a 20 Ω. Il limite nominale alto dell'impedenza di shock è impostato su 125 Ω ed è programmabile tra 125 e 200 Ω , con incrementi di 25 Ω . Nella scelta di un valore per i limiti di impedenzaalti, considerare i fattori seguenti:

- Per gli elettrocateteri in cronico, i valori dell'impedenza storica per elettrocatetere, oltre che altri indicatori della prestazione elettrica, come la stabilità nel tempo
- Per gli elettrocateteri appena impiantati, il valore dell'impedenza iniziale misurata

A seconda degli effetti di maturazione dell'elettrocatetere, durante i test di monitoraggio il medico può decidere di riprogrammare i limiti di impedenzaalti.

- Il range dell'impedenza raccomandato per l'elettrocatetere utilizzato, se disponibile
- Il valore di impedenza in un test dell'impedenza di shock all'energia massima o elevata ck allen rata Ami ca Itiliza. a o elev Elavilt verzió. Ja Ma Skala calata Não Itilize.

BENCHH. Hd. Letture dell'impedenza dell'elettrocatetere di shock tra 20 Ω e il Limite di impedenza Alto programmato sono considerate nel range adequato. In caso di fluttuazioni grandi o improvvise dell'impedenza o in condizioni al di fuori del range, considerare la seguente procedura:

- Verificare la configurazione assicurarsi che il Vettore di shock programmato corrisponda alla configurazione dell'elettrocatetere impiantato (ad es., utilizzare Da coil VD a Cassa con un elettrocatetere a singolo coil).
- Verificare il collegamento—assicurarsi che i pin terminali dell'elettrocatetere di shock siano posizionati nelle porte per l'elettrocatetere corrette e verificare che il collegamento dell'elettrocatetere sia saldo.
- Verificare il contatto—assicurarsi che il dispositivo si trovi all'interno di una tasca di impianto umida poiché la cassa del generatore d'impulsi funge da elettrodo attivo nella configurazione V-TRIAD. Evitare di
- Spegnere le fonti di disturbo esterne (ad es., apparecchi per elettrocauterizzazione, monitor).

 Utilizzare altri strumenti per la risoluzione dei problemi, se necessorio di l'integrità del sistema di elettrocatota.

 Tintegrità del sistema di elettrocatota. Utilizzare altri strumenti per la risoluzione dei problemi, se necessario, per valutare ulteriormente l'integrità del sistema di elettrocateteri. Tali strumenti comprendono: analisi dell'elettrogramma, esame dell'immagine fluoroscopica o radiografica, o ispezione visiva interna.

NOTA: Poiché questo dispositivo utilizza un impulso di test sottosoglia per eseguire le misurazioni dell'impedenza dell'elettrocatetere di shock, può risultare difficile misurare le risposte per verificare i segnali se durante il test è presente interferenza elettrica o "rumore" (ad esempio un apparecchio di elettrocauterizzazione o di monitoraggio esterno collegato direttamente al paziente). Ciò può comportare variazioni nella misurazione dell'impedenza, in particolare durante l'impianto. In assenza di tale interferenza elettrica, le letture di impedenza degli elettrocateteri di shock sono più stabili.

Programmazione del generatore d'impulsi

el Anica Itilita. Controllare l'Orologio del programmatore e impostare e sincronizzare il generatore d'impulsi come 1. del PR. Skart Narcinn Skar. .o oran on. Neroude necessario così che sui report stampati e su quelli su nastro di carta del PRM appaia l'esatto orario del Elavult verzio pais, momento di stampa.

Cunorabite.

- na veile. Nepoully Può essere utile programmare la funzione Suona durante carica condensatori su On durante il test d'induzione e l'impianto per capire meglio quando il generatore d'impulsi si sta caricando per l'erogazione di uno shock.
 - Eseguire una riformazione manuale dei condensatori, se non è stata già eseguita.
 - Programmare il generatore d'impulsi adequatamente se non si utilizza una porta per l'elettrocatetere.
 - Programmare il generatore d'impulsi secondo i parametri appropriati per il paziente per il test d'induzione.

- Si raccomanda un margine di sicurezza minimo di 2X per la tensione o di 3X per la durata impulso per ciascuna camera, in base alle soglie di cattura, in quanto tale margine dovrebbe fornire un adequato
- Julieratore d'impulsi adeguatamente se non si utilizza u reogrammare il generatore d'impulsi secondo i parametri appropriati per Quando si programma il generatore d'impulsi, tenere conto dei seguenti fattori:

 Si raccomanda un margine di sicurezza minimo di 2X per la tensione ciascuna camera, in base alle soglie di cattura, in quanti margine di sicurezza e contribuire a prese.

 Quando si utilizza lo Cattura de la stimolori. Mania Exer Quando si utilizza lo Smart Blanking, è possibile che gli artefatti di polarizzazione che seguono la stimolazione atriale vengano riconosciuti come onde R e inibiscano la stimolazione ventricolare (dopo la Outdate. terapia Tachy o la stimolazione ventricolare ad alta emissione). Se il paziente è pacemaker-dipendente. verificare che in seguito a terapia di shock il sensing avvenga correttamente. Se si verifica oversensing post shock, prepararsi ad utilizzare il comando STIM. STAT.
 - Versi La programmazione di un periodo di blanking più lungo potrebbe aumentare la probabilità di undersensing delle onde R.
 - La programmazione di un periodo di blanking più corto potrebbe aumentare la probabilità che si verifich l'oversensing ventricolare di un evento di pacing atriale.
 - Per ridurre il rischio di undersensing ventricolare dovuto al Blanking V dopo pacing A (quando è onto fre nza o skalikke Elavult verzio. Ne necessaria una modalità di pacing bicamerale con Livellamento frequenza o Stimolazione adattativa in Pasenisiversil nratarningwana. frequenza): Vara Vulla Cantilla. calata Não Itilize.
 - Ridurre l'LRL

- . Vg!KKE gl. Accorciare il Ritardo AV oppure utilizzare un Ritardo AV dinamico e ridurre l'impostazione minima del Ritardo AV dinamico
- na veile. Nepoully idet version. Aumentare la percentuale di Livellamento della freguenza decrementale al valore massimo
 - Ridurre il Tempo di recupero per le modalità di Stimolazione adattativa in freguenza
 - Ridurre il valore di MTR o MPR se il Livellamento frequenza decrementale è impostato su On
 - Ridurre la MSR se la modalità di stimolazione è a frequenza variabile
 - Quando si riprogramma il valore Soglia RhythmMatch, considerare quanto segue:
 - Controllare i valori RhythmMatch misurati per episodi precedenti di TV e TSV (indotto o spontaneo)
 - Per aumentare la probabilità di trattamento appropriato della tachicardia ventricolare, la Soglia RhythmMatch deve essere programmata oltre i valori RhythmMatch misurati di qualsiasi TV
 - Mohid Ext Per aumentare la probabilità dell'inibizione appropriata della terapia per TSV, la Soglia RhythmMatch deve essere programmata al di sotto dei valori RhythmMatch misurati di qualsias
 - In generale, la sensibilità della rilevazione TV diminuisce con valori della Soglia RhythmMatch Jers inferiori, quindi per la massima sensibilità di TV è necessario programmare il valore della Soglia RhythmMatch più alto appropriato.
 - I valori RhythmMatch misurati possono inoltre essere utili per programmare altri parametri Rhythm ID, incluse Discriminazione Tachiaritmia atriale, Soglia in frequenza AFib e Stabilità

Cunorabite.

Nella programmazione della MTR, considerare le condizioni, l'età, lo stato generale di salute e la funzionalità del nodo del seno del paziente, e che una MTR alta può non essere appropriata per pazienti rata Anii ce Utiliza. a mioca Pasenusi Vi ze plu. calata Não Itilize. dafty Skall Ji isp che soffrono di angina o presentano altri sintomi di ischemia miocardica a frequenze più alte

- id yelle. Weboully Nella programmazione della MSR, considerare le condizioni, l'età e lo stato generale di salute del paziente e che il pacing a frequenza variabile a frequenze più alte può non essere appropriato per pazienti che soffrono di angina o presentano altri sintomi di ischemia miocardica a queste freguenze più alte. È necessario selezionare un valore di MSR appropriato in base a una valutazione della freguenza di pacing più alta che viene ben tollerata dal paziente.
 - Per i pazienti con scompenso cardiaco e blocco AV di secondo e terzo grado. la programmazione di lunghi periodi di Refrattarietà atriale, unitamente a determinati periodi di Ritardo AV, può provocare il verificarsi di un improvviso blocco 2:1 alla MTR programmata.
 - Alcune condizioni possono provocare la temporanea perdita della CRT o della sincronia AV a causa di fenomeni di Wenckebach, e questo può far sì che, in seguito alla compromissione della CRT, pazienti Manidexor affetti da scompenso cardiaco diventino sintomatici. Considerare le condizioni del paziente durante la programmazione di funzioni quali MTR, AFR e Livellamento frequenza e di funzioni che cambiano la modalità in VVI o in un funzionamento di tipo VVI.
 - Prima di programmare la RVAT su On, considerare la possibilità di eseguire una misurazione comandata della soglia ventricolare automatica per verificare che la funzione operi come atteso.
 - Outdate. Prestare attenzione quando si considera la possibilità di impostare la Risposta rumore su Inibire il Pacing nei pazienti pacemaker-dipendenti, in quanto il pacino non avviene in presenza di rumore.
 - Jers Per risolvere le sospette interazioni basate sull'impedenza con il Sensore VM/respiratorio, programmare il sensore su Off.

Assicurarsi che la Modalità Tachy del generatore d'impulsi sia impostata su Off quando il ATTENZIONE: dispositivo non è utilizzato e prima di manipolarlo per prevenire shock inappropriati. Per il riconoscimento della tachiaritmia e la relativa terapia, verificare che la Modalità Tachy sia stata programmata su Monitor + Terapia.

Test di conversione della fibrillazione ventricolare e di aritmie inducibili Fase 1:

Dopo aver ottenuto segnali accettabili dagli elettrocateteri impiantati, il medico può scegliere di eseguire un test della riatezz. Elavult verz e deh enlata Nigo Hill AZ*Art VARCION. d'induzione TV e FV al fine di determinare (1) l'appropriatezza per il paziente della configurazione e della Marnithyat. 93 BEACHH. Ha. posizione degli elettrocateteri impiantati, (2) se l'energia di shock programmata del generatore d'impulsi o l'energia massima di shock sarà sufficiente a convertire le aritmie in modo affidabile e (3) se l'AGC e i parametri di ottimizzazione rilevazione sono programmati in modo adequato per rilevare FV/TV. Un test d'induzione consiste nell'induzione dell'aritmia e nella sua conseguente conversione con un livello di energia preselezionato.

> Si consiglia di dimostrare la conversione della fibrillazione ventricolare prima di impiantare un generatore d'impulsi, poiché uno shock erogato durante una tachicardia ventricolare è potenzialmente in grado di accelerare l'aritmia. I test intraoperatori possono essere minimizzati eseguendo solo un test FV al momento dell'impianto ed un test TV postoperatorio nel laboratorio elettrofisiologico prima della dimissione del paziente.

Se la conversione non riesce, il paziente deve essere rianimato utilizzando un defibrillatore esterno appropriato. Nell'ambito della valutazione clinica generale, durante il test di induzione, e della valutazione degli episodi spontanei, durante il monitoraggio, assicurarsi che non vi siano ritardi o interruzioni nella rilevazione della tachiaritmia e nell'erogazione della terapia. Effettuare ulteriori valutazioni se si osservano deviazioni dei cicli di carica o dell'erogazione degli shock.

Se viene esequito il test di induzione, è possibile utilizzare i parametri utilizzati per il test anche per la programmazione permanente; in alternativa è possibile impostare valori diversi. Il dispositivo può essere programmato specificando le impostazioni finali desiderate dei parametri per ogni TV/FV (zone multiple) o l'impostazione FV per una sola zona con una soglia di freguenza inferiore a quella di tutte le aritmie note. In assenza di test di induzione in pazienti con indicazioni di prevenzione primaria, il medico deve tenere in considerazione che frequenze di rilevazione elevate possono limitare la capacità del dispositivo di riconoscere e trattare accuratamente le tachiaritmie polimorfe. Dopo il test di induzione è importante valutare i dati diagnostici e gli EGM, incluso il diagramma del ciclo, memorizzati nel dispositivo (fare riferimento alla fase successiva "Considerazioni sulla programmazione per tachiaritmie"). La programmazione di soglie finali di frequenza per TV/FV su valori più elevati, o di impostazioni AGC meno sensibili, rispetto ai parametri testati Pasenusiven rtachia, irsta Anica Itilita. e spor Elavult verzió. potrebbe determinare un inadeguato riconoscimento di successive tachiaritmie spontanee. ortatarminowana. calata Não Itilize.

18 Inchabite

detv

BEHLINH. Ha. " Verze. Nepouzing AVVERTENZA: Durante l'impianto e gli studi elettrofisiologici deve essere sempre disponibile Durante l'impianto e gli studi elet un'apparecchiatura di defibrillazione esterna. Se una tempestivamente, può causare la morte del paziente.

NOTA: Se è stata effettuata un'operazione toracico, rimuoverlo prima del *- generatore d'impul: un'apparecchiatura di defibrillazione esterna. Se una tachiaritmia ventricolare indotta non viene interrotta

NOTA: Se è stata effettuata un'operazione chirurgica a torace aperto ed è stato utilizzato un dilatatore toracico, rimuoverlo prima del test d'induzione per simulare in modo ottimale le condizioni ambulatoriali in cui il generatore d'impulsi opererà ed evitare una potenziale deviazione di energia.

È possibile indurre un'aritmia mediante le funzioni di induzione del generatore d'impulsi.

Tra un'induzione e l'altra, sia essa riuscita o meno, lasciare che la pressione sanguigna e le condizioni elettrofisiologiche del paziente ritornino su valori base. L'intervallo minimo tra test di induzione va determinato in base alla stabilità clinica (emodinamica e metabolica) del paziente e a discrezione del medico.

Durante ogni induzione di aritmia, annotare la freguenza cardiaca per determinare i valori di freguenza di soglia appropriati. Le lunghezze del ciclo ventricolare che si verificano vicino ma al di sotto del valore più basso della soglia di frequenza programmata possono essere individuati come ritmo sinusale normale. Per fornire una sufficiente possibilità di rilevazione, i valori di soglia di frequenza devono essere programmati su almeno 10 min⁻¹ al di sotto della frequenza delle aritmie da trattare.

Esecuzione dell'induzione

Verificare che il generatore d'impulsi sia nella tasca di impianto. Chiudere provvisoriamente la tasca quanto basta per garantire che il generatore d'impulsi resti in posizione durante il test d'induzione. Assicurarsi che il generatore d'impulsi abbia un buon contatto con il tessuto circostante, lavare la tasca con soluzione fisiologica, se necessario, per evitare che si asciughi.

ATTENZIONE: Evitare che oggetti elettroconduttori entrino in contatto con l'elettrocatetere o con il ..tativo ie am. Jung. dispositivo durante il test di induzione, in quanto potrebbero deviare l'energia e farne arrivare un quantitativo mpian, Ska el siste de la Veroud Elganit AGITIO inferiore al paziente con conseguente danneggiamento del sistema impiantato.

- id verle. The boulty Verificare il funzionamento del magnete e della telemetria per assicurarsi che il generatore d'impulsi sia entro un range accettabile.
 - Programmare i parametri appropriati e far passare il generatore d'impulsi dal Modo Tachy a Monitor +
 - Effettuare l'induzione utilizzando il programmatore

Test dei requisiti e delle soglie di energia per una efficace defibrillazione

Il test dei requisiti e delle soglie di energia per una efficace defibrillazione va eseguito in fase di impianto.

Gli shock per la terapia FV o TV polimorfa devono essere programmati con un margine di sicurezza di 10 J superiore al livello di energia di shock determinato dal medico per una efficace conversione della FV. In alcune situazioni il medico può determinare un margine di sicurezza alternativo (superiore al livello di energia di shock richiesto per una efficace conversione della FV).

Nella letteratura clinica vengono descritti metodi di test differenti per la determinazione delle soglie di defibrillazione, tra cui, a titolo esemplificativo:

- Determinare la DFT riducendo la soglia di defibrillazione fino a livelli inefficaci e verificare l'ultimo livello di energia efficace una volta [1x (DFT+)] o due volte [2x (DFT++)].
- Selezionare il requisito energetico di defibrillazione da testare sottraendo il margine di sicurezza accettato dall'uscita massima del dispositivo.

La definizione del margine di sicurezza di un impianto e della relazione con la probabilità di successo è descritta nella letteratura clinica. I risultati di un singolo metodo di test possono essere un esempio di variazione statistica e un'unica conversione di un disturbo del ritmo, a un particolare livello di energia, non garantisce che quello stesso livello sia in grado di effettuare la conversione in modo affidabile.

irztz Anica Itiliza. Si raccomanda guindi, come margine di sicurezza con un sistema a 41 J. di eseguire il test d'induzione due na vol. volte al livello DFT se la DFT o il livello di energia selezionato è di 31 J, o una volta se la DFT o il livello di diane diane "a Di avels NAO IIIIIZE Elavilt vert energia selezionato è di 21 J e si riesce sempre a convertire

ie in rahite.

Bepcha. Ha Avere sempre a disposizione un defibrillatore esterno standard con piastre esterne, utilizzabile durante il test di

Veize. Mebouling Se il margine di sicurezza di impianto e la conversione iniziale a 31 J non sono efficaci, considerare una combinazione di metodi diversi per ottimizzare il campo e l'efficacia della defibrillazione. Le possibilità includono, a titolo esemplificativo:

Ottimizzare la posizione dell'eletto della designativa della della designativa della della designativa della dell

- Ottimizzare la posizione dell'elettrocatetere: collocare l'elettrocatetere nella massima posizione apicale e settale possibile, in modo da dirigere la maggior parte dell'energia alla massa ventricolare sinistra. come descritto nella letteratura clinica.
- Invertire la polarità: utilizzare le opzioni di programmazione elettronica del dispositivo per cambiare la polarità. Non invertire fisicamente anodi e catodi dell'elettrocatetere nella testa del generatore d'impulsi.
- Riprogrammare la configurazione di Vettore elettrocat. Shock nel dispositivo, ad esempio spostando il coil prossimale da una configurazione TRIAD a una configurazione con un singolo Vettore di shock, quale Da coil VD a Cassa.
- Aggiungere ulteriori coil o elettrocateteri da defibrillazione per aumentare la superficie di defibrillazione.

NOTA: Fare riferimento alla Tabella 15 Misurazioni dell'elettrocatetere a pagina 78 per un elenco delle misurazioni accettabili dopo il riposizionamento o la riprogrammazione degli elettrocateteri.

Fase J: Considerazioni sulla programmazione per la tachiaritmia

Zone di rilevazione

Selezionare il numero appropriato di zone di terapia (TV-1, TV, FV) per trattare le tachiaritmie ventricolari previste sulla base della stabilità emodinamica della tachiaritmia, delle indicazioni del paziente e delle sue caratteristiche cliniche specifiche. Per fornire una sufficiente possibilità di rilevazione, i valori di soglia di ia frequency skall di sott. rata Anii ce Utiliza. a den frequenza devono essere programmati su almeno 10 min⁻¹ al di sotto della frequenza delle aritmie note da Elavilt verzió. and Alan Itilize. trattare

BEPCINA. Ha Mebolisi 3 iffe on remenc suitage. La rilevazione effettuata dal dispositivo e la conseguente terapia possono essere diverse per la stessa tachiaritmia di base, a seconda del numero di zone e dei parametri programmati, quali la soglia di frequenza, il tempo di rilevazione e l'ottimizzazione della rilevazione (se applicata).

Esame degli episodi memorizzati

I dati diagnostici del dispositivo vengono memorizzati nel generatore d'impulsi e sono visualizzabili tramite PRM o LATITUDE NXT. Tali dati consentono di esaminare la rilevazione e la risposta del dispositivo alle tachiaritmie indotte e spontanee. Gli elettrogrammi memorizzati includono un diagramma del ciclo, la cui valutazione facilita l'identificazione dei battiti rilevati, inclusi quelli al di sotto della soglia di frequenza. I battiti al di sotto della frequenza di soglia programmata possono ritardare o inibire la rilevazione di una tachiaritmia da parte del dispositivo. È quindi opportuno considerare una riprogrammazione delle frequenze per migliorare la rilevazione. L'esame degli elettrogrammi memorizzati, con l'ausilio dei calibri sullo schermo per la misurazione dell'ampiezza e della sincronizzazione EGM, permette al medico di capire se sono presenti battiti ventricolari non rilevati. In tal caso è opportuno valutare se la programmazione di zone con frequenza più lenta possa migliorare la rilevazione.

Rilevazione e Automatic Gain Control (AGC)

L'AGC ventricolare destro è impostato su un valore nominale di 0,6 mV e può essere regolato tramite il PRM. La regolazione dell'AGC può essere presa in considerazione per i casi di EGM con bassa ampiezza, ritardo nel tempo di terapia o, per specifici casi, a discrezione del medico. Deve essere valutata in combinazione con le zone/soglie di frequenza programmate, al fine di assicurare un'appropriata rilevazione della frequenza della tachiaritmia prevista. È possibile che l'AGC non raggiunga il limite inferiore programmato guando le freguenze di rilevazione della tachiaritmia sono elevate e l'aritmia è polimorfa. Valutare sempre la frequenza delle zone di rilevazione insieme all'impostazione dell'AGC, utilizzando le informazioni degli episodi memorizzati. Se il medico esamina gli EGM e ritiene che il dispositivo non stia rilevando i battiti ventricolari nella zona appropriata, la riprogrammazione delle soglie di frequenza di rilevazione su valori inferiori può migliorare la rilevazione in senso generale. È possibile considerare di regolare l'AGC nel corso di un test di induzione. Le variazioni nello e sullau. Sit is APIN VAROURE J'onda ension. ension Elavult verzio ila fo.

NEA IIIILE stato metabolico del paziente, insieme ai farmaci prescritti, possono influire sulla dimensione della forma d'onda

Marnifivati

18 Inchalite

Bepcha. Ha " Neize Mebouling nell'EGM. La riprogrammazione dell'AGC può non essere necessaria quando i marker indicano che il sensing del dispositivo è adequato, ma i cicli rilevati sono inferiori ai criteri di frequenza.

vel dis Marker Marker Marker quali TV-1. TV e FV, inclusa la durata misurata del ciclo, vengono registrati e associati alle zone di rilevazione programmate. La presenza dei marker indica che il dispositivo ha rilevato un determinato battito. Freguenze fluttuanti di tachicardia prossime, o appena inferiori, alla soglia di freguenza minima possono essere contrassegnate come VS (sensing ventricolare). L'esame del diagramma del ciclo offre una panoramica delle soglie di frequenza programmate e della distribuzione del ciclo nel corso degli episodi. Queste informazioni permettono la regolazione clinica dei parametri di rilevazione a discrezione del medico.

Fase K: Impianto del generatore d'impulsi

- Programmare il Modo Tachy su Off.
- Verificare il funzionamento del magnete e della telemetria tradizionale per assicurarsi che il generatore d'impulsi si trovi entro un range accettabile per avviare l'interrogazione.
- Accertarsi che il generatore d'impulsi abbia un buon contatto col tessuto circostante la tasca di impianto. quindi suturarlo in posizione per ridurre la migrazione del dispositivo (per istruzioni sulle posizioni del foro per la sutura, fare riferimento a "Connessioni dell'elettrocatetere" a pagina 64). Avvolgere delicatamente la porzione in eccesso dell'elettrocatetere e porla accanto al generatore d'impulsi. Se necessario, lavare la tasca con soluzione fisiologica per evitare che si asciughi.
 - AVVERTENZA: Non attorcigliare o intrecciare l'elettrocatetere con altri elettrocateteri in quanto in tal modo è possibile causare danni da abrasione all'isolamento dell'elettrocatetere o al conduttore.
- Chiudere la tasca di impianto. Decidere dove posizionare gli elettrocateteri in modo da impedire il contatto con i materiali di sutura. Si raccomanda di utilizzare suture assorbibili per chiudere gli strati di tessuto.
- 5. Completare le procedure di elettrocauterizzazione prima di riattivare il generatore d'impulsi.
- .iparah. ECIATA NÃO UTILLA Jrann, A MILER HILL 6. Programmare il Modo Tachy sull'impostazione desiderata e confermare i parametri finali programmati. oitis pan yerou Jatary Varcion. St Warnithvat. 99

id yelle. Hepoully ATTENZIONE: Dopo ogni regolazione del range di sensing o qualsiasi modifica dell'elettrocatetere di sensing, verificare sempre che il sensing sia adequato. La programmazione della Sensibilità al valore più elevato (sensibilità minima) può causare una rilevazione ritardata o l'undersensing dell'attività cardiaca. Allo stesso modo, una programmazione al valore più basso (sensibilità massima) può causare l'oversensing di segnali non cardiaci.

Utilizzare il PRM per stampare il report dei parametri e salvare tutti i dati del paziente.

Compilazione e restituzione del modulo di impianto

Entro dieci giorni dall'impianto, completare il modulo Validazione Garanzia e Registrazione Elettrocateteri e restituire l'originale a Boston Scientific insieme a una copia dei dati del paziente salvati dal PRM. In tal modo Boston Scientific può registrare ogni generatore d'impulsi e ogni serie di elettrocateteri impiantati e fornire dati clinici sulle prestazioni del sistema impiantato. Conservare una copia del modulo Validazione Garanzia e Registrazione Elettrocatetere, dei report del programmatore e il disco dati del paziente originale.

CACCIAVITE TORSIOMETRICO BIDIREZIONALE

Nel vassoio sterile, con il generatore d'impulsi è incluso un cacciavite torsiometrico (modello 6628), progettato per il serraggio e l'allentamento delle viti n. 2-56, viti cieche e viti di arresto su questo e altri generatori d'impulsi e accessori per elettrocateteri Boston Scientific dotati di viti di arresto che ruotano liberamente quando ritirate completamente (generalmente queste viti di arresto hanno quarnizioni bianche).

Il cacciavite torsiometrico è bidirezionale ed è progettato in modo da applicare una torsione adequata alla vite e arrestarsi quando la vite è fissata. Il meccanismo di rilascio impedisce il serraggio eccessivo che potrebbe danneggiare il dispositivo. Per facilitare lo svitamento di viti ben serrate, questo cacciavite applica una torsione maggiore in senso antiorario che in quello orario.

Come ulteriore protezione, la punta del cacciavite torsiometrico è progettata in modo da rompersi se NOTA: JA A MILEA INTILLY A. nitic ach Verninder sestra, nowahana. Intan, Skall, Sk Elavult verzió. utilizzato per serrare oltre i livelli preimpostati. Se ciò dovesse verificarsi, la punta rotta va estratta dalla vite con le pinze.

18 Inchalite

100


ia nei le inebouline Questo cacciavite torsiometrico può essere utilizzato anche per allentare le viti su altri generatori d'impulsi e accessori per elettrocateteri Boston Scientific dotati di viti che si serrano contro un fermo quando retratte completamente (generalmente queste viti hanno quarnizioni bianche). Tuttavia, all'atto di ritrarre queste viti. smettere di ruotare il cacciavite torsiometrico quando la vite entra in contatto con il fermo. L'ulteriore torsione in senso antiorario di questo cacciavite torsiometrico potrebbe provocare il bloccaggio di queste viti se serrate

Come allentare viti di arresto bloccate

Attenersi alle fasi sequenti per allentare le viti di arresto bloccate:

- Da una posizione perpendicolare, inclinare il cacciavite torsiometrico lateralmente da 20° a 30° dall'asse centrale verticale della vite (Figura 12 Rotazione del cacciavite torsiometrico per allentare una vite
- MONIGIETES all'asse, in modo tale che l'impugnatura del cacciavite ruoti intorno all'asse longitudinale della vite (Fi 12 Rotazione del cacciavite torsiometrico per allentare una vite bloccata a pagina 102). Non girare o torcere l'impugnatura del cacciavite torsiometrico durante questa rotazione.

 3. Se necessario, è possibile ripetere questa operatione. Ruotare tre volte il cacciavite in senso orario (per viti retratte) o in senso antiorario (per viti estese) intorno all'asse, in modo tale che l'impugnatura del cacciavite ruoti intorno all'asse longitudinale della vite (Figura
 - Se necessario, è possibile ripetere questa operazione fino a quattro volte con un angolo leggermente ate torsical characters are the control of the cont etrice .etrice maggiore ogni volta. Se la vite non è stata completamente allentata, utilizzare il cacciavite torsiometrico n. 11ex; 2 del kit di cacciaviti torsiometrici modello 6501.
 - oit is a an varound and a version of Una volta liberata la vite, può essere estesa o retratta secondo necessità
 - Gettare via il cacciavite torsiometrico al termine di questa procedura.



[1] Rotazione in senso orario per liberare viti bloccate in posizione retratta [2] Rotazione in senso antiorario per liberare viti bloccate in posizione estesa

Rotazione del cacciavite torsiometrico per allentare una vite bloccata

TEST DI FOLLOW-UP

Si raccomanda di valutare le funzioni del dispositivo per mezzo di controlli periodici eseguiti da personale qualificato. Le istruzioni per il follow-up fornite di sequito consentono un'accurata revisione delle prestazioni del dispositivo e del relativo stato di salute del paziente per tutta la durata operativa del dispositivo (fare riferimento Jatari Jarcinn Skaliking Jane, Jene, Werzió. We Pitic Pan Actual de din Pasenusivers alle informazioni contenute nella fase "Programmazione del generatore d'impulsi" in "Impianto del generatore rata Anica Itiliza nr Jatarminowana. d'impulsi" a pagina 73). Enler's NEO Itilize.

annorabite.

ia veite. Weboutly AVVERTENZA: Assicurarsi che, durante il test del dispositivo post-impianto, siano presenti un defibrillatore esterno e person. essere rianimato. Follow-ur esterno e personale medico specializzato in rianimazione cardiopolmonare (RCP) nel caso il paziente debba

Follow-up pre-dimissione

Le sequenti procedure vengono tipicamente eseguite durante il test di follow-up pre-dimissione utilizzando la telemetria del PRM:

- Interrogare il generatore d'impulsi e consultare la schermata Riepilogo.
- Verificare le soglie di pacing, l'impedenza degli elettrocateteri e l'ampiezza dei segnali intrinseci.
- redining Jerr Analizzare i contatori e gli istogrammi
 - Quando tutti i test sono stati completati, eseguire un'interrogazione finale e salvare tutti i dati del paziente
 - Stampare le Quick Notes e i report Dati paziente da conservare in archivio per riferimento futuro
 - MONIO EN OC Outde ter Azzerare i contatori e gli istogrammi in modo tale che, durante la successiva sessione di follow-up. potranno essere visualizzati i dati più recenti. I contatori e gli istogrammi possono essere cancellati premendo Azzera sulla schermata Istogrammi, sulla schermata Contatori Tachy o sulla schermata Contatori Brady.

Follow-up di routine

È necessario effettuare esami di follow-up di routine un mese dopo il controllo pre-dimissioni e successivamente ogni tre mesi per valutare la programmazione del dispositivo, l'efficacia della terapia, lo stato posse. ssere in ckalikke ate p. Nil. degli elettrocateteri e lo stato della batteria. Le visite ambulatoriali possono essere integrate per mezzo del Elavult verzió. Ner Pasenusiversili monitoraggio remoto, ove disponibile. · Ztà Anii ca Itiliza.

calata Não Itilize.

BENCHA. Hd. Mebolisi Poiché la durata del timer di sostituzione del dispositivo è di tre mesi (che iniziano quando viene raggiunto lo stato di Espianto), è particolarmente importante che la frequenza dei follow-up sia di tre mesi dopo il raggiungimento dello stato di Un anno rimanente.

Considerare la possibilità di effettuare le sequenti procedure durante un test di follow-up di routine:

- Interrogare il generatore d'impulsi e consultare la schermata Riepilogo.
- Verificare le soglie di pacing, l'impedenza degli elettrocateteri e l'ampiezza dei segnali intrinseci.
- Stampare le Quick Notes e i report Dati paziente da conservare in archivio per riferimento futuro.
- Rivedere la schermata Registro Aritmie e, in caso di episodi di interesse, stampare i dettagli dell'episodio e le informazioni sull'elettrogramma memorizzate.
- 5. Azzerare i contatori e gli istogrammi in modo tale che, durante la successiva sessione di follow-up. potranno essere visualizzati i dati degli episodi più recenti.
- Verificare che i valori di importanti parametri programmati (ad esempio Limite freg. inf., Ritardo AV, LV Offset, Stimolazione adattiva in frequenza, Ampiezza di uscita, Dur. Impulso, Sensibilità, Zone Ventricolari, Frequenza di rilevazione) siano ottimali per l'attuale stato del paziente. Fare riferimento alle fasi precedenti ("Test di induzione della fibrillazione ventricolare" e "Considerazioni sulla programmazione per aritmie e tachiaritmie inducibili") per informazioni aggiuntive sulla programmazione della rilevazione e della terapia della tachiaritmia ("Impianto del generatore d'impulsi" a pagina 73).

NOTA: Per valutare il Ritardo AV e altre opzioni di programmazione in modo non invasivo in seguito all'impianto, è possibile utilizzare indagini con Echo-Doppler.

ATTENZIONE: La riuscita della conversione della FV o della TV durante il test di induzione non garantisce che la conversione avrà luogo dopo l'intervento. Tenere presente che variazioni nelle condizioni del paziente, la rata Anii ca Itili 73. con una con una rate de la con una con Jnseg.

Alara Nan Itilize. Jarant Varcinn Skall terapia farmacologica e altri fattori possono modificare la soglia di defibrillazione (DFT), con una consequente terapia farmacologica e altri fattori possono modificare la soglia di defibri mancata cardioversione/defibrillazione dell'aritmia dopo l'intervento.

104

ie incrahite.

ESPIANTO OTA: ht remenc kasutade. NOTA: Restituire tutti i dispositivì espiantati a Boston Scientific. L'analisi dei dispositivi espiantati può fornire informazioni per il continuo miglioramento dell'affidabilità del sistema e per considerazioni sulla garanzia.

na vei Le. Nepoully AVVERTENZA: Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causare la rottura del dispositivo che, a sua volta, può provocare lesioni, patologie o la morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero inoltre comportare il rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni o infezioni crociate al paziente inclusa, tra l'altro, la trasmissione di patologie infettive da un paziente a un altro. La contaminazione del dispositivo può causare lesioni, patologie o la morte del paziente.

Contattare Boston Scientific quando si verifica uno qualunque dei sequenti eventi:

- Quando un prodotto viene ritirato dal servizio.
- n caso di decesso del prodetto vi questa vengà eseguita.

 Per ulteriori ossenia.

 NOTA: In caso di decesso del paziente (qualsiasi ne sia la causa), insieme al referto dell'autopsia, nel caso
 - Per ulteriori osservazioni o motivi di complicanza.

NOTA: Lo smaltimento dei dispositivi espiantati è soggetto a leggi e regolamenti locali. Per il kit di restituzione del prodotto, contattare Boston Scientific utilizzando le informazioni sul retro.

NOTA: Il generatore d'impulsi può scolorirsi a causa di un normale processo di anodizzazione che non effetto sulla sua funzionalità.

ATTENZIONE: Assicurarsi che il generatore d'impulsi sia stato rimosso prima della cremazione. La cremazione e le temperature per l'incenerimento possono far esplodere il generatore d'impulsi.

ATTENZIONE: Esequire le operazioni di sequito riportate, prima dell'espianto, della pulizia o della adime. Jit is april 1/210 Hillers anti de . Jella A MII CA IIIIIIZA spedizione del dispositivo, per impedire shock imprevisti, la sovrascrittura di importanti dati dello storico della alos Não Hillize. Elavilt verzió. terapia e la presenza di segnali acustici:

- Programmare il modo Tachy e il modo Brady del generatore d'impulsi su Off.
- Programmare la funzione Risposta al magnete su Off.
- "O ASITE" IMEHORITIA

Tenere a mente le seguenti operazioni necessarie in occasione dell'espianto e della restituzione dei dispositivi.

Interrogare il generatore d'impulsi e stampare un report completo.

Disattivare il generatore d'impulsi prima dell'espianto

Scollegare gli elettrocatati

- Qualora vengano espiantati anche gli elettrocateteri, cercare di preservarli intatti e restituirli indipendentemente dalle condizioni. Non rimuovere gli elettrocateteri con pinze emostati strumenti di clampaggio che potrebbero danneggiarli. Ricorresi possibile liberare l'elettrocatetera Redunid indipendentemente dalle condizioni. Non rimuovere gli elettrocateteri con pinze emostatiche o con altri strumenti di clampaggio che potrebbero danneggiarli. Ricorrere agli attrezzi solo nel caso in cui non sia
 - Lavare i dispositivi senza immergerli per rimuovere liquidi corporei e residui solidi utilizzando una Artatarminamana Nia Ilinnat soluzione disinfettante. Evitare la penetrazione di fluidi nelle porte della testa del generatore d'impulsi.

18 III Orahite

wind.

opriato i Pasenusi versija. Nena Elavult verzió. Ne használle mode a mo Move Coill si Versiia. Utilizzare un Kit di restituzione del prodotto di Boston Scientific per imballare in modo appropriato i unizzare un Kit di restituzione del prodott dispositivi e inviaril a Boston Scientific.

Idvid Ekoodu www. tw. Xoudino to refire. Lastariela verzija. Nemojte upotrebliavati Outdated version. Do not use. Version obsoleta. No Utilizar Version périmée. Ne pas utiliser. Versione obsoleta. Non utili Zzare. Ditis agn Varounder da Versia Nigit da bruikan Novecojusi versija. Neizmantot Urelt uto ata. Notito ekki. Pasenusi versija. Nenaudokite. Elavult verzió. Ne használia! i allograbite. Vinto.

Oston Clentific

Per ulteriori inforbostonscientif TIN XPHOHOHOHOEITE. Per ulteriori informazioni di riferimento, visitare www. bostonscientific elabeling.com.

Boston Scientific Corporation
4100 Hamiline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP



Boston Scientific Cc
All rights reserved.

359402-043 IT Europe 2017-11

... anue North
... 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NWSA; Boston Scientific
3reen Square, Lambroekstraat 5D
'31 Diegem, Belgium

bostonscientific.com
'ARDIAC Versione obsoleta. Non utilizzare Movecojusi Versija. Neizmantot

1.800.CARDIAC (227.3422) +1.651.582.4000

Vivia.

