

**Boston  
Scientific**

**SYSTEM PROGRAMOWANIA LATITUDE™  
MODEL 3300  
DODATEK DO PODRĘCZNIKÓW DOTYCZĄCYCH  
GENERATORÓW IMPULSÓW\***

\*Podręczniki techniczne dla lekarzy i instrukcje obsługi

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

Niniejszy dodatek zawiera dokładny przegląd kluczowych różnic między systemem programowania ZOOM® LATITUDE model 3120 a systemem programowania LATITUDE model 3300 (może jeszcze nie być dostępny we wszystkich krajach).

Aktualne podręczniki dotyczące generatorów impulsów opisują funkcje i funkcjonalności w przypadku stosowania z systemem programowania model 3120 i analizatorem systemu stymulacji (PSA), tj. model 3145; niniejsza publikacja uzupełnia zawartość tych podręczników.

UWAGA: System programowania model 3300 charakteryzuje się takimi samymi podstawowymi funkcjami i zastosowaniem jak system programowania model 3120 (ilustracja 1).


## **Podstawowe materiały**

System programowania LATITUDE model 3300 opisano w oddzielnych podręcznikach. Najpierw należy przeczytać następujące pozycje:

- Podręcznik operatora systemu programowania LATITUDE model 3300
- Podręcznik operatora narzędzia Patient Data Management (Zarządzanie danymi pacjentów) model 3931
- Podręcznik operatora sieci i połączeń model 3924

UWAGA: Informacje na temat funkcjonalności PSA zawiera Podręcznik operatora analizatora systemu stymulacji (PSA) model 3922.

Kopie elektroniczne są dostępne na stronie [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). W celu uzyskania kopii drukowanych należy skontaktować się z firmą Boston Scientific, korzystając z informacji podanych z tyłu niniejszego dodatku.



Ilustracja 1. System programowania model 3300

## Kluczowe różnice

### Oprogramowanie

- Aplikacja do obsługi urządzeń ICD/CRT-D model 3868 zastępuje aplikację modelu 2868.
- Model 3868 zastępuje również model 2868 w obrębie rentgenowskiego identyfikatora generatora impulsów (PG).

- Aplikacja do obsługi stymulatora/CRT-P model 3869 zastępuje aplikację modelu 2869.
  - Model 3869 zastępuje również model 2869 w obrębie rentgenowskiego identyfikatora generatora impulsów (PG).
- Aplikacja oprogramowania systemu model 3909 z funkcją Quickstart App zastępuje aplikację modelu 2909.

### **Połączenia sieciowe**

- Możliwe jest teraz bezprzewodowe przesyłanie danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth®.

### **Klawisze**

- Przycisk RED STAT (Natychmiast) zastępuje fizyczne klawisze funkcyjne STAT PACE (Stymulacja natychmiastowa), STAT SHOCK (Wyładowanie natychmiastowe) i DIVERT THERAPY (Odwrócenie terapii). Umożliwia on obsługę funkcji PSA STAT Pace (Stymulacja natychmiastowa PSA), STAT Pace (Stymulacja natychmiastowa), STAT Shock (Wyładowanie natychmiastowe) i Divert (Odwrócenie).
- Fizyczne klawisze funkcyjne INTERROGATE (Pobieranie danych) i PROGRAM (Programowanie) zastąpiono klawiszami programowymi.
- Funkcja Real-time Log (Rejestr w czasie rzeczywistym) zastępuje fizyczne klawisze szybkości przesuwu papieru. Klawisze programowe zastępują fizyczne klawisze funkcyjne Calibrate (Kalibruj) i Baseline (Pomiar wyjściowy).

### **Przechowywanie danych**

- Złącze USB zastępuje napęd/obsługę dyskietek.

### **Drukowanie**

- Obsługa zewnętrznej drukarki za pośrednictwem złącza USB i technologii Bluetooth® zastępuje wewnętrzny rejestrator taśmowy.

### **Przełącznik Zoom Wireless Transmitter**

- Wbudowany sprzęt zastępuje przełącznik Zoom Wireless Transmitter.

### **Starsze generatory impulsów**

- Programator model 3300 obsługuje najnowsze generatory impulsów firmy Boston Scientific. W razie potrzeby należy skontaktować się z firmą Boston Scientific, aby ustalić, które modele generatorów impulsów są obsługiwane.

### **Oświadczenie dotyczące znaków towarowych**

Poniższe znaki towarowe należą do firmy Boston Scientific Corporation lub jej spółek zależnych: LATITUDE i ZOOM.

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG.

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

# Boston Scientific



WYTWÓRCA

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

MIEJSCE WYTWORZENIA

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

EC REP

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ  
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

ADRES SPONSORA AUSTRALUSKIEGO  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666



92059496-031 PL 2017-08

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.