
Scientific





Indice

Descrizione	1
Informazioni sui marchi commerciali	1
Informazioni correlate	1
Indicazioni per l'uso	1
Controindicazioni	2
Descrizione Informazioni sui marchi commerciali Informazioni per l'uso Controindicazioni Vantaggi clinici del dispositivo Avvertenze Precauzioni Potenziali eventi avversi Informazioni pre-impianto Preparazione chirurgica Contenuto della confezione Impianto Presentazione Impianto Collegare l'elettrodo sottocutaneo emblem S-ICD Collegare l'elettrodo sottocutaneo al generatore d'impulsi	2
Avvertenze	2
Precauzioni	5
Potenziali eventi avversi	6
Informazioni pre-impianto	9
Preparazione chirurgica	9
Contenuto della confezione	9
Impianto Administration of the control of the contr	10
Presentazione, Company de la c	10
Impianto dell'elettrodo sottocutaneo EMBLEM S-ICD	16
Collegare l'elettrodo sottocutaneo al generatore d'impulsi	37
ICD	38
Specifiche del sistema di posizionamento dell'elettrodo EMBLEM S-	
ICD	39
Definizioni dei simboli riportati sull'etichetta della confezione	40
Esclusioni e limitazioni di garanzia	43
Importatore per l'Unione Europea	43
Delegio Or exporting of the stronglish	
My crisis The of he High stand What Vike	
Versiand I and it we on in the	
1 asta areit xunt erst not	
1351, 161, 391, 391,	
13h Jahra Olhin	
Color Col	
Specifiche del sistema di posizionamento dell'elettrodo EMBLEM S- ICD Definizioni dei simboli riportati sull'etichetta della confezione Esclusioni e limitazioni di garanzia Importatore per l'Unione Europea	



DESCRIZIONE

Il sistema per il posizionamento dell'elettrodo EMBLEM S-ICD ("EDS") è un componente del sistema S-ICD Boston Scientific, prescritto ai pazienti quando deve essere garantita la gestione dell'aritmia cardiaca. L'EDS è costituito da due strumenti di tunnellizzazione con introduttori precaricati e viene usato per creare tunnel sottocutanei per facilitare l'impianto dell'elettrodo sottocutaneo EMBLEM S-ICD. L'EDS è inoltre compatibile con l'elettrodo S-ICD modelli 3401 e 3501

INFORMAZIONI SUI MARCHI COMMERCIALI

Quelli che seguono sono marchi commerciali di Boston Scientific Corporation o delle sue affiliate: EMBLEM.

INFORMAZIONI CORRELATE

Utilizzare le istruzioni contenute in questo manuale unitamente ad altro materiale di riferimento, inclusi il manuale d'uso del generatore d'impulsi S-ICD e il manuale d'uso dell'elettrodo sottocutaneo applicabili.

Riepilogo delle prestazioni di sicurezza e cliniche

Per i clienti nell'Unione Europea, usare il nome del dispositivo indicato in etichetta per cercare il Riepilogo delle prestazioni di sicurezza e cliniche, disponibile sul sito web del database europeo sui dispositivi medici (Eudamed): Nehaszhal

https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Destinatari previsti

Questa documentazione è destinata a professionisti formati o esperti nell'impianto di dispositivi e/o procedure di follow-up.

INDICAZIONI PER L'USO

Il sistema S-ICD è concepito per fornire terapia di defibrillazione per il trattamento di tachiaritmie ventricolari potenzialmente letali in pazienti che non presentano bradicardia sintomatica, tachicardia ventricolare Letzkitete rocktyversio. Valhenunuverzun Anvis Güncel dinayan şiririn, Kul 1. Zastarana vel Lazurutu Pallicie

incessante o tachicardia ventricolare spontanea a ricorrenza frequente che viene interrotta in modo affidabile con stimolazione antitachicardica

CONTROINDICAZIONI

La stimolazione unipolare e i dispositivi con funzioni basate sull'impedenza sono controindicati per un uso concomitante con il sistema S-ICD.

VANTAGGI CLINICI DEL DISPOSITIVO

Il sistema EMBLEM S-ICD è concepito per fornire defibrillazione ventricolare per il trattamento di tachiaritmie ventricolari potenzialmente letali in pazienti che non richiedono stimolazione bradicardica, stimolazione antibradicardica o hanno tachicardia ventricolare incessante. Il sistema EMBLEM S-ICD fornisce anche una stimolazione bradicardica post-shock opzionale, su richiesta, a una freguenza non programmabile di 50 ppm per un massimo di 30 secondi per fornire supporto alla frequenza cardiaca dopo la terapia di defibrillazione. I benefici per il paziente derivanti dall'impianto del sistema possono variare in base alle condizioni mediche di base e alla probabilità di necessitare di defibrillazione ventricolare.

AVVERTENZE

NOTA: Prima di usare il sistema S-ICD, leggere e seguire tutte le avvertenze e precauzioni fornite nel manuale d'uso del generatore d'impulsi S-ICD applicabile.

Generali

- Conoscenza della documentazione. Leggere interamente questo manuale prima di utilizzare il sistema S-ICD per evitare danni al generatore d'impulsi e/o all'elettrodo sottocutaneo. Tali danni possono causare gravi lesioni o morte del paziente.
- Esclusivamente monouso. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o causare la rottura del Apazien.
 Apa dispositivo che, a sua volta, può provocare lesioni, patologie o la morte del paziente. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione potrebbero inoltre comportare il rischio di contaminazione del dispositivo

- e/o causare infezioni o infezioni incrociate al paziente inclusa, tra l'altro, la trasmissione di patologie infettive da un paziente a un altro. La contaminazione del dispositivo può causare lesioni, patologie o la morte del paziente.
- Compatibilità dei componenti. Tutti i componenti impiantabili S-ICD Boston Scientific sono progettati per essere utilizzati esclusivamente con il sistema S-ICD Boston Scientific o Cameron Health. Il collegamento di componenti del sistema S-ICD a un componente non compatibile non è stato testato e potrebbe comportare la manicata erogazione della terapia vitale di defibrillazione.
- Backup di defibrillazione di protezione. Durante l'impianto e gli studi di follow-up, devono sempre essere disponibili un'apparecchiatura di defibrillazione esterna e personale medico specializzato in RCP.
 Una tachiaritmia ventricolare indotta non interrotta tempestivamente può causare il decesso del paziente.

Manipolazione

- Manipolazione corretta, Manipolare sempre con cura i componenti del sistema S-ICD e mantenere una tecnica sterile corretta. La mancata osservanza può comportare lesioni, patologie o il decesso del paziente. Fare attenzione durante la tunnellizzazione per evitare lesioni all'impiantatore.
- Non danneggiare i componenti. Non modificare, tagliare, piegare, schiacciare, stirare o danneggiare in altro modo i componenti del sistema S-ICD. Un danno al sistema S-ICD potrebbe comportare uno shock inappropriato o la mancata erogazione della terapia al paziente.
- Manipolazione dell'elettrodo sottocutaneo. Prestare attenzione nella manipolazione del connettore
 dell'elettrodo sottocutaneo. Evitare il contatto diretto tra il connettore e qualsiasi strumento chirurgico quale
 forbici, pinze emostatiche o morsetti. Questo potrebbe danneggiare il connettore. Un connettore
 danneggiato potrebbe compromettere l'integrità della tenuta, con eventuale conseguente compromissione
 del sensing, interruzione della terapia o terapia inappropriata.

Impianto

 Posizionamento del braccio. Prestare attenzione al posizionamento del braccio ipsilaterale all'impianto del dispositivo per evitare lesioni al nervo ulnare e al plesso brachiale con il paziente in posizione supina durante l'impianto del dispositivo e prima dell'induzione della FV o l'erogazione dello shock. Il paziente deve essere posizionato con il braccio piegato a un angolo massimo di 60° con la mano in una posizione supina (palmo verso l'alto) durante la fase d'impianto della procedura. La pratica standard per mantenere la posizione del braccio durante l'impianto del dispositivo è quella di fissare il braccio a un asse. Non stringere eccessivamente il braccio durante il test di defibrillazione. L'uso di un cuneo per l'elevazione del torso può sottoporre a ulteriore stress l'articolazione della spalla e deve essere evitato durante il test di defibrillazione

- Migrazione del sistema. Utilizzare le tecniche di ancoraggio appropriate descritte nella procedura di impianto per evitare il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD. Il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD potrebbero comportare uno shock inappropriato o la mancata erogazione della terapia al paziente.
- Non impiantare in un sito MRI Zona III. L'impianto del sistema non può essere eseguito in un sito MRI Zona III (e superiore) come indicato dall'American College of Radiology Guidance Document on MR Safe Practices¹. Alcuni degli accessori usati con i generatori d'impulsi e gli elettrodi, come il cacciavite torsiometrico e lo strumento per l'impianto dell'elettrodo, non sono MR Conditional e non devono essere portati nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree di Zona III o IV della sede di MRI.
- Impedenza elevata dell'elettrodo di shock. L'elevata impedenza dell'elettrodo di shock può ridurre i tassi di successo di conversione per TV/FV.
- Utilizzo del tunnellizzatore. Manipolare con cura il tunnellizzatore Tenere sempre presente la posizione della punta dello strumento rispetto all'anatomia del paziente. Il tunnellizzatore non è inteso per uso intratoracico. L'ingresso nella cavità foracica o l'avanzamento dell'utensile sotto le costole o lo sterno potrebbe causare danni non intenzionali ai tessuti, compresa la perforazione di organi o vasi sanguigni, o il posizionamento involontario dell'elettrocatetere nella cavità mediastinica o toracica con il relativo rischio.

Kanal E, Barkovich AJ, Bell C, et al. ACR guidance document on MR safe practices; 2013. J. Magn. Reson. Imaging 2013;37:501-530. Los diana la Litto La State a la churut yez si o. Valhenunut version, And Güncel dinayan ziriya M. K.

PRECAUZIONI

Considerazioni cliniche

- Uso pediatrico. Il sistema S-ICD non è stato valutato per l'uso pediatrico.
- Terapie disponibili. Il sistema S-ICD non fornisce stimolazione bradicardica a lungo termine, terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) o stimolazione antitachicardica (ATP).

Sterilizzazione e conservazione

- Se la confezione è danneggiata. Il sacchetto e il suo contenuto vengono sterilizzati con ossido di etilene.
 Al ricevimento, l'EDS è sterile se il sacchetto sterile è integro. Se la confezione è bagnata, bucata, aperta o altrimenti danneggiatà, restituire l'EDS a Boston Scientific.
- Data di scadenza. Utilizzare l'EDS prima che decorra la DATA DI SCADENZA riportata sull'etichetta della
 confezione, poiché tale data indica un periodo di validità sperimentato. Per esempio, se la data indicata è il
 1° gennaio, si raccomanda di non usare il dispositivo né il 2 gennaio né nei giorni successivi.
- Temperatura d'immagazzinamento. L'intervallo di temperatura consigliato per la conservazione è da -18
 °C a +55 °C (da 0 °F a +131 °F).

Impianto

- Creazione dei tunnel sottocutanei. Utilizzare gli strumenti e accessori Boston Scientific progettati per l'uso nell'impianto dell'elettrodo sottocutaneo per creare i tunnel sottocutanei quando si effettua l'impianto e il posizionamento dell'elettrodo sottocutaneo. Evitare di tunnellizzare vicino a qualunque altro dispositivo o componente medico impiantato in posizione sottocutanea, ad esempio una pompa per insulina impiantabile, una pompa per medicinali, un filo sternale da sternotomia precedente o un dispositivo di assistenza ventricolare.
- Lunghezza tunnel superiore. Verificare che il tunnel superiore sia sufficientemente lungo per accogliere la porzione dell'elettrodo dalla punta distale al manicotto di sutura senza deformare o piegare il coil di defibrillazione. Una deformazione o piegatura del coil di defibrillazione all'interno del tunnel superiore



potrebbe causare una compromissione del sensing e/o dell'erogazione della terapia. Dopo l'inserimento dell'elettrodo nel tunnel superiore, è possibile usare i raggi X o la fluoroscopia per confermare che non si sia verificata alcuna deformazione o piegatura.

- Posizione sutura. Suturare solo le aree indicate nelle istruzioni per l'impianto.
- Non suturare direttamente sul corpo dell'elettrodo sottocutaneo. Non eseguire la sutura direttamente sull'elettrodo sottocutaneo, in quanto ciò potrebbe causare danni strutturali. Utilizzare il manicotto di sutura per evitare movimenti dell'elettrodo sottocutaneo.
- Fili sternali. Quando si impianta il sistema S-ICD in un paziente con fili sternali, assicurarsi dell'assenza di contatto tra i fili sternali e gli elettrodi di sensino distale e prossimale (ad esempio tramite fluoroscopia). Si può verificare una compromissione del sensing in caso di contatto metallo-metallo tra un elettrodo di sensing e un filo sternale. Se necessario, ritunnellizzare l'élettrodo per garantire una separazione sufficiente tra gli elettrodi di sensing e i fili sternali.

Vallentunt verso, Hakarte.

Gincel olnayan siririn, Kulamayin. Föråldrad Version, Amindreli.

Per precauzioni inerenti agli ospedali o ad altri ambienti medici, consultare il manuale d'uso del generatore ila ing ekki. VEKTIB NE HORUTI POTENZIALI EVENTI AVVERSI d'impulsi S-ICD applicabile.

I potenziali eventi avversi correlati all'impianto del sistema S-ICD includono, in via esemplificativa: Urdatett versjon, skalike brijk Wersja Drzeferninowara. Wie Ithin

- Reazione allergica/avversa al sistema o alla medicazione
 Sanguinamento Versine expirate Anuse Itiliza. Versão obsoleta. Não utilite. Lastalana verla hepotitivat. Lastaled Fallitia me uporabite. Dit is early Ver
- Rottura del conduttore
- Formazione di cisti



- Decesso
- Erogazione ritardata della terapia
- Disagio o guarigione prolungata dell'incisione

- della terapia

 ...ma/sieroma

 Emotorace

 Collegamento non corretto dell'elettrodo al dispositivo

 roossibilità di comunicare con il dispositivo

 ssibilità di effettuare la defibrillazione o le

 zione post shock inappropriate

 e shock inappropriate

- . snock inappropriata
 ...one shock inappropriata
 Infezione
 Lesioni o dolore negli arti superiori, inclusi clavicola, spalla e braccio
 -ormazione di cheloidi
 stacco o migrazione
 volazione muscolare/nervosa Vanhentinit verso, Na karta. Gincel olhayan sirini, Kullannayin.

Förådrad version, Användei.

- Danni ai nervi
- Lesione o perforazione d'organo
- Pneumotorace
- Esaurimento prematuro della batteria
 Guasti casuali dei con
- .
- .
- Zerholt, Micht verwender.

- Disagio post shock/post stimolazione
 Esaurimento prematuro della batteria
 Guasti casuali dei componenti
 Ictus
 Enfisema sottocutaneo
 Revisione chirurgica o sostituzione del sistema
 Sincope
 Danno tissutale
 Arrossamento dei tessuti, irritazione, intorpidimento o necrosi Menoite Inportebliavati.
- Lesione o perforazione dei vasi

Se si verificano eventi avversi, potrebbe essere necessaria un'azione correttiva invasiva e/o la modifica o la rimozione del sistema S-ICD

I pazienti che ricevono un sistema S-ICD possono sviluppare disturbi psicologici che includono, ma non si Versine explicate Anuse in Westa Pleterninon Versão dosoleta Não Utili. Paura di shock Lastatana vezta nepotitwa. Jastaled Fallitia me uporabite. limitano a:

Vanhentinit verso, Na karta.

Gincel olnayan sirin, Kulannayin. Föråldrad Version, Användrei.

· Shock immaginari

Eventuali incidenti gravi che si verificano in relazione a questo dispositivo devono essere segnalati a Boston Scientific e alle autorità normative locali preposte.

INFORMAZIONI PRE-IMPIANTO

Preparazione chirurgica

Prima della procedura di impianto considerare le seguenti situazioni:

Il sistema S-ICD è progettato per essere posizionato utilizzando punti di riferimento anatomici. Tuttavia, si consiglia di esaminare una radiografia toracica pre-impianto per confermare che il paziente non presenti un'anatomia particolarmente atipica (ad es. destrocardia). Considerare se marcare la posizione desiderata dei componenti del sistema impiantato e/o delle incisioni prima della procedura, utilizzando punti di riferimento anatomici o la fluoroscopia come guida. Inoltre, se è necessario discostarsi dalle istruzioni dell'impianto per assecondare la dimensione o la conformazione corporea, si consiglia di esaminare una radiografia toracica pre-impianto.

AVVERTENZA: Prestare attenzione al posizionamento del braccio ipsilaterale all'impianto del dispositivo per evitare lesioni al nervo ulnare e al plesso brachiale con il paziente in posizione supina durante l'impianto del dispositivo e prima dell'induzione della FV o l'erogazione dello shock. Il paziente deve essere posizionato con il braccio piegato a un angolo massimo di 60° con la mano in una posizione supina (palmo verso l'alto) durante la fase d'impianto della procedura. La pratica standard per mantenere la posizione del braccio durante l'impianto del dispositivo è quella di fissare il braccio a un asse. Non stringere eccessivamente il braccio durante il test di defibrillazione. L'uso di un cuneo per l'elevazione del torso può sottoporre a ulteriore stress l'articolazione della spalla e deve essere evitato durante il test di defibrillazione.

Contenuto della confezione

Conservare in un luogo pulito e asciutto. I seguenti articoli pre-sterilizzati sono forniti con la confezione dell'EDS:

- Strumento di tunnellizzazione laterale
- Introduttore laterale (precaricata)
- Strumento di tunnellizzazione superiore
- Introduttore superiore (precaricata)

Oltre a ciò, viene fornita la documentazione del prodotto

IMPIANTO

Presentazione

Questa sezione presenta le informazioni necessarie per l'impianto dell'elettrodo sottocutaneo EMBLEM S-ICD (Modello 3401 o 3501) utilizzando il sistema di posizionamento dell'elettrodo EMBLEM S-ICD ("strumento ÈDS").

AVVERTENZA: Tutti i componenti impiantabili S-ICD Boston Scientific sono progettati per essere utilizzati esclusivamente con il sistema S-ICD Boston Scientific o Cameron Health. Il collegamento di componenti del sistema S-ICD a un componente non compatibile non è stato testato e potrebbe comportare la mancata erogazione della terapia vitale di defibrillazione.


AVVERTENZA: L'impianto del sistema non può essere esequito in un sito MRI Zona III (e superiore) come indicato dall'American College of Radiology Guidance Document on MR Safe Practices². Alcuni degli accessori Kanal E, Barkovich AJ, Bell C, et al. ACR guidance document on MR safe practices; 2013. J. Magn. Reson. Imaging 2013;37:501-530. usati con i generatori d'impulsi e gli elettrodi, come il cacciavite torsiometrico e lo strumento per l'impianto dell'elettrodo, non sono MR Conditional e non devono essere portati nella sala dello scanner MRI, nella sala di controllo o nelle aree di Zona III o IV della sede di MRI.


Gincal dinayan siring M. K. 2

NOTA: Se al momento dell'impianto il terminale dell'elettrodo non viene collegato ad un generatore d'impulsi, è necessario incappucciarlo prima che si chiuda l'incisione per la tasca. Il cappuccio per elettrocatetere è concepito specificatamente a tal fine. Eseguire una sutura attorno al cappuccio per elettrocatetere per mantenerlo in posizione.

Il generatore d'impulsi e l'elettrodo sottocutaneo vengono tipicamente impiantati a livello sottocutaneo nella regione toracica sinistra. Gli strumenti per l'impianto dell'elettrodo vengono utilizzati per creare i tunnel sottocutanei nei quali viene inserito l'elettrodo. Il coiì di defibrillazione deve essere posizionato parallelamente allo sterno, in stretta prossimità o a contatto con la fascia profonda, sotto il tessuto adiposo, a circa 1-2 centimetri dalla linea mediana sternale (Figura 1 Posizionamento del sistema S-ICD (modello elettrodo 3501 mostrato) a pagina 12 e Figura 2 Strati di tessuto sottocutaneo a pagina 13).







Jale N. Jake of the Control of the C osso), [6] Posizione corretta per i tunnel sottocutanei e l'elettrodo sottocutaneo S-ICD

Figura 2. Strati di tessuto sottocutaneo Förådrad ve ston. Amindeli. 1astatela fallitta. Ne Vanhannut vasio, Alaka Lastarana vertia. Ne

Il posizionamento del generatore d'impulsi e dell'elettrodo può essere effettuato con varie tecniche. Per assicurare il posizionamento ottimale dell'elettrodo sottocutaneo al piano fasciale, è opportuno considerare le preferenze del medico e la valutazione del paziente nella scelta del metodo d'impianto.

Prestare attenzione quando si posizionano il generatore di impulsi e l'elettrodo direttamente sulla fascia senza tessuto adiposo sottostante. Il tessuto adiposo può aggiungere un'impedenza significativa al percorso della corrente di shock ad alta tensione.

Per ottenere elevati tassi di successo di conversione per TV/FV, il posizionamento del sistema dovrebbe massimizzare la massa cardiaca tra il generatore di impulsi e l'elettrodo. Questo crea il miglior vettore per la corrente di defibrillazione mantenendo parametri di sensing accettabili. Per raggiungere questo obiettivo, l'elettrodo deve essere posizionato parallelamente allo sterno, tra la linea mediana e parasternale sulla fascia. con un minimo di tessuto adiposo sotto la coil di shock dell'elettrodo e le aree di contatto di sensing. Il generatore di impulsi dovrebbe trovarsi anche sulla fascia con il minimo tessuto adiposo sottostante e sulla linea ascellare mediana o linea ascellare posteriore. Il posizionamento intermuscolare del generatore di impulsi aiuta a raggiungere la posizione posteriore e un buon contatto elettrico con il tessuto circostante. Assicurarsi che né l'elettrodo né il generatore di impulsi siano posizionati in posizione inferiore rispetto alla massa cardiaca.

Dopo il posizionamento del sistema, in mancanza di conversione della TV/FV con un margine di sicurezza adequato, durante il test di defibrillazione o in episodi ambulatoriali spontanei successivi, il medico deve riesaminare la posizione dell'elettrodo e del generatore di impulsi mediante punti di repere anatomici o raggi X/ fluoroscopia. Inoltre, dovrebbe essere valutata l'impedenza dell'elettrodo di shock.

AVVERTENZA: L'elevata impedenza dell'elettrodo di shock può ridurre i tassi di successo di conversione per TV/FV

L'elevata impedenza dell'elettrodo di shock può essere correlata alla mancanza di un buon contatto con i tessuti, a un inadequato collegamento meccanico tra generatore di impulsi ed elettrodo, o a determinate condizioni del paziente, e può essere associata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

Cincel olmayan siring. Kullan Tessuto adiposo sotto il generatore di impulsi, o più tipicamente, sotto il coil di shock dell'elettrodo. 1astatela fatilitica. Fölildrad vergion, Använd Version Jerna Verli Lastate a lauture yetsio.

- Intrappolamento dell'aria in prossimità delle incisioni (tunnel sternale o tasca del generatore di impulsi).
- Inserimento o collegamento dell'elettrodo marginale all'interno della testa del generatore di impulsi.
- Detriti all'interno del tunnel della testa del generatore di impulsi.
- Conformazione corporea più grande.
- Migrazione significativa del generatore di impulsi o degli elettrodi (una considerazione ambulatoriale). Ad esempio, se il generatore d'impulsi o l'elettrodo migra dalla fascia.

La bassa impedenza degli elettrodi di shock può essere associata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:

- Conformazione corporea più piccola.
- Condizioni del paziente, come l'effusione pleurica, che riduce l'impedenza della via della corrente di shock.
- Migrazione significativa del generatore di impulsi o degli elettrodi (una considerazione ambulatoriale). Ad esempio, durante la sindrome di Twiddler, l'elettrodo può staccarsi e trascinarsi nella tasca del generatore d'impulsi in modo che entrambe le superfici d'urto siano molto vicine l'una all'altra.

A seconda della conformazione corporea e dell'anatomia del paziente, il medico potrebbe scegliere di posizionare il dispositivo tra il muscolo serratus anteriore è il muscolo gran dorsale. È necessario fissare il dispositivo alla muscolatura per fissame la posizione, garantire le prestazioni e per ridurre al minimo le complicazioni della ferita.


Un buon contatto tessutale con l'elettrodo e il generatore d'impulsi è importante per ottimizzare il sensing e l'erogazione della terapia. Utilizzare tecniche chirurgiche standard per ottenere un buon contatto tessutale. Ad esempio, mantenere il tessuto umido e sciacquato con soluzione salina sterile, espellere l'aria residua ra. Rann II. Rann Rann II. Rann III. Rann II. Ra attraverso le incisioni prima di chiudere e, quando si chiude la cute, prestare attenzione a non introdurre aria nel Lastaraha verkitika. Ne ing. Tastaraha raditika. Ne ing. Lastaleia tathut versio, Alia kay Versão obsoleti Versime expirato. Verzume or realized Webs tessuto sottocutaneo. Wersiapri

Prima di impiantare l'elettrodo sottocutaneo deve essere creata una tasca per il generatore d'impulsi. L'incisione per la tasca viene utilizzata durante l'impianto dell'elettrodo. Per informazioni sulla creazione della tasca per il dispositivo consultare il manuale d'uso del generatore d'impulsi S-ICD applicabile.

Impianto dell'elettrodo sottocutaneo EMBLEM S-ICD

Le istruzioni dettagliate che seguono descrivono due tecniche per l'impianto dell'elettrodo: la tecnica a due incisioni e quella a tre incisioni. Prendere in considerazione l'uso di approcci chirurgici alternativi se si riescono a raggiungere i requisiti di posizionamento del sistema. Il medico determina gli strumenti e le tecniche chirurgiche da utilizzare per l'impianto e il posizionamento dell'elettrodo in base alle caratteristiche anatomiche del paziente. Si raccomanda che i medici siano esperti nella tecnica a tre incisioni prima di eseguire la tecnica a due incisioni.





[1] Impugnatura, [2] Immagine per l'identificazione dello strumento di tunnellizzazione superiore, [3] Immagine per l'identificazione dello strumento di tunnellizzazione laterale, [4] Collare di bloccaggio, [5] Perno, [6] Guaina precaricata, [7] Punta distale, [8] Foro di sutura

Figura 3. Strumenti per impianto


METODO 1: TECNICA A DUE INCISIONI (ANCORAGGIO DELL'ELETTRODO SOLO A LIVELLO DELL'INCISIONE XIFOIDEA

Questo metodo di impianto dell'elettrodo sottocutaneo S-ICD include l'incisione per la tasca e un'incisione per l'elettrodo a livello del processo xifoide. Utilizza due strumenti di tunnellizzazione di lunghezze diverse. entrambi con introduttori precaricatiche vengono utilizzate per facilitare la spinta dell'elettrodo attraverso i tunnel sottocutanei. L'elettrodo è ancorato alla fascia solo in una posizione, l'incisione xifoidea.

AVVERTENZA: Manipolare con cura il tunnellizzatore Tenere sempre presente la posizione della punta dello strumento rispetto all'anatomia del paziente. Il tunnellizzatore non è inteso per uso intratoracico. L'ingresso Value Hunty Verson, Any Least the thing years Gürcel olmayan şirtim, K Lastatela taliti Lastaranav

nella cavità toracica o l'avanzamento dell'utensile sotto le costole o lo sterno potrebbe causare danni non intenzionali ai tessuti, compresa la perforazione di organi o vasi sanguigni, o il posizionamento involontario dell'elettrocatetere nella cavità mediastinica o toracica con il relativo rischio.






Sup. Sup. Sup. Sup. Kullahnayi

Tunnel laterale

- Praticare una piccola incisione orizzontale di 2 cm a livello del processo xifoideo (incisione xifoidea). La 1 dimensione e l'orientamento possono variare a discrezione del medico, in base alla conformazione corporea del paziente.
 - NOTA: Se lo si desidera, per facilitare il collegamento del manicotto di sutura alla fascia dopo il posizionamento dell'elettrodo, è possibile praticare due suture nella fascia a livello dell'incisione xifoidea prima di continuare
 - NOTA: Accertarsi che le suture siano fissate saldamente alla fascia tirandole delicatamente.
- 2 Mediante lo strumento di tunnellizzazione laterale (più lungo), verificare che il collare di bloccaggio sia fissato saldamente all'introduttore precaricato.
 - NOTA: La sovrarotazione del collare di bloccaggio separerà l'introduttore dall'impugnatura di tunnellizzazione.
- Inserire la punta distale dello strumento di tunnellizzazione, con introduttore precaricato, a livello dell'incisione xifoidea e tunnellizzare lateralmente finché la punta distale non emerge a livello dell'incisione per la tasca (Figura 5 Tunnel laterale a pagina 21). Version Perin





all'incisione add in posizione additione a [in alto] Creazione dei tunnei laterale, [Centro] Passaggio dell'elettrodo dalla tasca all'incisione xircattraverso l'introduttore, [in basso] Rimozione dell'introduttore, lasciando l'elettrodo in posizione

Figura 5. Tunnel laterale Last the la radition. We up

ATTENZIONE: Utilizzare ali strumenti e accessori Boston Scientific progettati per l'uso nell'impianto dell'elettrodo sottocutaneo per creare i tunnel sottocutanei quando si effettua l'impianto e il posizionamento dell'elettrodo sottocutaneo. Evitare di tunnellizzare vicino a qualunque altro dispositivo o componente medico impiantato in posizione sottocutanea, ad esempio una pompa per insulina impiantabile, una pompa per medicinali, un filo sternale da sternotomia precedente o un dispositivo di assistenza ventricolare.

- Liberare il collare di bloccaggio e rimuovere lo strumento di tunnellizzazione dall'introduttore applicando al contempo una pressione in avanti al perno dell'introduttore per stabilizzarlo all'interno del tunnel (Figura 5 Tunnel laterale a pagina 21).
- 5. A partire dall'estremità distale dell'introduttore a livello dell'incisione per la tasca, spingere la punta distale dell'elettrodo attraverso l'introduttore fino a che l'intero coil di defibrillazione non sia passato attraverso l'introduttore ed emerso a livello dell'incisione xifoidea (Figura 5 Tunnel laterale a pagina 21).
- Tenere l'estremità prossimale dell'elettrodo a livello della tasca per stabilizzarlo e rimuovere l'introduttore 6. tirandolo attraverso l'incisione xifoidea (Figura 5 Tunnel laterale a pagina 21).
- Individuare la posizione desiderata della punta distale dell'elettrodo, in un punto a circa 14 centimetri 7. dall'incisione xifoidea (posizione superiore, Figura 4 Schema di impianto dell'elettrodo a pagina 19). La lunghezza del tunnel superiore deve accogliere la porzione dell'elettrodo sottocutaneo dall'elettrodo prossimale di sensing alla punta distale del corpo dell'elettrodo. La porzione esposta del corpo dell'elettrodo viene collocata sulla cute per effettuare la misura, prendendo in considerazione la profondità del tessuto per evitare di sottostimare la lunghezza del tunnel necessaria.

Ancoraggio dell'elettrodo a livello dell'incisione xifoidea

I due modelli di elettrodi sottocutanei compatibili con l'EDS presentano caratteristiche diverse per l'ancoraggio alla fascia profonda. Seguire le istruzioni in basso che corrispondono al modello impiantato.

8. Quando si utilizza il modello 3501 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, un manicotto di sutura è applicato in modo permanente (integrato) al corpo dell'elettrodo. Fissare il manicotto di sutura integrato alla fascia profonda utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile, mediante almeno Vanhentinut version, And Lasteren Latin Legsi Güncel amayan şürüm.k Lastarda radik "Lastarana"

due delle quattro scanalature per sutura (Figura 6 Ancoraggio dell'elettrodo sottocutaneo all'incisione xifoidea (Modello di elettrodo 3501 mostrato) a pagina 25). Il manicotto di sutura integrato può essere ancorato con un orientamento orizzontale, verticale o curvo (Figura 1 Posizionamento del sistema S-ICD (modello elettrodo 3501 mostrato) a pagina 12).

OPZIONALE: se si necessita del manicotto di sutura accessorio in aggiunta al manicotto di sutura integrato, collegarlo al corpo dell'elettrodo come descritto di seguito: posizionare un manicotto di sutura sullo stelo dell'elettrodo sottocutaneo accertandosi di non coprire il manicotto di sutura integrato, gli elettrodi per il sensing o il coil di defibrillazione. Utilizzando le scanalature praticate, vincolare il manicotto di sutura allo stelo dell'elettrodo sottocutaneo utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile. Dopo che il manicotto di sutura è collegato al corpo dell'elettrodo, verificare che sia stabile afferrando il manicotto di sutura con le dita e tentando di farlo scorrere lungo l'elettrodo sottocutaneo in una direzione. Fissare il manicotto di sutura accessorio alla fascia profonda utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile. Il manicotto di sutura accessorio può essere ancorato con un orientamento orizzontale, verticale o curvo.

Quando si utilizza il modello 3401 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, posizionare un manicotto di sutura sullo stelo dell'elettrodo sottocutaneo 1 cm sotto l'elettrodo prossimale di sensing. Utilizzando le scanalature praticate, vincolare il manicotto di sutura allo stelo dell'elettrodo sottocutaneo utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile, accertandosi di non coprire l'elettrodo prossimale di sensing. Dopo che il manicotto di sutura è collegato al corpo dell'elettrodo, verificare che sia stabile afferrando il manicotto di sutura con le dita e tentando di farlo scorrere lungo l'elettrodo sottocutaneo in una direzione. Fissare il manicotto di sutura alla fascia profonda utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile. Il manicotto di sutura può essere ancorato con un orientamento orizzontale, verticale o curvo.

AVVERTENZA: Utilizzare le tecniche di ancoraggio appropriate descritte nella procedura di impianto ancata erog. per evitare il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD. Il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD. Tastale at talking rest of housing to potrebbero comportare uno shock inappropriato o la mancata erogazione della terapia al paziente. Güncel olmayan zürüm kullanı

Non eseguire la sutura direttamente sull'elettrodo sottocutaneo, in quanto ciò potrebbe ATTENZIONE: causare danni strutturali. Utilizzare il manicotto di sutura per evitare movimenti dell'elettrodo sottocutaneo

ATTENZIONE: Suturare solo le aree indicate nelle istruzioni per l'impianto.

NOTA: L'ancoraggio dell'elettrodo sottocutaneo alla fascia a livello dell'incisione xifoidea può essere completato prima o dopo il posizionamento dell'elettrodo nel tunnel superiore secondo le preferenze del medico.






Figura 6. Ancoraggio dell'elettrodo sottocutaneo all'incisione xifoidea (Modello di elettrodo 3501 mostrato)

Tunnel superiore

Mediante lo strumento di tunnellizzazione superiore (più corto), verificare che il collare di bloccaggio sia 9 fissato saldamente all'introduttore precaricato.

NOTA: La sovrarotazione del collare di bloccaggio separerà la guaina dall'impugnatura di tunnellizzazione

ATTENZIONE: Verificare che il tunnel superiore sia sufficientemente lungo per accogliere la porzione dell'elettrodo dalla punta distale al manicotto di sutura senza deformare o piegare il coil di defibrillazione. Una deformazione o piegatura del coil di defibrillazione all'interno del tunnel superiore potrebbe causare una compromissione del sensino e/o dell'erogazione della terapia. Dopo l'inserimento dell'elettrodo nel tunnel superiore, è possibile usare i raggi X o la fluoroscopia per confermare che non si sia verificata alcuna deformazione o piegatura.


Inserire la punta distale dello strumento di tunnellizzazione nell'incisione xifoidea fra il piano adiposo e quello fasciale ed eseguire la tunnellizzazione sottocutanea verso la posizione superiore, in parallelo alla linea sternale mediale, rimanendo sotto il tessuto adiposo e il più possibile vicini alla fascia profonda (Figura 7 Tunnel superiore a pagina 27). Palpare la cute per individuare l'estremità distale dello strumento , la p., di tunnellizzazione. Deve corrispondere alla posizione desiderata per la punta distale dell'elettrodo, Novecolusi versila. Netz Pasenisi versila, heraudoki Lastan Ling de la Mot Welsta Arekerninomana Welthwat Versione obsoleta. Elavut verzió, Ne hasztália! Urdate twee son. Skalikke brukes. individuata nella fase 7

Versine expirate Anuse Itiliza. Versão obsoletà. Não utilite.

Lastataha vezta hebouthyat. 18 take a latitica. Ne uporabite. Vanhentinit verso, Na karta.

Gincel olnayan sirin, Kulannayin. Föjäldad Vesson, Användeli





duttor and [Sinistra] Creazione del tunnel superiore, [Centro] Passaggio dell'elettrodo nell'introduttore dopo la rimozione dello strumento di tunnellizzazione, [Destra] Rimozione dell'introduttore dal tunnel, durante la stabilizzazione dell'elettrodo, lasciando l'elettrodo in posizione. La linea tratteggiata rappresenta la linea mediana sternale. Lastared radition, Neu NETSUL PROPERTY OF THE PROPERT Assarata Astriana Vaniary V

Figura 7. Tunnel superiore

- 11. Liberare l'introduttore dal collare di bloccaggio, girando il collare in senso antiorario. Rimuovere lo strumento di tunnellizzazione dall'introduttore applicando al contempo una pressione in avanti al perno dell'introduttore per stabilizzarlo all'interno del tunnel.
- 12. Rompere il perno dell'introduttore.
- A partire dall'incisione xifoidea, far avanzare la punta distale dell'elettrodo attraverso l'introduttore fino a che l'elettrodo distale di sensino non abbia raggiunto la posizione superiore. Palpare la punta dell'elettrodo per confermare il corretto posizionamento (Figura 7 Tunnel superiore a pagina 27).
- 14. Stabilizzare l'elettrodo a livello dell'incisione xifoidea e/o della punta per assicurarsi che rimanga in posizione durante la rimozione dell'introduttore. Tirare l'introduttore per rimuoverla (Figura 7 Tunnel superiore a pagina 27).
- 15. Per ridurre al minimo il rischio di infezioni o pericoli microbici dopo l'uso, smaltire il prodotto e l'imballaggio come seque: <
 - Dopo l'uso, i componenti possono contenere sostanze biologicamente pericolose.
 - I componenti che contengono sostanze biologicamente pericolose devono essere smaltiti in un contenitore a rischio biologico etichettato con il simbolo di pericolo biologico e portati in un impianto designato per i rifiuti biologicamente pericolosi per un trattamento adequato in conformità con le politiche ospedaliere, amministrative e/o governative locali.
 - Le sostanze biologicamente pericolose devono essere trattate con un appropriato processo termico o chimico

NOTA: Le sostanze biologicamente pericolose non trattate non devono essere smaltite nel sistema dei rifiuti urbani.

Per evitare inclusione di aria e garantire un buon contatto tessutale con l'elettrodo sottocutaneo impiantato, sciacquare tutte le incisioni con soluzione salina sterile e applicare una pressione stabile lungo l'elettrodo per espellere l'aria residua attraverso le incisioni prima di chiudere. Prendere in considerazione l'uso della fluoroscopia per controllare la posizione dell'elettrodo prima della chiusura. Vannenthund version, An Logan entunut versi Güncel Olmayan şürüm.k Lastarda razlit Lastarana

METODO 2: TECNICA A TRE INCISIONI (ANCORAGGIO DELL'ELETTRODO A LIVELLO DELLE INCISIONI XIFOIDEA E SUPERIORE)

Questo metodo di impianto dell'elettrodo sottocutaneo S-ICD include l'incisione per la tasca e due incisioni aggiuntive per l'elettrodo a livello del processo xifoide e della posizione superiore. Lo strumento più lungo viene utilizzato per tirare l'elettrodo attraverso i tunnel sottocutanei. L'elettrodo è ancorato alla fascia profonda in due posizioni, le incisioni xifoidea e superiore.

AVVERTENZA: Manipolare con cura il tunnellizzatore Tenere sempre presente la posizione della punta dello strumento rispetto all'anatomia del paziente. Il tunnellizzatore non è inteso per uso intratoracico. L'ingresso nella cavità toracica o l'avanzamento dell'utensile sotto le costole o lo sterno potrebbe causare danni non intenzionali ai tessuti, compresa la perforazione di organi o vasi sanguigni, o il posizionamento involontario dell'elettrocatetere nella cavità mediastinica o toracica con il relativo rischio.

Tunnel laterale

- Praticare una piccola incisione orizzontale di 2 cm a livello del processo xifoideo (incisione xifoidea). La dimensione e l'orientamento possono variare a discrezione del medico, in base alla conformazione corporea del paziente.
 - **NOTA:** Se lo si desidera, per facilitare il collegamento del manicotto di sutura alla fascia dopo il posizionamento dell'elettrodo, è possibile praticare due suture nella fascia a livello dell'incisione xifoidea prima di continuare.
 - NOTA: Accertarsi che le suture siano fissate saldamente alla fascia tirandole delicatamente.
- L'introduttore precaricata può essere utilizzata o rimossa secondo le preferenze del medico. L'uso dell'introduttore è descritto nel Metodo 1, fase 2. Per rimuovere l'introduttore, girare il collare di bloccaggio sullo strumento di tunnellizzazione in senso antiorario fino a liberario dall'introduttore.
- Inserire la punta distale dello strumento di tunnellizzazione laterale (più lungo) a livello dell'incisione xifoidea e tunnellizzare lateralmente finché la punta distale non emerge a livello dell'incisione per la tasca.
 - ATTENZIONE: Utilizzare gli strumenti e accessori Boston Scientific progettati per l'uso nell'impianto dell'elettrodo sottocutaneo per creare i funnel sottocutanei guando si effettua l'impianto e il



posizionamento dell'elettrodo sottocutaneo. Evitare di tunnellizzare vicino a qualunque altro dispositivo o componente medico impiantato in posizione sottocutanea, ad esempio una pompa per insulina impiantabile, una pompa per medicinali, un filo sternale da sternotomia precedente o un dispositivo di assistenza ventricolare.

4. Utilizzando il materiale di sutura convenzionale, suturare il foro di ancoraggio all'estremità distale dell'elettrodo sottocutaneo al foro di sutura all'estremità distale dello strumento di tunnellizzazione creando un laccio lungo 15-16 centimetri (Figura 8 Collegamento dell'elettrodo allo strumento di tunnellizzazione laterale a pagina 31).





Figura 8. Collegamento dell'elettrodo allo strumento di tunnellizzazione laterale

- Con l'elettrodo sottocutaneo collegato, ritirare con cautela lo strumento di tunnellizzazione attraverso il tunnel verso l'incisione xifoidea finché l'elettrodo prossimale di sensino non emerge.
- Quando si utilizza il modello 3501 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, un manicotto di sutura è
 applicato in modo permanente (integrato) al corpo dell'elettrodo.
 - OPZIONALE: se si necessita del manicotto di sutura accessorio in aggiunta al manicotto di sutura integrato, collegarlo al corpo dell'elettrodo come descritto di seguito: posizionare un manicotto di sutura

sullo stelo dell'elettrodo sottocutaneo accertandosi di non coprire il manicotto di sutura integrato, gli elettrodi per il sensing o il coil di defibrillazione. Utilizzando le scanalature praticate, vincolare il manicotto di sutura allo stelo dell'elettrodo sottocutaneo utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile. Dopo che il manicotto di sutura è collegato al corpo dell'elettrodo, verificare che sia stabile afferrando il manicotto di sutura con le dita e tentando di farlo scorrere lungo l'elettrodo sottocutaneo in una direzione

Quando si utilizza il modello 3401 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, posizionare un manicotto di sutura sullo stelo dell'elettrodo sottocutaneo 1 cm sotto l'elettrodo prossimale di sensing. Utilizzando le scanalature praticate, vincolare il manicotto di sutura allo stelo dell'elettrodo sottocutaneo utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile, accertandosi di non coprire l'elettrodo prossimale di sensing. Dopo che il manicotto di sutura è collegato al corpo dell'elettrodo, verificare che sia stabile afferrando il manicotto di sutura con le dita e tentando di farlo scorrere lungo l'elettrodo sottocutaneo in una direzione

NOTA: A discrezione del medico, l'elettrodo sottocutaneo può essere ancorato alla fascia prima o dopo la creazione del tunnel superiore. Per istruzioni sull'ancoraggio a livello dell'incisione xifoidea, vedere il paragrafo "Ancoraggio dell'elettrodo a livello dell'incisione xifoidea" nel seguito di questa sezione.

Tunnel superiore

NOTA: La lunghezza dell'introduttore superiore non è ottimizzata per la tecnica a tre incisioni, poiché è possibile che la punta distale dell'elettrodo non fuoriesca dall'estremità dell'introduttore.

Identificare la posizione desiderata dell'incisione superiore, in un punto a circa 14 cm dall'incisione 7 xifoidea (Figura 4 Schema di impianto dell'elettrodo a pagina 19). La lunghezza del tunnel superiore deve accogliere la porzione dell'elettrodo sottocutaneo dall'elettrodo prossimale di sensino alla punta distale del corpo dell'elettrodo. La porzione esposta del corpo dell'elettrodo viene collocata sulla cute per sotte, sincel olmayan ziririn. Kullanma effettuare la misura, prendendo in considerazione la profondità del tessuto per evitare di sottostimare la Lastatatia Verka Julica. Ne A Versime expire Verature Towns Land lunghezza del tunnel necessaria.

- Praticare l'incisione superiore. Pre-posizionare una o due suture fasciali nell'incisione superiore. Utilizzare 8 un materiale di sutura non assorbibile di dimensioni appropriate per una durata a lungo termine. Esercitare una leggera trazione per sincerarsi dell'adequato fissaggio tessutale. Mantenere l'ago sulla sutura per l'utilizzo successivo nel passaggio attraverso il foro di ancoraggio dell'elettrodo.
- 9 Inserire la punta distale dello strumento di tunnellizzazione laterale (più lungo) con l'elettrodo ancora collegato nell'incisione xifoidea fra il piano adiposo e quello fasciale ed eseguire la tunnellizzazione sottocutanea verso l'incisione superiore, rimanendo sotto il tessuto adiposo e il più possibile vicini alla fascia profonda (Figura 9 Tunnellizzazione verso l'incisione superiore a pagina 34).

Pasanis versiä. Netaudokite. Elayut verzió. Ne hacznália!

ATTENZIONE: Verificare che il tunnel superiore sia sufficientemente lungo per accogliere la porzione dell'elettrodo dalla punta distale al manicotto di sutura senza deformare o piegare il coil di defibrillazione. Una deformazione o piegatura del coil di defibrillazione all'interno del tunnel superiore potrebbe causare una compromissione del sensing e/o dell'erogazione della terapia. Dopo l'inserimento dell'elettrodo nel are c.

Ditis een verouderde verste, wet oedruiken tunnel superiore, è possibile usare i raggi X o la fluoroscopia per confermare che non si sia verificata 13thliela vertila. Nemolie Version Peimee. We be Versione obsoleta. Non utilizzare Novecolys versila. Neizmantot. alcuna deformazione o piegatura. Jaran Jahobsole Tastanera verlye, we nove .

Welsta Arekernino mana, Weltahwat Undate twee 50 n. 5kg like brukes

Versine expirate. Anuse utilità. Versão obsoleta. Wao utilize.

Lastataha vezta hebouthyat. Lastaled Tealitica The Uporabite. Vanhentinit versio, Ala kirkita.

Gincel olnayan sirin, Kulannayin. Förådrad Version, Användeli



Tunnellizzazione verso l'incisione superiore

- 10. Una volta che la punta distale dello strumento di tunnellizzazione emerge dall'incisione superiore. scollegare e trattenere il laccio di sutura dalla punta distale dello strumento di tunnellizzazione. Fissare le estremità della sutura con una pinza chirurgica. Rimuovere lo strumento di tunnellizzazione.
- 11. Utilizzando il laccio di sutura fissato a livello dell'incisione superiore, tirare con cautela la sutura e l'elettrodo sottocutaneo attraverso il tunnel finché non emerge il foro di ancoraggio. L'elettrodo Valhertunt version, Anriandei. sotton so sottocutaneo deve essere parallelo alla linea mediana sternale con il coil di defibrillazione sotto ogni Lastatalia vettui. vetta Ne yit Versing expira tessuto adiposo e in stretta prossimità della fascia profonda. Veracula Takana Vertia. 1
- Tagliare e scartare il materiale di sutura.

Ancoraggio dell'elettrodo a livello dell'incisione xifoidea

13. A livello dell'incisione xifoidea, ancorare l'elettrodo sottocutaneo alla fascia utilizzando seta 2-0 o un materiale di sutura non assorbibile simile

Quando si utilizza il modello 3501 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, utilizzare almeno due delle quattro scanalature per sutura durante l'ancoraggio dell'elettrodo alla fascia. Il manicotto di sutura integrato può essere ancorato con un orientamento orizzontale, verticale o curvo.

Se si sta usando un modello 3401 con elettrodo sottocutaneo S-ICD, i manicotti di sutura possono essere ancorati con un orientamento orizzontale, verticale o ad angolo.

AVVERTENZA: Utilizzare le tecniche di ancoraggio appropriate descritte nella procedura di impianto per evitare il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD. Il distacco e/o la migrazione del sistema S-ICD potrebbero comportare uno shock inappropriato o la mancata erogazione della terapia al paziente.

ATTENZIONE: Non esequire la sutura direttamente sull'elettrodo sottocutaneo, in quanto ciò potrebbe causare danni strutturali. Utilizzare il manicotto di sutura per evitare movimenti dell'elettrodo sottocutaneo

ATTENZIONE: Suturare solo le aree indicate nelle istruzioni per l'impianto.

NOTA: Accertarsi che la sutura sia fissata saldamente alla fascia tirandola delicatamente prima di fissare al manicotto di sutura e all'elettrodo sottocutaneo.

14. A livello dell'incisione superiore, fissare il foro di ancoraggio all'estremità distale dell'elettrodo alla fascia Wetsia przezerninowa Versed obsolett. Nito itility utilizzando le suture pre-posizionate nella fase 8 (Figura 10 Ancoraggio della punta distale dell'elettrodo VIII Television St. Versime expirate, A nuse uni Ditis een verous Lastated Tealitica The uporabite. Lastatana verka. Nepouthvat. sottocutaneo a pagina 36). Förfältrad version Använde eilannavn.

Vanhentunut versio, his karte.





Figura 10. Ancoraggio della punta distale dell'elettrodo sottocutaneo

NOTA: Accertarsi che la sutura sia fissata saldamente alla fascia tirandola delicatamente prima di fissare al foro di ancoraggio dell'elettrodo sottocutaneo.

- Tirare delicatamente l'elettrodo sottocutaneo a livello dell'incisione superiore per accertarsi che il foro di ancoraggio sia fissato alla fascia.
- 16. Per ridurre al minimo il rischio di infezioni o pericoli microbici dopo l'uso, smaltire il prodotto e l'imballaggio come seque:
 - Dopo l'uso, i componenti possono contenere sostanze biologicamente pericolose.
 - I componenti che contengono sostanze biologicamente pericolose devono essere smalfiti in un contenitore a rischio biologico etichettato con il simbolo di pericolo biologico e portati in un impianto

designato per i rifiuti biologicamente pericolosi per un trattamento adequato in conformità con le politiche ospedaliere, amministrative e/o governative locali.

Le sostanze biologicamente pericolose devono essere trattate con un appropriato processo termico o chimico

NOTA: Le sostanze biologicamente pericolose non trattate non devono essere smaltite nel sistema dei rifiuti urbani

> Versine expirate Anuse utiliza. Versão obsoleta. Não utilite.

Lastatana vezta nepolitivat. 18staled Tallitica. Ne uporabite. Vanhentinit verso, Na karta.

Gincel olnayan sirin, Kulannayin. Förådrad version, Användel


17. Per evitare inclusione di arià e garantire un buon contatto tessutale con l'elettrodo sottocutaneo impiantato, sciacquare tutte le incisioni con soluzione salina sterile e applicare una pressione stabile lungo l'elettrodo per espellere l'aria residua attraverso le incisioni prima di chiudere. Prendere in considerazione l'uso della fluoroscopia per controllare la posizione dell'elettrodo prima della chiusura.

Collegare l'elettrodo sottocutaneo al generatore d'impulsi

Per informazioni sul collegamento dell'elettrodo sottocutaneo al generatore d'impulsi nonché per informazioni sull'impostazione del generatore d'impulsi e del test di defibrillazione, consultare il manuale d'uso del generatore d'impulsi S-ICD applicabile. Ulteriori informazioni sul follow-up post impianto e sull'espianto del Pasenlist versija, Nenaudok .npu. .npu. .git is een verouderde versie. Niet sistema sono inoltre disponibili nel manuale d'uso del generatore d'impulsi S-ICD applicabile. Verziune unzuren in Nei Wersta przegernino wana we używać rostalking ka. No Versione obsoleta Elayut yazid, Ne hazinalidi Urdate twee son skylikke brukes.



DIAGRAMMA DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELL'ELETTRODO EMBLEM S-ICD



[1] Impugnatura, [2] Collare di bloccaggio, [3] Perno, [4] Punta distale, [5] Foro di sutura, [6] Immagine per Jrdatert versjon. Skal like bruke Warsa przeżerminowana, wie itżywa l'identificazione dello strumento di tunnellizzazione laterale, [7] Immagine per l'identificazione dello strumento di Paserusi versila heria Elavut verito, Ne haszhalle Dit is een verouderde verse. Move College Reside tunnellizzazione superiore

Versiting expirate, And se thille. Versão obsoleta. Não utilize.

Lastatana vezta Nepolitivat. Lastaeda latitica. Ne uporabite.

Förddrad version Användeilannavn. Vanhentunut versio, Kila kayte.

Figura 11. Dimensioni del modello 4712

SPECIFICHE DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELL'ELETTRODO EMBLEM S-ICD

Tabella 1. Specifiche (nominali)

Specifiche CE 1/31	Valore
Materiali degli strumenti di tunnellizzazione	Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) Acciaio inossidabile ^a Polipropilene
Materiali delle guaine (precaricate)	• Politetrafluoroetilene (PTFE) • Polimetilpentene (TPX™) ^b
Lunghezza dello strumento di tunnellizzazione laterale	39,2 cm
Lunghezza della guaina laterale	25,7 cm
Lunghezza dello strumento di tunnellizzazione superiore	27,9 cm
Lunghezza della guaina superiore	14,8 cm . 2
Diametro della punta degli strumenti di tunnellizzazione laterale e superiore	3,78 mm out selling dite
Diridate in Tudate in Tuda	3,78 mm o util se util hite. 3,78 mm o util se util se util hite. 3,78 mm o util se util s

Specifiche (nominali) (continua) Tabella 1.

Specifiche	Valore
Dimensioni della guaina: diametro interno della punta della guaina 3,84 mm (11 Fr)	
Trasporto, manipolazione è intervallo di temperatura per la conservazione	

Contiene cobalto: CAS N. 7440-48-4; EN N. 231-158-0. Definito come un CMR1B secondo la Commissione europea in una concentrazione al di sopra dello 0.1% peso per peso.

NOTA: L'attuale evidenza scientifica supporta il fatto che le leghe di metallo contenenti cobalto utilizzate nei dispositivi medici non causano un aumento del rischio di tumore o effetti avversi sulla riproduzione.

b. TPX è un marchio di Mitsui Chemicals America, Inc.

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI RIPORTATI SULL'ETICHETTA DELLA CONFEZIONE

I sequenti simboli possono essere utilizzati sulla confezione e sull'etichetta.

Simboli riportati sulla confezione Tabella 2.

Simbolo	The resione of Merci	Descrizione
STERILEEO	No reconstruct	Sterilizzato con ossido di etilene
سا	Dit is o	Data di fabbricazione
40	70	sia o book pira ka ku

Tabella 2. Simboli riportati sulla confezione (continua)

Simbolo	Descrizione
EC REP 12 HE CENTER AND AND ASSESSION OF THE CENTER AND AND ASSESSION OF THE CENTER ASSESSION OF T	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
BERCHA, PERODI HE LELING THE OHOLD	Utilizzare entro
Simbolo EC REP LOT COMMITTEE COMMI	Numero di lotto
REF To OR STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Numero di riferimento
REF	Numero di riferimento Limiti di temperatura
Seculification of the	Aprire qui
Soo And And Soo And	Consultare le istruzioni per l'uso disponibili sui sito
12/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2	Web: www.bostonscientific-elabeling.com

Tabella 2. Simboli riportati sulla confezione (continua)

Simbolo	310138	Descrizione
	na he ce Mar and ender.	Contenuto
STERINZE	The Epolity New Majney Verture The Color Co	Non risterilizzare
(3)	Otabilita korining ing panganganganganganganganganganganganganga	Monouso Non riutilizzare
(Section 2)	Very grand property in service	My May is. Jep
—	Versicified display	Produttore
CE	2797 (1/8/sight sight si	Marchio CE di conformità all'identificazione dell'organismo notificatore autorizzante l'uso del marchio
AUS	Elavisee	Indirizzo sponsor australiano
42		Indirizzo sponsor australiano

Tabella 2. Simboli riportati sulla confezione (continua)

Simbolo	Descrizione
MD Take ce W. Tuende	Dispositivo medico in base alla legislazione UE
Despurie No Og ikke verkent	Sistema a barriera sterile singolo
UDI Capatila de resido H. M. M. Co. Co.	Identificativo univoco dispositivo
Loter on the free of the front work	Contiene sostanze pericolose

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA

Fatta eccezione per quanto previsto nel presente documento, Boston Scientific non concede nessun'altra garanzia, sia essa esplicita o implicita, per questo prodotto, comprese, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità o conformità a un particolare utilizzo. Secondo i termini di garanzia espressi nel presente documento la responsabilità di Boston Scientific è limitata alla sola sostituzione del prodotto. I rischi collegati a perdite o danni derivanti dall'uso di questo prodotto sono a carico dell'acquirente.

IMPORTATORE PER L'UNIONE EUROPEA

Importatore UE: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Paesi Bassi











Må ikke anvendes. , Nicht vewenden.

Novecolisi versila. Neizmantot. Pasenus versila Neraudokite.

Scientific (Australia) Ptv-1 Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
otany NSW 1455 Australia
Pe Phone 1 800 676 12°
Fax 1 800 836

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422) +1.651.582.4000

© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

92363957-004 IT Europe 2020-12

Ditis een verouderde verse, wet gedruiken. Utdatet version skalikke brukes Wersta preeeninomana. We lichwat Elavut vetzló, Ne hazínália.

