

CXR Arka Uç Uzatici (RTE) Kiti

Kullanım Talimatları

Türkçe **CXR Arka Uç Uzatici (RTE) Kiti**
Kullanım Talimatları

3

Rx ONLY

AMSTM

tr Türkçe

	tr Yeniden sterilize etmeyin
	tr Yeniden kullanmayın
	tr Kullanım Talimatlarına Bakın
	tr Buharla Sterilize Edilmiştir
	tr Son kullanma tarihi: YYYY-AA-GG
	tr İmalat tarihi
R ONLY	tr Dikkat: Federal yasalar (ABD) bu cihazın yalnızca bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satışına izin vermektedir.
LOT	tr Lot numarası
REF	tr Katalog numarası
EC REP	tr Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi
	tr İmalatçı
	tr Geri dönüşümlü ambalaj

CXR Arka Uç Uzatıcı (RTE) Kiti Kullanım Talimatları

İçindekiler

Bu Arka Uç Uzatıcı (RTE) kiti, aşağıda belirtilen boyutlardaki 2 RTE seti içerir:

0,5 cm, 1,0 cm, 1,5 cm ekleme, 2,0 cm, 3,0 cm

Kullanım Endikasyonu

Bu RTE'ler yalnızca AMS 700™ CXR şişirilebilir penil protez silindirleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Talimatlar

1. AMS 700 CXR Silindirlerin implante edilmesi için Ameliyathane Kılavuzunda yer alan talimatları takip edin.
2. Her silindir için, hastanın anatomisine en uygun uzunluktaki RTE'yi seçin. Gerekirse 0,5 cm ve 1,5 cm kullanılarak veya 1,5 cm'den büyük uzunluklar için 1,5 cm'lik RTE'ye ek bir tam santimetre eklenerek 1/2 cm boyut elde edilebilir.
3. RTE'yi AMS 700 CXR silindirin proksimal ucuna sıkıca bastırın. Silindirin üzerindeki girinti RTE üzerindeki eşleşen kilitleme halkasına geçtiğinde RTE doğru şekilde takılmış demektir, bu sayede pürüzsüz bir dış profil elde edilebilir. Aynı prensip, ½ cm'li uzunluklar elde etmek için 1,5 cm'lik ekleme RTE'sine ek RTE'ler takılırken de geçerlidir.
4. Kilitleme halkasının geçtiğini doğrulamak için her RTE'yi hafifçe çevirin.

Dikkat

1. CXR Arka Uç Uzaticıları 1,5 cm'lik haricindeki RTE'lere eklemeyin. Diğer boydaki RTE'ler eklense, kilitleme mekanizması devreye girmez ve arka uç uzaticılar birbirine bağlı kalmayabilir.
2. CXR RTE'ler, CX veya LGX silindirlerle uyumlu değildir.

Sağlanma Biçimi ve Saklama

UYARI: İçerik STERİL olarak tedarik edilmektedir. Steril bariyer hasarıysa kullanmayın. Hasar tespit edilirse, AMS temsilcinizi arayın.

Yalnızca tek hastada kullanım içindir. Yeniden kullanmayın, yeniden işlem uygulamayın veya yeniden sterilize etmeyin. Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon, cihazın yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve/veya cihazın arızalanmasına neden olarak hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir. Yeniden kullanım, yeniden işlem uygulama veya yeniden sterilizasyon aynı zamanda cihazın kontamine olması riskini oluşturabilir ve/veya enfeksiyöz hastalığın (hastalıkların) bir hastadan diğerine bulaşması da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hasta enfeksiyonuna veya çapraz enfeksiyona neden olabilir. Cihazın kontamine olması, hastanın yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilir. Kullanım sonrasında, ürünü ve ambalajı hastane, idari birim ve/veya yerel devlet politikasına uygun şekilde atın.

Ürünü temiz, kuru ve karanlık bir konumda, oda sıcaklığında saklayın.

Australian Sponsor Address
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY
NSW 1455
Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212
São Paulo-SP CEP 04029-200
Brasil
Tel: + 55 11 5091 9753
Fax: + 55 11 5091-9755



AMS™

American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881
Tel: +1 952 930 6000
Tel: +31 20 593 8800



**American Medical Systems
Europe B.V.**

Haarlerbergweg 23 G
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost
The Netherlands



©2017 Boston Scientific Corporation or its
affiliates. All Rights reserved.
230129-12-MH (2017-12)

