

# Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)

## Návod k použití

|       |                                                 |   |
|-------|-------------------------------------------------|---|
| Česky | <b>Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)</b> |   |
|       | Návod k použití .....                           | 3 |

**R ONLY**

**AMS™**

cs Česky

|                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | cs Neresterilizovat                                                                                                |
|  | cs Nepoužívat opakovaně                                                                                            |
|  | cs Prostudujte si návod k použití                                                                                  |
|  | cs Sterilizováno párou                                                                                             |
|  | cs Datum expirace RRRR-MM-DD                                                                                       |
|  | cs Datum výroby                                                                                                    |
| <b>Rx ONLY</b>                                                                    | cs <b>Upozornění:</b> Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení pouze na lékaře nebo lékařský předpis. |
|  | cs Číslo šarže                                                                                                     |
|  | cs Katalogové číslo                                                                                                |
|  | cs Autorizovaný zástupce v zemích Evropského společenství                                                          |
|  | cs Výrobce                                                                                                         |
|  | cs Recyklovatelný obal                                                                                             |

## Sada prodlužovačů zadní špičky CXR (RTE)

### Návod k použití

#### Obsah

Sada prodlužovačů zadní špičky (RTE) obsahuje 2 soubory RTE v následujících velikostech.

4 cm, 5 cm, 6 cm

#### Indikace pro použití

Tyto RTE jsou určeny k použití pouze s válci inflatabilní penilní protězy AMS 700™ CXR.

#### Pokyny

1. Při implantaci válců AMS 700 CXR postupujte podle pokynů v příručce pro operační sály.
2. Pro každý válec vyberte takovou délku RTE, která bude nejlépe vyhovovat anatomii pacienta. Pokud je vyžadována úprava délky o 1/2 cm přírůstek, lze k 1,5 cm RTE připojit díly o délce 0,5 cm nebo 1,5 cm. K dosažení délky přes 1,5 cm se k 1,5cm RTE připojí jeden další RTE s délkou v celých centimetrech.
3. Pevně přitlačte RTE na proximální konec válce AMS 700 CXR. RTE je připojené, jakmile drážka na válci zaklesne do odpovídajícího zajišťovacího kroužku na RTE a vnější povrch bude hladký. To samé platí i u připojování dalších RTE na prodlužovaný 1,5 cm RTE, kdy je cílem dosáhnout změny délky v přírůstcích ½ cm.
4. Lehce pootočte každým RTE a zkontrolujte, že je zajišťovací kroužek správně na svém místě.

## Upozornění

1. Neprodlužujte jiné roztahovače zadní špičky CXR než 1,5 cm RTE. Při prodlužování jiných velikostí RTE se fixační mechanismus neaktivuje a roztahovače zadní špičky nemusí zůstat připojené.
2. Prodlužovače CXR RTE nejsou kompatibilní s válci CX ani LGX.

## Způsob dodání a skladování

**VAROVÁNÍ:** Obsah se dodává STERILNÍ. Nepoužívejte, pokud je sterilní bariéra poškozena. Pokud zjistíte, že je produkt poškozen, kontaktujte zástupce společnosti AMS.

**Určeno k použití pouze u jednoho pacienta.** Nepoužívejte opakovaně, nezpracovávejte k opakovanému použití ani neresterilizujte. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou narušit strukturální integritu zařízení a/nebo vést k jeho selhání a následnému úrazu, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Opakované použití, zpracování k opakovanému použití či resterilizace mohou být také spojeny s rizikem kontaminace zařízení a/nebo vést k infekci či křížové infekci pacienta, včetně (mimo jiné) přenosu infekčního onemocnění (infekčních onemocnění) z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace zařízení může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Po použití zlikvidujte zařízení a balení v souladu s nemocničními, administrativními a/nebo místními vládními předpisy.

Produkt skladujte na čistém, tmavém místě při pokojové teplotě.

Australian Sponsor Address  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY  
NSW 1455  
Australia  
Free Phone 1800 676 133  
Free Fax 1800 836 666

American Medical Systems do Brasil  
Produtos Urológicos e Ginecológicos Ltda.  
Av. Ibirapuera, 2907 conj 1212  
São Paulo-SP CEP 04029-200  
Brasil  
Tel: + 55 11 5091 9753  
Fax: + 55 11 5091-9755



# AMS<sup>TM</sup>

## American Medical Systems, Inc.

10700 Bren Road West  
Minnetonka, MN 55343

U.S.A.

U.S. Toll Free: 800 328 3881

Tel: +1 952 930 6000

Tel: +31 20 593 8800



## American Medical Systems Europe B.V.

Haarlerbergweg 23 G  
1101 CH Amsterdam Zuid-Oost  
The Netherlands



CE  
0086

©2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.  
230132-07-MH (2017-12)

