



Información importante sobre actualización del software COGNIS 100-D TELIGEN 100

Antes de interrogar este generador de impulsos, verifique que tenga instalada en el programador la versión 1.03 o posterior de la aplicación de software para el PRM Modelo 2868. Si se interroga el generador de impulsos con una versión anterior del software, el PRM podría detectar valores de parámetros no válidos.

Si esto sucede, el PRM presentará un mensaje que indicará que no ha podido mostrarse la configuración del generador de impulsos. Al cerrarse la ventana del mensaje, se programarán automáticamente todos los parámetros programables a los valores predeterminados y el PRM volverá a interrogar el generador de impulsos para comprobar que los valores predeterminados se programaron con éxito.

Una vez que se hayan configurado los valores predeterminados, revíselos y, vuelva a programar los parámetros del generador de impulsos, según sea necesario, de modo que sean adecuados clínicamente para su paciente. No podrá volver a programar el Retardo de la estimulación postdescarga, el cual habrá cambiado de modo permanente de 2,25 segundos a 3 segundos.

Si esto sigue sucediendo, póngase en contacto con Boston Scientific.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358009-004 ES 06/08

