



## Viktig informasjon om programvareoppdatering COGNIS 100-D TELIGEN 100

Før interogering av denne pulsgeneratoren, kontroller at du har Modell 2868 PRM programvareapplikasjon, versjon 1.03 eller senere installert på PRM. Hvis pulsgeneratoren blir interogert med en tidligere versjon av programvaren, kan PRM påvise ugyldige parameterverdier.

Hvis dette skjer, vil PRM gi en beskjed som forteller at pulsgeneratorens innstillinger ikke kan vises. Når beskjedvinduet lukkes, vil alle programmerbare parametere automatisk programmeres til utgangsverdier, og PRM vil reinterogere pulsgeneratoren for å være sikker på at utgangsverdiene er vellykket programmert.

Så snart utgangsverdiene er innstilt, gå gjennom dem, og om nødvendig, reprogrammer pulsgeneratorinnstillingene slik at de er klinisk passende for din pasient. Du vil ikke kunne reprogrammere Post-Shock Pacing Delay, som vil være permanent endret fra 2,25 sekunder til 3 sekunder.

Hvis dette fortsetter å inntreffe, kontakt Boston Scientific.

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.866.484.3268

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium  
1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

© 2008 Boston Scientific or its affiliates.  
All rights reserved.  
358009-013 NO 06/08

