

GUIDE TECHNIQUE IRM



IMAGEREADY™ MR CONDITIONAL PACING SYSTEM

REF J065, J066, J067, J175, J176, J177, J275, J276, J277, J279, L110,
L111, L131, L210, L211, L231, L310, L311, L331, 4456, 4457, 4458,
4459, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480, 6220, 6221,
6402, 7145, 7731, 7732, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version überholt. Må ikke anvendes.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel est destiné à être utilisé par les médecins et les autres professionnels de la santé concernés par la gestion de patients qui portent un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady, ainsi que les radiologues et les autres professionnels de la santé qui pratiquent des examens par imagerie par résonance magnétique (IRM) sur ce genre de patients.

REMARQUE : Dans le cadre de ce Guide technique, IRM est utilisé comme terme général et englobe toutes les activités d'imagerie clinique reposant sur la RM. De plus, les informations figurant dans ce guide ne s'appliquent qu'aux appareils d'IRM ¹H IRM (Proton IRM).

Lire entièrement ce manuel avant de pratiquer un examen sur les patients qui portent un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

Ce manuel contient :

- Informations à propos des systèmes de stimulation compatibles IRM sous conditions ImageReady
- Informations à propos des patients portant un système ImageReady qui peuvent et ne peuvent pas passer un examen par IRM et des conditions d'utilisation qui doivent être respectées afin de faire passer un examen par IRM
- Instructions pour faire passer un examen par IRM sur les patients portant un système ImageReady

Se reporter au manuel technique du médecin, au guide de référence, au manuel d'utilisation des sondes, au manuel du médecin ou au manuel de l'utilisateur du programmeur pour obtenir des informations détaillées à propos des aspects de l'implantation, des fonctions, de la programmation et de l'utilisation des composants du système de stimulation qui ne concernent pas l'IRM.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version versioo. Ärge kasutage.
Αεgunud έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Versiune expirată. Nu se utilizează.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION À LA STIMULATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS 1-1

CHAPITRE 1

Description du système	1-2
Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 Tesla et de 3 Tesla	1-2
Configuration système pour 1,5 T	1-3
Configuration système pour 3 T	1-4
Conditions d'utilisation de l'IRM	1-4
Cardiologie	1-4
Radiologie	1-5
Conditions de balayage	1-6
Mode Protection IRM	1-14
Concepts de base IRM	1-14
Identification radiographique ou fluoroscopique	1-15
Avertissements et précautions relatifs au système de stimulation compatible IRM sous conditions	1-16
Généralités	1-16
Considérations relatives à la programmation	1-17
Mode de sécurité	1-17
Exclusions de zone III du centre IRM	1-17
Précautions	1-18
Événements indésirables potentiels	1-18

PROTOCOLE DE PROCÉDURE DE L'EXAMEN PAR IRM 2-1

CHAPITRE 2

Parcours de soins des patients	2-2
Généralités sur le mode Protection IRM	2-3
Activités pré-examen	2-5
1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen	2-5
2. Confirmation des paramètres et de la configuration de l'appareil d'IRM	2-15
3. Préparation du patient pour l'examen	2-15
Pendant l'examen	2-16
Après l'examen	2-16

SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE A-1

ANNEXE A

Symboles sur l'emballage	A-1
--------------------------------	-----

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version versioo. Ärge kasutage.
Αεgunud έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INTRODUCTION À LA STIMULATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

CHAPITRE 1

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Description du système” en page 1-2
- “Conditions d'utilisation de l'IRM” en page 1-4
- “Conditions de balayage” en page 1-6
- “Mode Protection IRM” en page 1-14
- “Concepts de base IRM” en page 1-14
- “Identification radiographique ou fluoroscopique” en page 1-15
- “Avertissements et précautions relatifs au système de stimulation compatible IRM sous conditions” en page 1-16
- “Événements indésirables potentiels” en page 1-18

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady comprend des composants de modèles Boston Scientific spécifiques, tels que des générateurs d'impulsion, des sondes, des accessoires, le Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) et le logiciel d'application du PEM. Les générateurs d'impulsion compatibles IRM sous conditions peuvent être utilisés **soit** avec les sondes FINELINE II Sterox / FINELINE II Sterox EZ et les accessoires associés (voir Tableau 1–2 Configuration système pour 1,5 T en page 1-3) **soit** avec les sondes INGEVITY MRI et les accessoires associés (voir Tableau 1–2 Configuration système pour 1,5 T en page 1-3 et Tableau 1–3 Configuration système pour 3 T en page 1-4).

Les systèmes de stimulation compatibles IRM sous conditions ImageReady ont été spécifiquement créés comme des systèmes à utiliser lors des examens par IRM réalisés selon les conditions d'utilisation décrites dans ce guide technique. La conception du générateur d'impulsion présente une utilisation minimisée des matériaux ferromagnétiques qui peuvent interagir avec les champs générés lors d'un examen par IRM classique, et les circuits ont été conçus de manière à tolérer les tensions qui peuvent être induites lors des examens. Toute partie du corps peut être imagée. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, les générateurs d'impulsion et les sondes Boston Scientific compatibles IRM sous conditions présentent de moins grands risques en ce qui concerne les examens par IRM par rapport aux générateurs d'impulsion et aux sondes classiques. Il est déterminé que le système implanté, contrairement à ses composants, a l'état compatible IRM sous conditions, tel que décrit dans ASTM F2503:2008. De plus, un Mode Protection IRM a été créé pour une utilisation lors de l'examen. Le mode Protection IRM modifie le comportement du générateur d'impulsion et a été conçu de manière à s'adapter à l'environnement électromagnétique de l'appareil d'IRM. Une fonction Durée peut être programmée afin de permettre la sortie automatique du Mode Protection IRM après un nombre d'heures défini par l'utilisateur. Ces fonctions ont été testées afin de vérifier l'efficacité des modèles. Le respect des conditions de balayage spécifiées dans ce guide technique permet de réduire davantage les autres risques en lien avec l'IRM.

Pour des informations additionnelles, voir le site Internet de Boston Scientific à l'adresse : <http://www.bostonscientific-international.com/MRI>.

Seules des combinaisons spécifiques de générateurs d'impulsion et de sondes constituent un système de stimulation ImageReady. Consulter les tableaux suivants pour distinguer les combinaisons compatibles avec des **appareils d'IRM de 1,5 T seulement** et celles compatibles avec des **appareils d'IRM de 1,5 T et de 3 T**.

Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 Tesla et de 3 Tesla

Tableau 1–1. Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 T et de 3 T

	Sondes FINELINE II ^a	Sondes INGEVITY MRI ^b
Générateur d'impulsion ADVANTIO MRI Générateur d'impulsion INGENIO MRI Générateur d'impulsion VITALIO MRI Générateur d'impulsion FORMIO MRI	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.
Générateur d'impulsion ESSENTIO MRI Générateur d'impulsion PROPONENT MRI Générateur d'impulsion ACCOLADE MRI	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.	Appareil d'IRM de 1,5 T ou de 3 T autorisé.

- Pour les sondes FINELINE II, s'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal (PAS en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau).
- Pour les sondes INGEVITY MRI, s'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal ou en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau.

ATTENTION : L'utilisation d'une sonde **FINELINE II** et d'une sonde **INGEVITY MRI** associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des **appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T**. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des **appareils d'IRM de 1,5 T**.

Configuration système pour 1,5 T

Tableau 1–2. Configuration système pour 1,5 T

Composant	N° de modèle	État de la RM
Générateurs d'impulsion		
Générateur d'impulsion ADVANTIO MRI	J065, J066, J067	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion INGENIO MRI	J175, J176, J177	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion VITALIO MRI	J275, J276, J277	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion FORMIO MRI	J279	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion ESSENTIO MRI	L110, L111, L131	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion PROPONENT MRI	L210, L211, L231	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion ACCOLADE MRI	L310, L311, L331	Compatible IRM sous conditions
Sondes et accessoires		
ATTENTION : L'utilisation d'une sonde FINELINE II et d'une sonde INGEVITY MRI associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.		
Sondes FINELINE II Sterox / Sterox EZ		
Sonde de stimulation FINELINE II Sterox	4456, 4457, 4458, 4459, 4479, 4480	Compatible IRM sous conditions
Sonde de stimulation FINELINE II Sterox EZ	4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474	Compatible IRM sous conditions
Manchon de suture pour sondes FINELINE II	6220, 6221	Compatible IRM sous conditions
Obturbateur de port de sonde IS-1	7145	Compatible IRM sous conditions
Sondes INGEVITY MRI		
Sonde de stimulation INGEVITY MRI (Fixation à barbes)	7731, 7732, 7735, 7736	Compatible IRM sous conditions
Sonde de stimulation INGEVITY MRI (Fixation active à vis rétractable)	7740, 7741, 7742	Compatible IRM sous conditions
Manchon de suture pour sondes INGEVITY MRI	6402	Compatible IRM sous conditions
Obturbateur de port de sonde IS-1	7145	Compatible IRM sous conditions
Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) ZOOM LATITUDE et logiciel d'application PEM		

Tableau 1-2. Configuration système pour 1,5 T (suite)

Composant	N° de modèle	État de la RM
PEM ZOOM LATITUDE	3120	Incompatible IRM ^a
Logiciel d'application PEM ZOOM LATITUDE	2869	Sans objet

a. Voir l'avertissement « Le PEM n'est pas compatible IRM » concernant le PEM.

Configuration système pour 3 T

Tableau 1-3. Configuration système pour 3 T

Composant	N° de modèle	État de la RM
Générateurs d'impulsion		
Générateur d'impulsion ESSENTIO MRI	L110, L111, L131	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion PROPONENT MRI	L210, L211, L231	Compatible IRM sous conditions
Générateur d'impulsion ACCOLADE MRI	L310, L311, L331	Compatible IRM sous conditions
Sondes et accessoires		
Sondes INGEVITY MRI		
Sonde de stimulation INGEVITY MRI	7731, 7732, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742	Compatible IRM sous conditions
Manchon de suture pour sondes INGEVITY MRI	6402	Compatible IRM sous conditions
Obturbateur de port de sonde IS-1	7145	Compatible IRM sous conditions
Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) ZOOM LATITUDE et logiciel d'application PEM		
PEM ZOOM LATITUDE	3120	Incompatible IRM ^a
Logiciel d'application PEM ZOOM LATITUDE	2869	Sans objet

a. Voir l'avertissement « Le PEM n'est pas compatible IRM » concernant le PEM.

CONDITIONS D'UTILISATION DE L'IRM

Il est nécessaire de se conformer aux conditions d'utilisation suivantes pour qu'un patient portant un système de stimulation ImageReady passe un examen par IRM. Il est nécessaire de contrôler le respect des conditions d'utilisation avant chaque examen, afin de s'assurer de l'utilisation des informations les plus récentes destinées à évaluer l'admissibilité du patient et sa préparation à un examen compatible IRM sous conditions.

Cardiologie

- Le patient est porteur d'un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady (voir "Description du système" en page 1-2).

ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des **appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T**. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des **appareils d'IRM de 1,5 T**.

ATTENTION : L'utilisation d'une sonde **FINELINE II** et d'une sonde **INGEVITY MRI** associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

2. Générateur d'impulsion en mode Protection IRM au cours de l'examen
3. Fonctionnement de la stimulation bipolaire ou stimulation interrompue
4. Le patient n'a pas une température élevée ou une thermorégulation perturbée au moment de l'examen
5. Emplacement de l'implantation du générateur d'impulsion restreint à la région pectorale gauche ou droite
6. Au moins six (6) semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute révision de la sonde ou modification chirurgicale du système de stimulation compatible IRM sous conditions
7. Aucun dispositif implanté, composant ou accessoire lié au cœur autre que le système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady n'est présent (voir "Description du système" en page 1-2)
8. Seuil de stimulation $\leq 2,0$ V chez les patients stimulo-dépendants
9. Aucun(e) sonde ou générateur d'impulsion abandonné(e)
10. Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité compromise du système générateur d'impulsion-sonde

Radiologie

1. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM de 1,5 T ou 3 T
 - a. Puissance de l'aimant de l'appareil d'IRM de 1,5 T (voir Tableau 1–2 Configuration système pour 1,5 T en page 1-3 pour déterminer quels générateurs d'impulsion et sondes ont été testés avec des aimants de 1,5 T.)
 - Champ de radiofréquence (RF) d'environ 64 MHz
 - Gradient spatial non supérieur à 50 T/m (5 000 G/cm) sur le système de stimulation
 - b. Puissance de l'aimant de l'appareil d'IRM de 3 T (voir Tableau 1–3 Configuration système pour 3 T en page 1-4 pour déterminer quels générateurs d'impulsion et sondes ont été testés avec des aimants de 3 T.)
 - Champ RF d'environ 128 MHz
 - Gradient spatial non supérieur à 50 T/m (5 000 G/cm) sur le système de stimulation

ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des **appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T**. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des **appareils d'IRM de 1,5 T**.

2. Horizontale, proton d' ^1H , appareils d'IRM fermés uniquement
3. Limites de fréquence d'absorption spécifique (FAS) :
 - a. Pour un système de stimulation ImageReady avec des sondes **FINELINE II** (voir Tableau 1–1 Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des

environnements de 1,5 T et de 3 T en page 1-2), les limites de FAS pour le mode de fonctionnement normal¹ doivent être les suivantes durant l'intégralité de la session d'examen actif :

- Moyenne du corps entier, $\leq 2,0$ watts/kilogramme (W/kg)
- Tête, $\leq 3,2$ W/Kg

- b. Pour un système de stimulation ImageReady avec des sondes **INGEVITY MRI** (voir Tableau 1–1 Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 T et de 3 T en page 1-2), les limites de FAS pour le mode de fonctionnement normal¹ ou pour le mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau² doivent être les suivantes durant l'intégralité de la session d'examen actif :

- Moyenne du corps entier, $\leq 4,0$ W/kg
- Tête, $\leq 3,2$ W/Kg

ATTENTION : L'utilisation d'une sonde **FINELINE II** et d'une sonde **INGEVITY MRI** associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

4. Limites du champ de gradient : Fréquence de balayage du gradient spécifié maximum ≤ 200 T/m/s par axe
5. Aucune bobine locale transmission seule ou transmission/réception placée directement sur le système de stimulation ; l'utilisation d'une bobine réception seule n'est pas limitée.
6. Patient en position de décubitus dorsal ou ventral uniquement
7. Le patient doit faire l'objet d'une oxymétrie pulsée et/ou d'une électrocardiographie (ECG) au cours de l'examen par IRM

Se reporter au Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 et Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11 pour obtenir des informations supplémentaires à propos des conditions d'utilisation.

CONDITIONS DE BALAYAGE

Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 résume les conditions d'utilisation en lien avec la cardiologie/le patient qui doivent être remplies afin de réaliser un examen par IRM compatible IRM sous conditions. Pour chaque condition ou exigence, les mesures permettant de déterminer l'éligibilité, les conséquences cliniques potentielles du non respect de la/des condition(s) et la population de patients les plus touchés par le non respect de la/des condition(s) sont répertoriées.

Tableau 1–4. Conditions concernant la cardiologie/le patient

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
1. Le patient est porteur d'un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.	• Vérifier les dossiers du patient. • Interroger le dispositif. (Le numéro de modèle du générateur d'impulsion)	• Induction d'arythmie • Modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une	• Patients stimulo-dépendants • Patients enclins à des arythmies soutenues

1. Comme défini dans la CEI 60601-2-33, 201.3.224, 3e édition.
2. Comme défini dans la CEI 60601-2-33, 201.3.208, 3e édition.

Tableau 1-4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
Pour connaître les numéros de modèle des composants compatibles IRM sous conditions et pour identifier une combinaison appropriée, se reporter au "Description du système" en page 1-2 de ce guide, http://www.bostonscientific-international.com/MRI, ou contacter les services techniques Boston Scientific.	apparaît sur l'écran du PEM et dans le rapport des paramètres Protection IRM.) - Vérifier la carte d'identification du patient. - Vérifier les clichés radiographiques ou fluoroscopiques du générateur d'impulsions et des sondes pour une meilleure identification (voir "Identification radiographique ou fluoroscopique" en page 1-15). - Vérifier les numéros de modèle dans la section "Description du système" en page 1-2 de ce guide, à l'adresse http://www.bostonscientific-international.com/MRI, ou contacter les services techniques Boston Scientific. - Confirmer avec le médecin responsable de la gestion du système de stimulation du patient.	chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Endommagement du générateur d'impulsions et/ou de la sonde - Comportement instable du générateur d'impulsion - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	Patients avec des seuils de capture élevés
Le générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific et les sondes compatibles IRM sous conditions Boston Scientific appropriés doivent être utilisés ensemble afin d'obtenir la réduction de risques prévue nécessaire pour les examens compatibles IRM sous conditions. Un générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions d'un autre fabricant associé à une sonde compatible IRM sous conditions Boston Scientific (ou vice versa) ne constitue pas un système compatible IRM sous conditions, car les composants n'ont pas été conçus pour fonctionner ensemble dans l'environnement IRM. ATTENTION : L'utilisation d'une sonde FINELINE II et d'une sonde INGEVITY MRI associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady. ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des appareils d'IRM de 1,5 T.			
2. Générateur d'impulsion en mode Protection IRM au cours de l'examen. Les effets de la RF ou des champs de gradient créent le risque de surdétection et/ou de tensions induites dans le générateur d'impulsion. Le mode Protection IRM est conçu pour atténuer ces effets.	Programmer le générateur d'impulsion en mode Protection IRM à l'aide du PEM.	- Induction d'arythmie - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues
3. Fonctionnement de la stimulation bipolaire ou stimulation interrompue. Les configurations de polarité unipolaires augmentent le risque de tensions induites dans le système de la sonde. Un fonctionnement de	Confirmer que la configuration de polarité de stimulation est bipolaire. Si elle est unipolaire, la programmer sur bipolaire. Utiliser une configuration unipolaire de la sonde pour la stimulation en mode	- Induction d'arythmie - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues

Tableau 1-4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
stimulation ventriculaire bipolaire est nécessaire pour permettre le fonctionnement en Safety Core, si l'on entre dans Safety Core à partir du mode Protection IRM.	Protection IRM empêchera d'entrer en mode Protection IRM.	La stimulation ne se produira pas si le mode Safety Core est activé.	
4. Le patient n'a pas une température élevée ou une thermorégulation perturbée au moment de l'examen par IRM. <i>La température élevée pré-existante est cumulative avec toute chauffe induite par l'examen.</i>	Vérifier la température du patient avant l'examen.	- Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	Patients avec des seuils de capture élevés
5. Emplacement de l'implantation du générateur d'impulsion restreint à la région pectorale gauche ou droite. <i>Les trajectoires de la sonde associées à des emplacements d'implantation autres que pectoraux présentent des risques de chauffe, de stimulation inappropriée et d'induction d'arythmie.</i>	- Vérifier les dossiers du patient. - Vérifier à l'aide d'un examen physique ou d'une radiographie.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Mouvement physique du générateur d'impulsions dans la poche - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés
6. Au moins six semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute révision de la sonde ou modification chirurgicale du système de stimulation compatible IRM sous conditions. <i>Une période de six semaines de guérison permet la formation d'un tissu cicatriciel et d'une maturation de la capsule, ce qui réduit l'impact de la chauffe, des vibrations et des mouvements potentiellement causés par les champs magnétiques de l'appareil d'IRM.</i>	- Vérifier les dossiers du patient et/ou la carte d'identification du patient. - Vérifier les données du PEM concernant la Date implant. saisie par l'utilisateur, si elles sont disponibles. <i>Sur demande de l'utilisateur d'entrer en mode Protection IRM, le PEM affiche un message d'attention si le temps calculé depuis la sortie du mode Stockage est inférieur ou égal à six semaines. (Vérifier que l'heure et la date réglées sur le PEM soient correctes afin de garantir sa précision).</i>	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Fréquence accrue du délogement de la sonde en raison d'une maturation incomplète de la capsule - Mouvement physique du générateur d'impulsions dans la poche	- Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés
7. Aucun dispositif implanté, composant ou accessoire lié au cœur autre que le système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady n'est présent (voir "Description du système" en page 1-2)	- Vérifier les dossiers du patient. - Confirmer avec le médecin responsable de la gestion du système de stimulation du patient.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés

Tableau 1–4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
La présence d'autres implantations ou accessoires cardiaques, tels que des adaptateurs de sonde, des rallonges ou des sondes ou générateurs d'impulsion abandonnés peut significativement réduire l'efficacité d'un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady en ce qui concerne la réduction des risques des examens par IRM.	- Vérifier les radiographies. - Vérifier les numéros de modèle dans ce guide ("Description du système" en page 1-2) ou à l'adresse http://www.bostonscientific-international.com/MRI. Pour connaître les numéros de modèle des composants compatibles IRM sous conditions et pour identifier une combinaison appropriée, se reporter à la section "Description du système" en page 1-2 de ce guide, http://www.bostonscientific-international.com/MRI, ou contacter les services techniques Boston Scientific.	au niveau de l'interface sonde/tissu - Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion - Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	

Tableau 1–4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
8. Seuil de stimulation $\leq 2,0$ V chez les patients stimulo-dépendants. <i>L'amplitude d'impulsion du générateur d'impulsion en mode Protection IRM est réglée sur 5,0 V, offrant au minimum une marge de sécurité multipliée par deux aux patients avec un seuil de stimulation $\leq 2,0$ V plus 1,0 V additionnel pour contrebalancer les impulsions induites par la stimulation.</i>	Vérifier les valeurs de seuil de stimulation les plus récentes dans les dossiers du patient ou effectuer une mesure de seuil de stimulation. <i>Le dispositif vérifie les derniers résultats des mesures de seuil de stimulation enregistrés pour chaque chambre lorsque le mode Protection IRM est programmé et affiche un message d'attention sur l'écran du PEM si $> 2,0$ V.</i>	Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	Patients stimulo-dépendants
9. Aucun(e) sonde ou générateur d'impulsion abandonné(e). <i>La présence de sondes ou de générateurs d'impulsion abandonnés peut significativement réduire l'efficacité du système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady en ce qui concerne la réduction des risques des examens par IRM.</i>	- Vérifier les dossiers du patient. - Confirmer avec le médecin responsable de la gestion du système de stimulation du patient. - Vérifier les radiographies.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés
10. Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité du système générateur d'impulsion-sonde compromise. Valeurs d'impédance de la sonde dans la plage normale programmée. Aucun enregistrement ou preuve de l'endommagement du générateur d'impulsion, du bouchon d'étanchéité et des anneaux d'étanchéité frontaux de la sonde. <i>Des valeurs d'impédance de la sonde anormales peuvent indiquer un court-circuit ou un circuit ouvert dans le système de sonde. Cela pourrait engendrer des trajectoires conductrices anormales et des tensions induites. Des conducteurs cassés dans le système de sonde pourraient entraîner un plus grand risque de chauffe au niveau de l'extrémité de la sonde. Un bouchon d'étanchéité ou un anneau d'étanchéité frontal de la sonde endommagé pourrait encourager un circuit de courant alternatif lors du balayage par IRM.</i>	- Vérifier les valeurs d'impédance de sonde les plus récentes dans les dossiers du patient. - Examiner les mesures quotidiennes sur l'écran Résumé de l'état des sondes pour vérifier la stabilité avec le temps des valeurs de l'impédance de stimulation, du seuil de stimulation et de l'amplitude intrinsèque. - Vérifier les dossiers du patient de la procédure d'implantation. - Vérifier les antécédents de bruit sur les EGM dans les dossiers du patient. <i>Le dispositif mesure les impédances de sonde sur demande de l'utilisateur d'entrer en mode Protection IRM et affiche un message d'attention sur l'écran du PEM si les valeurs sont en dehors de la plage normale programmée.</i> <i>Des antécédents de bruit sur les EGM pourraient indiquer un endommagement du bouchon d'étanchéité ou des anneaux d'étanchéité de la sonde.</i>	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés

Le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11 résume les conditions d'utilisation en lien avec la radiologie qui doivent être remplies afin de réaliser un examen par IRM compatible IRM sous conditions. Pour chaque condition ou exigence, les mesures permettant de déterminer l'éligibilité, les conséquences cliniques potentielles du non respect de la/des condition(s) et la population de patients les plus touchés par le non respect de la/des condition(s) sont répertoriées.

Tableau 1–5. Conditions concernant la radiologie

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
1. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM de 1,5 T ou 3 T (voir a et b ci-dessous).			
1a. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM de 1,5 T : • Champ RF d'environ 64 MHz • Gradient spatial non supérieur à 50 T/m (5 000 G/cm) sur le système de stimulation	• Vérifier les spécifications techniques de l'appareil d'IRM. • Consulter le "Description du système" en page 1-2 pour déterminer quels composants ont été testés avec des aimants de 1,5 T.	• Induction d'arythmie • Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu • Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion • Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ ou des sondes • Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	• Patients stimulo-dépendants • Patients enclins à des arythmies soutenues • Patients avec des seuils de capture élevés
Les systèmes de stimulation ImageReady ont été spécifiquement conçus pour atténuer les risques associés aux aimants de 1,5 T ou 3 T. La réaction du système aux autres forces d'aimant n'a pas été évaluée. Consulter le "Description du système" en page 1-2 pour déterminer quels composants ont été testés avec des aimants de 1,5 T. La réaction du système à des gradients spatiaux supérieurs à 50 T/m (5 000 G/cm) n'a pas été évaluée. ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des appareils d'IRM de 1,5 T.			
1b. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM de 3 T : • Champ RF d'environ 128 MHz • Gradient spatial non supérieur à 50 T/m (5 000 G/cm) sur le système de stimulation	• Vérifier les spécifications techniques de l'appareil d'IRM. • Consulter le "Description du système" en page 1-2 pour déterminer quels composants ont été testés avec des aimants de 3 T.	• Induction d'arythmie • Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu • Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion • Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ ou des sondes • Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	• Patients stimulo-dépendants • Patients enclins à des arythmies soutenues • Patients avec des seuils de capture élevés
Les systèmes de stimulation ImageReady ont été spécifiquement conçus pour atténuer les risques associés aux aimants de 1,5 T ou 3 T. La réaction du système aux autres forces d'aimant n'a pas été évaluée. Consulter le "Description du système" en page 1-2 pour déterminer quels composants ont été testés avec des aimants de 3 T. La réaction du système à des gradients spatiaux supérieurs à 50 T/m (5 000 G/cm) n'a pas été évaluée.			

Tableau 1–5. Conditions concernant la radiologie (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T . Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des appareils d'IRM de 1,5 T .			
2. Appareils d'IRM horizontaux, proton ¹H, fermés uniquement. <i>Les systèmes de stimulation ImageReady ont été spécifiquement conçus pour atténuer les risques associés aux appareils d'IRM fermés horizontaux.</i>	Vérifier les spécifications techniques de l'appareil d'IRM.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion - Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés
3. Limites de fréquence d'absorption spécifique (FAS) (voir a et b ci-dessous).			
3a. Les limites de FAS pour le mode de fonctionnement normal doivent être observées pour l'intégralité de la session d'examen actif avec un système de stimulation ImageReady avec des sondes FINELINE II. - Moyenne du corps entier, ≤ 2,0 W/kg - Tête, ≤ 3,2 W/Kg	S'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal (PAS en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau).	- Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	- Patients stimulo-dépendants - Patients avec des seuils de capture élevés
ATTENTION : L'utilisation d'une sonde FINELINE II et d'une sonde INGEVITY MRI associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.			
<i>Un système de stimulation ImageReady, avec des sondes FINELINE II, a été spécifiquement conçu pour atténuer les risques associés au mode de fonctionnement normal. La réaction du système aux autres paramètres de l'appareil d'IRM n'a pas été évaluée.</i>			
3b. Les limites de FAS pour le mode de fonctionnement normal ou le mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau doivent être observées pour l'intégralité de la session d'examen actif avec un système de stimulation	S'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal ou en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau.	- Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou stimulation intermittente	- Patients stimulo-dépendants - Patients avec des seuils de capture élevés

Tableau 1–5. Conditions concernant la radiologie (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
ImageReady doté de sondes INGEVITY MRI. - Moyenne du corps entier, $\leq 4,0$ W/kg - Tête, $\leq 3,2$ W/Kg		irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope	
ATTENTION : L'utilisation d'une sonde FINELINE II et d'une sonde INGEVITY MRI associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady. <i>Un système de stimulation ImageReady, avec des sondes INGEVITY MRI, a été spécifiquement conçu pour atténuer les risques associés au mode de fonctionnement normal ou au mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau. La réaction du système aux autres paramètres de l'appareil d'IRM n'a pas été évaluée.</i>			
4. Limites du champ de gradient : Fréquence de balayage du gradient spécifié maximum ≤ 200 T/m/s par axe. <i>La réaction du système aux fréquences de balayage du gradient supérieures à 200 T/m/s par axe n'a pas été évaluée.</i>	Vérifier les spécifications techniques de l'appareil d'IRM.	- Induction d'arythmie - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Endommagement du générateur d'impulsion, de la sonde ou de la connexion - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues
5. Aucune bobine locale transmission seule ou transmission/réception placée directement sur le système de stimulation ; l'utilisation d'une bobine réception seule n'est pas limitée. <i>La réaction du système à une bobine locale transmission seule ou transmission/réception placée directement sur le système de stimulation n'a pas été évaluée.</i>	Veiller à ce qu'aucune bobine locale transmission seule ou transmission/réception ne soit placée directement sur le système de stimulation.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Comportement instable du générateur d'impulsion - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés

Tableau 1-5. Conditions concernant la radiologie (suite)

Conditions concernant le balayage (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
6. Le patient doit être en position de décubitus dorsal ou ventral lors de l'examen. <i>Les systèmes de stimulation ImageReady ont été spécifiquement conçus pour atténuer les risques associés à une position de décubitus dorsal ou ventral du patient. La réaction du système aux autres positions du patient n'a pas été évaluée.</i>	S'assurer que le patient est dans la bonne position lors de l'examen.	- Induction d'arythmie - Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu - Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation ou capture ou stimulation intermittente irrégulière, pouvant engendrer une présyncope ou une syncope - Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes - Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsion	- Patients stimulo-dépendants - Patients enclins à des arythmies soutenues - Patients avec des seuils de capture élevés
7. Le patient doit faire l'objet d'une oxymétrie pulsée et/ou d'une électrocardiographie (ECG) au cours de l'examen par IRM.	S'assurer que le patient est sous surveillance lors de l'examen.	Le défaut de suivi du patient pourrait empêcher la détection de modifications potentiellement dangereuses de la fonction cardiaque ou hémodynamique du patient	Tous les patients

MODE PROTECTION IRM

En préparation d'un examen par IRM, le générateur d'impulsion est programmé en mode Protection IRM à l'aide du PEM. Mode Protection IRM — modifie certaines des fonctions du générateur d'impulsion afin d'atténuer les risques liés à l'exposition du système de stimulation à l'environnement IRM. Pour obtenir une liste des caractéristiques et des fonctions qui sont suspendues en mode Protection IRM, voir "Généralités sur le mode Protection IRM" en page 2-3.

CONCEPTS DE BASE IRM

L'IRM est un outil de diagnostic qui utilise trois types de champs magnétiques et électromagnétiques afin de prendre une image des tissus mous dans le corps :

- Un champ magnétique statique généré par une bobine électromagnétique supraconductrice, dont la puissance atteint 1,5 T ou 3 T.
- Des champs magnétiques de gradient d'une intensité beaucoup plus faible, mais avec des fréquences de modification élevées dans le temps. Trois ensembles de bobines de gradient sont utilisés pour créer les champs de gradient.
- Un champ de radiofréquence (RF) pulsé produit par des bobines de RF par transmission (environ 64 MHz pour 1,5 T et 128 MHz pour 3 T).

Ces champs peuvent créer des forces physiques ou des courants électriques qui sont susceptibles d'affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA), tels que les générateurs d'impulsion et les sondes. Par conséquent, seuls les patients qui portent un système de stimulation conçu, optimisé et testé de manière à fonctionner correctement dans

des conditions spécifiées lors d'un examen par IRM peuvent être examinés à l'aide d'un appareil d'IRM. De plus, en respectant les conditions d'utilisation de l'IRM, exposées dans ce guide technique ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4), les patients qui portent un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady peuvent passer des examens par IRM avec des risques limités selon la meilleure norme de soins actuelle.

IDENTIFICATION RADIOGRAPHIQUE OU FLUOROSCOPIQUE

Les dossiers médicaux du patient doivent constituer le principal moyen d'identification du dispositif implanté et de la sonde. Pour offrir d'autres moyens d'identification, des images de générateurs d'impulsion et de sondes visibles par radiographie ou sous fluoroscopie sont affichées au Tableau 1–6 Images de générateurs d'impulsion et sondes en page 1-15.

Tableau 1–6. Images de générateurs d'impulsion et sondes





Images de générateurs d'impulsion et sondes		
Générateurs d'impulsion	Identification radiographique	Emplacement approximatif sur le dispositif (1)
ADVANTIO MRI INGENIO MRI VITALIO MRI FORMIO MRI		
ESSENTIO MRI PROPONENT MRI ACCOLADE MRI		
Sondes	Image radiographique de l'extrémité distale	
FINELINE II Sterox EZ (Fixation active)	 (1) Bague d'anode au diamètre constant ; (2) Marqueur de fluoroscopie légèrement proximal par rapport à l'extrémité distale ; (3) Bobine coradiale au diamètre constant	
FINELINE II Sterox EZ (Fixation à barbes)		

Tableau 1–6. Images de générateurs d'impulsion et sondes (suite)

Images de générateurs d'impulsion et sondes	
	(1) Bague d'anode au diamètre constant ; (2) Marqueur de fluoroscopie légèrement proximal par rapport à l'extrémité distale ; (3) Bobine coradiale au diamètre constant
INGEVITY MRI (Fixation active à vis rétractable) ^a	
INGEVITY MRI (Fixation à barbes) ^a	

a. REMARQUE : Certaines sondes INGEVITY compatibles IRM et toutes les sondes INGEVITY compatibles IRM utilisées dans l'étude clinique SAMURAI possèdent deux bandes de marqueur radio-opaque sur leur extrémité proximale.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS RELATIFS AU SYSTÈME DE STIMULATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

Généralités

ATTENTION : Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, si toutes les conditions d'utilisation relatives à l'IRM ne sont pas remplies ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Pour connaître les événements indésirables potentiels susceptibles de survenir lorsque les conditions d'utilisation sont remplies ou non, voir "Événements indésirables potentiels" en page 1-18.

REMARQUE : Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 et le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11 donnent des informations sur la nature du/des risque(s) accru(s) associé(s) au non-respect de chaque condition d'utilisation. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou pas faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions. Il est également possible d'envisager des alternatives avec d'autres méthodes d'imagerie.

ATTENTION : L'utilisation d'une sonde **FINELINE II** et d'une sonde **INGEVITY MRI** associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des **appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T**. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des **appareils d'IRM de 1,5 T**.

ATTENTION : Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

ATTENTION : Effectuer un examen par IRM lorsque l'état Explantation est atteint peut entraîner l'épuisement prématuré de la batterie, la réduction de la fenêtre de remplacement du dispositif ou une absence subite de stimulation. Après la réalisation d'un examen par IRM sur un dispositif ayant atteint l'état Explantation, vérifier le fonctionnement du générateur d'impulsion et programmer le remplacement du dispositif.

ATTENTION : Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Considérations relatives à la programmation

ATTENTION : Si la valeur Durée Protection IRM et le mode de stimulation sont sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation jusqu'à ce que le Mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsion et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION : Faire preuve de prudence lors de la programmation de l'amplitude de stimulation en Mode Protection IRM pour les patients dépendants de la stimulation et qui ont des seuils de stimulation élevés ($> 2,0$ V). La programmation d'une amplitude de stimulation inférieure à 5,0 V constitue une option en cas de stimulation extracardiaque (par exemple, stimulation diaphragmatique pour une stimulation VD). Si la programmation de l'amplitude de stimulation est inférieure à 5,0 V, il est nécessaire d'appliquer une marge de sécurité adaptée (deux fois le seuil de stimulation + 1,0 V). Une marge de sécurité inadaptée peut entraîner une perte de capture.

ATTENTION : Sortir du Mode Protection IRM une fois l'IRM terminée. Si la valeur Durée Protection IRM est sur Arrêt, le générateur d'impulsion restera en permanence en Mode Protection IRM jusqu'à ce qu'il soit programmé différemment. Une utilisation prolongée du Mode Protection IRM (qui peut survenir lorsque la fonction Durée limite est programmée sur Arrêt) peut accélérer l'épuisement de la batterie. En outre, une exposition prolongée d'un patient au mode XO0 peut s'avérer délétère pour la santé du patient.

Mode de sécurité

ATTENTION : Si le générateur d'impulsion passe en Mode de sécurité à partir du Mode Protection IRM, aucune stimulation relais n'interviendra dans les cas suivants :

- en l'absence de sonde de stimulation ventriculaire bipolaire fonctionnelle
- si le mode de stimulation dans les paramètres du Mode Protection IRM est programmé sur Arrêt ; le générateur d'impulsion conservera en permanence le mode de stimulation désactivé (Arrêt) et le patient ne recevra pas de traitement par stimulation jusqu'au remplacement du générateur d'impulsion

ATTENTION : Ne pas réaliser d'examen par IRM sur un patient dont le dispositif est passé en mode Safety Core. Le mode de stimulation Safety Core est unipolaire VVI, ce qui, dans un environnement d'IRM, soumet le patient à un risque accru d'induction d'arythmie, de stimulation inadéquate, d'inhibition de la stimulation, ou encore de capture ou de stimulation intermittente irrégulière.

Exclusions de zone III du centre IRM

ATTENTION : Le Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices³. Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM.

ATTENTION : L'implantation du système est impossible dans la zone III (et les zones supérieures) d'un centre IRM comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices⁴. Certains des accessoires accompagnant les générateurs d'impulsions et les sondes, notamment le tournevis dynamométrique et les mandrins, ne sont

3. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.

4. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

pas compatibles IRM sous conditions et ne doivent en aucun cas être placés dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du centre IRM.

Précautions

PRECAUTION : Le médecin chargé de paramétrer les valeurs du Mode Protection IRM doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer la capacité individuelle d'un patient à tolérer les paramètres de stimulation requis pour un examen compatible IRM sous conditions, ainsi que les conditions physiques requises au cours d'un examen par IRM (par exemple, temps prolongé en décubitus dorsal).

PRECAUTION : Si le système de stimulation compatible IRM sous conditions entre en mode de fonctionnement Safety Core lors du Mode Protection IRM et si le mode de stimulation a été réglé sur une autre valeur que Arrêt, la stimulation du Mode Protection IRM passera automatiquement en mode VOO, avec une configuration bipolaire VD (détection et stimulation), une amplitude d'impulsion de stimulation de 5,0 V, une durée d'impulsion de 1,0 ms et une fréquence de stimulation de 72,5 min⁻¹ comme mode de sécurité.

PRECAUTION : La présence d'un système de stimulation implanté peut entraîner des artéfacts sur les clichés de l'IRM (voir "3. Préparation du patient pour l'examen" en page 2-15).

REMARQUE : *L'ensemble des risques normaux associés à une IRM s'applique à une IRM avec le système de stimulation compatible IRM sous conditions. Consulter la documentation de l'appareil d'IRM pour obtenir une liste complète des risques associés à un examen par IRM.*

REMARQUE : *D'autres dispositifs implantés ou pathologies du patient peuvent le rendre non éligible à un examen IRM, sans que cela n'ait de lien avec le système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady du patient.*

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Les événements indésirables potentiels diffèrent si les conditions d'utilisation de l'IRM ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4) sont remplies ou non. Pour une liste complète des événements indésirables potentiels, consulter le manuel technique du médecin pour le générateur d'impulsion.

Faire passer un examen par IRM à des patients lorsque les conditions d'utilisation sont remplies pourrait entraîner les événements indésirables potentiels suivants :

- Induction d'arythmie
- Bradycardie
- Décès du patient
- Gêne du patient en raison d'un léger mouvement ou d'une chauffe du dispositif
- Effets secondaires de la stimulation en mode Protection IRM à une fréquence fixe élevée et à une sortie accrue, tels qu'une capacité d'exercice réduite, une accélération de l'insuffisance cardiaque et une induction d'arythmie/stimulation concurrentielle
- Syncope

Faire passer un examen par IRM à des patients lorsque les conditions d'utilisation ne sont **PAS** remplies pourrait entraîner les événements indésirables potentiels suivants :

- Induction d'arythmie
- Bradycardie

- Endommagement du générateur d'impulsion et/ou des sondes
- Comportement instable du générateur d'impulsion
- Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation, échec de la stimulation
- Fréquence accrue de délogement de la sonde (dans un délai de six semaines après l'implantation ou la révision du système)
- Capture ou stimulation irrégulière ou intermittente
- Modifications du seuil de stimulation
- Décès du patient
- Gêne du patient en raison d'un mouvement ou d'une chauffe du dispositif
- Mouvement physique du générateur d'impulsion et/ou des sondes
- Modifications de la détection
- Syncope

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version überholt. Må ikke anvendes.
Aegunud versioón. Ärgе kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. Ne pas utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Novécojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expiratã. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

PROTOCOLE DE PROCÉDURE DE L'EXAMEN PAR IRM

CHAPITRE 2

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Parcours de soins des patients” en page 2-2
- “Généralités sur le mode Protection IRM” en page 2-3
- “Activités pré-examen” en page 2-5
- “Pendant l'examen” en page 2-16
- “Après l'examen” en page 2-16

Avant de poursuivre avec le protocole de procédure de l'examen par IRM, vérifier que le patient et l'appareil d'IRM remplissent les conditions d'utilisation IRM ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4). Cette vérification doit être effectuée avant chaque examen, afin de s'assurer de l'utilisation des informations les plus récentes destinées à évaluer l'admissibilité du patient et sa préparation à un examen compatible IRM sous conditions.

ATTENTION : Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, si toutes les conditions d'utilisation relatives à l'IRM ne sont pas remplies ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Pour connaître les événements indésirables potentiels susceptibles de survenir lorsque les conditions d'utilisation sont remplies ou non, voir "Événements indésirables potentiels" en page 1-18.

REMARQUE : Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 et le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11 donnent des informations sur la nature du/des risque(s) accru(s) associé(s) au non-respect de chaque condition d'utilisation. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou pas faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions. Il est également possible d'envisager des alternatives avec d'autres méthodes d'imagerie.

PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS

Un exemple de parcours de soins pour un patient qui porte un système de stimulation ImageReady et qui a besoin d'un examen par IRM est décrit ci-dessous. Pour obtenir une description plus détaillée de la procédure de programmation et de balayage, voir ce chapitre.

1. IRM recommandée au patient par un spécialiste (par exemple, orthopédiste ou oncologue).
2. Le patient, le spécialiste ou le radiologue contacte le médecin implanteur/le cardiologue qui s'occupe du système de stimulation compatible IRM sous conditions du patient.
3. Le médecin implanteur/cardiologue détermine l'éligibilité du patient à un examen selon les informations figurant dans ce guide technique.
4. Si le patient est éligible, le PEM est utilisé pour mettre le générateur d'impulsion en mode Protection IRM le plus tardivement possible avant l'examen. Le rapport de paramètres du mode Protection IRM est imprimé, placé dans le dossier du patient et remis au personnel de radiologie. Le rapport documente les paramètres et les détails du mode IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date exactes d'expiration du mode Protection IRM. Chaque sonde implantée dans le patient est identifiée et ces informations sont communiquées au personnel soignant concerné par la pratique de l'examen par IRM.
5. Le radiologue vérifie le dossier du patient et/ou le rapport imprimé. Si la fonction Durée est utilisée, le radiologue vérifie qu'il reste suffisamment de temps pour faire passer l'examen.
6. Le patient passe l'examen selon le protocole exposé dans ce chapitre.
7. Le générateur d'impulsion est remis en fonctionnement pré-IRM, automatiquement si le paramètre Limite de durée a été réglé ou bien manuellement à l'aide du PEM. Des tests de suivi du système de stimulation peuvent être réalisés.

GÉNÉRALITÉS SUR LE MODE PROTECTION IRM

Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur le Mode Protection IRM à l'aide du PEM (voir Tableau 2-1 Paramètres de Protection IRM en page 2-5). En mode Protection IRM :

- Les options du mode de stimulation comprennent une stimulation asynchrone ou pas de stimulation (DOO, AOO, VOO ou Arrêt). Arrêt doit uniquement être utilisé si le patient est jugé cliniquement capable de ne recevoir aucune stimulation pendant que le générateur d'impulsion est en Mode Protection IRM, y compris durant l'examen.

Le mode de stimulation programmé avant d'entrer en mode Protection IRM détermine le mode de stimulation Protection IRM par défaut. Par exemple, si l'on entre en mode Protection IRM depuis DDD(R), le mode de stimulation sera DOO. N'importe quelle autre option de mode de stimulation peut alors être sélectionnée.

ATTENTION : Le Programmeur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices¹. Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM.

ATTENTION : Si le générateur d'impulsion passe en Mode de sécurité à partir du Mode Protection IRM, aucune stimulation relais n'interviendra dans les cas suivants :

- en l'absence de sonde de stimulation ventriculaire bipolaire fonctionnelle
- si le mode de stimulation dans les paramètres du Mode Protection IRM est programmé sur Arrêt : le générateur d'impulsion conservera en permanence le mode de stimulation désactivé (Arrêt) et le patient ne recevra pas de traitement par stimulation jusqu'au remplacement du générateur d'impulsion
- La Fréquence minimum est nominalement définie sur 20 min⁻¹ au-dessus de la Fmin de départ et est programmable par incréments normaux. Pour le paramètre nominal défini en fonction de la Fmin et le paramètre programmable, la valeur maximum est de 100 min⁻¹.
- L'amplitude de stimulation atriale et l'amplitude de stimulation ventriculaire sont nominalement réglées sur 5,0 V et sont programmables par incréments normaux entre 2,0 et 5,0 V.

ATTENTION : Faire preuve de prudence lors de la programmation de l'amplitude de stimulation en Mode Protection IRM pour les patients dépendants de la stimulation et qui ont des seuils de stimulation élevés (> 2,0 V). La programmation d'une amplitude de stimulation inférieure à 5,0 V constitue une option en cas de stimulation extracardiaque (par exemple, stimulation diaphragmatique pour une stimulation VD). Si la programmation de l'amplitude de stimulation est inférieure à 5,0 V, il est nécessaire d'appliquer une marge de sécurité adaptée (deux fois le seuil de stimulation + 1,0 V). Une marge de sécurité inadaptée peut entraîner une perte de capture.

- Le Délai AV est fixé à 100 ms
- La durée d'impulsion est fixée à 1,0 ms pour les deux chambres
- Une fonction Limite de durée est nominalement définie sur 24 heures, mais peut être programmée sur Arrêt, 12, 24 ou 48 heures

1. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.

ATTENTION : Sortir du Mode Protection IRM une fois l'IRM terminée. Si la valeur Durée Protection IRM est sur Arrêt, le générateur d'impulsion restera en permanence en Mode Protection IRM jusqu'à ce qu'il soit programmé différemment. Une utilisation prolongée du Mode Protection IRM (qui peut survenir lorsque la fonction Durée limite est programmée sur Arrêt) peut accélérer l'épuisement de la batterie. En outre, une exposition prolongée d'un patient au mode XOO peut s'avérer délétère pour la santé du patient.

REMARQUE : *Vingt-quatre heures en mode Protection IRM (avec stimulation activée) diminuent la longévité du générateur d'impulsion d'environ 5 jours.*

PRECAUTION : Le médecin chargé de paramétrer les valeurs du Mode Protection IRM doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer la capacité individuelle d'un patient à tolérer les paramètres de stimulation requis pour un examen compatible IRM sous conditions, ainsi que les conditions physiques requises au cours d'un examen par IRM (par exemple, temps prolongé en décubitus dorsal).

Les caractéristiques et fonctions suivantes sont suspendues en mode Protection IRM :

- Capture automatique VD PaceSafe
- Seuil Automatique OD PaceSafe
- Détection cardiaque
- Diagnostics quotidiens (impédance de la sonde, amplitude intrinsèque, seuil de stimulation)
- Capteurs de mouvement et de respiration
- Détection aimant
- Télémétrie RF
- Surveillance de la tension de la batterie

Les conditions relatives au dispositif suivantes empêcheront l'utilisateur d'avoir la possibilité de basculer en Mode Protection IRM (voir le guide de référence du générateur d'impulsion pour obtenir des informations additionnelles à propos de ces conditions) :

- L'état de capacité de la pile est Insuffisant
- Le générateur d'impulsions est en Mode Stockage
- Le générateur d'impulsions est en Mode Bistouri Électrique
- Le générateur d'impulsions fonctionne en Mode Sécurité
- Un test diagnostique est en cours
- Une exploration EP est en cours

ATTENTION : Effectuer un examen par IRM lorsque l'état Explantation est atteint peut entraîner l'épuisement prématuré de la batterie, la réduction de la fenêtre de remplacement du dispositif ou une absence subite de stimulation. Après la réalisation d'un examen par IRM sur un dispositif ayant atteint l'état Explantation, vérifier le fonctionnement du générateur d'impulsion et programmer le remplacement du dispositif.

ATTENTION : Ne pas réaliser d'examen par IRM sur un patient dont le dispositif est passé en mode Safety Core. Le mode de stimulation Safety Core est unipolaire VVI, ce qui, dans un environnement d'IRM, soumet le patient à un risque accru d'induction d'arythmie, de stimulation inadéquate, d'inhibition de la stimulation, ou encore de capture ou de stimulation intermittente irrégulière.

Tableau 2–1. Paramètres de Protection IRM

Paramètre	Valeurs programmables	Nominal
Mode brady IRM	Arrêt ; VOO ; AOO ; DOO	DOO pour modes DDD(R), DDI(R) ou Brady normal DOO ; VOO pour modes VDD(R), VVI(R) ou Brady normal VOO ; AOO pour mode AAI(R) ou Brady normal AOO ; Arrêt pour mode Arrêt Brady normal
Fréquence minimum (Fmin) IRM (min ⁻¹)	30; 35; ...; 100	20 min ⁻¹ au-dessus de la Fmin du mode normal
Amplitude atriale IRM (V)	2.0; 2.1; ...; 3.5; 4.0; ...; 5.0	5,0 (Tolérance ± 15 % ou ± 100 mV, selon celle des deux valeurs qui est la plus élevée) ^a
Amplitude ventriculaire IRM (V)	2.0; 2.1; ...; 3.5; 4.0; ...; 5.0	5,0 (Tolérance ± 15 % ou ± 100 mV, selon celle des deux valeurs qui est la plus élevée) ^a
Durée Protection IRM (heures)	Arrêt ; 12 ; 24 ; 48	24

a. Pendant le passage en Mode Protection IRM, jusqu'à 6 cycles de stimulation cardiaque peuvent être nécessaires avant que l'amplitude de stimulation ne se situe dans la plage de tolérance spécifiée.

ACTIVITÉS PRÉ-EXAMEN

Trois activités sont requises avant la réalisation de l'examen par IRM :

1. Préparer le générateur d'impulsion pour l'examen en le programmant en Mode Protection IRM ("1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen" en page 2-5)
2. Confirmer les paramètres et les configurations de l'appareil d'IRM ("2. Confirmation des paramètres et de la configuration de l'appareil d'IRM" en page 2-15)
3. Préparer le patient pour l'examen ("3. Préparation du patient pour l'examen" en page 2-15)

1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen

Utiliser le PEM pour programmer l'entrée du générateur d'impulsion en mode Protection IRM.

REMARQUE : Conserver un accès à l'antenne du programmeur, car la télémétrie RF est indisponible lors du processus d'entrée en mode Protection IRM.

Depuis l'écran principal, utiliser le bouton Mode appareil pour autoriser le mode Protection IRM.

L'utilisateur choisit entre Annuler changements ou Appliquer les modifications pour poursuivre l'entrée en mode Protection IRM (Figure 2–1 Boîte de dialogue Modifier le mode de l'appareil en page 2-6).




Figure 2-1. Boîte de dialogue Modifier le mode de l'appareil

Il est possible qu'une demande de passage en Mode Protection IRM effectuée par l'utilisateur soit rejetée en raison de certaines conditions au niveau du générateur d'impulsions et/ou du système. Ces conditions comprennent :

- Un épisode ventriculaire (tel que celui-ci a été détecté et reconnu par le générateur d'impulsions) est en cours
- La présence d'un aimant est détectée par le capteur d'aimant
- Le générateur d'impulsions est en mode STIM. SEC.
- Configuration unipolaire de la stimulation dans la/les chambre(s) où la stimulation doit se produire en Mode Protection IRM

Si une ou plusieurs de ces conditions sont présentes, une boîte de dialogue décrivant la condition apparaît, et il est impossible d'entrer en mode Protection IRM. Par exemple, voir Figure 2-2 Message d'attention Épisode en cours en page 2-6.




Figure 2-2. Message d'attention Épisode en cours

En plus des conditions susmentionnées qui empêchent d'entrer en mode Protection IRM, deux autres conditions d'utilisation sont évaluées par le PEM sur demande d'entrer en mode Protection IRM : impédance de sonde et temps depuis implantation.

Impédance de sonde

Une demande d'entrer en mode Protection IRM formulée par l'utilisateur déclenche une mesure de l'impédance de sonde dans toutes les chambres. Si les valeurs d'impédance de sonde obtenues grâce à ces mesures se trouvent en dehors de la plage normale programmée, le PEM affiche une boîte de dialogue recommandant un examen des risques associés si l'utilisateur choisit de continuer (voir Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6). La boîte de dialogue demande de choisir entre l'activation du mode Protection IRM en présence de ces conditions ou l'annulation de l'entrée en mode Protection IRM. La boîte de dialogue qui apparaît si la valeur d'impédance de sonde est hors de la plage est indiquée en Figure 2–3 Message d'attention Impédance de sonde hors de la plage en page 2-7.




Figure 2–3. Message d'attention Impédance de sonde hors de la plage

Temps depuis implantation

Le PEM détermine également le temps depuis implantation calculé en fonction de la date à laquelle le générateur d'impulsion n'a plus été en mode de mémorisation.

REMARQUE : Si l'heure et la date réglées dans l'horloge du PEM ne sont pas correctes, il est possible que cette détermination ne soit pas exacte.

Si le temps écoulé depuis la sortie du mode Stockage calculé et inférieur à 6 semaines, le PEM affiche une boîte de dialogue recommandant un examen des risques associés si l'utilisateur choisit de continuer (voir Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6). La boîte de dialogue demande de choisir entre l'activation du mode Protection IRM en présence de ces conditions ou l'annulation de l'entrée en mode Protection IRM.

En poursuivant l'entrée en mode Protection IRM, l'écran Conditions à vérifier pour la Protection IRM s'affiche (Figure 2–4 Conditions à vérifier pour la Protection IRM en page 2-8). Cet écran résume les conditions qui doivent être remplies au moment de l'examen afin que le patient puisse passer un examen compatible IRM sous conditions. Une deuxième vérification est requise avant chaque examen afin de se prémunir contre le risque de modifications du système ou chez le patient suite à l'implantation originale du générateur d'impulsion/système. Ces données sont décrites en détail dans le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 et Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11.




Figure 2-4. Conditions à vérifier pour la Protection IRM

Si les conditions d'utilisation telles qu'elles sont décrites dans ce manuel ne sont pas remplies, le bouton Annuler est sélectionné afin de retourner en fonctionnement normal du système, et le patient ne peut pas passer d'examen par IRM.

Si les conditions d'utilisation sont remplies, ou si les conditions d'utilisation ne sont pas remplies mais que l'utilisateur choisit de Continuer avec le mode Protection IRM après avoir examiné les risques que cela présentait (voir Tableau 1-4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6 et Tableau 1-5 Conditions concernant la radiologie en page 1-11 pour obtenir des informations additionnelles à propos des risques), le bouton Continuer avec la protection IRM est sélectionné. L'écran Programme Protection IRM apparaît alors (Figure 2-5 Boîte de dialogue Programme Protection IRM en page 2-10).

Utiliser les boîtes de dialogue pour régler :

- Le mode de stimulation (DOO, VOO, AOO, Arrêt)
- La fréquence minimum (réglée nominalement sur 20 min^{-1} au-dessus de la F_{min} en mode normal, programmable par incréments normaux sur une valeur maximum de 100 min^{-1})

REMARQUE : La stimulation en mode Protection IRM étant asynchrone, lors de la définition de la fréquence minimum, prendre en compte la fréquence intrinsèque du patient afin d'éviter une stimulation concurrentielle.

- L'amplitude atriale (nominalement réglée sur 5,0 V, programmable par incréments normaux entre 2,0 et 5,0 V)
- L'amplitude ventriculaire (nominalement réglée sur 5,0 V, programmable par incréments normaux entre 2,0 et 5,0 V)

ATTENTION : Faire preuve de prudence lors de la programmation de l'amplitude de stimulation en Mode Protection IRM pour les patients dépendants de la stimulation et qui ont des seuils de stimulation élevés ($> 2,0 \text{ V}$). La programmation d'une amplitude de stimulation inférieure à 5,0 V constitue une option en cas de stimulation extracardiaque (par exemple, stimulation diaphragmatique pour une stimulation VD). Si la programmation de l'amplitude de stimulation est inférieure à 5,0 V, il est nécessaire d'appliquer une marge de sécurité adaptée

(deux fois le seuil de stimulation + 1,0 V). Une marge de sécurité inadaptée peut entraîner une perte de capture.

- Durée Protection IRM (nominalement réglée sur 24 heures, mais peut être programmée sur Arrêt, 12, 24 ou 48 heures)

La fonction Durée en mode Protection IRM permet à l'utilisateur de choisir la durée pendant laquelle le générateur d'impulsions reste en mode Protection IRM. Vérifier que l'heure et la date de l'horloge du programmeur sont correctes afin de garantir l'exactitude du temps d'expiration prévu (qui s'affiche sur l'écran et sur le rapport Paramètres de protection IRM imprimé). Lorsque le temps programmé s'est écoulé, le générateur d'impulsion quitte automatiquement le mode Protection IRM et retourne aux paramètres précédemment programmés.

ATTENTION : Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

REMARQUE : Toute interrogation ultérieure de la part d'un PEM pendant que le dispositif est toujours en mode Protection IRM réinitialisera la fonction Limite de durée au début de la période initialement sélectionnée.

ATTENTION : Si la valeur Durée Protection IRM et le mode de stimulation sont sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation jusqu'à ce que le Mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsion et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION : Si le générateur d'impulsion passe en Mode de sécurité à partir du Mode Protection IRM, aucune stimulation relais n'interviendra dans les cas suivants :

- en l'absence de sonde de stimulation ventriculaire bipolaire fonctionnelle
- si le mode de stimulation dans les paramètres du Mode Protection IRM est programmé sur Arrêt ; le générateur d'impulsion conservera en permanence le mode de stimulation désactivé (Arrêt) et le patient ne recevra pas de traitement par stimulation jusqu'au remplacement du générateur d'impulsion

ATTENTION : Sortir du Mode Protection IRM une fois l'IRM terminée. Si la valeur Durée Protection IRM est sur Arrêt, le générateur d'impulsion restera en permanence en Mode Protection IRM jusqu'à ce qu'il soit programmé différemment. Une utilisation prolongée du Mode Protection IRM (qui peut survenir lorsque la fonction Durée limite est programmée sur Arrêt) peut accélérer l'épuisement de la batterie. En outre, une exposition prolongée d'un patient au mode XOO peut s'avérer délétère pour la santé du patient.

PRECAUTION : Le médecin chargé de paramétrer les valeurs du Mode Protection IRM doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer la capacité individuelle d'un patient à tolérer les paramètres de stimulation requis pour un examen compatible IRM sous conditions, ainsi que les conditions physiques requises au cours d'un examen par IRM (par exemple, temps prolongé en décubitus dorsal).

PRECAUTION : Si le système de stimulation compatible IRM sous conditions entre en mode de fonctionnement Safety Core lors du Mode Protection IRM et si le mode de stimulation a été réglé sur une autre valeur que Arrêt, la stimulation du Mode Protection IRM passera automatiquement en mode VOO, avec une configuration bipolaire VD (détection et stimulation), une amplitude d'impulsion de stimulation de 5,0 V, une durée d'impulsion de 1,0 ms et une fréquence de stimulation de 72,5 min⁻¹ comme mode de sécurité.

Programme Protection IRM

Mode brady	DOO
Fréquence minimum	80 min ⁻¹
Amplitude atriale	5,0 V @ 1,0 ms
Amplitude ventriculaire	5,0 V @ 1,0 ms
Durée Protection IRM	24 h

i Le Mode Protection IRM programme le dispositif selon le mode de stimulation sélectionné avec toutes les fonctions de détection et de diagnostic désactivées.

i Programmer le Mode Protection IRM nécessite l'utilisation ultérieure de la tête de télémétrie.

Programme Protection IRM **Annuler**

Figure 2-5. Boîte de dialogue Programme Protection IRM

REMARQUE : Utiliser l'antenne le cas échéant pour terminer l'entrée en mode Protection IRM. Maintenir l'antenne en place jusqu'à réception de la confirmation que le mode Protection IRM est programmé. La communication par antenne est également nécessaire pour l'annulation manuelle du mode Protection IRM (voir Sortie manuelle du mode Protection IRM en "Après l'examen" en page 2-16).

Une fois les valeurs choisies, le bouton Programme Protection IRM est sélectionné. La sélection du bouton Programme Protection IRM engendre deux tests additionnels : Seuil de stimulation précédent et configuration polarité de stimulation. Si les résultats indiquent que le seuil de stimulation précédent est inférieur ou égal à 2,0 V et si la configuration polarité de stimulation est bipolaire, le dispositif entre en mode Protection IRM et l'écran Mode Protection IRM programmé (Figure 2-7 Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmé en page 2-11) apparaît. Les deux tests sont décrits ci-dessous.

Seuil de stimulation précédent

Les derniers résultats de la mesure du seuil de stimulation enregistrés (qu'ils proviennent d'un test commandé ou automatique) sont utilisés par le programmeur afin de déterminer si les seuils de stimulation sont inférieurs ou égaux à 2,0 V, une condition d'utilisation applicable aux Patients stimulo-dépendants. Des seuils supérieurs à 2,0 V peuvent engendrer une marge de sécurité insuffisante et une incapacité à capturer en mode Protection IRM (voir Tableau 1-4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6). Si le seuil est supérieur à 2,0 V, un message d'attention apparaît sur l'écran du PEM, conseillant à l'utilisateur d'examiner les risques que représente le fait de continuer (Figure 2-6 Message d'attention Seuil de stimulation supérieur à 2,0 V en page 2-11). Effectuer ces tests avant de programmer le dispositif en mode Protection IRM permettra de s'assurer que les informations les plus récentes sont utilisées afin de déterminer si cette condition d'utilisation est satisfaite.

REMARQUE : Les valeurs de seuil disponibles pour les sondes qui ne sont pas activées pour les mesures quotidiennes dateront seulement de la date du dernier test commandé. Le défaut d'affichage d'un message d'attention concernant le seuil de stimulation lorsque le mode Protection IRM est programmé ne signifie pas que toutes les sondes présentent des valeurs de seuil de 2,0 V ou moins.

ATTENTION : Faire preuve de prudence lors de la programmation de l'amplitude de stimulation en Mode Protection IRM pour les patients dépendants de la stimulation et qui ont des seuils de stimulation élevés (> 2,0 V). La programmation d'une amplitude de stimulation inférieure à 5,0 V constitue une option en cas de stimulation extracardiaque (par exemple, stimulation diaphragmatique pour une stimulation VD). Si la programmation de l'amplitude de stimulation est inférieure à 5,0 V, il est nécessaire d'appliquer une marge de sécurité adaptée (deux fois le seuil de stimulation + 1,0 V). Une marge de sécurité inadaptée peut entraîner une perte de capture.




Figure 2-6. Message d'attention Seuil de stimulation supérieur à 2,0 V

Configuration de la sonde de stimulation

Lors de la programmation des paramètres pour le mode Protection IRM, le dispositif vérifie également la configuration polarité de stimulation afin de confirmer qu'elle est bipolaire dans les chambres où la stimulation aura lieu en mode Protection IRM. Si la/les sonde(s) qui vont être utilisées pour la stimulation en mode Protection IRM sont programmées sur une configuration de stimulation unipolaire, l'entrée en mode Protection IRM est refusée, puisque le dispositif ne remplit pas la condition d'utilisation liée à la stimulation bipolaire (voir Tableau 1-4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-6). Afin de continuer, programmer toute sonde qui sera utilisée pour stimuler en mode Protection IRM sur bipolaire ou choisir un mode de stimulation sur Arrêt.

Si les tests de seuil sont dans la plage et si la configuration de stimulation est bipolaire dans les chambres où la stimulation aura lieu en mode Protection IRM ou si l'utilisateur choisit de continuer avec le mode Protection IRM après avoir examiné les risques que présente le fait de continuer en présence de seuils de stimulation supérieurs à 2,0 V, l'écran suivant apparaît, indiquant que le dispositif a été programmé avec succès en mode Protection IRM aux paramètres indiqués (Figure 2-7 Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmé en page 2-11).




Figure 2-7. Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmé

Pour quitter le mode Protection IRM manuellement, sélectionner le bouton Annuler Protection IRM (voir Sortie manuelle du mode Protection IRM dans "Après l'examen" en page 2-16). Le cas échéant, STIM. SEC. ou ABANDON DU TRAITEMENT peuvent également être utilisés pour quitter le mode Protection IRM et remettre le générateur d'impulsion dans les paramètres précédemment programmés (ABANDON DU TRAITEMENT) ou lancer les paramètres de

stimulation STIM. SEC. (voir le guide de référence du générateur d'impulsion pour plus d'informations à propos de STIM. SEC.).

Une fois que le mode Protection IRM a été programmé avec succès, imprimer une copie du rapport Paramètres du mode Protection IRM en sélectionnant le bouton Paramètres d'impression sur l'écran Mode Protection IRM programmé. Le rapport répertorie les paramètres en fonctionnement en mode Protection IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date d'expiration du mode Protection IRM, remettant le générateur d'impulsions dans les paramètres pré-mode Protection IRM.

Le rapport imprimé peut être placé dans le dossier du patient et être utilisé par le personnel de radiologie pour confirmer, par exemple, qu'il reste suffisamment de temps pour réaliser l'examen par IRM. Un exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle est illustré à la Figure 2-8 Exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle imprimé en page 2-13 et Figure 2-9 Exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle imprimé (suite) en page 2-14.

S'assurer que les professionnels de la santé concernés par la pratique de l'examen par IRM ont reçu l'identification du générateur d'impulsion et de la/des sonde(s) implantée(s) dans le patient.

ATTENTION : Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

	ZOOM® View™ Rapport Paramètres de protection IRM Doe, John Date naiss. 24 Jun 1943 Appareil INGENIO MRI J177/408706	Rapport créé 21 Oct 2011 Dernière interrogation bureau 21 Oct 2011 Date implant. 20 Avr 2011
---	--	---

La protection IRM est programmée
 Heure d'activation de la protection IRM 21 Oct 2011 16:12

Durée Protection IRM 24 h
Heure d'expiration programmée 22 Oct 2011 16:12

⚠ Le patient doit être hors du scanner IRM avant l'expiration de la durée programmée.

Paramètres durant la Protection IRM

Paramètre	Valeur précédente	Valeur Protection IRM
Mode brady	DDD	DOO
Fréquence minimum	60 min ⁻¹	80 min ⁻¹
Délai AV	80 - 180 ms	100 ms
Débit de stimulation		
Atriale	2,5 V @ 0,4 ms	5,0 V @ 1,0 ms
Ventriculaire	2,5 V @ 0,4 ms	5,0 V @ 1,0 ms

Page 1 de 4

ZOOM® View™
 Rapport Paramètres de protection IRM

Doe, John
 21 Oct 2011 16:12

Paramètres durant la protection IRM (suite)

Les caractéristiques suivantes sont désactivées pendant la Protection IRM.

- Enregistrement EGM Tachy Ventriculaire
- Capture automatique VD
- Diagnostics journaliers
- Détection aimant
- Télémétrie RF

Données des sondes	Mesures Pré-IRM	Mesures Date
Atriale		
Amplitude intrinsèque	1,5 mV	19 Oct 2011 08:00
Impédance de stimulation	634 Ω	21 Oct 2011 16:12
Seuil de stimulation	0,6 V @ 0,4 ms	19 Oct 2011 07:53
Ventriculaire		
Amplitude intrinsèque	14,0 mV	19 Oct 2011 08:00
Impédance de stimulation	558 Ω	21 Oct 2011 16:12
Seuil de stimulation	0,4 V @ 0,4 ms	19 Oct 2011 07:53

Conditions à vérifier pour la Protection IRM
 Le système est conçu pour être compatible IRM conformément aux conditions spécifiées dans le Guide Technique des stimulateurs sous IRM. Veuillez revoir ces conditions et le résumé des conditions à vérifier ci-dessous avant de continuer.

Page 2 de 4

[1] Si la limite de durée Protection IRM est affichée comme "Arrêt", le générateur d'impulsion reste en mode Protection IRM jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé manuellement ; [2] Le format vingt-quatre heures est utilisé pour afficher l'heure ; [3] La colonne indique la date à laquelle la mesure a été réalisée

Figure 2-8. Exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle imprimé

ZOOM® View™ Rapport Paramètres de protection IRM		Doe, John 21 Oct 2011 16:12	
Conditions à vérifier pour la Protection IRM (suite)			
Vérifications concernant l'appareil:			
- Les sondes répondent aux critères du Guide Technique des stimulateurs sous IRM. - La température du corps du patient ne doit pas être élevée lors de l'examen. - Le site d'implantation est dans la région pectorale gauche ou droite (sous-cutané ou sous musculaire). - Le système a été implanté au moins 6 semaines avant l'examen IRM. - Aucun ancien matériel ne demeure dans le patient (actif ou abandonné - incluant des sondes). - Pas d'adaptateur de sonde, de prolongateur de sonde ou de sonde épicaudique présents dans le patient - Les seuils de stimulation sont ≤ 2.0 volts pour les sondes de stimulation si le patient est stimulo-dépendant. - Les impédances de sondes sont dans les valeurs normales. - Les sondes de stimulation sont programmées en bipolaire - Aucun signe d'endommagement des joints d'étanchéité de la sonde et du connecteur.			
Vérifications radiologiques			
- L'examen de l'IRM répond aux critères du Guide Technique des stimulateurs sous IRM. - Les conditions de l'examen répondent aux critères du Guide Technique des stimulateurs sous IRM. - La position du patient dans le scanner est décubitus dorsal ou ventral. - Une surveillance appropriée du patient pendant l'examen est recommandée			
⚠ Continuer sans respecter les conditions suivantes peut exposer le patient à des risques sérieux de complications ou de mort. Les événements indésirables peuvent comprendre (mais ne sont pas limités à) un échauffement des sondes, une détérioration des tissus et une stimulation arythmogène.			
Page 3 de 4			

ZOOM® View™ Rapport Paramètres de protection IRM		Doe, John 21 Oct 2011 16:12	
2869 Version du logiciel : 1.04.04 J177 Version du micrologiciel : D_v1.02.00 © 2010 par Boston Scientific Corporation ou ses affiliées. Tous droits réservés. Page 4 de 4 Signature du médecin :			

Figure 2-9. Exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle imprimé (suite)

Le bouton Fin session mettra fin à la session actuelle du programmeur avec le générateur d'impulsion restant en mode Protection IRM (Figure 2-10 Boîte de dialogue Confirmation de la fin de la session en page 2-15).



Figure 2-10. Boîte de dialogue Confirmation de la fin de la session

2. Confirmation des paramètres et de la configuration de l'appareil d'IRM

S'assurer que l'équipement de l'appareil d'IRM remplit les "Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4. Voir le Tableau 2-2 Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 T et de 3 T en page 2-15 pour les combinaisons de composants.

Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 T et de 3 T

Tableau 2-2. Combinaisons de générateurs d'impulsion et de sondes compatibles avec des environnements de 1,5 T et de 3 T

	Sondes FINELINE II ^a	Sondes INGEVITY MRI ^b
Générateur d'impulsion ADVANTIO MRI Générateur d'impulsion INGENIO MRI Générateur d'impulsion VITALIO MRI Générateur d'impulsion FORMIO MRI	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.
Générateur d'impulsion ESSENTIO MRI Générateur d'impulsion PROPONENT MRI Générateur d'impulsion ACCOLADE MRI	Appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Appareil d'IRM de 3 T interdit.	Appareil d'IRM de 1,5 T ou de 3 T autorisé.

- Pour les sondes FINELINE II, s'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal (PAS en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau).
- Pour les sondes INGEVITY MRI, s'assurer que l'appareil d'IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal ou en mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau.

ATTENTION : L'utilisation d'une sonde **FINELINE II** et d'une sonde **INGEVITY MRI** associée à un même générateur d'impulsion compatible IRM sous conditions Boston Scientific n'a pas été évaluée et ne constitue pas un système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady.

ATTENTION : Seule l'association de sondes INGEVITY MRI avec un générateur d'impulsion ESSENTIO MRI, PROPONENT MRI ou ACCOLADE MRI peut être utilisée avec des **appareils d'IRM de 1,5 T ou de 3 T**. Toutes les autres combinaisons autorisées de composants du système compatible IRM sous conditions Boston Scientific doivent utiliser exclusivement des **appareils d'IRM de 1,5 T**.

3. Préparation du patient pour l'examen

Le patient ne doit pas avoir une température élevée ou une thermorégulation perturbée. Le patient doit être en position de décubitus dorsal ou ventral dans l'alésage et le système de suivi

approprié doit être mis en place (oxymétrie pulsée et/ou ECG). Voir "Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4.

Si la fonction Limite de durée du mode Protection IRM est utilisée, noter l'heure à laquelle la sortie du mode Protection IRM du générateur d'impulsion est programmée. Se reporter à Figure 2-8 Exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle imprimé en page 2-13.

REMARQUE : *S'il ne reste pas suffisamment de temps pour que le patient passe l'examen par IRM, la réinterrogation du dispositif réinitialisera la valeur Limite de durée au début du paramètre de la minuterie originellement programmé.*

ATTENTION : Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Une déformation de l'image doit être envisagée lors de la planification d'un examen par IRM et lors de l'interprétation des images IRM de champs contenant le générateur d'impulsion et/ou les sondes. Les artefacts du générateur d'impulsion vont au-delà de la marge du dispositif dans tous les sens. Les artefacts de la sonde sont présents autour de cette dernière, notamment autour des électrodes cardiaques. Certains artefacts comprennent une déformation spatiale modérée allant au-delà des frontières de l'artefact visible du générateur d'impulsion. Les artefacts d'écho de gradient sont généralement plus grands et davantage enclins à être accompagnés d'une déformation spatiale que les artefacts d'écho de spin.

PENDANT L'EXAMEN

Suivi du patient

La voix normale et le contact visuel, ainsi que l'oxymétrie pulsée et/ou l'ECG, doivent être sous surveillance pendant toute la durée de l'examen.

ATTENTION : Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

APRÈS L'EXAMEN

ATTENTION : Sortir du Mode Protection IRM une fois l'IRM terminée. Si la valeur Durée Protection IRM est sur Arrêt, le générateur d'impulsion restera en permanence en Mode Protection IRM jusqu'à ce qu'il soit programmé différemment. Une utilisation prolongée du Mode Protection IRM (qui peut survenir lorsque la fonction Durée limite est programmée sur Arrêt) peut accélérer l'épuisement de la batterie. En outre, une exposition prolongée d'un patient au mode XO0 peut s'avérer délétère pour la santé du patient.

La sortie se produit automatiquement si la fonction Durée est réglée sur une valeur numérique. Si la minuterie est programmée sur Arrêt, la sortie est effectuée manuellement à l'aide du PEM (voir Sortie manuelle du mode Protection IRM). Après la sortie du Mode Protection IRM, l'intégrité du système peut être vérifiée en effectuant des tests d'impédance de sonde, de seuil de stimulation et d'amplitude intrinsèque.

Dès la sortie du Mode Protection IRM, tous les paramètres sont immédiatement restaurés aux valeurs pré-mode Protection IRM avec deux exceptions. Si Capture automatique PaceSafe (RVAC) était programmée, cette fonction est suspendue dès l'entrée du dispositif en mode Protection IRM. Lors de la sortie du mode Protection IRM, l'amplitude de la stimulation VD est réglée sur deux fois le dernier seuil de capture déterminé par la fonction RVAC avant sa suspension (sortie limitée entre 3,5 V et 5,0 V). Une fois la mesure automatique de seuil programmée suivante effectuée (dans les 21 heures suivantes) et réussie, l'amplitude de stimulation VD est réglée sur le nouveau seuil de capture plus 0,5 V. Ce comportement a été

conçu de manière à offrir une marge de sécurité contre la perte de capture durant la période transitoire entre la réalisation de l'IRM et la récupération complète par le corps des effets des champs électromagnétiques du scanner.

Pour plus de détails à propos de la fonction Capture automatique PaceSafe, voir le guide de référence du générateur d'impulsions.

La restauration de la fonction du Capteur Ventilation Minute est également retardée lors de la sortie du mode Protection IRM. Si la VM est programmée sur Marche ou Passif au moment du passage en mode Protection IRM, la période d'étalonnage du capteur de six heures commencera automatiquement après la sortie du mode. La réponse de fréquence conduite par VM n'est pas disponible pendant cette période d'étalonnage. Si une réponse en fréquence contrôlée par la VM est souhaitée plus tôt, il est possible d'effectuer un étalonnage manuel. L'étalonnage manuel est réalisé en cinq minutes maximum. Pour des informations additionnelles à propos de l'étalonnage VM, voir le guide de référence du générateur d'impulsion.

Sortie (automatique) du mode Protection IRM avec la fonction Durée

Si le paramètre Limite de durée en mode Protection IRM a été programmé sur une valeur autre que Arrêt, le générateur d'impulsion sortira automatiquement du mode Protection IRM après le nombre d'heures sélectionné et le système retournera aux paramètres précédemment programmés (pour plus de détails à propos de la reprise de la Capture Automatique PaceSafe et de la Ventilation Minute, voir "Après l'examen" en page 2-16).

Sortie manuelle du mode Protection IRM

Si la programmation de la fonction Limite de durée est réglée sur Arrêt ou que l'on souhaite annuler manuellement le mode Protection IRM, le PEM est utilisé pour sortir le générateur d'impulsion du mode Protection IRM.

Ne pas laisser le générateur d'impulsion en mode Protection IRM plus longtemps que nécessaire après l'examen. La stimulation en mode Protection IRM s'effectue à une fréquence fixe élevée. Certains patients peuvent connaître des effets indésirables en cas de stimulation prolongée dans ce mode, comme une réduction de la capacité d'exercice, une accélération de l'insuffisance cardiaque et une pro-arythmie.

- Interroger le générateur d'impulsion à l'aide de l'antenne (la télémétrie RF est inactivée en mode Protection IRM)
- Sélectionner le bouton Annuler Protection IRM de l'écran Mode Protection IRM programmé (Figure 2-11 Mode Protection IRM programmé (Annuler Protection IRM) en page 2-18)




Figure 2-11. Mode Protection IRM programmé (Annuler Protection IRM)

Après l'annulation par l'utilisateur du mode Protection IRM, le PEM naviguera automatiquement vers l'écran Tests de la sonde et invitera l'utilisateur à effectuer les tests de sonde suivants (Figure 2-12 Boîte de dialogue Protection IRM annulée, en page 2-18) :

- Impédance de sonde
- Seuil de stimulation
- Amplitude intrinsèque

Ces tests peuvent également être réalisés suite à la sortie automatique (limite de durée) du mode Protection IRM.




Figure 2-12. Boîte de dialogue Protection IRM annulée

Lors de la sortie du mode Protection IRM, un rapport Résumé de l'IRM est enregistré comme épisode IRM et peut être imprimé comme rapport d'épisode à l'aide de l'imprimante du PEM. Il est également possible d'accéder et de visualiser l'épisode Protection IRM via le Registre des arythmies. Un exemple d'événement mémorisé figure ci-dessous à la Figure 2-13 Exemple d'événement mémorisé en page 2-19.

Il est également possible de visualiser l'épisode IRM sur le Registre des arythmies via le suivi des patients à distance (si disponible).

	ZOOM @ View™ Rapport des épisodes sélectionnés Doe, John Date naiss. 24 Jun 1943 Appareil INGENIO MRI J177/408706	Rapport créé 21 Oct 2011 Dernière interrogation bureau 21 Oct 2011 Date implant. 20 Avr 2011
---	--	---

Événement IRM-6: 21 Oct 2011 16:12

Paramètres durant la Protection IRM

Mode brady	DOO
Fréquence minimum	80 min ⁻¹
Délai AV	100 ms
Débit de stimulation	
Atriale	5,0 V @ 1,0 ms
Ventriculaire	5,0 V @ 1,0 ms
Enregistrement EGM Tachy Ventriculaire	Arrêt
Durée Protection IRM	24 h

Données sondes (mesures les plus récentes avant examen IRM)

Atriale		
Amplitude intrinsèque	1,5 mV	19 Oct 2011 08:00
Impédance de stimulation	634 Ω	21 Oct 2011 16:12
Seuil de stimulation	0,6 V @ 0,4 ms	19 Oct 2011 07:53
Ventriculaire		
Amplitude intrinsèque	14,0 mV	19 Oct 2011 08:00
Impédance de stimulation	558 Ω	21 Oct 2011 16:12
Seuil de stimulation	0,4 V @ 0,4 ms	19 Oct 2011 07:53

Statut de Fin de protection IRM Terminée par l'utilisateur
 Heure de fin de protection IRM 21 Oct 2011 16:17

Fin de l'événement 00:04:47

2959 Version du logiciel : 1.04.04
 J177 Version du micrologiciel : D_v1.02.00

© 2010 par
 Boston Scientific Corporation
 ou ses affiliées. Tous droits réservés.
 Page 1 de 1

Signature du médecin

Figure 2-13. Exemple d'événement mémorisé

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version überholt. Må ikke anvendes.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE

ANNEXE A

SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE

Les symboles suivants peuvent être utilisés sur l'emballage et l'étiquetage.

Tableau A-1 . Symboles sur l'emballage

Symbole	Description
	Marquage CE de conformité avec identification de l'organisme habilité à autoriser l'utilisation du marquage
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Fabricant
	Compatible IRM sous conditions

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version outdated. Mην την χρησιμοποιείτε.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Versiune expirată. Nu se utilizează.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INDEX

Symboles

A

ACCOLADE MRI 1-2-1-4, 1-15, 2-15
ADVANTIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15
Amplitude intrinsèque 2-4, 2-16, 2-18
Antenne du programmeur 2-5, 2-10, 2-17
Appareil d'IRM fermé 1-5, 1-12

B

Bobine
transmission/réception 1-6
Bobines 1-14
réception seule 1-6, 1-13
transmission seule 1-6, 1-13
transmission/réception 1-13
Bobines réception seule 1-6
Bobines transmission seule 1-6, 1-13
Bobines transmission/réception 1-6, 1-13

C

Capteur d'aimant 2-6
Capture automatique PaceSafe 2-17
Combinaisons compatibles 1-2, 2-15
Conditions à vérifier pour la Protection IRM 2-7
Configuration de la sonde de stimulation est
bipolaire 1-7
Configuration de stimulation bipolaire 1-4, 2-11
Configuration de stimulation unipolaire 2-11
Configuration unipolaire de la stimulation 2-6

D

Déformation de l'image 2-16
Dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) 1-14

E

Épisode Protection IRM 2-18
Épisode ventriculaire 2-6
ESSENTIO MRI 1-2-1-4, 1-15, 2-15
État de capacité de la batterie 2-4

F

FINELINE II 1-2-1-3, 1-5, 1-12, 2-15
Fonctionnement en Safety Core 1-7, 2-4
Force de l'aimant de l'appareil d'IRM
1,5 T 1-2
1,5 Tesla 1-2-1-3, 1-5, 1-11, 1-14, 2-15
1,5 Tesla 1-2
3 Tesla 1-2, 1-4-1-5, 1-11, 1-14, 2-15
FORMIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15

G

Générateurs d'impulsion
ACCOLADE MRI 1-2-1-4, 1-15, 2-15
ADVANTIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15
ESSENTIO MRI 1-2-1-4, 1-15, 2-15
FORMIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15
INGENIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15
PROponent MRI 1-2-1-4, 1-15, 2-15
VITALIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15

I

Impédance de la sonde 1-10, 2-4, 2-7
Impédance de sonde 2-16, 2-18
Incompatible IRM 1-3-1-4
INGENIO MRI 1-2-1-3, 1-15, 2-15
INGEVITY MRI 1-2-1-5, 1-12, 1-15, 2-15
Intégrité du système 2-16
compromise 1-4, 1-10

L

LATITUDE 1-3-1-4
Limites de FAS 1-5
Limites de fréquence d'absorption spécifique (FAS)
1-5, 1-12
Limites FAS 1-12

M

Mode Bistouri électrique 2-4
Mode de fonctionnement
contrôlé de premier niveau 1-2, 1-5, 1-12, 2-15
normal 1-2, 1-5, 1-12, 2-15
Mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau
1-2, 1-5, 1-12, 2-15
Mode de fonctionnement normal 1-2, 1-5, 1-12, 2-15
Mode Protection IRM 1-4, 1-14, 2-5
conditions empêchant l'entrée 2-4, 2-6
Fonction de limite de durée 2-2

Fonction durée 2-16
Fonction Durée 2-3, 2-5, 2-9, 2-12, 2-15, 2-18
Fonction Limite de durée 1-2
fonctions suspendues 2-4
mode de stimulation par défaut 2-3
passage en 2-5
Risques en cas de non-respect des conditions
d'utilisation 2-8, 2-10–2-11
Sortie automatique 2-16–2-17
sortie manuelle 2-10
Sortie manuelle 2-12, 2-17
Mode STIM. SEC. 2-6, 2-11
Mode Stockage 1-8, 2-7
Mode Stockage, 2-4
Modèles compatibles avec 1,5 T 1-3
Modèles compatibles avec 3 T 1-4
Modifications du seuil de stimulation 1-6, 1-18
MRI Protection Mode
Sortie manuelle 2-11

O

Oxymétrie pulsée 1-6, 1-14, 2-15–2-16

P

Patients stimulo-dépendants 1-4, 1-10, 2-10
Position du patient 1-6, 1-14, 2-15
PRM 1-2–1-4
PROPONENT MRI 1-2–1-4, 1-15, 2-15

R

Rapport des paramètres Protection IRM 1-6, 2-2, 2-9, 2-12
Registre des arythmies 2-18

S

Scanner fermé 2-15
Seuil de stimulation 1-4, 1-10, 2-11, 2-16, 2-18
Seuil de stimulation précédent 2-10
Six semaines depuis l'implantation 1-4, 1-8, 1-18
Sonde fracturée 1-4, 1-10
Sondes
FINELINE II 1-2–1-3, 1-5, 1-12, 2-15
INGEVITY MRI 1-2–1-5, 1-12, 1-15, 2-15
Sondes FINELINE II 1-2
Sondes ou générateurs d'impulsion abandonnés 1-4, 1-8, 1-10
Système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady 1-2, 1-4, 1-6, 1-8, 1-10

T

télémétrie RF 2-4
Télémétrie RF 2-5, 2-17
Temps depuis implantation 2-7
Tesla
1,5 T 1-2–1-3, 1-5, 1-11, 1-14, 2-15
3 T 1-4
3 T 1-2, 1-5, 1-11, 1-14, 2-15
Test d'amplitude intrinsèque 1-10

V

Ventilation minute 2-17
VITALIO MRI 1-2–1-3, 1-15, 2-15

Z

ZOOM LATITUDE 1-3–1-4

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version versioo. Ärge kasutage.
Αεgunud έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2014 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.

359259-021 FR Europe 2014-12

C €0086

