

ImageReady™ MR m/forbehold-defibrilleringssystem Patientvejledning til MR-scanninger

Oversigt

MR-scanning er en diagnostisk test, der bruger et kraftigt magnetfelt og radiobølger til at danne billeder af menneskekroppen. De fleste defibrilleringssystemer er ikke kompatible med en MR-scanningsprocedure eller med at være tæt på MR-scannere. Nogle patienter med defibrillatorer skal dog have foretaget en MR-scanning for at diagnosticere deres sundhedsmæssige tilstand og finde frem til den rette behandling. Boston Scientific har et defibrilleringssystem, der kan bruges i forbindelse med scanninger, når visse betingelser opfyldes. Dette omfatter, at defibrillatoren programmeres til særlige indstillinger for MR-scanningen.

Du kan MULIGVIS være kvalificeret til at få foretaget en MR-scanning, hvis du har fået implanteret Boston Scientific ImageReady MR m/forbehold-pacingsystemet, der er testet til brug med MR-scanninger. Du skal kontakte hjerteafdelingen eller din hjertelæge for at få oplysninger om, hvorvidt du og dit defibrilleringssystem kan få foretaget en MR-scanning.

Tal med din hjertelæge om risiciene og fordelene ved at få foretaget en MR-scanning.

Typiske spørgsmål

For at kunne få foretaget en MR-scanning skal du have implanteret et ImageReady MR m/forbehold-defibrilleringssystem. Den klinik, der udfører scanningen, skal bruge en MR-scanner, der opfylder brugsbetingelserne for ImageReady-defibrilleringssystemet.

Typiske spørgsmål er bl.a.:

1. Kan jeg få foretaget en MR-scanning?

- Hvis din læge anbefaler en MR-scanning, skal du kontakte hjerteafdelingen, før du booker tid til MR-scanningen.
- Ved kontakt med det stærke magnetfelt fra en MR-scanner forekommer der et permanent tab af bipperlydstyrken på defibrillatoren. Tal med din hjertelæge for at vurdere fordelene ved en MR-scanningsprocedure vejet op mod risikoen ved tabet af bipperen.
- Hjertelægen undersøger herefter både dig og dit ImageReady-defibrilleringssystem for at afgøre, om du kan få foretaget en MR-scanning.
- Selvom dit defibrilleringssystem er kvalificeret til at få foretaget en MR-scanning, kan du have andre implanterede enheder eller metal i din krop, der forhindrer dig i at få udført en MR-scanning.
- Du skal være fysisk i stand til at få foretaget en MR-scanning. Det betyder, at du skal kunne ligge fladt ned på ryggen under scanningen og skal kunne tåle den måde, som defibrillatoren fungerer på under scanningen.
- Spørg altid din hjertelæge eller læge, hvis du har spørgsmål før eller efter MR-scanningen.

2. Hvordan foregår en MR-scanning?

- Dit implanterede defibrilleringssystem står på dit id-kort for medicinsk udstyr. Du skal altid have dette kort med dig og også medbringe det, når du skal have foretaget din MR-scanning.
- Før scanningen programmeres defibrillatoren til indstillingerne for MR-scanning. Disse indstillinger er nødvendige for, at der kan foretages en MR-scanning. Mens den programmeres til disse indstillinger, kan enheden ikke levere shock og kan muligvis ikke levere paceterapi. Din hjertefrekvens kan føles anderledes, end du er vant til. Du skal derfor tale med din hjertelæge for at forstå den overvågning, du vil være underlagt i hele den tid, hvor dit defibrilleringssystem er i indstillingerne for MR-scanning.
- Din defibrillator bibeholder muligvis indstillingerne for MR-scanning i et stykke tid. Hvis dette er tilfældet, underrettes du eller din hjælper om varigheden af den tid, som din enhed vil forblive i indstillingerne for MR-scanning. MR-scanningen skal være afsluttet, før denne periode udløber.
- Du kan muligvis se nogle skilte, der advarer dig om ikke at træde ind i MR-scanningsrummet, hvis du har en defibrillator. Disse skilte gælder for defibrilleringssystemer, der ikke er kvalificerede, programmerede og godkendt til at få foretaget en MR-scanning. Spørg altid din læge, hvis du har spørgsmål i forbindelse med scanningen.
- Under MR-scanningen oplever du muligvis følgende:
 - Høje lyde er helt normalt i forbindelse med en MR-scanning, og lydene stammer ikke fra din defibrillator.
 - Svag bevægelse, vibration eller en følelse af varme fra defibrillatoren.

3. Hvad sker der efter scanningen?


- Følg anvisningerne fra din hjertelæge eller din læge efter scanningen.
- Dit implanterede ImageReady-defibrilleringssystem kontrolleres muligvis efter MR-scanningen for at sikre, at det fungerer normalt. Defibrilleringssystemet kan evt. programmeres tilbage til de normale MR-scanningsindstillinger manuelt. Alternativt vender det tilbage til de normale indstillinger efter et bestemt stykke tid, der er angivet af din hjertelæge.
- Pga. det permanente tab af bipperlydstyrken på defibrillatoren, der er forårsaget af en MR-scanning, kan din hjertelæge anbefale, at der bruges et patientmonitoreringssystem eller hyppigere opfølgingsbesøg på klinikken efter en MR-scanning.
- Kontakt din hjertelæge eller din læge, hvis du oplever nye symptomer efter scanningen.
- Hvis du har brug for yderligere MR-scanninger, skal det hver gang kontrolleres, om du og dit ImageReady-defibrilleringssystem er kvalificeret til at få foretaget en scanning. Hvis dit implanterede defibrilleringssystem er blevet ændret, f.eks. ved implantering af en ny defibrillator eller nye ledninger, eller din helbredstilstand har ændret sig, er det ikke sikkert, at du stadig er kvalificeret til at få foretaget en MR-scanning.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzate.
Zastarjela verzija. Neizmantoť.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Novecojusi versija. Ne naudokite.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
Worldwide: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

359446-028 DA Europe, 2020-04

CE 2797

