

Sistema S-ICD RM condicional ImageReady™

Guía para el paciente de exploraciones por IRM

Perspectiva general

La imagen por resonancia magnética (IRM) es una prueba diagnóstica que emplea un potente imán y ondas de radio para generar imágenes del cuerpo humano. Algunos pacientes con S-ICD se deben someter a exploraciones por IRM a fin de realizar un diagnóstico de su estado de salud y determinar el tratamiento adecuado. Boston Scientific ha desarrollado un sistema S-ICD que se puede someter a este tipo de exploraciones cuando se reúnen determinadas condiciones. Esto incluye programar el S-ICD con parámetros específicos para IRM.

Usted PUEDE resultar apto para someterse a una exploración por IRM si le ha implantado el sistema S-ICD RM condicional ImageReady de Boston Scientific, que ha sido probado en las exploraciones por IRM. Su cardiólogo o profesional sanitario trabajará con usted para determinar si puede someterse a una exploración por IRM con su sistema S-ICD.

Hable con su cardiólogo sobre los riesgos y beneficios que conlleva someterse a una exploración por IRM.

Preguntas frecuentes

Para que se le considere apto para someterse a una exploración por IRM, debe llevar implantado un sistema S-ICD RM condicional ImageReady. La clínica que lleve a cabo la exploración debe utilizar una máquina de IRM que cumpla las condiciones de uso del sistema S-ICD ImageReady.

Entre las preguntas frecuentes, se incluyen:

1. ¿Puedo someterme a una exploración por IRM?

- Si el profesional sanitario recomienda realizar una exploración por IRM, consulte a su cardiólogo antes de programar dicha prueba.
- Al entrar en contacto con el campo magnético intenso de un escáner de IRM, se puede producir una pérdida permanente del volumen del tono audible del S-ICD. Hable con su cardiólogo para sopesar los beneficios de la exploración por IRM frente al riesgo de perder el tono audible.
- El cardiólogo comprobará su sistema de S-ICD ImageReady y le someterá a un examen físico a fin de determinar si es apto para someterse a una exploración por IRM.
- Aunque su sistema S-ICD sea apto, es posible que tenga otros dispositivos o metales implantados en su cuerpo, lo que no le permitiría someterse a una exploración por IRM.

- Es necesario que sea físicamente capaz de someterse a una exploración por IRM. Es decir, debe poder permanecer acostado e inmóvil durante la exploración, además de tolerar el funcionamiento del S-ICD durante la misma.
 - Si tiene alguna pregunta antes o después de la exploración por IRM, consulte a su cardiólogo o profesional sanitario correspondiente.
2. ¿Qué puedo esperar durante una exploración por IRM?
- El sistema S-ICD que lleva implantado figura en su tarjeta de identificación del dispositivo médico actual. Debe llevar esta tarjeta consigo en todo momento, incluso en las instalaciones de IRM.
 - Antes de comenzar la exploración, se utilizarán los parámetros de IRM para programar su sistema S-ICD. Estos parámetros son necesarios para someterse a una exploración por IRM. Mientras esté programado con estos parámetros, el dispositivo no podrá suministrar terapia de descarga. Por esta razón, debe hablar con su cardiólogo para que le explique la monitorización a la que se le someterá durante todo el tiempo que su sistema S-ICD esté configurado con los parámetros para IRM.
 - Su S-ICD permanecerá configurado con los parámetros para IRM durante un tiempo limitado. Se informará sobre el tiempo durante el que su dispositivo permanecerá con estos parámetros de IRM a usted o a su médico. La exploración por IRM se debe completar antes de que transcurra dicho periodo de tiempo.
 - Es posible que haya letreros en las instalaciones de IRM que prohíban la entrada a personas que llevan un desfibrilador. Estos avisos se aplican a los sistemas S-ICD que no son aptos para una exploración por IRM o que no están programados ni habilitados para ella. Si tiene alguna pregunta, consulte siempre a un profesional sanitario.
 - Es posible que experimente las situaciones siguientes durante la exploración por IRM:
 - El ruido elevado forma parte de una exploración por IRM normal (los ruidos no provienen de su S-ICD).
 - Ligeros movimientos, vibraciones o una sensación de calor proveniente del S-ICD.
3. ¿Qué ocurre tras la exploración?
- Tras la exploración, siga las instrucciones proporcionadas por su cardiólogo o profesional sanitario correspondiente.
 - Es posible que se compruebe su sistema S-ICD ImageReady para verificar que su funcionamiento sea el correcto después de la IRM. Es posible que sea necesario anular manualmente los parámetros de IRM del sistema S-ICD o puede que este se modifique automáticamente a los parámetros normales tras un periodo de tiempo específico establecido por su cardiólogo.
 - Debido a la pérdida permanente del volumen del tono audible del S-ICD que puede provocar una exploración por IRM, es posible que su cardiólogo le recomiende el uso de un sistema de monitorización de paciente o que visite la clínica con mayor frecuencia para realizar un seguimiento tras la exploración por IRM.
 - Si experimenta síntomas nuevos tras la exploración, póngase en contacto con su cardiólogo o profesional sanitario correspondiente.
 - Si necesita exploraciones por IRM adicionales, se debe volver a comprobar cada vez si usted y su sistema S-ICD ImageReady son aptos para ello. Si se ha modificado su sistema S-ICD implantado, por ejemplo, al implantarle un S-ICD o electrodo nuevos, o si su estado de salud ha cambiado, es posible que deje de ser apto para la exploración por IRM.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn þyn χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nenaudokite.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Äрге kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi verzija. Nemojte upotrebljavati.
Elavult versio. Nemojte upotrebljavati.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatede versio. Nemojte upotrebljavati.
Wersja przestarzała. Nie używać.
Versão antiga. Não utilize.
Zastarjela verzija. Nepoužívat.
Zastarjena različica. Ne uporabite.
Vanherfuntun versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-004 Europe/AUS/CAN ES 2020-07

CE 2797

