

Sistema S-ICD MR Conditional ImageReady™

Guida per il paziente per le scansioni MRI

Presentazione

L'Imaging a Risonanza Magnetica (MRI) è un test diagnostico che utilizza un potente magnete e le onde radio per produrre immagini del corpo umano. Alcuni pazienti S-ICD devono sottoporsi a scansioni MRI per ottenere una diagnosi delle loro condizioni di salute e determinare un trattamento adeguato. Boston Scientific dispone di un sistema S-ICD che può essere sottoposto a scansione quando siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui la programmazione del sistema S-ICD con speciali impostazioni per l'MRI.

I portatori del sistema S-ICD MR Conditional ImageReady di Boston Scientific, che è stato testato per l'uso con le scansioni MRI, POTREBBERO essere idonei alla scansione MRI. Il cardiologo o l'operatore sanitario collaborerà con voi per determinare se voi e il vostro sistema S-ICD siete idonei alla scansione MRI.

Il cardiologo potrà inoltre indicare rischi e benefici correlati alla scansione MRI.

Domande frequenti

Per essere idonei a una scansione MRI è necessario essere portatori di un sistema S-ICD MR Conditional ImageReady. La struttura clinica che esegue la scansione deve utilizzare una macchina per MRI che soddisfi le condizioni d'uso del sistema S-ICD ImageReady.

Le domande più comuni sono:

1. Posso essere sottoposto a una scansione MRI?

- Se un operatore sanitario consiglia una scansione MRI, rivolgetevi innanzitutto al cardiologo prima di pianificare la scansione MRI.
- Il contatto con il forte campo magnetico di uno scanner MRI può provocare la perdita permanente del volume del segnale acustico sul sistema S-ICD. Rivolgetevi al vostro cardiologo per valutare il beneficio della procedura MRI rispetto al rischio di perdere il segnale acustico.
- Il cardiologo controllerà voi e il vostro sistema S-ICD ImageReady per stabilire se siete idonei a sottoporvi a una scansione MRI.
- Anche qualora il sistema S-ICD risultasse idoneo, vi possono essere altri dispositivi o metalli impiantati nel corpo che possono precludere l'esposizione a una scansione MRI.
- È necessario essere fisicamente idonei per potersi sottoporre a una scansione MRI. Ciò significa che si deve essere in grado di restare sdraiati durante la scansione e tollerare il funzionamento del sistema S-ICD durante la scansione.

Quello che segue è un marchio commerciale di Boston Scientific o delle sue affiliate: ImageReady.

- Rivolgetevi sempre al vostro cardiologo o a un operatore sanitario per eventuali domande prima o dopo la scansione MRI.

2. Che cosa posso aspettarmi durante una scansione MRI?

- Il sistema S-ICD è indicato sulla vostra attuale scheda identificativa per dispositivi medici. Dovete portare questa scheda con voi in ogni momento e presentarla presso la struttura che effettuerà la scansione MRI.
- Prima della scansione, il sistema S-ICD sarà programmato per adattarsi alle impostazioni della MRI. Queste impostazioni sono necessarie per poter essere sottoposti a una scansione MRI. Quando è programmato per queste impostazioni, il dispositivo non può erogare terapie di shock. È pertanto importante discutere con il cardiologo quale monitoraggio riceverete per l'intero lasso di tempo in cui il vostro sistema S-ICD si troverà nelle impostazioni adatte alla MRI.
- Il vostro S-ICD rimarrà nelle impostazioni adatte alla MRI per un tempo limitato. Voi o l'assistente sanitario potreste venir avvisati della durata per cui il dispositivo rimarrà nelle impostazioni adatte alla MRI. La scansione MRI dovrà essere portata a termine entro tale lasso di tempo.
- La struttura che effettua la MRI potrebbe avere esposto segnali che avvertono di non entrare se avete un defibrillatore. Tali segnali si riferiscono ai sistemi S-ICD che non sono idonei, programmati e autorizzati per essere sottoposti a una scansione MRI. In caso di domande rivolgetevi sempre a un operatore sanitario.
- Durante la scansione MRI può verificarsi quanto segue:
 - Forti rumori: fanno parte di una normale scansione MRI; i rumori non provengono dal vostro sistema S-ICD.
 - Leggero movimento, vibrazione o sensazione di calore proveniente dal sistema S-ICD.

3. Cosa succede dopo la scansione?

- Dopo la scansione, seguite le indicazioni fornite dal cardiologo o dall'operatore sanitario.
- Il vostro sistema S-ICD ImageReady impiantato può essere sottoposto a dei controlli dopo la MRI per accertarsi che funzioni normalmente. L'uscita del sistema S-ICD dalle impostazioni per MRI, ovvero il ritorno alle impostazioni normali, può essere eseguita manualmente oppure automaticamente dopo un determinato intervallo stabilito dal cardiologo.
- A causa della perdita permanente di volume del segnale acustico sul sistema S-ICD determinata dalla scansione MRI, dopo la scansione il cardiologo potrebbe raccomandare l'utilizzo di un sistema di monitoraggio del paziente oppure monitoraggi più frequenti presso la struttura clinica.
- Se si verificano nuovi sintomi dopo la scansione, contattare il cardiologo o l'operatore sanitario.
- In caso abbiate bisogno di ulteriori scansioni MRI, occorre che voi e il vostro sistema S-ICD ImageReady veniate controllati ogni volta per verificare l'idoneità a una scansione. Se il sistema S-ICD impiantato è cambiato, ad esempio a causa dell'impianto di un nuovo S-ICD o di un nuovo elettrodo, oppure se alcuni aspetti della vostra condizione di salute sono mutati, è possibile che non siate più idonei a essere sottoposti a una scansione MRI.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Ærge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nenaudokite.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Αεγονυδ versioon. Άрге kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Version obsolete. Nemojte upotrebljavati.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nemojte upotrebljavati.
Elavult versija. Nemojte upotrebljavati.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przestarzała. Nie używać.
Utdated version. Do not use.
Versão obsoleta. Não utilizar.
Zastarjena verzija. Ne uporabite.
Vanherhnut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-005 Europe/AUS/CAN-IT 2020-07

CE 2797

