

ImageReady™ MR voorwaardelijk S-ICD-systeem

Handleiding over MRI-scans voor patiënten

Overzicht

Magnetic resonance imaging (MRI) is een diagnostische testprocedure waarbij een krachtige magneet en radiogolven worden gebruikt om beelden van het menselijk lichaam te produceren. Sommige patiënten met een S-ICD moeten MRI-scans ondergaan voor het stellen van een diagnose en om te bepalen welke behandeling geschikt is. Boston Scientific heeft een S-ICD-systeem dat kan worden gescand zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit omvat bijvoorbeeld de programmering van speciale MRI-instellingen in de S-ICD.

U KUNT misschien een MRI-scan ondergaan als bij u het ImageReady MR voorwaardelijke S-ICD-systeem van Boston Scientific is geïmplanteerd dat op gebruik met MRI-scans is getest. Uw cardioloog of zorgverlener zal met u overleggen om vast te stellen of u en uw S-ICD-systeem een MRI-scan kunnen ondergaan.

Praat met uw cardioloog over de risico's en voordelen van een MRI-scan.

Vaak gestelde vragen

Om in aanmerking te komen voor een MRI-scan moet bij u het ImageReady MR voorwaardelijke S-ICD-systeem zijn geïmplanteerd. Het ziekenhuis dat de scan uitvoert moet een MRI-apparaat gebruiken dat aan de gebruiksvoorwaarden van het ImageReady S-ICD-systeem voldoet.

Een aantal vaak gestelde vragen:

1. Kan ik een MRI-scan ondergaan?

- Als een zorgverlener een MRI-scan adviseert, moet u met uw cardioloog overleggen voordat de scan wordt ingepland.
- Na contact met de sterke magnetische straling van een MRI-scanner kan het geluid van de Pieper op de S-ICD permanent minder goed hoorbaar worden. Praat met uw cardioloog om de voordelen van de MRI-procedure af te wegen tegen het risico van verlies van de Pieper.
- De cardioloog controleert zowel u als uw ImageReady S-ICD-systeem om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een MRI-scan.
- Zelfs als uw S-ICD-systeem geschikt is, zijn er mogelijk andere apparaten of metalen onderdelen in uw lichaam geïmplanteerd die een MRI-scan verhinderen.
- Ook moet u fysiek in staat zijn een MRI-scan te ondergaan. Dit houdt in dat u tijdens de scan plat moet kunnen liggen en moet kunnen verdragen hoe een S-ICD tijdens de scan werkt.

- Neem altijd contact op met uw cardioloog of zorgverlener als u voor of na de MRI-scan vragen hebt.

2. Wat kan ik tijdens een MRI-scan verwachten?

- Op uw huidige implantatenpaspoort staat vermeld welk S-ICD-systeem bij u is geïmplanteed. Houd dit paspoort altijd bij u en neem het mee naar de MRI-faciliteit.
- Vóór de scan worden de MRI-instellingen in uw S-ICD-systeem geprogrammeerd. Deze instellingen zijn noodzakelijk om een MRI-scan te kunnen ondergaan. Met deze geprogrammeerde instellingen kan het apparaat geen shocktherapie geven. Praat daarom met de cardioloog, die u kan uitleggen hoe u bewaakt wordt tijdens de periode waarin uw S-ICD-systeem met de MRI-instellingen werkt.
- Uw S-ICD behoudt de MRI-instellingen voor een beperkte tijd. U en uw zorgverlener worden mogelijk ingelicht over de duur van de MRI-instellingen op de S-ICD. De MRI-scan moet worden voltooid voordat deze periode verstrijkt.
- U ziet in de MRI-faciliteit misschien waarschuwingen dat u niet naar binnen mag als u een defibrillator draagt. Deze meldingen gelden alleen voor S-ICD-systemen die niet voor MRI-scans geschikt, geprogrammeerd en goedgekeurd zijn. Neem altijd contact op met een zorgverlener als u vragen hebt.
- Tijdens de MRI-scan kunt u het volgende ondervinden:
 - Harde geluiden horen bij een normale MRI-scan. De geluiden zijn niet afkomstig van uw S-ICD.
 - Een lichte beweging, trilling of warm aanvoelen van de S-ICD.

3. Wat gebeurt er na de scan?

- Volg na de scan de instructies van uw cardioloog of zorgverlener.
- Mogelijk wordt het bij u geïmplanteerde ImageReady S-ICD-systeem na de MRI gecontroleerd om vast te stellen of alles normaal werkt. In sommige gevallen wordt de programmering van de MRI-instellingen in het S-ICD-systeem handmatig opgeheven en in andere gevallen worden de normale instellingen na een door uw arts ingestelde periode automatisch hersteld.
- Vanwege het permanent minder hoorbare Piepergeluid van de S-ICD na een MRI-scan kan uw cardioloog adviseren om na een MRI-scan een patiëntbewakingssysteem te gebruiken of vaker voor controle naar het ziekenhuis te komen.
- Neem contact op met uw cardioloog of zorgverlener als u nieuwe symptomen ervaart na de scan.
- Als u aanvullende MRI-scans nodig hebt, moeten u en uw ImageReady S-ICD-systeem telkens weer op geschiktheid worden gecontroleerd. Als er iets aan het bij u geïmplanteerde S-ICD-systeem is veranderd (bijvoorbeeld door implantatie van een nieuwe S-ICD of elektrode of als bepaalde aspecten van uw gezondheid zijn veranderd), kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor een MRI-scan.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn þyn χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Novecojusi versija. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Äрге kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Version obsolet. Nemanajte.
Zastarjela verzija. Nemojte uporabiti.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Nemojte upotrebljavati.
Novcojusi versija. Nemanajte.
Pasenusi versija. Nemanajte.
Elavult versija. Nemanajte.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdated version. Do not use.
Wersja przestarzała. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarjena verzija. Ne uporabite.
Zastarjena verzija. Ne uporabite.
Vanheretunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-006 Europe/AUS/CAN NL 2020-07

CE 2797

