

ImageReady™ S-ICD-system til MR m/forbehold

Patientvejledning til MR-scanninger

Oversigt

MR-scanning er en diagnostisk test, hvor der anvendes en stærk magnet og radiobølger til at frembringe billeder af menneskekroppen. Nogle S-ICD-patienter har brug for MR-scanninger for at man kan diagnosticere deres helbredstilstand og fastlægge korrekt behandling. Boston Scientific har et S-ICD-system, der kan scannes, når visse betingelser er opfyldt. Dette omfatter programmering af S-ICD-systemet til særlige indstillinger for MR-scanning.

Du KAN være egnet til at få udført en MR-scanning, hvis du har fået implanteret et Boston Scientific ImageReady S-ICD-system til MR m/forbehold, som er blevet testet til brug med MR-scanninger. Hjerterelægen eller sundhedspersonalet vil samarbejde med dig for at fastlægge, om du og S-ICD-systemet kan gennemgå en MR-scanning.

Tal med hjerterelægen om risiciene og fordelene ved at få en MR-scanning.

Almindelige spørgsmål

For at være egnet til en MR-scanning skal du have implanteret et ImageReady S-ICD-system til MR m/forbehold. Det hospital, hvor scanningen udføres, skal anvende en MR-maskine, som overholder betingelserne for brug af ImageReady S-ICD-systemet.

Almindelige spørgsmål omfatter:

1. Kan jeg få udført en MR-scanning?

- Hvis sundhedspersonalet anbefaler en MR-scanning, skal du tale med hjerterelægen, før du aftaler tid til MR-scanningen.
- Kontakten med det stærke magnetiske felt i en MR-scanner kan forårsage permanent tab af bipperens lydstyrke på S-ICD-systemet. Tal med hjerterelægen om afvejning af fordele ved MR-scanningsproceduren i forhold til risikoen for at miste bipperen.
- Hjerterelægen vil undersøge dig og ImageReady S-ICD-systemet for at afgøre, om du er egnet til en MR-scanning.
- Selv hvis S-ICD-systemet er egnet, kan du have andre implanterede anordninger eller metal i kroppen, som kan forhindre, at du kan få en MR-scanning.
- Du skal være fysisk i stand til at gennemgå en MR-scanning. Det betyder, at du skal kunne ligge fladt ned under scanningen og kunne tåle, hvordan S-ICD-systemet fungerer under scanningen.
- Du skal altid tale med hjerterelægen eller sundhedspersonalet, hvis du har spørgsmål før eller efter MR-scanningen.

2. Hvad kan jeg forvente under en MR-scanning?

- Det implanterede S-ICD-system er anført på dit gyldige ID-kort for medicinsk udstyr. Du skal altid have dette kort på dig og medbringe det til hospitalet, hvor MR-scanningen skal udføres.
- Før scanningen vil dit S-ICD-system blive programmeret til MR-scannerindstillinger. Disse indstillinger er nødvendige for, at du kan få en MR-scanning. Mens enheden er programmeret til disse indstillinger, kan den ikke give stødterapi. Du skal derfor tale med hjertelægen for at forstå den overvågning, som du vil modtage i det tidsrum, hvor S-ICD-systemet er indstillet på MR-indstillinger.
- S-ICD-systemet vil være i MR-indstillinger i et begrænset tidsrum. Du eller plejepersonalet vil måske blive underrettet om varigheden af den tid, systemet vil være i MR-indstillingerne. MR-scanningen skal udføres, før den tid udløber.
- Du vil måske se skilte på hospitalet, hvor MR-scanningen bliver udført, som advarer dig mod at gå ind, hvis du har en defibrillator. Disse skilte gælder for S-ICD-systemer, som ikke er egnede, programmerede og godkendt til at få en MR-scanning. Henvend dig altid til sundhedspersonalet, hvis du har spørgsmål.
- Under MR-scanningen kan du opleve følgende:
 - Høje lyde er en del af en normal MR-scanning. Lydene kommer ikke fra S-ICD-systemet.
 - Let bevægelse, vibration eller en varm fornemmelse fra S-ICD-systemet.

3. Hvad sker der efter scanningen?

- Efter scanningen skal du følge vejledningen fra hjertelægen eller sundhedspersonalet.
- Det implanterede ImageReady S-ICD-system skal måske kontrolleres efter MR-scanningen for at sikre, at det virker normalt. S-ICD-systemet kan programmeres manuelt til ikke at være indstillet på MR-indstillinger, eller det kan vende tilbage til de normale indstillinger automatisk efter en specifik periode, som er indstillet af hjertelægen.
- Som følge af det permanente tab af bipperens lydstyrke på S-ICD-systemet, som forårsages af en MR-scanning, vil hjertelægen måske anbefale, at der anvendes et patientovervågningssystem eller hyppigere opfølgingsbesøg på hospitalet efter en MR-scanning.
- Hvis du får nye symptomer efter scanningen, skal du kontakte hjertelægen eller sundhedspersonalet.
- Hvis du har brug for flere MR-scanninger, skal det hver gang undersøges, om du og dit ImageReady S-ICD-system er egnede til en scanning. Hvis det implanterede S-ICD-system er ændret, f.eks. ved implantering af en ny S-ICD eller elektrode, eller hvis aspekter ved dit helbred har ændret sig, er det muligt, at du ikke længere er egnet til en MR-scanning.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version überholt. Må ikke anvendes.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Ärge kasutage.
Versión obsoleta. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreלט útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-010 Europe/AUS/CAN-DA 2020-07

CE 2797

