

ImageReady™ MR Koşullu S-ICD Sistemi MRI Taramaları için Hasta Kılavuzu

Genel Bakış

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), insan vücudunun görüntülerini oluşturmak için güçlü bir mıknatıs ve radyo dalgaları kullanan tanı testidir. Ancak, bazı S-ICD hastalarının sağlık durumlarının teşhis edilmesi ve uygun tedavinin belirlenmesi için MRI taramaları yaptırmaları gerekir. Boston Scientific, belirli koşullar karşılandığında taranabilen bir S-ICD Sistemine sahiptir. Bu, MRI için S-ICD Sisteminin özel ayarlara programlanmasını içerir.

MRI taramaları ile birlikte kullanım için test edilen Boston Scientific ImageReady MR Koşullu S-ICD Sistemi implante edilmişse, MRI taraması için uygun OLABİLİRSİNİZ. Kalp doktorunuz veya sağlık uzmanınız, sizin ve S-ICD Sisteminizin MRI taramasından geçip geçmeyeceğini belirlemek için sizinle çalışacaktır.

MRI taraması uygulanmasının riskleri ve faydaları konusunda doktorunuzla görüşün.

Genel Sorular

MRI taramasına uygun olmanız için, ImageReady MR Koşullu S-ICD Sistemi implante edilmiş olmalıdır. Taramayı gerçekleştiren klinik, ImageReady S-ICD Sisteminin kullanım koşullarını karşılayan bir MRI cihazı kullanmalıdır.

Genel sorular şunları içerir:

1. MRI taraması yaptırabilir miyim?

- Sağlık uzmanı MRI taraması önerirse, MRI taramanızı planlamadan önce kalp doktorunuzla görüşün.
- MRI tarayıcısının kuvvetli manyetik alanı ile temas etmek S-ICD üzerinde Bipleyici ses düzeyinin kalıcı kaybına yol açar. Bipleyiciyi kaybetme riskine karşı MRI prosedürünün faydalarını değerlendirmek üzere doktorunuzla görüşün.
- Kalp doktorunuz, MRI taraması için uygun olup olmadığınızı belirlemek üzere sizi ve ImageReady S-ICD Sisteminizi kontrol edecektir.
- S-ICD Sisteminiz uygun olsa bile, vücudunuzda MRI taraması yaptırmazı önleyebilecek implante edilmiş başka cihazlar veya metal olabilir.
- MRI taraması yaptırmak için fiziksel yeterliliğiniz olmalıdır. Bu, tarama sırasında düz uzanabilmeniz ve tarama esnasında S-ICD fonksiyonlarını tolere edebilmeniz anlamına gelir.
- MRI taramasından önce veya sonra sorularınız olursa, her zaman kalp doktorunuza veya bir sağlık uzmanına danışın.

2. MRI taraması sırasında ne bekleyebilirim?

- İmplant edilmiş S-ICD Sisteminiz, mevcut tıbbi cihaz kimlik kartınızda listelenmiştir. Bu kartı her zaman yanınızda taşıyın ve MRI tesisine giderken yanınızda götürün.
- Taramadan önce, S-ICD Sisteminiz MRI ayarlarına programlanacaktır. Bu ayarlar MRI taraması almanız için gereklidir. Bu ayarlara programlı iken, cihaz şok tedavisi iletemez. Bu nedenle, S-ICD Sisteminizin MRI ayarlarında olacağı tüm süre boyunca uygulanacak izlemeyi anlamak için doktorunuzla görüşün.
- S-ICD Sisteminiz, sınırlı bir süreyle MRI ayarlarında kalır. Cihazınızın MRI ayarlarında kalacağı süre size veya hastanın bakımını sağlayan kişiye bildirilebilir. MRI taramasının bu süre sona ermeden önce tamamlanması gerekir.
- Defibrilatörünüz varsa MRI tesisinde tesise girmemeniz konusunda sizi uyarıcı işaretler görebilirsiniz. Bu işaretler, MRI taramasına uygun olmayan, tarama için programlanmamış ve kullanılmayan S-ICD Sistemleri için geçerlidir. Sorularınız varsa her zaman bir sağlık uzmanına danışın.
- MRI taraması sırasında şunları yaşayabilirsiniz:
 - Normal MRI taramasının bir parçası olarak şiddetli gürültüler; gürültüler S-ICD Sisteminizden gelmez.
 - S-ICD Sisteminizden hafif hareket, titreşim veya sıcaklık hissi.

3. Taramadan sonra ne olur?

- Taramadan sonra, kalp doktorunuz veya sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatları izleyin.
- İmplant edilmiş ImageReady S-ICD Sisteminiz MRI sonrasında normal şekilde çalıştığından emin olmak için kontrol edilebilir. S-ICD Sistemi MRI ayarları dışında manuel olarak programlanabilir veya kalp doktorunuz tarafından ayarlanan belirli süreden sonra otomatik olarak normal ayarlarınıza geri dönebilir.
- MRI taraması nedeniyle S-ICD Sisteminizdeki Bipleyicinin sesinin kalıcı olarak kaybedilmesinden dolayı kalp doktorunuz bir hasta izleme sistemi kullanımını veya MRI taramasından sonra klinik takiplerinin daha sık yapılmasını önerebilir.
- Taramadan sonra yeni belirtilerle karşılaşırsanız, kalp doktorunuz veya sağlık uzmanınızla irtibat kurun.
- Ek MRI taramaları gerekiyorsa, siz ve ImageReady S-ICD Sisteminiz her zaman taramaya uygunluk için kontrol edilmelisiniz. İmplant edilmiş S-ICD Sisteminiz değiştiyse, örneğin yeni bir S-ICD veya elektrot implante edildiye ya da sağlık koşullarınız değiştiyse, MRI taraması için artık uygun olmayabilirsiniz.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Ærge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn tyn Χρησιμοποιεíte.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nemojte upotrebljavati.
Elavult versio. Nemojte upotrebljavati.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przestarzała. Nie używać.
Utdated version. Do not use.
Versão antiga. Não utilize.
Zastarjela verzija. Nepoužívat.
Zastarjena verzija. Ne uporabite.
Vanherkunt versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-012 Europe/AUS/CAN TR 2015-08

C E0086

