

NÁVOD NA OBSLUHU

Analyzátor stimulačného systému (PSA)

Aplikácia **REF** 3922 na použitie s programovacím
systémom LATITUDE™, **REF** model 3300

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version verouderde. Do not use.
Αεγυνη έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzate.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Ne használja!
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastaraná verzia. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

OBSAH

| | |
|--|----|
| INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ | 1 |
| Prehlásenie o ochranných známkach | 1 |
| Opis a používanie | 1 |
| Účel použitia | 1 |
| Cieľová skupina | 1 |
| Požadované skúsenosti a znalosti | 1 |
| Dohľad lekára | 2 |
| Predpisy týkajúce sa obsluhy zdravotníckych prístrojov | 2 |
| Základný výkon | 2 |
| Kontraindikácie | 3 |
| VAROVANIA | 3 |
| PREVENTÍVNE OPATRENIA | 7 |
| Všeobecné | 7 |
| Nežiaduce účinky | 8 |
| FUNKCIE PSA | 8 |
| PREHĽAD APLIKÁCIE PSA | 10 |
| SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO | 11 |
| Voliteľné externé zariadenia | 12 |
| NASTAVENIE A PRIPOJENIE PSA | 12 |
| Pripojenie PSA kábla k programátoru a elektródam | 13 |
| Zapojenie PSA elektród dvoj dutinového režimu Brady, príklad | 15 |
| Zapojenie PSA kvadripolárnej elektródy, príklad | 16 |
| NAVIGÁCIA V NASTAVENÍ PSA | 17 |
| Komorové snímanie | 17 |
| Podpora kvadripolárnej LV (LK) | 17 |
| Podpora prúdu v mieste poškodenia (COI) | 18 |
| Rozloženie obrazovky a možnosti | 19 |
| Panely hlavnej obrazovky PSA | 19 |
| Panel Lead Traces (Stopy elektródy) | 20 |
| Panel Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) | 21 |
| Panel PSA Settings (Nastavenia) | 21 |
| Panel Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) | 22 |
| POSTUP NA VYHODNOTENIE IMPLANTÁCIE ELEKTRODY | 24 |
| 1. Príprava | 24 |
| 2. Meranie amplitúdy P/R vlny a prúdu v mieste poškodenia | 25 |
| 3. Dokončenie testu Pacing Threshold (Stimulačný prah) | 25 |
| 4. Skladovanie a uloženie údajov o vyhodnotení elektródy | 27 |
| PSA – MORE TESTS (ĎALŠIE TESTY) | 27 |
| Podpora testu vodivosti | 27 |
| Antegrade Conduction Test (Test antegrádnej vodivosti) | 28 |
| Retrograde Conduction Test (Test retrográdnej vodivosti) | 29 |
| Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) | 29 |
| PSA – Test Results (Výsledky testu) | 31 |

| | |
|---|----|
| TLAČIDLO STAT | 32 |
| PROTOKOLY V REÁLNO M ČASE..... | 34 |
| PSA Real-time Log (Protokoly v reálnom čase) | 35 |
| Elektrické posuvné meradlá | 36 |
| Nástroje protokolu v reálnom čase | 36 |
| SPRÁVY O TESTOCH | 36 |
| Správy PSA..... | 37 |
| Ukončenie relácie..... | 38 |
| PSA UDALOSTI, DETEKCIA ŠUMU, PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE | 38 |
| Detekcia šumu | 38 |
| Programovateľné parametre..... | 39 |
| ÚDRŽBA, RIEŠENIE PROBLÉMOV, SERVIS A ŠTANDARDY | 42 |
| INFORMÁCIE O ZÁRUKE..... | 42 |

Остаряла версия. Да не се използва.
 Zastaralá verze. Nepoužívat.
 Forældet version. Må ikke anvendes.
 Version überholt. Nicht verwenden.
 Aegunud versioon. Ärge kasutage.
 Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
 Outdated version. Do not use.
 Version périmée. Ne pas utiliser.
 Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
 Úrejt útgáfa. Notið ekki.
 Versiune obsolete. Nu utilizari.
 Pasenusi versija. Non utilizzare.
 Elavult verzió. Ne használjate.
 Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
 Wersja przeterminowana. Nie używać.
 Versão obsoleta. Não utilize.
 Zastarana verzija. A nu se utiliza.
 Vanhentunut versio. Älä käytä.
 Föråldrad version. Använd ej.
 Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Prehlásenie o ochranných známkach

V nasledujúcej časti sú uvedené ochranné známky spoločnosti Boston Scientific alebo jej pridružených spoločností: LATITUDE a Quick Start.

DisplayPort je ochranná známka spoločnosti Video Electronics Standards Association (VESA).

Opis a používanie

Aplikácia Pacing System Analyzer (PSA) (Analyzátor stimulačného systému) je aplikáciou programovacieho systému LATITUDE™, modelu 3300. Je to prenosný systém analýzy srdcového rytmu, ktorý je navrhnutý na používanie s konkrétnymi systémami spoločnosti Boston Scientific (BSC), tzn. implantovateľnými generátormi impulzov (PG) a elektródami.

Aplikácia PSA poskytuje možnosť:

- Hodnotiť elektrický výkon a umiestnenie srdcových elektród systému v priebehu implantácie zariadení na analýzu srdcového rytmu a poskytovať ďalšie diagnostické informácie.

POZNÁMKA: Obrázky obrazoviek, ktoré sú použité v tejto príručke, sú príkladmi a nemusia sa presne zhodovať s vašimi obrazovkami.

Účel použitia

Programovací systém LATITUDE, modelu 3300 je určený na použitie v nemocničných a klinických prostrediach na komunikáciu s implantovateľnými systémami spoločnosti Boston Scientific. Aplikácia PSA je určená na použitie počas implantácie kardiostimulátorov a defibrilátorov (vrátane zariadení na resynchronizačnú liečbu srdca alebo CRT) na zhodnotenie umiestnenia stimulačných a defibrilačných elektród.

Cieľová skupina

Tento dokument je určený na použitie odborníkmi vyškolenými alebo skúsenými v implantovaní zariadenia.

Požadované skúsenosti a znalosti

Používatelia musia byť dôkladne zoznámení s elektroterapiou srdca. Zariadenie môžu používať len kvalifikovaní lekárske špecialisti a odborníci, ktorí disponujú odbornými znalosťami potrebnými na správne používanie zariadenia.

Dohľad lekára

Programovací systém LATITUDE môže byť obsluhovaný len pod neustálym dohľadom lekára. Počas procedúry musí byť pacient neustále monitorovaný zdravotníkmi pracovníkmi za pomoci povrchového monitoru EKG.

Predpisy týkajúce sa obsluhy zdravotníckych prístrojov

Národné predpisy môžu vyžadovať, aby užívateľ, výrobca alebo zástupca výrobcu vykonal a zdokumentoval počas inštalácie bezpečnostné kontroly zariadenia. Taktiež môžu vyžadovať, aby výrobca alebo jeho zástupca poskytli školenie používateľom týkajúce sa správneho používania zariadenia a jeho príslušenstva.

Ak nepoznáte národné predpisy, ktoré platia vo vašej krajine, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Boston Scientific.

Základný výkon

Aby mohol programovací systém LATITUDE plniť svoj účel použitia, musí komunikovať s implantovateľnými generátormi impulzov od spoločnosti Boston Scientific. Preto sa funkcie, ktoré sa týkajú komunikácie s implantovanými generátormi impulzov pomocou telemetrických hlavíc, považujú za základné výkonové funkcie.

Pomocou testovania elektromagnetickej kompatibility (EMC) (podľa IEC 60601-1-2) spoločnosťou Boston Scientific sa stanovilo, že základným výkonom programovacieho systému LATITUDE je schopnosť:

- Spustiť príkaz STAT PACE, PSA STAT PACE, STAT SHOCK alebo DIVERT THERAPY na PG, keď je podporovaný
- Zobrazíť intrakardiálne elektrogramy v reálnom čase
- Podporuje interakcie dotykovej obrazovky a stlačenie tlačidiel
- Dodávať stimuláciu a vykonať merania impedancie elektród pomocou funkcie Pacing System Analyzer (Analyzátor stimulačného systému) (PSA)

Spoločnosť Boston Scientific týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s povinnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC pre RTTE (Rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia). Plný text vyhlásenia o zhode vám na požiadanie poskytne spoločnosť Boston Scientific – informácie nájdete na zadnej strane obalu tejto príručky.

POZNÁMKA: *Nevyžaduje sa, ani nie je potrebná žiadna opakovaná kalibrácia programovacieho systému LATITUDE, ani jeho aplikácií.*

Kontraindikácie

Programovací systém LATITUDE je kontraindikované používať s iným generátorom impulzov než generátorom impulzov od spoločnosti Boston Scientific. Kontraindikácie súvisiace s generátorom impulzov si prečítajte v príslušnej dokumentácii produktu pre interogovaný generátor impulzov.

Aplikáciu PSA je kontraindikované používať s iným programovacím systémom, než programovací systém LATITUDE™ modelu 3300 od spoločnosti Boston Scientific.

Nasledujúce použitia aplikácie PSA sú kontraindikované:

- Jednodutinová predsieňová stimulácia u pacientov s narušenou vodivosťou v AV uzle
- Asynchronné režimy u pacientov s kompetitívnymi vlastnými rytmiami
- Režimy s kontrolou predsieni u pacientov s chronickou predsieňovou tachykardiou, ako aj chronickou predsieňovou fibriláciou alebo flutterom (DDD, VDD)
- Režimy sledovania (napr. režimy kontroly predsieni) a sklonu k predsieňovej tachykardii u pacientov so slabou toleranciou vysokých komorových frekvencií (napr. pri angine pectoris)
- Použitie ako externý kardiostimulátor

VAROVANIA

Pozrite si *návod na obsluhu programovacieho systému LATITUDE, model 3300*, kde sú uvedené ďalšie varovania:



Použitie nešpecifikovaných káblov a príslušenstva. Používanie iných káblov a príslušenstva spolu s programovacím systémom LATITUDE, ktoré sa odlišujú od káblov a príslušenstva dodaných alebo špecifikovaných spoločnosťou Boston Scientific, môže mať za následok zvýšenie elektromagnetických emisií, zníženie elektromagnetickej odolnosti alebo elektrický výboj programovacieho systému LATITUDE. Akákoľvek osoba pripájajúca takéto káble alebo príslušenstvo k programovaciemu systému LATITUDE vrátane použitia viacnásobnej zásuvky môže týmto konfigurovať zdravotnícky systém a je zodpovedná za zaistenie kompatibility systému s požiadavkami normy IEC/EN 60601-1, paragraf 16 pre zdravotnícke elektrické systémy.

-
- a. V priebehu implantácie je aplikácia PSA programátora vhodná na dočasnú externú stimuláciu, pričom je pacient kontinuálne monitorovaný zdravotníckym personálom.



Rádiofrekvenčné (RF) komunikačné zariadenia. Všetky RF komunikačné zariadenia (vrátane periférií, ako sú antény, detektory alebo káble) uchovajte vo vzdialenosti minimálne 30 cm (12 palcov) od programátora modelu 3300, vrátane káblov špecifikovaných spoločnosťou Boston Scientific, aby ste predišli zníženiu výkonu tohto zariadenia.



Kontakty konektora. Nedotýkajte sa súčasne pacienta a nejakého prístupného kontaktu konektora na programovacom systéme LATITUDE alebo neizolovaného vodiča.



Elektrický výboj. Programátor pripájajte iba k uzemnenému zdroju napájania. V opačnom prípade hrozí vznik elektrického výboja.



Elektrostatické výboje. Elektróda systému PSA je v elektrickom kontakte so srdcom a krvou pacienta.

- Nedotýkajte sa kovových svoriek kábla PSA ani stimulačnej elektródy. Elektrické prúdy môžu byť nebezpečné pre pacienta a používateľa.
- Pred dotykom pacienta, kábla PSA alebo zariadenia vyrušte všetky vaše elektrostatické výboje dotykom na uzemnený kovový povrch.



Elektrické prúdy. Nepoužité pripojenia kábla PSA môžu indukovať elektrické prúdy v srdci pacienta.

- Pripojte nepoužívané pripojenia kábla k chirurgickému rúšku v blízkosti pacienta alebo ich odpojte od systému.





Elektrokauterizácia. Programovací systém LATITUDE je navrhnutý a testovaný na bezpečnosť elektrokauterizácie.


- Ak keď je zariadenie navrhnuté a testované na bezpečnosť elektrokauterizácie, elektrokauterizácia môže spôsobiť elektrické prúdy v kábloch PSA, ktoré sa môžu preniesť do srdca pacienta.
- Ak vykonávate elektrokauterizáciu a je to možné, odpojte káble PSA od stimulačných elektród.
- Ak je programátor pripojený k pacientovi počas elektrokauterizácie, po výkone skontrolujte jeho činnosť.
- Ak dôjde k elektrickému preťaženiu, programátor sa resetuje a reštartuje. Počas resetovania a reštartovania, ktoré trvá približne jednu minútu, nebude žiadna podpora stimulácie. V prípade použitia elektrokauterizácie musí byť k dispozícii záložná aplikácia PSA/zdroj stimulácie.




Umiestnenie programovacieho systému. Nepoužívajte aplikáciu PSA na programátore modelu 3300 v blízkosti iného zariadenia ani ho naň neukladajte, pretože by to mohlo viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takého použitie potrebné, toto zariadenie a ďalšie zariadenia by sa mali sledovať a overiť, či fungujú normálne.

 **Programovací systém musí zostať mimo sterilného poľa.** Programátor modelu 3300 je nesterilný a nedá sa sterilizovať. Zabráňte, aby zariadenie vstúpilo do sterilného poľa pri implantácii.

 **Fyziologické signály.** Používanie programovacieho systému LATITUDE s fyziologickými signálmi s nižšími hodnotami než je minimálne detekovateľná amplitúda, môže viesť k nesprávnym výsledkom.


 **Programovací systém je nekompatibilný s prostredím MR.** Programovací systém LATITUDE je nekompatibilný s prostredím MR a zariadenie musí zostať mimo zóny III (a vyššej) prostredia MR v súlade s definíciou v dokumente Guidance Document for Safe MR Practices (Dokument s pokynmi pre bezpečné postupy so systémami MR) vydanom organizáciou American College of Radiology.^a Za žiadnych okolností by sa nemal programovací systém LATITUDE prinášať do miestnosti so systémom MR, radiacej miestnosti alebo zón III, alebo IV prostredia MR.


 **Indukcia.** Pri aktivácii funkcie PSA Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) môže dôjsť k nepredvídateľným arytmiám, preto vždy majte k dispozícii kardiologické zariadenie pre prípad núdze (napr. externý kardiostimulátor, externý defibrilátor) v prevádzkovom režime k okamžitej podpore života.

- Ďalšie preventívne opatrenia zväzťe u pacientov, kde by zrýchlenie alebo strata rytmu mohli spôsobiť život ohrožujúce nebezpečenstvo.

 **Externá defibrilácia.** Programovací systém LATITUDE je navrhnutý a testovaný na bezpečnosť defibrilácie.

- Aj keď je programátor navrhnutý a testovaný na bezpečnosť defibrilácie, pacient môže byť ohrozený a programátor sa môže poškodiť.
- Ak používate externé zariadenie na defibriláciu a je to možné, tak odpojte kábel PSA od pacienta. Kábel PSA sa však **musí** odpojiť od elektródy (elektród) pred použitím externej defibrilácie.
- Ak je programovací systém LATITUDE pripojený k pacientovi počas defibrilácie, po defibrilácii overte, či programátor funguje.

 **Zariadenie na externú stimuláciu.** Ak je pacient závislý na kardiostimulátore a programátor narazí na chybový stav, stimulácia pokračuje ďalej do vtedy, kým sa nestane chyba v samotnom komponente aplikácie PSA. Pre tento prípad majte vždy k dispozícii externé zariadenie na stimuláciu ako zálohu pre pacienta.

 **Strata výkonu.** Prevádzka programátora s vybitou vnútornou batériou alebo bez batérie môže pozastaviť fungovanie programátora, pokiaľ bude sieťové napájanie dočasne prerušené.

a. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

- Ak sa používa voliteľná batéria, nepoužívajte vybitú, ani neschrválenú batériu. Pre ďalšiu bezpečnosť pacienta pripojte programátor k sieťovému napájaniu, pokiaľ indikátor nabitia batérie znázorňuje 25 % alebo menej.
- Ak je zariadenie napájané z batérie, nepokúšajte sa vymeniť batériu.
- Na obrazovke programátora sa zobrazí správa s upozornením, keď batéria dosiahne 25 % vyčerpania. Na obrazovke sa zobrazí ďalšie varovanie, keď batéria dosiahne 10 % vyčerpania alebo menej. Pri hodnote vyčerpania 5 % sa zobrazí dialógové okno s varovaním, po ktorom nasleduje 60-sekundové automatické vypnutie.



Strata stimulačnej podpory. Vždy majte k dispozícii externé zariadenie na stimuláciu srdca v prevádzkovom režime k okamžitej podpore života.

- Na začiatku, keď je programátor zapnutý, funkcie stimulácie sú vypnuté do vtedy, kým sa nevykoná automatický test. V priebehu automatického testu nie je možná žiadna stimulácia. Test môže trvať až jednu minútu.
- Pripojenie kábla PSA k nesprávnej elektróde môže viesť k neúčinnému snímaniu a stimulácii a strate stimulačnej podpory.
- Ak používateľ manuálne reštartuje programátor, dôjde k strate stimulačnej podpory do vtedy, kým systém nedokončí automatický test, ktorý môže trvať až jednu minútu. Používateľ musí reštartovať aplikáciu PSA manuálne v prípade potreby.
- Ak nie je batéria nainštalovaná, k strate stimulačnej podpory dôjde, ak nastane výpadok sieťového napájania.
- Ďalšie preventívne opatrenia zväzťe u pacientov, kde by strata stimulácie mohla spôsobiť život ohrozujúce nebezpečenstvo.



Narušená vodivosť v AV uzle. Jednodutinové predsieňové režimy sú kontraindikované u pacientov s narušenou vodivosťou v AV uzle.

- Ak majú pacienti narušenú vodivosť v AV uzle, AAI programovanie a testy antegrádnej vodivosti sa nesmú vykonať.



Náhle ukončená stimulácia. Náhle ukončená stimulácia môže viesť k dlhšej asystólii u niektorých pacientov.

- Postupne znížte stimulačnú frekvenciu, kým sa nezistí vlastná frekvencia pacienta pre kontrolovaný prechod od stimulácie k vlastnej akcii srdca.



Strata zachytávania. Testovanie stimulačného prahu znamená stratu zachytávania. Môže dôjsť k strate zachytávania, asystólii a stimulácii počas týchto citlivých období.

- Pred vykonaním testu stimulačného prahu zväzťe zdravotný stav pacienta.



Používajte ochranné návleky. Nesprávne umiestnenie ochranných silikónových gumových návlekov cez svorky PSA kábla môže spôsobiť neúmyselné elektrické pripojenia, ktoré môžu narušiť funkčnosť kábla a ohroziť pacienta.

- Pred pripojením káblov skontrolujte správnu polohu ochranných návlekov.



Nepoužívajte mokré káble. Vlhkosť mokrých káblov môže narušiť funkčnosť kábla a ohroziť pacienta.



Úpravy zariadenia. Na zariadení nie je povolené vykonávať žiadne úpravy, pokiaľ nie sú schválené spoločnosťou Boston Scientific.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Pozrite si *návod na obsluhu programovacieho systému LATITUDE, model 3300*, kde sú uvedené ďalšie preventívne opatrenia.

Všeobecné

- **Funkčné narušenie dôsledkom externého poškodenia.** Mechanický náraz, napríklad pád rozbaleného programátora modelu 3300, môže trvalo narušiť funkčnosť systému. Zariadenie nepoužívajte, ak je prítomné zjavné poškodenie. Ak došlo k poškodeniu, obráťte sa na spoločnosť Boston Scientific – kontaktné informácie nájdete na zadnej časti obalu tejto príručky so žiadosťou o vrátenie jednotky.
- **Programovací systém.** Používajte iba príslušný programovací systém LATITUDE od spoločnosti Boston Scientific vybavený príslušným softvérom na vykonávanie funkcií aplikácie PSA.
- **Používanie dotykového pera.** Ak chcete používať dotykové pero, skontrolujte, či ide o projekčné kapacitné dotykové pero. Použitie iných objektov by mohlo poškodiť dotykovú obrazovku.
- **Elektrokauterizačné káble.** Všetky elektrokauterizačné káble uchovávajte vo vzdialenosti aspoň 30 cm (12 in.) od programovacieho systému LATITUDE, aby ste predišli vzniku chybných signálov v dôsledku elektrokauterizačnej energie.

- **Únikový prúd.** Aj keď spĺňa voliteľné externé zariadenie pripojené k programátoru model 3300 požiadavky na únikový prúd pre komerčné produkty, nemusí spĺňať prísnejšie požiadavky na únikový prúd pre zdravotnícke prístroje. Preto sa všetky externé zariadenia musia uchovávať mimo prostredia pacienta.
 - Nikdy sa súčasne nedotýkajte elektrických kontaktov na bočných paneloch programátora modelu 3300 a pacienta, telemetrickej hlavice ani žiadnych káblov.
- **Pripojenia PSA.** Uistite sa, že elektródy sú pripojené správne pre požadované použitie. Nesprávne nastavenie môže viesť k udalostiam stimulácie/snímania, ktoré sa na obrazovke zobrazia pod inou dutinou. Používateľské rozhranie (UI) aplikácie PSA priradí špecifické pripojenia elektród k dutinám RA (PP), RV (PK) a LV (ĽK) na obrazovke, aby podporila testovanie všetkých troch dutín s minimálnou zmenou v ich fyzickom pripojení. Uložené merania PSA sa tiež automaticky označia na základe použitej dutiny na obrazovke. Tieto označenia môže používateľ neskôr upraviť, pokiaľ sa rozhodol použiť jedno fyzické pripojenie na testovanie iných dutín (napr. len pomocou pripojenia RV (PK) testovať elektródy RA (PP), RV (PK) a LV (ĽK)).
- **Komorové snímanie.** Počas PSA relácie je správanie komorového snímania riadené najnovšou zvolenou konfiguráciou komorovej stimulácie: RV-only (Iba PK), LV-only (Iba ĽK) alebo Bi-V (Obe komory).
 - Pri spustení systému je režim PSA nastavený na ODO (bez stimulácie) a účinná konfigurácia komorovej stimulácie je Bi-V (Obe komory).
 - Ak je zvolený režim bez stimulácie (ODO alebo OVO) na paneli Mode (Režim), snímanie je nastavené na režim Bi-V (Obe komory), čím sa zabezpečí, že snímanie bude aktívne na oboch elektródach bez ohľadu na predchádzajúcu konfiguráciu.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

FUNKCIE PSA

Aplikácia Analyzátor stimulačného systému stanoví charakteristiky in-situ elektródy: impedanciu, prah zachytávania, amplitúdu vlny P/R, vlna P/R a zmeny gradientu. Podporuje tri dutiny (RA (PP), RV (PK) a LV (ĽK)) a poskytuje nasledujúce funkcie:

- Povrchové EKG v reálnom čase
- Vlastné elektrogramy (EGM) v reálnom čase
- Značky udalostí Brady (stimulácia, snímanie, šum) v reálnom čase

- Nastavenia režimu Brady (programovateľné režimy sú ODO, OAO, OVO, AOO, VOO, DOO, AAI, VVI, VDI, DDI, VDD a DDD)
- Zobrazenie srdcovej frekvencie v reálnom čase
- Vlastná amplitúda (amplitúdy)
- Vlastný interval P/R
- Zmena gradientu
- Impedancie stimulácie
- Testy stimulačného prahu (amplitúda a šírka impulzu)
- Stimulácia PSA STAT
- Test vodivosti (antegrádne a retrográdne)
- Stimulácia stimulačnou dávkou
- Stimulácia s vysokým výstupom (10 V pri 2 ms) na zhodnotenie stimulácie bránicového nervu (PNS)
- Interval RV (PL) – LV (LK)
- Podrobné prehliadanie EGM na diagnostiku prúdu v mieste poškodenia (COI)
- Podpora testovania kvadripolárnej LV (LK)
- Filter šumu pre frekvencie 50Hz a 60Hz
- Skladovanie a prezeranie protokolu v reálnom čase
- Obrazovka s výsledkami testovania

Aplikácia Pacing System Analyzer (Analyzátor stimulačného systému) vykonáva nasledujúce funkcie:

- Zobrazí signály elektródy v reálnom čase na testovanie elektród RA (PP), RV (PK) a LV (LK) (vrátane kvadripolárnych elektród), ktoré sú správne pripojené k programátoru pomocou PSA káblov
- Zobrazí signály pre povrchové EKG v reálnom čase a telemetrické EGM signály PG (ak je relácia v implantovanom zariadení)
- Zachytí, pridá poznámky a skontroluje záznamy stôp a značiek signálu elektród v protokole v reálnom čase
- Poskytne parametre PSA konfigurácie na stimuláciu a snímanie; vrátane stimulačnej liečby stimulačnou dávkou
- Umožní vykonať (pokiaľ je to relevantné) a zaznamenať výsledky zhodnotenia elektródy: vlastnú amplitúdu, zmenu gradientu, impedanciu, prah a časovanie
- Umožní skontrolovať zaznamenané výsledky a uložiť ich (na USB flash disk alebo pevný disk programátora) alebo vytlačiť výsledky PSA

Programovací systém podporuje prevádzku aplikácie PSA:

- zobrazením používateľského rozhrania aplikácie PSA na externom displeji v priebehu implantácie
- exportovaním uložených údajov pacienta z pevného disku programátora na odpojiteľný USB flash disk
- poskytnutím možnosti šifrovať údaje pacienta pred ich exportovaním na USB flash disk
- presunom konečných nameraných údajov na implantovateľný PG (ak je relácia s implantovaným zariadením)

Podrobnosti o činnosti ďalších funkcií si pozrite v *návode na obsluhu k programovaciemu systému LATITUDE, model 3300*.

PREHĽAD APLIKÁCIE PSA

Aplikácia Pacing System Analyzer (Analyzátor stimulačného systému) sa používa na hodnotenie elektrického výkonu a umiestnenia srdcových elektród systémov v priebehu implantácie zariadení na analýzu srdcového rytmu.

Nasledujúce činnosti v priebehu implantácie pomôžu integrovať údaje, organizovať správanie a poskytnú optimálnu flexibilitu pri prepínaní medzi aplikáciami PSA a PG. Ak budete postupovať podľa týchto krokov, všetky uložené údaje sa zorganizujú ako celok a priradia sa k implantovanému modelu/sérii PG.

1. Tlačidlo Quick Start (Rýchle spustenie) sa používa na identifikáciu implantovaného PG a spustenie relácie/interogácie.
2. Po spustení relácie PG máte prístup k aplikácii PSA z aplikácie PG.
3. V priebehu výkonu prepínajte navzájom medzi aplikáciami PSA a PG podľa potreby.


POZNÁMKA: *Dokonca, ak sa aplikácia PSA prepne na reláciu PG, činnosť PSA (stimulácia a snímanie) pokračuje naďalej, až kým sa programátor nevypne.*

POZNÁMKA: *Spoločnosť Boston Scientific odporúča používať aplikáciu PSA v rámci relácie PG, pretože údaje je možné jednoducho preniesť na generátor impulzov.*

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Aplikácia Pacing System Analyzer (Analyzátor stimulačného systému) programovacieho systému podporuje použitie nasledujúceho príslušenstva:

- PSA kábel, model 6763, opakovane sterilizovateľný a použiteľný; ochranné návleky svoriek kábla obsahujú Elastosil R 401, (silikónová guma)
- PSA jednorazový kábel, model 6697 (Remington model S-101-97), len na jedno použitie a vyžaduje bezpečnostný adaptér modelu 6133
- Bezpečnostný adaptér, model 6133 (Remington Model ADAP-2R)



- [1] opačná strana tmavosivej svorky je označená písmenom V-
- [2] opačná strana červenej svorky je označená písmenom V+
- [3] opačná strana tmavosivej svorky je označená písmenom A-
- [4] opačná strana červenej svorky je označená písmenom A+

Obrázok 1. PSA kábel, model 6763, značky svorky

Ak chcete objednať príslušenstvo, obráťte sa na spoločnosť Boston Scientific – kontaktné informácie nájdete na zadnej strane obalu tejto príručky.



VAROVANIE: Používanie iných káblov a príslušenstva spolu s programovacím systémom LATITUDE, ktoré sa odlišujú od káblov a príslušenstva dodaných alebo špecifikovaných spoločnosťou Boston Scientific, môže mať za následok zvýšenie elektromagnetických emisií, zníženie elektromagnetickej odolnosti alebo elektrický výboj programovacieho systému LATITUDE. Akákoľvek osoba pripájajúca takéto káble alebo príslušenstvo k programovaciemu systému LATITUDE vrátane použitia viacnásobnej zásuvky môže týmto konfigurovať zdravotnícky systém a je zodpovedná za zaistenie compatibility systému s požiadavkami normy IEC/EN 60601-1, paragraf 16 pre zdravotnícke elektrické systémy.

Voliteľné externé zariadenia

Informácie o voliteľnom externom zariadení si pozrite v *návode na obsluhu k programovaciemu systému LATITUDE, model 3300*.

NASTAVENIE A PRIPOJENIE PSA

Pred spustením relácie PSA musí byť spustený programovací systém LATITUDE a mali by prebehnúť interogácia PG.

1. Uistite sa, že je kábel (káble) PSA sterilný.

Kábel PSA modelu 6763 sa dodáva nesterilný. Ak sa tento kábel bude používať pri sterilnom zákroku, potom postupujte podľa pokynov na sterilizáciu v návode na použitie pre tento PSA kábel.

2. Stlačte tlačidlo PSA na zapnutie funkcie PSA (Obrázok 2 na strane 13).


POZNÁMKA: Po spustení aplikácie PSA pokračuje v prevádzke, až kým sa programátor nevypne.

3. Pokračujte s "Pripojenie PSA kábla k programátoru a elektródam" na strane 13.

POZNÁMKA: Manuálnym vypnutím programátora a opätovným zapnutím resetujete všetky PSA parametre na ich nominálne hodnoty.

UPOZORNENIE: Ak chcete používať dotykové pero, skontrolujte, či ide o projekčné kapacitné dotykové pero. Použitie iných objektov by mohlo poškodiť dotykovú obrazovku.

POZNÁMKA: Obrázky obrazoviek, ktoré sú použité v tejto príručke, sú príkladmi a nemusia sa presne zhodovať so zobrazenými obrazovkami.




[1] Tlačidlo aplikácie PSA

Obrázok 2. Hlavná obrazovka PG po príkaze Quick Start (Rýchle spustenie)

Pripojenie PSA kábla k programátoru a elektródam

Pripojenie PSA kábla je uvedené na ilustrácii pravej strany programovacieho systému (Obrázok 3 na strane 14).

Príklad duálneho pripojenia elektródy PSA si pozrite na Obrázok 4 na strane 15. Príklad kvadrípólarneho pripojenia PSA si pozrite na Obrázok 5 na strane 16.



[1] PSA kábel pre LV (ĽK) (zelený)

[2] PSA kábel pre A/RV (P/PK) (svetlosivá)

Obrázok 3. Právý bočný panel programovacieho systému

1. Pripojte PSA kábel k príslušnému konektoru (LV (ĽK) alebo A/RV(P/PK)) na pravom bočnom paneli programovacieho systému.
2. Pri kábloch s ochrannými návlekmí (napr. PSA kábel modelu 6763) umiestnite ochranné návleky tak, aby zakrývali svorky káblov.

POZNÁMKA: Ochranné návleky PSA kábla modelu 6763 musia zakrývať svorky, ak sa používajú.

3. Pripojte svorky PSA kábla k elektróde (elektrodám) a zväzte nasledovné:
 - a. Svorky kábla a elektród.
 - Zabráňte tomu, aby ste sa vy alebo iné osoby dotkli kovových svoriek kábla PSA alebo stimulačnej elektródy. Zariadenie je v elektrickom kontakte so srdcom a krvou pacienta prostredníctvom implantovaných elektród.
 - Dotyk kovových svoriek na PSA kábli alebo stimulačnej elektródy môžete vystaviť srdce pacienta nebezpečným elektrickým prúdom.

- b. Pripojenie PSA kábla k elektródam.
 - Overte, že svorky PSA kábla sú pripojené k správnej elektróde (elektrodám).
 - Pripojenie svoriek kábla PSA k nesprávnej elektróde môže viesť k neúčinnému snímaniu a stimulácii a strate stimulačnej podpory.

POZNÁMKA: Identifikáciu konektorov PSA kábla si pozrite na Obrázok 1 na strane 11.

POZNÁMKA: Príklad pripojenia elektródy si pozrite na Obrázok 13 na strane 24.

- c. Uchovávajte PSA kábel v suchu.
 - Nepoužívajte mokré káble.
- d. Nepoužitú pripojenia PSA kábla.
 - Pripojte nepoužívané pripojenia kábla k chirurgickému rúšku v blízkosti pacienta.

UPOZORNENIE: Uistite sa, že je ľavá strana jednotky vždy prístupná a napájací kábel je možné odpojiť.




VAROVANIE: Nepoužívajte programovací systém v blízkosti iného zariadenia ani ho naň neukladajte. Ak sa vyžaduje použitie systému v blízkosti iného zariadenia alebo tak, že bude položené na inom zariadení, overte normálnu činnosť programovacieho systému v danej konfigurácii.

Tým sa dokončí nastavenie aplikácie PSA. Pokračujte s "Navigácia v nastavení PSA" na strane 17.

Zapojenie PSA elektród dvojduťinového režimu Brady, príklad

Obrázok 4 znázorňuje správne zapojenie PSA kábla pre elektródy dvojduťinového režimu Brady.



[1] PSA kábel (model 6763) pre A/RV (P/PK) [2] Programátor, model 3300 [3] RA (PP) a RV (PK) elektródy, ktoré sú zväčšené, aby sa znázornili pripojenia PSA ku koncovým kôlfkom elektródy

Obrázok 4. Zapojenie PSA elektród dvojduťinového režimu, príklad využíva PSA kábel modelu 6763

POZNÁMKA: Informácie o pripojení kábla si pozrite v návode na použitie ku káblu modelu 6697/S-101-97.


Zapojenie PSA kvadripolárnej elektródy, príklad

Pri použití kvadripolárnej elektródy znázorňuje Obrázok 5 na strane 16 správne zapojenie PSA kábla pre unipolárnu konfiguráciu.

Ak chcete unipolárnu konfiguráciu použitím vektoru Can (Puzdro), použite ktorýkoľvek LV (ĽK) pól elektródy ako katódu, posuňte A+ konektor z predsieňovej elektródy do miesta implantácie daného pacienta, aby fungoval ako anóda. Začiarknite políčko „Use the A+ connection ... (Použite A+ pripojenie)”, potom začiarknite požadované políčko Can (Puzdro) (pozri Obrázok 13 na strane 24).

Ak chcete ukončiť unipolárnu konfiguráciu, musíte zrušiť začiarknutie políčka Can (Puzdro) a potom zrušiť políčko „Use the A+ connection ... (Použití A+ pripojenie)” na návrat do normálnej prevádzky anódy predsieňovej elektródy (pozri Obrázok 13 na strane 24).

Všimnite si, že A+ konektor na PSA kábli možno pripojiť do miesta implantácie daného pacienta tak, aby simuloval pripojenie zariadenia PG.



[1] A+ konektor k pacientovi [2] PSA kábel na RA/RV (PP/PK) elektródach použitím nástroja konektora, model 7001 RV (PK) [3] Programátor, model 3300 [4] PSA kábel na LV (ĽK) konektore použitím nástroja konektora modelu 4625 [5] RA (PP), RV (PK) a LV (ĽK) elektród, ktoré sú zväčšené, aby sa znázornilo PSA pripojenia ku koncovým kolíkom elektródy

Obrázok 5. Zapojenie PSA kvadripolárnych elektród použitím PSA kábla modelu 6763

POZNÁMKA: Informácie o pripojení kábla si pozrite v návode na použitie ku káblu modelu 6697/S-101-97.

NAVIGÁCIA V NASTAVENÍ PSA

Ak je spustená aplikácia PSA, vykoná sa kontrola nabitia batérie. Používateľ bude varovaný, že môže dôjsť k prerušeniu podpory aplikácie PSA, ak má voliteľná vnútorná batéria programátora nízku úroveň nabitia (alebo chýba) v prípade, že dôjde ku strate sieťového napájania.

POZNÁMKA: Aplikácia PSA vykoná automatický test pred každým použitím. Ak automatický test zlyhá, aplikácia PSA to považuje za nenávratnú chybu. Aplikácia PSA monitoruje nenávratné chyby, pokiaľ je aktívna, a upozorní používateľa, keď k nejakej došlo.

POZNÁMKA: Ak je aplikácia PSA naprogramovaná na režim Brady Pacing (Stimulácia Brady) v prípade, že nastane nenávratná chyba, PSA sa vráti na súbor nominálnych parametrov stimulácie v režime stimulácie DOO s vektorom LV (ĽK) zachovaným z predchošej naprogramovanej konfigurácie.

POZNÁMKA: Po spustení aplikácie PSA pokračuje v prevádzke, až kým sa programátor nevypne.

Komorové snímanie

Počas PSA relácie je správanie komorového snímania riadené najnovšou zvolenou konfiguráciou komorovej stimulácie: RV-only (Iba PK), LV-only (Iba ĽK) alebo Bi-V (Obe komory).

Pri spustení systému je režim aplikácie PSA vždy nastavený na ODO Bi-V, čo je predvolené nastavenie. Možnosti snímania dutín zahŕňajú:

- Aktívny režim Bi-V: snímanie (a stimulácia, ak ide o stimulačný režim) v RV (PK) aj LV (ĽK)
- Aktívny režim RV-only (Iba PK): snímanie (a stimulácia, ak ide o stimulačný režim) v RV (PK), ale nie v LV (ĽK)
- Aktívny režim LV-only (Iba ĽK): snímanie (a stimulácia, ak ide o stimulačný režim) v LV (ĽK), ale nie v RV (PK)

Podpora kvadripolárnej LV (ĽK)^a

Liečba CRT dokáže zlepšiť prežívanie a príznaky u pacientov so zlyhávaním srdca a LBBB. Avšak umiestnenie elektródy, stimulácia bránicového nervu, časovanie medzi RV (PK) a LV (ĽK) a vysoké prahy zachytávania dokážu ovplyvniť tieto výhody. Kvadripolárne elektródy LV (ĽK) v porovnaní s bipolárnymi elektródami môžu byť spojované so zlepšením prežívania a zníženým rizikom výmeny a deaktivácie. Prebiehajúce kontroly a konfigurácie vektora kvadripolárnej elektródy môžu byť nevyhnutné, aby zachovali tieto možné výhody.

a. Literatúra: Mintu PT, et al. Reduced Mortality Associated With Quadripolar Compared to Bipolar Left Ventricular Leads in Cardiac Resynchronization Therapy. JACC: Clinical Electrophysiology 2016;2:426-433.

Funkcia LV Quadripolar (Kvadrípólarňa ĽK) podporuje vyhodnotenie implantácie ľavokomorových elektród. Umožní ďalším vektorom, aby boli použité pri vyhodnotení a konfigurácii umiestnenia elektródy.

Funkcia LV Quadripolar (Kvadrípólarňa ĽK) umožní organizáciu kontroly vektorov stimulácie/snímania LV (ĽK) tak, aby sa zabránilo manuálnej zmene polohy svoriek stimulačného kábla používateľom pri každom teste vektora. Poskytne merania času medzi signálmi RV (PK) a LV (ĽK) a zobrazí tieto merania používateľovi ako náhradu za QLV interval.

Úlohou aplikácie PSA pri podpore funkcie LV Quadripolar (Kvadrípólarňa ĽK) je:

- Poskytnutie elektrického/mechanického rozhrania, ktoré nevyžaduje manuálnu zmenu polohy svoriek PSA kábla na testovanie každého vektora
- Podporu programovej kontroly vektora stimulácie/snímania LV (ĽK)

Táto funkcia je určená na vyhodnotenie pohodlia a prevádzkovej účinnosti pre používateľa.

POZNÁMKA: Aplikácia PSA využíva rovnaký vektor snímania ako vektor stimulácie LV (ĽK) elektródy.

Podpora prúdu v mieste poškodenia (COI)^a

Stlačením tlačidla Current of Injury (Prúd v mieste poškodenia) (popis [4] v Obrázok 6 na strane 19) získate informácie, ktoré sa ďalej používajú k meraniu informácií o stimulácii (napr. prah stimulácie, snímanie) a môžu pomôcť pri určení adekvátnej polohy elektródy.

Funkcia COI zobrazí poranenie myokardu v mieste ukotvenia elektródy s aktívnou fixáciou. Samotné COI sa prejaví ako predĺženie intrakardiálneho elektrogramu a zvýšenie ST segmentu v porovnaní so základnou hladinou. COI možno zaznamenať aj počas umiestnenia pasívnych elektród, keď sa predpokladá lokálne poranenie bunkových membrán vznikajúce následkom tlaku elektródy na endokardium. Pri elektródach s aktívnou fixáciou sa očakáva ešte výraznejšie zvýšenie ST segmentu. Bolo preukázané, že stupeň zvýšenia ST segmentu dokáže predpokladať adekvátny akútny výkon elektród s aktívnou fixáciou. Štúdie navrhli „adekvátne hodnoty nameraných COI“ s cieľom predpokladať dobrý strednodobý výkon elektródy. Treba poznamenať, že COI sa dá jednoducho zobrazíť (pokiaľ je prítomná) bez potreby špecifických meraní. Spoločnosť Boston Scientific nevytvorila žiadne odporúčania pre meranie zvýšenia ST segmentu, ktoré sú typické pre adekvátne COI.

a. Literatúra:

Haghjoo, M et al. Prediction of Midterm Performance of Active-Fixation Leads Using Current of Injury. *Pace* 2014; 37: 231-236. Saxonhouse SJ, Conti JB, Curtis AB. Current of Injury Predicts Adequate active lead fixation in permanent pacemaker /defibrillation leads. *J Am Coll Cardiol* 2005; 45:412-417.


Úlohou aplikácie PSA v COI je minimalizovať filtrovanie zobrazených signálov EGM tak, aby sa zachovala morfológia signálu a izoloval sa najnovší cyklus EGM, aby podporila vizuálnu detekciu a meranie zmien v morfológii. Táto funkcia je vylepšenie (pre pohodlie používateľov), ktoré umožní používateľovi priblížiť si jednu krivku v reálnom čase pre zvolenú dutinu. Zobrazená krivka sa aktualizuje vždy, keď je detegovaná udalosť stimulácie alebo snímania pomocou PSA v zvolenej dutine. Zobrazenie umožní zobrazenie každej krivky vo vysokom rozlíšení tak, aby umožnilo pozorovať zmeny vo vlastnej krivke v reálnom čase.

Rozloženie obrazovky a možnosti

Panely hlavnej obrazovky PSA



Táto časť obsahuje podrobnosti o každom z troch panelov hlavnej obrazovky PSA:

1. Lead Traces (Stopy elektródy) (strane 20)
2. PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda PSA) (strane 21)
3. PSA Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny PSA) (strane 22)



[1] Panel Lead Traces (Stopy elektródy) (Lead-I (Elektróda I), A (P), RV (PK) a PSA LV (LK)) [2] Panel PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) (A (P), RV (PK), LV (LK)) [3] Panel PSA Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) [4] Tlačidlo Magnify Traces (Zväčšenie stopy) [5] Tlačidlo Trace (Stopa) [6] Tlačidlo Current of Injury (Prúd v mieste poškodenia) [7] Tlačidlo Real-time logs (Protokoly v reálnom čase) [8] Tlačidlo PSA Settings (Nastavenia) [9] Tlačidlo More Tests (Ďalšie testy) [10] Tlačidlo PSA Test Results (Výsledky testu) [11] Identifikátor označujúci, ktorá značka (PG alebo PSA) je zobrazená

Obrázok 6. Rozloženie hlavnej obrazovky PSA



Obrázok 7. Príklady výberu PSA stopy elektródy, nízkonapäťové PG (Lead-I (Elektróda I) a PSA A)


Panel Lead Traces (Stopy elektródy)


Aplikácia PSA zobrazí stopy povrchového EKG, EGM v reálnom čase a značky udalostí pre každý povolený kanál (elektródu) vrátane indikátora srdcovej frekvencie.

POZNÁMKA: Pred vyhodnotením elektródy (elektród) potvrdíte, že PSA EGM sú vybrané pomocou výberu stopy elektródy (Obrázok 7 na strane 20).

POZNÁMKA: Funkcie PSA Test Results (Výsledky testu) a Real-time Logs (Protokoly v reálnom čase) by sa mali uložiť pred vypnutím programátora, aby sa predišlo strate údajov PSA.

Značky udalostí vytvorené pomocou aplikácie PSA sa môžu prekryvať v zobrazení EGM v reálnom čase podľa vybranej rýchlosti zobrazenia a intervalov udalostí. Ak dôjde k prekrytiu, informácie o najnovšej značke budú viditeľné ako horná vrstva. Aby sa redukovalo/odstránilo prekrytie, je možné upraviť rýchlosť zobrazenia v reálnom čase. Taktiež je možné zachytiť Snapshot (Snímka) alebo Real-time Log (Protokol v reálnom čase) na prezeranie pri vhodnej rýchlosti zobrazenia.

- Je možné zobraziť až štyri stopy v reálnom čase (pozri popisky [1] v Obrázok 6 na strane 19). Stlačením tlačidla stopy elektródy sa zobrazí panel Real-time Trace Selection (Výber stopy v reálnom čase). Na obrázku č. 7 sú uvedené dva názvy stôp elektródy (Lead-I (Elektróda I) a PSA A) pre nízkonapäťové PG. Ďalšie výbery sa zobrazia, ak je interogovaný vysokonapäťový PG.
- Tlačidlom Magnify Traces (Zväčšenie stopy)  zväčšíte oblasť stopy elektródy, aby vyplnila okno zobrazenia a poskytla ďalšie informácie v dolnej časti zobrazenia stôp. Pozri Obrázok 8.
 - Tlačidlo Calibrate (Kalibrovať) prenáša 1 mV kalibračný impulz, takže používateľ má referenčný bod na vyhodnotenie amplitúd.
 - Tlačidlo Baseline (Základná hladina) vynúti hodnoty stopy vrátiť sa na základnú hladinu. Zvyčajne sa využíva po defibrilačnom výboji.



Obrázok 8. Príklad panelu Lead Traces (Stopy elektródy) (dolná časť, zväčšené)

Panel Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda)

Pri príprave na testy PSA overte nastavenia na paneli PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) a paneli PSA Settings (Nastavenia).

Na paneli PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) overte položky: Mode (Režim), Lower Rate (Dolný limit frekvencie), Pacing (Stimulácia) dutiny a Amplitude (Amplitúda). Podľa potreby vykonajte úpravy.

POZNÁMKY:

Tlačidlo lupy Settings (Nastavenia) obsahuje ďalšie PSA nastavenia (pozri "Panel PSA Settings (Nastavenia)" na strane 21)

Tlačidlo lupy More Tests (Ďalšie testy) obsahuje možnosti More Tests (Ďalšie testy) (pozri "PSA – More Tests (Ďalšie testy)" na strane 27)

Tlačidlo lupy Test Results (Výsledky testu) obsahuje možnosti Test Results (Výsledky testu) (pozri "PSA – Test Results (Výsledky testu)" na strane 31)



Obrázok 9. Panel PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda)

Panel PSA Settings (Nastavenia)

Na paneli PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) kliknite na tlačidlo Settings (Nastavenia), čím sa zobrazí panel PSA Settings (Nastavenia). Overte nastavenia parametrov, stimulácie a snímania pred začiatkom relácie testovania elektródy. Podľa potreby vykonajte úpravy.




Obrázok 10. Panel PSA Settings (Nastavenia)

Panel Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny)

Informácie pre každú elektródu (P/R Wave (P/R krivka), Slew (Gradient), Impedance (Impedancia) a RV-LV Interval (PK – LK interval)) sa aktualizujú každým úderom, ak sú svorky PSA pripojené k príslušnej elektróde.

Na paneli Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) (Obrázok 11) vyberte tlačidlá lupy (A (P), RV (PK) a LV (LK)) na výber dutiny pre testovanie.






[1] Tlačidlá lupy pre prahy elektród A (P), RV (PK) a LV (LK)

Obrázok 11. Panel PSA Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny)

Tlačidlo lupy použite na testovanie prahu každej elektródy, až kým nezačne stimulovať, a upravte parametre prahu na paneli Threshold (Prah) (Obrázok 12).

Po stanovení prahu kliknite na tlačidlo Save Threshold (Uložiť prah), aby ste uložili výsledky do možnosti Test Results (Výsledky testu).




[1] Tlačidlo LV Pace/Sense Vector selection (Výber vektora stimulácie/snímania LV (L'K))

Obrázok 12. Panely PSA Threshold (Prah) (Elektróda A (P), RV (PK) a LV (L'K))

Na paneli PSA LV Threshold (L'K prah) stlačte tlačidlo LV Pace/Sense Vector (Vektor stimulácie/snímania L'K) na konfiguráciu požadovanej stimulačnej katódy/anódy a konfiguráciu snímania (Obrázok 13 na strane 24).

Uistite sa, že je začiarknuté políčko „Use the A+ connection ... (Použite A+ pripojenie), ak si želáte vektor Can (Puzdro) pri konfigurovaní a A+ PSA svorka musí byť v elektrickom kontakte s pacientom v sterilnom poli.



Obrázok 13. Panel PSA LV Pace/Sense Vector (Vektor stimulácie/snimania LK) s vybranou možnosťou Can (Puzdro)

POSTUP NA VYHODNOTENIE IMPLANTÁCIE ELEKTRÓDY


1. Príprava

1. Interogujte PG.
2. Stlačte tlačidlo PSA v hornom pravom rohu obrazovky.
3. Zmeňte výber (výbery) stopy elektródy v reálnom čase, aby ste zobrazili stopy elektródy PSA. Pozrite si popisky [1] v Obrázok 6 na strane 19 a výbery PSA Lead Trace (Stopy elektródy) na Obrázok 7 na strane 20).
4. Stlačte tlačidlo PSA Settings (Nastavenia) (popisky [8] v Obrázok 6 na strane 19) a otvorte panel PSA Settings (Nastavenia) (Obrázok 10 na strane 22). Potom vyberte a potvrdte požadované parametre pre nastavenie PSA. Stlačte tlačidlo Close (Zatvoriť) a zatvoríte panel a pokračujete v relácii.

2. Meranie amplitúdy P/R vlny a prúdu v mieste poškodenia

1. Pomocou panelu Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) (Obrázok 11 na strane 22) zhodnoťte P vlnu, R vlnu a mieru Slew (Gradient) pre pripojenú elektródu (elektródy). Môžete zhodnotiť aj RV-LV (PK – LK interval).

POZNÁMKA: Ak signál obsahuje príliš veľa šumu, najprv skúste odstrániť zdroj rušenia. Ak je šum stále prítomný na stope elektrogramu, zväžte zapnutie filtra pre frekvencie 50/60Hz, aby ste znížili šum na elektrograme.

2. Na zhodnotenie morfológie prúdu v mieste poškodenia stlačte tlačidlo Current of Injury (Prúd v mieste poškodenia)  (popisky [6] v Obrázok 6 na strane 19).

3. Dokončenie testu Pacing Threshold (Stimulačný prah)

Pozrite si nasledujúci postup:

- Panel PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda) (Obrázok 9 na strane 21)
- Panely PSA Threshold (Prah) (Obrázok 12 na strane 23)
- Panel Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) (Obrázok 11 na strane 22).

1. Upravte hodnotu Lower Rate (Dolný limit frekvencie) na prepísanie vlastnej frekvencie (napr. 10 úderov za minútu nad vlastnou frekvenciou) na paneli PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda).
2. Zapnite možnosť Pacing (Stimulácia) pre elektródu, na ktorej sa bude testovať prah (A (P), RV (PK) alebo LV (LK)) na paneli PSA Pacing and Amplitude (Stimulácia a amplitúda). Tým sa automaticky upraví nastavenie režimu na príslušnú hodnotu (AAI, VVI alebo DDD) na základe vybranej elektródy (elektród). Podľa želania môžete režim manuálne zmeniť.
3. Skontrolujte impedanciu na paneli Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny).

POZNÁMKA: Impedancia sa taktiež zobrazí v okne aktuálnych výpočtov (Obrázok 12 na strane 23).

4. Z panelu Test Chamber Measurements (Merania testovania dutiny) vyberte tlačidlo Magnify (Zväčšenie) pre požadovanú elektródu (A (P), RV (PK) alebo LV (ĽK)) na zobrazenie panelu PSA Threshold (Prah) pre danú elektródu.
5. Stanovte hodnotu Pacing Threshold (Stimulačný prah) znížením hodnôt Amplitude (Amplítuda) alebo Pulse Width (Šírka impulzu).
6. Stlačením tlačidla Save Threshold (Uložiť prah) uložíte údaje pre P/R Wave (P/R vlnu), Slew (Gradient), Impedance (Impedancia) a Threshold (Prah).
 - Najnovšie nasnímané nastavenia sú zachované a po stlačení tlačidla „Save Threshold“ (Uložiť prah) sú uložené spolu s výsledkami stimulačného prahu. Takže pre dané umiestnenie elektródy sa najprv skontrolujú snímacie hodnoty elektródy a potom stimulačné charakteristiky. Nastavenia, aj keď nie z toho istého časového úseku, sú z rovnakého umiestnenia elektródy. Preto by mohla kontrola snímania, potom zmena polohy alebo posun elektródy a okamžité pokračovanie stimulačných testov viesť k premenlivým meraniam.
 - Tieto údaje sa uložia do možnosti PSA Test Results (Výsledky testov) a správy PSA (ktorá je prístupná po stlačení tlačidla Data (Údaje) v dolnej časti obrazovky zobrazenej na paneli Data Management (Správa údajov)) počas aktívnej relácie.

POZNÁMKA: *Protokol udalosti v reálnom čase je zachytený automaticky (po každom stlačení tlačidla Save Threshold (Uložiť prah)) a môže byť prezeraný neskôr, uložený alebo vytlačený vo formáte PDF v aktuálnej relácii.*

7. Skontrolujte extrakardiálnu stimuláciu stlačením a podržaním tlačidla „Hold for 10V @ 2ms“ (Podržať na 10 V pri 2 ms) na paneli PSA Threshold (Prah) (pozri Obrázok 12 na strane 23).
 - a. Ak nie je žiadna stimulácia, prejdite na ďalší krok.
 - b. Ak je stimulácia, upravte amplitúdu a/alebo šírku impulzu a skontrolujte znovu extrakardiálnu stimuláciu. Stlačte tlačidlo PNS na uloženie amplitúdy a šírky impulzu, ak prebieha stimulácia bránicového nervu (PNS).

POZNÁMKA: *Tlačidlom PNS sa jednoducho uložia najnovšia amplitúda a šírka impulzu do parametra Test Results (Výsledky testu) vždy, keď sa stlačí tlačidlo. Nevykoná test PNS.*

4. Skladovanie a uloženie údajov o vyhodnotení elektródy

PSA výsledky sa uložia do položky Test Results (Výsledky testu) (Obrázok 6 na strane 19) a do správy PSA. Stlačením tlačidla Data (Údaje) v dolnej časti obrazovky zobrazíte panel Data Management (Správa dát).

1. Skontrolujte Real-time Logs (Protokoly v reálnom čase). Podľa potreby uložte a/alebo vytlačte (pozri Obrázok 23 na strane 35).
2. Skontrolujte PSA Test Results (Výsledky testu PSA). Podľa potreby uložte a/alebo vytlačte (pozri Obrázok 19 na strane 31).

POZNÁMKA: *Výsledky testu PSA a Real-time Logs (Protokoly v reálnom čase) by sa mali uložiť alebo vytlačiť pred vypnutím programátora, aby sa predišlo strate údajov PSA.*

POZNÁMKA: *Funkčný stav PSA (konfigurácia stimulácie/snímania) je zachovaný, ak prejdete do relácie PG, ak bola aplikácia PSA použitá pred interogáciou zariadenia. Aplikácia PSA sa vypne po ukončení relácie PG alebo po vypnutí programátora (manuálne alebo stratou napájania). Akékoľvek zaznamenané prahy/výsledky, snímky alebo protokoly v reálnom čase sa stratia po prechode do alebo z relácie PG.*

POZNÁMKA: *Ak sa aplikácia PSA nepoužíva v rámci relácie PG, používateľ musí manuálne znovu zadať údaje PSA do PG v priebehu relácie PG.*

POZNÁMKA: *Ak počas testovania implantátu, lekár vymení jedno PG za iné. Údaje PSA sa musia manuálne zadať do nového PG.*

PSA – MORE TESTS (ĎALŠIE TESTY)


Tlačidlo More Tests (Ďalšie testy) (pozri Obrázok 6 na strane 19) je k dispozícii, ak je to klinicky potrebné. Položka More Tests (Ďalšie testy) obsahuje testy antegrádnej a retrográdnej vodivosti a Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou), ako je znázornené na Obrázok 14 na strane 28.

Podpora testu vodivosti^a

Bolo preukázané, že 45 % pacientov, ktorí vyžadujú implantáciu dvoj dutinového systému z akejkoľvek indikácie, má retrográdnú vodivosť pri určitej stimulovanej frekvencii, ak je stimulovaná komora. Dokonca aj pacienti, ktorí majú AV blok mnoho rokov, si zachovávajú retrográdnú vodivosť.

a. Literatúra: Furman S, Hayes DL, Holmes Dr. - A Practice of Cardiac Pacing, 1989, p. 66-69.

Priemerný rozsah VA intervalu je 110 – 450 ms. Prítomnosť retrográdnej vodivosti prostredníctvom prirodzenej cesty a antegrádnej vodivosti prostredníctvom implantovaného dvoj dutinového systému poskytuje reentry okruh. Meranie intervalov antegrádnej a retrográdnej vodivosti umožní vyhodnotenie stavu vodivosti v AV a VA uzle ako podporný dôkaz pre implantáciu systému a umožní nastaviť predsieňový refraktórny interval po komorovej udalosti, aby sa zabránilo retrográdnej vodivosti a vzniku nekonečnej slučky tachykardie.



Obrázok 14. PSA More Tests (Ďalšie testy) (Antegrádna a retrográdna vodivosť a stimulácia stimulačnou dávkou)


Po stlačení tlačidla testu vodivosti uvidíte merania vodivosti úder za úderom pre vybraný test.

POZNÁMKA: Pri testoch antegrádnej a retrográdnej vodivosti nie sú zachytené žiadne automatické protokoly v reálnom čase. Podľa potreby, sa tieto testy musia manuálne zaznamenať pomocou snímkov alebo nahrávacieho zariadenia v reálnom čase. Stimuláciu stimulačnou dávkou automaticky nezachytí protokol v reálnom čase pre danú udalosť.

Antegrade Conduction Test (Test antegrádnej vodivosti)

Meranie Antegrade Conduction Test (Test antegrádnej vodivosti) využíva režim Brady AAI s povoleným komorovým snímaním na odmeranie časov vodivosti A-V na základe stimulovanej alebo snímanej predsieňovej udalosti.


POZNÁMKA: Ak nie je žiadna vodivosť v predsieni, pokračuje komorové snímanie.



Obrázok 15. Test antegrádnej vodivosti

Retrograde Conduction Test (Test retrográdnej vodivosti)

Meranie Retrograde Conduction Test (Test antegrádnej vodivosti) využíva režim Brady VDI s povoleným komorovým snímaním na odmeranie časov vodivosti V-A na základe stimulovanej alebo snímanej komorovej udalosti.




Obrázok 16. Test retrográdnej vodivosti


Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou)

Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) sa používa na indukciu alebo ukončenie arytmií, pokiaľ je aplikovaná do požadovanej dutiny. Len vybrané dutiny dostanú Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou).

Parameter Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) možno povoliť pre A (P), RV (PK) alebo LV (L'K) elektródu, ako je znázornené na Obrázok 17.



Obrázok 17. PSA Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou)



Obrázok 18. Varovná správa PSA Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou)

Ak chcete podať Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou), vykonajte nasledujúce kroky:

POZNÁMKA: Pred spustením príkazu Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) sa uistite, že je stimulácia aktívna v dutine, do ktorej chcete dodať stimuláciu stimulačnou dávkou.

1. Vyberte dutinu (A (P), RV (PK) alebo LV (LK)).
2. Vyberte Pacing Interval (Interval stimulácie).
3. Začiarknite políčko Enable (Povoliť).
4. Zobrazí sa varovanie, že bude aktivovaná stimulácia stimulačnou dávkou (Obrázok 18 na strane 30).
5. Stlačte a podržte tlačidlo „Hold for Burst” (Podržať stimulačnú dávkou). (Maximálne načasovanie je 10 sekúnd.)
6. Ak je stimulácia PSA zapnutá pred testom stimulačnou dávkou, po ukončení Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou) sa obnoví stimulácia PSA.
7. Keď sa ukončí Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou), spustí sa automatické zaznamenávanie v reálnom čase.


POZNÁMKA: Stimulácia sa obnoví (podľa potreby) na dolnom limite frekvencie PSA a v režime (ak je naprogramovaný) po ukončení Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou).

PSA – Test Results (Výsledky testu)

Táto obrazovka predstavuje zoznam výsledkov testu z aktuálnej relácie aplikácie PSA vrátane panelu Threshold Test (Test prahu) elektródy/dutiny (Right Atrium (Pravá predsieň), Right Ventricle (Pravá komora) alebo Left Ventricle (Ľavá komora)), keď bol zdokumentovaný výsledok, bol zachytený čas výsledku, ako aj hodnoty Amplitude (Amplitúda) a Pulse Width (Šírka impulzu) pre daný výsledok. Stĺpec Notes (Poznámky) možno upraviť. Výsledok LV (ĽK) v predvolenom nastavení obsahuje vektor stimulácie/snímania LV (ĽK) nakonfigurovaný v čase výsledku.

Používateľ môže editovať výsledok polohy elektródy na akúkoľvek z troch dutín. To podporuje využitie v prípade, keď elektródy vo viacerých dutinách boli testované pomocou jediného fyzického spojenia/dutiny v programátore a aplikácii PSA.

Zaškrtnuté políčka umožňujú používateľovi vybrať si všetky platné a požadované súbory (súbor) výsledkov na tlač alebo uloženie vo formáte PDF. Ak je aplikácia PSA používaná v relácii aplikácie PG uložená, najnovšie zvolené výsledky pre každú dutinu^a sa automaticky prenású do aplikácie PG^b na skladovanie v PG po následnej činnosti programu. Tým poskytne súbor údajov z relácie PSA pri implantácii do implantovaného zariadenia pre budúce referencie. Odporúča sa, aby tieto údaje boli zachytené v PG a táto funkcia poskytne automatickú výmenu pre nasledujúce manuálne zadanie.




| | Lead | Date/Time | Amplitude | Pulse Width | Notes |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Left Ventricle | 11 Oct 2016 15:11 | 0.4 V | 0.5 ms | LVTip1>>LVRing2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Right Ventricle | 11 Oct 2016 15:02 | 0.5 V | 0.5 ms | |
| <input type="checkbox"/> | Right Ventricle | 11 Oct 2016 15:02 | 0.5 V | 0.5 ms | |
| <input type="checkbox"/> | Right Ventricle | 11 Oct 2016 15:01 | 0.3 V | 0.5 ms | |
| <input type="checkbox"/> | Right Ventricle | 11 Oct 2016 15:01 | 0.3 V | 0.5 ms | |

Obrázok 19. PSA – Test Results (Výsledky testu)

- Celkom maximálne 3 dutiny, jedna pre RA (PP), RV (PK) a LV (ĽK).
- Prenos je do položky Patient Implant Data (Údaje implantácie pacienta).

TLAČIDLO STAT

Červené tlačidlo STAT  je v hornom pravom rohu programátora modelu 3300 a poskytuje záchranný výboj alebo stimuláciu. Funkcia STAT je k dispozícii na rovnakom mieste vždy, keď spustíte funkciu PSA STAT PACE alebo dodáte záchrannú stimuláciu alebo výboj. Stlačením tlačidla STAT sa zobrazí obrazovka Emergency Function (Núdzové funkcie), ako je uvedené na Obrázok 20 a Obrázok 22). Skontrolujte označenie generátora impulzov pre konkrétne podrobnosti k parametrom STAT.

POZNÁMKA: *Uistite sa, že pred stlačením tlačidla STAT je medzi PSA káblom a elektródou (elektródami) efektívne pripojenie.*

1. Stlačte tlačidlo STAT.

Nasledujúce stavy určia, aké činnosti budú k dispozícii, ak stlačíte tlačidlo STAT:

- Ak je PG v režime „Storage (Skladovanie)“, „Off“ (Vypnutý) alebo „Monitor Only“ (iba monitorovanie), dodá sa len príkaz STAT SHOCK / STAT PACE. Ak je dodaný príkaz STAT SHOCK / STAT PACE v režime skladovania, tak sa režim Tachy zmení na „Off (Vypnutý).“
- Keď je telemetrická komunikácia s vysokonapäťovým PG (ICD alebo CRT-D), zobrazí sa vyskakovacie okno, ktoré umožní používateľovi spustiť príkaz STAT PACE, STAT SHOCK alebo DIVERT THERAPY. Ak prebieha relácia PSA, taktiež sa zobrazí príkaz PSA STAT PACE, ako je uvedené na Obrázok 20 na strane 33.
- Keď je telemetrická komunikácia s nízkonapäťovým PG, zobrazí sa vyskakovacie okno, ktoré umožní používateľovi spustiť príkaz STAT PACE alebo DIVERT THERAPY. Ak prebieha relácia PSA, taktiež sa zobrazí príkaz PSA STAT PACE.
- Keď neprebieha komunikácia s PG, tlačidlom Interrogate (Interogácia) sa zobrazí text, ktorý vyzve používateľa, aby vykonal príkaz Quick Start na identifikáciu zariadenia (pozri Obrázok 22 na strane 34). Po začatí relácie s implantovaným transvenóznym zariadením stlačte znovu červené tlačidlo STAT na zobrazenie dostupných možností.


2. Zvoľte požadovanú činnosť.

Po stlačení tlačidla STAT dôjde po kliknutí na určitú činnosť k nasledujúcim stavom:


- Príkaz PSA STAT PACE – ak je aktívna relácia PSA, nakonfiguruje aplikáciu PSA s nastaveniami a funkciou STAT PACE.
- Príkaz STAT PACE – spustí funkciu stimulácie PG špecifickú pre podporované transvenózne zariadenie (ICD, CRT-D, kardiostimulátor/ CRT-P).

POZNÁMKA: *Po výbere príkazu STAT PACE alebo PSA STAT PACE zostaňte aktívny, kým sa nezmení nastavenie režimu Brady v PG alebo PSA.*

- Príkaz STAT SHOCK – spustí funkciu výboja PG špecifickú pre vysokonapäťové transvenózne ICD a generátory impulzov CRT-D.
- Príkaz DIVERT THERAPY – spustí presmerovanie liečby PG pre akékoľvek podporované transvenózne zariadenie (ICD, CRT-D, kardiostimulátor/CRT-P) a počas relácie PG zastaví očakávanú liečbu.



Obrázok 20. Vyskakovacie okno červeného tlačidla STAT v relácii vysokonapäťového transvenózneho PG so spustenou aplikáciou PSA




Obrázok 21. Vyskakovacie okno červeného tlačidla STAT v relácii nízkonapäťového transvenózneho PG so spustenou aplikáciou PSA

Na Obrázok 20 sa horný rad tlačidiel (STAT PACE, DIVERT THERAPY a STAT SHOCK) zobrazí len v priebehu relácie vysokonapäťového PG. Príkaz PSA STAT PACE sa zobrazí len, ak je funkcia PSA aktívna.

Na Obrázok 21 sa horné tlačidlo (STAT PACE) zobrazí len v priebehu relácie nízkonapäťového PG. Príkaz PSA STAT PACE sa zobrazí len, ak je funkcia PSA aktívna.

Ak je len v relácii PSA (žiadna interogácia PG), potom dialógové okno na Obrázok 22 zobrazí spolu s tlačidlom PSA STAT PACE.


Ak neprebíha relácia transvenózneho PG, stlačením tlačidla STAT sa zobrazí nasledujúce dialógové okno bez tlačidiel „There is no active device session. - Press interrogate to initiate the Quick Start function. - PSA Stat Pace is available below.“ (Neprebíha žiadna aktívna relácia zariadenia – Stlačte tlačidlo interogácia na spustenie funkcie Quick Start – Príkaz PSA Stat Pace je k dispozícii nižšie).




Obrázok 22. Vyskakovacie okno červeného tlačidla PSA STAT PACE mimo reláciu PG so spustenou aplikáciou PSA

PROTOKOLY V REÁLNOM ČASE

Použitím dvoch tlačidiel – Snapshot  (Snímka) a Real-time Recorder

(Zaznamenávacie zariadenie v reálnom čase)  zaznamenáte stopy elektródy v reálnom čase. Príklady zaznamenaných udalostí a príklad snímky je uvedený na nasledujúcich dvoch obrázkoch.




Obrázok 23. Príklad protokolu udalosti PSA v reálnom čase

Použitím tlačidiel na ľavej strane obrazovky je možné vybrať/zrušiť udalosti a uložiť, vytlačiť alebo ich zmazať. Udalosti je možné uložiť na pevný disk programátora alebo na USB flash disk.

POZNÁMKA: Udalosti PSA sa automaticky neuložia, keď skončí relácia PSA. Pred ukončením PSA relácie použite možnosť Real-time Log (Protokol v reálnom čase) na uloženie, tlač alebo zmazanie týchto udalostí.

PSA Real-time Log (Protokoly v reálnom čase)



[1] Oblasť na poznámky [2] Nástroje snímky [3] Elektronické posuvné meradlo na úpravu časového intervalu udalosti [4] Zobrazenie protokolu udalosti v reálnom čase [5] Tlačidlá zvýšenia/zníženia prírastku pre každú elektródu [6] Úprava rýchlosti stopy

Obrázok 24. Príklad protokolu PSA v reálnom čase






Elektrické posuvné meradlá

Elektronické posuvné meradlá (posuvná lišta) použité na zmeranie časového intervalu udalosti. Odmeraný časový interval medzi dvomi posuvnými meradlami je nameraný v sekundách. Posuvné meradlo možno premiestniť výberom na neho a potom posunutím sa rozťahne alebo zmenší časový interval. Podrobné pokyny na používanie elektronických posuvných meradiel nájdete v príslušnej dokumentácii produktu pre generátor impulzov, ktorý interogujete.

Nástroje protokolu v reálnom čase

Vyberte akúkoľvek časť zobrazenej udalosti Real-time Log (Protokol v reálnom čase) a zobrazí sa vyskakovacie okno nástrojov, ako je uvedené na Obrázok 24. V hornej strednej časti vyskakovacieho okna je šípka a cieľová ikonka. Keď je zvolený nástroj, prebehne akcia nástroja v cieľovom bode na obrazovke. Vždy po výbere inej časti zobrazenej udalosti Real-time Log (Protokol v reálnom čase) sa zobrazí nové vyskakovacie okno nástroja, takže môžete použiť viaceré nástroje, ako je znázornené na Obrázok 24 na strane 35.

Nástrojov je päť:

- Nástroj Circle (Kruh)  – umiestni kruh do zobrazeného cieľového bodu.
- Nástroj Line (Čiara)  – umiestni prerušovanú vertikálnu čiaru do zobrazeného cieľového bodu.
- Nástroj Left scissor (Ľavé nožnice)  – vytvorí kópiu udalosti Real-time Log (Protokol v reálnom čase) a odstráni celú časť záznamu z ľavej časti cieľového bodu. Pôvodný záznam je uchovaný.
- Nástroj Right scissor (Pravé nožnice)  – vytvorí kópiu udalosti Real-time Log (Protokol v reálnom čase) a odstráni celú časť záznamu z pravej časti cieľového bodu. Pôvodný záznam je uchovaný.
- Nástroj Note (Poznámky)  – zobrazí klávesnicu na zápis akýchkoľvek poznámok, ktoré sa potom zobrazia v dolnej časti Real-time Log (Protokolu v reálnom čase) horizontálne zarovnané s cieľovým bodom.

SPRÁVY O TESTOCH

Nasledujúce informácie možno uložiť do správ o testoch PSA pre každú elektródu:

- Dátum/časová známka
- Vlastná amplitúda
- Impedancia elektródy
- Zmena gradientu

- Amplitúda stimulačného prahu
- Šírka impulzu stimulačného prahu
- Vektor LV (ĽK) (Iba LV (ĽK) elektróda)
- PNS (stimulácia bránicového nervu)
- Interval RV-LV (PK – ĽK) (Iba LV (ĽK) elektróda)
- Poznámky

Správy PSA

Nasledujúci text je príkladom správy PSA vytvorenej vo formáte PDF.

| Boston Scientific | | LATITUDE™ Programming System | | | Report Created 11 Oct 2016 | |
|---|--------|--|-----------|---|-----------------------------|----------------------|
| PSA Report | | Date of Birth Device | | | Last Office Interrogation | |
| | | N/R N/R N/R AUTOGEN X4 CRT-D G179/ 268019AC50E264EFFFFF1 | | | 11 Oct 2016 Implant Date | |
| | | | | | N/R | |
| Atrial Saved Results | | | | | | |
| Date/Time | P-Wave | Slew | Impedance | Threshold | Notes | |
| 11 Oct 2016 15:01 | 2.3mV | 0.2V/s | 444 Ω | 1.3V@0.5ms | | |
| PNS 9.5V@0.5ms | | | | | | |
| Right Ventricle Saved Results | | | | | | |
| Date/Time | R-Wave | Slew | Impedance | Threshold | Notes | |
| 11 Oct 2016 15:02 | 4.5mV | 0.4V/s | 473 Ω | 0.5V@0.5ms | | |
| 11 Oct 2016 14:47 | 4.5mV | 0.4V/s | 495 Ω | 0.4V@0.5ms | | |
| PNS 9.0V@0.5ms | | | | | | |
| Left Ventricle Saved Results | | | | | | |
| Date/Time | R-Wave | Slew | Impedance | Threshold | RV-LV | Notes |
| 11 Oct 2016 15:11 | 4.5mV | 0.4V/s | 460 Ω | 0.4V@0.5ms | 0.0ms | LVTip1->LVRing2 |
| 11 Oct 2016 14:58 | 4.4mV | 0.4V/s | N/R | 0.3V@0.5ms | 0.0ms | LVTip1->LVRing2 |
| PNS 8.0V@0.5ms | | | | | | |
| 3868 Software Version: 0.05.01.01 | | | | | | |
| G179 Firmware Version: E_v1.02.00(2.01) | | | | | | |
| PSA Software Version: 0.05.01.01 | | | | | | |
| | | | | © 2014-2017 | | Clinician Signature: |
| | | | | Boston Scientific Corporation | | |
| | | | | or its affiliates. All rights reserved. | | |
| | | | | Page 1 of 1 | | |

Obrázok 25. Príklad správy PSA

Ukončenie relácie

POZNÁMKA: Výsledky testov PSA a Real-time Logs (Protokoly v reálnom čase) by sa mali uložiť pred vypnutím programátora, aby sa predišlo strate údajov PSA.

Jediný spôsob ukončenia relácie PSA je vypnutie programátora. Neexistuje tlačidlo vypnutia pre aplikáciu PSA.

PSA UDALOSTI, DETEKCIA ŠUMU, PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE

Tabuľka 1. Udalosti PSA

| Typ udalosti | Spúšťajúca udalosť | Trvanie záznamu (sekundy) |
|--|---|---------------------------|
| PSA PACÉ THRESHOLD TEST (Test stimulačného prahu PSA) (A (P), RV (PK) a LV (LK)) | Stlačenie tlačidla PSA Save Threshold (Uložiť prah PSA) | 12 |
| PSA BURST PACING | Uvoľnenie tlačidla PSA Burst | 24 |

Tabuľka 2. Programovateľné parametre funkcie Burst Pacing (Stimulácia stimulačnou dávkou)

| Parameter | Programovateľné hodnoty | Zvýšenie | Nominálna hodnota |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| Stimulačný interval | 100 – 750 ms | 10 ms | 240 ms |
| Dutina | A (P), RV (PK), LV (LK) | – | – |

Detekcia šumu

Keď je zistený šum, aplikácia PSA sa prepne na asynchrónnu stimuláciu na spodnom limite frekvencie. Nasledujúca tabuľka definuje reakciu PSA na šum:

Tabuľka 3. Reakcia na šum

| Brady režim | Reakcia na šum |
|---------------|----------------|
| AAI | AOO |
| VVI, VDI, VDD | VOO |
| DDI, DDD | DOO |

Programovateľné parametre

POZNÁMKA: Manuálnym vypnutím programátora a opätovným zapnutím resetujete všetky PSA parametre na ich nominálne hodnoty.

Tabuľka 4. Nominálne hodnoty programovateľných parametrov

| Parameter | Nominálna hodnota |
|--|----------------------------|
| Brady režim | ODO |
| Spodný limit frekvencie (LRL) | 60 ppm |
| Maximálna frekvencia sledovania (MTR) | 120 ppm |
| Dutina komorovej stimulácie | RV (PK) |
| Komorové snímanie | Základná hodnota k vrcholu |
| Posun LV (ĽK) | 0 ms |
| AV omeškanie | 120 ms |
| PVARP/ARP interval | 250 ms |
| VRP interval | 240 ms |
| LVRP interval | 250 ms |
| Amplitúda stimulácie predsieni/RV (PK)/LV (ĽK) | 5,0 V |
| Predsienová/RV (PK)/LV (ĽK) šírka impulzu | 0,5 ms |
| Citlivosť v predsieni | 0,6 mV |
| Citlivosť RV (PK) | 2,5 mV |
| Citlivosť LV (ĽK) | 2,5 mV |
| Vektor LV (ĽK) | (LV1) → (LV2) |
| Filter šumu | OFF (Vyp.) |

Tabuľka 5. Parametre PSA STAT PACE

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Brady režim | VVI |
| Spodný limit frekvencie (LRL) | 60 ppm |
| Dutina komorovej stimulácie | BiV |
| Posun LV (ĽK) | 0 ms |
| RV (PK)/LV (ĽK) amplitúda stimulácie | 7,5 V |
| RV (PK)/LV (ĽK) šírka impulzu | 1,0 ms |
| Citlivosť RV (PK)/LV (ĽK) | 2,5 mV |
| Vektor LV (ĽK) | (LV1 (ĽK1)) – (LV2 (ĽK2)) |

Tabuľka 6. Rozsahy parametrov

| Parameter | Rozsah |
|---|---|
| PSA parametre | |
| Režim | ODO, OAO, OVO, AOO, VOO, DOO, AAI, VVI, VDI, DDI, VDD a DDD |
| Spodný limit frekvencie (LRL) | 30 – 175 ppm s prírastkom po 5 ppm |
| Maximálna frekvencia sledovania (MTR) | 50 – 175 ppm s prírastkom po 5 ppm |
| AV omeškanie | 30 – 300 ms s prírastkom po 10 ms |
| Posun LV (ĽK) | ± 100 ms s prírastkom po 10 ms |
| PVARP/ARP interval | 150 – 500 ms s prírastkom po 10 ms |
| Stimulovaný VRP interval | 150 – 500 ms s prírastkom po 10 ms |
| Stimulovaný LVRP interval | 150 – 500 ms s prírastkom po 10 ms |
| Hodnoty filtra | Off (Vyp.), 50 Hz, 60 Hz |
| Dutina komorovej stimulácie | BiV (Obe komory), RV (PK) alebo LV (ĽK) |
| Vektor stimulácie/snímania LV (ĽK) | E1 na E2/E3/E4/Coil (Cievka)/Can (Puzdro) E2 na E3/E4/Coil (Cievka)/Can (Puzdro) E3 na E2/E4/Coil (Cievka)/Can (Puzdro) E4 na E2/E3/Coil (Cievka)/Can (Puzdro) |
| PSA zosilnenie kanála EGM | 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 a 10,0 mm/mV |
| Interval stimulácie stimulačnou dávkou | 100 – 750 ms s prírastkom po 10 ms 80 – 600 ppm v rozličných prírastkoch (maximálne trvanie 30 sekúnd) |
| Filter šumu | Off (Vyp.), 50 Hz, 60 Hz |
| Predsieňová, LV (ĽK) alebo RV (PK) stimulačná amplitúda | 0,1 – 5,0 V s prírastkom po 0,1 V a medzi 5,0 – 10,0 V s prírastkom po 0,5 V |
| Predsieňová, LV (ĽK) alebo RV (PK) šírka impulzu | 0,1 – 2,0 ms s prírastkom po 0,1 ms |
| Predsieňová, RV (ĽK) alebo LV (PK) citlivosť | 0,2 – 1,0 mV s prírastkom po 0,2 mV 1,0 – 8,0 mV s prírastkom po 0,5 mV 8,0 – 10,0 mV s prírastkom po 1,0 mV |

| Parameter | Rozsah |
|--------------------------------------|---|
| Stopy | Elektródy Lead-I, Lead-II, Lead-III, Lead-aVR, Lead-aVL, Lead-aVF, Lead-V |
| Povrchové zosilnenie | Auto (Automatické); 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 mm/mV |
| Rýchlosť stopy | 0, 25, 50 mm/s |
| Zobrazené značky PSA | Off (Vyp.), On (Zap.) |
| Povolenie povrchového filtra | Off (Vyp.), On (Zap.) |
| Zobrazenie hrotov (spike) stimulácie | Off (Vyp.), On (Zap.) |
| Amplitúda P/R vlny | 0,25 – 30 mV s presnosťou na $\pm 10\%$ alebo $\pm 0,2$ mV |
| Interval P/R vlny | 0 – 500 ms |
| Impedancia elektródy | Pre stimulačné amplitúdy $\geq 0,5$ V a $\leq 7,5$ V a šírky impulzov ≥ 400 μ s, presnosť je $\pm 10\%$. Pre impedancie 100 – 2499 Ω a 2500-3000 Ω , presnosť je $\pm 20\%$ pre stimulačné napätia $\leq 1,1$ V a $\pm 15\%$ pre stimulačné napätia $> 1,1$ V. |
| Miera vodivosti | 30 – 175 ppm s prírastkom po 5 ppm |
| Amplitúda vodivosti | 0,1 – 5,0 V s prírastkom po 0,1 V a medzi 5,0 – 10,0 V s prírastkom po 0,5 V |
| Zmena gradientu | 0,5 – 4,0 V/s s presnosťou $\pm 0,2$ V/s alebo $\pm 20\%$, podľa toho čo je väčšie |

Tabuľka 7. PSA značky

| Parameter | Meranie |
|-----------|---|
| AS | Predsieňové snímanie po refraktórnej fáze |
| [AS] | Predsieňové snímanie počas okna šumu |
| (AS) | Predsieňové snímanie počas refraktórnej fázy |
| AN | Šum predsieňovej frekvencie |
| AP | Predsieňová stimulácia |
| AP-Ns | Predsieňové stimulácia – Šum (asynchrónna stimulácia) |
| RVS | Snímanie pravej komory po refraktórnej fáze |
| [RVS] | Snímanie pravej komory počas okna šumu |
| RVN | Šum frekvencie pravej komory |
| RVP | Stimulácia pravej komory |
| RVP-Ns | Stimulácia pravej komory – Šum (asynchrónna stimulácia) |
| LVS | Snímanie ľavej komory po refraktórnej fáze |
| [LVS] | Snímanie ľavej komory počas okna šumu |
| LVN | Šum frekvencie ľavej komory |
| LVP | Stimulácia ľavej komory |
| LVP-Ns | Stimulácia ľavej komory – Šum (asynchrónna stimulácia) |
| RPVC | PVC (predčasná komorová kontrakcia) RV (PK) |
| LPVC | PVC (predčasná komorová kontrakcia) LV (LK) |
| > 2s | Veľký interval väčší než 2 sekundy |

ÚDRŽBA, RIEŠENIE PROBLÉMOV, SERVIS A ŠTANDARDY

Informácie o údržbe, riešení problémov, manipulácii (vrátane symbolov na zariadeniach a obaloch), štandardoch a špecifikácie si prečítajte v *Návode na obsluhu k programovaciemu systému LATITUDE, model 3300*.

INFORMÁCIE O ZÁRUKU

Všetky informácie o záruke si pozrite v *Návode na obsluhu programovacieho systému LATITUDE, model 3300*.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolete. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzate.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com



© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All Rights Reserved.

360164-013 SK Europe 2017-02

CE0086

Authorized 2017

