

OCTADANA REPORTATION DITTORISTON MARIANE DE CONDITTO IMAGEREAL CONDITIONAL DEFIBRILLATION DIAGRAM D □ CADY MR

□ NDITIONAL

DEFIBRILLATION SYSTEM

REF D000, D002, D010, D012, D020, D022, D044, D046, D050

D140, D142, D150, D152, D174, D176, D232, D233. D07

D413, D432, D433, D512, D513, D532, D530

G237, G247, G337, G347, G437

0266, 0272, 0273, 0276

0295, 0296 07 Justarala verze. Nepoližívat. TIBRILLATION SYSTEM

REF D000, D002, D010, D012, D020, D022, D044, D046, D050, D052, D140, D142, D150, D152, D174, D176, D232, D233, D332, D333, D412, D413, D432, D433, D512, D513, D532, D533, G058, G148, G158, G179. G237, G247, G337, G347, G437, G447, G537, G547, 0262, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285. 0266, 0272, 0296, 0636, 0650, 0651, 0652. 0652. 0662, 0663, 0665, 0672. 0652. 0652. 0692, 0693. 0665 Delta 7.202, 0263, 02 7.203, 0285, 0286, 0292, 0293, 0203, 0654, 0655, 0657, 0658, 0652, 0653, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480, 4603, 4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678, 6220, 6221, 6402, 6403, 7145, 7148, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742 ., uc52, 0653, 0654 , uc52, 0653, 0676, 0682 , uc72, 0673, 0675, 0676, 0682 ucc, 0695, 0696, 4469, 4470, 4471, 4472, 4480, 4603, 4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678, 6403, 7145, 7148, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742 Jit is een verouderde versie. Wet debruik Novecojusi versija. Neizmani versione obsoleta. Non Trelt Litodia. Notio ex Pasenusi versija. Nenaudokite. Lastariela Verzija.

Judien Version Skanke Drukes. Wie Vizhwać.

Versiume expirate. Anuse utiliza.

Lastarana verlia. Nepoužívat.

Lastarela radicica. Ne uporabite.

Vanhentunit Versio, Ala Kayta.

Forgldkad Asian Windrand Si.

Jiannau verzivii. riivaini kullanmayin.

Jit latert Versjon, skalikke brukes.

Utdatert Versjon, skalikke brukes.

Versão obsoleta. Não utilize.

Elayult verzió. Ne használial

```
OCTAPAITA BEPCINA, IJA HE CE NATIONABA.
                         Foreign in the the little of t
                                     Version iiberholt. Micht vernenden.
             Lastarala verze. Nepolitivat.
                                                                AEDNING FROOD, WALLAND HOLE ILE.
                                                     Aedilung Aerelooki Vering High Ship of Vering 
                                                                                                                     Jetsion peninge. We pas unite up offebliavati.

12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.

12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.
                                                                               Version Perinde. We pas utiliser.
                                                                                           Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                                                                               Jersione obsoleta. Non Hillitzlare.
                                                                                                                                                                                                  Move Coinsi Versi a Meizinantot.
                                                                                                                                   Thethirdata. Notio akki.
                                                                                                                                                                          Pasenusi Versija, Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                            Judien versionskannanan Mie vitywat.

Nersia Prieterninanana. Italiana in the vitywat.
                                                                                                                                                                                                                 Utdatert Versjon, seiter i Met Oe'
                                                                                                                                                                                        Elavilt verzio. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                       Versing expirata. And sentiliza.
                                                                                                                                                                                                                                           Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zastarala razlicica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gilland olwayan sirilm. Killanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vanhentunit Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Foraldrad version. Anvandel.
```

À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel est destiné à être utilisé par les médecins et les autres professionnels de santé concernés par la gestion de patients qui portent un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady, ainsi que les radiologues et les autres professionnels de santé qui pratiquent des examens d'imagerie résonance magnétique (IRM) sur ces patients.

REMARQUE: Dans le cadre de ce Guide technique, IRM est utilisé comme terme général et englobe toutes les activités d'imagerie clinique reposant sur la RM. De plus, les informations figurant dans ce guide ne s'appliquent qu'aux scanners ¹H IRM (Proton IRM).

Lire entièrement ce manuel avant de pratiquer un examen sur les patients qui portent un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady.

Ce manuel contient :

- Informations relatives au système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady (DAI et CRT-D transveineux de Boston Scientific)
- Informations relatives aux patients portant un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady qui peuvent et ne peuvent pas passer un examen IRM et aux conditions d'utilisation devant être respectées afin de faire passer un examen IRM
- Instructions pour faire passer un examen IRM sur les patients portant un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady

Comment utiliser ce manuel :

- Se reporter aux dossiers des patients pour localiser les références de modèles pour tous les composants du système implanté du patient.
- 2. Consulter la "Configuration système pour 1,5 T" en page 1-2 pour déterminer si tous les composants du système implanté du patient sont indiqués dans les tableaux. Si tous les composants du système implanté ne se trouvent pas dans les tableaux, le système est soit un système de stimulation ou il n'est pas compatible IRM.

REMARQUE: Deux guides techniques IRM Boston Scientific sont disponibles - un pour les défibrillateurs et un pour les stimulateurs. Si un modèle de générateur d'impulsions particulier n'est pas repris dans ce manuel, se reporter au Guide technique IRM du système de stimulation compatible IRM sous conditions ImageReady. Si un modèle particulier n'est repris dans aucun des manuels, il ne s'agit pas d'un système considéré compatible IRM.

Se reporter au manuel technique du médecin, au guide de référence, au manuel d'utilisation des sondes, au manuel du médecin ou au manuel de l'utilisateur du programmateur pour obtenir des informations détaillées à propos des aspects de l'implantation, des fonctions, de la programmation et de l'utilisation des composants du système de défibrillation qui ne concernent pas l'IRM.

Les dénominations suivantes sont des marques de commerce de Boston Scientific Corporation ou de ses sociétés affiliées :

4-SITE, ACUITY, AUTOGEN, CHARISMA, DYNAGEN, ENDOTAK RELIANCE, FINELINE, IMAGEREADY, INGEVITY, INOGEN, LATITUDE, ORIGEN, PaceSafe, PERCIVA, RELIANCE 4-FRONT, RESONATE, VIGILANT, ZOOM, ZOOMVIEW.

```
OCTAPAITA BEPCINA, IJA HE CE NATIONABA.
                         Foreign in the the little of t
                                     Version iiberholt. Micht vernenden.
             Lastarala verze. Nepolitivat.
                                                                AEDNING FROOD, WALLAND HOLE ILE.
                                                     Aedilung Aerelooki Vering High Ship of Vering 
                                                                                                                     Jetsion peninge. We pas unite up offebliavati.


12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.

12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.
                                                                               Version Perinde. We pas utiliser.
                                                                                           Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                                                                               Jersione obsoleta. Non Hillitzlare.
                                                                                                                                                                                                  Move Coinsi Versi a Meizinantot.
                                                                                                                                   Thethirdata. Notio akki.
                                                                                                                                                                          Pasenusi Versija, Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                            Judien versionskannanan Mie vitywat.

Nersia Prieterninanana. Italiana in the vitywat.
                                                                                                                                                                                                                 Utdatert Versjon, seiter i Met Oe'
                                                                                                                                                                                        Elavilt verzio. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                       Versing expirata. And sentiliza.
                                                                                                                                                                                                                                           Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zastarala razlicica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gilland olwayan sirilm. Killanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vanhentunit Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Foraldrad version. Anvandel.
```

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION AU SYSTEME DE DEFIBRILLATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS	1-1
CHAPITRE 1	1-1
Description du système	1-2
Configuration système pour 1,5 T	1-2
Conditions d'utilisation de l'IRM	1-4
CardiologieRadiologie	1-5
Conditions pour passer un examen IRM	1_5
W	1-5
Mode Protection IRM	. 1-10
Mode Protection IRM	1-10
Mode Protection IRM	. 1-10
Attentions et précautions du système de défibrillation compatible IRM sous	
Conditions	. 1-11 . 1 11
Considérations relatives à la programmation	. I-II 1_10
Mode de sécurité	1-13
Exclusions de zone III du centre IRM	. 1-13
conditions Généralités Considérations relatives à la programmation Mode de sécurité Exclusions de zone III du centre IRM Précautions	. 1-13
Événements indésirables potentiels	1_13
Leverients indesirables poerines.	
PROTOCOLE DE PROCÉDURE DE L'EXAMEN PAR IRM	2-1
CHAPITRE 2	
PROTOCOLE DE PROCÉDURE DE L'EXAMEN PAR IRM CHAPITRE 2 Flux de patients Généralités sur le mode Protection IRM Activités pré-examen 1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen 2. Confirmation des paramètres et de la configuration du scapper IRM	2-2
Tersion by Morals. Mer Mollis. Miss 2: 36)
Généralités sur le mode Protection IRM	2-3
Activités pré-examen	2-5
1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen	2-5
	2-9
Préparation du patient pour l'examen	2-9
Pendant l'examen	. 990
Leurant Levanien Bassinis Els Els State March 1971	2-40
Après l'examen	. 2-11
VÉRIFICATIONS CARDIOLOGIQUES POUR LE SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION	57
IMAGEREADY	ω Α -1
ANNEXE A New 230 See Met 150 210 210	1
VÉDICICATIONS DADIOI OCIONES DOUB LE SYSTÈME DE DÉCIDRIL L'ATIONS	W.
VÉRIFICATIONS RADIOLOGIQUES POUR LE SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION IMAGEREADY	B-1
ANNEXE B	
COMPOCANTO DI OVOTÈME DE DÉFIDOU LA TIQUÍA CARRA DA PARA DE	~ 4
COMPOSANTS DU SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION IMAGEREADY POUR 1,5 T	C-1
Ziora cel	
ÉCRANS ET RAPPORTS DU PROGRAMMATEUR DU DÉFIBRILLATEUR COMPATIBLE	
IRM SOUS CONDITIONS	D-1



INTRODUCTION AU SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

CHAPITRE 1

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- "Description du système" en page 1-2
- "Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4
- "Conditions pour passer un examen IRM" en page 1-5
- "Mode Protection IRM" en page 1-10
- 'Concepts de base IRM" en page 1-10
- Attention page 1-111/2 en page 1-13 "Attentions et précautions du système de défibrillation compatible IRM sous conditions" en

Jit is een verouderde versier kriter of Dit is een verouderde versiere de vers

Versão obsoleta. Não Utilize.

Judien Version Skallikke hinkes. Wie his Wage.

Versing expirate. And sentilize of this and the sentilization of the sen

Lastarana verlia. Nepouthvat.

Lastarela razlicica. Ne liporabite.

Vanhentunit Versio, Ala Kayta.

Foraldrad version. Anvandel.

Giincel olmayan siiriim. Kullanmayin.

Lastariela verzina. Nemojte upotri Version périmée. Ne pas utilis Version obsoleta. No utiliz nen. Mindersoon vin outdated version. Do Regunid versic

JIEIL JULY CHE OLSO LET B. NON LITHILL LAND.

Their it data. Notio akki.

Move Cojusi Versija. Neizmantot.

Pasenisi versija. Nenaudokite.

Elavilt verzió. Ne használia!

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady comprend des composants de modèles Boston Scientific spécifiques, tels que des générateurs d'impulsions, des sondes, des accessoires, le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) et le logiciel d'application du PEM. Pour connaître les références de modèle des composants du Système de défibrillation compatible IRM sous conditions, voir "Configuration système pour 1,5 T" en page 1-2.

Le système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady a été évalué comme un système à utiliser avec des examens par IRM réalisés selon les conditions d'utilisation décrites dans ce quide technique. Le générateur d'impulsions utilise un minimum de matériaux ferromagnétiques qui peuvent interagir avec les champs générés lors d'un examen par IRM classique. Les circuits du générateur d'impulsions sont capables de tolérer les tensions qui peuvent être induites lors des examens. Toute partie du corps peut être imagée. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, les générateurs d'impulsions compatibles IRM sous conditions et les sondes Boston Scientific présentent de moins grands risques en ce qui concerne les examens par IRM par rapport aux générateurs d'impulsions et aux sondes classiques. Le système implanté, par opposition à ses composants, est déterminé pour être compatible IRM sous conditions, tel que décrit dans ASTM F2503,2008. De plus, un Mode Protection IRM a été créé pour une utilisation lors de l'examen. Le mode Protection IRM modifie le comportement du générateur d'impulsions de manière à s'adapter à l'environnement électromagnétique du scanner IRM ("Généralités sur le mode Protection IRM" en page 2-3). Une fonction Durée peut être programmée afin de permettre la sortie automatique du Mode Protection IRM après un nombre d'heures défini par l'utilisateur. Ces fonctions ont été évaluées afin de vérifier leur efficacité. Le respect des conditions pour passer un examen IRM spécifiées dans ce quide technique permet de réduire davantage les autres risques en lien avec l'IRM.

Pour des informations additionnelles, voir le site Internet de Boston Scientific à l'adresse : www. bostonscientific.com/imageready.

Seules des combinaisons spécifiques de générateurs d'impulsions et de sondes constituent un système de défibrillation ImageReady qui est compatible avec les **scanners de 1,5 T** ("Configuration système pour 1,5 T" en page 1-2).

Configuration système pour 1,5 T

Tableau 1–1. Générateurs d'impulsions – Système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady

Composant	N° de modèle	État de la RM
AUTOGEN MINI ICD	D044, D046	Compatible IRM sous conditions
AUTOGEN EL ICD	D174, D176	Compatible IRM sous conditions
AUTOGEN X4 CRT-D	G179,0 10 E 1 VELL CO.	Compatible IRM sous conditions
CHARISMA X4 CRT-D	G337, G347	Compatible IRM sous conditions
CHARISMA EL ICD	D332, D333	Compatible IRM sous conditions
DYNAGEN MINI ICD	D020, D022	Compatible IRM sous conditions
DYNAGEN EL ICD	D150, D152	Compatible IRM sous conditions
DYNAGEN X4 CRT-D	G158	Compatible IRM sous conditions
INOGEN MINI ICD	D010, D012	Compatible IRM sous conditions

Tableau 1-1. Générateurs d'impulsions - Système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady (suite)

Composant	Nº de modèle	État de la RM
INOGEN EL ICD	D140, D142	Compatible IRM sous conditions
INOGEN X4 CRT-D	G148	Compatible IRM sous conditions
ORIGEN MINI ICD	D000, D002	Compatible IRM sous conditions
ORIGEN EL ICD	D050, D052	Compatible IRM sous conditions
ORIGEN X4 CRT-D	G058	Compatible IRM sous conditions
PERCIVA HF ICD	D512, D513	Compatible IRM sous conditions
PERCIVA ICD	D412, D413	Compatible IRM sous conditions
PERCIVA ICD RESONATE HF CRT-D RESONATE HF ICD RESONATE X4 CRT-D RESONATE EL ICD	G537, G547	Compatible IRM sous conditions
RESONATE HF ICD	D532, D533	Compatible IRM sous conditions
RESONATE HF ICD RESONATE X4 CRT-D RESONATE EL ICD VIGILANT X4 CRT-D	G437, G447	Compatible IRM sous conditions
RESONATE EL ICD	D432, D433	Compatible IRM sous conditions
RESONATE EL ICD VIGILANT X4 CRT-D VIGILANT EL ICD	G237, G247	Compatible IRM sous conditions
VIGILANT EL ICD	D232, D233	Compatible IRM sous conditions

Sondes et accessoires - Système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady

18, 2911	Composant (5)	Nº de modèle	État de la RM
Tarrelli	Sondes de stimulation FINELINE II Sterox	4479, 4480	Compatible IRM sous conditions
Jek	Sondes de stimulation FINELINE II Sterox EZ	4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474	Compatible IRM sous conditions
Sondes atriales droites et	Manchons de suture pour sondes FINELINE II	6220, 6221	Compatible IRM sous conditions
accessoires	Sondes de stimulation INGEVITY MRI	7735, 7736, 7740, 7741, 7742	Compatible IRM sous conditions
	Manchon de suture pour sondes INGEVITY MRI	6402	Compatible IRM sous conditions
	Obturateur de port de sonde IS-1	7145	Compatible IRM sous conditions
	Sondes de défibrillation ENDOTAK RELIANCE (DF4)	0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296	Compatible IRM sous conditions
Sondes ventriculaires droites et accessoires	Sondes de défibrillation RELIANCE 4-FRONT (DF4)	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696	Compatible IRM sous conditions
accessories	Manchon de suture pour sondes RELIANCE 4-FRONT	6403	Compatible IRM sous conditions
	Obturateur de port de sonde IS4/DF4	7148	Compatible IRM sous conditions
Sondes ventriculaires	Sondes de stimulation ACUITY X4 (IS4)	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	Compatible IRM sous conditions

Tableau 1–2. Sondes et accessoires – Système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady (suite)

	Composant	Nº de modèle	État de la RM
gauches et accessoires	Manchon de suture pour sondes ACUITY X4	4603	Compatible IRM sous conditions
	Obturateur de port de sonde IS4/DF4	7148	Compatible IRM sous conditions

Tableau 1-3. Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) ZOOM LATITUDE et logiciel d'application PEM

Composant	Nº de modèle	État de la RM
PEM ZOOM LATITUDE	3120	Incompatible IRM ^a
Logiciel d'application PEM ZOOM LATITUDE	2868	Sans objet

a. Voir l'avertissement concernant l'incompatibilité IRM du PEM

CONDITIONS D'UTILISATION DE L'IRM

Toutes les parties du corps pouvant être imagées, les conditions d'utilisation de l'IRM suivantes portent sur l'implantation, et il est nécessaire de s'y conformer pour qu'un patient portant un système de défibrillation ImageReady passe un examen par IRM. Il est nécessaire de contrôler le respect des conditions d'utilisation avant chaque examen, afin de s'assurer de l'utilisation des informations les plus récentes destinées à évaluer l'admissibilité du patient et sa préparation à un examen compatible IRM sous conditions. Pour plus d'informations sur chacune des conditions d'utilisation, se reporter à la section "Conditions pour passer un examen IRM" en page 1-5.

Cardiologie

- Le patient porte un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady¹ (voir "Description du système" en page 1-2).
- Pas d'autres dispositifs implantés, composants ou accessoires présents actifs ou abandonnés, tels que des adaptateurs de sonde, des rallonges, des sondes ou des générateurs d'impulsions.
- 3. Le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM au cours de l'examen.
- Dès que le mode Protection IRM est programmé, le patient doit être sous surveillance continue par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG). S'assurer qu'un traitement relais est disponible (réanimation).
- Le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'une protection contre les tachycardies et sans assistance antibradycardique (dont CRT) tant que le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM.
- Le patient n'a pas une température élevée ou une thermorégulation perturbée au moment de l'examen.
- Emplacement de l'implantation du générateur d'impulsions restreint à la région pectorale gauche ou droite.
- 8. Au moins six (6) semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute révision de la sonde ou modification chirurgicale du système de défibrillation compatible IRM sous conditions.

Défini comme un générateur d'impulsions compatible IRM sous conditions Boston Scientific accompagné de sa ou ses sondes, chacun des ports étant occupé par une sonde ou un obturateur de port ("Configuration système pour 1,5 T" en page 1-2).

 Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité du système générateur d'impulsions-sonde compromise.

Radiologie

1. Puissance d'aimant IRM	1,5 T uniquement
Champ RF	Environ 64 MHz
Gradient spatial maximum	50 T/m (5 000 G/cm)
Spécification de l'équipement IRM	Scanners horizontaux, proton ¹ H, fermés uniquement
Limites de fréquence d'absorption spécifique (FAS) pour l'intégralité de la session d'examen actif	Mode de fonctionnement normal ^a : • Moyenne du corps entier, ≤ 2,0 watts/kilogramme (W/Kg) • Tête, ≤ 3,2 W/Kg
Fréquence de balayage du gradient spécifié maximum	≤ 200 T/m/s par axe

- 4, L'utilisation d'une bobine réception seule n'est pas limitée. Une bobine locale transmission seule ou transmission/réception peut être utilisée, mais ne doit pas être placée directement sur le système de défibrillation.
- 5. Patient en position de décubitus dorsal ou ventral uniquement.
- 6. Le patient doit être sous surveillance par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG) pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. S'assurer qu'un traitement relais est disponible (réanimation).
- a. Tel que défini dans la CEI 60601-2-33, 201.3.224, 3ème édition.

Se reporter au Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5 et Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-9 pour obtenir des informations supplémentaires à propos des conditions d'utilisation.

CONDITIONS POUR PASSER UN EXAMENIRM

Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5 résume les conditions d'utilisation en lien avec la cardiologie/le patient qui doivent être remplies afin de réaliser un examen par IRM compatible IRM sous conditions. Pour chaque condition ou exigence, les mesures permettant de déterminer l'éligibilité, les conséquences cliniques potentielles du non respect de la/des condition(s) et la population de patients les plus touchés par le non respect de la/des condition(s) sont répertoriées. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou non faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions.

Tableau 1-4. Conditions concernant la cardiologie/le patient

Conditions concernant	Actions	Si la condition n	est pas remplie
l'examen IRM (raisons)	11t0° 1318	Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
Le patient est porteur d'un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady.	Vérifier les dossiers du patient. Interroger le dispositif. (Le numéro de modèle du générateur d'impulsions apparaît sur l'écran du PEM et dans le Rapport des paramètres Protection IRM.) Vérifier la carte d'identité du patient. Vérifier les numéros de modèle dans le "Description du système" en page 1-2 de ce guide ou à l'adresse www.	Induction d'arythmie Modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu Endommagement du générateur d'impulsions et/ ou de la sonde Comportement instable du générateur d'impulsions Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ ou des sondes	Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés

Conditions concernant Actions		Si la condition n'est pas remplie	
l'examen IRM (raisons)		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
	bostonscientific.com/ imageready. Contactez les services techniques de Boston Scientific. Confirmer avec le médecin responsable de la gestion du système de défibrillation du patient.	Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions Présyncope ou syncope Scientificat les cardes competibles	IDM source anditions Region
Scientific appropriés doivent être compatibles IRM sous conditions	SO	éduction de risques prévue nécess	aire pour les examens
Un generateur d'impulsions com Boston Scientific (ou vice versa) ensemble dans l'environnement	patible IRM sous conditions d'un au ne constitue pas un système compa IRM.	tre fabricant associé a une sonde c atible IRM sous conditions, car les c	ompatible IRM sous conditions omposants n'ont pas été testés
2. Pas d'autres dispositifs implantés, composants ou accessoires présents actifs ou abandonnés, tels que des adaptateurs de sonde, des rallonges, des sondes ou des générateurs d'impulsions.	Vérifier les dossiers du patient. Confirmer avec le médecin responsable de la gestion du système de défibrillation du patient. Vérifier les redisprachies.	Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface	 Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés
La présence d'autres implantations ou accessoires cardiaques, tels que des adaptateurs de sonde, des rallonges ou des sondes ou générateurs d'impulsions abandonnés peut significativement réduire l'efficacité d'un système de	Vérifier les ràdiographies.	sonde/tissu Endommagement du	et debruiken.
défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady en ce qui concerne la réduction des risques des examens par IRM.	Stall, 1400, 902, 612,	Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions	ikes. Mac.
3. Le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM au cours de l'examen.	Programmer le générateur d'impulsions en Mode Protection IRM à l'aide du	- induction d'arythme	Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des
Les effets de la RF ou des champs de gradient créent le risque de surdétection et/ou de tensions induites dans le générateur d'impulsions. Le Mode Protection IRM est conçu pour atténuer ces effets.	PEM. • Vérifier les paramètres à l'aide des Rapport des paramètres Protection IRM.	Induction d'arythmie Présyncope ou syncope	arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés
4. Dès que le Mode Protection IRM est programmé, le patient doit être sous surveillance continue par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG). S'assurer qu'un traitement relais est disponible (réanimation).	S'assurer que le patient est sous surveillance en Mode Protection IRM et qu'un traitement relais est disponible.	Le défaut de suivi du patient pourrait empêcher la détection de modifications potentiellement dangereuses de la fonction cardiaque ou hémodynamique du patient.	• Tous les patients
5. Le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'une protection contre les tachycardies et sans assistance antibradycardique (dont CRT) tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM.	Vérifier les dossiers du patient. Utiliser les paramètres de stimulation Brady temporaire pour évaluer l'état du patient.	Perte du traitement antibradycardique Perte du traitement par resynchronisation cardiaque (CRT) Perte du traitement de défibrillation	 Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients nécessitant une stimulation ATP

Lastatera talitulit versio. Ala kayta.

Admientania Asion Vingrands.

Gilncel olmayan silriim. Kullanmayin.

Tableau 1-4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant l'examen IRM (raisons)	Actions	Si la condition n	'est pas remplie
i examen ikm (raisons)		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
Afin d'éviter toute conduction entre les cavités cardiaques et une surdétection due à divers champs du scanner IRM, la stimulation antibradycardie, le CRT et le traitement antitachycardie doivent être désactivés.	S'assurer que le patient n'est pas stimulo- dépendant et ne requiert pas de stimulation ATP pour éviter les tachyarythmies.	 Perte de la stimulation ATP pour le syndrome QT long Présyncope ou syncope 	
6. Le patient n'a pas une température élevée ou une thermorégulation perturbée au moment de l'examen. La température élevée préexistante est cumulative avec toute chauffe induite par l'examen.	Vérifier la température du patient avant l'examen.	 Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions 	Patients avec des seuils de capture élevés
7. Emplacement de l'implantation du générateur d'impulsions restreint à la région pectorale gauche ou droite. Les trajectoires de la sonde associées à des emplacements d'implantation autres que pectoraux présentent des risques de chauffe, de stimulation inappropriée et d'induction de l'arythmie.	Vérifier les dossiers du patient. Vérifier à l'aide d'un examen physique ou d'une radiographie.	 Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu Mouvement physique du générateur d'impulsions dans la poche Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions Présyncope ou syncope 	 Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés
	(D) 10 7,	10. 111. 20 . 20	Jriliza. Jriliza. J. Användel J. Användel J. Användel J. Användel J. Användel J. Användel

Tableau 1-4. Conditions concernant la cardiologie/le patient (suite)

Conditions concernant l'examen IRM (raisons)	Actions	Si la condition n'est pas remplie	
roxumon mun (ruicency		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
8. Au moins six (6) semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute révision de la sonde ou modification chirurgicale du système de défibrillation compatible IRM sous conditions. Une période de six semaines de guérison permet la formation d'un tissu cicatriciel et d'une maturation de la capsule, ce qui réduit l'impact de la chauffe, des vibrations et des mouvements potentiellement causés par les champs magnétiques du scanner IRM.	Vérifier les dossiers du patient et/ou la carte d'identification du patient. Vérifier les données du PEM pour la Date implant. saisie par l'utilisateur, si elles sont disponibles. Lorsque l'utilisateur demande d'entrer en Mode Protection IRM, le PEM affiche un message d'avertissement si le temps calculé depuis la sortie du mode Stockage est inférieur ou égal à six semaines. (Vérifier que l'heure et la date correctes sont réglées sur le PEM afin de garantir sa précision).	Induction d'arythmie Modification significative de la détection suite à une élévation de température au niveau de l'interface sonde/tissu Fréquence accrue du délogement de la sonde en raison d'une maturation incomplète de la capsule Mouvement physique du générateur d'impulsions dans la poche	Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés
- 10 OT : OT	Min 10 10/1 S.	ladastian di UNI	Deficients of
9. Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité du système générateur d'impulsions-sonde compromise. Des valeurs d'impédance de la sonde anormales peuvent indiquer un court-circuit ou un circuit ouvert dans le système de sonde. Cela pourrait engendrer des trajectoires conductrices anormales et des tensions induites. Des conducteurs cassés dans le système de sonde pourraient entraîner un plus grand risque de chauffe au niveau de l'extrémité de la sonde. Un bouchon d'étanchéité ou un anneau d'étanchéité frontal de la sonde endommagé pourrait encourager un circuit de courant alternatif lors de l'examen par IRM.	 Vérifier les valeurs d'impédance de sonde les plus récentes dans les dossiers du patient. Vérifier les dossiers du patient pour s'assurer que les valeurs d'impédance de sonde sont comprises dans la plage normale programmée et qu'il n'existe aucun enregistrement ou preuve de l'endommagement du générateur d'impulsions, du bouchon d'étanchéité et des anneaux d'étanchéité frontaux de la sonde. Examiner les mesures quotidiennes sur l'écran Résumé de l'état des sondes pour vérifier la stabilité dans le temps des valeurs de l'impédance de sonde, du seuil de stimulation et de l'amplitude intrinsèque. Vérifier les dossiers du patient de la procédure d'implantation pour contrôler l'intégrité du système. Vérifier les antécédents de bruit sur les EGM dans les dossiers du patient. Le dispositif mesure les impédances de sonde lorsque l'utilisateur demande d'entrer en Mode Protection IRM et affiche un message d'attention sur l'écran du PEM si les valeurs sont en dehors de la plage normale programmée. Des antécédents de bruit sur les EGM pourraient indiquer un endommagement du bouchon 	Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/tissu Présyncope ou syncope	Patients stimulo-dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés Patients avec des seuils de capture élevés Patients avec des seuils de capture élevés

Le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-9 résume les conditions d'utilisation en lien avec la radiologie qui doivent être remplies afin de réaliser un examen par IRM compatible IRM sous conditions. Pour chaque condition ou exigence, les mesures permettant de déterminer l'éligibilité, les conséquences cliniques potentielles du non respect de la/des condition(s) et la population de patients les plus touchés par le non respect de la/des condition(s) sont répertoriées. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou non faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions.

Tableau 1-5. Conditions concernant la radiologie

Conditions concernant l'examen IRM	Actions	Si la condition n	'est pas remplie
(raisons)	indes.	Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour
1. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM de 1,5 T uniquement. Champ RF d'environ 64 MHz Gradient spatial maximum de 50 T/m (5 000 G/m) Scanners horizontaux, proton ¹ H, fermés uniquement. La réaction du système à des scanners IRM autres que les scanners horizontaux de 1,5 Tet à des gradients spatiaux supérieurs à 50 T/m (5 000 G/cm) n'a pas été évaluée.	Vérifier les spécifications techniques du scanner IRM.	Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/ tissu Endommagement du générateur d'impulsions, de la sonde ou de la connexion	 Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés
uniquement. La réaction du système à des scanners IRM autres que les scanners horizontaux de 1,5 T et à des gradients spatiaux supérieurs à 50 T/m (5 000 G/cm) n'a pas été évaluée.	Ne pas vite upotra de la	 Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes Géne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions 	ijken.
(DAS) pour le mode de fonctionnement normal pour l'intégralité de la session d'examen actif : • Movenne du corps entier < 2.0 W/kg	S'assurer que le scanner IRM est utilisé en mode de fonctionnement normal.	Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/ tissu Présyncope ou syncope	 Patients stimulo- dépendants Patients avec des seuils de capture élevés
3. Fréquence de balayage du gradient spécifié maximum ≤ 200 T/m/s par axe. La réaction du système aux fréquences de balayage du gradient supérieures à 200 T/m/s par axe n'a pas été évaluée.	Vérifier les spécifications techniques du scanner IRM.	 Induction d'arythmie Endommagement du générateur d'impulsions, de la sonde ou de la connexion Gène au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions Présyncope ou syncope 	Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues
4. L'utilisation d'une bobine réception seule n'est pas limitée. Une bobine locale transmission seule ou transmission/ réception peut être utilisée, mais ne doit pas être placée directement sur le système de défibrillation.	Veiller à ce qu'aucune bobine locale transmission seule ou transmission/réception ne soit placée directement sur le	Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau	 Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues

Tableau 1-5. Conditions concernant la radiologie (suite)

Conditions concernant l'examen IRM	Actions	Si la condition n'est pas remplie		
(raisons)		Conséquences cliniques potentielles	Le risque est le plus élevé pour	
La réaction du système à une bobine locale transmission seule ou transmission/ réception placée directement sur le système de défibrillation n'a pas été évaluée.	système de défibrillation.	de l'interface sonde/ tissu Comportement instable du générateur d'impulsions	Patients avec des seuils de capture élevés	
CENS.	Hon.	Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions		
Ale Waj	· Meyorew.	Présyncope ou syncope		
5. Patient en position de décubitus dorsal ou ventral uniquement. La réaction du système aux autres positions du patient n'a pas été évaluée.	S'assurer que le patient est dans la bonne position lors de l'examen. S'assurer que le patient S'assurer que le patient	Induction d'arythmie Modifications du seuil de stimulation et modifications de la détection significatives sur le plan clinique suite à une chauffe au niveau de l'interface sonde/ tissu Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes Gêne au niveau de la poche en raison d'une chauffe du générateur d'impulsions Présyncope ou syncope	Patients stimulo- dépendants Patients enclins à des arythmies soutenues Patients avec des seuils de capture élevés	
6. Le patient doit être sous surveillance par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG) pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. S'assurer qu'un traitement relais est disponible (réanimation).	S'assurer que le patient est sous surveillance en Mode Protection IRM et qu'un traitement relais est disponible.	Le défaut de suivi du patient pourrait empêcher la détection de modifications potentiellement dangereuses de la fonction cardiaque ou hémodynamique du patient.	Tous les patients	

MODE PROTECTION IRM

En préparation d'un examen par IRM, le générateur d'impulsions est programmé en mode Protection IRM à l'aide du PEM. Mode Protection IRM — modifie certaines des fonctions du générateur d'impulsions afin d'atténuer les risques liés à l'exposition du système de défibrillation à l'environnement IRM. Pour obtenir une liste des caractéristiques et des fonctions qui sont suspendues en mode Protection IRM, voir "Généralités sur le mode Protection IRM" en page 2-3.

CONCEPTS DE BASE IRM

L'IRM est un outil de diagnostic qui utilise trois types de champs magnétiques et électromagnétiques afin d'obtenir une image des tissus mous dans le corps :

• Un champ magnétique statique généré par une bobine électromagnétique supraconductrice, dont la puissance atteint 1,5 T.

- Des champs magnétiques de gradient d'une intensité beaucoup plus faible, mais avec des fréquences de modification élevées dans le temps. Trois ensembles de bobines de gradient sont utilisés pour créer les champs de gradient.
- Un champ de radiofréquence (RF) pulsé produit par des bobines de RF par transmission (environ 64 MHz pour 1,5 T).

Ces champs peuvent créer des forces physiques ou des courants électriques qui sont susceptibles d'affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA), tels que les générateurs d'impulsions et les sondes. Par conséquent, seuls les patients qui portent un système de défibrillation optimisé et évalué de manière à fonctionner correctement dans des conditions spécifiées lors d'un examen par IRM peuvent être examinés au scanner. De plus, en respectant les conditions d'utilisation de l'IRM, exposées dans ce guide technique ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4), les patients qui portent un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady peuvent passer des examens par IRM avec des risques limités selon la meilleure norme de soins actuelle.

ATTENTIONS ET PRÉCAUTIONS DU SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

Généralités

ATTENTION: Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, si toutes les conditions d'utilisation relatives à l'IRM ne sont pas remplies ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Pour connaître les événements indésirables potentiels susceptibles de survenir lorsque les conditions d'utilisation sont remplies ou non, voir "Événements indésirables potentiels" en page 1-13.

REMARQUE: Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5 et le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-9 donnent des informations sur la nature du/des risque(s) accru(s) associé(s) au non-respect de chaque condition d'utilisation. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou pas faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions. Il est également possible d'envisager des alternatives avec d'autres méthodes d'imagerie.

ATTENTION: Effectuer un examen par IRM lorsque l'état Explantation est atteint peut entraîner l'épuisement prématuré de la batterie, la réduction de la fenêtre de remplacement du dispositif ou une absence subite de traitement. Après la réalisation d'un examen par IRM sur un dispositif ayant atteint l'état Explantation, vérifier le fonctionnement du générateur d'impulsions et programmer le remplacement du dispositif.

ATTENTION: Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

ATTENTION: Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM. Avant d'effectuer un examen par IRM, le médecin et le patient doivent évaluer l'avantage potentiel présenté par l'examen par rapport au risque de perdre les bips. Il est vivement conseillé de suivre les patients sous LATITUDE NXT après un examen par IRM, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, un suivi hospitalier tous les trois mois est fortement recommandé pour contrôler les performances du dispositif.

ATTENTION: En mode Protection IRM, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique (dont la stimulation relais) de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique (dont ATP et défibrillation). Par conséquent, le patient doit être sous surveillance constante pendant toute la durée où le système est en mode Protection IRM, y compris pendant l'examen. Le suivi continu implique de maintenir un contact vocal et visuel normal, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM. Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé pendant que le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM, notamment au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

Considérations relatives à la programmation

ATTENTION: Si la valeur Durée Protection IRM est programmée sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique, de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique jusqu'à ce que le mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsions et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la bradycardie et le traitement par resynchronisation cardiaque sont interrompus. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la bradycardie et la stimulation CRT. Le patient ne recevra pas de stimulation tant que le générateur d'impulsion ne repassera pas en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'un traitement de la bradycardie (y compris la dépendance à la stimulation ou le besoin de stimulation overdrive) et de CRT (resynchronisation) tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. Il est recommandé d'avoir un programmateur sous tension à proximité de la salle d'IRM dans le cas où le patient présenterait un besoin urgent de stimulation. Les patients présentant l'une des pathologies existantes suivantes sont susceptibles de développer une dépendance à la stimulation transitoire :

- Des antécédents de syncope associés à la bradyarythmie
- Des antécédents de syncope d'étiologie inconnue
- Des pauses sinusales (pause > 2 s), bloc AV permanent ou intermittent
- Présentant un risque de bloc AV intermittent (par exemple, avec un bloc AV progressif, ou des antécédents de syncope inexpliquée)
- Présentant un risque de bloc trifasciculaire (par exemple, un bloc de branche ou un intervalle PR > 200 ms avec bloc de branche gauche (BBG) ou autre bloc bifasciculaire)

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la tachycardie est suspendu. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur le Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la tachycardie. Le système ne détectera pas les arythmies ventriculaires et le patient ne recevra pas la stimulation antitachycardique ou le traitement de défibrillation par choc jusqu'à ce que le générateur d'impulsions repasse en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'une protection contre les tachycardies tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM.

ATTENTION: Si les traitements antibradycardique, CRT ou antitachycardique sont désactivés avant l'entrée en mode Protection IRM, le traitement restera désactivé à l'écoulement de la Durée Protection IRM après la période programmée.

Mode de sécurité

ATTENTION: Si le dispositif passe en mode Sécurité au cours de l'examen par IRM, le mode Stimulation Antibradycardique passe sur unipolaire VVI depuis le mode OOO, et le traitement de la tachycardie est réactivé. Cela soumet le patient à un risque accru d'induction de l'arythmie, de traitement inapproprié, de stimulation inadéquate, d'inhibition de la stimulation, ou encore de capture ou de stimulation intermittente/irrégulière.

ATTENTION: Ne pas réaliser d'examen par IRM sur un patient dont le dispositif est passé en mode de sécurité. La stimulation en mode de sécurité est unipolaire VVI, ce qui, dans un environnement d'IRM, soumet le patient à un risque accru d'induction de l'arythmie, de stimulation inadéquate, d'inhibition de la stimulation, ou encore de capture ou de stimulation intermittente irrégulière.

Exclusions de zone III du centre IRM

ATTENTION: Le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices². Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM.

ATTENTION: L'implantation du système est impossible dans la zone III (et les zones supérieures) d'un centre IRM comme le stipule American College of Radiology Guidance Document for Safe MR Practices³. Certains des accessoires accompagnant les générateurs d'impulsions et les sondes, notamment le tournevis dynamométrique et les guides du mandrin, ne sont pas compatibles IRM sous conditions et ne doivent en aucun cas être placés dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du centre IRM.

Précautions

PRECAUTION: Le médecin chargé de paramétrer les valeurs du mode Protection IRM doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer la capacité individuelle d'un patient à tolérer les paramètres de l'appareil requis pour un examen compatible IRM sous conditions, ainsi que les conditions physiques requises au cours d'un examen par IRM (par exemple, temps prolongé en décubitus dorsal).

PRECAUTION: La présence du système de défibrillation implanté peut entraîner des artéfacts sur les clichés de l'IRM (voir "3. Préparation du patient pour l'examen" en page 2-9).

REMARQUE: L'ensemble des risques normaux associés à une IRM s'applique à une IRM avec le système de défibrillation compatible IRM sous conditions. Consulter la documentation de l'appareil d'IRM pour obtenir une liste complète des risques associés à un examen par IRM.

REMARQUE: D'autres dispositifs implantés ou pathologies du patient (ex. la dépendance à la stimulation ou le besoin de stimulation ATP pour empêcher les tachyarythmies) peuvent le rendre non éligible à un examen IRM, sans que cela n'ait de lien avec l'état du système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady du patient.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Les événements indésirables potentiels diffèrent si les conditions d'utilisation de l'IRM ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4) sont remplies ou non. Pour une liste complète des événements indésirables potentiels, consulter le manuel technique du médecin pour le générateur d'impulsions.

- 2. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.
- 3. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007

Faire passer un examen par IRM à des patients lorsque les conditions d'utilisation sont remplies pourrait entraîner les événements indésirables potentiels suivants :

- · Induction d'arythmie
- Bradycardie
- · Décès du patient
- · Gêne du patient en raison d'un léger mouvement ou d'une chauffe du dispositif
- Syncope
- Aggravation de l'insuffisance cardiaque

Faire passer un examen par IRM à des patients lorsque les conditions d'utilisation ne sont **PAS** remplies pourrait entraîner les événements indésirables potentiels suivants :

- Induction d'arythmie
- Bradycardie
- Endommagement du générateur d'impulsions et/ou des sondes
- Comportement instable du générateur d'impulsions
- Stimulation inappropriée, inhibition de la stimulation, échec de la stimulation
- Fréquence accrue de délogement de la sonde (dans un délai de six semaines après l'implantation ou la révision du système)
- Capture ou stimulation irrégulière ou intermittente
- Perte du traitement de défibrillation
- Modifications du seuil de stimulation
- Décès du patient
- Gêne du patient en raison d'un mouvement ou de la chauffe du dispositif
- · Mouvement physique du générateur d'impulsions et/ou des sondes
- Modifications de la détection
- Syncope
- Effets secondaires de la stimulation à une fréquence fixe élevée, telle qu'une compétition avec des rythmes et des arythmies intrinsèques. Une stimulation compétitive peut augmenter la fréquence d'arythmie induite par la stimulation jusqu'à ce que l'appareil soit reprogrammé.
- · Aggravation de l'insuffisance cardiaque

PROTOCOLE DE PROCÉDURE DE L'EXAMEN PAR IRM

CHAPITRE 2

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- "Flux de patients" en page 2-2
- "Généralités sur le mode Protection IRM" en page 2-3
- "Activités pré-examen" en page 2-5
- "Pendant l'examen" en page 2-10

endant l'examen" en page 2-11

"Après l'examen" en page 2-11 AEUNING SEKOON, KINGERASULAGE, 10011, KINGER Aedining Signal Aeder Signal S Forseldet version, Marikke a Version iiberholt. Wicht verwen Lastarala verze. Nepouž Jersion perimee. We pas uninsely of the bliavati.

1. 25 tariela verzinatia and interior and int Outdated Version by Verining Version Périmée. Ne pas Jiliser. Version obsoleta. No utilizar. JIEL JUDGIO, NOUL ENRY, NON LITHIZZARE. Move Coinsi Versija. Neizmantot. Thelt his data. Notion of the Pasenusi Versija, Nenaudokite. Jit 13 zeri vero tronsisco in the brukes.

Jit datert Version veri tronsisco in the brukes. Judien Seisla bileteruitanianana. Ilien Jihwat. Elavilt verzió. Ne haszhálial. Versing expirate. And se utilize of this and a verification of the second secon Versão obsoleta. Não utilize. Lastarana verlia. Nepoužívat. Zastarela razlicica. Ne uporabite. Gilycel olwayan siriim. Killanmayin. Vanhentunit versio, Ala kayta. For gld rad version. Viviand eil

Avant de poursuivre avec le protocole de procédure de l'examen par IRM, vérifier que le patient et l'appareil d'IRM remplissent les conditions d'utilisation IRM ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4). Cette vérification doit être effectuée avant chaque examen, afin de s'assurer de l'utilisation des informations les plus récentes destinées à évaluer l'admissibilité du patient et sa préparation à un examen compatible IRM sous conditions.

ATTENTION: Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, si toutes les conditions d'utilisation relatives à l'IRM ne sont pas remplies ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Pour connaître les événements indésirables potentiels susceptibles de survenir lorsque les conditions d'utilisation sont remplies ou non, voir "Événements indésirables potentiels" en page 1-13.

REMARQUE: Le Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5 et le Tableau 1–5 Conditions concernant la radiologie en page 1-9 donnent des informations sur la nature du/des risque(s) accru(s) associé(s) au non-respect de chaque condition d'utilisation. Ces informations ont pour but d'aider à réaliser une analyse des risques / bénéfices afin de décider s'il faut ou pas faire passer un examen à un patient qui ne réunit pas tous les critères établis pour l'état Compatible IRM sous conditions. Il est également possible d'envisager des alternatives avec d'autres méthodes d'imagerie.

FLUX DE PATIENTS

Un exemple de séquence de flux de patients pour un patient qui porte un système de défibrillation ImageReady et qui a besoin d'un examen par IRM est décrit ci-dessous. Pour obtenir une description plus détaillée de la procédure de programmation et de l'examen IRM voir ce chapitre.

- 1. IRM recommandée au patient par un spécialiste (par exemple, orthopédiste ou oncologue).
- 2. Le patient, le spécialiste ou le radiologue contacte le médecin implanteur/le cardiologue qui s'occupe du système de défibrillation compatible IRM sous conditions du patient.
- 3. Le médecin implanteur/cardiologue détermine l'éligibilité du patient à un examen selon les informations figurant dans ce guide technique, et assure la communication de l'éligibilité du patient aux professionnels de la santé concernés par la pratique de l'examen par IRM. Avant d'effectuer une IRM, le médecin et le patient doivent apprécier l'avantage potentiel présenté par la procédure par rapport aux risques de perdre les bips ("Avertissement de volume des bips après une IRM" en page 2-6).
- 4. Si le patient est éligible, le PEM est utilisé pour mettre le générateur d'impulsion en mode Protection IRM le plus tardivement possible avant l'examen. Assurer le suivi continu du patient en mode Protection IRM. Le rapport des paramètres Protection IRM est imprimé, placé dans le dossier du patient et remis au personnel de radiologie. Le rapport documente les paramètres et les détails du mode Protection IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date exactes d'expiration du mode Protection IRM.
- 5. Le radiologue vérifie le dossier du patient et établit la communication avec le médecin implanteur/le cardiologue. Si la fonction Durée est utilisée, le radiologue vérifie qu'il reste suffisamment de temps pour faire passer l'examen. Assurer le suivi continu du patient avant, pendant et après l'examen par IRM.

REMARQUE: Le patient doit être sous surveillance pendant toute la durée où le système est en mode Protection IRM. Le suivi continu implique de maintenir un contact vocal et visuel normal, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée où le générateur d'impulsion est en mode Protection IRM. S'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé lorsque le patient est placé en mode Protection IRM.

- 6. Le patient passe l'examen selon le protocole exposé dans ce guide technique.
- 7. Le générateur d'impulsion est remis en fonctionnement pré-IRM, automatiquement si le paramètre Durée a été réglé ou manuellement à l'aide du PEM. Effectuer les tests de suivi du système implanté. Il est vivement conseillé de suivre les patients sous LATITUDE NXT après un examen par IRM, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, un suivi hospitalier tous les trois mois est fortement recommandé pour contrôler les performances du dispositif.

GÉNÉRALITÉS SUR LE MODE PROTECTION IRM

Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur le mode Protection IRM à l'aide du PEM. En mode Protection IRM:

- · La stimulation bradycardique est suspendue
- · Le traitement par resynchronisation cardiaque est suspendu
- Le traitement de la tachycardie est suspendu
- Une fonction Durée est nominalement définie sur 6 heures, mais a les valeurs programmables Arrêt, 3, 6, 9 et 12 heures
- Le bipeur est désactivé

REMARQUE: Six heures en mode Protection IRM diminuent la longévité du générateur d'impulsions d'environ 2 jours (CRT-D) ou 3 jours (DAI).

ATTENTION: Le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices¹. Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM.

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la bradycardie et le traitement par resynchronisation cardiaque sont interrompus. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la bradycardie et la stimulation CRT. Le patient ne recevra pas de stimulation tant que le générateur d'impulsion ne repassera pas en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'un traitement de la bradycardie (y compris la dépendance à la stimulation ou le besoin de stimulation overdrive) et de CRT (resynchronisation) tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. Il est recommandé d'avoir un programmateur sous tension à proximité de la salle d'IRM dans le cas où le patient présenterait un besoin urgent de stimulation. Les patients présentant l'une des pathologies existantes suivantes sont susceptibles de développer une dépendance à la stimulation transitoire :

- Des antécédents de syncope associés à la bradyarythmie
- 1. Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.

- Des antécédents de syncope d'étiologie inconnue
- Des pauses sinusales (pause > 2 s), bloc AV permanent ou intermittent
- Présentant un risque de bloc AV intermittent (par exemple, avec un bloc AV progressif, ou des antécédents de syncope inexpliquée)
- Présentant un risque de bloc trifasciculaire (par exemple, un bloc de branche ou un intervalle PR > 200 ms avec bloc de branche gauche (BBG) ou autre bloc bifasciculaire)

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la tachycardie est suspendu. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur le Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la tachycardie. Le système ne détectera pas les arythmies ventriculaires et le patient ne recevra pas la stimulation antitachycardique ou le traitement de défibrillation par choc jusqu'à ce que le générateur d'impulsions repasse en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'une protection contre les tachycardies tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM.

ATTENTION: Si la valeur Durée Protection IRM est programmée sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique, de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique jusqu'à ce que le mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsions et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION: Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM. Avant d'effectuer un examen par IRM, le médecin et le patient doivent évaluer l'avantage potentiel présenté par l'examen par rapport au risque de perdre les bips. Il est vivement conseillé de suivre les patients sous LATITUDE NXT après un examen par IRM, sì ce n'est pas déjà le cas. Sinon, un suivi hospitalier tous les trois mois est fortement recommandé pour contrôler les performances du dispositif.

Les caractéristiques et fonctions suivantes sont suspendues en mode Protection IRM :

- Détection/stimulation bradycardique
- · Traitement par resynchronisation cardiaque
- Détection et traitement de la tachycardie
- Seuil(s) automatique(s) PaceSafe
- Diagnostics quotidiens (impédance de la sonde, amplitude intrinsèque, seuil de stimulation)
- Capteurs de mouvement et de respiration
- Détection aimant
- Télémétrie RF
- · Surveillance de la tension de la batterie

Les conditions relatives au dispositif suivantes empêcheront l'utilisateur d'avoir la possibilité de basculer en Mode Protection IRM (voir le guide de référence du générateur d'impulsions pour obtenir des informations additionnelles à propos de ces conditions):

- L'état de capacité de la pile est Insuffisant
- Le générateur d'impulsions est en Mode Stockage
- Le générateur d'impulsions est en Mode Bistouri Électrique
- Le générateur d'impulsions fonctionne en Safety Core (Mode Sécurité)
- Un test diagnostique est en cours
- Une exploration EP est en cours

ATTENTION: Effectuer un examen par IRM lorsque l'état Explantation est atteint peut entraîner l'épuisement prématuré de la batterie, la réduction de la fenêtre de remplacement du dispositif ou une absence subite de traitement. Après la réalisation d'un examen par IRM sur un dispositif ayant atteint l'état Explantation, vérifier le fonctionnement du générateur d'impulsions et programmer le remplacement du dispositif.

ATTENTION: Ne pas réaliser d'examen par IRM sur un patient dont le dispositif est passé en mode de sécurité. La stimulation en mode de sécurité est unipolaire VVI, ce qui, dans un environnement d'IRM, soumet le patient à un risque accru d'induction de l'arythmie, de stimulation inadéquate, d'inhibition de la stimulation, ou encore de capture ou de stimulation intermittente irrégulière.

ACTIVITÉS PRÉ-EXAMEN

Trois activités sont requises avant la réalisation de l'examen par IRM :

- 1. Préparer le générateur d'impulsions pour l'examen en le programment en Mode Protection IRM ("1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen" en page 2-5)
- 2. Confirmer les paramètres et la configuration du scanner IRM ("2. Confirmation des paramètres et de la configuration du scanner IRM" en page 2-9)
- 3. Préparer le patient pour l'examen ("3. Préparation du patient pour l'examen" en page 2-9)

1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen

Utiliser le PEM pour programmer l'entrée du générateur d'impulsions en mode Protection IRM.

REMARQUE: Conserver un accès à l'antenne du programmateur, car la télémétrie RF est indisponible lors du processus d'entrée en mode Protection IRM.

Depuis l'écran principal, utiliser le bouton Mode Tachy pour autoriser le mode Protection IRM.

L'utilisateur choisit entre Annuler changements ou Continuer pour poursuivre l'entrée en mode Protection IRM (Figure D–1 Boîte de dialogue Modifier le mode de l'appareil en page D-1).

Il est possible qu'une demande de passage en Mode Protection IRM effectuée par l'utilisateur soit rejetée en raison de certaines conditions au niveau du générateur d'impulsions et/ou du système. Ces conditions comprennent :

- Un épisode ventriculaire (tel que celui-ci a été détecté et reconnu par le générateur d'impulsions) est en cours
- La présence d'un aimant est détectée par le capteur d'aimant
- · Le générateur d'impulsions est en mode STIM. SEC. ou en mode CHOC SEC.

Si une ou plusieurs de ces conditions sont présentes, une boîte de dialogue décrivant la condition apparaît, et il est impossible d'entrer en mode Protection IRM. Par exemple, voir Figure D–7 Message d'avertissement Épisode en cours en page D-3.

En plus des conditions susmentionnées qui empêchent d'entrer en mode Protection IRM, deux autres conditions d'utilisation sont évaluées par le PEM sur demande d'entrer en mode Protection IRM : impédance de sonde et temps depuis implantation.

· Impédance de sonde

Une demande d'entrer en mode Protection IRM formulée par l'utilisateur déclenche une mesure de l'impédance de sonde dans toutes les chambres et une mesure de l'impédance de

choc. Si les valeurs d'impédance de sonde obtenues grâce à ces mesures se trouvent en dehors de la plage normale programmée, le PEM affiche une boîte de dialogue recommandant un examen des risques associés si l'utilisateur choisit de continuer (voir Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5). La boîte de dialogue demande de choisir entre poursuivre en mode Protection IRM en présence de ces conditions ou annuler l'entrée en mode Protection IRM. La boîte de dialogue qui apparaît si la valeur d'impédance de sonde est hors de la plage est indiquée en Figure D–8 Message d'avertissement Impédance de sonde hors de la plage en page D-3.

Temps depuis implantation

Le PEM détermine également le temps depuis implantation calculé en fonction de la date à laquelle le générateur d'impulsions a été sorti du Mode Stockage.

REMARQUE: Si l'heure et la date réglées dans l'horloge du PEM ne sont pas correctes, il est possible que cette détermination ne soit pas exacte.

Si le temps écoulé depuis la sortie du mode Stockage calculé et inférieur à 6 semaines, le PEM affiche une boîte de dialogue recommandant un examen des risques associés si l'utilisateur choisit de continuer (voir Tableau 1–4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5). La boîte de dialogue demande de choisir entre poursuivre en mode Protection IRM en présence de ces conditions ou annuler l'entrée en mode Protection IRM.

Bipeur

Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM. Le système désactive de façon proactive les options Bipeur programmables et non programmables quand le mode Protection IRM est programmé. Le bipeur restera réglé sur Arrêt à la sortie du mode Protection IRM.

Lors des interrogations suivantes, un message notifiant que le bipeur est désactivé et indiquant la date de dernière programmation du mode Protection IRM s'affichera sur la boîte de dialogue Résumé initiale (Figure D–9 Boîte de dialogue Résumé - Bipeur désactivé en page D-3).

ATTENTION: Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM. Avant d'effectuer un examen par IRM, le médecin et le patient doivent évaluer l'avantage potentiel présenté par l'examen par rapport au risque de perdre les bips. Il est vivement conseillé de suivre les patients sous LATITUDE NXT après un examen par IRM, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, un suivi hospitalier tous les trois mois est fortement recommandé pour contrôler les performances du dispositif.

Les situations suivantes n'entraîneront plus l'émission de bips audibles une fois le dispositif programmé en mode Protection IRM.

Tableau 2-1.	Situations qui n'entraîneront plus l'émission de bips audibles une fois le dispositif programmé en mode
Protection IR	M

Options Bipeur programmables	 Bip pendant charge condensateurs Bip Quand Hors de Limite Bip quand Explantation est indiquée
Options Bipeur non programmables	Application de l'aimant du patient sur le générateur d'impulsions dans certaines situations (par ex., confirmation du mode Tachycardie)
23B'0°	Capacité de la batterie épuisée (Fin de vie (FDV))
70/1-	Alerte Défaut batterie
1/31	Alerte Défaut Haute tension

L'émission de bips aura lieu une fois le générateur d'impulsions de retour en mode de

REMARQUE: Dans les cas où l'examen par IRM n'a pas eu lieu, le bipeur peut être réactivé après la désactivation du mode Protection IRM, l'écran Conditions à vérifier pour la Protection IRM s'affiche (Figure D–2 Conditions à vérifier pour la Protection IRM en page D-1). Cet écran résume les conditions qui doivent être remplies au moment de l'examen afin que le patient puisse passer un examen compatible IRM sous conditions. Une deuxième vérification est requise avant chaque examen afin de se prémunir contre le risque de modifications du système ou chez le patient suite à l'implantation originale de se priema les contre le risque de modifications du système ou chez le patient suite à l'implantation originale de se prémunir contre le risque de modifications du système ou chez le patient suite à l'implantation originale de se prémunir contre le risque de modifications du système. données sont décrites en détail dans le Tableau 1-4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5.

> Si les conditions d'utilisation telles qu'elles sont décrites dans ce manuel ne sont pas remplies, le bouton Annuler est sélectionné afin de retourner en fonctionnement normal du système (le bipeur n'a pas été désactivé), et le patient ne peut pas passer d'examen par IRM.

> Si les conditions d'utilisation sont remplies, ou si les conditions d'utilisation ne sont pas remplies mais que l'utilisateur choisit de Continuer avec le mode Protection IRM après avoir examiné les risques que cela présentait (voir Tableau 1-4 Conditions concernant la cardiologie/le patient en page 1-5 pour obtenir des informations additionnelles à propos des risques), le bouton Continuer avec la protection IRM est sélectionné. L'écran Programme Protection IRM apparaît alors (Figure D-3 Boîte de dialogue Programme Protection IRM en page D-1).

Utiliser les boîtes de dialogue pour régler la Durée Protection IRM (nominalement réglée sur 6 heures; avec des valeurs programmables sur Arrêt, 3, 6, 9, 12 heures).

La fonction Durée Protection IRM permet à l'utilisateur de choisir la durée pendant laquelle le générateur d'impulsions reste en mode Protection IRM. Vérifier que l'heure et la date de l'horloge du programmateur sont correctes afin de garantir l'exactitude du temps d'expiration prévu (qui s'affiche sur l'écran et sur le Rapport des paramètres Protection IRM). Lorsque le temps programmé s'est écoulé, le générateur d'impulsions quitte automatiquement le mode Protection IRM et retourne aux paramètres précédemment programmés (sauf pour le bipeur).

ATTENTION: Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

ATTENTION: Si la valeur Durée Protection IRM est programmée sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique, de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique jusqu'à ce que le mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsions et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la bradycardie et le traitement par resynchronisation cardiaque sont interrompus. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la bradycardie et la stimulation CRT. Le patient ne recevra pas de stimulation tant que le générateur d'impulsion ne repassera pas en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'un traitement de la bradycardie (y compris la dépendance à la stimulation ou le besoin de stimulation overdrive) et de CRT (resynchronisation) tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. Il est recommandé d'avoir un programmateur sous tension à proximité de la salle d'IRM dans le cas où le patient présenterait un besoin urgent de stimulation. Les patients présentant l'une des pathologies existantes suivantes sont susceptibles de développer une dépendance à la stimulation transitoire :

- Des antécédents de syncope associés à la bradyarythmie
- Des antécédents de syncope d'étiologie inconnue
- Des pauses sinusales (pause > 2 s), bloc AV permanent ou intermittent
- Présentant un risque de bloc AV intermittent (par exemple, avec un bloc AV progressif, ou des antécédents de syncope inexpliquée)
- Présentant un risque de bloc trifasciculaire (par exemple, un bloc de branche ou un intervalle PR > 200 ms avec bloc de branche gauche (BBG) ou autre bloc bifasciculaire)

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la tachycardie est suspendu. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur le Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la tachycardie. Le système ne détectera pas les arythmies ventriculaires et le patient ne recevra pas la stimulation antitachycardique ou le traitement de défibrillation par choc jusqu'à ce que le générateur d'impulsions repasse en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'une protection contre les tachycardies tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM.

PRECAUTION: Le médecin chargé de paramétrer les valeurs du mode Protection IRM doit exercer son jugement professionnel afin de déterminer la capacité individuelle d'un patient à tolérer les paramètres de l'appareil requis pour un examen compatible IRM sous conditions, ainsi que les conditions physiques requises au cours d'un examen par IRM (par exemple, temps prolongé en décubitus dorsal).

REMARQUE: Utiliser l'antenne le cas échéant pour terminer l'activation du mode Protection IRM. Maintenir l'antenne en place jusqu'à réception de la confirmation que le mode Protection IRM est programmé. La communication par antenne est également nécessaire pour l'annulation manuelle du mode Protection IRM (voir Sortie manuelle du mode Protection IRM dans "Après l'examen" en page 2-11).

Après avoir sélectionné la valeur Durée Protection IRM, le bouton Programme Protection IRM est sélectionné et le dispositif passe en mode Protection IRM. L'écran Mode Protection IRM programmé s'affiche, indiquant que le dispositif a bien été programmé en mode Protection IRM aux paramètres indiqués (Figure D–4 Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmée avec bouton Désactiver Protection IRM en page D-2).

ATTENTION : Si la valeur Durée Protection IRM est programmée sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique, de traitement par resynchronisation cardiaque ou

de traitement antitachycardique jusqu'à ce que le mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsions et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION: En mode Protection IRM, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique (dont la stimulation relais) de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique (dont ATP et défibrillation). Par conséquent, le patient doit être sous surveillance constante pendant toute la durée où le système est en mode Protection IRM, y compris pendant l'examen. Le suivi continu implique de maintenir un contact vocal et visuel normal, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM. Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé pendant que le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM, notamment au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

Pour quitter le mode Protection IRM manuellement, sélectionner le bouton Sortir du mode Protection IRM (voir Sortie manuelle du mode Protection IRM dans "Après l'examen" en page 2-

REMARQUE: Dans les cas où l'examen par IRM n'a pas lieu, le bipeur peut être réactivé après la désactivation du Mode Protection IRM ("Après l'examen" en page 2-11).

Une fois que le mode Protection IRM a été programmé avec succès, imprimer une copie du Rapport des paramètres Protection IRM en sélectionnant le bouton Paramètres d'impression su l'écran Mode Protection IRM programmé. Le rapport répertorie les paramètres en fonctionnement en mode Protection IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date d'expiration du mode Protection IRM, remettant le générateur d'impulsions dan les paramètres pré-mode Protection IRM. Rapport des paramètres Protection IRM en sélectionnant le bouton Paramètres d'impression sur l'heure et la date d'expiration du mode Protection IRM, remettant le générateur d'impulsions dans

Le rapport imprimé peut être placé dans le dossier du patient et être utilisé par le personnel de radiologie pour confirmer, par exemple, qu'il reste suffisamment de temps pour réaliser l'examen par IRM. Un exemple de rapport de paramètres et de liste de contrôle est illustré avec la durée réglée sur 6 heures (Figure D-11 Exemple de rapport de paramètres et de liste de vérification (Durée réglée sur 6 heures) en page D-5 et Figure D-12 Exemple de rapport de paramètres et de liste de vérification imprimé (suite) en page D-6) et avec la durée réglée sur Arrêt (Figure D-13 Exemple de rapport de paramètres Page 1 (Durée réglée sur Arrêt) en page D-7).

S'assurer que les professionnels de la santé concernés par la pratique de l'examen par IRM ont reçu l'identification du générateur d'impulsions et de la/des sonde(s) implantée(s) dans le patient.

ATTENTION: Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Le bouton Fin session mettra fin à la session actuelle du programmateur avec le générateur d'impulsions restant en mode Protection IRM (Figure D-5 Boîte de dialogue Confirmation de la fin de la session en page D-2).

2. Confirmation des paramètres et de la configuration du scanner IRM

S'assurer que l'équipement du scanner IRM remplit les "Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4.

3. Préparation du patient pour l'examen

Le patient ne doit pas avoir une température élevée ou une thermorégulation perturbée. Le patient doit être en position de décubitus dorsal ou ventral dans l'alésage et le système de suivi approprié doit être mis en place (oxymétrie pulsée et ECG). Voir "Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4.

Si la fonction Durée en Mode Protection IRM est utilisée, noter l'heure à laquelle la sortie du Mode Protection IRM du générateur d'impulsions est programmée. Se reporter à Figure D–4 Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmée avec bouton Désactiver Protection IRM en page D-2.

REMARQUE: S'il ne reste pas suffisamment de temps pour que le patient passe l'examen par IRM, réinterroger le dispositif et reprogrammer la valeur Durée le cas échéant (voir "1. Programmation du générateur d'impulsion pour un examen" en page 2-5)

ATTENTION: En mode Protection IRM, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique (dont la stimulation relais) de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique (dont ATP et défibrillation). Par conséquent, le patient doit être sous surveillance constante pendant toute la durée où le système est en mode Protection IRM, y compris pendant l'examen. Le suivi continu implique de maintenir un contact vocal et visuel normal, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM. Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé pendant que le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM, notamment au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

ATTENTION: Lorsque le paramètre Durée limite est programmé sur une valeur autre qu' Arrêt, le patient doit être hors de l'appareil avant que le temps programmé ne soit écoulé. Dans le cas contraire, le patient ne remplira plus les conditions d'utilisation ("Conditions d'utilisation de l'IRM" en page 1-4).

Une déformation de l'image doit être envisagée lors de la planification d'un examen par IRM et lors de l'interprétation des images IRM de champs contenant le générateur d'impulsions et/ou les sondes. Les artéfacts du générateur d'impulsions vont au-delà de la marge du dispositif dans tous les sens. Seuls des artéfacts mineurs sont présents autour de la sonde de stimulation. Certains artéfacts comprennent une déformation spatiale modérée allant au-delà des frontières de l'artéfact visible du générateur d'impulsions. Les artéfacts d'écho de gradient sont généralement plus grands et davantage enclins à être accompagnés d'une déformation spatiale que les artéfacts d'écho de spin.

PENDANT L'EXAMEN

Surveillance du patient

Un contact vocal et visuel normal doit être maintenu, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée de l'examen.

ATTENTION: En mode Protection IRM, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique (dont la stimulation relais) de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique (dont ATP et défibrillation). Par conséquent, le patient doit être sous surveillance constante pendant toute la durée où le système est en mode Protection IRM, y compris pendant l'examen. Le suivi continu implique de maintenir un contact vocal et visuel normal, ainsi que la surveillance de l'oxymétrie pulsée et de l'ECG pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM. Au moment de l'examen par IRM, s'assurer de la disponibilité d'un défibrillateur externe et de la présence du personnel de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) spécialisé pendant que le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM, notamment au cas où le patient aurait besoin d'être réanimé.

ATTENTION: En Mode Protection IRM, le traitement de la bradycardie et le traitement par resynchronisation cardiaque sont interrompus. Avant de faire passer un examen par IRM au patient, un système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady doit être programmé sur Mode Protection IRM à l'aide du PEM. Le Mode Protection IRM désactive le traitement de la bradycardie et la stimulation CRT. Le patient ne recevra pas de stimulation tant que le générateur d'impulsion ne repassera pas en fonctionnement normal. Procéder à l'examen uniquement si le patient est jugé cliniquement capable de se passer d'un traitement de la

bradycardie (y compris la dépendance à la stimulation ou le besoin de stimulation overdrive) et de CRT (resynchronisation) tant que le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. Il est recommandé d'avoir un programmateur sous tension à proximité de la salle d'IRM dans le cas où le patient présenterait un besoin urgent de stimulation. Les patients présentant l'une des pathologies existantes suivantes sont susceptibles de développer une dépendance à la stimulation transitoire :

- Des antécédents de syncope associés à la bradyarythmie
- Des antécédents de syncope d'étiologie inconnue
- Des pauses sinusales (pause > 2 s), bloc AV permanent ou intermittent
- Présentant un risque de bloc AV intermittent (par exemple, avec un bloc AV progressif, ou des antécédents de syncope inexpliquée)
- Présentant un risque de bloc trifasciculaire (par exemple, un bloc de branche ou un intervalle PR > 200 ms avec bloc de branche gauche (BBG) ou autre bloc bifasciculaire)

Se reporter à la Sortie Manuelle du Mode Protection IRM dans "Après l'examen" en page 2-11 pour obtenir des instructions sur la façon de quitter le Mode de Protection d'IRM et de reprendre la stimulation.

ATTENTION: Le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices². Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM

APRÈS L'EXAMEN

Désactiver Protection IRM

Le Mode Protection IRM peut être quitté automatiquement ou manuellement. La sortie se produit automatiquement si la fonction Durée est réglée sur une valeur numérique. Si la minuterie est programmée sur Arrêt, la sortie est effectuée manuellement à l'aide du PEM (voir Sortie manuelle du Mode Protection IRM). Après la sortie du Mode Protection IRM, vérifier l'intégrité du système en effectuant des tests d'impédance de sonde, de seuil de stimulation et d'amplitude intrinsèque.

Pour les appareils RESONATE HF, RESONATE, PERCIVA HF, PERCIVA, CHARISMA et VIGILANT, lors de la sortie du Mode Protection IRM, un rapport Résumé de l'IRM est enregistré comme épisode IRM et peut être imprimé comme rapport d'épisode à l'aide de l'imprimante du PEM. Il est également possible d'accéder et de visualiser l'épisode Protection IRM via le Registre des arythmies. Un exemple d'événement mémorisé figure cidessous à la Figure D–14 Exemple d'événement mémorisé en page D-7. Il est également possible de visualiser l'épisode IRM sur le Registre des arythmies via le suivi des patients à distance (si disponible).

Sortie (automatique) du Mode Protection IRM avec la fonction Durée

Si le paramètre Durée en Mode Protection IRM a été programmé sur une valeur autre que Arrêt, le générateur d'impulsions sortira automatiquement du Mode Protection IRM après le nombre d'heures sélectionné et le système retournera aux paramètres précédemment programmés (sauf en ce qui concerne la fonction Bips et la Ventilation Minute comme décrit ci-dessous).

Sortie manuelle du Mode Protection IRM

Si la programmation de la fonction Durée est réglée sur Arrêt, ou que l'on souhaite annuler manuellement le Mode Protection IRM, le PEM est utilisé pour sortir le générateur d'impulsions du Mode Protection IRM.

Ne pas laisser le générateur d'impulsions en Mode Protection IRM plus longtemps que nécessaire après l'examen. Pour quitter manuellement le Mode Protection IRM, procéder comme suit :

- Interroger le générateur d'impulsions à l'aide de l'antenne (la télémétrie RF est inactivée en Mode Protection IRM).
- Sélectionner le bouton Sortir du Mode Protection IRM sur l'écran Mode Protection IRM programmé (Figure D–4 Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmée avec bouton Désactiver Protection IRM en page D-2).

REMARQUE: Si nécessaire, STIM. SEC., CHOC SEC. ou ABANDON DU TRAITEMENT peut également être utilisé pour quitter le Mode Protection IRM. STIM. SEC. lancera les paramètres de stimulation STIM. SEC. (voir le guide de référence du générateur d'impulsions pour de plus amples informations sur STIM. SEC.).

Évaluer l'appareil

Après l'annulation par l'utilisateur du Mode Protection IRM, le PEM naviguera automatiquement vers l'écran Tests de la sonde et invitera l'utilisateur à effectuer les tests de sonde suivants (Figure D–6 Boîte de dialogue Protection IRM désactivée en page D-2). Effectuer les mesures de sonde suivantes et évaluer les résultats :

- Amplitude intrinsèque
- Impédance de sonde
- Seuil de stimulation

Effectuer ces tests suite à la sortie automatique (Durée) du Mode Protection IRM. Une fois le test terminé, il est recommandé d'utiliser le PEM pour sauvegarder toutes les données patient.

Dès la sortie du Mode Protection IRM, tous les paramètres sont immédiatement restaurés aux valeurs pré-Mode Protection IRM avec les exceptions suivantes :

- a. La restauration de la fonction du Capteur Ventilation Minute est retardée lors de la sortie du Mode Protection IRM. Si la VM est programmée sur Marche ou Passif au moment du passage en Mode Protection IRM, la période d'étalonnage du capteur de six heures commencera automatiquement après la sortie du mode. La réponse de fréquence conduite par VM n'est pas disponible pendant cette période d'étalonnage. Si une réponse en fréquence contrôlée par la VM est souhaitée plus tôt, il est possible d'effectuer un étalonnage manuel. L'étalonnage manuel est réalisé en cinq minutes maximum. Pour des informations additionnelles à propos de l'étalonnage VM, voir le guide de référence du générateur d'impulsions.
- b. La fonction des Bips restera réglée sur Arrêt à la sortie du Mode Protection IRM. Le cas échéant, l'utilisateur peut tenter de réactiver manuellement la fonction Bips (Figure D–10 Ecran de configuration des paramètres du bipeur en page D-4).

L'option Configuration des paramètres de bips sera uniquement disponible après que le dispositif a été programmé en Mode Protection IRM. Quand la fonction Bips est

reprogrammée sur Marche, toutes les fonctions Bips programmables et non programmables reviennent à leurs valeurs nominales.

Procéder comme suit pour programmer la fonction Bips :

- i. Sélectionner l'onglet Paramètres.
- Sélectionner l'onglet Bips. ii.

Zastaviela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Zastaviela verzija. Nemojte upotrebljavati.

JIEIL JULY CIONE OLS OLE TO NON LITHING LAND.

Move Collis Versila Neizmantot.

Pasenusi Versija, Nenaudokite.

Elavilt verzió. Ne használia!

Junia cravountining Do Potritice.

Version obsoleta. No utilizar.

Version Périnée. Ne pas vitiliser.

Their it data. Notio akki.

ie champ magnétique puissant inanente du volume de la fonction Bips. Aprilis assurer que des bips sont bien émis et audibles aprilis dispositif. Si les Bips sont audibles, laisser la fonction Bips sont pas audibles, programmer la fonction Bips sur Arrêt. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume de la fonction Bips. Après réactivation de la fonction Bips, s'assurer que des bips sont bien émis et audibles après en plaçant un aimant sur le Aegunud Versioon, Arge Kasutao Augramma Augranian Augrani dispositif. Si les Bips sont audibles, laisser la fonction Bips sur Marche. Si les Bips ne Version ii berholt, Wicht verw For Bldet Version, Mailer

Havuit verilio. We nave in or clust intro him in or constitution of the last o

Judien Versia bizeruinonana. i.i.i.

Versão obsoleta. Não utilize.

Versiume expirate. Anuse utiliza.

Lastarana verlia. Nepouthvat.

Lastarela rallicica. Ne uporabite.

Vanhentunit Versio, Alakayta.

Foraldrad version. Anvandel.

Giincel olmayan siiriim. Kullanmayin.

Jil iz een verout versjon. Skalikke brukes.

Jil iz een verout over it over it

```
OCTAPANA BEPCINA, II a HE CE WATON 3BA.
                                    Foreign in the the little of t
                                                     Version iiberholt. Nicht vernenden.
                   Lastarala verle. Nepolitivat.
                                                                                           TONIO LE LOUII. HIVE KASULAGE. TO LE LE E.
                                                                           Aedining Assirance Washing And Assirance Washing Assirance Washington Washin
                                                                                                                                                                       Jetsion peninge. We pas uninsely of the bijavati.

Zastariela verzina. Nemojte upojte bijavati.

Zastariela verzina. Nemojte upojte bijavati.
                                                                                                               Unity stranger of News Ind. Do Horring.
                                                                                                                                                  Version Périmée. Ne pas litiliser.
                                                                                                                                 Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                                                                                                                                           JIEL JUDGIO, INDILIDERAN, NON LITHIZZARE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Move Coinsi Versi a Meizinantot.
                                                                                                                                                                                          Their national and in a sky.
                                                                                                                                                                                                                                                  Pasenusi Versija, Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jit datert Versjon, siere in et de brukes.

Utdatert Versjon, siere in et brukes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Judien Version Skankke minkes. Mie UZWage.
                                                                                                                                                                                                                                                                      Elavilt verzio. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Versing expirate. And se utilize of the second of the seco
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zastarala razlicica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Gilycel olwayay siriim. Killanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vanhentunit Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           For gldrad version. Anvandel.
```

VÉRIFICATIONS CARDIOLOGIQUES POUR LE SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION IMAGEREADY

ANNEXE A

Cette annexe est fournie à titre pratique. Se reporter à la suite de ce guide technique pour obtenir la liste détaillée des avertissements et précautions et les instructions complètes d'utilisation du système de défibrillation ImageReady.

Conditions d'utilisation – Cardiologie

Il est nécessaire de se conformer aux conditions d'utilisation suivantes pour qu'un patient portant un système de défibrillation ImageReady passe un examen par IRM.

compatible IRM sous conditions ImageReady
("Composants du système de défibrillation ImageReady
pour 1,5 T" en page C-1).
20. Mic. Op 100

Le patient est porteur d'un système de défibrillation

Pas d'autres dispositifs implantés, composants ou	
accessoires présents actifs ou abandonnés, tels que	des
adaptateurs de sonde, des rallonges, des sondes ou	des_
genérateurs d'impulsions.	(6

☐ Générateur d'impulsion	ns en n	node Prote	ction IRM au
cours de l'examen	10	-5	UL

☐ Dès que le mode Protection IRM est programm	né, le
patient doit être sous surveillance continue par ox	ymétrie
pulsée et électrocardiographie (ECG). S'assurer of	qu'un
traitement relais est disponible (réanimation).	no.

└└ Le patient est jugé cliniquement capable de se passe
d'une protection contre les tachycardies et sans
assistance antibradycardique (dont CRT) tant que le
générateur d'impulsions est en mode Protection IRM

Le patient n'a	a pas une temp	érature élev	ée ou une
thermorégulation	on perturbée au	ı moment de	l'examen.
7 0.0			. O

	ement de				
d'impulsic	ns restreir	nt à la ré	gion pec	torale gau	che ou
droite.	16,	16	. 61	1/0	-11

☐ Au moins six (6) semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute révision de la sonde ou modification chirurgicale du système de défibrillation compatible IRM sous conditions.

☐ Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité d
système générateur d'impulsions-sonde compromise

Procédure de l'examen IRM

Avant l'examen

- 1. S'assurer que le patient remplit les conditions d'utilisation cardiologiques dans le cadre d'un examen par IRM (voir colonne de gauche).
- 2. Toute exposition à un examen par IRM entraîne une perte permanente du volume du bipeur. Le médecin et le patient doivent apprécier l'avantage potentiel présenté par la procédure par rapport aux risques de perdre les bips.
- Le plus tardivement possible avant l'examen, programmer le générateur d'impulsions en mode Protection IRM et démarrer la surveillance continue du patient.
- 4. Imprimer le Rapport des paramètres Protection IRM, le placer dans le dossier du patient et le remettre au personnel de radiologie.
- Le rapport documente les paramètres et les détails du mode Protection IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date exactes d'expiration du mode Protection IRM.

Pendant l'examen

5. S'assurer que le patient est sous surveillance continue par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG), avec un traitement relais disponible (réanimation), pendant que le dispositif est en mode Protection IRM.

Après l'examen

- 6. S'assurer que le générateur d'impulsions est remis en fonctionnement pré-IRM, automatiquement si le paramètre Durée a été réglé sur une valeur autre qu'"Arrêt" ou bien manuellement à l'aide du PEM. Effectuer les tests de suivi du système de défibrillation après avoir quitté le mode Protection IRM, et poursuivre la surveillance du patient jusqu'à ce que le générateur d'impulsions soit remis en fonctionnement pré-IRM.
- Le bipeur restera réglé sur Arrêt à la sortie du mode Protection IRM.

ATTENTION: Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, sauf si les conditions d'utilisation relatives à l'IRM sont remplies.

ATTENTION: Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraîne une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM. Avant d'effectuer un examen par IRM, le médecin et le patient doivent évaluer l'avantage potentiel présenté par l'examen par rapport au risque de perdre les bips. Il est vivement conseillé de suivre les patients sous LATITUDE NXT après un examen par IRM, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, un suivi hospitalier tous les trois mois est fortement recommandé pour contrôler les performances du dispositif.

JCTaphila Berling, Halle Censiling.

Version in betholit. With the wender.

Aedining Asity Periods Very Property Periods Very Property Propert

AEGUIUG VEISIOON, HIGE KASUTAGE, OR TONG TO TELLE.

Unity strong Newston, Villa White of Merchining the Market Merchining the Merchin

Version obsoleta. No utilizar.

Version Périmée. Ne pas litiliser.

Jielt Jidata. Notid akki.

Lastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.

Lastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.

JIEIL JUNGOIO, INDITUE RAN, MON LITHING LAND.

Move Cojusi Versija, Neizmantot.

Pasenusi versija. Nenaudokite.

Elavilt verzió. Ne haszhálial.

Havill Verzion derde versien de l'invarinace l'invarinace

Jit is een verouderde versie brike brikes.

Versão obsoleta. Não utilize.

Judiest Verslon. Skalikke brukes. Nie liżywać.

Versing expirate. And sentilize of this expirate. And sentilize of this expirate.

Lastarana verlia. Nepoužívat.

Lastarela razlicica. Ne hisirizini.

Vanhentunut Versio, Ala Kayta.

Foraldrad version. Anvandei.

Gilincel olmayan silvilm. Kullanmayin.

ATTENTION: Si la valeur Durée Protection IRM est programmée sur Arrêt, le patient ne recevra pas de stimulation antibradycardique, de traitement par resynchronisation cardiaque ou de traitement antitachycardique jusqu'à ce que le mode Protection IRM soit désactivé sur le générateur d'impulsions et qu'il repasse en fonctionnement normal.

ATTENTION: Le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices¹. Le PEM ne OCTAPAIIA BEPCINA, II A HE CE WAITO 13 BE doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site Foreldet version. Waikke anvendes.

VÉRIFICATIONS RADIOLOGIQUES POUR LE SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION IMAGEREADY

ANNEXE B

Cette annexe est fournie à titre pratique. Se reporter à la suite de ce guide technique pour obtenir la liste détaillée des avertissements et précautions et les instructions complètes d'utilisation du système de défibrillation ImageReady.

Conditions d'utilisation - Radiologie Il est nécessaire de se conformer aux conditions Avant l'examen d'utilisation suivantes pour qu'un patient portant un système de défibrillation ImageReady passe un examen par IRM. Force de l'aimant de l'appareil d'IRM = 1,5 uniquement ☐ Champ RF = environ 64 MHz patient démarre. Gradient spatial maximum = 50 T/m (5 000 G/m) ☐ Spécification de l'équipement IRM = horizontal, ¹H proton, scanners fermés uniquement Limites de débit d'absorption spécifique (FAS) pour l'intégralité de la session d'examen actif (mode de fonctionnement normala): Moyenne du corps entier, ≤ 2,0 watts/kilogramme (W/ Pendant l'examen Fréquence de balayage du gradient spécifié maximum ≤ 200 T/m/s par axe L'utilisation d'une bobine réception seule n'est pas Après l'examen limitée. Une bobine locale transmission seule ou transmission/réception peut être utilisée, mais ne doit pas être placée directement sur le système de défibrillation. ☐ Patient en position de décubitus dorsal ou ventral uniquement. Le patient doit être sous surveillance par oxymétrie

Procédure de l'examen IRM

- 1. S'assurer que le patient est éligible à l'examen conformément aux conditions d'utilisation cardiologiques dans le cadre d'un examen par IRM ("Vérifications cardiologiques pour le système de défibrillation ImageReady" en page A-1)
- 2. Le plus tardivement possible avant l'examen, le générateur d'impulsions du patient est programmé en Mode Protection IRM et la surveillance continue du
- 3. Se reporter au Rapport Paramètres de protection IRM pour confirmer que le dispositif du patient est en mode Protection IRM. Si la fonction Durée est utilisée, le rapport comprend l'heure et la date exactes d'expiration du Mode Protection IRM. Vérifier qu'il reste suffisamment de temps pour faire passer l'examen.

4. S'assurer que le patient est sous surveillance continue par oxymétrie pulsée et électrocardiographie (ECG), avec un traitement relais disponible (réanimation), pendant que le dispositif est en Mode Protection IRM.

5. S'assurer que le générateur d'impulsions est remis en fonctionnement pré-IRM, automatiquement si le paramètre Durée a été réglé sur une valeur autre qu"'Arrêt" ou bien manuellement à l'aide du PEM. Éffectuer les tests de suivi du système de défibrillation après avoir quitté le Mode Protection IRM, et poursuivre la surveillance du patient jusqu'à ce que le générateur d'impulsions soit remis en fonctionnement pré-IRM.

a. Tel que défini dans la CEI 60601-2-33, 201.3.224, 3ème édition.

disponible (réanimation).

pulsée et électrocardiographie (ECG) pendant toute la durée où le générateur d'impulsions est en Mode Protection IRM. S'assurer qu'un traitement relais est

ATTENTION: Pratiquer un examen par IRM sur le patient n'est pas conforme aux exigences de compatibilité IRM sous conditions du système implanté et peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient et/ou des dommages sur le système implanté, sauf si les conditions d'utilisation relatives à l'IRM sont remplies.

ATTENTION: Le Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) est incompatible IRM et doit rester en dehors de la zone III (et les zones supérieures) du centre d'IRM, comme le stipule l'American College of Radiology dans Guidance Document for Safe MR Practices¹. Le PEM ne doit en aucun cas être placé dans la salle d'IRM, la salle de contrôle ou les zones III ou IV du site IRM.

PRECAUTION: La présence du système de défibrillation implanté peut entraîner des artéfacts sur les clichés de l'IRM.

Kanal E, et al., American Journal of Roentgenology 188:1447-74, 2007.

```
OCTAPAIIA BEPCINA, II a HE CE W3110113Ba.
                                               Foreign in the interior in the
                                                                    Version in berholt. Michit verwenden.
                          Lastarala verze. Nepolizi vat.
                                                                                                                     AEDMINIONELS TOOM, HIDE KASHIADE, OF THE STOOM, HIDE KASHIADE, ON THE STOO
                                                                                              Jersion Perimee. We pas utilisely other planations. Tastariela verzitatien de la ver
                                                                                                                                              Unity stranger of News Ind. Do Horring.
                                                                                                                                                                     Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                                                                                                                          Version Périmée. Ne pas litiliser.
                                                                                                                                                                                                                                                                   JIEIL JULY ON BOLETA. NON LITHIZZANE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Havuit Verzio. Nerouderde versie hin in accommittee. Dit is een verouderde chaling have have in a committee of the chaling of 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Move Coinsi Versi a Meizmantot.
                                                                                                                                                                                                                                              Thelt his data. Notio akki.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Pasenusi versija. Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Judien Version Skannara. Nie UZWWaę.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           JILIS EEITI VETUUUETUE VETSIE. MIET OE!

JILIS EEITI VETUUUETUE VETSION. SKALIKKE DYUKES.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Elavilt verzió. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Versing expirate. And sentilize of this expirate. And sentilize of this expirate.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lastarela različica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jiannau verzivii. riivaini kullanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vanhentunit Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Foraldrad Version. Anvandel.
```

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE DÉFIBRILLATION IMAGEREADY POUR 1,5 T

ANNEXE C

Seules des combinaisons spécifiques de générateurs d'impulsions et de sondes constituent un système de défibrillation ImageReady qui est compatible avec les **scanners de 1,5 T**.

Composants du système de défibrillation compatible IRM sous conditions ImageReady pour 1,5 T

	Composant	Nº de modèle	État de la RM	1,5 T
	Générateurs d'impulsions			
	AUTOGEN MINIHOD	D044, D046	Compatible IRM sous conditions	Х
Octapana Bepcha	AUTOGEN EL ICD	D174, D176	Compatible IRM sous conditions	Х
a Belije	AUTOGEN X4 CRT-D	G179	Compatible IRM sous conditions	Х
Octapana Beperae	CHARISMA X4 CRT-D	G337, G347	Compatible IRM sous conditions	Х
Octobration det in	CHARISMA EL ICO	D332, D333	Compatible IRM sous conditions	Х
Octabalia della de	DYNAGEN MINI ICD	D020, D022	Compatible IRM sous conditions	Х
	DINAGENELICO	D150, D152	Compatible IRM sous conditions	Х
REGULO	DYNAGEN X4 CRT-D	G158	Compatible IRM sous conditions	Х
00	INOGEN MINITCD	D010, D012	Compatible IRM sous conditions	Х
	INOGEN EL ICO	D140, D142	Compatible IRM sous conditions	Х
	INOGEN X4 CRT-D	G1486 146 11	Compatible IRM sous conditions	Х
	ORIGEN MINLICD	D000, D002	Compatible IRM sous conditions	Х
	ORIGEN EL ICD	D050, D052	Compatible IRM sous conditions	Х
	ORIGEN X4 CRT-D	G058	Compatible IRM sous conditions	X
	PERCIVA HF ICD	D512, D513	Compatible IRM sous conditions	SULX.
	PERCIVA ICD	D412, D413	Compatible IRM sous conditions	Х
	RESONATE HF CRT-D	G537, G547	Compatible IRM sous conditions	Х
	RESONATE HF ICD	D532, D533	Compatible IRM sous conditions	Х
	RESONATE X4 CRT-D	G437, G447	Compatible IRM sous conditions	Х
	RESONATE EL ICD	D432, D433	Compatible IRM sous conditions	Х
	VIGILANT X4 CRT-D	G237, G247	Compatible IRM sous conditions	Х
	VIGILANT EL ICD	D232, D233	Compatible IRM sous conditions	Х

Sondes de stimulation FINELINE II Sterox	4479, 4480	Compatible IRM sous conditions	Х
Sondes de stimulation FINELINE II Sterox EZ	4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474	Compatible IRM sous conditions	Х
Manchons de suture pour sondes FINELINE II	6220, 6221	Compatible IRM sous conditions	Х
Sondes de stimulation INGEVITY MRI	7735, 7736, 7740, 7741, 7742	Compatible IRM sous conditions	Х
Manchon de suture pour sondes INGEVITY MRI	6402	Compatible IRM sous conditions	Х
Obturateur de port de sonde IS-1	7145	Compatible IRM sous conditions	Х
Sondes de défibrillation ENDOTAK RELIANCE (DF4)	0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296	Compatible IRM sous conditions	Х
Sondes de défibrillation RÉLIANCE 4-FRONT (DF4)	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696	Compatible IRM sous conditions	X
Manchon de suture pour sondes RELIANCE 4- FRONT	6403	Compatible IRM sous conditions	Х
Sondes de stimulation ACUITY X4 (IS4)	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	Compatible IRM sous conditions	Х
Manchon de suture pour sondes ACUITY X4	4603	Compatible IRM sous conditions	Х
Obturateur de port de sonde IS4/DF4	7148	Compatible IRM sous conditions	X
101 -11 -10. 60 110			
Programmateur/enregistreur/moniteur (PEM) ZOC	OM LATITUDE et logiciel	d'application PEM	
PEM ZOOM LATITUDE	3120 68 124	Incompatible IRM ^a	Sans objet
PEM ZOOM LATITUDE	3120 2868 SHOW	Incompatible IRM ^a	objet Sans objet

a. Voir l'avertissement concernant l'incompatibilité IRM du PEM.

ÉCRANS ET RAPPORTS DU PROGRAMMATEUR DU DÉFIBRILLATEUR COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

ANNEXE D






Figure D-2. Conditions à vérifier pour la Protection IRM

5	Le patient n'a pas une température élevée au moment de l'examen. Emplacement de l'implantation du généraleur d'impulsion restroint à la région pectorale gauche ou droite. Au moins six semaines se sont écœulées depuis, l'implantation et/ou toute modification chirurgicale.
b\=	Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité du système générateur d'impulsion-sonde compromise.
18	Continuer sans respecter les conditions suivantes peut exposer le patient à des risques sérieux de complications ou de moit. Les événements indésirables peuvent comprendre frantais ne sont par limites à vui echauffement des sondes, une déférioration des fissus et une stimulation anythmogène.
7	135 et june Poursulvre Annuler 135 e ve 140 je
Figu	re D-2. Conditions à vérifier pour la Protection IRM
Prog	gramme Protection IRM
App	ouyer sur « Programme Protection IRM » programmera les éléments suivants dans le dispositif :
1000	Mode Tachy Arret Arret
	Mode brady Aret
	Mode brady Durée Protection IRM Vérifiez que le patient est sous surveillance jusqu'à la désactivation du Mode Protection IRM: - Les patients doivent être sous surveillance par exymètrie de pouls et par électrocardiographie (ECC). - Vérifier que le traitement relais est disponible (urgence externe). En Mode Protection IRM, les patient ne recevront pas de: - Traitement de la tachycardie (cà-d., pas de défiprillation et pas d'ALP). - Traitement de la bradycardie (cà-d., pas de stimulation, notamment pas de stimulation de secours). Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM. L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraine une perte, permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et voir désactivé le Mode Protection IRM. Placer la tête de télémétrie au-dessus du dispositif pour programmer, la protection IRM.
	Vérifiez que le patient est sous surveillance jusqu'à la désactivation du Mode Protection IRM:
	- Les patients doivent être sous surveillance par oxymètrie de pous et par électrocardiographie (ECG).
1	- Vérifier que le traitement relais est disponible (urgence externe).
	En Mode Protection IRM, les patient ne recevront pas de
	- Traitement de la tachycardie (cà-d., pas de défibrillation et pas d'ATP) Traitement de la bradycardie (cà-d., pas de stimulation, notaminent pas de stimulation de secours).
_	
	Les bips ne seront plus utilisables après un examen par IRM.
	L'entrée en contact avec le champ magnétique puissant d'un appareil d'IRM entraine une perte permanente du volume des bips. Il ne peut pas être récupéré, même après avoir quitté l'environnement d'IRM et avoir désactivé le Mode Protection IRM.
i	Placer la tête de télémétrie au-dessus du dispositif pour programmer la protection IRM.
	Programme Protection IRM Annuler Annuler

Figure D-3. Boîte de dialogue Programme Protection IRM




Figure D-4. Boîte de dialogue Mode Protection IRM programmée avec bouton Désactiver Protection IRM




Figure D-5.






Figure D-7. Message d'avertissement Épisode en cours






Figure D-8. Message d'avertissement impédance de sonde hors de la plage





Jersion perimee. We pas utiliser. trebliavati.

1. 25 tariela verzija. Nemojte upotrebliavati.

1. 25 tariela verzija. Nemojte upotrebliavati.

Jersione obsoleta. Non Hill Zare.

Move Coinsi Versija. Neizmantot.

Pasenusi Versija, Nenaudokite.

Elavilt verzió. Ne használjal.

Havuit Verzio. Ne nasznalia!

Jit is een verouder cualiuva hiris een verouder cualius een verouder een ver

Judien Versia bizeterning wara. i.i.i.

Nersao obsoleta. Nao utilize.

Versing expirate. And sentilize of this expirate. And sentilize of this expirate.

Lastarana verlia. Nepoužívat.

Lastarela radicica. Ne uporabite.

Vanhentunit versio, Ala kayta.

Forgldkad Askelon. Whyand ej.

Jianual verzivii. rindini eli kullanmayin.


Figure D-10. Ecran de configuration des paramètres du bipeur

Ontogical Asiston Do Loring.

Version opeoleta. Worthital.

Version Périmée. Ne pas l'iliser.

Jieth Andrig arding arking ark



Janhan de vérification (Dure [1] Le format vingt-quatre heures est utilisé pour afficher l'heure ; [2] La colonne indique que la date a été mesurée

Figure D-11. Exemple de rapport de paramètres et de liste de vérification (Durée réglée sur 6 heures)

ZOOM ® View™ Rapport Paramètres de protection IRM

Doe, John 10 Mar 2015 05:49

Conditions à vérifier pour la Protection IRM

Le système est désigné comme compatible IRM sous conditions conformément aux conditions stipulées dans le Guide technique IRM. Consultez ces conditions et la liste de contrôle récapitulative ci-dessous avant de poursuivre

Liste de contrôle en cardiologie :

- Le patient est porteur d'un système compatible IRM sous conditions ImageReady.
- Aucun autre dispositif implante actif ou abandonné, composant ou accessoire n'est présent.
- Le générateur d'impulsions est en mode Protection IRM au cours de l'examen.
- Le patient doit être placé sous surveillance continue une fois le mode Protection IRM programmé.
- Vérifier que le traitement relais est disponible (urgence externe).
- Le patient est cliniquement capable de tolérer l'absence de protection Tachy et de stimulation Brady.
- Le patient n'a pas une température élevée au moment de l'examen.
- Emplacement de l'implantation du générateur d'impulsion restreint à la région pectorale gauche ou droite.
- Au moins six semaines se sont écoulées depuis l'implantation et/ou toute modification chirurgicale.
- Aucune preuve de sonde fracturée ou d'intégrité du système générateur d'impulsion-sonde compromise. Vérifications radiologiques
- L'appareil d'IRM répond aux critères du Guide technique IRM.
- Les conditions de l'examen répondent aux critères du Guide technique IRM.
- La position du patient dans le scanner est décubitus dorsal ou ventral.
- Un suivi approprié du patient est requis

Page 3 de 4

ZQOM ® View™ Rapport Paramètres de protection IRM

Doe, John 10 Mar 2015 05:49

Conditions à vérifier pour la Protection IRM (suite)

Boston Scientific Corporation
ses affiliees. Tous droits reserves.

Page 4 de 4 Continuer sans respecter les conditions suivantes peut exposer le patient à des risques sérieux de complications ou de mort. Les événements indésirables peuvent comprendre (mais ne sont pas limités à) un échauffement des sondes, une détérioration des tissus et une stimulation arythmogène. Pasenusi versila. Nenal Elayult verzió. Ne használli Movecojusiversija

2868 Version du logiciel 3.05.39

G179 Version du micrologiciel : E_v1.02.00(2,01)

Dit is een verouderde versie. ou ses affiliées. Tous droits réservés.

Signature du medecin:

Killahmayin

rification imprime (su July Calolina yan silirin Figure D-12. Exemple de rapport de paramètres et de liste de vérification imprimé (suite)

	ZOOM ® View™	Rapport créé 10 Mar 2015
	Rapport Paramètres de protection	
D	IRM	
Scientific	Doe, John	Dernière interrogation bureau
Scientific	Date naiss. 2 Mai 2000	10 Mar 2015
20101101110	Appareil AUTOGEN X4 CRT-D G179/	Date implant.
	268019AC5412624EFFFFFF1	
	Mode Tachy Arrêt	
État de la protection IRM		
Mode Protection IRM	Marche	
Heure d'activation de la protec		
	restera activée jusqu'à sa reprogra	mmation par un
professionnel formé.		
Paramètres durant la Protecti		
Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
Mode brady	(O) O) O	Arrêt
Mode Jachy Les fonctions suivantes sont si Seuil automatique OD Seuil automatique VD Seuil automatique VG Diagnostics journaliers Détection airnant	Surveillance seule	Arrêt
Les fonctions suivantes sont su	uspendues pendant la Protection IRM :	
Seuil automatique OD Seuil automatique VD Seuil automatique VG	v. '0,	
Seuil automatique VD	CIP.	
Seuil automatique VG		
Diagnostics journaliers	3, 6.	
Detection almant	, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	
10,000	Ot Jak Page 1 de 4 Olia Vatil	
1, 100 01	110 1156 x16.	
12, My, UO	100 113, 113,	
Seuil automatique OD Seuil automatique VD Seuil automatique VD Seuil automatique VG Diagnostics journaliers Détection airnant Figure D-13. Exemple de ra Evénement IRM-1: 19 Jul Paramètres durant la Pro Mode brady Mode Tachy Durée Protection IRM	pport de paramètres Page 1 (Durée réglé	e sur Arrêt)
1, 011, 101, 40	27 .xe	
50 (5)	a Y all	
to 16, 5,00 6	10,	87.
Evénement IPM-1: 40 Rul	2016 20:18	· Ve
* Everience in the state of the	2016 22:18 tection JRM Arrêt Arrêt Arrêt	iet debruiken.
Parametres durant la Pro		
Mode brady	Arrêt	0
Mode Tachy	Arrêt	
Durée Protection IRM	OLATICA ARTEL	710
Mode brady Mode Tachy Durée Protection IRM Données sondes (mesure	Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt (6 h Arrêt Arrêt (7 h Arrêt Arrêt (7 h Arrêt Arrêt Arrêt (7 h Arrê	162 43
Atrial Atrial	es les plus recentes avant examen IRM)	The M.
Amplitude intrinsèque	26 mV	19 Jul 2016 22
Impédance de stimulation	631.00	19 Jul 2016 22
Seuil de stimulation	9,8 V @ 0,4 ms	19 Jul 2016 22:
Ventriculaire droit	181, 4, 610, 111	0. 10 Jul 2016 22:
Amplituda intrincadua	1 2 2 1 2 6 mV	√ . (7.° 4b / h) 2016 22.

, 10, 16, 18, 40,	1121°
Evénement JRM-1: 19 Jul 2016 22:18 Parametres durant la Protection JRM Mode brady Mode Tachy	Arrêt
Carefulling Min-12 & Sul 2014 22: 10	2, 7,0
Parametres durant la Protection IRM	Arrêt Arrêt
Mode Tachy Common Tachy	Arrêt
Mode Tachy Durée Protection IRM Ronnées condes (mesures les blus récentes aver	Arret
Durée Protection IRM	7/1 1/196 W S. 13C.
Données sondes (mesures les plus récentes avan	nt examen IRM)
Atriale	20 H 2040 2044
Impédance de stimulation	631.0 C. 19 Jul 2016 22:14
Seuil de stimulation	0,8 V @ 0,4 ms 19 Jul 2016 22:14
Ventriculaire droit	18/0 2/1/2
Amplitude intrinsèque	8,6 mV 19 Jul 2016 22:14
Seuil de stimulation	1.2 V @ 0.4 ms 19 Jul 2016 22:14
Mode Tachy Durée Protection IRM Données sondes (mesures les plus récentes avair Atriale) Amplitude intrinsèque Impédance de stimulation Seuil de stimulation Ventriculaire droit Amplitude intrinsèque Impédance de stimulation Seuil de stimulation Ventriculaire gauche Amplitude intrinsèque Impédance de stimulation Seuil de stimulation Seuil de stimulation Seuil de stimulation Choc	01.00
Amplitude intrinseque	12,4 m) 19 Jul 2016 22:14
Impedance de stimulation	521-17 19 Jul 2016 22:18
Choc	1901,4 1 100,0 113
Impédance	470 19 Jul 2016 22:18
Ventriculaire gauche Amplitude intrinseque Impédance de stimulation Seuil de stimulation Choc Impédance Statut de Fin de protection IRM Heure de fin de protection IRM Fin de l'événement 00:02:44 Figure D–14. Exemple d'événement mémorisé	Arrêt Arrêt 6 h 19 Jul 2016 22:14 19 Jul 2016 22:18 19 Jul 2016 22:14
Heure de fin de protection IRM	9 Jul 2016 22:21
Fin de l'événement 00:02:44	6 18/1 2:(Co. :0. 13/1/1/1/
11.0150	Us 3 1/10, old out
Heure de fin de protection IRM Fin de l'événement 00:02:44 Figure D-14. Exemple d'événement mémorisé	, 310, 31, 76, 0 k, :!!U
18,10	2/0 12 1/2 :0/1 :1/0
25	10 15 50 SU
	49, 45, 16, 1911
1	32 761, 39, 34
V	101, 410, 11Ug
	1.9, 3/10, 10,
	(6)
	Y :: in
	12.4 m) 19.Jul 2016 22:14 19.Jul 2016 22:18

```
OCTAPAIIA BEPCINA, II a HE CE W3110113Ba.
                                               Foreign in the interior in the
                                                                    Version in berholt. Michit verwenden.
                        Lastarala verze. Nepolitivat.
                                                                                                                   AEGUIUU VEISIOOTI. HIYJE KASULAYE. TONIO LEKE SOOTI. HIYJE KASULAYE.
                                                                                              Jersion Perimee. We pas utilisely other planations. Tastariela verzitatien de la ver
                                                                                                                                             Unity stranger of News Ind. Do Horring.
                                                                                                                                                                    Version obsoleta. No utilikar.
                                                                                                                                                                                          Version Périmée. Ne pas litiliser.
                                                                                                                                                                                                                                                                  JIEIL JULY ON BOLETA. NON LITHIZZANE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Havuit Verzio. Nerouderde versie hin in accommittee. Dit is een verouderde chaling have have in a committee of the chaling of 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Move Coinsi Versi a Meizmantot.
                                                                                                                                                                                                                                             Thelt his data. Notio akki.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pasenusi versija. Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Judien Version Skannara. Nie UZWWaę.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JIL 13 EEIN VERUUUERUE VERSIE. MIET OE!

JIL 13 EEIN VERUUUERUE VERSIE VERSIE. MIET OE!

JIL 13 EEIN VERUUUERUE VERSIE VE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Elavilt verzió. Ne haskhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Versing expirate. And sentilize of this expirate. And sentilize of this expirate.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lastarela različica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jianual verzivii. riivaini eli kullanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vanhentunut Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Forgldkad Askion Winguds !!
```

SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE

ANNEXE E

Les symboles suivants peuvent être utilisés sur l'emballage et l'étiquetage.

Tableau E-1. Symboles apposés sur l'emballage

Symbole	Description
C€ 0086	Marquage CE de conformité avec identification de l'organisme habilité à autoriser l'utilisation du marquage
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
AUS CHA LE PONTAL AND LOCAL AND LOCA	Fabricant
AUS CINA. JEDON'S IKKE SELINETITS OF.	Adresse du sponsor australien
AUS CHR. Lebo, ikke jerne litao or	compatible IRM sous conditions
REF Jersholt. on hithy of Jan. Startle Jersholt. on hithy of Jan. Startle Jersholt. on hithy of Jan. Jersion Jersion Obsoleta. Ne passion Redunder Soon Soleta. Ne passion Redundated obsoleta.	Numéro de référence
stalder ibereision No Do Tilling	Ilis Ott
REF Vel 2/10 litor. Italy of the state of th	rem,
16, 60m, Exo 16, 016, or 16, 10	illizion.
Lloying sign opening ing ing sky	on hagite. Jepin.
On Rigion be rely Politica.	Jeizi doki
Jersio ijela ska. Soletiji	g. Eugh Lylla is. Thes. Mas
Vergundered vergleta. Ne hero of Acount dated vergleta. Ne hero of the control of	An utilizzare. An utilizzare.
The isio, Oins lekely	7. 96,00 1.1K. 18. 11.73.

Javull verzio. We rids Litalia. Niet gebruiken.

Jit is een verouder chalina hina hina en la servicion de la lina hina en la servicion de la lina en la servicion de la servicio

Judien Version Skallikke hinkes. Wie his Wage.

Versão obsoleta. Não utilize.

Versing expirate. And sentilize of this expirate.

Lastarana verlia. Nepolitivat.

Zastarela razlicica. Ne uporabite.

Vanhentunit Versio, Ala Kayta.

For aldrad version. Anvandely

Jianuan ver zivir. Kriningini Killanmayin.

Jit la tert version. Skalikke brukes.

The Hill of the World of the

Move Coinsi Versi a Meizmantot.

Pasenusi versija. Nenaudokite.

Elavilt verzio. Ne haszhálial.

```
OCTAPANA BEPCINA, II a HE CE WATON 3BA.
                         Foreldet version. Waikke anvendes.
                                     Version iiberholt. Nicht vernenden.
             Lastarala verle. Nepolitivat.
                                                                AEGUIUU VEISIOOTI, HIYE KASULAYE, OTOEİTE.
                                                     Aedining Assirance Washing And Assirance Washing on                                                                                                                       Jetsion peninge. We pas unite up offebliavati.

12 stariela verzija. Nemojte upo offebliavati.

12 stariela verzija. Nemojte upo offebliavati.
                                                                              Unity stranger of News Ind. Do Horring.
                                                                                                       Version Périmée. Ne pas utiliser.
                                                                                           Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                                                                               JIEL JUDGIO, INDILIDERAN, MON LITHIZZARE.
                                                                                                                                                                                                   Move Coinsi Versi a Meizinantot.
                                                                                                                                   Their ing ata. Notio akki.
                                                                                                                                                                           Pasenusi Versija, Nenaudokite.
                                                                                                                                                                                                                 Utdatert Versjon, seiner ikke brukes.
                                                                                                                                                                                                                             Judien Version Skankke minkes. Mie UZWage.
                                                                                                                                                                                        Elavilt verzió. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                                                                                                                        Versing expirate. And sentilize of this and a version of the sentilization of the sentilizati
                                                                                                                                                                                                                                            Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Lastarana vertia. Nepoužívať.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lastaralia verdicica. Ne liporabite.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gily Cel olwayan sirilm. Killanmayin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vanhentunit versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Foraldrad version. Anvandel.
```

INDEX

Α	1,5 T 1-2
ABANDON DU TRAITEMENT 2-12	1,5 Tesla 1-2, 1-10, 2-9 Force de l'aimant de l'appareil d'IRM
ACUITY X4 1-2	1,5 Tesla 1-2, 1-5, 1-9
Amplitude intrinsèque 1-8, 2-4, 2-11–2-12	
Antenne du programmateur 2-5, 2-8, 2-12	
Assistance antibradycardique 1-4 AUTOGEN 1-2	G
Bipeur 2-6 Bips 2-12 Bobines 1-10	•
13 ⁸ E	Générateurs d'impulsions AUTOGEN 1-2
B .310°	DYNAGEN 1-2
- des.	INOGEN 1-2
Bipeur 2-6	ORIGEN 1-2
Bips 2-12 Bobines 1-10	Guide de référence rapide C-1
réception seule 1-5, 1-9	
transmission seule 1-5, 1-9	•
Bipeur 2-6 Bips 2-12 Bobines 1-10 réception seule 1-5, 1-9 transmission seule 1-5, 1-9 transmission/réception 1-5, 1-9 Bobines réception seule 1-5, 1-9 Bobines transmission seule 1-5, 1-9 Bobines transmission seule 1-5, 1-9 Bobines transmission/réception 1-5, 1-9	L
	Impédance de la sonde 2-4-2-5
Bobines 1-10 réception seule 1-5, 1-9 transmission seule 1-5, 1-9 transmission/réception 1-5, 1-9 Bobines réception seule 1-5, 1-9 Bobines transmission seule 1-5, 1-9 Bobines transmission/réception 1-5, 1-9	Impédance de sonde 1-8, 2-11–2-12
ight det ben sio my consilizations	Incompatible IRM 1-2
1810 Jil Jels W. De Till Till The	INGEVITY MRI 1-2 INGGEN 1-2
0, 210, C/19, 001, 710, 40, 032, 146, 1	Intégrité du système 2-11
16, 4711, Etg. 161, 6,49. 46, 40)	compromise 1-4, 1-8
Bobines réception seule 1-5, 1-9 Bobines transmission seule 1-5, 1-9 Bobines transmission/réception 1-5, 1-9 C Capteur d'aimant 2-5 CHOC SEC. 2-12	Impédance de la sonde 2-4–2-5 Impédance de sonde 1-8, 2-11–2-12 Incompatible IRM 1-2 INGEVITY MRI 1-2 INOGEN 1-2 Intégrité du système 2-11 compromise 1-4, 1-8
Bobines transmission seule 1-5, 1-9 Bobines transmission/réception 1-5, 1-9 C Capteur d'aimant 2-5 CHOC SEC. 2-12 Conditions à vérifier pour la Protection IRM 2-7	Intégrité du système 2-11 compromise 1-4, 1-8
Configuration des paramètres de bips 2-12	1 John Liets
161, 2101, 619, 63, 19610, 3. M.	LATITUDE 1-2 Limites DAS 1-9 Limites de DAS 1-5 Limites de fréquence d'absorption spécifique (DAS) 1-5, 1-9
161, 491, 403, 902, 421, 76	Limites DAS 1-9
D 135 15 30 (176 (13.)	Limites de DAS 1-5
The 401, 402, 6121, 46	Limites de fréquence d'absorption spécifique (DAS)
Déformation de l'image 2-10 Dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) 1.10	1942 4-21 1360 11/15. "HILL
du programmateur D-1	on John Will Const. 18.
Capteur d'aimant 2-5 CHOC SEC. 2-12 Conditions à vérifier pour la Protection IRM 2-7 Configuration des paramètres de bips 2-12 D Déformation de l'image 2-10 Dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) 1-10 du programmateur D-1 DYNAGEN 1-2 Ecrans	Limites DAS 1-9 Limites de DAS 1-5 Limites de fréquence d'absorption spécifique (DAS) 1-5, 1-9 M Mode Bistouri électrique 2-4 Mode CHOC SEC. 2-5 Mode de fonctionnement normal 1-5, 1-9, 2-9 Mode de fonctionnement normal 1-5, 1-9, 2-9 Mode Protection IRM 1-4, 1-10, 2-5
E187 .5 E0 .12 70	Ster Tall by John Oly, Tig.
Oit Jate of	Mode Bistouri électrique 2-4
E "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Mode Bistouri électrique 2-4 Mode CHOC SEC. 2-5 Mode de fonctionnement normal 1-5, 1-9, 2-9 Mode de fonctionnement normal 1-5, 1-9, 2-9
Écrans	Mode de fonctionnement
Rapports D-1	Mode de fonctionnement normal 1-5, 1-9, 2-9
Écrans du programmateur D-1	Mode Protection IRM 1-4, 1-10, 2-5
ENDOTAK RELIANCE 1-2	conditions empêchant l'entrée 2-4–2-5 Fonction Durée 2-2–2-3, 2-9, 2-11–2-12
Épisode Protection IRM 2-11 Épisode ventriculaire 2-5	fonctions suspendues 2-4
État de capacité de la batterie 2-4	passage en 2-5
	Risques en cas de non-respect des conditions
	d'utilisation 2-7 Sortie automatique 2-11
F	sortie manuelle 2-8
	Sortie manuelle 2-9, 2-11
FINELINE II 1-2	Mode Protection IRM Fonction Durée 1-2
Fonctionnement en Safety Core 2-4 Force de l'aimant de l'appareil d'IRM	Sortie manuelle 2-9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

1,5 T 1-2, 1-5, 1-9-1-10, 2-9

0

ORIGEN 1-2 Oxymétrie pulsée 1-5, 1-10, 2-9-2-10

Modifications du seuil de stimulation 1-5, 1-14

remulo-dépendants 1-4
Position du patient 1-5, 1-10, 2-9
Protection antitachycardique 1-4

Scanner fermé 1-5, 2-9
Seuil de stimulation 1-4, 2-11-2-12
Six semaines depuis l'implantation 1-4, 1
Six semaines depuis l'implantation 1
3 onde fracturée 1-4, 1-8
ondes
ACUITY X4 1-2
ENDOTAK P^r
FINELI^{II} Seuil de stimulation 1-4, 2-11-2-12
Six semaines depuis l'implantation 1-4, 1-14
Six semaines depuis l'implantation 1-8
Sonde fracturée 1-4, 1-8
Sondes
ACUITY X4 1-2
ENDOTAK RFI
FINELINIT Javun ver do verouderde versie hiet gebruiken dit is een versie het gebruik en versie de versie het gebruik en versie het gebruik en versie de versie het gebruik en versie het Pasenusi versija. Nenaudokite. Versia Przeterninowana. Nie używać. LINE II 1-2
INGEVITY MRI 1-2
RELIANCE 4-FRONT 1-2
Sondes ou générateurs d'impulsions abandonnés 14
Sondes ou générateurs d'impulsions abandonnés
6
3TIM. SEC. 2-12
urveillance patient 1-4
ystème de défibrillatic
onditions Imp Elavilt verzió. Ne használja! Versing expirate. And sentilize.

Т

télémétrie RF 2-4 Télémétrie RF 2-5, 2-12 Temps depuis implantation 2-6 Tesla

Ventilation Minute 2-12 Vérifications cardiologiques A-1 Vérifications radiologiques B-1

Lastarana verlia. Nepoužívať.

Lastarela radicica. Ne uporabite.

Vanhentunut versio, Ala kayta.

Loughdrad Astalow Wing undely

Januar verzini. Krindini Eli ahinayin.

Ζ

ZOOM LATITUDE 1-2

```
OCTAPAITA BEPCINA, IJA HE CE NATIONABA.
               Foreign in the the little of t
                      Version iiberholt. Micht vernenden.
        Lastarala verze. Nepolitivat.
                                      AEDNING FROOD, WALLAND HOLE ILE.
                               Aedilung Aereloou Viver Vering Higge.
                                                                     Jetsion peninge. We pas unite up offebliavati.

12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.

12 stariela verzina. Nemoite up offebliavati.
                                               Version Perinde. We pas utiliser.
                                                      Version obsoleta. No utilizar.
                                                                                     Jersione obsoleta. Non Hillitzlare.
                                                                                                                   Move Coinsi Versi a Meizinantot.
                                                                              Thethirdata. Notio akki.
                                                                                                     Pasenusi Versija, Nenaudokite.
                                                                                                                                   Judien versionskannanan Mie vitywat.

Nersia Prieterninanana. Italiana in the vitywat.
                                                                                                                            Utdatert Versjon, seiter i Met Oe'
                                                                                                             Elavilt verzio. Ne haszhálial.
                                                                                                                                                   Versing expiration with sentiliza.
                                                                                                                                           Versão obsoleta. Não utilize.
                                                                                                                                                            Lastarana vertia. Nepoutivat.
                                                                                                                                                                   Zastarala razlicica. Ne uporabite.
                                                                                                                                                                                           Gilland olwayan sirilm. Killanmayin.
                                                                                                                                                                          Vanhentunit Versio, Ala Kayta.
                                                                                                                                                                                  For all rad version. Any and eli-
```

Boston



Boston Scientific Corporation 4100 Hamline Avenue North St. Paul, MN 55112-5798 USA



CE N3HOH3Ba. Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific Green Square, Lambroekstraat 5D 1831 Diegem, Belgium

ARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
© 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.
360205-003 FR Europe 2016-08

Lastariela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Lastariela verzija. Nemojte upotrebljavati. outdated version. Do not use. Version Périnée. Ne pas utiliser. Version obsoleta. No utilizar. Versione obsoleta. Non Hillidare.

Gilincel olmayan siiriim. Kullanmayin. €0086

Jitis gen verouderde versier de live hinde

Jitdatert version skalikke brukes.

Versão obsoleta. Não utilize.

Judien Version Skannake Drukes. Wie Vizywać.

Versing expirate. And sentilize.

Lastarana verlia. Nepolitivat.

Lastarela različica. Ne uporabite.

Vanhentunut Versio, Alakayta.

For aldrad version. Anvandel.

Move Collisive resistant and the Meilmantot.

Pasenusi versija, Nenaudokite.

Elavilt verzió. Ne használia!

Trelt Utodata. Notito akki.

