

**MODEL 3300 LATITUDE™-PROGRAMMEERSYSTEEM
AANVULLING OP DE HANDLEIDINGEN VAN DE PULSGENERATOR***

*Technische handleidingen en referentiegidsen voor de arts

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Deze aanvulling geeft een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste verschillen tussen model 3120 van het ZOOM® LATITUDE-programmeersysteem en model 3300 van het LATITUDE-programmeersysteem (deze is mogelijk niet beschikbaar in alle landen).

In de bestaande handleidingen van de pulsgenerator worden de kenmerken en functies beschreven bij het gebruik van de pulsgenerator met model 3120 van het programmeersysteem en model 3145 van de Pacing System Analyzer (PSA); het huidige document is een aanvulling hierop.

OPMERKING: de basisfuncties en het beoogde gebruik van model 3300 van het programmeersysteem komen overeen met die van model 3120 van het programmeersysteem (afbeelding 1).

Belangrijkste naslagwerken

Model 3300 van het LATITUDE-programmeersysteem wordt beschreven in afzonderlijke handleidingen. Lees eerst de volgende documenten:

- Gebruikershandleiding van het LATITUDE-programmeersysteem, model 3300
- Gebruikershandleiding voor Patient Data Management, model 3931
- Gebruikershandleiding voor netwerk en verbinding, model 3924

OPMERKING: zie voor de functionaliteit van de PSA de gebruikershandleiding voor de Pacing System Analyzer (PSA), model 3922.

Een elektronisch exemplaar is te downloaden via www.bostonscientific-elabeling.com. Een papieren exemplaar kunt u aanvragen bij Boston Scientific; u vindt de contactgegevens op de achterkant van dit document.



Abbeelding 1. Model 3300 van het programmeersysteem

Belangrijkste verschillen

Software

- De applicatie die ICD/CRT-D, model 2868 ondersteunt, is vervangen door de applicatie van model 3868.
- Ook ten aanzien van de PG-röntgenidentificatie is model 2868 vervangen door model 3868.

- De applicatie die de pacemaker/CRT-P, model 2869 ondersteunt, is vervangen door de applicatie van model 3869.
 - Ook ten aanzien van de PG-röntgenidentificatie is model 2869 vervangen door model 3869.
- De systeemsoftwareapplicatie met Quickstart-app, model 3923 is vervangen door de applicatie van model 3909.

Netwerken

- Patiëntgegevens kunnen nu ook draadloos via Bluetooth® worden verzonden.

Toetsen

- De functietoetsen STAT PACE, STAT SHOCK en THERAPIE AFBREKEN zijn vervangen door de knop RED STAT. Hiermee kunnen de functies PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock en Afbreken worden uitgevoerd.
- De functietoetsen OPVRAGEN en PROGRAMMEREN zijn vervangen door softkeys.
- De functietoetsen voor papersnelheid zijn vervangen door de functie Real-time logboek. De functietoetsen Kalibreren en Nullijn zijn vervangen door softkeys.

Opslag gegevens

- Diskteststation is vervangen door USB-ingang.

Afdrukken

- De printer werkt niet langer via de externe papierschrijver, maar via USB en Bluetooth®.

Zoom Wireless Transmitter

- De Zoom Wireless Transmitter is vervangen door interne hardware.

Telemetrische ondersteuning (RF)

Bij de volgende modellen kan alleen gebruik worden gemaakt van telemetrie met telemetriekop, tenzij telemetrie met SRD (apparatuur voor communicatie over korte afstand) is gecertificeerd in overeenstemming met de Richtlijn radioapparatuur (RED) voor de programmer, model 3300:

COGNIS-/TELIGEN-lijn

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (ICD): F102, F103, F110, F111

INGENIO-lijn

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278

- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

PROGENY-lijn

- INCEPTA (ICD): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (ICD): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

Legacy-pulsgeneratoren

- Model 3300 van de programmer kan in combinatie met de meeste bestaande Boston Scientific-pulsgeneratoren worden gebruikt. Neem contact op met Boston Scientific als u wilt weten welke modellen pulsgenerator kunnen worden gebruikt.

Handelsmerkverklaring

LATITUDE en ZOOM zijn handelsmerken van Boston Scientific Corporation of haar dochterondernemingen.

Bluetooth® is een gedeponerd handelsmerk van Bluetooth® SIG.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έξδωον. Μην τθν Χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Non utilizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne vutilizer.
Novecojuši versija. Nemojite upotrebljavati.
Pasenusi versija. Ne használjat.
Elavult verzió. Ne használj.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizar.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizar.
Elavult versija. Nenaudokite.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. A nu se utiliza.
Zastarela različica. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældret version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Äige kasutada.
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastariela verzija. Ne izlizzare.
Ureikt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.
Novecojuši versija. Ne izlizzare.
Elavult versió. Ne használjat.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert version. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Zastarana verzija. Ne uporabite.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



92059496-006 NL 2017-02



FABRIKANT

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

GEPRODUCEERD TE

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

AUS

ADRES AUSTRALISCHE SPONSOR

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.