

**Boston
Scientific**

**SYSTÈME DE PROGRAMMATION LATITUDE™
MODÈLE 3300**

SUPPLÈMENT AUX MANUELS DU GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS*

*Guides de référence et Manuel technique du médecin

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Ce supplément fournit une vue d'ensemble détaillée des principales différences entre le système de programmation ZOOM® LATITUDE modèle 3120 et le système de programmation LATITUDE modèle 3300.

Les manuels actuels décrivent les caractéristiques et fonctionnalités du générateur d'impulsions lorsque ce dernier est utilisé avec le système de programmation modèle 3120 et un analyseur du système de stimulation (PSA), c.-à-d., le modèle 3145 ; cette documentation complète le contenu de ces manuels.

REMARQUE : les fonctionnalités et l'utilisation prévue sont les mêmes pour le système de programmation modèle 3300 et le système de programmation modèle 3120 (figure 1).

Ressources primaires

Des manuels distincts décrivent le système de programmation LATITUDE modèle 3300. Lisez d'abord ces éléments :

- Manuel de l'utilisateur du système de programmation LATITUDE modèle 3300
- Manuel de l'utilisateur de la gestion des données patient modèle 3931
- Manuel de l'utilisateur de la gestion des données patient modèle 3924

REMARQUE : pour la fonctionnalité PSA, se reporter au Manuel de l'utilisateur de l'analyseur du système de stimulation (PSA).

Pour des exemplaires électroniques, accédez à www.bostonscientific-elabeling.com.
Pour des copies papier, contactez Boston Scientific en utilisant les coordonnées figurant au dos de ce manuel.




Figure 1. Système de programmation modèle 3300

Principales différences

Logiciel

- L'application de soutien du système DAI/CRT-D remplace l'application du modèle 2868.
- Le modèle 3868 remplace également le modèle 2868 dans l'identification radiographique du GI (générateur d'impulsions).

- L'application de soutien du stimulateur/CRT-P modèle 3869 remplace l'application du modèle 2868.
 - Le modèle 3869 remplace également le modèle 2869 dans l'identification radiographique du GI (générateur d'Impulsions).
- Le logiciel d'application système du modèle 3909 avec l'application Quickstart remplace l'application du modèle 2909.

Mise en réseau

- Le transfert sans fil des données patient est désormais possible via Bluetooth®.

Touches

- Le bouton SEC. ROUGE remplace les touches de fonctionnalité fixes STIM. SEC., CHOC SEC. et ABANDON DU TRAITEMENT. Il prend en charge STIM. SEC. PSA, STIM. SEC, CHOC SEC. et Dévier.
- Des touches programmables remplacent les touches de fonctionnalité fixes INTERROGER et PROGRAMMER.
- La fonctionnalité de Journal en temps réel remplace les touches de vitesse de défilement du papier fixes. Des touches programmables remplacent les touches de fonctionnalité fixes Étalonner et Référence.

Stockage des données

- Une clé USB remplace le lecteur de disquette.

Impression

- Un support d'imprimante externe via USB et Bluetooth® remplace l'enregistreur sur bande interne.

ZOOM Wireless Transmitter

- Un matériel interne remplace le Zoom Wireless Transmitter.

Générateurs d'impulsions traditionnels

- Le programmeur modèle 3300 prend en charge les générateurs d'impulsions de Boston Scientific les plus récents. Si vous le souhaitez, contactez Boston Scientific pour connaître les modèles de générateurs d'impulsions qui sont pris en charge.

Déclaration relative aux marques

Les dénominations suivantes sont des marques de commerce de Boston Scientific Corporation ou de ses sociétés affiliées : LATITUDE et ZOOM.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth® SIG.

erze. Nepo
version. Må ikk
n überholt. Nicht verw
unud versioon. Ärge kasuta
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreilt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Novcojusi versija. Neizmantoj.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Flavult verzió. Ne használja!
een verouderde versie. Niet gebruiken.
t versjon. Skal ikke brukes.
terminowana. Nie używać.
ia. Não utilize.
A nu se utiliza.
oužívat.
rabite

Boston Scientific



FABRICANT

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

FABRIQUÉ À

Cardiac Pacemakers Incorporated
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

www.bostonscientific.com

EC

REP

REPRÉSENTANT AUTORISÉ DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

ADRESSE DU SPONSOR AUSTRALIEN

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666



92059496-022 FR 2017-08

© 2017 Boston Scientific
Corporation or its affiliates.
All Rights Reserved.