

**Boston  
Scientific**

**SISTEMA DE PROGRAMACIÓN LATITUDE™  
MODELO 3300  
APÉNDICE PARA LOS MANUALES DEL GENERADOR  
DE IMPULSOS\***

\*Guías de referencia y manuales técnicos del médico

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úrelt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmanto.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

Este apéndice proporciona una descripción general de alto nivel de las diferencias claves entre el sistema de programación ZOOM® LATITUDE modelo 3120 y el sistema de programación LATITUDE modelo 3300 (es posible que no esté disponible aún en todos los países).

Los manuales del generador de impulsos actuales describen funciones y capacidades al utilizarse con el sistema de programación modelo 3120 y un analizador del sistema de estimulación (PSA), es decir, el modelo 3145. Esta documentación complementa el contenido de dichos manuales.

NOTA: El sistema de programación modelo 3300 tiene las mismas capacidades y uso previsto que el sistema de programación modelo 3120 (figura 1).

## Recursos primarios

Diferentes manuales independientes describen el sistema de programación LATITUDE modelo 3300. Lea estos artículos primero:

- Manual de usuario del sistema de programación LATITUDE, modelo 3300.
- Manual de usuario de Gestión de datos del paciente, modelo 3931.
- Manual de usuario de red y conectividad, modelo 3924.

NOTA: Para la función PSA, consulte el manual de usuario del analizador del sistema de estimulación (PSA), modelo 3922.

Si desea obtener copias electrónicas, acceda a [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Si desea obtener copias impresas, póngase en contacto con Boston Scientific mediante la información que figura en la contraportada de este apéndice.



Figura 1. Sistema de programación modelo 3300

## Diferencias clave

### Software

- La aplicación del soporte de DAI/TRC-D del modelo 3868 sustituye la aplicación del modelo 2868.
- El modelo 3868 también sustituye el modelo 2868 dentro del identificador radiográfico del GI.

- La aplicación del soporte de marcapasos/TRC-P del modelo 3869 sustituye la aplicación del modelo 2869.
  - El modelo 3869 también sustituye el modelo 2869 dentro del identificador radiográfico del GI.
- La aplicación del software del sistema del modelo 3909 con la aplicación Quickstart sustituye la aplicación del modelo 2909.

### **Red**

- Ahora es posible realizar la transferencia inalámbrica de datos del paciente a través Bluetooth®.

### **Teclas**

- El botón STAT ROJO sustituye las teclas de función fijas ESTIM. STAT, DESC. STAT y DESVIAR TERAPIA. Ofrece soporte para ESTIM. STAT DE PSA, ESTIM. STAT, DESC. STAT y Desviar.
- Las teclas de función fijas INTERROGAR y PROGRAMAR se sustituyen con teclas programables.
- La funcionalidad de registro en tiempo real sustituye las teclas de velocidad del papel de función fija. Las teclas programables sustituyen las teclas de función fija Calibrar y Línea base.

### **Almacenamiento de datos**

- El USB sustituye el soporte/unidad Floppy Disk.

## **Impresión**

- El soporte de impresora externa a través de USB y Bluetooth® sustituye el registrador de banda de papel interno.

## **Zoom Wireless Transmitter**

- El hardware interno sustituye el Zoom Wireless Transmitter.

## **Generadores de impulsos antiguos**

- El programador del modelo 3300 admite la mayoría de los generadores de impulsos de Boston Scientific. Si lo desea, póngase en contacto con Boston Scientific para determinar qué modelos de generadores de impulsos son compatibles.

## **Declaración de marcas comerciales**

Las siguientes son marcas comerciales de Boston Scientific Corporation o sus afiliadas: LATITUDE y ZOOM.

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth® SIG.

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsolete. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

# Boston Scientific



**FABRICANTE**

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

**FABRICADO EN**

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

EC

REP

**REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA**

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

**DIRECCIÓN DEL PATROCINADOR AUSTRALIANO**

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666



92059496-023 ES 2017-08

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.