

**Boston  
Scientific**

**MODEL 3300 LATITUDE™-PROGRAMMEERSYSTEEM  
AANVULLING OP DE HANDLEIDINGEN VAN DE PULSGENERATOR\***

\*Technische handleidingen en referentiegidsen voor de arts

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsolete. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

Deze aanvulling geeft een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste verschillen tussen model 3120 van het ZOOM® LATITUDE-programmeersysteem en model 3300 van het LATITUDE-programmeersysteem (deze is mogelijk niet beschikbaar in alle landen).

In de bestaande handleidingen van de pulsgenerator worden de kenmerken en functies beschreven bij het gebruik van de pulsgenerator met model 3120 van het programmeersysteem en model 3145 van de Pacing System Analyzer (PSA); het huidige document is een aanvulling hierop.

**OPMERKING:** de basisfuncties en het beoogde gebruik van model 3300 van het programmeersysteem komen overeen met die van model 3120 van het programmeersysteem (afbeelding 1).

## **Belangrijkste naslagwerken**

Model 3300 van het LATITUDE-programmeersysteem wordt beschreven in afzonderlijke handleidingen. Lees eerst de volgende documenten:

- Gebruikershandleiding van het LATITUDE-programmeersysteem, model 3300
- Gebruikershandleiding voor Patient Data Management, model 3931
- Gebruikershandleiding voor netwerk en verbinding, model 3924

**OPMERKING:** zie voor de functionaliteit van de PSA de gebruikershandleiding voor de Pacing System Analyzer (PSA), model 3922.

Een elektronisch exemplaar is te downloaden via [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Een papieren exemplaar kunt u aanvragen bij Boston Scientific; u vindt de contactgegevens op de achterkant van dit document.



Afbeelding 1. Model 3300 van het programmeersysteem

## Belangrijkste verschillen

### Software

- De applicatie die ICD/CRT-D, model 2868 ondersteunt, is vervangen door de applicatie van model 3868.
- Ook ten aanzien van de PG-röntgenidentificatie is model 2868 vervangen door model 3868.

- De applicatie die de pacemaker/CRT-P, model 2869 ondersteunt, is vervangen door de applicatie van model 3869.
  - Ook ten aanzien van de PG-röntgenidentificatie is model 2869 vervangen door model 3869.
- De systeemsoftwareapplicatie met Quickstart-app, model 2909 is vervangen door de applicatie van model 3909.

### **Netwerken**

- Patiëntgegevens kunnen nu ook draadloos via Bluetooth® worden verzonden.

### **Toetsen**

- De functietoetsen STAT PACE, STAT SHOCK en THERAPIE AFBREKEN zijn vervangen door de knop RED STAT. Hiermee kunnen de functies PSA STAT Pace, STAT Pace, STAT Shock en Afbreken worden uitgevoerd.
- De functietoetsen OPVRAGEN en PROGRAMMEREN zijn vervangen door softkeys.
- De functietoetsen voor papersnelheid zijn vervangen door de functie Real-time logboek. De functietoetsen Kalibreren en Nullijn zijn vervangen door softkeys.

### **Opslag gegevens**

- Diskettestation is vervangen door USB-ingang.

### **Afdrukken**

- De printer werkt niet langer via de externe paperschrijver, maar via USB en Bluetooth®.

### **Zoom Wireless Transmitter**

- De Zoom Wireless Transmitter is vervangen door interne hardware.

### **Legacy-pulsgeneratoren**

- Model 3300 van de programmer kan in combinatie met de meeste bestaande Boston Scientific-pulsgeneratoren worden gebruikt. Neem contact op met Boston Scientific als u wilt weten welke modellen pulsgenerator kunnen worden gebruikt.

### **Handelsmerkverklaring**

LATITUDE en ZOOM zijn handelsmerken van Boston Scientific Corporation of haar dochterondernemingen.

Bluetooth® is een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth® SIG.

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úrelt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

# Boston Scientific



FABRIKANT

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

GEPRODUCEERD TE

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

EC REP

GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP  
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

ADRES AUSTRALISCHE SPONSOR  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666



92059496-025 NL 2017-08

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.