

OPERATORIAUS VADOVAS

Heart Connect™ System

REF 3932, 3300, 3935, 3936, 3937

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívat.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.

Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzija. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

Turinys

IVADAS	1
Pareiškimas apie prekių ženklus	1
Paskirtis	2
Kam skirta ši instrukcija	2
Kontraindikacijos	2
Įspėjimai	2
Atsargumo priemonės	2
Nepageidaujami reiškiniai	2
Kaip veikia „Heart Connect“ sistema	2
Saugumas	3
Naudotojų vaidmenys	3
Komponentai	4
Sistemos apribojimai ir apžvalga	5
VIETOS NAUDOTOJAS: NUSTATO IR NAUDOJA „HEART CONNECT“ SISTEMĄ	6
Interneto ryšio konfigūravimas	6
„Heart Connect“ sistemos kontaktai	6
Susitikimo tinkle pradžia	8
Susitikimo tinkle vykdymas	9
„Heart Connect“ vietos programinės įrangos priežiūra	12
NUOTOLINIS NAUDOTOJAS: NUSTATO IR NAUDOJA „HEART CONNECT“ SISTEMĄ	12
Naudotojo paskyros kūrimas	13
„Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos diegimas	13
Kontaktų kvietimų priėmimas	14
Kaip gauti susitikimo tinkle iškvietimus	14
Prisijungimas prie susitikimų tinkle	14
Dalyvavimas susitikimuose tinkle	15
„Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos priežiūra	17
PAPILDOMA INFORMACIJA	17
Importuotojas Europos Sąjungoje	17

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!


Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd inte.
Ercel olmayan sürüm. Kullanmayın.

IVADAS

Šiame vadove pateikiama informacija apie „Heart Connect™“ sistemos nustatymą ir naudojimą. Norėdami suaktyvinti „Heart Connect“ sistemą ir gauti prieigą prie jos, susisiekite su „Boston Scientific“ atstovu arba „Boston Scientific“, pasinaudodami informacija, pateikiama šio vadovo galiniame viršelyje.

Tollesniame paveiksle parodyta „Heart Connect“ sistemos komponentų apžvalga ir jų sujungimo būdas.



(1) LATITUDE™ programavimo sistema, 3300 modelis (2) internetas (3) nuotolinio naudotojo suderinami skaičiavimo įrenginiai (nepateikiami), naudojantys „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą

Pav. 1. „Heart Connect“ sistemos komponentai

„Heart Connect“ sistema sudaryta iš vietos naudotojo ir vieno ar kelių nuotolinių naudotojų.

- Vietos naudotojo komponentus sudaro 3300 modelio programavimo priemonė, „Heart Connect“ programinė įranga (3932 modelis) ir interneto ryšys.
- Nuotolinio naudotojo komponentus sudaro suderinamas skaičiavimo įrenginys (naudojantis „iOS“, „Android“ arba „Windows“ operacines sistemas) su įdiegta nuotolinio prijungimo programine įranga ir interneto ryšys.

PASTABA: „Boston Scientific“ palaiko licencijavimą „Heart Connect“ programai („Programa“) diegti BSC programavimo sistemoje (programavimo priemonė). „Boston Scientific“ savo nuožiūra gali perkelti licenciją iš programavimo priemonės, jei programa naudojama ribotai arba nenaudojama, tuo pavyzdžiu neapsiribojant.

PASTABA: Šis vadovas ir 3300 modelio LATITUDE™ programavimo sistemos operatoriaus vadovai prieinami internete adresu www.bostonscientific-elabeling.com.

Pareiškimas apie prekių ženklus

„Heart Connect“ ir LATITUDE yra „Boston Scientific Corporation“ prekių ženklai.

Pareiškimai apie trečiųjų šalių prekių ženklus, kurie minimi šiame vadove, išvardyti toliau:

- „Internet Explorer“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
- „iOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas, licencijuotas „Apple Inc“.

- „iPhone“ ir „iPad“ yra „Apple Inc“ prekių ženklai.
- „Android“ yra „Google Inc“ prekių ženklas.

Paskirtis

„Heart Connect“ sistema yra pasirinktinė duomenų bendrinimo sistema, skirta fiziologiniams ir (arba) kitiems medicinos duomenims iš 3300 modelio programavimo priemonės rodyti ir bendrinti. „Heart Connect“ sistema suteikia sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir „Boston Scientific“ personalui priemones surengti susitikimą tinkle ir bendrinti 3300 modelio programavimo priemonės ekraną su nuotolinėje vietoje esančiais asmenimis. Informaciją apie sistemos klinikinę naudą rasite naudojimo instrukcijose, pateikiamose su 3300 modelio programavimo priemone.

Kam skirta ši instrukcija

Ši literatūra skirta naudoti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir „Boston Scientific“ personalui, naudojančiam „Heart Connect“ sistemą.

Kontraindikacijos

„Heart Connect“ sistema kontraindikuotina naudoti su medicinos įranga, nesuderinama su šiuo vadovu apibūtinomis sistemos charakteristikomis.

Įspėjimai

Visus įspėjimus rasite LATITUDE programavimo sistemos operatoriaus vadove (3300 modelio).

Atsargumo priemonės

Papildomas atsargumo priemonės žr. LATITUDE programavimo sistemos 3300 modelio operatoriaus vadove.

- **Prieiga prie paciento duomenų.** „Heart Connect“ sistema perduoda ekrano turinį, kuriame gali būti paciento duomenų, kurie yra apsaugota sveikatos informacija. Prieigą prie paciento duomenų gali gauti tik įgalioti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir „Boston Scientific“ personalas.

Informaciją apie pacientų duomenų apsaugą ir sistemos saugą žr. "Saugumas" psl. 3.

Nepageidaujami reiškiniai

Apie nepageidaujamus reiškinius žr. LATITUDE programavimo sistemos 3300 modelio operatoriaus vadove.

Kaip veikia „Heart Connect“ sistema

„Heart Connect“ sistemą naudoja vietos naudotojas, norėdamas surengti susitikimą tinkle su vienu ar daugiau nuotolinių naudotojų. Vietos naudotojas naudoja „Heart Connect“ programą, norėdamas inicijuoti susitikimą ir bendrinti 3300 modelio programavimo priemonės ekraną. Nuotoliniai naudotojai naudoja „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą savo skaičiavimo įrenginiuose (nepateikiami), norėdami matyti vietos naudotoją ir su juo bendrauti.

Vietos naudotojas prirėikus bendradarbiauja ir (arba) bendrina informaciją su nuotoliniais naudotojais.

Kad būtų įjungtas susitikimo garsas, vietos naudotojas turi naudoti išorinį USB garso įrenginį (mikrofoną).

Parinktys:

- Jei nenaudojamas susitikimo garsas, vietos naudotojas, norėdamas bendrauti su nuotoliniu (-iais) naudotoju (-ais), gali naudoti telefoną.
- Galima naudoti USB vaizdo įrenginį (kamera) vietos naudotojo vaizdą teikti nuotoliniam (-iams) naudotojui (-ams).
- Galima naudoti USB garso įrenginį (garsiakalbį), kad vietos naudotojas girdėtų geresnį nuotolinio (-ių) naudotojo (-ų) garsą.

Saugumas

„Heart Connect“ sistemoje įdiegtos saugumo priemonės pacientų duomenims ir sistemos vientisumui apsaugoti. Šios saugumo priemonės palaiko bendrąją saugumo politiką ir praktiką. Susitikimas tinkle, įskaitant bet kokius perduodamus vaizdus, užšifruotas, kad būtų užtikrinta pacientų informacijos ir įrenginio duomenų apsauga.

Papildomą pacientų duomenų saugumo informaciją žr. *Pacientų duomenų valdymo operatoriaus vadove (3931 modeliui)*.

Papildomą tinklo ir jungiamumo saugumo informaciją žr. *Tinklo ir jungiamumo operatoriaus vadove (3924 modeliui)*.

Naudotojų vaidmenys

SVARBU.

- Vietos naudotojas turi žinoti, kaip tinkamai naudoti LATITUDE™ programavimo sistemą, nes delsa arba tinklo ryšio praradimas gali įvykti bet kuriuo metu. Jei vietos naudotojas per daug priklausomas nuo nuotolinio naudotojo, prarastas arba uždelstas tinklo ryšys gali lemti žalą pacientui.
- Vietos naudotojo įgūdžių lygis naudoti pagal paskirtį LATITUDE™ programavimo sistemą turi būti tinkamas. Apie 3300 modelio programavimo priemonės veikimą ir naudojimą žr. 3300 modelio LATITUDE™ programavimo sistemos operatoriaus vadove.
- Susitikimo dalyviai susitikimo tinkle metu turi turėti aiškų supratimą apie vietos naudotojo atsakomybę už paciento priežiūrą, lyginant su nuotolinių naudotojų atsakomybe. Galimos situacijos, susijusios su pacientais ir prijungta medicinos įranga, kai reikalinga vietos naudotojo reakcija tinkamu laiku. Vietos naudotojas turi būti pasiruošęs reaguoti į tokias situacijas.

Vietos naudotojas

- Sugebantis tinkamai naudoti 3300 modelio programavimo priemonę ir pasiekęs tinkamą įgūdžių lygį naudoti ją pagal paskirtį.
- Inicijuojantis susitikimą tinkle, kuriame bus bendrinamas 3300 modelio programavimo priemonės ekrano vaizdas.

- Fiziškai esantis šalia paciento ir 3300 modelio programavimo priemonės, kurioje veikia „Heart Connect“ programa.
- Nustatantis garso (telefono arba per USB prijungto mikrofono) ir pasirinktinės USB kameros vaizdo naudojimą.

Nuotolinis naudotojas (-ai)

- Kiekvienas, kas dalyvauja susitikime tinkle ir nėra vietos naudotojas. Nuotoliniai naudotojai paprastai yra nutolę nuo vietos naudotojo.
- Gali dalyvauti susitikime tinkle, bet negali inicijuoti susitikimo tinkle, naudodamas „Heart Connect“ sistemą.

Susitikimo dalyvis

- Kiekvienas, kas yra įtrauktas į susitikimą tinkle, įskaitant vietos ir nuotolinius naudotojus.

Komponentai

„Heart Connect“ sistemos komponentų vaizdinę pateiktą žr. Pav. 1 „Heart Connect“ sistemos komponentai psl. 1.

„Heart Connect“ vietos sistema

„Heart Connect“ vietos sistema įeina 3300 modelio programavimo priemonė su įdiegta 3932 modelio „Heart Connect“ programa.

- 3300 modelio programavimo priemonė prijungia prie interneto, kad būtų galima surengti susitikimus tinkle su nuotoliniais naudotojais.
- 3300 modelio programavimo priemonė turi integruotą garsiakalbį nuotolinio naudotojo garsui atkurti susitikimų tinkle metu. Išorinis per USB prijungtas mikrofonas teikia vietos naudotojo balso garsą.

PASTABA: Vietos naudotojas gali naudoti vaizdo kamerą vietos naudotojo vaizdai nuotoliniams naudotojams teikti.

- „Heart Connect“ programa suteikia galimybę vietos naudotojui surengti susitikimus tinkle su nuotoliniais naudotojais norint bendrinti 3300 modelio programavimo priemonės ekrano vaizdą.

„Heart Connect“ nuotolinė programinė įranga

Nuotolinis naudotojas naudoja „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą dalyvauti susitikimuose tinkle. Nuotolinę programinę įrangą „Heart Connect“ sudaro šios programos:

- 3935 modelio „iOS“ nuotolinė programinė įranga;
- 3936 modelio „Android“ nuotolinė programinė įranga;
- 3937 modelio darbalaukio nuotolinė programinė įranga.

Nuotolinė programinė įranga „Heart Connect“:

- Leidžia nuotoliniams naudotojams dalyvauti susitikimuose tinkle pakvietus vietos naudotojui ar kitiems nuotoliniams naudotojams.
- Leidžia nuotoliniams naudotojams matyti bendrintą prijungtos medicinos įrangos rodomą vaizdą.

1. Be to, vietos naudotojas gali naudoti per USB prijungtą išorinį garsiakalbį.

- Nuotolinių naudotojų įdiegiama suderinamuose skaičiavimo įrenginiuose (nepateikiami).

Sistemos apribojimai ir apžvalga

- **3300 modelio programavimo priemonė.** Ši „Heart Connect“ programa suprojektuota bendrinti 3300 modelio programavimo priemonės ekrano išvestį susitikimo tinkle dalyviams. Vietos naudotojas kontroliuoja 3300 modelio programavimo priemonės funkcijas per visą „Heart Connect“ seansą.
- **Vidaus ir išorės veiksniai.** Yra daug vidaus ir išorės veiksnių, kurie gali trukdyti, uždelsti arba sukliudyti 3300 programavimo priemonės ekrano bendrinimą susitikimo dalyviams ir „Heart Connect“ sistemos garso / vaizdo ryšį. Tarp šių veiksnių yra:
 - **Internetas.** Interneto infrastruktūros kokybės ir interneto paslaugų teikėjų skirtumai gali paveikti garso, vaizdo ir 3300 modelio programavimo priemonės rodomos informacijos, bendrinamos susitikimo tinkle metu, kokybę ir reagavimą.
 - **Svarbu.** Prasta ryšio kokybė gali lemti, kad informacija iš bendrinamo vaizdo ekrano, kurią mato nuotolinis naudotojas, nebus sinchronizuota su medicinos įrangos ekranu. Be to, jei prarandamas garso / vaizdo ryšys tarp vietos naudotojo ir nuotolinio naudotojo, gali užtrukti apie 30 sekundžių, kol apie praradimą bus nurodyta. Jei prasta ryšio kokybė išlieka, susisiekite su vietos IT skyriumi arba „Boston Scientific“.
 - **Vietinis tinklas.** Vietos tinklo prieigos taškų ir susijusios tinklo infrastruktūros (pvz., aktyvaus interneto signalo stiprumas) padėties ir kokybės pasikeitimai arba esama užkarda gali paveikti garso, vaizdo ir 3300 modelio programavimo priemonės rodomos informacijos, bendrinamos susitikimo tinkle metu, kokybę ir reagavimą.
 - **Mobilusis ryšys.** „Heart Connect“ susitikimams naudojant mobilią jungiamumą reikalingas 3G arba aukštesnio lygio mobilusis ryšys.
 - **Prieiga prie elektros lizdo.** Kad 3300 modelio programavimo priemonė galėtų veikti pagal paskirtį, rekomenduojama prieiga prie elektros lizdo, kad nebūtų išseikvota baterija.
 - **Įranga.** Garso, vaizdo ir 3300 modelio programavimo priemonės rodoma informacija, bendrinama susitikimo tinkle metu, gali vėluoti arba būti neteikiama dėl toliau nurodytų priežasčių:
 - 3300 modelio programavimo priemonė negali užmegzti patikimo ryšio su interneto infrastruktūra.
 - Nuotolinių naudotojų skaičiavimo įrenginiai gali tinkamai neveikti, kad palaikytų ryšį susitikimo tinkle metu.
 - Norint teikti vietos naudotojo garšą naudojant 3300 modelio programavimo priemonę, išorinį mikrofoną reikia prijungti prie laisvo programavimo priemonės USB prievado.
- **Tinklo ir duomenų saugumas.** „Heart Connect“ sistemai naudojami pramonės šakoje priimti protokolai naudotojams autentifikuoti ir perduodamiems duomenims užšifruoti. Gera praktika yra jungtis tik prie valdomų, saugių tinklų. Papildomą tinklo ir jungiamumo saugumo informaciją žr. *Tinklo ir jungiamumo operatorių vadovę (3924 modeliui)*.

VIETOS NAUDOTOJAS: NUSTATO IR NAUDOJA „HEART CONNECT“ SISTEMĄ

Tolesni nurodymai pateikiami vietos naudotojui „Heart Connect“ sistemos komponentams sujungti ir sistemai konfigūruoti, kad veiktų tinkle su interneto prieiga. Jei reikia pagalbos, susisiekite su „Boston Scientific“ pasinaudodami informacija, pateikiama šio vadovo galiniame viršelyje, arba susisiekite su „Boston Scientific“ vietos atstovu.

Interneto ryšio konfigūravimas

„Heart Connect“ sistemai prisijungti prie interneto naudojama 3300 modelio programavimo priemonė. Dirbkite su savo sistemos administratoriumi, kad užtikrintumėte, jog „Heart Connect“ bus patvirtinta naudoti jūsų tinklo aplinkoje.

PASTABA: *Norėdami sukongūruoti interneto ryšį, nurodymus žr. 3924 modelio tinklo ir jungiamumo operatoriaus vadove.*

Kai „Heart Connect“ programa pasirenkama 3300 programavimo priemonės pagalbinį programų meniu, jei ji sėkmingai prisijungia prie anksčiau sukongūruoto tinklo ir gali gauti prieigą prie interneto, „Heart Connect“ programos mygtuku „Susitikti dabar“ bus atidarytas langas „Susitikimo valdymas“.

Jei 3300 modelio programavimo priemonė neturi aktyvaus interneto ryšio jums paspaudus mygtuką „Susitikti dabar“, ryšio klaidos išskylančiame lange rodoma „Patikrinkite savąjį tinklą“.

Pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti „Heart Connect“ programą susitikimui tinkle inicijuoti, pateikiami toliau.

„Heart Connect“ sistemos kontaktai

„Boston Scientific“ kontaktai

„Heart Connect“ sistemą galima naudoti, norint prisijungti prie „Boston Scientific“ ir gauti techninę pagalbą. Šiuos kontaktus galima sukongūruoti konkrečiai 3300 modelio programavimo priemonei.

Yra dviejų tipų „Boston Scientific“ kontaktai:

- **Asmeniniai kontaktai.** Į šį sąrašą gali būti įtraukti konkretūs asmenys, tokie, kaip vietos „Boston Scientific“ atstovai. Prisijungiant prie asmeninio kontakto tas asmuo iškviečiamas tiesiogiai.
- **Grupės kontaktai.** Prisijungiant prie kontaktų grupės iškviečiami asmenys, priskirti pasirinktai kontaktų grupei, vienam grupės nariui atsakant į iškvietimą.

Norėdami paprašyti pakeisti „Boston Scientific“ grupės kontaktus „Heart Connect“ sistemai, susisiekite su „Boston Scientific“, pasinaudodami informacija, pateikta šio vadovo galiniame viršelyje, arba susisiekite su vietiniu „Boston Scientific“ atstovu.

Kiti kontaktai

„Heart Connect“ sistemą galima naudoti norint prisijungti prie kitų asmenų, nei iš „Boston Scientific“ personalo.

Kaip pridėti kontaktus

„Boston Scientific“ asmenys ir kiti kontaktai sukuriami ir valdomi vietas naudotojo 3300 modelio programavimo priemonės „Heart Connect“ programoje, ir „Boston Scientific“ jų negali valdyti nuotoliniu būdu.

Norėdami pridėti kontaktų:

1. 3300 modelio programavimo priemonės meniu **Utilities** (pagalbinės programos) paspauskite kortelę **Heart Connect**, kad būtų parodytas pagrindinis **Heart Connect** langas.
2. Paspauskite mygtuką **Meet Now** (susitikti dabar), kad būtų parodytas langas **Manage Meeting** (susitikimo valdymas).
3. Paspauskite mygtuką „Edit“ (redaguoti), kad būtų parodytas langas **Edit Contacts** (redaguoti kontaktus).
4. Paspauskite mygtuką šalia „Add Contact Email Address“ (pridėti kontakto el. pašto adresą), kad būtų parodytas langas **Add Contact** (pridėti kontaktą).
5. Paspauskite mygtukų sritį šalia „Email“ (el. paštas), kad būtų parodytas klaviatūros langas.
6. Įrašykite kontakto el. pašto adresą, tada paspauskite mygtuką **Accept Changes** (priimti pakeitimus), kad būtų parodytas langas **Add Contact** (pridėti kontaktą).
7. Paspauskite mygtuką **Add** (pridėti), kad būtų nusiųstas kontakto kvietimas tuo el. pašto adresu.
8. Kiekvienam kontaktui, kurį norite pridėti, pakartokite veiksmus nuo 4 iki 7.
9. Lango **Edit Contacts** (redaguoti kontaktus) paspauskite mygtuką **Close** (uždaryti).
10. Lango **Manage Meeting** (susitikimo valdymas) paspauskite mygtuką **Close** (uždaryti).

PASTABA: Kiekvienas kontaktas gauna kvietimą el. paštu ir turi priimti užklausa, kad būtų įtrauktas į „Contacts“ (kontaktų) sąrašą. Informaciją, kaip priimti kontaktų kvietimus, žr. „Kontaktų kvietimų priėmimas“ psl. 14.

Norėdami pašalinti kontaktus:

1. 3300 modelio programavimo priemonės meniu **Utilities** (pagalbinės programos) paspauskite kortelę **Heart Connect**, kad būtų parodytas pagrindinis **Heart Connect** langas.
2. Paspauskite mygtuką **Meet Now** (susitikti dabar), kad būtų parodytas langas **Manage Meeting** (susitikimo valdymas).
3. Paspauskite mygtuką „Edit“ (redaguoti), kad būtų parodytas langas **Edit Contacts** (redaguoti kontaktus).
4. Pasirinkite žymės langelį šalia asmens, kurį norite pašalinti, tada paspauskite mygtuką **Remove selected contacts** (pašalinti pasirinktus kontaktus).
5. Kai parodomas patvirtinimo langas **Remove Contacts** (pašalinti kontaktus), paspauskite mygtuką **Remove** (pašalinti), kad pašalintumėte kontaktą (-us).
6. Lango **Edit Contacts** (redaguoti kontaktus) paspauskite mygtuką **Close** (Uždaryti).
7. Lango **Manage Meeting** (susitikimo valdymas) paspauskite mygtuką **Close** (uždaryti).

Susitikimo tinkle pradžia

PASTABA: Įsitinkite, kad 3300 modelio programavimo priemonė prijungta prie elektros lizdo arba ar jai pakankamai baterijos įkrovos (50 % arba daugiau) susitikimams tinkle vykdyti.

Prieš pradėdami „Heart Connect“ susitikimą tinkle, pateikite užklausą paciento įrenginiui ir pradėkite seansą su pacientu. Jei paciento seansas pasibaigia, „Heart Connect“ susitikimas tinkle taip pat pasibaigs. Stimuliacijos sistemos analizatoriaus (SSA) programą galima inicijuoti pradėjus „Heart Connect“ susitikimą.

PASTABA: Jei „Heart Connect“ susitikimas vyksta, ir vietos naudotojas pradeda arba baigia paciento seansą, susitikimas tinkle baigiasi, ir vietos naudotojas turi pradėti naują „Heart Connect“ susitikimą.

PASTABA: Būtinai užbaikite „Heart Connect“ susitikimą prieš naudodami tokias funkcijas², kurios pašalina prieigą iš viršutinės programavimo priemonės ekrano juostos. Kai šios funkcijos aktyvios, „Heart Connect“ susitikimas tęsiasi, bet jo negalima užbaigti.

PASTABA: Norint susitikime teikti vietos naudotojo garsą, išorinį USB garso įrenginį (mikrofoną) reikia prijungti prie programavimo priemonės.

Susitikimus tinkle galima pradėti vienu iš dviejų būdų – su kontaktais arba be kontaktų.

Su kontaktais

Norėdami pradėti susitikimą tinkle su kontaktais:

1. „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuką **Meet Now** (susitikti dabar).
2. Pasirinkite pageidaujamus kontaktus.³ Kontaktus galima rinktis iš abiejų sąrašų.
3. Paspauskite pageidaujamą garso mygtuką **Use Programmer audio** (naudoti programavimo priemonės garsą). Tarptautiniams naudotojams prieinamas tik programavimo priemonės garsas. Tačiau galima naudoti asmeninius telefonus norint bendrauti už „Heart Connect“ susitikimo ribų.
4. Norėdami pradėti susitikimą, paspauskite mygtuką **Call** (iškviešti).
5. Išskylančiame lange perskaitykite paslaugos teikimo sąlygas ir paspauskite **I Agree** (aš sutinku), norėdami tęsti.

Ekrane rodoma, kad kontaktai iškviečiami. Kontaktai, kurie priima susitikimo kvietimą, rodomi lango **Manage Meeting** (susitikimo valdymas) srityje „Current Meeting“ (dabartinis susitikimas) ir „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane. Kontaktai, atmetę kvietimą, rodomi srityje „Current Meeting“ (dabartinis susitikimas) dalyje „Call Declined“ (iškvietimas atmestas). Jei maždaug vieną minutę nėra pakviesto kontakto atsako, kvietimas šiam kontaktui atšaukiamas. Jei joks kontaktas nepriima kvietimo į susitikimą, „Heart Connect“ programa automatiškai baigia susitikimą.

PASTABA: Kai kviečiama techninės priežiūros kontaktų grupė, atsakas gali užtrukti ilgiau, jei kurie nors asmenys grupėje nepasiekiami.

PASTABA: Daug nuotolinių naudotojų susitikime tinkle gali sumažinti susitikimo našumą. „Heart Connect“ ekrane galima parodyti nuo vieno iki daugiausiai keturių dalyvių.

2. Tokias funkcijas kaip elektrinio prideginimo, MRT režimo ir „SSA STAT Shock“.
3. „Heart Connect“ nuotolinė programinė įranga turi būti aktyvi asmens nuotoliniame įrenginyje, kad būtų galima jį pasirinkti.

PASTABA: „Heart Connect“ ekrano galerijos vaizdo išdėstyme galima parodyti nuo vieno iki daugiausiai keturių dalyvių.


Be kontakty

Susitikimą tinkle galima inicijuoti nesprenkant kontakty, paspaudus mygtuką **Meet Now** (susitikti dabar) „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane. Dalyvius galima pridėti prie susitikimo paspaudus mygtuką **Manage Meeting** (susitikimo valdymas) „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane, pasirinkus dalyvius ir tada paspaudus mygtuką **Add a Participant** (pridėti dalyvi). Nuotolinis naudotojas taip pat gali prisijungti prie vykstančio susitikimo įvesdamas susitikimo ID, pateiktą vietos naudotojo. Susitikimo ID rodomas susitikimo valdymo ekrano apačioje, dešinėje. Išsamesnę informaciją žr. "Susitikimo tinkle vykdymas" psl. 9.

Susitikimo tinkle vykdymas

Prieiga prie susitikimo elementu

Norėdami gauti prieigą prie susitikimo elementu, kai ekranas bendrinamas, paspauskite mygtuką **Utilities** (pagalbinės programos), tada paspauskite kortelę **Heart Connect**. Žr. Pav. 2.3300 modelio programavimo priemonė – langas „Heart Connect“ psl. 9.



(1) Rodoma „Meet now“ (susitikti dabar), kad būtų pradėtas susitikimas, ir rodoma „Manage Meeting“ (susitikimo valdymas) susitikimui vykstant (2) Vietos naudotojo garso valdikliai: garsumas ir USB išorinis mikrofonas (3) Vietos naudotojo vaizdo išdėstymo valdiklis (galerija arba aktyvus pranešėjas) (4) Vaizdo langas, kuriame iš pradžių rodomas „Heart Connect“ logotipas ir svarbi naudotojo informacija

Pav. 2. 3300 modelio programavimo priemonė – langas „Heart Connect“

Nuotolinių naudotojų pridėjimas prie susitikimo tinkle

Nuotolinius naudotojus prie esamo susitikimo tinkle galima pridėti dviem būdais:

- pridėti dalyvi arba


- pateikti susitikimo ID nuotoliniam naudotojui.

Kaip pridėti dalyvį:

1. Ekrane „Heart Connect“ paspauskite mygtuką **Manage Meeting** (susitikimo valdymas), kad būtų parodytas ekranas **Manage Meeting** (susitikimo valdymas).
2. Pasirinkite pageidaujama (-us) kontaktą (-us) iš sąrašo. Kontaktus galima rinktis iš abiejų sąrašų.
3. Paspauskite mygtuką **Add a participant** (pridėti dalyvį), kad inicijuotumėte iškvietimą pasirinktam (-iems) nuotoliniam (-iams) naudotojui (-ams).
4. Pasirinktas (-i) kontaktas (-ai) gaus iškvietimą iš savo įdiegtos „Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos, jei jie yra prisijungę prie „Heart Connect“ sistemos.
Žr. „Kaip gauti susitikimo tinkle iškvietimus“ psl. 14.

Susitikimo ID pateikimas nuotoliniam naudotojui:

1. Ekrane „Heart Connect“ paspauskite mygtuką **Manage Meeting** (susitikimo valdymas), kad būtų parodytas ekranas **Manage Meeting** (susitikimo valdymas).
2. Susitikimo ID yra susitikimo valdymo ekrano apačioje, dešinėje.
3. Pateikite šį susitikimo ID nuotoliniam (-iams) naudotojui (-ams).



(1) Susitikimo ID, dalyvio ID ir telefono numeris (telefono numeris rodomas tik skambučiams JAV)

Pav. 3. Susitikimo ID

Kai susitikimas prasideda, ekrano viršuje rodomos dvi piktogramos. Žr. Pav. 4 Vykstantis „Heart Connect“ susitikimas psl. 11.

- Dviguba rodyklė mirksi, tuo parodoma, kad jūs bendrinatė ekraną.
- Rodoma rašiklio piktograma, ir ją paspaudus komentaro rodyklė galima padėti bet kur 3300 modelio programavimo priemonės ekrane.



(1) Vyksta susitikimas - dviguba rodyklė mirksi, taip parodoma, kad ekranas bendrinamas (2) Komentavimo įrankis rašiklis

Pav. 4. Vykstantis „Heart Connect“ susitikimas

Prieiga prie garso ryšio

Vietos naudotojas gali reguliuoti garsumą ir nutildyti garsą „Heart Connect“ programos pagrindiniame meniu pasinaudodamas mygtukais **Audio** (garsas) garsiakalbiui ir mikrofonui.

Nuotolinis naudotojas (jei dar neprisijungęs) gali pasirinkti pasinaudoti savo kompiuterio įrenginio garšu. Garso valdikliai yra nuotolinio naudotojo kompiuterio įrenginio ekrane. Kompiuterio įrenginyje paslinkite žymeklį, norėdami pamatyti išskylančią garso / vaizdo meniu juostą. Be to, galima naudoti asmeninius telefonus norint bendrauti už „Heart Connect“ susitikimo ribų.

Vaizdo ryšio įjungimas

3300 modelio programavimo priemonė neturi įmontuotos vaizdo kameros, tačiau pageidaujant galima naudoti išorinę USB vaizdo kamerą. Jei naudojamas vaizdo ryšys, jį galima išjungti arba įjungti „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane pasirenkant mygtuką **Video** (vaizdas).

Vaizdas iš kiekvieno susitikime dalyvaujantį nuotolinio naudotojo gali būti rodomas „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane. Vietos naudotojas gali pasirinkti aktyvaus kalbėtojo vaizdą arba galerijos vaizdą, kai rodomos nuotolinių naudotojų, išjungusių vaizdą, vaizdo miniatiūros.

SVARBU. Prasta ryšio kokybė gali lemti, kad informacija iš bendrinamo vaizdo ekrano, kurią mato nuotolinis naudotojas, nebus sinchronizuota su medicinos įrangos ekranu. Be to, jei prarandamas garso / vaizdo ryšys tarp vietos naudotojo ir nuotolinio naudotojo, gali užtrukti apie 30 sekundžių, kol apie praradimą bus nurodyta. Jei prasta ryšio kokybė išlieka, susisiekite su vietos IT skyriumi arba „Boston Scientific“.

Dalyvių valdymas

Vietos naudotojas gali valdyti toliau išvardytus elementus susitikime tinkle dalyvaujančių nuotolinių naudotojų atžvilgiu. Prieigą prie jų galima gauti pasinaudojus mygtuku **Manage Meeting** (susitikimo valdymas) „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane.

- Pridėti nuotolinį naudotoją prie susitikimo.
- Nutildyti ir įjungti nuotolinio naudotojo garsą.
- Įjungti ir išjungti nuotolinio naudotojo vaizdą.

Kaip baigti susitikimą

Yra trys būdai susitikimui baigti:

1. Paspauskite mygtuką **Meeting in progress** (susitikimas vyksta) (mirksinčios rodyklės) ir paspauskite **Confirm** (patvirtinti), kad baigtumėte susitikimą.
2. „Heart Connect“ pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuką **Manage Meeting** (susitikimo valdymas), paspauskite mygtuką **End Call** (baigti iškvietimą), tada paspauskite **Confirm** (patvirtinti), kad susitikimas būtų baigtas.
3. Jei bendrinatė savo ekraną paciento seanso metu, paspauskite mygtuką **End Session** (baigti seansą), tada paspauskite **End Session** (baigti seansą) išskylančiame seanso baigimo patvirtinimo lange.

PASTABA: Jei iš susitikimo išeis paskutinis nuotolinis naudotojas, susitikimas baigsis ir vietos naudotojui.

„Heart Connect“ vietos programinės įrangos priežiūra

„Heart Connect“ vietos programinės įrangos naujiniai

„Heart Connect“ programos naujiniai pateikiami prisijungus internetu. Programinės įrangos naujinių diegimo instrukcijas rasite *LATITUDE™ programavimo sistemos operatoriaus vadove*⁴ arba jas galite gauti susisiekę su „Boston Scientific“, pasinaudodami šio vadovo galiniame viršelyje pateikiama informacija.

NUOTOLINIS NAUDOTOJAS: NUSTATO IR NAUDOJA „HEART CONNECT“ SISTEMĄ

Nuotoliniai naudotojai prisijungia prie „Heart Connect“ sistemos susitikimų, naudodami „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą ir savo „iOS“, „Android“ arba „Windows“ skaičiavimo įrenginį. „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą leidžia naudotojams gauti pakvietimus iš vietos naudotojo prisijungti prie susitikimo arba prisijungti prie susitikimo naudojant susitikimo ID.

4. Vietos „Boston Scientific“ atstovas programos „Heart Connect“ naujinius gali pateikti USB atmintinėje.

Pakvietime į susitikimą yra nurodymai, kaip atsisiųsti ir įdiegti „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą. Atsisiųsti ir įdiegti reikia tik vieną kartą.

Naudotojo paskyros kūrimas

Naudotojo paskyra reikalinga norint susijungti su „Heart Connect“ sistema ir turėti galimybę priimti susitikimo iškvietimus bei prisijungti prie esamų susitikimų.

Norėdami sukurti naudotojo paskyrą:

1. Eikite į <http://heartconnect.bostonscientific.com>.
2. Pasirinkite parinktį prisiregistruoti naujai paskyrai, įvesdami reikiamą informaciją. Patvirtinimo pranešimas bus išsiųstas pateiktu el. pašto adresu.
3. Patvirtinkite paskyros suaktyvinimą pasinaudodami nuoroda el. pašto pranešime.
4. Įveskite reikiamą paskyros informaciją, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

PASTABA: Ši reikiama informacija padeda užtikrinti būdą prirėkus susisiekti su „Heart Connect“ sistemos naudotojais.

5. Įdiekite susietą programą, žr. „Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos diegimas“ psl. 13.

„Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos diegimas

Sistemai taikomi reikalavimai

„Heart Connect“ nuotolinė programinė įranga suprojektuota šioms operacinėms sistemoms:

- „Windows™“ operacinei sistemai (darbalaukiui)
- „iOS™“ mobiliajai operacinei sistemai („iPhone™“ / „iPad™“) mobiliesiems skaitmeniniams įrenginiams)
- „Android™“ mobiliajai operacinei sistemai (mobilijam skaitmeniniam įrenginiui)

Programinės įrangos diegimas

Norėdami įdiegti „Heart Connect“ nuotolinę programinę įrangą:

1. Eikite į <http://heartconnect.bostonscientific.com/download>.
2. Pasirinkite atsisiuntimo variantą turimos operacinės sistemos platformai.

PASTABA: Programos mobiliųjų įrenginių platformoms yra atitinkamose mobiliųjų programų parduotuvėse. „iOS“ naudotojams nuotolinės programos pavadinimas yra „Heart Connect Remote Software“. „Android“ naudotojams programos pavadinimas yra „Heart Connect“.

3. Inicijuokite diegimą atsisųsdami diegimo failą ir jį paleisdami (darbalaukiui) arba pasirinkdami įdiegti iš programų parduotuvės (mobilijai programai).
4. Kai diegimas baigtas, paleiskite programą ir prisijunkite, panaudodami naudotojo paskyrą, sukurtą „Naudotojo paskyros kūrimas“ psl.13.

SVARBU. Kad gautumėte susitikimo tinklę iškvietimus iš vietos naudotojo, užtikrinkite, kad programa veiktų ir jūs būtumėte prisijungę.

Kontaktų kvietimų priėmimas

Vietos naudotojas, naudodamas „Heart Connect“ sistemą, gali prie kontaktų sąrašo pridėti nuotolinių naudotojų, kad būtų galima su jais susisiekti per susitikimus tinkle. Kai nuotolinis naudotojas pakviečiamas, šiam nuotoliniam naudotojui išsiunčiamas el. laiškas, kuriuo prašoma priimti kvietimą.

Norint priimti kontakto kvietimą:

1. Pasirinkite el. pašto pranešime pateiktą nuorodą. Bus atvertas „Heart Connect“ sistemos tinklalapis.
2. Prisijunkite, naudodami naudotojo paskyrą, sukurtą "Naudotojo paskyros kūrimas" psl. 13. Bus pateikta indikacija, kad kvietimas priimtas.

PASTABA: *Jei naudotojo paskyra dar nesukurta, pasirinkite parinktį prisiregistruoti naujai paskyrai ir vykdykite nurodymus, pateikiamus "Naudotojo paskyros kūrimas" psl. 13, kad sukurtumėte paskyrą. Norėdami įdiegti susijusią programą, vykdykite nurodymus, pateikiamus „Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos diegimas" psl. 13. Kai naudotojo paskyra sukurta, grįžkite į kontakto kvietimo el. laišką ir atlikite anksčiau nurodytus 1 ir 2 veiksmus.*

Kaip gauti susitikimo tinkle iškvietimus

SVARBU.

- Vietos naudotojas turi žinoti, kaip tinkamai naudoti prijungtą medicinos įrangą, nes delsa arba tinklo ryšio praradimas gali įvykti bet kuriuo metu. Jei vietos naudotojas per daug priklausomas nuo nuotolinio naudotojo, prarastas arba uždelstas tinklo ryšys gali lemti žalą pacientui.
- Vietos naudotojo įgūdžių lygis turi būti tinkamas naudoti pagal paskirtį prijungtą medicinos įrangą.
- Susitikimo dalyviai susitikimo tinkle metu turi turėti aiškų supratimą apie vietos naudotojo atsakomybę už paciento priežiūrą, lyginant su nuotolinių naudotojų atsakomybe. Galimos situacijos, susijusios su pacientais ir prijungta medicinos įranga, kai reikalinga vietos naudotojo reakcija tinkamu laiku. Vietos naudotojas turi būti pasiruošęs reaguoti į tokias situacijas.
- Kad gautumėte susitikimo tinkle iškvietimus iš vietos naudotojo, užtikrinkite, kad programa veiktų ir jūs būtumėte prisijungę.

Kai vietos naudotojas inicijuoja susitikimą tinkle su kontaktu, nuotoliniam naudotojui rodomas įstaigos pavadinimas (jei tai sukonfigūruota ekrane „About“ (apie)) ir papildoma vieta, taip pat parinkties mygtukai pakvietimui priimti arba atmesti. Norėdami dalyvauti susitikime, spustelėkite pelės klavišu arba paspauskite ekrane parinktį **Accept** (priimti).

Prisijungimas prie susitikimų tinkle

Prie vykstančių susitikimų tinkle galima prisijungti pasinaudojant vietos naudotojo pateiktu susitikimo ID. Spustelėkite arba bakstelėkite parinktį, kad prisijungtumėte prie susitikimo „Heart Connect“ nuotolinėje programinėje įrangoje, ir įveskite susitikimo ID. Spustelėkite arba bakstelėkite prisijungimo prie susitikimo mygtuką, kad būtumėte įtraukti į susitikimą.

Dalyvavimas susitikimuose tinkle

Vietos naudotojo bendrinamo ekrano peržiūra

Nuotolinis naudotojas gali matyti 3300 modelio programavimo priemonės ekraną, priėmęs „Heart Connect“ iškvietimą.

SVARBU. Prasta ryšio kokybė gali lemti, kad informacija iš bendrinamo vaizdo ekrano, kurią mato nuotolinis naudotojas, nebus sinchronizuota su medicinos įrangos ekranu. Be to, jei prarandamas garso / vaizdo ryšys tarp vietos naudotojo ir nuotolinio naudotojo, gali užtrukti apie 30 sekundžių, kol apie praradimą bus nurodyta. Jei prasta ryšio kokybė išlieka, susisiekite su vietos IT skyriumi arba „Boston Scientific“.

Prieiga prie meniu elementų peržiūrėti vietos naudotojo bendrinamą ekraną

Dauguma meniu elementų nuotoliniam naudotojui prieinami bakstelėjus ekrane arba laikant žymeklį virš jo. Prieiga prie **Annotate** (komentuoti) ir kitų panašių meniu elementų galima darbalaukių programos ekrano viršuje pasirinkus meniu **More** (daugiau) ar **View Options** (peržiūrėti parinktis) arba virš jo laikant pelės žymeklį.

PASTABA: Meniu **More** (daugiau) gali būti prieinamas tik viso ekrano režimu.

PASTABA: Funkcijos **Annotate** (komentuoti) prieiga programoje mobiliesiems gaunama bakstelint rašiklio piktogramą.

Kitų nuotolinių naudotojų pridėjimas prie susitikimo tinkle

Nuotoliniai naudotojai kitus nuotolinius naudotojus į esamą susitikimą tinkle gali pakviesti dviem būdais – kvietimu arba panaudodami susitikimo ID.

Norėdami pridėti kitų nuotolinių naudotojų pakviesdami (darbalaukių programa):

1. Bakstelėkite arba spustelėkite meniu elementą **Invite** (kviesti).
2. Bakstelėkite arba spustelėkite, norėdami išsiųsti kvietimą el. paštu.
3. Įveskite pageidaujamus el. pašto adresus ir išsiųskite el. laišką.
4. Gavėjas gaus el. laišką, kuriame yra susitikimo ID ir prisijungimo būdai (URL ir telefonas), kad galėtų prisijungti prie susitikimo.

Norėdami pridėti kitų nuotolinių naudotojų pakviesdami (programa mobiliesiems):

1. Bakstelėkite arba spustelėkite meniu elementą **Participants** (dalyviai).
2. Bakstelėkite arba spustelėkite meniu elementą **Invite** (kviesti).
3. Bakstelėkite arba spustelėkite pageidaujamos paslaugos programą iš pateikto sąrašo (pvz., el. paštas, tekstinis pranešimas).
4. Įveskite gavėjo informaciją ir išsiųskite kvietimą, naudodami pasirinktą paslaugą.
5. Gavėjams bus išsiųsta nuoroda su susitikimo ID, kad jie galėtų prisijungti prie susitikimo.

Norėdami pridėti kitų nuotolinių naudotojų, panaudodami susitikimo ID (darbalaukių programa):

1. Bakstelėkite arba spustelėkite kvietimo meniu elementą, kad atidarytumėte kvietimo ekraną. Susitikimo ID bus parodytas ekrano viršuje.
2. Pateikite susitikimo ID gavėjams, kad leistumėte jiems prisijungti prie susitikimo kaip nuotoliniams naudotojams. Žr. "Prisijungimas prie susitikimų tinkle" psl. 14.

Norėdami pridėti kitų nuotolinių naudotojų panaudodami susitikimo ID (programa mobiliesiems):

1. Norėdami peržiūrėti meniu parinktis spustelėkite arba bakstelėkite bet kur ekrane. Susitikimo ID bus parodytas ekrano viršuje.
2. Pateikite susitikimo ID gavėjams, kad leistumėte jiems prisijungti prie susitikimo kaip nuotoliniams naudotojams. Žr. "Prisijungimas prie susitikimų tinkle" psl. 14.

Garso ryšys

Yra du būdai prisijungti prie garso ryšio susitikimo tinkle metu – kompiuterio garsas ir garsas telefonu.

„Computer audio“ (kompiuterio garsas) perduodamas interneto ryšiu kitiems susitikimo dalyviams. Norėdami susitikime naudoti kompiuterio garsą:

1. Norėdami susitikime įjungti garsą:

nuotoliniams naudotojams, kurie naudojami kompiuteriais:

- pasirinkite **Join Audio** (prisijungti prie garso), tada pasirinkite **Computer Audio** (kompiuterio garsas), tada pasirinkite **Join Audio Conference by Computer** (prisijungti prie garso konferencijos naudojant kompiuterį);

nuotoliniams naudotojams, kurie naudojami mobiliisiais:

- ekrane bakstelėdami pasirinkite **Audio / Join Audio** (garsas / prisijungti prie garso), tada pasirinkite **Call Using Internet Audio / Call via Device Audio** (iškviešti naudojant interneto garsą / iškviešti naudojant įrenginio garsą).

2. Kai kompiuterio garsas įjungtas, jį galima nutildyti panaudojant meniu elementus ekrane, o garsumą galima reguliuoti darbalaukyje arba mobiliajame įrenginyje prieinamais valdikliais.

3. Norėdami susitikime garsą išjungti:

nuotoliniams naudotojams, kurie naudojami kompiuteriais:

- meniu **Audio** (garsas) bakstelėkite arba spustelėkite **Leave Computer Audio** (išjungti kompiuterio garsą);

nuotoliniams naudotojams, kurie naudojami mobiliisiais:

- meniu **More** (daugiau) bakstelėkite arba spustelėkite **Disconnect Audio** (atjungti garsą).

Telephone audio (garsas telefonu) panaudojamas prisijungiant prie susitikimo telefonu.

Norėdami susitikime naudoti garsą telefonu:

1. Garso meniu bakstelėkite arba spustelėkite **Phone Call** (telefono skambutis). (Programose mobiliesiems bakstelėkite arba spustelėkite **Dial in** (skambinti) iš garso meniu.)
2. Surinkite vieną iš išvardytų telefono numerių ir vykdykite telefonu teikiamus nurodymus, kad įvestumėte susitikimo ID ir dalyvio ID. (Programose mobiliesiems „Heart Connect“ skambins automatiškai ir įtrauks susitikimo ID ir dalyvio ID.)

PASTABA: *Susitikimo telefono numeriai prieinami ne visose šalyse.*

Vaizdo ryšys

Kai nuotolinis naudotojas prisijungia prie susitikimo tinkle, vaizdas iš pat pradžių išjungtas. Vaizdą galima įjungti arba išjungti ekrane pasirenkant vaizdo meniu elementus.

Prieiga prie garso ir vaizdo nustatymų

PC naudotojams papildomi garso ir vaizdo nustatymai prieinami bakstelėjus / spustelėjus karato piktogramą (A) dešiniau nuo ekrano kairėje, apačioje esančios vaizdo piktogramos. Bus parodytas meniu elementas **Video Settings** (vaizdo nustatymai).

Mobiliųjų naudotojams papildomi garso ir vaizdo nustatymai prieinami bakstelėjus **Video Settings** (vaizdo nustatymai) ekrano kairėje, apačioje.

Nuotolinio naudotojo komentavimo galimybė

Nuotolinis naudotojas gali komentuoti rodykle bakstelėdamas / spustelėdamas parinktį **Annotate** (komentuoti) meniu **View Options** (rodinio parinktys).

Naudojant darbalaukio programą, papildomi meniu elementai prieinami bakstelint / spustelint meniu **View Options** (rodinio parinktys), esantį ekrano viršuje.

PASTABA: Funkcijos **Annotate** (komentuoti) prieiga programoje mobiliesiems gaunama bakstelint rašiklio piktogramą.

Kaip palikti susitikimą

Nuotolinis naudotojas gali palikti susitikimą tinkle bakstelėdamas / spustelėdamas tekstą **Leave Meeting** (palikti susitikimą) apatiniamė dešiniajame ekrano kampe.

PASTABA: Jei iš susitikimo išeis paskutinis nuotolinis naudotojas, susitikimas baigsis ir vietos naudotojui.

„Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos priežiūra

„Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos naujiniai

Kai atsiranda „Heart Connect“ nuotolinės programinės įrangos naujinys, nuotoliniam naudotojui el. paštu pranešama, kad jis gali atsisiųsti ir įdiegti naujinį. Naujinius įdiekite kuo greičiau, kiek tai praktiškai įmanoma, kad užtikrintumėte, jog bus įgyvendinti visi svarbūs pakeitimai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Importuotojas Europos Sąjungoje

Importuotojas ES: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Nyderlandai

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
unud version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käyttää.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
Botany NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
92302087.026 LT OUS 2020-06

