

PRIROČNIK ZA UPRAVLJAVCA

Heart Connect™ System

REF 3932, 3300, 3935, 3936, 3937

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

Kazalo vsebine

UVOD	1
Izjave o blagovnih znamkah	1
Predvidena uporaba	2
Predvideni uporabniki	2
Kontraindikacije	2
Opozorila	2
Previdnostni ukrepi	2
Neželeni učinki	2
Delovanje sistema Heart Connect	2
Varnost	3
Uporabniške vloge	3
Komponente	4
Sistemske omejitve in dejavniki, ki jih je treba upoštevati	5
LOKALNI UPORABNIK: NASTAVITEV IN UPORABA SISTEMA HEART CONNECT	6
Konfiguracija povezave z internetom	6
Stiki sistema Heart Connect	6
Začetek spletnega srečanja	7
Izvajanje spletnega srečanja	9
Vzdrževanje lokalne programske opreme Heart Connect	12
ODDALJENI UPORABNIK: NASTAVITEV IN UPORABA SISTEMA HEART CONNECT	12
Ustvarjanje uporabniškega računa	13
Nameščanje oddaljene programske opreme Heart Connect	13
Sprejem povabil stikov	13
Prejemanje klicev za spletno srečanje	14
Pridružitve spletnim srečanjem	14
Sodelovanje v spletnem srečanju	14
Vzdrževanje oddaljene programske opreme Heart Connect	17
DODATNE INFORMACIJE	17
Uvoznik za Evropsko unijo	17

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!


Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

UVOD

Ta priročnik vsebuje informacije o nastavitvi in uporabi sistema Heart Connect™. Za aktivacijo in dostop do sistema Heart Connect se obrnite na predstavnika družbe Boston Scientific ali družbo Boston Scientific prek podatkov na zadnji platnici tega priročnika.

Naslednja slika zagotavlja pregled komponent sistema Heart Connect in način njihove priključitve.



[1] Sistem za programiranje LATITUDE™, model 3300; [2] internet; [3] združljive računalniške naprave oddaljenega uporabnika (nišo zagotovljene), ki uporabljajo oddaljeno programsko opremo Heart Connect;

Slika 1. Komponente sistema Heart Connect

Sistem Heart Connect vključuje lokalnega uporabnika in enega ali več oddaljenih uporabnikov.

- Komponente lokalnega uporabnika vključujejo programer modela 3300, programsko opremo Heart Connect (model 3932) in internetno povezavo.
- Komponente oddaljenega uporabnika vključujejo združljive računalniške naprave (operacijski sistem iOS, Android ali Windows) z nameščeno oddaljeno programsko opremo Heart Connect in internetno povezavo.

OPOMBA: Boston Scientific ohranja licenciranje za namestitvev aplikacije Heart Connect (»aplikacija«) v sistemu za programiranje BSC (»programer«). Boston Scientific lahko prenese licenco iz programerja po lastni presoji, med drugim v primeru omejene uporabe ali neuporabe aplikacije.

OPOMBA: Ta priročnik in priročniki za upravljavca za sistem za programiranje LATITUDE™ modela 3300 so na voljo na spletnem mestu www.bostonscientific-elabeling.com.

Izjave o blagovnih znamkah

Heart Connect in LATITUDE sta blagovni znamki družbe Boston Scientific Corporation.

V nadaljevanju so navedene izjave o blagovnih znamkah tretjih oseb, ki so omenjene v tem priročniku:

- Internet Explorer in Windows sta blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.

- iOS je blagovna znamka družbe Cisco, za katero ima licenco družba Apple Inc.
- iPhone in iPad sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
- Android je blagovna znamka družbe Google Inc.

Predvidena uporaba

Sistem Heart Connect je neobvezen sistem za skupno rabo podatkov, ki je namenjen za prikaz in skupno rabo fizioloških in/ali drugih zdravstvenih podatkov iz programerja modela 3300. Sistem Heart Connect je namenjen zdravstvenim delavcem in osebju družbe Boston Scientific kot sredstvo za vzpostavitev spletnega srečanja in skupno rabo zaslona programerja modela 3300 s posamezniki na oddaljeni lokaciji. Za klinične prednosti sistema glejte navodila za uporabo, zagotovljena s programerjem modela 3300.

Predvideni uporabniki

Ta dokumentacija je namenjena zdravstvenim delavcem in osebju družbe Boston Scientific, ki uporabljajo sistem Heart Connect.

Kontraindikacije

Sistem Heart Connect je kontraindiciran za uporabo z medicinsko opremo, ki ni združljiva z značilnostmi sistema, kot je določeno v tem priročniku.

Opozorila

Za vsa opozorila glejte priročnik za upravljalca za sistem za programiranje LATITUDE, model 3300.

Previdnostni ukrepi

Za dodatne previdnostne ukrepe glejte priročnik za upravljalca za sistem za programiranje LATITUDE, model 3300.

- **Dostop do podatkov o bolnikih.** Sistem Heart Connect prenaša vsebino zaslona, ki lahko vključuje podatke o bolnikih, ki so zaščiteni zdravstveni podatki. Do podatkov o bolnikih lahko dostopajo samo pooblaščenih zdravstveni delavci in osebje družbe Boston Scientific.

Za informacije glede zaščite podatkov o bolnikih in varnosti sistema glejte razdelek "Varnost" na strani 3.

Neželeni učinki

Za neželene učinke glejte priročnik za upravljalca za sistem za programiranje LATITUDE, model 3300.

Delovanje sistema Heart Connect

Lokalni uporabnik uporablja sistem Heart Connect, da vzpostavi spletno srečanje z enim ali več oddaljenimi uporabniki. Lokalni uporabnik uporablja aplikacijo Heart Connect za sprožitev srečanja in skupno rabo zaslona programerja modela 3300. Oddaljeni uporabniki vidijo lokalnega uporabnika in z njim komunicirajo z oddaljeno programsko opremo Heart Connect v svojih računalniških napravah (niso zagotovljene).

Lokalni uporabnik po potrebi sodeluje in/ali deli informacije z oddaljenimi uporabniki.

Lokalni uporabnik mora uporabljati zunanjo zvočno napravo USB (mikrofon), da omogoči zvok srečanja.

Možnosti:

- Če se zvoka srečanja ne uporablja, lahko lokalni uporabnik za komuniciranje z oddaljenimi uporabniki uporablja telefon.
- Za zagotavljanje videa lokalnega uporabnika oddaljenim uporabnikom se lahko uporablja videonapravo USB (kamero).
- Za izboljšanje zvoka oddaljenih uporabnikov za lokalnega uporabnika se lahko uporablja zvočno napravo USB (zvočnik).

Varnost

Sistem Heart Connect vključuje varnostne ukrepe za zaščito podatkov o bolnikih in celovitosti sistema. Ti varnostni ukrepi podpirajo splošne varnostne pravilnike in uporabe. Spletno srečanje, vključno z vsemi prenesenimi slikami, je šifrirano, da se zagotovi zaščito podatkov o bolnikih in pripomočku.

Za dodatne informacije glede varnosti podatkov o bolnikih glejte *priročnik za upravljavca za upravljanje podatkov o bolnikih (model 3931)*.

Glejte *priročnik za upravljavca za omrežje in povezljivost (model 3924)* za dodatne informacije o uporabi omrežij in varnosti povezljivosti.

Uporabniške vloge

POMEMBNO:

- Lokalni uporabnik mora znati pravilno uporabljati sistem za programiranje LATITUDE™, ker lahko kadar koli pride do zakasnitev ali izgube omrežne komunikacije. Če se lokalni uporabnik preveč zanaša na oddaljenega uporabnika, lahko zaradi izgubljenih ali zakasnenih omrežnih komunikacij pride do poškodb bolnika.
- Lokalni uporabnik mora dosegati pričakovano raven izurjenosti za uporabo sistema za programiranje LATITUDE™ za predvideni namen. Glejte priročnik za upravljavca za sistem za programiranje LATITUDE™ modela 3300 glede delovanja in uporabe programerja modela 3300.
- Udeleženci srečanja morajo imeti jasna pričakovanja glede odgovornosti za oskrbo bolnika lokalnega uporabnika v primerjavi z oddaljenim uporabnikom med spletnim srečanjem. Pride lahko do situacij v zvezi z bolniki in povezavo medicinsko opremo, pri katerih je potreben pravočasen odziv lokalnega uporabnika. Lokalni uporabnik mora biti pripravljen, da se odzove na take situacije.

Lokalni uporabnik

- Zmožen je pravilno uporabljati programer modela 3300 in dosegati pričakovano raven izurjenosti za predvideni namen.
- Sproži spletno srečanje, v katerem bo v skupno rabo dan zaslon programerja modela 3300.
- Fizično je v bližini bolnika in programerja modela 3300, v katerem se izvaja aplikacija Heart Connect.

- Določi uporabo zvoka (telefon ali mikروفon, povezan prek USB) in videa z izbirno kamero USB.

Oddaljeni uporabniki

- Vsak, ki sodeluje v spletnem srečanju in ni lokalni uporabnik. Oddaljeni uporabniki so običajno oddaljeni od lokalnega uporabnika.
- Lahko sodelujejo v spletnem srečanju, ne morejo pa sprožiti spletnega srečanja s sistemom Heart Connect.

Udeleženeec srečanja

- Vsak, ki je vključen v spletno srečanje, tudi lokalni in oddaljeni uporabniki.

Komponente

Za vizualno predstavitev komponent sistema Heart Connect glejte Slika 1 Komponente sistema Heart Connect na strani 1.

Lokalni sistem Heart Connect

Lokalni sistem Heart Connect vključuje programer modela 3300 z nameščeno aplikacijo Heart Connect modela 3932.

- Programer modela 3300 se poveže z internetom za vzpostavitev spletnih srečanj z oddaljenimi uporabniki.
- Programer modela 3300 vsebuje vgrajeni zvočnik¹ za zagotavljanje zvoka oddaljenega uporabnika pri spletnih srečanjih. Zunanji mikروفon, povezan prek USB, zagotavlja zvok za glas lokalnega uporabnika.

OPOMBA: Lokalni uporabnik lahko uporablja videokamero za zagotavljanje videa lokalnega uporabnika oddaljenim uporabnikom.

- Aplikacija Heart Connect omogoča lokalnemu uporabniku, da vzpostavlja spletna srečanja z oddaljenimi uporabniki, kjer se da v skupno rabo zaslon programerja modela 3300.

Oddaljena programska oprema Heart Connect

Oddaljeni uporabnik uporablja oddaljeno programsko opremo Heart Connect za sodelovanje v spletnih srečanjih. Oddaljena programska oprema Heart Connect je sestavljena iz naslednjih aplikacij:

- Oddaljena programska oprema za sistem iOS modela 3935
- Oddaljena programska oprema za sistem Android modela 3936
- Namizna oddaljena programska oprema modela 3937

Oddaljena programska oprema Heart Connect:

- Omogoča oddaljenim uporabnikom, da sodelujejo pri spletnih srečanjih, ko jih povabi lokalni uporabnik ali drugi oddaljeni uporabnik.
- Omogoča oddaljenim uporabnikom, da vidijo videozaslon povezane medicinske opreme, dan v skupno rabo.
- Oddaljeni uporabniki jo namestijo v združljive računalniške naprave (niso zagotovljene).

1. Dodatno lahko lokalni uporabnik uporablja zunanji zvočnik, povezan prek USB.

Sistemske omejitve in dejavniki, ki jih je treba upoštevati

- **Programer modela 3300.** Ta aplikacija Heart Connect je zasnovana za skupno rabo izhoda zaslona programerja modela 3300 z udeleženci srečanja v spletnem srečanju. Lokalni uporabnik ima nadzor nad funkcijami programerja modela 3300 med celotno sejo Heart Connect.

- **Notranji in zunanji dejavniki.** Veliko notranjih in zunanjih dejavnikov lahko ovira, zakasni ali prepreči skupno rabo zaslona programerja modela 3300 z udeleženci srečanja in zvočno komunikacijo ali videokomunikacijo sistema Heart Connect. Ti dejavniki vključujejo:

Internet. Razlike v kakovosti internetne infrastrukture in ponudnikov internetne storitve lahko vplivajo na kakovost in odzivnost zvoka, videa in informacij zaslona programerja modela 3300, danih v skupno rabo v spletnem srečanju.

Pomembno: Slaba kakovost povezave lahko prepreči sinhronizacijo informacij z videozaslona v skupni rabi, kot jih vidi oddaljeni uporabnik, z informacijami na zaslonu medicinske opreme. Če pa pride do izgube videokomunikacije ali zvočne komunikacije med lokalnim in oddaljenim uporabnikom, lahko traja približno 30 sekund, da se izguba prikaže. Če težav s slabo kakovostjo povezave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalni oddelek za IT ali družbo Boston Scientific.

- **Lokalno omrežje.** Razlike v lokaciji in kakovosti dostopnih točk lokalnega omrežja in povezane omrežne infrastrukture (npr. moč signala aktivnega interneta) ali prisotnost požarnega zida lahko vplivajo na kakovost in odzivnost zvoka, videa in informacij zaslona programerja modela 3300, danih v skupno rabo v spletnem srečanju.

- **Mobilna komunikacijska povezava.** Srečanja Heart Connect, pri katerih se uporablja mobilna komunikacijska povezljivost, bi se morala izvajati pri mobilni komunikacijski povezavi 3G ali višji.

- **Dostop do električne vtičnice.** Za zagotovitev, da je programer modela 3300 zmožen delovati, kot je predvideno, je priporočen dostop do električne vtičnice, da se prepreči izpraznitev baterije.

- **Oprema.** Zvok, video in informacije zaslona programerja modela 3300 v skupni rabi v spletnem srečanju so lahko zakasnjeni ali preprečeni zaradi naslednjega:

- Programer modela 3300 ne more vzpostaviti zanesljive povezave z internetno infrastrukturo.
- Računalniške naprave oddaljenih uporabnikov morda ne delujejo ustrezno, da bi bila podprta komunikacija prek spletnega srečanja.
- Za zagotovitev zvoka lokalnega uporabnika z uporabo programerja modela 3300 mora biti zunanji mikrofonski priključek na povezana vrata USB na programerju.

- **Omrežna in podatkovna varnost.** Sistem Heart Connect uporablja protokole, sprejete v panogi, za preverjanje pristnosti uporabnikov in šifriranje prenesenih podatkov. Za dobro prakso se smatra povezovanje samo v upravljana, varna omrežja. Glejte *priročnik za upravljalca za omrežje in povezljivost (model 3924)* za dodatne informacije o uporabi omrežij in varnosti povezljivosti.

LOKALNI UPORABNIK: NASTAVITEV IN UPORABA SISTEMA HEART CONNECT

Naslednja navodila so zagotovljena, da lahko lokalni uporabnik poveže komponente sistema Heart Connect in konfigurira sistem za omrežje z internetnim dostopom. Za pomoč se obrnite na družbo Boston Scientific prek podatkov na zadnji platnici tega priročnika ali na lokalnega predstavnika družbe Boston Scientific.

Konfiguracija povezave z internetom

Sistem Heart Connect uporablja programer modela 3300 za povezovanje z internetom. Sodelujte s skrbnikom sistema, da zagotovite, da je sistem Heart Connect odobren za uporabo v vašem omrežnem okolju.

OPOMBA: Za konfiguracijo internetne povezave glejte priročnik za upravljavca za uporabo omrežij in povegljivost modela 3924 za navodila.

Ko je aplikacija Heart Connect izbrana v meniju »Utilities« (Orodja) programerja modela 3300 ter če se uspešno poveže s predhodno konfiguriranim omrežjem in lahko dostopa do interneta, gumb »Meet Now« (Srečanje zdaj) v aplikaciji Heart Connect odpre okno »Manage Meeting« (Upravljanje srečanja).

Če ni aktivne internetne povezave v programerju modela 3300, ko pritisnete gumb »Meet Now« (Srečanje zdaj), je v pojavnem oknu o napaki pri povezavi prikazano sporočilo »Please check your network« (Preverite omrežje).

V nadaljevanju so navedena osnovna navodila za uporabo aplikacije Heart Connect za sprožitve spletnega srečanja.

Stiki sistema Heart Connect

Stiki družbe Boston Scientific

Sistem Heart Connect se lahko uporablja za vzpostavljanje stika z družbo Boston Scientific zaradi tehnične podpore. Te stike je mogoče konfigurirati za specifičen programer modela 3300.

Obstajata dve vrsti stikov družbe Boston Scientific:

- **Posamezne osebe za stik.** V ta seznam se lahko vključi določene posameznike, kot so lokalni predstavniki družbe Boston Scientific. Če vzpostavite povezavo s posameznim stikom, bo ta posameznik neposredno poklican.
- **Stiki skupine.** Povezovanje z rezultati skupine stikov pri klicanju posameznikov, ki so dodeljeni izbrani skupini stikov, pri čemer se na klic odzove en član skupine.

Če želite zahtevati spremembe stikov skupine družbe Boston Scientific za sistem Heart Connect, se obrnite na družbo Boston Scientific prek podatkov na zadnji platnici tega priročnika ali se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Boston Scientific.

Drugi stiki

Sistem Heart Connect se lahko uporablja za povezovanje posameznikov, ki niso del osebja družbe Boston Scientific.

Dodajanje stikov

Posameznike družbe Boston Scientific in druge stike se lahko ustvari in upravlja v aplikaciji Heart Connect v programerju modela 3300 lokalnega uporabnika ter jih družba Boston Scientific ne more upravljati na daljavo.

Če želite dodati stike:

1. V meniju **Utilities** (Orodja) programerja modela 3300 pritisnite zavihek **Heart Connect**, da se odpre glavno okno **Heart Connect**.
2. Pritisnite gumb **Meet Now** (Srečanje zdaj), da se odpre okno **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja).
3. Pritisnite gumb »Edit« (Uredi), da se odpre okno **Edit Contacts** (Urejanje stikov).
4. Pritisnite gumb poleg možnosti »Add Contact Email Address« (Dodaj e-poštni naslov stika), da se odpre okno **Add Contacts** (Dodajanje stikov).
5. Pritisnite območje gumba poleg e-poštnega naslova, da se odpre okno s tipkovnico.
6. Vnesite e-poštni naslov stika, nato pritisnite gumb **Accept Changes** (Sprejmi spremembe), da se odpre okno **Add Contacts** (Dodajanje stikov).
7. Pritisnite gumb **Add** (Dodaj), da pošljete stiku povabilo na ta e-poštni naslov.
8. Ponovite korake od 4 do 7 za vsak stik, ki ga želite dodati.
9. V oknu **Edit Contacts** (Urejanje stikov) pritisnite gumb **Close** (Zapri).
10. V oknu **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja) pritisnite gumb **Close** (Zapri).

OPOMBA: Vsak stik prejme e-poštno sporočilo s povabilom in mora sprejeti zahtevo, če želi biti vključen na seznam stikov. Za informacije o sprejetju povabil stikov glejte "Sprejem povabil stikov" na strani 13.

Če želite odstraniti stike:

1. V meniju **Utilities** (Orodja) programerja modela 3300 pritisnite zavihek **Heart Connect**, da se odpre glavno okno **Heart Connect**.
2. Pritisnite gumb **Meet Now** (Srečanje zdaj), da se odpre okno **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja).
3. Pritisnite gumb »Edit« (Uredi), da se odpre okno **Edit Contacts** (Urejanje stikov).
4. Izberite potrditveno polje poleg osebe, ki jo želite odstraniti, nato pritisnite gumb **Remove selected contacts** (Odstrani izbrane stike).
5. Ko se prikaže okno za potrditev **Remove Contacts** (Odstranjevanje stikov), pritisnite gumb **Remove** (Odstrani), da odstranite stike.
6. V oknu **Edit Contacts** (Urejanje stikov) pritisnite gumb **Close** (Zapri).
7. V oknu **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja) pritisnite gumb **Close** (Zapri).

Začetek spletnega srečanja

OPOMBA: Za izvajanje spletnih srečanj mora biti programer modela 3300 priključen v električno vtičnico oziroma mora imeti dovolj napolnjeno baterijo (vsaj 50 %).

Pred začetkom spletnega srečanja prek programske opreme Heart Connect opravite poizvedovanje po bolnikovem pripomočku in začnite sejo z bolnikom. Če je seja bolnika končana, se konča tudi spletno srečanje prek programske opreme Heart Connect. Naprava

za analizo sistema spodbujanja (ASS) se lahko zažene po začetku srečanja prek Heart Connect.

OPOMBA: Če poteka srečanje Heart Connect in uporabnik začne ali konča sejo bolnika, se spletno srečanje konča in lokalni uporabnik mora začeti novo srečanje Heart Connect.

OPOMBA: Srečanje Heart Connect morate končati, preden uporabite funkcije,² s katerimi se odstrani dostop iz zgornje vrstice zaslona programerja. Ko so te funkcije aktivne, se srečanje Heart Connect nadaljuje, vendar se ne more končati.

OPOMBA: Na programer mora biti priključena zunanja zvočna naprava USB (mikrofon), da omogoči zvok srečanja pri lokalnem uporabniku.

Spletna srečanja se lahko začnejo na dva načina – s stiki ali brez stikov.

S stiki

Če želite začeti spletno srečanje s stiki:

1. Na glavnem zaslonu Heart Connect pritisnite gumb **Meet Now** (Srečanje zdaj).
2. Izberite predvidene stike.³ Stike je mogoče izbrati z obeh seznamov.
3. Pritisnite zeleni gumb za zvok – **Use Programmer audio** (Uporabi zvok programerja). Za mednarodne uporabnike je na voljo samo zvok prek programerja. Vendar pa je za komunikacijo zunaj srečanja Heart Connect mogoče uporabljati tudi osebne telefone.
4. Za začetek srečanja pritisnite gumb **Call** (Pokliči).
5. Preberite pogoje storitve v pojavnem oknu in za nadaljevanje pritisnite **I Agree** (Strinjam se).

Na zaslonu se izpiše, da poteka klicanje stikov. Stiki, ki sprejmejo povabilo za srečanje, so prikazani v trenutnem srečanju v oknu **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja) in na glavnem zaslonu Heart Connect. Stiki, ki zavrnejo povabilo za srečanje, so prikazani v trenutnem srečanju kot »Call Declined« (Klic zavrnjen). Če se povabljeni stik v približno eni minuti ne odzove, se povabilo za ta stik prekliče. Če srečanja ne sprejme nobeden od stikov, aplikacija Heart Connect samodejno konča srečanje.

OPOMBA: Pri povabilu skupine stikov tehnične službe lahko odziv traja dlje, če nekateri posamezniki v skupini niso na voljo.

OPOMBA: Če je v spletnem srečanju več oddaljenih uporabnikov, je lahko učinkovitost delovanja srečanja upočasnjena. Zaslou Heart Connect omogoča prikaz najmanj enega udeleženca in največ štirih udeležencev.

OPOMBA: Postavitev videa galerije na zaslonu Heart Connect omogoča prikaz največ štirih udeležencev.

Brez stikov

Spletno srečanje lahko zaženete brez izbire stikov tako, da na začetnem zaslonu Heart Connect pritisnete gumb **Meet Now** (Srečanje zdaj). Srečanju lahko dodate udeležence tako, da na glavnem zaslonu Heart Connect pritisnete gumb **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja), izberete udeležence in nato pritisnete gumb **Add a Participant** (Dodaj udeleženca). Obstoječemu srečanju se lahko pridruži tudi oddaljeni uporabnik, in


2. Funkcije, kot so elektrokatverizacija, način za MRS in PSA STAT SHOCK (Šok z ASS V NUJN. PRIM.).
3. V oddaljeni napravi določene osebe mora biti aktivirana oddaljena programska oprema Heart Connect, sicer je ni mogoče izbrati.

sicer tako, da vnese ID srečanja, ki mu ga posreduje lokalni uporabnik. ID srečanja je prikazan spodaj desno na zaslonu »Manage Meeting« (Upravljanje srečanja). Za več podrobnosti glejte razdelek »Izvajanje spletnega srečanja« na strani 9.

Izvajanje spletnega srečanja

Dostop do elementov srečanja

Za dostop do elementov srečanja, ko je zaslon dan v skupno rabo, pritisnite gumb **Utilities** (Orodja) in nato pritisnite zavihek **Heart Connect**. Glejte razdelek Slika 2 Programer modela 3300 – okno Heart Connect na strani 9.



[1] Prikazuje se »Meet Now« (Srečanje zdaj) in »Manage Meeting« (Upravljanje srečanja), ko je srečanje v teku; [2] krmilni elementi zvoka lokalnega uporabnika: glasnost in zunanji mikrofoni USB; [3] kontrolnik postavitve videa lokalnega uporabnika (galerija ali aktivni govornik); [4] okno videa, ki prvotno prikazuje logotip Heart Connect in pomembne informacije za uporabnika.

Slika 2. Programer modela 3300 – okno Heart Connect

Dodajanje oddaljenih uporabnikov v spletno srečanje

Oddaljene uporabnike je mogoče dodati v obstoječe spletno srečanje na dva načina:

- dodajanje udeleženca ali
- zagotovitev ID-ja srečanja oddaljenemu uporabniku.


Dodajanje udeleženca:

1. Na zaslonu Heart Connect pritisnite gumb **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja), da prikazete zaslon **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja).
2. Izberite predvidene stike s seznama. Stike je mogoče izbrati z obeh seznamov.
3. Pritisnite gumb **Add a participant** (Dodajanje udeleženca), da sprožite klic izbranih oddaljenih uporabnikov.

4. Izbrani stiki bodo prejeli klic iz svoje nameščene oddaljene programske opreme Heart Connect, če so prijavljeni v sistem Heart Connect. Glejte razdelek "Prejemanje klicev za spletno srečanje" na strani 14.

Zagotovitev ID-ja srečanja oddaljenemu uporabniku:

1. Na zaslonu Heart Connect pritisnete gumb **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja), da prikazete zaslon **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja).
2. ID srečanja je prikazan spodaj desno na zaslonu »Manage Meeting« (Upravljanje srečanja).
3. Zagotovite ta ID srečanja oddaljenim uporabnikom.



[1] ID srečanja, ID udeleženca in telefonska številka (telefonska številka je prikazana samo za klice v ZDA)

Slika 3. ID srečanja

Ko se srečanje začne, se na vrhu zaslona prikazeta dve ikoni. Glejte razdelek Slika 4 Poteka srečanje Heart Connect na strani 11.

- Dvojna puščica utripa, s čimer označuje, da ste dali zaslon v skupno rabo.
- Prikaže se ikona pisala, in ko jo pritisnete, omogoči, da puščico za dodajanje postavite kamor koli na zaslonu programerja modela 3300.



[1] Poteka srečanje – dvojna puščica utripa, kar pomeni, da je zaslon v skupni rabi [2] Orodje svinčnika za označevanje

Slika 4. Poteka srečanje Heart Connect

Dostop do zvočne komunikacije

Lokalni uporabnik lahko prilagodi glasnost in izklopi zvok v glavnem meniju aplikacije Heart Connect z gumboma **Audio** (Zvok) za zvočnik in mikrofona.

Oddaljeni uporabnik (če ni že povezan) se lahko odloči za uporabo zvoka v svoji računalniški napravi. Krmilni elementi zvoka so na zaslonu računalniške naprave oddaljenega uporabnika. V računalniški napravi premaknite kazalec, da prikazete pojavno menijsko vrstico zvoka/videoa. Poleg tega je mogoče uporabljati osebne telefone za komunikacijo zunaj srečanja Heart Connect.

Omogočanje videokomunikacije

Programer modela 3300 nima vgrajene videokamere; po želji pa je mogoče uporabiti zunanjo videokamero USB. Če se uporablja videokomunikacija, jo je mogoče izklopiti ali vklopiti z izbiro gumba **Video** na glavnem zaslonu Heart Connect.

Video vsakega oddaljenega uporabnika v srečanju je lahko prikazan na glavnem zaslonu Heart Connect. Lokalni uporabnik lahko izbere video aktivnega zvočnika ali video galerije, ki prikazuje sličice videov oddaljenih uporabnikov, ki imajo aktiven video.

POMEMBNO: Slaba kakovost povezave lahko prepreči sinhronizacijo informacij z videozaslona v skupni rabi, kot jih vidi oddaljeni uporabnik, z informacijami na zaslonu medicinske opreme. Če pa pride do izgube videokomunikacije ali zvočne komunikacije med lokalnim in oddaljenim uporabnikom, lahko traja približno 30 sekund, da se izguba

prikaže. Če težav s slabo kvaliteto povezave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalni oddelek za IT ali družbo Boston Scientific.

Upravljanje udeležencev

Lokalni uporabnik lahko upravlja elemente, navedene spodaj, glede na oddaljene uporabnike v spletnem srečanju. Do njih lahko dostopi prek gumba **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja) na glavnem zaslonu Heart Connect.

- Dodajanje oddaljenega uporabnika v srečanje.
- Izklop in vklop zvoka oddaljenega uporabnika.
- Vklop in izklop videa oddaljenega uporabnika.

Končanje srečanja

Obstajajo trije načini za končanje srečanja:

1. Pritisnite gumb **Meeting in progress** (Poteka srečanje) (utripajoči puščici) in pritisnite **Confirm** (Potrdi), da končate srečanje.
2. Na glavnem zaslonu Heart Connect pritisnite gumb **Manage Meeting** (Upravljanje srečanja), pritisnite gumb **End Call** (Končanje klica), nato pa pritisnite gumb **Confirm** (Potrdi), da končate srečanje.
3. Če ste dali zaslon v skupno rabo med sejo bolnika, pritisnite gumb **End Session** (Končaj sejo), nato pritisnite **End Session** (Končaj sejo) v pojavnem oknu za potrditev končanja seje.

OPOMBA: Če zadnji oddaljeni uporabnik zapusti srečanje, se srečanje konča tudi za lokalnega uporabnika.

Vzdrževanje lokalne programske opreme Heart Connect

Posodobitve lokalne programske opreme Heart Connect

Posodobitve programske opreme za aplikacijo Heart Connect so na voljo v spletu. Za navodila o namestitvi posodobitev programske opreme glejte priročnik za upravljavca za sistem za programiranje *LATITUDE[™]* ali pa se obrnite na družbo Boston Scientific prek podatkov na zadnji platnici tega priročnika.

ODDALJENI UPORABNIK: NASTAVITEV IN UPORABA SISTEMA HEART CONNECT

Oddaljeni uporabniki vzpostavijo povezavo s srečanjem v sistemu Heart Connect prek oddaljene programske opreme Heart Connect in svojo računalniško napravo s sistemom iOS, Android ali Windows. Aplikacija oddaljene programske opreme Heart Connect omogoča uporabnikom prejemanje povabil lokalnega uporabnika za pridružitve srečanju ali pridružitve srečanju prek ID-ja srečanja.

Povabilo za srečanje vsebuje navodila za prenos in namestitve oddaljene programske opreme Heart Connect. Ta prenos in namestitve je treba opraviti samo enkrat.

4. Lokalni predstavnik družbe Boston Scientific vam lahko zagotovi posodobitve programske opreme za aplikacijo Heart Connect prek pogona USB.

Ustvarjanje uporabniškega računa

Uporabniški račun je potreben za povezovanje s sistemom Heart Connect ter za omogočanje prejemanja klicev srečanja in pridružitve obstoječim srečanjem.

Za ustvarjanje uporabniškega računa:

1. Pojdite na spletno mesto <http://heartconnect.bostonscientific.com>.
2. Izberite možnost za registracijo za nov račun in vnesite potrebne podatke. Potrditveno sporočilo se pošlje na navedeni e-poštni naslov.
3. Potrdite aktivacijo računa prek povezave v e-poštnem sporočilu.
4. Vnesite potrebne podatke o računu, da zaključite nastavitve računa.

OPOMBA: *Ti potrebni podatki omogočajo način vzpostavitve stikov z uporabniki sistema Heart Connect, kadar je potrebno.*

5. Namestite povezano aplikacijo tako, da upoštevate razdelek "Nameščanje oddaljene programske opreme Heart Connect" na strani 13.

Nameščanje oddaljene programske opreme Heart Connect

Sistemske zahteve

Oddaljena programska oprema Heart Connect je namenjena za naslednje operacijske sisteme:

- Operacijski sistem Windows™ (namizna naprava)
- Mobilni operacijski sistem iOS™ (mobilne digitalne naprave iPhone™/iPad™)
- Mobilni operacijski sistem Android™ (mobilna digitalna naprava)

Nameščanje programske opreme

Nameščanje oddaljene programske opreme Heart Connect:

1. Pojdite na spletno stran <http://heartconnect.bostonscientific.com/download>.
2. Izberite možnost prenosa za ustrezno platformo operacijskega sistema.

OPOMBA: *Aplikacije za platforme za mobilne naprave so v zadevnih trgovinah z mobilnimi aplikacijami. Ime aplikacije za uporabnike naprav s sistemom iOS je Heart Connect Remote Software. Ime aplikacije za uporabnike naprav s sistemom Android je Heart Connect.*

3. Namestitev sprožite tako, da prenesete in zaženete namestitveno datoteko (za namizno aplikacijo) ali izberete možnost namestitve na podlagi prenosa iz trgovine z aplikacijami (za mobilno aplikacijo).
4. Po končani namestitvi zaženite aplikacijo in se prijavite z uporabniškim računom, ustvarjenim v skladu z razdelkom "Ustvarjanje uporabniškega računa" na strani 13.

POMEMBNO: Če želite prejeti klice za spletno srečanje lokalnega uporabnika, se prepričajte, da se aplikacija izvaja ter da ste prijavljeni.

Sprejem povabil stikov

Lokalni uporabnik, ki uporablja sistem Heart Connect, lahko doda oddaljene uporabnike na seznam stikov za namen povezave z oddaljenimi uporabniki v spletnih srečanjih. Ko je oddaljeni uporabnik povabljen, mu je poslano e-poštno sporočilo s povabilom.

Sprejem povabila stika:

1. Izberite povezavo, zagotovljeno v e-poštnem sporočilu. S tem se odpre spletna stran za sistem Heart Connect.
2. Prijavite se z uporabniškim računom, ustvarjenim v skladu z razdelkom "Ustvarjanje uporabniškega računa" na strani 13. Podan bo podatek, da je bilo povabilo sprejeto.

OPOMBA: Če uporabniški račun še ni bil ustvarjen, izberite možnost za registracijo za nov račun in upoštevajte navodila v razdelku "Ustvarjanje uporabniškega računa" na strani 13, da ustvarite račun. Upoštevajte navodila v razdelku "Nameščanje oddaljene programske opreme Heart Connect" na strani 13, da namestite povezano aplikacijo. **Ko je uporabniški račun ustvarjen, se vrnite v e-poštno sporočilo s povabilom stika ter upoštevajte koraka 1 in 2, ki sta navedena zgoraj.**

Prejemanje klicev za spletno srečanje

POMEMBNO:

- Lokalni uporabnik mora znati pravilno uporabljati povezano medicinsko opremo, ker lahko kadar koli pride do zakasnitev ali izgube omrežne komunikacije. Če se lokalni uporabnik preveč zanaša na oddaljenega uporabnika, lahko zaradi izgubljene ali zakasnjene omrežne komunikacije pride do poškodb bolnika.
- Lokalni uporabnik mora dosegati pričakovano raven izurjenosti za uporabo povezane medicinske opreme za predvideni namen.
- Udeleženci srečanja morajo imeti jasna pričakovanja glede odgovornosti za oskrbo bolnika lokalnega uporabnika v primerjavi z oddaljenim uporabnikom med spletnim srečanjem. Pride lahko do situacij v zvezi z bolniki in povezano medicinsko opremo, pri katerih je potreben pravočasen odziv lokalnega uporabnika. Lokalni uporabnik mora biti pripravljen, da se odzove na take situacije.
- Če želite prejeti klice za spletno srečanje lokalnega uporabnika, se prepričajte, da se aplikacija izvaja ter da ste prijavljeni.

Ko lokalni uporabnik sproži spletno srečanje s stikom, se oddaljenemu uporabniku prikažejo ime ustanove (če je konfigurirano na zaslonu About (Vizitka)) in izbirno lokacija ter izbirna gumba za sprejem ali zavrnitev povabila. Če se želite srečanju pridružiti, kliknite ali pritisnite možnost **Accept** (Sprejmi).

Pridružitve spletnim srečanjem

Spletnim srečanjem, ki že potekajo, se lahko pridružite z ID-jem srečanja, ki vam ga posreduje lokalni uporabnik. Kliknite ali tapnite možnost za pridružitve srečanju v oddaljeni programski opremi Heart Connect in vnesite ID srečanja. Kliknite ali tapnite gumb za pridružitve srečanju, da se pridružite srečanju.

Sodelovanje v spletnem srečanju

Ogled zaslona lokalnega uporabnika v skupni rabi

Ko oddaljeni uporabnik sprejme klic sistema Heart Connect, si lahko ogleda zaslon programerja modela 3300.

POMEMBNO: Slaba kakovost povezave lahko prepreči sinhronizacijo informacij z videozaslona v skupni rabi, kot jih vidi oddaljeni uporabnik, z informacijami na zaslonu medicinske opreme. Če pa pride do izgube videokomunikacije ali zvočne komunikacije med

lokalnim in oddaljenim uporabnikom, lahko traja približno 30 sekund, da se izguba prikaže. Če težav s slabo kakovostjo povezave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalni oddelek za IT ali družbo Boston Scientific.

Dostop do menijskih elementov ob ogledu zaslona lokalnega uporabnika v skupni rabi

Oddaljeni uporabnik lahko do večine menijskih elementov dostopa tako, da nad element na zaslonu premakne kazalec miške ali pa tapne zaslon. Do menijskih elementov, kot je **Annotate** (Dodajanje oznak), lahko dostopate v namizni aplikaciji tako, da kazalec miške premaknete nad meni **More** (Več) ali **View Options** (Možnosti prikaza) na vrhu zaslona oz. enega od teh menijev izberete.

OPOMBA: *Meni **More** (Več) je morda na voljo le v celozaslonskem načinu.*

OPOMBA: *Do funkcije **Annotate** (Dodajanje oznak) v mobilni aplikaciji lahko dostopate tako, da tapnete ikono svinčnika.*

Dodajanje drugih oddaljenih uporabnikov v spletno srečanje

Oddaljeni uporabniki lahko v obstoječe spletno srečanje povabijo druge oddaljene uporabnike na dva načina, in sicer s povabilom ali ID-jem srečanja.

Dodajanje drugih oddaljenih uporabnikov s povabilom (namizna aplikacija):

1. Tapnite ali kliknite menijski element **Invite** (Povabi).
2. Tapnite ali kliknite, da pošljete e-poštno povabilo.
3. Vnesite zelene e-poštne naslove in pošljite e-poštno sporočilo.
4. Prejemnik prejme e-poštno sporočilo, z ID-jem srečanja in načinoma vzpostavljanja povezave (URL in telefon), ki sta na voljo, da se lahko pridruži srečanju.

Dodajanje drugih oddaljenih uporabnikov s povabilom (mobilna aplikacija):

1. Tapnite ali kliknite menijski element **Participants** (Udeleženci).
2. Tapnite ali kliknite menijski element **Invite** (Povabi).
3. Za izbiro zelene storitve z navedenega seznama (npr. e-poštno sporočilo, besedilno sporočilo) tapnite ali kliknite aplikacijo.
4. Vnesite podatke o prejemniku in pošljite povabilo prek izbrane storitve.
5. Prejemnikom bo poslana povezava z ID-jem srečanja, s katerim se lahko pridružijo srečanju.

Dodajanje drugih oddaljenih uporabnikov z ID-jem srečanja (namizna aplikacija):

1. Za odpiranje zaslona za povabilo tapnite ali kliknite menijski element »Invite« (Povabi). Na vrhu zaslona se prikaže ID srečanja.
2. Prejemnikom pošljite ID srečanja, da se lahko srečanju pridružijo kot oddaljeni uporabniki. Glejte razdelek "Pridružitve spletnim srečanjem" na strani 14.

Dodajanje drugih oddaljenih uporabnikov z ID-jem srečanja (mobilna aplikacija):

1. Za ogled možnosti menija kliknite ali tapnite poljubno mesto na zaslonu. Na vrhu zaslona se prikaže ID srečanja.
2. Prejemnikom pošljite ID srečanja, da se lahko srečanju pridružijo kot oddaljeni uporabniki. Glejte razdelek "Pridružitve spletnim srečanjem" na strani 14.

Zvočna komunikacija

Zvočni komunikaciji v spletnem srečanju se lahko pridružite na dva načina, in sicer prek zvoka računalnika in zvoka telefona.

Zvok računalnika se drugim udeležencem srečanja predvaja prek internetne povezave. Za zvok računalnika v srečanju:

1. Omogočanje zvoka za srečanje:

Za oddaljene uporabnike, ki uporabljajo računalnike

- Izberite **Join Audio** (Pridruži zvok), **Computer Audio** (Zvok računalnika) in nato še **Join Audio Conference by Computer** (Pridruži se avdiokonferenci prek računalnika).

Za oddaljene uporabnike, ki uporabljajo mobilne naprave

- Na zaslonu tapnite in izberite **Audio/Join Audio** (Zvok/pridruži zvok), nato pa izberite **Call Using Internet Audio/Call via Device Audio** (Klič prek zvoka interneta/klič prek zvoka naprave).

2. Zvok računalnika lahko po omogočanju izklopite prek menijskih elementov na zaslonu, glasnost pa lahko prilagodite s krmilnimi elementi, ki so na voljo na namizju ali v mobilni napravi.

3. Onemogočanje zvoka za srečanje:

Za oddaljene uporabnike, ki uporabljajo računalnike

- V meniju **Audio** (Zvok) tapnite ali kliknite **Leave Computer Audio** (Zapusti zvok računalnika).

Za oddaljene uporabnike, ki uporabljajo mobilne naprave

- V meniju **More** (Več) tapnite ali kliknite **Disconnect Audio** (Prekini povezavo z zvokom).

Če povezavo s srečanjem vzpostavite prek telefona, se uporablja **zvok telefona**. Za zvok telefona v srečanju:

1. V meniju zvoka tapnite ali kliknite **Phone Call** (Telefonski klic). (V mobilnih aplikacijah tapnite ali kliknite element **Dial in** (Poklič) v meniju zvoka.)

2. Pokličite eno od navedenih telefonskih števil in upoštevajte navodila prek telefona za vnos ID-ja srečanja in ID-ja udeleženca. (V mobilnih aplikacijah bo sistem Heart Connect samodejno poklical in vključil ID srečanja ter ID udeleženca.)

OPOMBA: Telefonske številke za srečanje niso na voljo v vseh državah.

Videokomunikacija

Ko se oddaljeni uporabnik pridruži spletnemu srečanju, je video prvotno onemogočen. Mogoče ga je vklopiti ali izklopiti z izbiro menijskih elementov videa na zaslonu.

Dostop do nastavitve zvoka in videa

Če uporabljate računalnik, lahko do dodatnih nastavitve zvoka in videa dostopate tako, da tapnete ali kliknete ikono karata (▲), ki je desno od ikone za video v spodnjem levem kotu zaslona. S tem prikažete menijski element **Video Settings** (Nastavitve videa).

Če uporabljate mobilno napravo, lahko do dodatnih nastavitve zvoka in videa dostopate tako, da tapnete element **Video Settings** (Nastavitve videa) v spodnjem levem kotu zaslona.

Možnost dodajanja oznak za oddaljenega uporabnika

Oddaljeni uporabnik lahko doda puščico tako, da v meniju **View Options** (Možnosti prikaza) tapne ali klikne **Annotate** (Dodajanje oznak).

V namizni aplikaciji lahko do dodatnih menijskih elementov dostopate tako, da tapnete ali kliknete meni **View Options** (Možnosti prikaza), ki je na vrhu zaslona.

OPOMBA: Do funkcije **Annotate** (Dodajanje oznak) v mobilni aplikaciji lahko dostopate tako, da tapnete ikono svinčnika.

Zapuščanje srečanja

Oddaljeni uporabnik lahko spletno srečanje zapusti tako, da tapne ali klikne besedilo **Leave Meeting** (Zapusti srečanje) v spodnjem desnem kotu zaslona.

OPOMBA: Če zadnji oddaljeni uporabnik zapusti srečanje, se srečanje konča tudi za lokalnega uporabnika.

Vzdrževanje oddaljene programske opreme Heart Connect

Posodobitve oddaljene programske opreme Heart Connect

Ko je na voljo posodobitev oddaljene programske opreme Heart Connect, oddaljeni uporabnik prejme e-poštno obvestilo in ima možnost, da posodobitev prenese in namesti. Posodobitve čim prej uporabite, da zagotovite uveljavitev vseh pomembnih sprememb.

DODATNE INFORMACIJE

Uvoznik za Evropsko unijo

Uvoznik za EU: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, Nederland

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K

рсия. Да не се използва.
erze. Nepoužívajte.
version. Må ikke anvendes.
n überholt. Nicht verwenden.
n version. Ärge kasutage.

αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.

Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!

Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.

Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastarana verzija. Nepoužívajte.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd
ancel olmayan sürüm. K



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
Botany NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
92302087-027 SL OUS 2020-06

