


# Nützliche Informationen zum LATITUDE Communicator

## Wofür wird der Communicator verwendet?

Der LATITUDE Communicator ist dafür vorgesehen, Daten von Ihrem implantierten Gerät zu erfassen. Der Communicator sendet diese Daten dann an die Website für klinische Anwender, wo Ihr Arzt auf diese zugreifen kann, um sie bei der Planung und Durchführung Ihrer medizinischen Versorgung zu berücksichtigen.



**! Der Communicator ist kein System zur Notfallversorgung.**

## Funktionsweise

Nach der Einrichtung (blättern, um die Einrichtungsschritte anzuzeigen) prüft der Communicator nach einem vom Arzt festgelegten Plan die Daten Ihres implantierten Geräts. In manchen Fällen erfolgt dies automatisch, manchmal ist aber auch Ihre Mitwirkung erforderlich. Drücken Sie die Herz-Taste, sobald diese blinkt, um die Überprüfung des implantierten Geräts abzuschließen.



## Geeigneter Standort für den Communicator

- In einem Abstand von max. 3 m von Ihrem Bett. Wenn dies nicht möglich ist, stellen Sie den Communicator an einem Ort auf, an dem Sie den Großteil Ihres Tages verbringen.
- Halten Sie mindestens 30 cm Abstand von Fernsehgeräten, DVD-Playern, Computern, Modem, Routern, Mikrowellengeräten und anderen elektronischen Geräten.
- So, dass Sie bequem sitzen und die Vorderseite des Communicators sehen können.
- Ja nach der verwendeten Verbindungsmethode:
  - **Mobilfunk:** An einer Stelle, wo guter Mobilfunkempfang ist.
  - **Internet:** In der Nähe Ihres Internet-Modems oder -Routers, jedoch mit mindestens 1 Meter Abstand von diesem.

## Was bedeuten diese Anzeigen?

Anzeige	Bedeutung	Maßnahme
Herz-Taste blinkt	Der Communicator benötigt Ihre Mitwirkung bei der Durchführung einer planmäßigen Geräteüberprüfung. <i>Hinweis: Dies ist kein Hinweis auf ein Problem mit Ihrem implantierten Gerät.</i>	Drücken Sie die Herz-Taste.  Bleiben Sie in der Nähe des Communicators, bis alle Anzeigen wie in der nächsten Zeile sind.
LATITUDE™	Daten von Ihrem implantierten Gerät wurden an die Website für klinische Anwender gesendet.	Keine weitere Aktion erforderlich.
	Es liegt ein potenzielles Problem vor, aufgrund dessen der Arzt hingezogen werden muss.	Kontaktieren Sie Ihren Arzt.
ODER	Wenn irgendwelche Wellen oder das Symbol „Arzt anrufen“ gelb leuchten, hat der Communicator ein Problem, die Verbindung herzustellen, oder funktioniert nicht einwandfrei.	Sehen Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ des Patientenhandbuchs unter dem entsprechenden Fehler nach.

Nächste Seite: Informationen zur Einrichtung.



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
Weltweit: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com  
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation  
or its affiliates. All rights reserved.  
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.

92436021-002 de Europe 2020-04

CE 2797



## KURZANLEITUNG


## LATITUDE™ Communicator



Vor der Installation lesen.


# 1 Überprüfen Sie die Schaltereinstellungen.

**HINWEIS:** In dieser Kurzanleitung sind nur Anweisungen für die Schaltereinstellung und die Einrichtung für Mobilfunk- oder Internetverbindungen aufgeführt. Bei Verwendung eines Standard-Festnetztelefonanschlusses richten Sie sich hinsichtlich der entsprechenden Informationen nach den Angaben in Ihrem Patientenhandbuch.



Überprüfen Sie die weißen Schalter 1 bis 8 an der Unterseite des Communicators. Wenn diese den oben abgebildeten Schaltereinstellungen entsprechen, sind keine Maßnahmen erforderlich. Andernfalls schieben Sie sie nach oben oder unten, um sie wie abgebildet einzustellen.

# 2 Schließen Sie das Netzteil an.



# 3 Bestimmen Sie, welche Verbindungsmethode Sie für die Verbindung mit der Website für klinische Anwender verwenden werden (wählen Sie nur **eine** Verbindungsmethode):


- A. Mobilfunk **oder**
- B. Internet

Schließen Sie dann die Kabel für die **eine** gewählte Methode wie dargestellt an.


Weitere Details entnehmen Sie bitte Ihrem Patientenhandbuch.

# 4 Schließen Sie die Kabel für **die eine verwendete** Verbindungsmethode (A **oder** B) an.

## A. Mobilfunkverbindung unter Verwendung eines USB-Mobilfunk-Adapters



## oder B. Internetverbindung unter Verwendung eines USB-Ethernet-Adapters



\* Internet-Router oder -Modem

Lassen Sie den Adapter für die Verbindungsmethode jederzeit im Communicator eingesteckt.

Auf diese Weise kann der Communicator die von Ihrem implantierten Gerät erfassten Daten an die Website für klinische Anwender senden, wo Ihr Arzt auf diese zugreifen kann.

# 5 Drücken Sie die blinkende Herz-Taste auf dem LATITUDE Communicator, um die Einrichtung zu starten.



# 6 Warten Sie, während die Daten gesendet werden.

Dies kann einige Minuten dauern.  Daten werden von Ihrem implantierten Gerät empfangen

 Daten werden gesendet

Wenn die Herz-Taste erneut blinkt, drücken Sie sie erneut.

# 7 Warten Sie auf die Softwareaktualisierung.



Möglicherweise wird eine Softwareaktualisierung durchgeführt. Warten Sie einige Minuten, bis die Herz-Taste erneut blinkt, und drücken Sie sie dann erneut. Dies ist möglicherweise einige Male erforderlich. Drücken Sie die Herz-Taste jedes Mal, wenn Sie blinkt.

# 8 Erfolgreich!



Wenn die Anzeigen wie oben dargestellt leuchten, ist die Einrichtung abgeschlossen! Die Anzeigeleuchten schalten sich nach 2 Minuten automatisch aus.

# 9 Lassen Sie Ihren Communicator jederzeit eingesteckt.



Auf diese Weise kann der Communicator Ihr implantiertes Gerät überprüfen, wenn Ihr Arzt einen Zeitplan für diese Überprüfungen festgelegt hat.

# ? Brauchen Sie zusätzliche Unterstützung?

Wenn eine der Wellen oder das Symbol „Arzt anrufen“ gelb leuchtet (wie auf der anderen Seite dieser Anleitung gezeigt), sehen Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ des Patientenhandbuchs unter dem entsprechenden Fehler nach.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich telefonisch unter der im Patientenhandbuch für Ihr Land angegebenen Telefonnummer an den LATITUDE Support wenden.

**Umblättern für weitere nützliche Informationen.** 