


Información útil acerca del Comunicador LATITUDE

¿Para qué se usa?

El Comunicador LATITUDE está diseñado para recopilar información del dispositivo implantado. Su Comunicador envía estos datos al sitio web para médicos con la finalidad de que el equipo de atención sanitaria pueda acceder a ellos a fin de ayudarlos en el seguimiento del cuidado que está recibiendo.



⚠ No es un sistema médico de urgencia.

¿Cómo funciona?

Una vez configurado (*consulte los pasos de configuración en el dorso*), el Comunicador comprobará periódicamente el dispositivo de acuerdo con un programa establecido por su médico. En ocasiones, esto se producirá de forma automática y, otras veces, puede que el Comunicador necesite su asistencia. Simplemente pulse el botón Corazón cuando parpadee para ayudar a finalizar la revisión del dispositivo.



¿Dónde debe colocarse el Comunicador?

- A unos 3 metros (10 pies) de la cama o de donde duerma. Si no es posible, coloque el Comunicador en el lugar donde pase una cantidad de tiempo considerable cada día.
- Al menos a 30 cm (12 pulgadas) de distancia de televisores, reproductores de DVD, ordenadores personales, módems, enrutadores, microondas y otros equipos electrónicos.
- Donde pueda sentarse cómodamente y ver la parte delantera del Comunicador.
- Según el método de conexión empleado:
 - **Telefonía móvil:** En una ubicación donde pueda recibir una señal móvil buena.
 - **Internet:** Cerca, pero no a menos de 1 metro (3 pies) de su módem o enrutador de Internet.

¿Qué significan estas luces?

Si ve...	Significa que...	Haga lo siguiente...
El botón Corazón parpadea	El Comunicador necesita su intervención para completar una comprobación del dispositivo programada. <i>Nota: Esto no indica ningún problema con el dispositivo implantado.</i>	Pulse el botón Corazón. Manténgase cerca del comunicador hasta que todos los indicadores se muestren tal como se indica en la siguiente fila.
Se han enviado los datos de su dispositivo implantado al sitio web para médicos.		No es necesaria ninguna otra acción.
Existe un posible problema que debe resolver un profesional sanitario.		Llame al profesional sanitario.
Cualquier indicador o icono Llamar al médico en amarillo significa que el comunicador tiene problemas para conectarse o que no funciona adecuadamente.		Consulte el error correspondiente en el apartado de solución de problemas del Manual del paciente.

Voltee para ver los pasos de configuración.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP Guidant Europe NV/SA Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
En todo el mundo: +1.651.582.4000

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific.com/patientlabeling

© 2020 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.
LATITUDE is a trademark of Boston Scientific
Corporation or its affiliates.

92436021-006 es Europe 2020-04

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Comunicador LATITUDE™




Lea antes de instalar.

CE 2797




1 Confirme los parámetros de conmutadores.

NOTA: Esta guía de inicio rápido ofrece los parámetros de los conmutadores e instrucciones de configuración solo para conexiones móviles o de Internet. Si está usando una conexión telefónica estándar, consulte el Manual del paciente para obtener esta información.



Compruebe los conmutadores blancos con los números 1-8 en la parte inferior del Comunicador. Si coinciden con los parámetros de conmutadores indicados anteriormente, no tendrá que hacer nada más. Si no coinciden, deslícelos hacia arriba o abajo tal y como se indica.

2 Conecte la fuente de alimentación.



3 Identifique el **único** método de conexión que usará a fin de conectarse al sitio web para médicos:


- A. Telefonía móvil **o**
- B. Internet

Después, conecte los cables de ese **único** método como se muestra.


Consulte el Manual del paciente para obtener más detalles.

4 Conecte los cables para su **único** método de conexión (A o B).

A. Conexión de telefonía móvil, mediante un adaptador USB para móviles



B. Conexión a Internet mediante un adaptador USB de Ethernet



* Módem o enrutador de Internet

Mantenga su método de conexión conectado al Comunicador en todo momento.

De este modo, el Comunicador podrá enviar los datos recopilados de su dispositivo implantado al sitio web para médicos a fin de que su profesional sanitario pueda acceder a ellos.

5 Pulse el botón Corazón parpadeante en el Comunicador LATITUDE para iniciar el proceso de configuración.



6 Espere mientras se envían los datos. Esto puede tardar unos minutos.

- Recolección de datos de su dispositivo implantado
 - Enviando datos
- Si el botón Corazón vuelve a parpadear, púselo de nuevo.

7 Espere por la actualización de software.



Puede estar actualizándose el software. Espere unos minutos a que vuelva a parpadear el botón Corazón y púselo de nuevo. Esto puede ocurrir varias veces. Pulse el botón Corazón cada vez que parpadee.

8 ¡Éxito!



Si los indicadores están encendidos como se muestra arriba, la configuración habrá finalizado. Las luces se apagarán automáticamente después de 2 minutos.

9 Deje conectado el Comunicador en todo momento.



Esto permitirá a su Comunicador revisar el dispositivo implantado según lo haya programado su profesional sanitario.

? ¿Necesita más ayuda?

Si ve alguna onda amarilla o el icono Llamar al médico amarillo (como se muestra en el otro lado de esta Guía), consulte el error aplicable en el apartado de solución de problemas del Manual del paciente.

Si desea obtener más ayuda, póngase en contacto con el profesional sanitario o con el servicio técnico de LATITUDE en el número que se indica para su país en el Manual del paciente.

Consulte la información útil en el dorso.