

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΤΡΟΥ

LATITUDE™ NXT

Σύστημα διαχείρισης ασθενή LATITUDE NXT

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutada.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívat.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioön. Myn þyn Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expiratã. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívat.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT («Σύστημα LATITUDE NXT»), το οποίο περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τύπους Συσκευών επικοινωνίας, την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ και την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ. Η διαθεσιμότητα της ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ποικίλει ανά χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε Μοντέλο Συσκευής επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Επισκόπηση Συσκευής επικοινωνίας LATITUDE" στη σελίδα 1-5.

Η πλειονότητα των πληροφοριών σχετικά με τη Συσκευή επικοινωνίας σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύει και για τους δύο τύπους Συσκευών επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται απλώς ως Συσκευή επικοινωνίας ή Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE. Παρόλα αυτά, όταν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι δύο τύποι Συσκευών επικοινωνίας, καθώς και τα διαφορετικά μοντέλα του ίδιου τύπου Συσκευής επικοινωνίας, σχετίζονται με το σύστημα LATITUDE NXT, προσδιορίζονται οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις.

Στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται τρεις μέθοδοι σύνδεσης στον διακομιστή LATITUDE NXT: κυψελοειδής, internet και τυπική τηλεφωνική σύνδεση. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων σύνδεσης ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Επισκόπηση Συσκευής επικοινωνίας LATITUDE" στη σελίδα 1-5. Η διαθεσιμότητα των αισθητήρων (ζυγαριά και πιεσόμετρο), καθώς και του βοηθητικού προσαρμογέα USB, ποικίλει ανά χώρα.

Κοινό για το οποίο προορίζεται

Το έγγραφο αυτό προορίζεται για χρήση από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν το Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT.

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για LATITUDE NXT (Θεραπεία), αλλά το LATITUDE Clarity (Διαγνωστικό) αναφέρεται παντού λόγω της προβλεπόμενης διεπαφής χρήστη του ιστότοπου LATITUDE. Το LATITUDE Clarity μπορεί να μην είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Οι αναφορές στο LATITUDE Clarity μπορούν να αγνοηθούν εάν δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην κλινική σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι συγκεκριμένες για το ένα ή το άλλο, τότε αναφέρονται ως LATITUDE NXT και LATITUDE Clarity. Όταν οι πληροφορίες ισχύουν γενικά και για τα δύο, γίνεται αναφορά στον ιστότοπο με ονομασία LATITUDE ή απλά στην ονομασία LATITUDE

Συμβάσεις Εγχειριδίου

Οι απεικονίσεις των οθονών που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται για την εξοικείωση του χρήστη με τη γενική διάταξη των οθονών στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Οι πραγματικές οθόνες που βλέπετε κατά τη χρήση του ιστότοπου του LATITUDE NXT ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο, την περιοχή και τη γλώσσα.

Τα ονόματα ασθενών που εμφανίζονται στις απεικονίσεις των οθονών είναι φανταστικά. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, ζώντα ή τεθνεώτα, είναι εντελώς συμπτωματική.

Εάν δεν είναι επικεφαλίδες ή σε μορφή έμφασης, οι λέξεις με έντονα γράμματα εντός του κειμένου του παρόντος εγχειριδίου αποσκοπούν στην αντιπροσώπευση των λέξεων που όντως εμφανίζονται στον ιστότοπο του LATITUDE NXT.

Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο, οι όροι «LATITUDE NXT» και «LATITUDE» μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για να αναφέρονται στο ίδιο σύστημα, ιστότοπο, διακομιστή κ.λπ.

Σήματα κατατεθέντα

Τα παρακάτω είναι σήματα κατατεθέντα της Boston Scientific Corporation ή των θυγατρικών της: LATITUDE, LATITUDE Clarity, PaceSafe, και HeartLogic.

Τα σήματα κατατεθέντα τρίτων μερών που αναφέρονται εντός του παρόντος εγχειριδίου παρατίθενται ακολούθως:

- Οι ονομασίες Adobe και Reader είναι σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated.
- Η ονομασία Internet Explorer και Microsoft Edge είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
- Οι ονομασίες Mozilla και Firefox είναι σήματα κατατεθέντα της Mozilla Foundation.
- Τα Apple, Safari, Mac, iPad και iPhone είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
- Το Google Chrome είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.
- Το λεκτικό σήμα *Bluetooth*[®] και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και τυχόν χρήση αυτών των σημάτων από την Boston Scientific Corporation πραγματοποιείται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και άλλες εμπορικές επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzate.
Zastarjela verzija. Neizmantoť.
Pasenuši versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το Σύστημα διαχείρισης ασθενή LATITUDE NXT 1-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

| | |
|---|------|
| Εισαγωγή: Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT..... | 1-2 |
| Προβλεπόμενη χρήση..... | 1-2 |
| Τα κλινικά οφέλη του Συστήματος LATITUDE NXT..... | 1-2 |
| Αντενδείξεις..... | 1-2 |
| Προφυλάξεις..... | 1-2 |
| Ανεπιθύμητες ενέργειες..... | 1-3 |
| Περιορισμοί του συστήματος..... | 1-4 |
| Ασφαλής διακομιστής..... | 1-5 |
| Επισκόπηση Συσκευής επικοινωνίας LATITUDE..... | 1-5 |
| Υποστήριξη Πελατών LATITUDE..... | 1-9 |
| Προαιρετικός εξοπλισμός κατ' οίκον παρακολούθησης υγείας..... | 1-10 |

| | |
|--|------|
| Βασικές έννοιες..... | 1-11 |
| Πρόσβαση στα δεδομένα ασθενούς..... | 1-11 |
| Εγγεγραμμένοι χρήστες..... | 1-11 |
| Σχέσεις ασθενούς, ιατρού και κλινικής..... | 1-11 |
| Ομάδες Ασθενών..... | 1-12 |
| Προνόμια χρήστη ιατρού..... | 1-12 |
| Συναγερμοί..... | 1-13 |
| Κόκκινοι συναγερμοί..... | 1-14 |
| Κίτρινοι συναγερμοί..... | 1-15 |
| Ανάκτηση δεδομένων συσκευής..... | 1-16 |
| Αυτόματες και αιτούμενες ανακτήσεις δεδομένων..... | 1-18 |
| Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής..... | 1-19 |

Χρήση του συστήματος διαχείρισης ασθενή LATITUDE NXT..... 2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

| | |
|---|------|
| Έναρξη..... | 2-2 |
| Εφαρμογή για κινητά..... | 2-2 |
| Απαιτήσεις..... | 2-2 |
| Σύνδεση και αποσύνδεση..... | 2-2 |
| Πλοήγηση στον ιστότοπο..... | 2-5 |
| Διαμόρφωση κλινικής και ασθενών..... | 2-6 |
| Λεπτομέρειες διαμόρφωσης..... | 2-6 |
| Η σελίδα προβολής λίστας ασθενών..... | 2-8 |
| Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών ασθενών..... | 2-13 |
| Εργαλείο αναζήτησης ασθενών..... | 2-13 |
| Εγγραφή ασθενών και Διαχείριση εξοπλισμού..... | 2-14 |
| Εγγραφή νέων ασθενών..... | 2-14 |
| Παραγγελία και διανομή εξοπλισμού..... | 2-15 |
| Εγγραφή υπαρχόντων ασθενών..... | 2-15 |
| Εκπαίδευση ασθενών..... | 2-16 |
| Ρύθμιση συστήματος..... | 2-16 |
| Διαχείριση ασθενών..... | 2-16 |
| Αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων ασθενών και των πληροφοριών εξοπλισμού..... | 2-16 |
| Αλλαγή ομάδων ασθενών..... | 2-17 |
| Μεταφορά Ασθενών..... | 2-17 |
| Κατάργηση εγγραφής ασθενών..... | 2-18 |

| | |
|---|------|
| Διαχείριση ομάδων ασθενών | 2-18 |
| Προσθήκη ομάδων ασθενών | 2-18 |
| Διαγραφή ομάδων ασθενών | 2-18 |
| Άλλες λειτουργίες διαχείρισης ομάδων ασθενών..... | 2-18 |
| Διαχείριση λογαριασμών χρηστών..... | 2-19 |
| Προσθήκη λογαριασμών χρηστών | 2-19 |
| Διαγραφή λογαριασμών χρηστών..... | 2-19 |
| Ενημέρωση σελίδας χρηστών ιατρών..... | 2-19 |
| Κωδικοί πρόσβασης..... | 2-20 |
| Προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης..... | 2-21 |
| Ερωτήσεις ασφαλείας | 2-21 |
| Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης..... | 2-21 |
| Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης που έχετε ξεχάσει..... | 2-22 |
| Ενσωμάτωση συστήματος EMR..... | 2-22 |
| Ρύθμιση ενσωμάτωσης EMR | 2-23 |
| Προβολή αρχείου καταγραφής EMR | 2-26 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων | 2-28 |

| | |
|----------------------|------------|
| Σύμβολα | A-1 |
|----------------------|------------|

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Остаралá верзија. Не поузита.
 Zastaralá verzi. Nepouzita.
 Forældet version. Ikke anvendes.
 Version überholt. Nicht verwendet.
 Version obsolete. Argă kasutată.
 Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
 Outdated version. Do not use.
 Versión obsoleta. No utilizar.
 Úrelet útgáfa. Ne mojté upotrebljavati.
 Versiune obsoleta. Ne pas utiliser.
 Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
 Úreлт útgáfa. Notið ekki.
 Versiune obsoleta. Non utilizzate.
 Pasenusi versija. Neizmantot.
 Elavult verzió. Ne használja!
 Utdatert versjon. Nenaudokite.
 Wersja przeterminowana. Niet gebruiken.
 Versão obsoleta. Não utilize.
 Versiune expirată. A nu se utiliza.
 Zastaraná verzia. Nepoužívať.
 Zastarela različica. Ne uporabite.
 Vanhentunut versio. Älä käytä.
 Föråldrad version. Använd ej.
 Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Το Σύστημα διαχείρισης ασθενή LATITUDE NXT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- “Εισαγωγή: Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT” στη σελίδα 1-2
- “Βασικές έννοιες” στη σελίδα 1-11

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Εισαγωγή: Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT

Το Σύστημα διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT («Σύστημα LATITUDE NXT») επιτρέπει στα εξουσιοδοτημένα μέλη μιας κλινικής να παρακολουθούν περιοδικά την κατάσταση του ασθενούς και της συσκευής εξ αποστάσεως. (Δείτε την ενότητα "Συναγερμοί" στη σελίδα 1-13 για τις καταστάσεις συσκευής και ασθενούς που παρακολουθούνται).

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εμφυτευμένη συσκευή συνδυάζονται με δεδομένα από μια προαιρετική ζυγαριά ή πιεσόμετρο. Συνδυάζοντας αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις με τις πληροφορίες ιστορικού, οι ιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα LATITUDE NXT για να κατανοήσουν με σαφήνεια την κατάσταση της εμφυτευμένης συσκευής του ασθενούς και της υγείας της καρδιάς του. Οι χρήστες ιατροί μπορούν να παρακολουθούν περιοδικά τις συσκευές και να καλούν ασθενείς στο ιατρείο, σύμφωνα με την επισημάνση της εμφυτευμένης συσκευής, καθώς και όταν ενδείκνυται κλινικά.

Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα LATITUDE NXT προορίζεται για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με μια συμβατή εμφυτευμένη συσκευή της Boston Scientific και για τη μεταφορά δεδομένων σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Το σύστημα LATITUDE NXT παρέχει δεδομένα ασθενούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της κλινικής αξιολόγησης του ασθενούς.

Τα κλινικά οφέλη του Συστήματος LATITUDE NXT

Όταν χρησιμοποιείται όπως ενδείκνυται σε συνδυασμό με τη δια ζώσης κλινική αξιολόγηση, το σύστημα Latitude NXT επιτρέπει την απομακρυσμένη ανάκτηση δεδομένων από συμβατές συσκευές, η οποία, σε σύγκριση με τη δια ζώσης κλινική αξιολόγηση μόνο, μπορεί να μειώσει την ανάγκη για ανάκτηση δεδομένων από συσκευές δια ζώσης. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση με το LATITUDE NXT επιτρέπει την προγενέστερη αξιολόγηση των παραμέτρων που παρακολουθούνται (συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών συμβάντων και των παραμέτρων της συσκευής) σε σύγκριση με τις κλινικές αξιολογήσεις μόνο δια ζώσης.

Σύνοψη Ασφαλείας και Κλινικής Αποδοτικότητας

Για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιήστε το όνομα της συσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα για να αναζητήσετε την Περίληψη Ασφάλειας και Κλινικής Απόδοσης της συσκευής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Αντενδείξεις

Το σύστημα LATITUDE NXT αντενδείκνυται για χρήση με οποιαδήποτε εμφυτευμένη συσκευή πέραν των συμβατών εμφυτευμένων συσκευών της Boston Scientific. Δεν είναι συμβατές όλες οι εμφυτευμένες συσκευές της Boston Scientific με το σύστημα LATITUDE NXT. Για αντενδείξεις όσον αφορά την εμφυτευμένη συσκευή, ανατρέξτε στον Οδηγό συστήματος της εμφυτευμένης συσκευής της Boston Scientific που υποβάλλεται σε ανάκτηση δεδομένων.

Οποιαδήποτε σοβαρά απρόοπτα προκύψουν που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρονται στη Boston Scientific και στις σχετικές τοπικές αρχές.

Προφυλάξεις

Ο ιατρός πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του LATITUDE NXT ώστε να λάβει τους Συναγερμούς. Στον ιστότοπο του LATITUDE NXT ενδέχεται να εμφανίζονται Συναγερμοί έως και σε καθημερινή βάση. Η κύρια ειδοποίηση για τις καταστάσεις συναγερμού πραγματοποιείται μέσω της σελίδας **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών) στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Παρόλο που είναι διαθέσιμες δευτερεύουσες ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου SMS, αυτές οι υπενθυμίσεις εξαρτώνται από εξωτερικά συστήματα και ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην πραγματοποιηθούν. Η

λειτουργία δευτερεύουσας ειδοποίησης δεν εξαλείφει ούτε μειώνει την ανάγκη ελέγχου του ισότοπου του LATITUDE NXT. (Τα μηνύματα κειμένου SMS δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.)

Τα δεδομένα της εμφυτευμένης συσκευής και οι συναγερμοί είναι τυπικά διαθέσιμα για έλεγχο στον ιστότοπο του LATITUDE NXT εντός 15 λεπτών μετά από μια επιτυχή ανάκτηση δεδομένων. Παρόλα αυτά, οι μεταφορτώσεις δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο (έως και 14 ημέρες). Αν η Συσκευή επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να ανακτήσει τα δεδομένα της εμφυτευμένης συσκευής ή εάν η Συσκευή επικοινωνίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή LATITUDE NXT για τη μεταφόρτωση δεδομένων, ενδέχεται να παρέλθουν έως και 14 ημέρες μέχρι ο διακομιστής LATITUDE NXT ανιχνεύσει αυτές τις καταστάσεις και ο ιστότοπος του LATITUDE NXT ενημερώσει το χρήστη ιατρό ότι δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση. Αν οι δύο αυτές καταστάσεις προκύψουν ταυτόχρονα, η αποστολή της ειδοποίησης ενδέχεται να χρειαστεί έως και 28 ημέρες. Οι ειδοποιήσεις δεδομένων εμφυτευμένης συσκευής και συναγερμών ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να μην προκύψουν καθόλου υπό διάφορες συνθήκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί του συστήματος. (Δείτε την ενότητα "Περιορισμοί του συστήματος" στη σελίδα 1-4).
- Η Συσκευή επικοινωνίας δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της Συσκευής επικοινωνίας στον διακομιστή LATITUDE NXT μέσω της διαμορφωμένης μεθόδου σύνδεσης.
- Η εμφυτευμένη συσκευή και η Συσκευή επικοινωνίας δεν μπορούν να εδραιώσουν και να ολοκληρώσουν μια συνεδρία τηλεμετρίας.
- Η Συσκευή επικοινωνίας έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά.
- Ο ασθενής δεν συμμορφώνεται με τη συνιστώμενη χρήση ή δεν χρησιμοποιεί το σύστημα LATITUDE NXT όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο ασθενούς.

Ο χρήστης ιατρός μπορεί να αναγνωρίσει τους ασθενείς που δεν παρακολουθούνται όπως περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιώντας το φίλτρο **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται) στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών). (Δείτε την ενότητα Σχήμα 2-4 Σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) στη σελίδα 2-9).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης συναγερμού κάθε ασθενούς είναι σωστές κατά την εγγραφή του ασθενούς, εφόσον ισχύουν, μετά την αντικατάσταση της εμφυτευμένης συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρερμηνεία των δεδομένων που παρουσιάζονται μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση της πάθησης του ασθενούς ή της κατάστασης της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κίνδυνοι ελλιπών ή λανθασμένων δεδομένων συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη διάγνωση της πάθησης του ασθενούς ή της κατάστασης της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να δεχτεί η προαιρετική ζυγαριά είναι 200 kg (450 lb). Μην τοποθετείτε στη ζυγαριά αντικείμενα που ζυγίζουν περισσότερο από το μέγιστο φορτίο.

Στην Ευρώπη, το μέγιστο φορτίο της ζυγαριάς ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της Συσκευής επικοινωνίας: 200 kg (450 lb) όταν χρησιμοποιείται η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ και 150 kg (330 lb) όταν χρησιμοποιείται η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Το σύστημα διαχείρισης ασθενή Latitude NXT δεν έχει αξιολογηθεί για παιδιατρική χρήση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ασθενείς ενδέχεται επίσης να εμφανίσουν ψυχολογικές επιπτώσεις άγχους που σχετίζονται με την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών.

Περιορισμοί του συστήματος

Το σύστημα LATITUDE NXT δεν προορίζεται για βοήθεια σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ασθενείς που δεν αισθάνονται καλά, θα πρέπει να καλέσουν τον ιατρό τους ή τον αριθμό της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Μη χρησιμοποιείτε απομακρυσμένη παρακολούθηση για αντικατάσταση της προσωπικής, δια ζώσης κλινικής αξιολόγησης χωρίς χρήση συσκευών. Μπορεί να διαφύγουν αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς ως αποτέλεσμα της μειωμένης επαφής με τον ασθενή.

Το LATITUDE παρέχει περιορισμένες πληροφορίες για τον ασθενή και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για την επιβεβαίωση της γενικής κατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Το σύστημα LATITUDE NXT δεν παρέχει συνεχή παρακολούθηση. Ως σύστημα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, το σύστημα LATITUDE NXT παρέχει περιοδική παρακολούθηση ασθενών με βάση τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις από τον ιατρό. Υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν, να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την εξασφάλιση και παράδοση των στοιχείων της εμφυτευμένης συσκευής, του αισθητήρα και του ασθενή σύμφωνα με την πρόθεση του ιατρού. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

- **Ρολόι εμφυτευμένης συσκευής** – Η σωστή αναφορά των δεδομένων της εμφυτευμένης συσκευής και των ειδοποιήσεων συναγερμού από το σύστημα LATITUDE NXT εξαρτάται από τον ακριβή προγραμματισμό του ρολογιού της εμφυτευμένης συσκευής με έναν Προγραμματιστή/Καταγραφέα/Ελεγκτή (ΠΚΕ). Η σωστή αναφορά ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον σωστό προγραμματισμό του ρολογιού της εμφυτευμένης συσκευής, ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων που λαμβάνονται με μη ακριβείς πληροφορίες χρόνου και τη χρονική διαφορά του σφάλματος στο ρολόι της εμφυτευμένης συσκευής.
- **Περιβάλλον ασθενή** – Για τη μετάδοση δεδομένων, η Συσκευή επικοινωνίας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ηλεκτρική πρίζα. Η Συσκευή επικοινωνίας πρέπει επίσης να διατηρεί κανονική σύνδεση με το διακόμιστή LATITUDE NXT. Οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται εντός του εύρους της Συσκευής επικοινωνίας τις κατάλληλες στιγμές. Οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (RF) από ασύρματα ηλεκτρονικά προϊόντα ενδέχεται να επηρεάσουν την επικοινωνία μεταξύ της εμφυτευμένης συσκευής και της Συσκευής επικοινωνίας.
- **Μέθοδοι σύνδεσης στο σύστημα LATITUDE NXT.**
 - **Σύστημα τηλεφώνου** – Για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τυπική τηλεφωνική γραμμή, οι διαφορές στη συμβατότητα των υποδομών μεταξύ παρόχων τηλεφωνικών υπηρεσιών, καθώς και οι διαφορές όσον αφορά την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής από την οικία του ασθενή έως τον εξοπλισμό της τηλεφωνικής εταιρείας και τους σταθμούς μεταγωγής, ενδέχεται να επηρεάσουν τη μετάδοση δεδομένων στο σύστημα LATITUDE NXT. Άλλος εξοπλισμός προσαρτημένος στην τηλεφωνική γραμμή μέσα στο σπίτι του ασθενή μπορεί επίσης να επηρεάσει την παράδοση των δεδομένων.
 - **Κυψελοειδής υπηρεσία δεδομένων** – Για τους ασθενείς που χρησιμοποιούν κυψελοειδές δίκτυο δεδομένων, δεν παρέχεται εγγύηση κάλυψης. Μπορεί να χρειάζεται σύνδεση ενός κυψελοειδούς προσαρμογέα, ανάλογα με τις ανάγκες. Η πραγματική κάλυψη ενδέχεται να επηρεάζεται από στοιχεία όπως το έδαφος, οι καιρικές συνθήκες, η βλάστηση, τα κτίρια και άλλες κατασκευές, η ισχύς σήματος, ο εξοπλισμός χρήστη, καθώς και άλλους παράγοντες.
 - **Συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο** – Για ασθενείς που χρησιμοποιούν τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, η απόδοση της Συσκευής επικοινωνίας εξαρτάται από μια ενεργή υπηρεσία διαδικτύου. Σε περίπτωση χρήσης προσαρμογέα Ethernet USB για τη σύνδεση, ο προσαρμογέας πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος σε ένα δρομολογητή/μόντεμ που λειτουργεί.

Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν τη **λειτουργία σημείου ασύρματης πρόσβασης** στην κινητή τους συσκευή για ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες) πρέπει να ενεργοποιούν την τεχνολογία σημείου ασύρματης πρόσβασης και την ασύρματη τεχνολογία

Bluetooth[®] στην κινητή τους συσκευή ενώ βρίσκονται κοντά στη Συσκευή επικοινωνίας για τουλάχιστον μία ώρα κάθε μέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια των μη αυτόματων ανακτήσεων δεδομένων της συσκευής.

- **Χωρητικότητα μνήμης Συσκευής επικοινωνίας** — Η μνήμη της Συσκευής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων της εμφυτευμένης συσκευής ενδέχεται να εξαντλήσει τη χωρητικότητά της αν η Συσκευή επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να συνδεθεί στον διακομιστή LATITUDE NXT για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
 - Εάν αυτό συμβεί σε μια ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, η Συσκευή επικοινωνίας θα διαγράψει από τη μνήμη της παλαιότερα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εμφυτευμένη συσκευή που δεν περιέχουν Κόκκινους συναγερμούς, ώστε να αποθηκεύσει τα νέα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εμφυτευμένη συσκευή. Αν όλα τα δεδομένα της εμφυτευμένης συσκευής περιέχουν Κόκκινους συναγερμούς, διαγράφονται τα παλαιότερα δεδομένα.
 - Εάν αυτό συμβεί σε μια ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, τα παλαιότερα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εμφυτευμένη συσκευή θα διαγραφούν από τη μνήμη, ώστε να αποθηκευτούν τα νέα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την εμφυτευμένη συσκευή.
- **Κλινικό περιβάλλον** — Καθυστερήσεις στην επικοινωνία με τους ιατρούς ενδέχεται να προκύψουν για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα λόγω εξοπλισμού υπολογιστών που μπορεί να έχει χαλάσει ή να είναι εκτός σύνδεσης, κινητών τηλεφώνων που δεν μπορούν να λάβουν μηνύματα κειμένου συναγερμού, καθώς και λόγω μη διαθεσιμότητας του ιατρικού προσωπικού.
- **Αλλαγές προγράμματος/διαμόρφωσης** — Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η Συσκευή επικοινωνίας του ασθενή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη συνεχώς στην πρίζα και να λειτουργεί σωστά, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο ασθενούς. Υπό αυτές τις φυσιολογικές συνθήκες, οι αλλαγές στις ρυθμίσεις προγράμματος και διαμόρφωσης μπορεί να χρειαστούν έως και οκτώ ημέρες για να αποσταλούν στη Συσκευή επικοινωνίας του ασθενή και να τεθούν σε ισχύ.
- **Επεξεργασία δεδομένων** — Η λήψη και αποστολή δεδομένων ενδέχεται να καθυστερήσει ή να παρεμποδιστεί λόγω των εξής:
 - Προσωρινός, προγραμματισμένος και μη προγραμματισμένος χρόνος εκτός λειτουργίας των διακομιστών υπολογιστών.
 - Διαφορές στο φόρτο και τους χρόνους επεξεργασίας των διακομιστών.
 - Άλλα ζητήματα όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων.

Ασφαλής διακομιστής

Ο ασφαλής διακομιστής LATITUDE NXT είναι μια κεντρική βάση δεδομένων υπολογιστή που αποθηκεύει δεδομένα ασθενών, δεδομένα εμφυτευμένων συσκευών και δεδομένα αισθητήρων που αποστέλλονται από τις Συσκευές επικοινωνίας LATITUDE NXT. Ο ασφαλής διακομιστής LATITUDE NXT αποθηκεύει επίσης πληροφορίες διαμόρφωσης της κλινικής και του χρήστη ιατρού. Ο ασφαλής διακομιστής LATITUDE NXT παρέχει τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο του LATITUDE NXT, που είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα δεδομένα που παρέχονται στον ιστότοπο του LATITUDE NXT περιλαμβάνουν τα δεδομένα εμφυτευμένης συσκευής και αισθητήρα που έχουν ληφθεί πιο πρόσφατα, καθώς και δεδομένα ιστορικού σχετικά με προηγούμενες παρακολούθησεις εξ αποστάσεως για την κλινική που σχετίζεται με την τρέχουσα εμφυτευμένη συσκευή.

Επισκόπηση Συσκευής επικοινωνίας LATITUDE

Διαθέσιμες μέθοδοι σύνδεσης ανά μοντέλο

Βασικό εξάρτημα του συστήματος LATITUDE NXT είναι η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE, μια συσκευή κατ' οίκον παρακολούθησης για τους ασθενείς. Η Συσκευή επικοινωνίας εκτελεί ανάγνωση των πληροφοριών της εμφυτευμένης συσκευής βάσει του προγράμματος που έχει διαμορφωθεί από την κλινική. Έπειτα

αποστέλλει τα δεδομένα στον διακομιστή LATITUDE NXT μέσω μίας εκ των τριών μεθόδων σύνδεσης: κυψελοειδούς, διαδικτύου ή τυπικής τηλεφωνικής σύνδεσης. Οι λεπτομέρειες για μεθόδους σύνδεσης και διαθεσιμότητας ανά μοντέλο παρουσιάζονται ως εξής:

Για συγκεκριμένες πληροφορίες ανά χώρα, δείτε τις ενότητες "Μοντέλα Συσκευής επικοινωνίας ανά χώρα" στη σελίδα 1-7 και "Μέθοδοι σύνδεσης ανά χώρα και μοντέλο (εκτός της χώρας διαμονής)" στη σελίδα 1-8.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ (Μοντέλα 6288/6290—η διαθεσιμότητα των μοντέλων ποικίλει ανά χώρα)



- Για κυψελοειδή σύνδεση, όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν:
 - Κυψελοειδή προσαρμογέας USB LATITUDE.
- Για σύνδεση στο διαδίκτυο, όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν:
 - Προσαρμογέας Ethernet USB LATITUDE ή
 - Λειτουργία σημείου ασύρματης πρόσβασης κινητής συσκευής (απαιτείται βοηθητικός προσαρμογέας USB—η διαθεσιμότητα ποικίλει ανά χώρα).
- Για τυπική τηλεφωνική σύνδεση, όταν είναι διαθέσιμη, όλα τα μοντέλα:
 - Υποστηρίζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας αναλογικής τονικής κλήσης.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΡΟΝΗ ΑΦΗΣ (Μοντέλα 6468/6496—η διαθεσιμότητα των μοντέλων ποικίλει ανά χώρα)



- Για κυψελοειδή σύνδεση:
 - Το Μοντέλο 6468 χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό κυψελοειδή προσαρμογέα.
 - Το Μοντέλο 6496 δεν υποστηρίζει κυψελοειδή σύνδεση.
- Για σύνδεση στο διαδίκτυο:
 - Δεν υποστηρίζει μία σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Για τυπική τηλεφωνική σύνδεση:
 - Υποστηρίζει τους τρόπους λειτουργίας τονικής και παλμικής αναλογικής κλήσης.

Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες, τα Στοιχεία συσκευής επικοινωνίας για κάθε μοντέλο συμπεριλαμβάνονται στους Οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων στην περιοχή **Help/Contact Us** (Βοήθεια/Επικοινωνήστε μαζί μας) του ιστότοπου LATITUDE NXT. Για τη ρύθμιση της Συσκευής επικοινωνίας και πληροφορίες λειτουργίας, ανατρέξτε στον ισχύοντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης ή το Εγχειρίδιο ασθενούς.

Σημειώσεις:

- Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE μπορεί μόνο να διαβάσει δεδομένα από μια εμφυτευμένη συσκευή και δεν μπορεί να επαναπρογραμματίσει, να δώσει εντολές για δοκιμές απαγωγών ή να αλλάξει τυχόν λειτουργίες της εμφυτευμένης συσκευής. Η εμφυτευμένη συσκευή μπορεί να επαναπρογραμματιστεί μόνο με χρήση ενός Προγραμματιστή/Καταγραφέα/Ελεγκτή (ΠΚΕ).
- Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE δεν παρέχει συνεχή παρακολούθηση. Εκτελεί ανάγνωση πληροφοριών της εμφυτευμένης συσκευής κατά τις χρονικές στιγμές που έχουν προγραμματιστεί από το χρήστη ιατρό.
- Όταν η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE συνδέεται με το διακομιστή LATITUDE NXT, λαμβάνει τυχόν ενημερώσεις προγράμματος και διαμόρφωσης που έχουν εισαχθεί από έναν χρήστη ιατρό στον ιστότοπο του LATITUDE NXT.
- Ο ασθενής λαμβάνει μια Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE από την κλινική, αμέσως μόλις εγγραφεί στο σύστημα LATITUDE NXT. Μόλις ο ασθενής ενεργοποιήσει τη Συσκευή επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο Εγχειρίδιο ασθενούς, η Συσκευή επικοινωνίας έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει δεδομένα από την εμφυτευμένη συσκευή του ασθενή. (Δείτε την ενότητα "Ανάκτηση δεδομένων συσκευής" στη σελίδα 1-16.)
- Η Συσκευή επικοινωνίας χρησιμοποιεί ένα ασύρματο σύστημα επικοινωνίας (ραδιοσυχνότητες) για την επικοινωνία με την εμφυτευμένη συσκευή του ασθενή, καθώς και την προαιρετική ζυγαριά και το πιεσόμετρο. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Οι ασθενείς

θα πρέπει να αποφεύγουν την τοποθέτηση της Συσκευής επικοινωνίας δίπλα ή κοντά σε άλλα ασύρματα προϊόντα (όπως κινητά τηλέφωνα) και πηγές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (όπως κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε οθόνες υπολογιστών). Για ασθενείς με συσκευή S-ICD που υποστηρίζεται στο LATITUDE, η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ της Συσκευής επικοινωνίας και της συσκευής S-ICD επηρεάζεται από τον προσανατολισμό και την απόσταση. Σε ορισμένες θέσεις, η Συσκευή επικοινωνίας ενδέχεται να πρέπει να είναι πιο κοντά στη συσκευή S-ICD, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ανάκτηση δεδομένων. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE, εάν ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια για να βρει μια κατάλληλη θέση για τη Συσκευή επικοινωνίας του ή εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τις πιθανές πηγές παρεμβολών.

- Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE έχει σχεδιαστεί για χρήση από έναν μόνο ασθενή. Μόλις μια Συσκευή επικοινωνίας χρησιμοποιηθεί από έναν ασθενή, δεν μπορεί να διαμορφωθεί εκ νέου ή να διανεμηθεί σε άλλον ασθενή.

Μοντέλα Συσκευής επικοινωνίας ανά χώρα

Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί στις ακόλουθες χώρες, κατονομαζόμενη ανά μοντέλο όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας I-1. Μοντέλα Συσκευής επικοινωνίας ανά χώρα

| Χώρα | Μοντέλα ασύρματης Συσκευής επικοινωνίας με οθόνη αφής | | Μοντέλα ασύρματης συσκευής επικοινωνίας κυμάτων | |
|----------------------------|---|------|---|------|
| | 6468 | 6496 | 6288 | 6290 |
| Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία | | x | x | x |
| Αυστρία | x | | x | x |
| Βέλγιο | x | | x | x |
| Κίνα* | | | | x |
| Δημοκρατία της Τσεχίας | x | | x | x |
| Δανία | x | | x | x |
| Φινλανδία | x | | x | x |
| Γαλλία | x | | x | x |
| Γερμανία | x | | x | x |
| Ελλάδα | | | x | x |
| Χονγκ Κονγκ | | | | x |
| Ουγγαρία | | | x | x |
| Ισλανδία* | | | | x |
| Δημοκρατία της Ιρλανδίας | x | | x | x |
| Ιταλία | x | | x | x |
| Κουβέιτ* | | | | x |
| Λίβανος* | | | | x |
| Μαλαισία* | | | | x |
| Ολλανδία | x | | x | x |
| Νορβηγία | x | | x | x |
| Πολωνία | x | | x | x |
| Πορτογαλία | x | | x | x |
| Κατάρ* | | | | x |
| Σαουδική Αραβία* | | | x | x |

Πίνακας 1-1. Μοντέλα Συσκευής επικοινωνίας ανά χώρα (συνεχίζεται)

| Χώρα | Μοντέλα ασύρματης Συσκευής επικοινωνίας με οθόνη αφής | | Μοντέλα ασύρματης συσκευής επικοινωνίας κυμάτων | |
|--------------------------|---|------|---|------|
| | 6468 | 6496 | 6288 | 6290 |
| Σιγκαπούρη* | | | | x |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | | | x | x |
| Νότια Αφρική* | | | | x |
| Νότια Κορέα* | | | | x |
| Ισπανία | x | | x | x |
| Σουηδία | x | | x | x |
| Ελβετία | x | | x | x |
| Ταϊλάνδη* | | | | x |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* | | | | x |
| Ηνωμένο Βασίλειο | x | | x | x |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις χώρες που εμφανίζονται με αστερίσκο, δεν υποστηρίζονται οι ρυθμίσεις διακόπτη για τηλεφωνική σύνδεση.

Μέθοδοι σύνδεσης ανά χώρα και μοντέλο (εκτός της χώρας διαμονής)

Η Συσκευή επικοινωνίας LATITUDE είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί στη χώρα διαμονής του ασθενή (τη χώρα που διανέμει τη Συσκευή επικοινωνίας), όπως περιγράφεται στην ενότητα "Διαθέσιμες μέθοδοι σύνδεσης ανά μοντέλο" στη σελίδα 1-5, είναι ωστόσο δυνατή η λειτουργία σε άλλες χώρες, ανάλογα με το μοντέλο και τη μέθοδο σύνδεσης. Οι παρακάτω πίνακες είναι οργανωμένοι ανά χώρα διαμονής και ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας Συσκευής επικοινωνίας εκτός της χώρας διαμονής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

| Μέθοδος σύνδεσης | Μοντέλο 6496 | Μοντέλο 6288 | Μοντέλο 6290 |
|---|--|--|--|
| Χρήση Συσκευής επικοινωνίας σε χώρες εκτός της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας: | | | |
| Τυπική τηλεφωνική γραμμή | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) | | Υποστηρίζεται σε χώρες που διαθέτουν ρυθμίσεις διακόπτη για τηλεφωνική σύνδεση |
| Κυψελοειδές δίκτυο δεδομένων ή διαδίκτυο | Δεν υποστηρίζεται | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνοτήτων (RF) | Επιτρέπεται |

Ευρώπη

| Μέθοδος σύνδεσης | Μοντέλο 6468 | Μοντέλο 6288 | Μοντέλο 6290 |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| Χρήση Συσκευής επικοινωνίας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός από αυτές που παρατίθενται στον πίνακα Πίνακας 1-1 Μοντέλα Συσκευής επικοινωνίας ανά χώρα στη σελίδα 1-7: | | | |
| Τυπική τηλεφωνική γραμμή | Δεν υποστηρίζεται | | |
| Κυψελοειδές δίκτυο δεδομένων | Επιτρέπεται | | |

| Μέθοδος σύνδεσης | Μοντέλο 6468 | Μοντέλο 6288 | Μοντέλο 6290 |
|--|--|--|--|
| Internet | Δεν υποστηρίζεται | Επιτρέπεται | |
| Χρήση της Συσκευής επικοινωνίας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ: ^a | | | |
| Τυπική τηλεφωνική γραμμή | Δεν υποστηρίζεται | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνότητων (RF) | Υποστηρίζεται σε χώρες που διαθέτουν ρυθμίσεις διακόπτη για τηλεφωνική σύνδεση |
| Κυψελοειδές δίκτυο δεδομένων | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνότητων (RF) | | Επιτρέπεται |
| Internet | Δεν υποστηρίζεται | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνότητων (RF) | |

a. Όταν ταξιδεύετε σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ, τα δεδομένα που μεταδίδονται από τη Συσκευή επικοινωνίας θα υπόκεινται στη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας, η οποία ενδέχεται να παρέχει λιγότερη προστασία απορρήτου για τα δεδομένα του ασθενή σε σχέση με τους νόμους της χώρας διαμονής του. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο δεδομένων, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ισλανδία, Κουβέιτ, Λίβανος, Μαλαισία, Κατάρ, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Μοντέλο 6290 της Συσκευής επικοινωνίας LATITUDE είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί στις χώρες Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ισλανδία, Κουβέιτ, Λίβανος, Μαλαισία, Κατάρ, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο επιτρέπεται η χρήση του και σε άλλες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

Σαουδική Αραβία

| Μέθοδος σύνδεσης | Μοντέλο 6288 | Μοντέλο 6290 |
|---|--|--------------|
| Χρήση Συσκευής επικοινωνίας σε χώρες εκτός της Σαουδικής Αραβίας: | | |
| Κυψελοειδές δίκτυο δεδομένων ή διαδίκτυο | Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί λόγω της νομοθεσίας περί ραδιοσυχνότητων (RF) | Επιτρέπεται |

Υποστήριξη Πελατών LATITUDE

Η Υποστήριξη Πελατών LATITUDE παρέχει τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη όσον αφορά τη γενική συντήρηση του συστήματος LATITUDE NXT σε πελάτες που το χρησιμοποιούν.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί της Υποστήριξης Πελατών LATITUDE παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1-2. Τηλεφωνικοί αριθμοί της Υποστήριξης Πελατών LATITUDE

| Χώρα | Αριθμός |
|------------------------|--------------|
| Αυστραλία | 1800 528 488 |
| Αυστρία | 0800 202289 |
| Βέλγιο | 0800 80697 |
| Κίνα | 4008801427 |
| Δημοκρατία της Τσεχίας | 239 016 657 |
| Δανία | 70 10 01 82 |
| Φινλανδία | 010 80 48 19 |

Πίνακας 1-2. Τηλεφωνικοί αριθμοί της Υποστήριξης Πελατών LATITUDE (συνεχίζεται)

| Χώρα | Αριθμός |
|--------------------------|-----------------|
| Γαλλία | 0805 5404 22 |
| Γερμανία | 069 51709 481 |
| Ελλάδα | 442 035 647 788 |
| Χονγκ Κονγκ | 852 8105 5433 |
| Ουγγαρία | 06 80 981 579 |
| Ισλανδία | 8004174 |
| Δημοκρατία της Ιρλανδίας | 1800 851861 |
| Ιταλία | 848 781164 |
| Κουβέιτ | 22089688 |
| Λίβανος | +961 1 956 777 |
| Μαλαισία | (603) 7808 8000 |
| Ολλανδία | 0800 0292077 |
| Νέα Ζηλανδία | 0508 200 886 |
| Νορβηγία | 81 00 00 47 |
| Πολωνία | 22 306 07 33 |
| Πορτογαλία | 800844729 |
| Κατάρ | 800 6520 |
| Σαουδική Αραβία | 1 800 844 8246 |
| Σιγκαπούρη | 18006224909 |
| Δημοκρατία της Σλοβακίας | 02 686 223 89 |
| Νότια Αφρική | 800228000 |
| Νότια Κορέα | +82-2-3483-1782 |
| Ισπανία | 900 806108 |
| Σουηδία | 020 160 57 07 |
| Ελβετία | 0844 000110 |
| Ταϊλάνδη | 1800012420 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 800035770015 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 0800 678 16 44 |

Η Boston Scientific μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με την κλινική σχετικά με το σύστημα LATITUDE NXT ή/και τους ασθενείς που υποβάλλονται σε διαχείριση μέσω του συστήματος.

Προαιρετικός εξοπλισμός κατ' οίκον παρακολούθησης υγείας

Η ζυγαριά LATITUDE και το πιεσόμετρο LATITUDE είναι προαιρετικά εξαρτήματα του συστήματος LATITUDE NXT. Τα εξαρτήματα αυτά αναφέρονται ως *αισθητήρες*. Μεταδίδουν μετρήσεις μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης στη Συσκευή επικοινωνίας του ασθενή. Για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, ο παρεχόμενος βοηθητικός προσαρμογέας USB πρέπει να συνδεθεί με τη Συσκευή επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνεί με τους αισθητήρες του ασθενή. Οι αισθητήρες δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.

Η Συσκευή επικοινωνίας στέλνει αυτόματα αυτές τις μετρήσεις στον διακομιστή LATITUDE NXT, ο οποίος τις καθιστά διαθέσιμες για έλεγχο από τον ιατρό. Όταν ανιχνευτούν, αποστέλλονται στον διακομιστή LATITUDE NXT Συναγερμοί σχετικά με το βάρος. Για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, οι μετρήσεις που

λαμβάνονται μπορούν να μεταδίδονται κατά την επόμενη προγραμματισμένη σύνδεση με το διακομιστή LATITUDE NXT (έως και επτά ημέρες), εκτός εάν ανιχνευτεί Συναγερμός. Για τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, οι μετρήσεις που λαμβάνονται μπορούν να μεταδίδονται καθημερινά.

Η ζυγαριά και το πιεσόμετρο έχουν σχεδιαστεί για χρήση από έναν μόνο ασθενή. Η ζυγαριά και το πιεσόμετρο ενός ασθενή δεν μπορούν να διαμορφωθούν εκ νέου ή να διανεμηθούν σε άλλον ασθενή.

Παρόλο που ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τη ζυγαριά και το πιεσόμετρο, στον ιστότοπο του LATITUDE NXT αναφέρεται μόνο μία ημερήσια μέτρηση. Η μέτρηση που εμφανίζεται είναι η τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε σε ενδιάμεσο διάστημα 20 λεπτών, το οποίο ξεκινά με την πρώτη μέτρηση της ημέρας. Σκοπός αυτού του ενδιάμεσου διαστήματος είναι να επιτρέψει στους ασθενείς να πραγματοποιήσουν ξανά τη μέτρησή τους, αν είναι απαραίτητο.

Οι μετρήσεις βάρους που διαφέρουν κατά περισσότερο από 9,1 kg (20 lb) από την προηγούμενη ημέρα δεν θεωρούνται έγκυρες. Αν μία μέτρηση δεν είναι διαθέσιμη για την προηγούμενη ημέρα, οι μετρήσεις που διαφέρουν κατά περισσότερο από 13,6 kg (30 lb) από την πιο πρόσφατη μέτρηση (έως και επτά ημέρες πριν) δεν θεωρούνται έγκυρες. Με τις μετρήσεις του πιεσόμετρου, δεν γίνεται ακύρωση των τιμών που έχουν μεγάλη διαφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ένας ασθενής λάβει αισθητήρα αντικατάστασης, η Συσκευή επικοινωνίας του πρέπει να συνδεθεί στον διακομιστή LATITUDE NXT προτού γίνουν αποδεκτές οι μετρήσεις του από τον νέο αισθητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να δεχτεί η προαιρετική ζυγαριά είναι 200 kg (450 lb). Μην τοποθετείτε στη ζυγαριά αντικείμενα που ζυγίζουν περισσότερο από το μέγιστο φορτίο.

Στην Ευρώπη, το μέγιστο φορτίο της ζυγαριάς ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της Συσκευής επικοινωνίας: 200 kg (450 lb) όταν χρησιμοποιείται η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ και 150 kg (330 lb) όταν χρησιμοποιείται η ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Βασικές έννοιες

Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τις βασικές έννοιες του Συστήματος διαχείρισης ασθενούς LATITUDE NXT.

Πρόσβαση στα δεδομένα ασθενούς

Το σύστημα LATITUDE NXT συλλέγει δεδομένα ασθενούς τα οποία αποτελούν προστατευόμενες πληροφορίες υγείας. Η πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες ιατρούς, εξουσιοδοτημένους από την κλινική στην οποία έγινε εγγραφή του ασθενούς. Στους χρήστες ιατρούς πρέπει να έχει ανατεθεί μια Ομάδα ασθενών, της οποίας μέλος να είναι και ο ασθενής. Πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών έχει επίσης το προσωπικό που έχει καθοριστεί από την Boston Scientific. Καταγράφεται η πρόσβαση όλων των χρηστών στα δεδομένα ασθενούς του LATITUDE.

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Η Boston Scientific επιφυλάσσει του δικαιώματος να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε χρήστη ή λογαριασμό χρησιμοποιεί ή αποκτά πρόσβαση στο σύστημα LATITUDE NXT παραβιάζοντας τη συμφωνία άδειας χρήσης του LATITUDE, οποιεσδήποτε πολιτικές σχετίζονται με το LATITUDE ή οποιονδήποτε νόμο ή κανόνα σχετικά με την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων.

Οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο θεωρούνται ανενεργοί και ενδέχεται να διαγραφούν.

Σχέσεις ασθενούς, ιατρού και κλινικής

Η παρακολούθηση ασθενών στο σύστημα LATITUDE NXT βασίζεται στη σχέση των ασθενών με τις κλινικές. Κάθε χρήστης ιατρού του συστήματος LATITUDE NXT διαθέτει λογαριασμό χρήστη που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη κλινική.

Κάθε ασθενής του συστήματος LATITUDE NXT μπορεί να σχετίζεται με έως και δύο διαφορετικές κλινικές ή δύο διαφορετικές Ομάδες ασθενών σε μία κλινική:

- **Κύρια κλινική (ή Ομάδα ασθενών)** (τυπικά περιλαμβάνεται ένας ηλεκτροφυσιολόγος) – Αυτή η κλινική είναι συνήθως υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συσκευής ενός ασθενούς, συμπεριλαμβανομένων των τακτικά προγραμματισμένων παρακολουθήσεων της συσκευής. Αυτή η κλινική είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση τυχόν Κόκκινων συναγερμών που ανιχνεύονται κάθε φορά που γίνεται ανάκτηση δεδομένων από την εμφυτευμένη συσκευή του ασθενή. Η κύρια κλινική είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση των Κίτρινων συναγερμών, εάν έχει διαμορφωθεί η λειτουργία ειδοποιήσεων. Όλοι οι ασθενείς του συστήματος LATITUDE NXT πρέπει να έχουν εκχωρημένη μια κύρια κλινική, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους.
- **Δευτερεύουσα κλινική (ή Ομάδα ασθενών)** (τυπικά περιλαμβάνει έναν καρδιολόγο ή έναν ειδικό στην καρδιακή ανεπάρκεια) – Σε έναν ασθενή πρέπει επίσης να εκχωρείται μια δευτερεύουσα κλινική. Αυτή η κλινική δεν ειδοποιείται για τους Κόκκινους συναγερμούς, αλλά μπορεί να παρακολουθεί τις συνθήκες Κίτρινου συναγερμού, ανάλογα με τον τύπο περίθαλψης που παρέχει στον συγκεκριμένο ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, για έναν ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, αυτή η κλινική μπορεί να περιλαμβάνει τον ειδικό που παρακολουθεί την κατάσταση του ασθενούς μέσω της χρήσης του βάρους, της αρτηριακής πίεσης και σχετικών κλίσεων που μετρώνται από τη συσκευή.

Ομάδες Ασθενών

Μια κλινική οργανώνεται σε μία ή περισσότερες Ομάδες ασθενών που έχουν δημιουργηθεί για την αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών. Για παράδειγμα, οι ομάδες ασθενών μπορούν να οργανωθούν ανά ιατρό ή/και τοποθεσία. Στους χρήστες ιατρούς μπορεί να έχει ανατεθεί οποιοσδήποτε αριθμός Ομάδων Ασθενών. Οι χρήστες ιατροί που αναλαμβάνουν μια Ομάδα Ασθενών έχουν πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στη συγκεκριμένη Ομάδα Ασθενών. Οι Διαχειριστές Λογαριασμών Κλινικής έχουν πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς σε όλες τις Ομάδες Ασθενών.

Οι Ομάδες Ασθενών παρέχουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης συναγερμού και προγράμματος για τους σχετικούς ασθενείς τους. Ένας ασθενής μπορεί να έχει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που να διαφέρουν από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της Ομάδας ασθενών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης συναγερμού κάθε ασθενούς είναι σωστές κατά την εγγραφή του ασθενούς, εφόσον ισχύουν, μετά την αντικατάσταση της εμφυτευμένης συσκευής.

Οι κλινικές που ταξινομούν τους ασθενείς σε Ομάδες ασθενών έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν έναν ασθενή με δύο Ομάδες ασθενών. Η μία Ομάδα ασθενών είναι η κύρια και διαχειρίζεται τη συσκευή του ασθενούς. Η άλλη Ομάδα ασθενών είναι δευτερεύουσα και παρακολουθεί επίσης την κατάσταση του ασθενούς.

Προνόμια χρήστη ιατρού

Υπάρχουν τρεις τύποι επιπέδων προνομίων που εκχωρούνται σε χρήστες ιατρούς που ελέγχουν την πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών, που περιγράφονται ως εξής. Οι λειτουργίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον κάθε τύπο παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

- **Read-Only Access** (Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση) – Προορίζεται για χρήστες που πρέπει να εργαστούν με δεδομένα ασθενών, αλλά που δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ασθενών μέσα στο σύστημα. Η πρόσβαση περιορίζεται στους ασθενείς που περιέχονται στις εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών.
- **Limited Access** (Περιορισμένη πρόσβαση) – Προορίζεται για χρήστες που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση ασθενών. Αυτοί οι χρήστες έχουν πλήρη δυνατότητα διαχείρισης των ασθενών, αλλά η πρόσβασή τους είναι περιορισμένη στους ασθενείς που περιέχονται στις εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών.
- **Complete Access** (Πλήρης πρόσβαση) (Διαχειριστές Λογαριασμών Κλινικής) – Προορίζεται για το χρήστη που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κλινικής, των χρηστών ιατρών και των ασθενών. Η

πρόσβαση είναι διαθέσιμη σε όλους τους ασθενείς που περιλαμβάνονται σε όλες τις Ομάδες Ασθενών. Οι λογαριασμοί χρήστη μπορούν να δημιουργηθούν από το Διαχειριστή Λογαριασμών Κλινικής.

Πίνακας 1-3. Λειτουργίες που επιτρέπονται για τους χρήστες ιατρούς βάσει προνομίων

| Λειτουργία | Πλήρης πρόσβαση (Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής) | Περιορισμένη πρόσβαση | Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Όλες οι Ομάδες Ασθενών | Εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών | Εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών |
| Προσθήκη/Διαχείριση Ομάδων Ασθενών | ✓ | | |
| Προσθήκη/Διαχείριση χρηστών ιατρών | ✓ | | |
| Εγγραφή/Διαχείριση ασθενών | ✓ | ✓ | |
| Διαχείριση προγράμματος και διαμορφώσεων συναγερμών | ✓ | ✓ | |
| Προβολή ασθενών στη σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Κλείσιμο ασθενών στη σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) | ✓ | ✓ | |
| Προβολή δεδομένων ασθενούς και αναφορών ^a | ✓ | ✓ | ✓ |
| Επεξεργασία διαμόρφωσης ενσωμάτωσης EMR | ✓ | | |
| Αποστολή δεδομένων στο EMR | ✓ | ✓ | |

a. Η προβολή δεδομένων ασθενούς ή αναφορών θα καταγράφει την ενέργεια και ενδέχεται να ενημερώσει την **Review Status** (Κατάσταση Ελέγχου) από **New Data** (Νέα δεδομένα) σε **Viewed** (Προβλήθηκε), ακόμη κι αν χρησιμοποιήθηκε η επιλογή **Read-Only Access** (Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση).

Συναγερμοί

Το σύστημα LATITUDE NXT εκπέμπει ειδοποιήσεις συναγερμών για διάφορες καταστάσεις, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της εμφυτευμένης συσκευής.

Υπάρχουν δύο επίπεδα καταστάσεων συναγερμού: Κόκκινοι συναγερμοί και Κίτρινοι συναγερμοί. Οι Συναγερμοί είναι σχεδιασμένοι για να ειδοποιούν τους χρήστες ιατρούς σχετικά με πιθανές καταστάσεις υγείας ή κλινικά συμβάντα των συσκευών. Οι ειδοποιήσεις συναγερμών δεν προορίζονται για χρήση ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ιατρική περίθαλψη των ασθενών. Οι συναγερμοί μπορούν να επιβεβαιωθούν με την προβολή πληροφοριών από τον ιστότοπο του LATITUDE NXT και με τη χρήση ενός Προγραμματιστή/Καταγραφέα/Ελεγκτή (ΠΚΕ) για τον έλεγχο επιπλέον υποστηρικτικών διαγνωστικών πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί στην εμφυτευμένη συσκευή.

Καταστάσεις συναγερμού μπορούν να ανιχνευτούν κατά τη διάρκεια των καθημερινών ελέγχων συναγερμών, όπως καθορίζεται από το διαμορφωμένο πρόγραμμα, των εβδομαδιαίων ανακτήσεων δεδομένων παρακολούθησης, των προγραμματισμένων ανακτήσεων δεδομένων παρακολούθησης και των **Patient Initiated Interrogations** (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής). Το σύστημα LATITUDE NXT ειδοποιεί τους ιατρούς του ασθενή για τυχόν καταστάσεις συναγερμού που έχουν ανιχνευτεί.

Η ειδοποίηση συναγερμού παρέχεται μέσω της σελίδας **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών) στον ιστότοπο του LATITUDE NXT (Σχήμα 2-4 Σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) στη σελίδα 2-9). Το σύστημα LATITUDE NXT στέλνει μια ειδοποίηση για μια κατάσταση συναγερμού που ανιχνεύεται από το σύστημα. Για τους περισσότερους Συναγερμούς, δεν παράγει ειδοποιήσεις συναγερμού για την ίδια κατάσταση, εκτός εάν η κατάσταση δεν ανιχνεύεται πλέον και, στη συνέχεια, προκύπτει ξανά κατά τη διάρκεια μιας επόμενης συλλογής δεδομένων.

Το καθορισμένο από την Boston Scientific προσωπικό μπορεί να παρέχει μια ειδοποίηση για τις καταστάσεις συναγερμού αντί των ειδοποιήσεων που παρέχονται από τον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Αν το σύστημα LATITUDE NXT δεν είναι σε θέση να παρέχει δεδομένα της εμφυτευμένης συσκευής, ο ιστότοπος του LATITUDE NXT ή το προσωπικό της Boston Scientific μπορεί να παράσχει ειδοποίηση συναγερμού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κλινική όσον αφορά δεδομένα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια κατάσταση συναγερμού που δεν μπορεί να ανακτηθεί και να εμφανιστεί αυτόματα από τον ιστότοπο του LATITUDE NXT, το προσωπικό της Boston Scientific μπορεί να έρθει σε επαφή με την κλινική, για να την ενημερώσει σχετικά με τον συγκεκριμένο συναγερμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότερες καθημερινές μετρήσεις και διαγνωστικοί έλεγχοι είναι ρυθμισμένα ονομαστικά ως ενεργοποιημένα στην εμφυτευμένη συσκευή. Παρόλα αυτά, εάν αυτές οι λειτουργίες απενεργοποιηθούν στην εμφυτευμένη συσκευή, το σύστημα LATITUDE NXT δεν θα εκπέμψει Συναγερμό που σχετίζεται με τις λειτουργίες, ακόμη κι αν ο αντίστοιχος Συναγερμός LATITUDE έχει διαμορφωθεί να είναι ενεργοποιημένος. Η εμφυτευμένη συσκευή πρέπει πρώτα να μετρήσει και να καταγράψει δεδομένα προτού το σύστημα LATITUDE NXT ανιχνεύσει και εκπέμψει έναν Κόκκινο συναγερμό ή έναν Κίτρινο συναγερμό.

Κόκκινοι συναγερμοί

Καταστάσεις της εμφυτευμένης συσκευής που θα μπορούσαν να αφήσουν τον ασθενή χωρίς τη διαθέσιμη θεραπεία από τη συσκευή και οι οποίες οδηγούν στην εκδήλωση Κόκκινου συναγερμού.

Ο ιστότοπος του LATITUDE NXT έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί τους χρήστες ιατρούς που έχουν αναλάβει την κύρια Ομάδα ασθενών, εάν η Συσκευή επικοινωνίας αναφέρει κάποιον Κόκκινο συναγερμό στον διακομιστή του LATITUDE NXT. Η ειδοποίηση Κόκκινου συναγερμού δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί (με εξαίρεση τους Συναγερμούς εντοπισμού μη φυσιολογικού δεξιού κοιλιακού σήματος και απότομης αλλαγής στη σύνθετη αντίσταση της δεξιάς κοιλιακής απαγωγής βηματοδότησης). Αν η Συσκευή επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να συνδεθεί και να μεταφέρει τα δεδομένα Κόκκινου συναγερμού εντός 24 ωρών, ανάβει στη Συσκευή επικοινωνίας μια ένδειξη που υποδεικνύει ότι ο/η ασθενής πρέπει να τηλεφωνήσει στην κλινική του/της.

Οι ειδοποιήσεις Κόκκινου συναγερμού εμφανίζονται για τις παρακάτω καταστάσεις, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής:

- Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως είναι απενεργοποιημένη λόγω περιορισμένης χωρητικότητας μπαταρίας
- Η τάση είναι πολύ χαμηλή για την προβαλλόμενη υπολειπόμενη χωρητικότητα
- Η σύνθετη αντίσταση απαγωγής εκκένωσης είναι εκτός εύρους
- Ανιχνεύτηκε χαμηλή σύνθετη αντίσταση απαγωγής εκκένωσης κατά την προσπάθεια χορήγησης μιας εκκένωσης
- Ανιχνεύτηκε υψηλή σύνθετη αντίσταση απαγωγής εκκένωσης κατά την προσπάθεια χορήγησης μιας εκκένωσης
- Η σύνθετη αντίσταση απαγωγής βηματοδότησης δεξιάς κοιλίας ή μίας κοιλότητας είναι εκτός εύρους
- Απότομη αλλαγή στη δεξιά κοιλιακή σύνθετη αντίσταση απαγωγής βηματοδότησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μεσολαβήσουν περισσότερες από 14 ημέρες μεταξύ των ελέγχων συναγερμών, μερικά δεδομένα ενδέχεται να μην αξιολογηθούν για την κατάσταση συναγερμού.

- Ανιχνεύτηκε μη φυσιολογικό σήμα δεξιάς κοιλίας
- Ο V-Tachy mode (Τρόπος κοιλιακής ταχυκαρδίας) έχει οριστεί σε κάποια τιμή διαφορετική από την τιμή Monitor + Therapy (Παρακολούθηση + Θεραπεία)
- Πιθανή δυσλειτουργία συσκευής
- Ανιχνεύτηκε υψηλή τάση στην απαγωγή εκκένωσης κατά τη φόρτιση

- Η συσκευή βρίσκεται σε Safety Mode (Τρόπος λειτουργίας ασφαλείας)
- Η συσκευή βρίσκεται σε Electrocautery Protection Mode (Τρόπος λειτουργίας προστασίας ηλεκτροκαυτηρίασης)

Στις συσκευές S-ICD, οι ειδοποιήσεις Κόκκινου συναγερμού εμφανίζονται για τις παρακάτω καταστάσεις:

- Η μπαταρία της συσκευής έχει συμπληρώσει τον κύκλο ζωής της (End of Life, EOL)
- Υψηλή σύνθετη αντίσταση ηλεκτροδίων
- Therapy Off (Απενεργοποίηση Θεραπείας)
- Πιθανή δυσλειτουργία συσκευής

Κίτρινοι συναγερμοί

Η ειδοποίηση Κίτρινων συναγερμών είναι διαμορφώσιμη και μπορεί να επιλεγεί από οποιαδήποτε Ομάδα ασθενών του ασθενή του συστήματος LATITUDE NXT. Μια Ομάδα ασθενών μπορεί να έχει διαμορφωθεί ώστε να λαμβάνει μερικούς, όλους ή κανέναν από τους Κίτρινους συναγερμούς.

Οι ειδοποιήσεις Κίτρινου συναγερμού μπορούν να διαμορφωθούν για τις παρακάτω καταστάσεις, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής:

- Έχει επέλθει ο δείκτης εκφόρτισης
- Η ενδογενής ένταση δεξιάς κοιλίας ή μίας κοιλότητας είναι εκτός εύρους
- Ο δεξιός κοιλιακός αυτόματος ουδός ανιχνεύεται ως > το προγραμματισμένο εύρος ή αναστέλλεται¹
- Η αριστερή κοιλιακή ενδογενής ένταση είναι εκτός εύρους
- Η αριστερή κοιλιακή σύνθετη αντίσταση απαγωγής βηματοδότησης είναι εκτός εύρους
- Ο αριστερός κοιλιακός αυτόματος ουδός ανιχνεύεται ως > το προγραμματισμένο εύρος ή αναστέλλεται¹
- Η κοιλιακή ενδογενής ένταση είναι εκτός εύρους
- Η κοιλιακή σύνθετη αντίσταση απαγωγής βηματοδότησης είναι εκτός εύρους
- Ο κοιλιακός αυτόματος ουδός ανιχνεύεται ως μεγαλύτερος από το προγραμματισμένο εύρος ή αναστέλλεται¹
- Έχει εφαρμοστεί κοιλιακή θεραπεία εκκένωσης για την ανάταξη της αρρυθμίας
- Έχει εφαρμοστεί θεραπεία Αντιταχυκαρδιακής Βηματοδότησης (ATP) για την ανάταξη της αρρυθμίας
- Επεισόδιο επιταχυνόμενης κοιλιακής αρρυθμίας
- Επεισόδια VT (V>A)
- Φορτίο κοιλιακής αρρυθμίας εντός χρονικής περιόδου 24 ωρών (που υπερβαίνει το επιλέξιμο από το χρήστη όριο)

1. Ενώ η συσκευή διαθέτει ένα χαρακτηριστικό αυτόματης αποτύπωσης μέσω της λειτουργίας PaceSafe, το σύστημα LATITUDE NXT δεν αξιολογεί την αποτύπωση ή την έλλειψη αποτύπωσης και θα ειδοποιεί μόνο αν πληρούνται ορισμένα κριτήρια στη συσκευή και ανιχνεύεται από τη συσκευή ο Συναγερμός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν μεσολαβήσουν περισσότερες από 14 ημέρες μεταξύ των ελέγχων συναγερωμών, μερικά δεδομένα ενδέχεται να μην αξιολογηθούν για την κατάσταση συναγερωμού.

- Αποθηκευμένο συμβάν που πυροδοτήθηκε από τον ασθενή
- Μη εμμένοντα επεισόδια κοιλιακής αρρυθμίας
- Ο δείκτης καρδιακής ανεπάρκειας HeartLogic έχει φτάσει ή υπερβεί (ουδός που είναι επιλέξιμος από το χρήστη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προκύπτει ένας Συναγερωμός, μπορεί να διαμορφωθεί η εκτέλεση ημερήσιας ανάκτησης δεδομένων έως ότου επιλυθεί η κατάσταση.

- Ποσοστό βηματοδότησης Θεραπείας Καρδιακού Επανασυγχρονισμού (< το ποσοστό που είναι επιλέξιμο από το χρήστη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η κατάσταση δεν θα δημιουργήσει Συναγερωμό εάν η παράμετρος κοιλότητας βηματοδότησης της εμφυτευμένης συσκευής έχει προγραμματιστεί σε δεξιά κοιλιακή (RV) μόνο.

- Ποσοστό βηματοδότησης δεξιάς κοιλίας (> το ποσοστό που είναι επιλέξιμο από το χρήστη)
- Ο τρόπος λειτουργίας Brady Mode (Τρόπος Βραδυκαρδίας) της συσκευής είναι απενεργοποιημένος
- Ανιχνεύτηκε πρόβλημα στο ιστορικό θεραπείας
- Αύξηση βάρους (υπερβαίνει το επιλέξιμο από το χρήστη όριο σε έναν αριθμό ημερών επιλέξιμο από το χρήστη)
- Διαγνωστικός έλεγχος της οθόνης παρακολούθησης τεχνικών σφαλμάτων σήματος (SAM)

Για τις συσκευές S-ICD, οι ειδοποιήσεις Κίτρινου συναγερωμού μπορούν να διαμορφωθούν για τις παρακάτω καταστάσεις:

- Η μπαταρία της συσκευής έχει συμπληρώσει το δείκτη επιλεκτικής αντικατάστασης (Elective Replacement Indicator, ERI)
- Έχει εφαρμοστεί θεραπεία εκκένωσης για την ανάταξη της αρρυθμίας
- Επεισόδιο απουσία θεραπείας
- Μη πλήρης βελτιστοποίηση αίσθησης
- Μετρηθείσα AF εντός χρονικής περιόδου 24 ωρών (που υπερβαίνει το επιλέξιμο από το χρήστη όριο)
- Η λειτουργία SMART Pass (Εξυπνη αίσθηση) απενεργοποιήθηκε

Ανάκτηση δεδομένων συσκευής

Η Συσκευή επικοινωνίας μπορεί να εκτελέσει διάφορους τύπους ανάκτησης δεδομένων από τη συσκευή. Κάθε τύπος ανάκτησης δεδομένων διαφέρει όσον αφορά την ποσότητα και τον τύπο των δεδομένων που συλλέγονται, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1-4. Συλλογή δεδομένων και λεπτομέρειες διαμόρφωσης για κάθε τύπο ανάκτησης δεδομένων

| Τύπος ανάκτησης δεδομένων | Πλήρης ανάκτηση δεδομένων (με αναπαράσταση ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ) ^a | Πλήρης ανάκτηση δεδομένων (χωρίς αναπαράσταση ΗΓΜ) | Έλεγχος κόκκινων συναγερμών | Έλεγχος κίτρινων συναγερμών | Λεπτομέρειες διαμόρφωσης |
|--|--|--|-----------------------------|---|---|
| Remote Scheduled Follow-ups (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως) | ✓ | | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> Απενεργ./Μη αυτόματα 1 εβδομάδα 2 εβδομάδες Μηνιαία διαστήματα από 1 έως 12 μήνες Αυτόματα, εκτός από ασθενείς με S-ICD, για τους οποίους ζητείται |
| Έλεγχος συναγερμών ^b (δεν διατίθεται για ασθενείς με S-ICD) | Εάν ανιχνευτεί ένας Κόκκινος ή κίτρινος συναγερμός ^b | | ✓ | ✓ Μόνο για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ | <ul style="list-style-type: none"> Καθημερινά Μη διαμορφώσιμο |
| Data Updated (Ενημερωμένα δεδομένα) Ανάκτηση δεδομένων ^b Μόνο για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ | ✓ | | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> Έχει σημειωθεί πρόσφατη ανάκτηση δεδομένων μέσω ΠΚΕ^b ή Έχουν εκχωρηθεί αισθητήρες και δεν έχει σημειωθεί πλήρης ανάκτηση δεδομένων μέσα σε επτά ημέρες^b ή Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία HeartLogic και δεν έχει σημειωθεί πλήρης ανάκτηση δεδομένων μέσα σε επτά ημέρες^b ή Ανιχνεύτηκε Συναγερμός ευρετηρίου HeartLogic μέσα στις προηγούμενες επτά ημέρες και οι Ημερήσιες ανακτήσεις δεδομένων Συναγερμών έχουν διαμορφωθεί ώστε να είναι ενεργοποιημένες^b |
| Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμών εμφυτευμένης συσκευής) ^b Μόνο για ασθενείς με ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, Μοντέλο 6290, S-ICD | Εάν ανιχνευτεί ένας Κόκκινος ή κίτρινος συναγερμός ^b | | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαία Διαμορφώσιμο Ζητείται |

Πίνακας 1-4. Συλλογή δεδομένων και λεπτομέρειες διαμόρφωσης για κάθε τύπο ανάκτησης δεδομένων (συνεχίζεται)

| Τύπος ανάκτησης δεδομένων | Πλήρης ανάκτηση δεδομένων (με αναπαράσταση ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ) ^a | Πλήρης ανάκτηση δεδομένων (χωρίς αναπαράσταση ΗΓΜ) | Έλεγχος κόκκινων συναγερμών | Έλεγχος κίτρινων συναγερμών | Λεπτομέρειες διαμόρφωσης |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμών εμφυτευμένης συσκευής) Μόνο για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ | Εάν ανιχνευτεί ένας Κόκκινος συναγερμός ^b | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαία Διαμορφώσιμο |
| Patient Initiated Interrogations (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) (Δείτε την ενότητα "Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής" στη σελίδα 1-19). | ✓ | | ✓ | ✓ | Ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρού |

a. Για ασθενείς με S-ICD, δεν θα γίνει ανάκτηση αναπαράστασης Υ-ΗΚΓ εάν το S-ICD βρίσκεται σε Τρόπο λειτουργίας MRI κατά τη διάρκεια της ανάκτησης δεδομένων εξ αποστάσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάκτηση δεδομένων σε Τρόπο λειτουργίας MRI θα είναι δυνατή μόνο για συσκευές S-ICD MRI.

b. Μόνο για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ. Αν ανιχνευτεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια ενός Ελέγχου Συναγερμών [ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας **Weekly Implanted Device Alert Monitoring** (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμών εμφυτευμένης συσκευής) για ένα S-ICD], η Συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει επίσης να πραγματοποιήσει πλήρη ανάκτηση δεδομένων με αναπαράσταση ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ:

1. **Κόκκινος ή Κίτρινος συναγερμός εμφυτευμένης συσκευής** ή
2. Πρόσφατη ανάκτηση δεδομένων μέσω ΠΚΕ (Προγραμματιστή/Καταγραφέα/Ελεγκτή) ή
3. Δεν έχει σημειωθεί πλήρης ανάκτηση δεδομένων εντός των τελευταίων επτά ημερών (για ασθενείς με εκχωρημένους αισθητήρες) ή
4. Δεν έχει σημειωθεί πλήρης ανάκτηση δεδομένων εντός των τελευταίων επτά ημερών (για ασθενείς με ενεργοποιημένη τη λειτουργία HeartLogic) ή
5. Ανιχνεύτηκε Συναγερμός ευρητήριου HeartLogic μέσα στις προηγούμενες επτά ημέρες και οι Ημερήσιες ανακτήσεις δεδομένων Συναγερμών έχουν διαμορφωθεί ώστε να είναι ενεργοποιημένες.

Μόνο για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: Αν ανιχνευτεί **Κόκκινος συναγερμός**, η Συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει επίσης να πραγματοποιήσει πλήρη ανάκτηση δεδομένων με αναπαράσταση ΗΓΜ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προσωπικό της Boston Scientific μπορεί να επικοινωνήσει με την κλινική σε περίπτωση που σε μια εμφυτευμένη συσκευή χρησιμοποιείται τηλεμετρία υψηλών ραδιοσυχνοτήτων (RF) για την πραγματοποίηση ανάκτησης δεδομένων εξ αποστάσεως.

Αυτόματες και αιτούμενες ανακτήσεις δεδομένων

Οι αυτόματες ανακτήσεις δεδομένων εμφανίζονται χωρίς κάποια φωτεινή ένδειξη στη Συσκευή επικοινωνίας, ενώ δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ανάκτηση δεδομένων τη δεδομένη στιγμή. Οι αιτούμενες ανακτήσεις ωστόσο, απαιτούν την παρέμβαση του ασθενούς.

Οι αιτούμενες ανακτήσεις δεδομένων υποδεικνύονται με ένα κουμπί που αναβοσβήνει με λευκό φως στη Συσκευή επικοινωνίας. Για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, ο ασθενής πρέπει να πατήσει το κουμπί που αναβοσβήνει με λευκό φως, προκειμένου να ξεκινήσει η ανάκτηση δεδομένων. Για την ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ο ασθενής πρέπει να πατήσει το κουμπί ανάκτησης δεδομένων που εμφανίζεται στην οθόνη. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή επικοινωνίας, ανατρέξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο ασθενούς.)

Σε γενικές γραμμές, η διαμόρφωση για τους περισσότερους ασθενείς είναι η αυτόματη ανάκτηση δεδομένων. Ωστόσο, τα αιτήματα για όλες τις ανακτήσεις δεδομένων για ασθενείς με σύστημα S-ICD υποβάλλονται μέσω του Κουμπιού καρδιάς που αναβοσβήνει με λευκό φως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα κουμπί που αναβοσβήνει με λευκό φως μπορεί επίσης να υποδεικνύει ότι η Συσκευή επικοινωνίας δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την ανάκτηση δεδομένων. Στο Εγχειρίδιο ασθενούς, ζητείται από τον ασθενή να πιέσει το κουμπί κάθε φορά που αναβοσβήνει.

Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής

Η Συσκευή επικοινωνίας υποστηρίζει μη προγραμματισμένες **Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής** (PII), οι οποίες παρέχουν τα ίδια δεδομένα όπως μια προγραμματισμένη ανάκτηση δεδομένων παρακολούθησης με αναπαράσταση ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ.

Η Συσκευή επικοινωνίας περιορίζει τον αριθμό των **Patient Initiated Interrogations** (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) σε ένα από τα παρακάτω όρια, όπως καθορίζεται από τον ιστότοπο του LATITUDE NXT:

- Πέντε ανά εβδομάδα (αν είναι ενεργοποιημένη)
- Μηδέν (όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη)

Οι χρήστες ιατροί που έχουν εκχωρηθεί σε μια Ομάδα ασθενών και έχουν πλήρη ή περιορισμένη πρόσβαση μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις PII. Οι PII διαμορφώνονται για όλους τους ασθενείς σε μια Ομάδα Ασθενών ή για έναν μεμονωμένο ασθενή από τη σελίδα **Edit/View Schedule and Alert Configuration** (Επεξεργασία/Προβολή Προγράμματος και Διαμόρφωσης Συναγερμών).

Αν οι PII είναι απενεργοποιημένες ή έχει επέλθει το εβδομαδιαίο όριο, ένας χρήστης ιατρός μπορεί να επιτρέψει μια PII επιλέγοντας το κουμπί **Allow one Patient Initiated Interrogation** (Να επιτραπεί μία ανάκτηση δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) από τη σελίδα **Edit/View Schedule and Alert Configuration** (Επεξεργασία/Προβολή προγράμματος και διαμόρφωσης συναγερμών) του ασθενή. Πρωτού συστήσουν μια PII, οι ιατροί καλό θα ήταν να επαληθεύσουν ότι η κατάσταση του ασθενή είναι σταθερή, ότι δεν εμφανίζει συμπτώματα και ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσει PII. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προφυλάξεις" στη σελίδα 1-2 και "Περιορισμοί του συστήματος" στη σελίδα 1-4.

Οι ασθενείς εκκινούν μια ανάκτηση δεδομένων πατώντας το Κουμπί καρδιάς στο WAVE WIRELESS COMMUNICATOR (Ασύρματη συσκευή επικοινωνίας κυμάτων) ή πατώντας το μπλε κουμπί στο TOUCH-SCREEN WIRELESS COMMUNICATOR (Ασύρματη συσκευή επικοινωνίας με οθόνη αφής). (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή επικοινωνίας, ανατρέξτε στο κατάλληλο Εγχειρίδιο ασθενούς.) Η Συσκευή επικοινωνίας δεν θα πραγματοποιήσει ανάκτηση δεδομένων αν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη ή αν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου.

Αν η ρύθμιση διαμόρφωσης της PII αλλάξει, θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη φορά που η Συσκευή επικοινωνίας θα συνδεθεί στον διακομιστή LATITUDE NXT. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και οκτώ ημέρες μέχρι η Συσκευή επικοινωνίας να πραγματοποιήσει κλήση στον διακομιστή LATITUDE NXT. Αν οι PII απενεργοποιηθούν στη Συσκευή επικοινωνίας και ο ασθενής προσπαθήσει να πραγματοποιήσει ανάκτηση δεδομένων, η Συσκευή επικοινωνίας θα πραγματοποιήσει κλήση προς το διακομιστή LATITUDE NXT για να ελέγξει για τυχόν ενημερωμένες πληροφορίες.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívát.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Mynn þín Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την Χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használjate!
Wersja przeterminowana. Niet gebruiken.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expiratã. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívát.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Χρήση του συστήματος διαχείρισης ασθενή LATITUDE NXT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- “Έναρξη” στη σελίδα 2-2
- “Διαμόρφωση κλινικής και ασθενών” στη σελίδα 2-6
- “Η σελίδα προβολής λίστας ασθενών” στη σελίδα 2-8
- “Εργαλείο αναζήτησης ασθενών” στη σελίδα 2-13
- “Εγγραφή ασθενών και Διαχείριση εξοπλισμού” στη σελίδα 2-14
- “Ρύθμιση συστήματος” στη σελίδα 2-16
- “Διαχείριση ασθενών” στη σελίδα 2-16
- “Διαχείριση ομάδων ασθενών” στη σελίδα 2-18
- “Διαχείριση λογαριασμών χρηστών” στη σελίδα 2-19
- “Κωδικοί πρόσβασης” στη σελίδα 2-20
- “Ενσωμάτωση συστήματος EMR” στη σελίδα 2-22
- “Αντιμετώπιση προβλημάτων” στη σελίδα 2-28

Έναρξη

Ο ιστότοπος του LATITUDE NXT παρέχει στους ιατρούς έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο για να ελέγχουν τα δεδομένα τα οποία έχουν προγραμματίσει τη Συσκευή επικοινωνίας να συλλέξει από την εμφυτευμένη συσκευή ενός ασθενούς. Παρέχει επίσης εργαλεία ανάλυσης και αξιολόγησης τάσεων.

Ο ιστότοπος του LATITUDE NXT είναι διαθέσιμος σε ιατρικό προσωπικό που έχει εξουσιοδοτηθεί από την κλινική του ώστε να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Τα μέλη αυτού του προσωπικού ονομάζονται χρήστες ιατροί στον ιστότοπο του LATITUDE NXT.

Εφαρμογή για κινητά

Μόνο για την Ευρώπη: Οι ιατροί που είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του LATITUDE NXT έχουν επίσης την επιλογή να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για κινητά LATITUDE NXT που είναι προσβάσιμη σε μια ψηφιακή κινητή συσκευή Apple™ iPhone™. Οι ιατροί μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή για κινητά που παρέχεται μόνο στα αγγλικά για πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών μόνο για ανάγνωση και για δημιουργία των αναφορών σε μορφή Portable Document Format (PDF), οι οποίες μπορούν να προβληθούν είτε μέσω του προγράμματος περιήγησης είτε μέσω του λογισμικού Adobe™ Reader™. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, από το iPhone σας, πλοηγηθείτε στην εξής επιλογή:

- <http://www.bostonscientific.com/latitudenxt-mobile-europe>

Απαιτήσεις

Ο ιστότοπος LATITUDE αναπτύχθηκε ώστε να υποστηρίζει τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο¹:

- Internet Explorer™ πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκδόσεις Internet Explorer 8 και 9 υποστηρίζονται για τις περισσότερες λειτουργίες του ιστότοπου, ωστόσο οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και μειωμένες δυνατότητες γραφικής απεικόνισης. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, συνιστάται ανεπιφύλακτα η εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του Internet Explorer.

- Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet Microsoft Edge
- Mozilla Firefox™ πρόγραμμα περιήγησης στο Internet
- Apple™ Safari™ σε Mac™, iPad™ και iPhone™ προγράμματα περιήγησης στο Internet
- Πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome™

Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται, ο ιστότοπος LATITUDE ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Για την προβολή αναφορών που παρέχονται σε μορφή PDF, απαιτείται το πρόγραμμα Adobe™ Reader™ ή συμβατό πρόγραμμα προβολής PDF.

Συνιστάται η χρήση ενός τρέχοντος προγράμματος προστασίας από τους ιούς.

Σύνδεση και αποσύνδεση

Συνδεθείτε στον ιστότοπο του LATITUDE, με τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Ο ιστότοπος LATITUDE αναπτύχθηκε με τα προγράμματα περιήγησης που ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή της ανάπτυξης και ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν χρησιμοποιείτε εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης που κυκλοφόρησαν μεταγενέστερα. Για μια λίστα με τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, καλέστε την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό που χρησιμοποιείτε και εισαγάγετε τη διεύθυνση διαδικτύου του συστήματος LATITUDE:

<http://www.latitude.bostonscientific.com>

Θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα πρόσβασης, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



Σχήμα 2-1. Αρχική σελίδα πρόσβασης στο LATITUDE

2. Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο του LATITUDE ή την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο από διαφορετικό υπολογιστή, επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας, όπως ισχύει.
 - Κατά τις επακόλουθες συνδέσεις, μπορείτε να αλλάξετε χώρα και γλώσσα κάνοντας κλικ στην επιλογή **Change Country/Language** (Αλλαγή χώρας/γλώσσας) στη σελίδα σύνδεσης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Με αυτήν την ενέργεια, θα μεταφερθείτε πάλι στην αρχική σελίδα πρόσβασης.
 - Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας το μενού **Language** (Γλώσσα) στο επάνω μέρος κάθε σελίδας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τόσο τη γλώσσα όσο και τη χώρα, επιλέγοντας **My Profile** (Το προφίλ μου) στο επάνω μέρος κάθε σελίδας.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **LATITUDE NXT** ή στο **LATITUDE Clarity** για να εμφανιστεί η σελίδα σύνδεσης που απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα.



(*) Κάντε κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο για να αλλάξετε τη χώρα ή τη γλώσσα σας.

Σχήμα 2-2. Σελίδα σύνδεσης

4. Εισαγάγετε τα στοιχεία **User ID** (Αναγνωριστικό χρήστη) και **Password** (Κωδικός πρόσβασης) και κάντε κλικ στο κουμπί **Login** (Σύνδεση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο για την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE παρέχει μία λίστα τηλεφωνικών αριθμών για βοήθεια.

Οι χρήστες που αποκτούν πρόσβαση για πρώτη φορά στον ιστότοπο του LATITUDE καλούνται να αλλάξουν τον προσωρινό κωδικό πρόσβασής τους και να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις ασφαλείας. Οι ερωτήσεις ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη στιγμή από το χρήστη, για την επαναφορά ενός κωδικού που έχει ξεχάσει. (Δείτε την ενότητα "Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης που έχετε ξεχάσει" στη σελίδα 2-22).

Κατά τη σύνδεσή σας, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ανακοίνωση ή ένα μήνυμα μετάδοσης.

Login Session Time Out (Λήξη χρονικού ορίου περιόδου σύνδεσης) – Κάθε φορά που ένας χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο του LATITUDE ξεκινά μια μεμονωμένη περίοδος σύνδεσης. Αν ένας χρήστης παραμένει συνδεδεμένος αλλά είναι αδρανής για περισσότερο από 60 λεπτά, η περίοδος σύνδεσης κλείνει αυτόματα αποσυνδέοντας το χρήστη. Ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα σύνδεσης.

5. Αν απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας δύο παραγόντων (Two factor authentication, TFA), την πρώτη φορά που θα κάνετε κλικ στο κουμπί **Login** (Σύνδεση), επιλέξτε τη μέθοδο για λήψη του κωδικού επιβεβαίωσης TFA (μήνυμα κειμένου SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και, στη συνέχεια, καταχωρίστε είτε τον αριθμό τηλεφώνου σας (μόνο κινητό τηλέφωνο) είτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν λάβετε τον κωδικό επιβεβαίωσης, εισαγάγετέ τον στη σελίδα πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων. Κατά τις επακόλουθες συνδέσεις, θα λάβετε αυτόματα τον κωδικό επιβεβαίωσης για να τον εισαγάγετε στη σελίδα πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο έλεγχος ταυτότητας TFA, καθώς και το μήνυμα κειμένου SMS και το email, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.


Για να αλλάξετε τον τρόπο αποστολής των κωδικών επιβεβαίωσης, στη σελίδα **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού), κυλήστε τα περιεχόμενα της οθόνης έως την επιλογή **Login Information** (Πληροφορίες σύνδεσης) και **Security** (Ασφάλεια) και κάντε κλικ στην επιλογή **View/Edit Two Factor Authentication** (Προβολή/Επεξεργασία πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων).

Ο Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής ή η Υποστήριξη Πελατών LATITUDE μπορεί να δημιουργήσουν έναν κωδικό επιβεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί μία φορά για ένα χρήστη ιατρό ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη σύνδεσή του. Δείτε την ενότητα "Άλλες λειτουργίες διαχείρισης ομάδων ασθενών" στη σελίδα 2-18.

6. Αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο του LATITUDE, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **Logout** (Αποσύνδεση) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Συνιστάται οι χρήστες να κλείνουν το πρόγραμμα περιήγησής τους στον ιστό, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσύνδεσης.

Πλοήγηση στον ιστότοπο

Το ακόλουθο σχήμα υποδεικνύει το επάνω μπάνερ και τα κουμπιά πλοήγησης που εμφανίζονται στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Οι περιγραφές παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.



Σχήμα 2-3. Μπάνερ συστήματος LATITUDE NXT

Πίνακας 2-1. Πλοήγηση στον ιστότοπο

| | | |
|------|---|--|
| (1) | My Profile (Το προφίλ μου) | Σύνδεση με τη σελίδα Update Clinic User (Ενημέρωση χρήστη ιατρού) για τον τρέχοντα χρήστη. |
| (2) | Language (Γλώσσα) | Εμφανίζει την επιλεγμένη γλώσσα. Σύνδεση με τη σελίδα Update Clinic User (Ενημέρωση χρήστη ιατρού) για τον τρέχοντα χρήστη από όπου μπορεί να αλλάξει η επιλεγμένη γλώσσα. |
| (3) | Help/Contact Us (Βοήθεια/Επικοινωνήστε μαζί μας) | Σύνδεση με τα στοιχεία επικοινωνίας, τους οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλους πόρους. (Δείτε την ενότητα "Troubleshooting" στη σελίδα 2-28). |
| (4) | Logout (Αποσύνδεση) | Τερματίζει την περίοδο σύνδεσης του χρήστη. |
| (5) | View Patient List (Προβολή Λίστας Ασθενών) | Σύνδεση με μια σελίδα που παρέχει μια λίστα ασθενών στην οποία έχει πρόσβαση ο τρέχων χρήστης. (Δείτε την ενότητα Σχήμα 2-4 Σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) στη σελίδα 2-9). |
| (6) | Search Patients (Αναζήτηση ασθενών) | Σύνδεση με τη σελίδα Search Patients (Αναζήτηση ασθενών). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμο στη Νορβηγία. |
| (7) | Manage Clinic (Διαχείριση κλινικής) | Εμφανίζει συνδέσμους ενεργειών 8-11 που σχετίζονται με την κλινική. |
| (8) | Manage EMR Integration (Διαχείριση ενσωμάτωσης EMR) | Σύνδεση με μια σελίδα που επιτρέπει στους ιατρούς να διαμορφώνουν την ενσωμάτωση με το σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων (EMR) της κλινικής τους, να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν λήψη του απαραίτητου λογισμικού για την ενσωμάτωση EMR και να προβάλλουν την κατάσταση εξαγωγής των αρχείων EMR τους. (Δείτε την ενότητα "Ενσωμάτωση συστήματος EMR" στη σελίδα 2-22). |
| (9) | Manage Clinic Users (Διαχείριση Χρηστών Ιατρών) | Σύνδεση με μια λίστα χρηστών ιατρών και με τις σχετικές πληροφορίες διαμόρφωσης. (Δείτε την ενότητα "Διαχείριση λογαριασμών χρηστών" στη σελίδα 2-19). |
| (10) | Manage Clinic Settings (Διαχείριση Ρυθμίσεων Κλινικής) | Σύνδεση με τα δημογραφικά στοιχεία της κλινικής και της Ομάδας ασθενών, τις ιδιότητες μέλους και τις σχετικές πληροφορίες διαμόρφωσης. (Δείτε την ενότητα "Διαχείριση ομάδων ασθενών" στη σελίδα 2-18). |
| (11) | Enroll Patient (Εγγραφή ασθενούς) | Σύνδεση με μία φόρμα εγγραφής που επιτρέπει στους ιατρούς να εγγράφουν νέους ασθενείς. (Δείτε την ενότητα "Εγγραφή νέων ασθενών" στη σελίδα 2-14). |
| (12) | Εναλλαγή του LATITUDE NXT σε LATITUDE Clarity | Σύνδεση με τη σελίδα All Patient Groups (Όλες οι Ομάδες Ασθενών) του ιστότοπου LATITUDE Clarity. |

Διαμόρφωση κλινικής και ασθενών

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τις περιοχές του ιστοτόπου του LATITUDE NXT και τους τύπους πληροφοριών που μπορούν να διαμορφωθούν για Ομάδες ασθενών και μεμονωμένους ασθενείς. Οι πληροφορίες της ενότητας "Λεπτομέρειες διαμόρφωσης" στη σελίδα 2-6 παρέχουν σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Πίνακας 2-2. Διαμόρφωση Ομάδων Ασθενών

| | |
|----------------|---|
| Ομάδες Ασθενών | Manage Clinic (Διαχείριση κλινικής) ⇒ Manage Clinic Settings (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής) |
| | <p>Επεξεργασία/Προβολή προεπιλογών ομάδας ασθενών</p> <ul style="list-style-type: none"> • Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως • Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμών εμφυτευμένης συσκευής) • Patient Initiated Interrogations (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) • Alert Configuration (Διαμόρφωση συναγερμών) • Πρόσθετη ειδοποίηση συναγερμού (μηνύματα κειμένου SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (τα μηνύματα κειμένου SMS δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες) |

Πίνακας 2-3. Διαμόρφωση μεμονωμένου ασθενή

| | |
|---------------------|--|
| Μεμονωμένος ασθενής | View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) ⇒ Patient Summary Page (Σελίδα σύνοψης ασθενών) (κάντε κλικ στο όνομα του ασθενή) |
| | <p>Edit/View Schedule and Alert Configuration (Επεξεργασία/Προβολή προγράμματος και διαμόρφωσης συναγερμών)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Next Scheduled Remote Follow-up (Επόμενη προγραμματισμένη παρακολούθηση εξ αποστάσεως) • Remote Scheduled Follow-ups (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως) • Weekly Implanted Device Alert Monitoring (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμών εμφυτευμένης συσκευής) (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον τύπο της εμφυτευμένης συσκευής και το μοντέλο της Συσκευής επικοινωνίας) • Patient Initiated Interrogations (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) • Alert Configuration (Διαμόρφωση συναγερμών) |
| | <p>Edit/View Patient and Equipment Information (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Γενικές Πληροφορίες • Εμφυτευμένη συσκευή • Ιδιότητα μέλους στην ομάδα ασθενών • Εξοπλισμός |

Λεπτομέρειες διαμόρφωσης

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Πρέπει να επιλέξετε το κουμπί **Save and Close** (Αποθήκευση και κλείσιμο), για να βεβαιωθείτε ότι τυχόν αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει στις ρυθμίσεις της διαμόρφωσης θα αποθηκευτούν στο σύστημα LATITUDE NXT. Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί **Close Without Saving** (Κλείσιμο χωρίς αποθήκευση) για να απορρίψετε τυχόν αλλαγές και να επανέλθετε στις ρυθμίσεις από την προηγούμενη αποθηκευμένη έκδοση. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις ενημερώνονται στη Συσκευή επικοινωνίας του επηρεαζόμενου ασθενή την επόμενη φορά που η Συσκευή επικοινωνίας θα συνδεθεί στον διακομιστή LATITUDE NXT. **Ενδέχεται να χρειαστούν έως και οκτώ ημέρες μέχρι η Συσκευή επικοινωνίας να πραγματοποιήσει κλήση στον διακομιστή LATITUDE NXT. Μέχρι τότε, η Συσκευή επικοινωνίας θα συνεχίσει να λειτουργεί χρησιμοποιώντας την προηγούμενη διαμόρφωση.**

Remote Scheduled Follow-ups (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως)

Οι παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως μπορούν να προγραμματιστούν μη αυτόματα ή να ρυθμιστούν αυτόματα. Για μη αυτόματο προγραμματισμό, μπορείτε να επιλέξετε μια νέα ημερομηνία παρακολούθησης κάθε φορά που ολοκληρώνεται η προηγούμενη. Για αυτόματο προγραμματισμό, η επόμενη

παρακολούθηση προγραμματίζεται αυτόματα, χρησιμοποιώντας το διαμορφωμένο διάστημα μεσολάβησης και την ημέρα της εβδομάδας. Η προγραμματισμένη ημερομηνία υπολογίζεται προσθέτοντας στην ημερομηνία που λήψης της ανάκτησης δεδομένων εξ αποστάσεως το διαμορφωμένο διάστημα μεσολάβησης και τον αριθμό των ημερών της διαμορφωμένης ημέρας της εβδομάδας (προγραμματισμένη ημερομηνία = ημερομηνία ανάκτησης δεδομένων + διάστημα μεσολάβησης + διαμορφωμένες ημέρες της εβδομάδας).

Αν το πρόγραμμα παρακολούθησης ενός ασθενή (διάστημα μεσολάβησης ή ημέρα της εβδομάδας) αλλάξει, η ημερομηνία της επόμενης παρακολούθησης δεν αλλάζει, εκτός εάν γίνει ειδική αλλαγή της από εσάς. Ακόμη και με τον αυτόματο προγραμματισμό, μπορείτε να επιλέγετε μη αυτόματα μια νέα ημερομηνία παρακολούθησης, χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των ημερών που χρησιμοποιούνται για ένα μηνιαίο διάστημα μεσολάβησης αντιστοιχεί στο 30πλάσιο του αριθμού των μηνών που επιλέγονται, με εξαίρεση τα διαστήματα 1 και 3 μηνών, που ισοδυναμούν με 31 και 91 ημέρες, αντίστοιχα. Ο αριθμός των ημερών για τα διαστήματα 1 έως 12 μηνών ισοδυναμεί με 31, 60, 91, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 και 360 ημέρες.

Παρόλο που η επιλογή **Remote Scheduled Follow-ups** (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως) διαμορφώνεται από τον ιατρό, η πραγματοποίηση των ανακτήσεων δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο της εμφυτευμένης συσκευής:

- Με εξαίρεση τους ασθενείς με εμφυτευμένη συσκευή S-ICD, οι ανακτήσεις δεδομένων σημειώνονται αυτόματα στις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Αυτές οι ανακτήσεις δεδομένων συχνά πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζει ο ασθενής.
- Για τους ασθενείς με εμφυτευμένη συσκευή S-ICD, οι ανακτήσεις δεδομένων δεν σημειώνονται αυτόματα. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή μέσω του κουμπιού Καρδιάς που αναβοσβήνει με λευκό φως να εκκινήσει την ανάκτηση δεδομένων από την εμφυτευμένη συσκευή.

Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερωμένων εμφυτευμένης συσκευής (Μόνο για ασθενείς με ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ, Μοντέλο 6290, S-ICD)

Η εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερωμένων εμφυτευμένης συσκευής μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα ζητείται από τον ασθενή σε εβδομαδιαία βάση η ανάκτηση δεδομένων από την εμφυτευμένη συσκευή μέσω του κουμπιού Καρδιάς που αναβοσβήνει με λευκό φως. Αν ανιχνευτεί ένας Κόκκινος ή Κίτρινος συναγερωμένος εμφυτευμένης συσκευής, εάν έχει γίνει πρόσφατα ανάκτηση δεδομένων του ΠΚΕ (Προγραμματιστής/Καταγραφάς/Ελεγκτής) ή εάν δεν έχει σημειωθεί πλήρης ανάκτηση δεδομένων εντός των τελευταίων επτά ημερών (για ασθενείς με εκχωρημένους αισθητήρες), η Συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει πλήρη ανάκτηση δεδομένων με αναπαράσταση Y-HKG και να μεταφορτώσει τα δεδομένα.

Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερωμένων εμφυτευμένης συσκευής (μόνο για ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΘΟΝΗ ΑΦΗΣ)

Η εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερωμένων εμφυτευμένης συσκευής μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μια εμφυτευμένη συσκευή υποβάλλεται εβδομαδιαία σε ανάκτηση δεδομένων, τα δεδομένα μεταφορτώνονται και αναφέρονται τυχόν διαμορφωμένοι Συναγερωμοί που ανιχνεύονται. Αν ανιχνευτεί Κόκκινος συναγερωμένος, η Συσκευή επικοινωνίας θα προσπαθήσει επίσης να πραγματοποιήσει πλήρη ανάκτηση δεδομένων με αναπαράσταση ΗΓΜ.

Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής

Οι **Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής** (Patient initiated interrogations, PII) μπορούν να είναι ενεργοποιημένες (πέντε ανά εβδομάδα) ή απενεργοποιημένες. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε μία επιπλέον PII ανά πάσα στιγμή. Αυτή η πρόσθετη PII μπορεί να διαμορφωθεί από τη σελίδα **Edit/View Schedule and Alert Configuration** (Επεξεργασία/Προβολή προγράμματος και διαμόρφωσης συναγερωμένων). Δείτε την ενότητα "Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής" στη σελίδα 1-19.

Πρόσθετη ειδοποίηση συναγερμού

Η επιλογή **Additional Alert Notification** (Επιπλέον ειδοποίηση συναγερμού) είναι διαθέσιμη μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Τα μηνύματα κειμένου SMS δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.) Αυτές οι υπενθυμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μόνο σε επίπεδο Ομάδας ασθενών. Μπορούν να διαμορφωθούν για την επιλογή **Red Alerts** (Κόκκινοι συναγερμοί) μόνο ή και για τα δύο επίπεδα **Red and Yellow Alerts** (Κόκκινοι και κίτρινοι συναγερμοί). Ο κύριος τρόπος ειδοποίησης Συναγερμού είναι μέσω της σελίδας **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών) στον ιστότοπο του LATITUDE NXT (Σχήμα 2-4 Σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών) στη σελίδα 2-9).

Όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **24 hours a day, 7 days a week** (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή την επιλογή **Custom Business Hours (except Holidays)** [Προσαρμοσμένες εργάσιμες ώρες (εκτός διακοπών)]. Εάν επιλέξετε **Custom Business Hours (except Holidays)** [Προσαρμοσμένες εργάσιμες ώρες (εκτός διακοπών)], μπορείτε να εξαιρέσετε τις ημέρες διακοπών κάνοντας κλικ στο κουμπί **Add Holiday** (Προσθήκη διακοπών) και καταχωρώντας στοιχεία στα πεδία **Holiday Name** (Όνομα διακοπών) και **Date** (Ημερομηνία). Τα μηνύματα αποστέλλονται κατά τον επιλεγμένο χρόνο, ακόμη κι αν ένας Συναγερμός ασθενή έχει ήδη αγνοηθεί. Η παράδοση των μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εγγυημένη, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Προφυλάξεις" στη σελίδα 1-2.

Για κάθε Ομάδα ασθενών μπορούν να διαμορφωθούν έως και τρεις αριθμοί για SMS και τρεις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ανιχνεύεται ένας Συναγερμός, αποστέλλεται μια ειδοποίηση σε κάθε αριθμό για SMS και κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει διαμορφωθεί. Στις ειδοποιήσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία αναγνώρισης του ασθενή. Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τη σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών) στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Το σύστημα LATITUDE NXT επιτρέπει την αποστολή ενός δοκιμαστικού μηνύματος σε κάθε αριθμό για SMS και κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί.


Αν για έναν ασθενή προκύψουν πολλαπλοί Συναγερμοί ταυτόχρονα, αποστέλλεται ξεχωριστό μήνυμα SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για καθέναν από αυτούς.

Μεμονωμένοι ασθενείς

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για έναν μεμονωμένο ασθενή, αποεπιλέξετε το πλαίσιο επιλογής **Use Patient Group Defaults** (Χρήση προεπιλογών ομάδας ασθενών) στην αντίστοιχη ενότητα. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον ασθενή. Μια συγκεκριμένη προγραμματισμένη ημερομηνία παρακολούθησης εξ αποστάσεως ενός ασθενή μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ στην ημερομηνία. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται το ημερολόγιο προγραμματισμού, από όπου μπορείτε να επιλέξετε μια νέα προγραμματισμένη παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Μπορείτε να επιλέξετε μια νέα ημερομηνία, ακόμη κι αν οι παρακολουθήσεις του ασθενή προγραμματίζονται αυτόματα βάσει μιας ρύθμισης Ομάδας Ασθενών.

Η σελίδα προβολής λίστας ασθενών

Η σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών) (εμφανίζεται παρακάτω) είναι η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται μετά τη σύνδεση στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Οι αριθμοί στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται στα αριθμημένα στοιχεία κάτω από το σχήμα. Κατά την αρχική σύνδεση, από προεπιλογή, η σελίδα χρησιμοποιεί το φίλτρο **For Review** (Για Έλεγχο) για την προβολή ασθενών για όλες τις εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών. Μετά την αρχική σύνδεση, η σελίδα συγκρατεί και διατηρεί στη μνήμη το πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένο φίλτρο και την επιλογή **Viewing Patient Group** (Προβολή ομάδας ασθενών) για την εμφάνιση των ασθενών. Από αυτήν τη σελίδα μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές για έναν ή περισσότερους ασθενείς.



LATITUDE™ NXT
Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List
Search Patients
Manage Clinic

View Patient List

Viewing Patient Group: All Patient Groups (1)

All Patients (11) | **For Review (4)** | Missed Follow-up (1) | Not Monitored (6) | Not Scheduled (8) (2)

| Patient ID/ Patient/ Device | Review Status | Latest Device Transmission | Alerts | Review Reason | Next Remote Follow- up | Monitoring Status/ Date | Actions |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> pid92074 Hill, Landon INCEPTA CRT-D P162 | New Data | 11 Oct 2019 | None | LATITUDE Consult™ System | None | Monitored | <input checked="" type="checkbox"/> Dismiss From Review List <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid39546 Hughes, Leah ACCOLADE L300 | New Data | 14 Oct 2019 | <input checked="" type="checkbox"/> | Multiple Reasons | None | Monitored | <input checked="" type="checkbox"/> Dismiss From Review List <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid746761 Martinez, Jason RESONATE ELICD D420 | N/A | None | None | N/A | None | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 | <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid353268 Phillips, Gavin PERCIVA MINI ICD D413 | N/A | None | None | N/A | 15 Oct 2020 | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 | <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid454691 Scott, Zoe AUTOGEN X4 CRT-D R1G477 | N/A | None | None | N/A | None | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 | <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid882483 Smith, Anna PERCIVA HF ICD D312 | New Data | 15 Oct 2019 | <input checked="" type="checkbox"/> | Scheduled | None | Monitored | <input checked="" type="checkbox"/> Dismiss From Review List <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid52074 Stewart, Liam RESONATE HF CRT-D G524 | Dismissed | 15 Aug 2019 | None | N/A | Missed 13 Oct 2019 | Monitored | <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid194598 Turner, Kevin ENERGEN ICD F143 | New Data | 11 Oct 2019 | None | Patient Initiated | None | Monitored | <input checked="" type="checkbox"/> Dismiss From Review List <input type="checkbox"/> Reports Menu |
| <input type="checkbox"/> pid433599 Watson, Olivia INOGEN CRT-D G141 | N/A | None | None | N/A | None | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 | <input type="checkbox"/> Reports Menu |

Σχήμα 2-4. Σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών)

Στις παρακάτω υποενότητες περιγράφονται τα φίλτρα, τα κουμπιά και οι στήλες που είναι διαθέσιμα για αποτελεσματική πλοήγηση στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών):

Φίλτρα

Παρέχονται δύο εργαλεία για την επιλογή και το φιλτράρισμα των λιστών ασθενών:

1. Αναπτυσσόμενο μενού **Viewing Patient Group** (Προβολή ομάδας ασθενών) – Παρέχει μια λίστα με τις Ομάδες ασθενών για τις οποίες έχει εκχωρηθεί ο χρήστης.
2. Φίλτρα – Καθένα από τα παρακάτω φίλτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει περαιτέρω τους ασθενείς που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες Ομάδες Ασθενών.
 - **All Patients** (Όλοι οι ασθενείς) – Παραθέτει όλους τους ασθενείς που περιλαμβάνονται στις επιλεγμένες Ομάδες ασθενών. Οι ασθενείς εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
 - **For Review** (Για έλεγχο) – Παραθέτει τους ασθενείς με δεδομένα για έλεγχο που δεν έχουν ακόμη καταργηθεί. Στα δεδομένα προς έλεγχο περιλαμβάνονται δεδομένα που συσχετίζονται με τους Συναγερμούς, τις **Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως** ή τις **Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής**. Οι ασθενείς παρατίθενται κατά σειρά σοβαρότητας συναγερμού, με το όνομα του ασθενούς σε αλφαβητική σειρά. Ο κατάλογος **For Review** (Για Έλεγχο) είναι το προεπιλεγμένο φίλτρο κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη. Μετά την αρχική σύνδεση, η σελίδα συγκρατεί και διατηρεί στη μνήμη την πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη επιλογή φίλτρου για την εμφάνιση των ασθενών.

- **Missed Follow-up** (Έχασε την εξέταση παρακολούθησης) – Παραθέτει ασθενείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την προγραμματισμένη παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Οι ασθενείς παρατίθεται κατά τη σειρά της προγραμματισμένης ημερομηνίας εξ αποστάσεως, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.
- **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται) – Παραθέτει τους ασθενείς που επί του παρόντος δεν παρακολουθούνται. Δείτε την ενότητα "Monitoring Status/Date (Κατάσταση/Ημερομηνία Παρακολούθησης)" στη σελίδα 2-11. Οι ασθενείς παρατίθεται με τη σειρά του χρόνου καθορισμού της κατάστασης **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται), ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.
- **Not Scheduled** (Δεν έχουν προγραμματιστεί) – Παραθέτει τους ασθενείς που επί του παρόντος δεν έχουν προγραμματιστεί για παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Οι ασθενείς εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας ασθενής μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μια φορές σε μια φιλτραρισμένη λίστα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ένας ιατρός είναι μέλος σε δύο διαφορετικές Ομάδες Ασθενών που παρακολουθούν και οι δύο τον ασθενή. Σε αυτήν την περίπτωση κάθε καταχώρηση για αυτόν τον ασθενή θα περιλαμβάνει το σχετικό όνομα της Ομάδας Ασθενών.

Κουμπιά

- **Reports Menu for Selected Patients (Μενού Αναφορών για Επιλεγμένους Ασθενείς)**

Αναφορές για έναν ή περισσότερους ασθενείς μπορούν να δημιουργηθούν επιλέγοντας τα πλαίσια επιλογής δίπλα στα ονόματά τους και κάνοντας κλικ στο κουμπί **Reports Menu for Selected Patients** (Μενού Αναφορών για Επιλεγμένους Ασθενείς). Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο από το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες αναφορές. Όταν δημιουργείτε αναφορές, δημιουργείτε ένα μόνο αρχείο PDF για κάθε αίτημα αναφοράς. Ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τις αναφορές. Το κουμπί **Reports Menu** (Μενού αναφορών) είναι επίσης διαθέσιμο για κάθε μεμονωμένο ασθενή.

- **View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών)**

Αυτό το κουμπί δημιουργεί μια αναφορά που περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς που εμφανίζονται στη λίστα όταν χρησιμοποιείται το επιλεγμένο φίλτρο.

- **Dismiss From Review List (Κατάργηση από λίστα ελέγχου)**


Είναι δυνατή η κατάργηση ενός ή περισσότερων ασθενών από τη λίστα ελέγχου επιλέγοντας τα πλαίσια επιλογής δίπλα στα ονόματά τους και κάνοντας κλικ στο κουμπί **Dismiss From Review List** (Κατάργηση από λίστα ελέγχου). Το κουμπί **Dismiss From Review List** (Κατάργηση από λίστα ελέγχου) είναι επίσης διαθέσιμο για κάθε μεμονωμένο ασθενή στη λίστα **For Review** (Για έλεγχο).

Στήλες

- **Πλαίσιο ελέγχου**

Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για έναν ή περισσότερους ασθενείς. Οι λειτουργίες των κουμπιών **Reports Menu for Selected Patients** (Μενού Αναφορών για Επιλεγμένους Ασθενείς) και **Dismiss From Review List** (Κατάργηση από λίστα ελέγχου) στο επάνω μέρος της λίστας ασθενών εκτελούνται για όλους τους ασθενείς που είναι επιλεγμένοι με πλαίσιο ελέγχου.

- **Patient ID/Patient/Device (Αναγνωριστικό ασθενούς/Ασθενής/Συσκευή)**

Κάντε κλικ στο αναγνωριστικό του ασθενή, για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τον συγκεκριμένο ασθενή.  υποδεικνύει σημείωση ασθενή. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο για να διαβάσετε το κείμενο. Κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο για προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δημιουργία μιας σημείωσης ασθενή πραγματοποιείται από τη Σελίδα σύνοψης ασθενών.

- **Review Status (Κατάσταση ελέγχου)**


Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ελέγχου του ασθενούς, όπως για παράδειγμα **New Data** (Νέα δεδομένα), **Viewed** (Προβλήθηκε) ή **Dismissed** (Παραλείφθηκε). Κάντε κλικ στην κατάσταση για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες που εκτελούνται από τους χρήστες στο αρχείο ασθενών.


- **Latest Device Transmission (Τελευταία Μετάδοση Συσκευής)**

Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί στην τελευταία φορά που λήφθηκε μια πλήρης ανάκτηση δεδομένων από την εμφυτευμένη συσκευή του ασθενή.

- **Συναγερμοί**

Υποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει έναν ή περισσότερους Συναγερμούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμη καταργηθεί. Οι συναγερμοί επιμένουν από τη στιγμή που ο ασθενής προστίθεται στη λίστα **For Review** (Για Έλεγχο) μέχρι να καταργηθούν από τη λίστα ελέγχου. Η σημαία που εμφανίζεται υποδεικνύει την τρέχουσα υψηλότερη σοβαρότητα του Συναγερμού για τον συγκεκριμένο ασθενή. Κάντε κλικ στη σημαία, για να δείτε μια αναλυτική λίστα των Συναγερμών.

 Μια κόκκινη σημαία υποδεικνύει ότι ένας ασθενής έχει έναν ή περισσότερους Κόκκινους συναγερμούς ή Κόκκινους και Κίτρινους συναγερμούς που δεν έχουν καταργηθεί.

 Μια κίτρινη σημαία υποδεικνύει ότι ένας ασθενής έχει έναν ή περισσότερους Κίτρινους συναγερμούς που δεν έχουν καταργηθεί.

 Καμία σημαία Δεν ανιχνεύθηκε κανένας Συναγερμός.

- **Review Reason (Αιτία Ελέγχου)**

Υποδεικνύει την αιτία για την οποία ο ασθενής προστέθηκε στη λίστα ασθενών **For Review** (Για έλεγχο). Στις αιτίες ελέγχου περιλαμβάνονται τα εξής:

- **Scheduled (Προγραμματισμένα)**
- **Patient Initiated (Εκκινήθηκε από τον ασθενή)**
- **Weight Change (Αλλαγή βάρους)**
- **Implanted Device Alert (Συναγερμός εμφυτευμένης συσκευής)**
- **Multiple Reasons (Πολλαπλοί λόγοι)**

Κάντε κλικ στην αιτία για να δείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών μετάδοσης, των ημερομηνιών δημοσίευσης και της σύνοψης πληροφοριών που σχετίζονται με τα δεδομένα προς έλεγχο.

- **Next Remote Follow-up (Επόμενη παρακολούθηση εξ αποστάσεως)**

Υποδεικνύει την ημερομηνία της επόμενης προγραμματισμένης παρακολούθησης εξ αποστάσεως του ασθενή. Κάντε κλικ σε αυτήν την ημερομηνία, για να εμφανίσετε το ημερολόγιο προγραμματισμού και για να ορίσετε μια νέα ημερομηνία για την επόμενη ημερομηνία προγραμματισμένης παρακολούθησης εξ αποστάσεως του ασθενή.

- **Monitoring Status/Date (Κατάσταση/Ημερομηνία Παρακολούθησης)**

Υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση παρακολούθησης του ασθενή. Ένας ασθενής θεωρείται ότι παρακολουθείται μόλις ενεργοποιηθεί η Συσκευή επικοινωνίας του, μόλις επικοινωνεί με την εμφυτευμένη συσκευή του και είναι σε θέση να ελέγξει για Συναγερμούς και να παράσχει δεδομένα συσκευής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του χρήστη ιατρού.

Όταν το σύστημα LATITUDE NXT αντιλαμβάνεται ότι η παρακολούθηση δεν πραγματοποιείται όπως πρέπει, ο ασθενής θεωρείται ότι δεν παρακολουθείται και εμφανίζεται μία από τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης μαζί με την ημερομηνία καθορισμού της κατάστασης.

- **Patient Transferred** (Ο Ασθενής Μεταφέρθηκε) – Ισχύει μόνο για την κλινική από την οποία μεταφέρθηκε ο ασθενής. (Δεν εμφανίζεται ημερομηνία για τη συγκεκριμένη ένδειξη κατάστασης.)
- **No Primary Clinic** (Δεν Υπάρχει Κύρια Κλινική) – Η κύρια κλινική απαιτείται για την παρακολούθηση του ασθενούς εξ αποστάσεως.
- **No Communicator Assigned** (Δεν έχει εκχωρηθεί Συσκευή επικοινωνίας) – Επί του παρόντος δεν έχει εκχωρηθεί στον ασθενή κάποια Συσκευή επικοινωνίας.
- **Implanted Device Replaced** (Η Εμφυτευμένη Συσκευή Αντικαταστάθηκε) – Παραμένει μέχρι η Συσκευή επικοινωνίας να συλλέξει επιτυχώς δεδομένα από τη νέα εμφυτευμένη συσκευή και να τα αποστείλει στον διακομιστή LATITUDE NXT.
- **Communicator Not Set Up** (Η Συσκευή επικοινωνίας δεν έχει ρυθμιστεί) – Παραμένει έως ότου η Συσκευή επικοινωνίας συλλέξει επιτυχώς δεδομένα από την εμφυτευμένη συσκευή και να τα αποστείλει στον διακομιστή LATITUDE NXT.
- **Remote Monitoring Disabled** (Παρακολούθηση Εξ Αποστάσεως Απενεργοποιημένη) – Προκύπτει επειδή η εμφυτευμένη συσκευή έχει περιορισμένη χωρητικότητα μπαταρίας.
- **Implanted Device Not Found** (Η Εμφυτευμένη Συσκευή δεν Βρέθηκε) – Η Συσκευή επικοινωνίας δεν ήταν δυνατό να επικοινωνήσει με την εμφυτευμένη συσκευή για 14 ή παραπάνω ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία είχε προγραμματιστεί η ανάκτηση δεδομένων.
- **Software Mismatch** (Αναντιστοιχία Λογισμικού) – Η Συσκευή επικοινωνίας δεν υποστηρίζει το τρέχον λογισμικό της εμφυτευμένης συσκευής.
- **Communicator Not Connecting** (Η Συσκευή επικοινωνίας δεν συνδέεται) – Η Συσκευή επικοινωνίας δεν έχει συνδεθεί στον διακομιστή LATITUDE NXT εδώ και 14 ή περισσότερες ημέρες.

Ένας ασθενής μπορεί να εμφανίζει περισσότερες από μία καταστάσεις **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται) κάποια δεδομένη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, η πιο πρόσφατη κατάσταση εμφανίζεται στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή Λίστας Ασθενών). Οποιοσδήποτε άλλες καταστάσεις εμφανίζονται στις σελίδες με τις λεπτομέρειες των ασθενών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Υποδεικνύει ότι ο ασθενής τη δεδομένη στιγμή έχει περισσότερες από μία καταστάσεις **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται).

Μετά την ειδοποίηση, ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την επίλυση της κατάστασης. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την παραπομπή του ασθενή στην Υποστήριξη Πελατών LATITUDE ή την Υπηρεσία εξυπηρέτησης ασθενών, ανάλογα με τις ανάγκες, σε περίπτωση που ο ιατρός δεν είναι σε θέση να επιλύσει την κατάσταση. Για πληροφορίες επικοινωνίας, δείτε την ενότητα "Υποστήριξη Πελατών LATITUDE" στη σελίδα 1-9. Η αναγνώριση του Συναγερμού και η ειδοποίηση δεν θα πραγματοποιηθούν μέχρι να επιλυθεί η κατάσταση.

Με κλικ στην κατάσταση ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο εμφανίζει τη σχετική ενότητα στους Οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

- **Ενέργειες**

Αυτά τα κουμπιά παρέχουν συνδέσμους για την κατάργηση του ασθενή από τη λίστα ελέγχου ή για τη δημιουργία αναφορών για τον ασθενή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγεται το φίλτρο **Not Monitored** (Δεν Παρακολουθείται) στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή Λίστας Ασθενών), η στήλη **Actions** (Ενέργειες) αντικαθίσταται από τη στήλη **Patient Notes** (Σημειώσεις Ασθενούς).

Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών ασθενών

Μία ή περισσότερες αναφορές, με χρήση δεδομένων από την τελευταία μετάδοση της συσκευής, μπορούν να δημιουργηθούν για μεμονωμένους ασθενείς ή για αρκετούς ασθενείς κάθε φορά. Κατά την εκτύπωση αναφορών, γίνεται ανάκτηση των πληροφοριών της αναφοράς και δημιουργείται ένα μεμονωμένο αρχείο PDF για κάθε αίτημα αναφοράς. Μόλις δημιουργηθούν οι επιλεγμένες αναφορές, ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει και να αποθηκεύσει τις αναφορές.

Πολλαπλές μεμονωμένες αναφορές μπορούν να εκτυπωθούν ταυτόχρονα. Αν επιχειρήσετε να εκτυπώσετε περισσότερες αναφορές από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, το σύστημα θα σας συστήσει να εκτυπώσετε λιγότερες αναφορές.

Οι παρακάτω αναφορές διατίθενται μόνο για κατάλληλες εμφυτευμένες συσκευές:

- Αναφορά Quick Notes/Αναφορά σύνοψης S-ICD
- Πιο πρόσφατη αναφορά αναπαράστασης ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ
- Αναφορά συνδυασμένης παρακολούθησης
- Αναφορά Διαχείρισης Καρδιακής Ανεπάρκειας
- Αναφορά κολπικής αρρυθμίας
- Αναφορά μητρώου αρρυθμιών
- Αναφορά λεπτομερειών συμβάντος
- Αναφορά ρυθμίσεων συσκευής

Επιλέξτε μία ή περισσότερες αναφορές και μετά κάντε κλικ στο **GENERATE REPORT(S)** [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(ΩΝ)]

Οι αναφορές Quick Notes/σύνοψης S-ICD, συνδυασμένης παρακολούθησης, αναπαράστασης ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ, κολπικής αρρυθμίας και διαχείρισης καρδιακής ανεπάρκειας διατίθενται για προηγούμενες ανακτήσεις δεδομένων από τη σελίδα **Follow-up History** (Ιστορικό παρακολούθησης) του ασθενή. Η σελίδα **Follow-up History** (Ιστορικό Παρακολούθησης) περιλαμβάνει τις ανακτήσεις δεδομένων εξ αποστάσεως που έχουν ως αποτέλεσμα την προσθήκη του ασθενή στη λίστα ασθενών **For Review** (Για Έλεγχο).

Η ημερομηνία, η ώρα και ο χρήστης που δημιούργησε τις αναφορές καταγράφονται και εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο **Review Status** (Κατάσταση Ελέγχου). Το κουμπί **Reports Menu** (Μενού αναφορών) είναι διαθέσιμο σε όλες τις ιστοσελίδες καταχώρισης ασθενών ή δεδομένων ασθενών.

Εργαλείο αναζήτησης ασθενών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στη Νορβηγία. Αντίστοιχα, το στοιχείο μενού **Search Patients** (Αναζήτηση ασθενών) δεν θα εμφανίζεται στον ιστότοπο του LATITUDE NXT για ιατρούς στη Νορβηγία.

Στη γραμμή πλοήγησης όλων των ιστοσελίδων υπάρχει ένας σύνδεσμος προς το εργαλείο **Search Patients** (Αναζήτηση ασθενών). Το εργαλείο **Search Patients** (Αναζήτηση ασθενών) (εμφανίζεται στο ακόλουθο σχήμα) επιτρέπει σε ένα χρήστη να αναζητήσει αρχεία ασθενών από όλα εκείνα στα οποία είναι

εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση. Για την αναζήτηση αρχείων ασθενών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα ή περισσότερα πεδία. Οι αναζητήσεις που χρησιμοποιούν πολλαπλά πεδία εκτελούνται με χρήση όλων των λέξεων που εισάγονται σε κάθε πεδίο.

Με κλικ στο κουμπί **Search** (Αναζήτηση) εμφανίζονται τα αντίστοιχα αρχεία ασθενών κάτω από τα κριτήρια αναζήτησης, σε έναν πίνακα παρόμοιο με τη σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών). Από τον πίνακα, μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία ενός ασθενή που εμφανίζεται στη λίστα, να εκτυπώσετε αναφορές για έναν ή περισσότερους επιλεγμένους ασθενείς ή να καταργήσετε έναν ασθενή που είναι για έλεγχο.

Search Patients

Patient Data

Last Name: First Name: Patient ID:

Date of Birth: Model: Lead/Electrode/mCRM Pacemaker Model:

Search Tags: Patient Group:

Next Remote Follow-up Information

From: To:

Use Exact Match

View Patient List 1 - 4 of 4

| Patient ID/Device | Review Status | Latest Device Transmission Alerts | Review Reason | Next Remote Follow-up | Monitoring Status/Date | Actions |
|--|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> pid746761 Martinez, Jason RESONATE EL ICD D420 | N/A | None | None | N/A | None | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 <input type="button" value="Reports Menu"/> |
| <input type="checkbox"/> pid454631 Scott, Zoe AUTOGEN X4 CRT-D R1G177 | N/A | None | None | N/A | None | Communicator Not Setup 15 Oct 2019 <input type="button" value="Reports Menu"/> |
| <input type="checkbox"/> pid194598 Turner, Kevin ENERGEN ICD F143 | New Data | 11 Oct 2019 | None | Patient Initiated | None | Monitored <input type="button" value="Dismiss From Review List"/> <input type="button" value="Reports Menu"/> |
| <input type="checkbox"/> 12345678 DYNAGEN X4 CRT-D G158 | N/A | None | None | N/A | 20 Jan 2020 Communicator Not Setup 15 Oct 2019 | <input type="button" value="Reports Menu"/> |

Σχήμα 2-5. Εργαλείο αναζήτησης ασθενών

Εγγραφή ασθενών και Διαχείριση εξοπλισμού

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται πληροφορίες για την εγγραφή των ασθενών στο σύστημα LATITUDE NXT, καθώς και για την παραγγελία εξοπλισμού (Συσκευή επικοινωνίας και, ανάλογα με τις ανάγκες, ζυγαριά και πιεσόμετρο) και την παράδοση του εξοπλισμού στους ασθενείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης συναγερμού κάθε ασθενούς είναι σωστές κατά την εγγραφή του ασθενούς, εφόσον ισχύουν, μετά την αντικατάσταση της εμφυτευμένης συσκευής.

Εγγραφή νέων ασθενών

Οι χρήστες ιατροί εγγράφουν νέους ασθενείς κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **Enroll Patient** (Εγγραφή ασθενή) στην επιλογή μενού **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Οι ασθενείς

ταυτοποιούνται στο σύστημα LATITUDE NXT με την ημερομηνία γέννησής τους, καθώς και με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της εμφυτευμένης συσκευής τους.

Boston Scientific LATITUDE™ NXT
Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search Patients Manage Clinic

Manage EMR Integration Manage Clinic Users Manage Clinic Settings **Enroll Patient**

Enroll Patient Step 1 of 3: Enter implanted device and patient's date of birth.

*Indicates Required Field

Implanted Device

Note: If this is a replacement implanted device for an existing patient, please go to the patient's "Patient and Equipment Information" page and edit the implanted device information.

*Model:
-Select Model-

*Serial Number:

Date of Birth

*Date of Birth:
dd/mm/yyyy (e.g.: 24/01/1950)

Continue

Σχήμα 2-6. Σελίδα εγγραφής ασθενή

Οι χρήστες ιατροί πρέπει να εκχωρούν μια Ομάδα ασθενών από μια επιλέξιμη λίστα προτού υποβάλουν το έντυπο πολλαπλών ιστοσελίδων. Εμφανίζεται μια επιβεβαίωση εγγραφής η οποία μπορεί να εκτυπωθεί.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ασθενούς στο σύστημα LATITUDE NXT, απαιτείται το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός της Συσκευής επικοινωνίας. Κατά την εγγραφή του ασθενούς, ο χρήστης ιατρός εισάγει το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της Συσκευής επικοινωνίας του ασθενούς.

Αν ο ασθενής πρόκειται να χρησιμοποιήσει ζυγαριά ή πιεσόμετρο, τα μοντέλα και οι σειριακοί αριθμοί τους μπορούν να εισαχθούν κατά την εγγραφή ή αργότερα, μέσω των σελίδων **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού). Ο χρήστης ιατρός εισάγει επίσης τη ζώνη ώρας του ασθενούς, όπως ισχύει.

Παραγγελία και διανομή εξοπλισμού

Οι κλινικές μπορούν να παραγγέλνουν Συσκευές επικοινωνίας, ζυγαριές και πιεσόμετρα επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE. Τα μοντέλα και οι σειριακοί αριθμοί εισάγονται κατά την εγγραφή, ωστόσο είναι δυνατή η επεξεργασία τους αργότερα, μέσω των σελίδων **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού).

Οι κλινικές μπορούν να παραγγέλνουν κυψελοειδείς προσαρμογείς ή προσαρμογείς διαδικτύου επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE. Δεν απαιτείται η καταγραφή των σειριακών αριθμών των προσαρμογών.

Εγγραφή υπαρχόντων ασθενών

Αν ένας ασθενής έχει εγγραφεί παλαιότερα στο σύστημα LATITUDE NXT, τα υπάρχοντα δεδομένα του θα είναι διαθέσιμα στη νέα κλινική μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Οι χρήστες στη νέα κλινική θα βλέπουν τα τελευταία στοιχεία ασθενή που έχουν αποσταλεί, αλλά δεν θα βλέπουν τυχόν ιστορικό παρακολούθησεων ή συναγερωμένων. Αν ο ασθενής έχει εγγραφεί παλαιότερα, η ημερομηνία γέννησης που εισάγεται κατά την εγγραφή θα πρέπει να ταιριάζει με την ημερομηνία που είναι καταγεγραμμένη στο

σύστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς στη Νορβηγία που έχουν εγγραφεί παλαιότερα στο σύστημα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατό να εγγραφούν σε νέα κλινική, ενώ τα υπάρχοντα δεδομένα τους ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε νέα κλινική. Για βοήθεια, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών LATITUDE. Δείτε την ενότητα "Υποστήριξη Πελατών LATITUDE" στη σελίδα 1-9.

Εκπαίδευση ασθενών

Μαζί με τη Συσκευή επικοινωνίας, όλοι οι ασθενείς προμηθεύονται ένα Εγχειρίδιο ασθενούς και έναν Οδηγό γρήγορης εκκίνησης, ωστόσο συνιστούμε οι κλινικές να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και τη γενική λειτουργία της Συσκευής επικοινωνίας στους ασθενείς κατά τη διανομή, ώστε οι τελευταίοι να εξοικειωθούν με τη χρήση της. Για να παραγγείλετε επιπλέον αντίγραφα του Εγχειριδίου ασθενή και του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που αναγράφονται στο επιστόμιο του παρόντος Εγχειριδίου ιατρού ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

Το Εγχειρίδιο ασθενούς είναι επίσης διαθέσιμο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση www.bostonscientific-elabeling.com.

Ρύθμιση συστήματος

Αφού εκχωρηθεί Συσκευή επικοινωνίας στον ασθενή, αυτός εμφανίζεται στη λίστα **Not Monitored** (Δεν παρακολουθείται) με την κατάσταση **Communicator Not Set Up** (Η Συσκευή επικοινωνίας δεν έχει ρυθμιστεί). Για να εμφανιστεί με την κατάσταση **Monitored** (Παρακολουθείται), ο ασθενής πρέπει να ολοκληρώσει τη ρύθμιση της Συσκευής επικοινωνίας του:

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΜΑΤΩΝ: Ο ασθενής πατάει το Κουμπί καρδιάς που αναβοσβήνει με λευκό φως, για να ξεκινήσει τη ρύθμιση της Συσκευής επικοινωνίας. Κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, η Συσκευή επικοινωνίας εκτελεί μια **Ανάκτηση δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής (PII)**. Μόλις ο ασθενής ολοκληρώσει τη ρύθμιση της Συσκευής επικοινωνίας του, εμφανίζεται με την κατάσταση **Monitored** (Παρακολουθείται).

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ: Ο ασθενής ακολουθεί τις οδηγίες στην οθόνη της Συσκευής επικοινωνίας για να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση. Κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης, η Συσκευή επικοινωνίας επιβεβαιώνει την ταυτότητα της εμφυτευμένης συσκευής, αλλά δεν πραγματοποιεί ανάκτηση δεδομένων. Ο ασθενής θα εμφανίζεται με την κατάσταση **Monitored** (Παρακολουθείται) μόλις η Συσκευή επικοινωνίας ειδοποιήσει το διακομιστή LATITUDE NXT ότι έχει ολοκληρώσει την ανάκτηση δεδομένων (έως και οκτώ ημέρες) ή όταν ο ασθενής εκτελεί μια **Ανάκτηση δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής (PII)**.

Αν ο ασθενής αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, οι χρήστες ιατρού μπορούν να μεταβούν στις συστάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **Communicator Not Set Up** (Η Συσκευή επικοινωνίας δεν έχει ρυθμιστεί).

Διαχείριση ασθενών

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για να βοηθήσουν τους χρήστες ιατρού να διαχειριστούν τους ασθενείς του LATITUDE.

Αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων ασθενών και των πληροφοριών εξοπλισμού

Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν και να επεξεργάζονται τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών, τις πληροφορίες της εμφυτευμένης συσκευής και του εξοπλισμού LATITUDE στη σελίδα **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού) κάνοντας κλικ στο όνομα ασθενούς στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή λίστας ασθενών). Η ενημέρωση μερικών δεδομένων περιορίζεται σε χρήστες της κύριας κλινικής.

Αν οι ασθενείς χρειάζονται εξοπλισμό αντικατάστασης LATITUDE, οι πληροφορίες διαμόρφωσης ασθενή που διαθέτουν πρέπει να ενημερωθούν με το νέο μοντέλο και τους σειριακούς αριθμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αντικαθίσταται η εμφυτευμένη συσκευή του ασθενή, όλα τα μεταφορτωμένα δεδομένα, το ιστορικό παρακολούθησης και το ιστορικό συναγεμίων για την προηγούμενη εμφυτευμένη συσκευή δεν είναι πλέον δυνατό να προβληθούν. Συνιστούμε την εκτύπωση τυχόν αναφορών που επιθυμείτε πριν από την ενημέρωση της εμφυτευμένης συσκευής.

Η Συσκευή επικοινωνίας εκτελεί διάφορες λειτουργίες που είναι ευαίσθητες στο χρόνο. Αν ο ασθενής μετακινηθεί ή ταξιδέψει σε ένα μέρος με διαφορετική ζώνη ώρας, πρέπει να επιλεγεί η νέα ζώνη ώρας του μέρους όπου χρησιμοποιείται η Συσκευή επικοινωνίας στη σελίδα **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού).

Οι ασθενείς με ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη ζώνη ώρας τους στην οθόνη της Συσκευής επικοινωνίας.

Η Συσκευή επικοινωνίας, η ζυγαριά και το πιεσόμετρο προορίζονται για χρήση από έναν μόνο ασθενή. Η Συσκευή επικοινωνίας, η ζυγαριά και το πιεσόμετρο που λαμβάνονται από έναν ασθενή δεν μπορούν να διαμορφωθούν εκ νέου ή/και να διανεμηθούν σε άλλον ασθενή.

Αλλαγή ομάδων ασθενών

Οι κλινικές που ταξινομούν τους ασθενείς σε Ομάδες ασθενών μπορούν να αλλάξουν αυτήν την ταξινόμηση από τη σελίδα **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού):

- Ο ασθενής μπορεί να μετακινηθεί από μία Ομάδα Ασθενών σε μια νέα Ομάδα Ασθενών. Μόνο οι χρήστες ιατροί που συσχετίζονται με τη νέα Ασθενών θα έχουν πρόσβαση στον ασθενή. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει τα δεδομένα του ασθενούς ή την κατάσταση στη σελίδα **View Patient List** (Προβολή Λίστας Ασθενών).
- Ο ασθενής μπορεί να συσχετιστεί με μια δεύτερη Ομάδα Ασθενών. Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει ποια Ομάδα ασθενών είναι η κύρια (διαχειρίζεται τη συσκευή του ασθενούς) και ποια είναι η δευτερεύουσα. Οι χρήστες τόσο στην αρχική Ομάδα ασθενών όσο και στη δευτερεύουσα Ομάδα ασθενών θα έχουν πρόσβαση στον ασθενή. Οι χρήστες στη δευτερεύουσα Ομάδα ασθενών θα βλέπουν τα τρέχοντα δεδομένα του ασθενή, αλλά δεν θα ειδοποιούνται για Κόκκινους συναγεμμούς και δεν θα βλέπουν τυχόν παρακολουθήσεις ή το ιστορικό συναγεμίων που σχετίζεται με την κύρια Ομάδα ασθενών.

Μεταφορά Ασθενών

Οι ασθενείς μπορούν να μεταφερθούν από μια υπάρχουσα κλινική σε μια νέα κλινική, ανάλογα με τη συγκατάθεση του ασθενή. Όταν μια νέα κλινική πραγματοποιεί εγγραφή ενός ασθενή, ο χρήστης στην προηγούμενη κλινική θα βλέπει μια ένδειξη ότι ο ασθενής παρακολουθείται από διαφορετική κλινική. Μόλις ο χρήστης στη νέα κλινική υποδείξει ότι ο ασθενής έχει δώσει την εξουσιοδότησή του για τη μεταφορά, η εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί και ο ασθενής μεταφέρεται άμεσα στη νέα κλινική.

Οι χρήστες στη νέα κλινική θα βλέπουν τα τρέχοντα δεδομένα του ασθενή και τυχόν Συναγεμμούς που δεν έχουν καταργηθεί από την προηγούμενη κλινική. Δεν θα βλέπουν τυχόν παρακολουθήσεις ή το ιστορικό συναγεμίων από την προηγούμενη κλινική.

Οι χρήστες στην προηγούμενη κλινική θα βλέπουν την κατάσταση του ασθενή ως **Patient Transferred** (Ο Ασθενής Μεταφέρθηκε). Οι υπάρχουσες πληροφορίες ιστορικού παρακολούθησης είναι διαθέσιμες για εκτύπωση των επιθυμητών αναφορών. Οι χρήστες στην προηγούμενη κλινική δεν θα μπορούν να βλέπουν τα νέα δεδομένα. Η προηγούμενη κλινική μπορεί να καταργήσει την εγγραφή του ασθενούς κάνοντας κλικ στο κουμπί **Unenroll Patient** (Κατάργηση εγγραφής ασθενούς) στη σελίδα **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς στη Νορβηγία δεν μπορούν πάντοτε να μεταφερθούν από μια υπάρχουσα κλινική σε μια νέα κλινική. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών LATITUDE.

Κατάργηση εγγραφής ασθενών

Η εγγραφή των ασθενών μπορεί να καταργηθεί από ένα χρήστη ιατρό, με την επιλογή του κουμπιού **Unenroll Patient** (Κατάργηση εγγραφής ασθενούς) στη σελίδα **Edit/View Patient and Equipment Information** (Επεξεργασία/Προβολή πληροφοριών ασθενούς και εξοπλισμού). Μόλις γίνει κατάργηση της εγγραφής ασθενούς, καταργείται άμεσα και η πρόσβαση στα αρχεία του ασθενούς.

Αν καταργηθεί η εγγραφή του ασθενούς από την κύρια κλινική, η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων από το σύστημα LATITUDE NXT θα ανασταλούν. Αν ο ασθενής εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος σε μια δευτερεύουσα κλινική, αυτή η κλινική θα βλέπει την κατάσταση του ασθενούς ως **No Primary Clinic** (Δεν υπάρχει κύρια κλινική). Τα υπάρχοντα δεδομένα του ασθενούς θα εξακολουθούν να είναι ορατά στη δευτερεύουσα κλινική, όμως δεν θα σταλούν νέα δεδομένα έως ότου ο ασθενής αποκτήσει κύρια κλινική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κλινικές είναι υπεύθυνες για την κατάργηση της εγγραφής των ασθενών σε περίπτωση που κάποια κλινική πάψει να λειτουργεί. Αν μια κλινική κλείσει, το προσωπικό της Boston Scientific μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στην κλινική.

Διαχείριση ομάδων ασθενών

Η λίστα των υπάρχουσών Ομάδων ασθενών μπορεί να προβληθεί μέσω του **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής) > **Manage Clinic Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής). Ο χρήστης ιατροί μπορούν να βλέπουν μόνο τις Ομάδες ασθενών που τους έχουν ανατεθεί.

Προσθήκη ομάδων ασθενών

Ένας Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής μπορεί να προσθέσει μία Ομάδα ασθενών επιλέγοντας το κουμπί **Add Patient Group** (Προσθήκη ομάδας ασθενών) στη σελίδα **Manage Clinic Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής). Με την προσθήκη μιας Ομάδας Ασθενών, όλοι οι Διαχειριστές Λογαριασμών Κλινικής εκχωρούνται στη συγκεκριμένη Ομάδα Ασθενών. Εμφανίζεται μια δεύτερη οθόνη η οποία επιτρέπει την εκχώρηση πρόσθετων χρηστών ιατρών στην Ομάδα ασθενών.

Διαγραφή ομάδων ασθενών

Οι Ομάδες ασθενών μπορούν να καταργηθούν από τους Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής μόνο αν δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι ασθενείς στην Ομάδα ασθενών. Για να διαγράψετε μια Ομάδα ασθενών, κάντε κλικ στο κουμπί **Edit/View Demographics and User Membership** (Επεξεργασία/Προβολή δημογραφικών στοιχείων και ιδιότητας μέλους χρηστών) που συσχετίζεται με μια Ομάδα ασθενών στη σελίδα **Manage Clinic Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Remove Patient Group** (Κατάργηση ομάδας ασθενών).

Άλλες λειτουργίες διαχείρισης ομάδων ασθενών

Από τη σελίδα **Manage Clinic Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής) υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες λειτουργίες διαχείρισης Ομάδων ασθενών:

- **Edit/View Patient Group Defaults** (Επεξεργασία/Προβολή προεπιλογών ομάδας ασθενών) – η επιλογή αυτού του κουμπιού που σχετίζεται με μία Ομάδα ασθενών επιτρέπει στους χρήστες ιατρούς να διαχειριστούν τα **Remote Scheduled Follow-ups** (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως), **Weekly Implanted Device Alert Monitoring** (Εβδομαδιαία παρακολούθηση συναγερμένων εμφυτευμένης συσκευής), **Patient Initiated Interrogations** (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής) και **Alert Configuration** (Διαμόρφωση συναγερμών).
- **Edit/View Demographics and User Membership** (Επεξεργασία/Προβολή δημογραφικών στοιχείων και ιδιότητας μέλους χρηστών) – η επιλογή αυτού του κουμπιού που σχετίζεται με μια Ομάδα ασθενών επιτρέπει στους χρήστες ιατρούς να ενημερώσουν το όνομα και την περιγραφή της Ομάδας ασθενών και να δούνε τους άλλους χρήστες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν. Οι Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής μπορούν να εκχωρήσουν ή να καταργήσουν χρήστες ιατρούς από την Ομάδα ασθενών. Λάβετε

υπόψη ότι Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής εκχωρούνται σε όλες τις Ομάδες ασθενών και δεν μπορούν να καταργηθούν από μια Ομάδα ασθενών.

- **Edit/View Clinic Demographics** (Επεξεργασία/Προβολή κλινικών δημογραφικών στοιχείων) – η επιλογή αυτού του κουμπιού επιτρέπει στους χρήστες ιατρούς να ενημερώσουν την παράμετρο **General Information** (Γενικές πληροφορίες), συμπεριλαμβανομένης μίας επιλογής πλαισίου ελέγχου για τις παραμέτρους **User passwords expire every 180 days** (Οι κωδικοί πρόσβασης χρήστη λήγουν κάθε 180 ημέρες), **Contact Information** (Πληροφορίες επικοινωνίας), είτε συμπεριλαμβανομένης της παραμέτρου **Clinic Name in Alert Notification** (Όνομα κλινικής στην Ειδοποίηση συναγερμού).

Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

Οι Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών για κάθε χρήστη ιατρό (εκτός από τους ίδιους) μέσω της σελίδας **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής) > **Manage Clinic Users** (Διαχείριση χρηστών ιατρών) > κουμπί **Edit/View Demographics and Access Settings** (Επεξεργασία/Προβολή δημογραφικών στοιχείων και ρυθμίσεων πρόσβασης) > **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού). Ο Διαχειριστής Λογαριασμών Κλινικής μπορεί να έχει πρόσβαση στη σελίδα **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού) κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο **My Profile** (Το προφίλ μου) που σχετίζεται με το όνομά του στην κορυφή κάθε σελίδας στον ιστότοπο LATITUDE.

Προσθήκη λογαριασμών χρηστών

Οι λογαριασμοί χρηστών ιατρών μπορούν να προστεθούν από Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής. Για να προσθέσετε έναν χρήστη, επιλέξτε το κουμπί **Add Clinic User** (Προσθήκη χρήστη ιατρού) στη σελίδα **Manage Clinic Users** (Διαχείριση χρηστών ιατρών). Η σελίδα **Add Clinic User** (Προσθήκη Χρήστη Ιατρού) παρέχει ένα σύνολο απαιτούμενων και προαιρετικών πεδίων καταχώρισης δεδομένων. Η προσθήκη ενός λογαριασμού συμπεριλαμβάνει την επιλογή των προνομίων του χρήστη και την εκχώρησή του στις επιθυμητές Ομάδες ασθενών.

Διαγραφή λογαριασμών χρηστών

Οι λογαριασμοί χρηστών ιατρών μπορούν να καταργηθούν από Διαχειριστές λογαριασμών κλινικής. Για να διαγράψετε έναν χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί **Edit/View Demographics and Access Settings** (Επεξεργασία/Προβολή Δημογραφικών Στοιχείων και Ρυθμίσεων Πρόσβασης) που σχετίζεται με το συγκεκριμένο χρήστη στη σελίδα **Manage Clinic Users** (Διαχείριση Χρηστών Ιατρών) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Remove Clinician** (Κατάργηση Ιατρού). Με την κατάργηση ενός λογαριασμού καταργείται εξ ολοκλήρου και η πρόσβαση του χρήστη στους ασθενείς και διαγράφεται ο λογαριασμός του συγκεκριμένου χρήστη.

Αποτελεί ευθύνη της κλινικής να διασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί έχουν διαγραφεί για τους χρήστες που δεν εργάζονται πλέον στην κλινική ή οι οποίοι δεν πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών στο σύστημα LATITUDE NXT.

Οι χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο θεωρούνται ανενεργοί και ενδέχεται να διαγραφούν.

Ενημέρωση σελίδας χρηστών ιατρών

Πρόσθετες λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών είναι διαθέσιμες τόσο για τον Διαχειριστή λογαριασμών κλινικής όσο και για τον χρήστη ιατρό στη σελίδα **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού).

- Ο Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα επιλέγοντας **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής) > **Manage Clinic Users** (Διαχείριση χρηστών ιατρών), και έπειτα επιλέγοντας το κουμπί **Edit/View Demographics and Access Settings** (Επεξεργασία/Προβολή δημογραφικών στοιχείων και ρυθμίσεων πρόσβασης) που σχετίζεται με έναν χρήστη.
- Ένας χρήστης ιατρός μπορεί να έχει πρόσβαση στη σελίδα **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού) κάνοντας κλικ στο **My Profile** (Το προφίλ μου), που συνδέεται με το όνομά του στην κορυφή κάθε σελίδας.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες στην σελίδα **Update Clinic User** (Ενημέρωση χρήστη ιατρού):

| Λειτουργία | Περιγραφή | Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής για όλους τους χρήστες ιατρούς (Εκτός από τους ίδιους) | Χρήστης ιατρός [και Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής μέσω του My Profile (Το προφίλ μου)] |
|--|---|--|--|
| Πληροφορίες χρήστη | Περιλαμβάνουν το όνομα, τον αριθμό τηλ. και τη διεύθυνση e-mail. | x | x |
| Γλώσσα ιστότοπου και χώρα | Μπορεί επίσης να αλλάξει στη σελίδα σύνδεσης. Δείτε την ενότητα "Σύνδεση και αποσύνδεση" στη σελίδα 2-2. | | x |
| Πληροφορίες σύνδεσης, Αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης | Αλλαγή αναγνωριστικού χρήστη Επαναφορά κωδικού πρόσβασης <ul style="list-style-type: none"> Αν ένας χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διαχειριστή λογαριασμών κλινικής για την εκχώρηση ενός προσωρινού κωδικού πρόσβασης. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Reset Password (Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης), εκχωρείται ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης και εμφανίζεται σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης στην επόμενη προσπάθεια σύνδεσης, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης | x | x |
| Πληροφορίες σύνδεσης, Ασφάλεια | Προβολή/Επεξεργασία Ερωτήσεων ασφαλείας | | x |
| Πληροφορίες σύνδεσης, Ασφάλεια | Get Two Factor Verification Code (Λήψη κωδικού επιβεβαίωσης δύο παραγόντων) – (δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες) Αν απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας με δύο παράγοντες, ο Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής μπορεί να δημιουργήσει έναν κωδικό επιβεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί μία φορά για ένα χρήστη ιατρού ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την επόμενη σύνδεσή του, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 10 λεπτών. Ο σύνδεσμος για τη δημιουργία του κωδικού επιβεβαίωσης βρίσκεται στις ενότητες Login Information (Πληροφορίες σύνδεσης) / Security (Ασφάλεια). Δείτε επίσης "Σύνδεση και αποσύνδεση" στη σελίδα 2-2. | x | |
| Ρυθμίσεις πρόσβασης | Παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης Privileges (Προνόμια) και Assigned Patient Groups (Εκχωρημένες Ομάδες Ασθενών). | x | |
| Προβολή ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια | Παρέχει ένα πλαίσιο ελέγχου στο Enable Heart Failure Patient View (Ενεργοποίηση προβολής ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια), το οποίο στέλνει τον χρήστη στην καρτέλα Health (Υγεία) όταν επιλέγεται το όνομα ασθενούς από τη σελίδα View Patient List (Προβολή λίστας ασθενών). | x | x |

Κωδικοί πρόσβασης

Οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν, ακόμη και από έναν διαχειριστή. Οι κανόνες για τους κωδικούς πρόσβασης και οι προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλού κωδικού πρόσβασης παρέχονται στον ιστότοπο του LATITUDE.

Ένας Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής μπορεί να καθορίσει αν οι κωδικοί θα λήξουν σε 180 ημέρες μετά την έκδοσή τους ή δεν θα λήξουν ποτέ μέσω της σελίδας **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής) > **Manage Clinic Settings** (Διαχείριση ρυθμίσεων κλινικής) > **Edit/View Clinic Demographics** (Επεξεργασία/Προβολή Κλινικών δημογραφικών στοιχείων). Ο λογαριασμός ενός χρήστη κλειδώνει μετά από έξι συνεχόμενες προσπάθειες σύνδεσης με εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης (ή κωδικό επιβεβαίωσης, στην Ευρώπη). Αν κλειδωθεί ο λογαριασμός ενός χρήστη, αυτός μπορεί να τον ξεκλειδώσει παρέχοντας την απάντηση σε μια ερώτηση ασφαλείας ή μπορεί να γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του από ένα Διαχειριστή

λογαριασμών κλινικής. Δείτε "Ενημέρωση σελίδας χρηστών ιατρών" στη σελίδα 2-19 και "Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης που έχετε ξεχάσει" στη σελίδα 2-22.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Ιταλία, οι κωδικοί πρόσβασης λήγουν τρεις μήνες μετά από τη δημιουργία τους.

Προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης

Όταν ένας Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής δημιουργεί ένα λογαριασμό ή επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης για ένα χρήστη ιατρό, εκχωρείται ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης μόνο για μία φορά. Ο Διαχειριστής Λογαριασμών Κλινικής δίνει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης στο χρήστη ιατρό. Ο χρήστης ιατρός πρέπει να αλλάξει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης την πρώτη φορά που θα συνδεθεί.

Οι προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης λήγουν έξι μήνες μετά την έκδοσή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Ιταλία, οι προσωρινοί κωδικοί πρόσβασης λήγουν τρεις μήνες μετά την έκδοσή τους.

Ερωτήσεις ασφαλείας

Ένας χρήστης ιατρός καλείται να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του την πρώτη φορά που συνδέεται με τον προσωρινό κωδικό του. Ο χρήστης ιατρός πρέπει να απαντήσει σε τρεις επιλεγμένες ερωτήσεις ασφαλείας.

Ένας χρήστης ιατρός καλείται να απαντήσει σε μία από αυτές τις ερωτήσεις ασφαλείας, αν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του και πρέπει να τον επαναφέρει. Ο χρήστης ιατρός μπορούν επίσης να ζητήσουν από το Διαχειριστή λογαριασμών κλινικής να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής τους. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης που έχετε ξεχάσει" στη σελίδα 2-22.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Ένας χρήστης ιατρός μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασή του κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **My Profile** (Το προφίλ μου) που συνδέεται με το όνομά του στο επάνω μέρος κάθε σελίδας του ιστότοπου του LATITUDE και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **Change Password** (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης) στην ενότητα **Login Information** (Πληροφορίες σύνδεσης). Εισαγάγετε τους παλιούς και νέους κωδικούς πρόσβασης, όπως υποδεικνύεται στο ακόλουθο σχήμα. Κάντε κλικ στο κουμπί **Save and Close** (Αποθήκευση και κλείσιμο). Ο νέος κωδικός πρόσβασής σας θα ενεργοποιηθεί κατά την επόμενη σύνδεση.

Boston Scientific LATITUDE™ NXT
 Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List | Search Patients | Manage Clinic

Manage EMR Integration | **Manage Clinic Users** | Manage Clinic Settings | Enroll Patient

- Password must be between 8 and 32 characters in length
- Password must contain at least one character (a-zA-Z) and either one number (0-9) or one special character (!@#\$%^&*()_+!~=:;{}[]?<>?,./)
- Password is case-sensitive
- The new password cannot be the same as any of the previous three
- Passwords cannot contain your username

*Indicates Required Field
 *Old Password:

*New Password:

*Confirm New Password:

Save and Close | Close Without Saving

Σχήμα 2-7. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης που έχετε ξεχάσει

Αν ένας χρήστης ιατρός ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του ή αν ο λογαριασμός σύνδεσής του έχει κλειδωθεί, μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο **Forgot Password?** (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;) (εμφανίζεται στο ακόλουθο σχήμα). Απαιτείται απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις ασφαλείας για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Ο Διαχειριστής λογαριασμών κλινικής έχει επίσης τη δυνατότητα να επαναφέρει έναν κωδικό πρόσβασης.

Σχήμα 2-8. Σύνδεσμος Forgot Password? (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;)

Ενσωμάτωση συστήματος EMR

Η προαιρετική λειτουργία ενσωμάτωσης του συστήματος Ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου (EMR) του LATITUDE, αν είναι ενεργοποιημένη, παρέχει έναν αυτοματοποιημένο τρόπο για την εξαγωγή δεδομένων εμφυτευμένης συσκευής του ασθενή σε μια εσωτερική εφαρμογή EMR μιας κλινικής. Οι ιατροί θα ήταν καλό να ανατρέξουν στις προδιαγραφές ενσωμάτωσης καρδιακής παρατήρησης εμφυτευμένης συσκευής (IDCO) της Boston Scientific για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής των δεδομένων συσκευής σε μηνύματα IDCO, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παράδοση δεδομένων του ασθενή προς την εφαρμογή EMR.

Τα δεδομένα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν αρχεία PDF της αναφοράς αναπαράστασης ΗΓΜ/Υ-ΗΚΓ, της αναφοράς συνδυασμένης παρακολούθησης, της αναφοράς διαχείρισης καρδιακής ανεπάρκειας, της αναφοράς μητρώου αρρυθμιών και της αναφοράς λεπτομερειών συμβάντος, αν είναι διαθέσιμα. Αυτοί οι τύποι δεδομένων δεν γίνονται αποδεκτοί από όλες τις εφαρμογές EMR. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ενσωμάτωση EMR εξάγει δεδομένα για όλους τους ασθενείς στις Ομάδες Ασθενών εντός της κλινικής σας.

Η λειτουργία ενσωμάτωσης EMR παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενσωμάτωση EMR ανάλογα με τις ανάγκες (είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή).
- Εξάγει δεδομένα ασθενών, ανάλογα με τη διαμόρφωση, στην εφαρμογή EMR κάθε φορά που ένας ασθενής εμφανίζεται στη λίστα **For Review** (Για έλεγχο), με εξαίρεση όταν υπάρχει αλλαγή βάρους. Τα δεδομένα που παρέχονται σχετίζονται με τις παραμέτρους **Implanted Device Alerts** (Συναγερμοί εμφυτευμένης συσκευής), **Remote Scheduled Follow-ups** (Προγραμματισμένες παρακολουθήσεις εξ αποστάσεως) και **Patient Initiated Interrogations** (Ανακτήσεις δεδομένων που εκκινεί ο ασθενής).
- Επιλέγει τη μορφή δεδομένων για την εφαρμογή EMR σας.

- Εμφανίζει λεπτομέρειες για κάθε εξαγωγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων χρόνου και της κατάστασης εξαγωγής.
- Σας επιτρέπει την εκ νέου αποστολή των δεδομένων EMR.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το σύστημα LATITUDE NXT εξάγει αρχεία EMR μόνο όταν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου **Enable EMR Integration** (Ενεργοποίηση ενσωμάτωσης EMR) στον ιστότοπο του LATITUDE NXT. Το σύστημα δεν δημιουργεί ούτε εξάγει αρχεία EMR για τα ανακτημένα δεδομένα ασθενή που λήφθηκαν όταν το EMR δεν ήταν ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ενσωμάτωσης EMR" στη σελίδα 2-23.
- Οι δυσκολίες σύνδεσης μπορούν να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την αποστολή του αρχείου EMR στην εφαρμογή EMR. Το σύστημα LATITUDE NXT είναι το σύστημα καταγραφής για τη διαχείριση ασθενών εξ αποστάσεως. Οι ιατροί δεν πρέπει να βασίζονται στην ύπαρξη δεδομένων στην εφαρμογή EMR προκειμένου να καθορίσουν αν έχει σημειωθεί μια παρακολούθηση εξ αποστάσεως ή ένας **Implanted Device Alert** (Συναγερμός εμφυτευμένης συσκευής).
- Δεν εκτελείται εξαγωγή δεδομένων EMR για έναν συναγερμό που σχετίζεται με το βάρος. Οι μετρήσεις αισθητήρα δεν εξάγονται.
- Οποιοσδήποτε αλλαγές σε δεδομένα μέσα από την εφαρμογή EMR δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στο σύστημα LATITUDE NXT.
- Μερικές εφαρμογές EMR μπορεί να μην εισάγουν απευθείας τα δεδομένα του LATITUDE NXT. Εσείς ή ο πάροχος EMR σας ενδέχεται να πρέπει να παράσχετε πρόσθετο λογισμικό για την εισαγωγή των δεδομένων του LATITUDE NXT στην εφαρμογή EMR σας. Οι τεχνικές πληροφορίες εντοπίζονται σε ξεχωριστά σημεία στο IDCO της Boston Scientific και στα έγγραφα προδιαγραφών ανάκτησης δεδομένων του HL7.
- Αν μια προσπάθεια εξαγωγής ενός αρχείου EMR αποτύχει, το σύστημα LATITUDE NXT συνεχίζει να προσπαθεί να εξαγάγει το αρχείο στην εφαρμογή EMR σας για έως και 30 ημέρες. Το σύστημα LATITUDE NXT, στη συνέχεια, θα διακόψει την προσπάθεια εξαγωγής του αρχείου EMR και θα αναφέρει μια κατάσταση **Failed** (Απέτυχε). Αν συμβεί αυτό, μπορείτε να στείλετε εκ νέου τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας το κουμπί **Resend** (Επανάληψη απόστολής).

Ρύθμιση ενσωμάτωσης EMR

Η λειτουργία ενσωμάτωσης LATITUDE EMR πρέπει να ενεργοποιηθεί και να διαμορφωθεί προτού μπορέσουν να εξαχθούν αρχεία EMR σε μία εσωτερική εφαρμογή EMR της κλινικής.

Εγκατάσταση, διαμόρφωση και την καταχώριση του λογισμικού ενσωμάτωσης EMR

Το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR τυπικά θα πρέπει εγκατασταθεί στον διακομιστή εφαρμογής EMR της κλινικής ή σε κάποιον άλλο διακομιστή της κλινικής και όχι στο σταθμό εργασίας ενός ατόμου. Για την εγκατάσταση του λογισμικού ενσωμάτωσης EMR ενδέχεται να είναι απαραίτητη η πρόσβαση διαχειριστή στο σύστημα-στόχο. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη ρύθμιση του συστήματος-στόχου ή της εφαρμογής EMR, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία πληροφοριακών συστημάτων (IT) που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των συστημάτων της κλινικής.

Ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR (οι αριθμοί στα σχήματα αναφέρονται στο σχετικό βήμα):

1. Πλοηγηθείτε στη σελίδα **Manage EMR Integration** (Διαχείριση ενσωμάτωσης EMR) από την αναπτυσσόμενη λίστα **Manage Clinic** (Διαχείριση κλινικής).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Edit/View EMR Configuration** (Επεξεργασία/Προβολή Διαμόρφωσης EMR):

Boston Scientific LATITUDE™ NXT
Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My Profile) | Language: English | Help/Contact Us | Logout

View Patient List Search Patients Manage Clinic

Manage EMR Integration Manage Clinic Users Manage Clinic Settings Enroll Patient

Manage EMR Integration: Clinic 1CH

Edit/View EMR Configuration (2)

Σχήμα 2-9. Κουμπί Edit/View EMR Configuration (Επεξεργασία/Προβολή Διαμόρφωσης EMR)

3. Πατήστε το ισχύον πλήκτρο εναλλαγής για το **LATITUDE NXT Output** (Εξοδος LATITUDE NXT) ή το **LATITUDE Clarity Output** (Εξοδος LATITUDE Clarity):

Boston Scientific
LATITUDE™ NXT
Switch to LATITUDE Clarity™

Bob, Doctor (My Profile) | Language: English | [Help/Contact Us](#) | [Logout](#)

View Patient List
Search Patients
Manage Clinic

Edit/View EMR Configuration: Clinic 1GB

EMR Configuration Last Updated By

For information to be transferred to your EMR, LATITUDE™ EMR Integration Client Software must be installed on your EMR system then must be enabled below.
To download the LATITUDE™ EMR Integration Client Software, click here (5)

By selecting the ENABLE function, you agree and assent to the following:

- You have installed the EMR Export Client on your organization's system in order to download LATITUDE data on your organization's medical record system.
- You will not use the EMR Export Client for any other purpose without Boston Scientific's written approval.
- You accept responsibility for the security of the data you are receiving from Boston Scientific.

LATITUDE™ NXT Output (8)

Pacemaker, Defibrillator, CRT and S-ICD

* EMR/CIS Clinic Identifier: (3)

* EMR Integration Format: (9)

Maximum Output File Size: MB

When to Send Data

Upon arrival
Note: Turning this off will require manual action to send data.

Report Configuration

Include PDF reports

Combine all reports into a single PDF

LATITUDE Clarity™ Output (8)

ICM

* EMR/CIS Clinic Identifier: (4)

* EMR Integration Format: (9)

Maximum Output File Size: MB

When to Send Data

| Reason | When to Send |
|----------------------|--|
| Scheduled | <input type="text" value="select option"/> |
| Daily w/ Alert | <input type="text" value="select option"/> |
| Patient Initiated | <input type="text" value="select option"/> |
| Clinic Interrogation | <input type="text" value="select option"/> |
| Data Updated | <input type="text" value="select option"/> |

Report Configuration

Include PDF reports

Combine all reports into a single PDF

Select which reports to include in PDF(s):

Follow-up Report

Event Detail Reports

Presenting S-ECG Report

Additional Report Options:

Include Trends and Histograms with Follow-up Reports

For Event Detail Reports with "Symptom + Device Detected" events, trim S-ECG to display only the portion from the device detected event

(10)

Σχήμα 2-10. Σελίδα Edit/View EMR Configuration (Επεξεργασία/Προβολή διαμόρφωσης EMR)

4. Για το **LATITUDE Clarity Output** (Εξοδος LATITUDE Clarity), επιλέξτε ένα αναγνωριστικό κλινικής από την αναπτυσσόμενη λίστα **Select clinic identifier** (Επιλέξτε αναγνωριστικό κλινικής).
 - Αν θέλετε οι εξαγωγές να πηγαίνουν στην ίδια τοποθεσία αποτελεσμάτων όπως το LATITUDE NXT, επιλέξτε το πρώτο αναγνωριστικό, το οποίο θα πρέπει να είναι ίδιο με το **EMR/CIS Clinic Identifier** (Αναγνωριστικό κλινικής EMR/CIS) που εμφανίζεται στην ενότητα **LATITUDE NXT Output** (Εξοδος LATITUDE NXT).
 - Αν θέλετε οι εξαγωγές να πηγαίνουν σε μία χωριστή τοποθεσία αποτελεσμάτων από το LATITUDE NXT output (Εξοδος LATITUDE NXT), επιλέξτε το δεύτερο αναγνωριστικό.

Καταγράψτε το αναγνωριστικό **EMR/CIS Clinic Identifier** (Αναγνωριστικό Κλινικής EMR/CIS) για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σημαντικό: Το αναγνωριστικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του λογισμικού πελάτη ενσωμάτωσης EMR. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των ιατρικών αρχείων του LATITUDE στην εφαρμογή EMR της κλινικής.

5. Κάντε κλικ στο **click here** (κάντε κλικ εδώ) για να κατεβάσετε το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR.
6. Έπειτα θα κατευθυνθείτε μακριά από τον ιστότοπο του LATITUDE για το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR που πρέπει να εγκατασταθεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο.
7. Πριν από την ενεργοποίηση της ενσωμάτωσης EMR, ολοκληρώστε την εγκατάσταση και την καταχώριση του λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η εγγραφή δεν θα απαιτείται περαιτέρω διαμόρφωση του λογισμικού ενσωμάτωσης EMR. Παρόλα αυτά, το προσωπικό της Boston Scientific ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με επιπλέον εργασίες διαμόρφωσης.

Ενεργοποίηση ενσωμάτωσης EMR για το LATITUDE

8. Επιστρέψτε στη σελίδα **Edit/View EMR Configuration** (Επεξεργασία/Προβολή διαμόρφωσης EMR) και πατήστε το κουμπί εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση EMR.
9. Επιλέξτε την κατάλληλη **EMR Integration Format** (Μορφή ενσωμάτωσης EMR) από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η μορφή που επιλέγεται πρέπει να είναι κατάλληλη για την εφαρμογή EMR. Οι υποστηριζόμενες μορφές παρατίθενται στην αναπτυσσόμενη λίστα.
10. Κάντε κλικ στο κουμπί **Save and Close** (Αποθήκευση και κλείσιμο).

Σημείωση: Με την ενεργοποίηση του EMR, αποδέχστε τους παρακάτω όρους και συνθήκες:

- Έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR στο σύστημα του οργανισμού σας, ώστε να πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων LATITUDE στο σύστημα ιατρικού αρχείου του οργανισμού σας.
- Δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ενσωμάτωσης EMR για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Boston Scientific.
- Αναλαμβάνετε την ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων που λαμβάνετε από τη Boston Scientific.

Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο **Last Updated By** (Τελευταία ενημέρωση από) στην κορυφή της σελίδας ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο εμφανίζει την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αλλαγής της διαμόρφωσης EMR και το όνομα του χρήστη που την άλλαξε.

Προβολή αρχείου καταγραφής EMR

Το παράθυρο **View EMR Log** (Προβολή αρχείου καταγραφής EMR) στην κάτω ενότητα της σελίδας **Manage EMR Integration** (Διαχείριση ενσωμάτωσης EMR) (εμφανίζεται παρακάτω) παραθέτει τα αρχεία EMR για τα οποία εφαρμόζεται η μετάδοση EMR. Το αρχείο καταγραφής αναφέρει μόνο τους ασθενείς που υπάρχουν

στις Ομάδες ασθενών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης ιατρός. Οι Διαχειριστές Λογαριασμών Κλινικής θα βλέπουν καταχωρήσεις για όλους τους ασθενείς στην κλινική.

Το αρχείο καταγραφής μπορεί προαιρετικά να φιλτραριστεί εισάγοντας ημερομηνίες σε ένα ή και στα δύο πεδία ημερομηνιών της ενότητας **Filter by Device Transmission Date** (Φιλτράρισμα ανά Ημερομηνία Μετάδοσης Συσκευής) και μετά κάνοντας κλικ στο κουμπί **Filter** (Φίλτρο).

Filter by Device Transmission Date

From: (e.g.: 24/01/1950) To: (e.g.: 24/01/1950)

View EMR Log 1 - 25 of 29
[Next >](#) [Last >>](#)

| Patient Info | Reason | Device Transmission Date | Status | Status Date/Time | Actions |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--|
| Kelly, Anna ID: pid164502 | Patient Initiated | 13 Sep, 2019 | Initiated | 13 Sep, 2019 15:36 CET | <input type="button" value="Send to EMR"/> |
| Kelly, Anna ID: pid164502 | Patient Initiated | 13 Sep, 2019 | Initiated | 20 Sep, 2019 15:37 CET | <input type="button" value="Send to EMR"/> |
| Bell, Ethan ID: pid769219 | Alerts | 26 Aug, 2019 | Transferred | 20 Sep, 2019 11:54 CET | <input type="button" value="Send to EMR"/> |

Σχήμα 2-11. Παράθυρο View EMR Log (Προβολή αρχείου καταγραφής EMR)

Το αρχείο καταγραφής EMR ταξινομείται ανά **Device Transmission Date** (Ημερομηνία Μετάδοσης Συσκευής). Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περιγραφή κάθε στήλης του παραθύρου **View EMR Log** (Προβολή Αρχείου Καταγραφής EMR):

| Στήλη | Περιγραφή |
|--------------------------------------|---|
| Πληροφορίες ασθενούς | Παρέχει μια λίστα ονομάτων και αναγνωριστικών ασθενών για τους οποίους εφαρμόζεται η μετάδοση EMR. |
| Αιτία | Παρέχει τον λόγο για τον οποίο έγινε εκκίνηση της εξαγωγής EMR. Οι επιλογές είναι: <ul style="list-style-type: none"> • Scheduled (Προγραμματισμένα) • Συναγερμοί • Patient Initiated (Εκκινήθηκε από τον ασθενή) • Ενημερωμένα δεδομένα |
| Ημερομηνία μετάδοσης συσκευής | Παρέχει την ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η ανάκτηση δεδομένων της συσκευής που σχετίζεται με το αρχείο EMR. |
| Status | <ul style="list-style-type: none"> • Παρέχει την τρέχουσα κατάσταση της εξαγωγής. • Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάστασης ανοίγει ένα αναδιούμενο παράθυρο ιστορικού EMR το οποίο παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εξαγωγής για τη συγκεκριμένη εξαγωγή EMR. • Οι επιλογές για το Status (Κατάσταση) είναι: <ul style="list-style-type: none"> • Initiated (Ξεκίνησε) - Η εξαγωγή EMR ξεκίνησε. • Waiting for Clinic Computer (Αναμονή για τον υπολογιστή της κλινικής) - Όλα τα δεδομένα για το αρχείο έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και το αρχείο είναι έτοιμο για εξαγωγή στην εφαρμογή EMR σας. Τυπικά η αποστολή του αρχείου θα πραγματοποιηθεί εντός 30 λεπτών. Αν αυτή η κατάσταση επιμένει για περισσότερα από 30 λεπτά, επικοινωνήστε με τον επαγγελματία IT που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του λογισμικού ενσωμάτωσης EMR ή την εφαρμογή EMR. • Transferred (Μεταφέρθηκε) - Έγινε επιτυχής εξαγωγή του αρχείου EMR. • Manual Send (Μη αυτόματη αποστολή) - Ζητήθηκε μία προσπάθεια εξαγωγής του αρχείου EMR. • Failed (Απέτυχε) - Η προσπάθεια εξαγωγής του αρχείου EMR απέτυχε. Δεν θα γίνει περαιτέρω προσπάθεια εξαγωγής του αρχείου EMR. Μόλις καθοριστεί η αιτία της αποτυχίας, τα δεδομένα EMR μπορούν να σταλούν εκ νέου. • Not Initiated (Δεν έγινε εκκίνηση) - Δεν έγινε εκκίνηση της εξαγωγής EMR με βάση τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης της εξαγωγής EMR. • Dismissed (Παραλείφθηκε) - Η προσπάθεια εξαγωγής EMR του αρχείου EMR έχει ξεκινήσει εξαιτίας της απόρριψης του ασθενούς. • Ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων του εγγράφου οδηγιών εγκατάστασης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του λογισμικού ενσωμάτωσης EMR (εφαρμογή-πελάτης EMR) του συστήματος LATITUDE για βοήθεια όσον αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. |

| Στήλη | Περιγραφή |
|---------------------------|--|
| Ημερομηνία/Ωρα Κατάστασης | Παρέχει την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αλλαγής της κατάστασης. |
| Ενέργειες | Αν το EMR είναι ενεργοποιημένο, παρέχει ένα ενεργό κουμπί Send to EMR (Αποστολή στο EMR). Αν το EMR δεν είναι ενεργοποιημένο, το κουμπί είναι ανενεργό. |




Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων που βρίσκονται στην περιοχή **Help/Contact Us** (Βοήθεια/Επικοινωνήστε μαζί μας) του ιστότοπου LATITUDE NXT έχουν στόχο να βοηθήσουν τους ιατρούς στην επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν με τις Συσκευές επικοινωνίας και τους αισθητήρες των ασθενών. Αν ακολουθήσετε τις συστάσεις που παρέχονται και παρόλα αυτά δεν καταφέρετε να επιλύσετε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη Συσκευή επικοινωνίας ή τον αισθητήρα ενός ασθενή, εσείς ή ο ασθενής μπορείτε να επικοινωνήσετε στον αριθμό Υποστήριξης πελατών LATITUDE που παρατίθεται στην ενότητα "Υποστήριξη Πελατών LATITUDE" στη σελίδα 1-9.

Σύμβολα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας -1. Επεξήγηση συμβόλων

| Σύμβολο | Σημασία |
|---|--|
|  | Κατασκευαστής |
|  | Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα |
|  | Διεύθυνση Προωθητή στην Αυστραλία |

Остаряла версия. Да не се използва.
 Zastaralá verze. Nepoužívat.
 Forældet version. Må ikke anvendes.
 Version überholt. Nicht verwenden.
 Aegunud versioon. Ärge kasutage.
 Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
 Outdated version. Do not use.
 Versión obsoleta. Ne utilizar.
 Version périmée. Ne pas utiliser.
 Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
 Úreлт útгáfa. Notið ekki.
 Versione obsolete. Non utilizzare.
 Pasenusi versija. Neizmantot.
 Elavult verzió. Ne használja!
 Novcojusi versija. Nenaudokite.
 Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
 Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
 Wersja przeterminowana. Nie używać.
 Versão obsoleta. Não utilize.
 Versiune expirată. A nu se utiliza.
 Zastaraná verzia. Nepoužívať.
 Zastarela različica. Ne uporabite.
 Vanhentunut versio. Älä käytä.
 Föråldrad version. Använd ej.
 Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioön. Myn þyn Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την Χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expiratã. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívat.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Myn þyn Χρησιμοποιείτε.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Ne használja!
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão expiratã. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívat.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

AUS

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

www.bostonscientific.com

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.
92436023-007 EL CE 2022-03

CE 2797

