


A difference you can feel™.

Boston
Scientific



Extractor™ Pro RX

Balão de extração




*Definindo o amanhã em
Endoscopia, hoje*

Extractor™ Pro RX

Balão de extração de lúmen triplo

A Boston Scientific ganhou a confiança e lealdade de médicos no mundo todo que optaram por utilizar o RX Biliary System™, o primeiro sistema de fio-guia curto, em sua prática cotidiana. Toda a família de dispositivos que compõem o RX Biliary System foi criada especificamente para aumentar a eficiência e o controle em procedimentos de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.



Design de balão aperfeiçoado

- ▶ Novo design de balão que melhora o nível de resistência e confiança.
- ▶ Os três tamanhos de balão disponíveis podem ser insuflados em dois diâmetros diferentes (9 –12 mm, 12 –15 mm e 15 –18 mm), para melhor adaptação às variações anatômicas e redução da necessidade de troca do cateter caso um balão de diâmetro diferente seja necessário.
- ▶ O balão de “ombros quadrados” foi projetado para facilitar a extração de cálculos.



Eficiência e controle durante o procedimento

- ▶ O mecanismo de trava do fio-guia do RX Biliary System permite manter a posição do fio e facilita múltiplas escovações do ducto durante a extração de cálculos.
- ▶ O fio-guia pode ser carregado pela frente ou por trás do cateter.
- ▶ Opções de injeção acima ou injeção abaixo, para se adaptar às preferências do médico e atender às necessidades do procedimento.
- ▶ Desenvolvido para oferecer excelente fluxo de injeção.

Informações para pedidos

Balão de extração de lúmen triplo Extractor Pro RX

Referência	D.E. do balão (mm)	Injeção	D.E. do cateter (mm)
M00547100	9–12	Injeção acima	7– 6 / 2,33–2
M00547110	12–15	Injeção acima	7– 6 / 2,33–2
M00547120	15–18	Injeção acima	7– 6 / 2,33–2
M00547130	9–12	Injeção abaixo	7– 6 / 2,33–2
M00547140	12–15	Injeção abaixo	7– 6 / 2,33–2
M00547150	15–18	Injeção abaixo	7– 6 / 2,33–2

Caixas com uma unidade

Fio-guia recomendado: fio-guia de alto desempenho Dreamwire™ de 0,035 (0,89 mm). O cateter possui comprimento de 200 cm.

Centro de Distribuição Europeu – Países Baixos

T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Sede na Europa – Paris

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Alemanha (Ligação gratuita)

T: 08000 723300 F: 08000 723319

Argentina (Ligação gratuita)

T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Austrália/Nova Zelândia

T: +61 2 8053 8100 F: +61 2 9330 1404

Áustria

T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Bélgica (Ligação gratuita)

T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Brasil

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canadá

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chile

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

China – Pequim

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

China – Cantão

T: +86 10 8525 1588 F: +86 20 8767 9789

China – Xangai

T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colômbia

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Coreia

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Dinamarca (Ligação gratuita)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espanha

T: +34 901 11 12 15 F: +34 91 319 50 03

Sudeste da Europa

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlândia

T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

França

T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Grã Bretanha (Ligação gratuita)

T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grécia

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hungria

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Índia – Bangalore

T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

Índia – Chennai

T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

Índia – Deli

T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

Índia – Mumbai

T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlanda (Ligação gratuita)

T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Itália

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Países Baixos

T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

México

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Noruega (Ligação gratuita)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

Oriente Médio/Golfo Pérsico/África do Norte

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Polónia

T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal

T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

República Checa

T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

África do Sul

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Suécia

T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suíça

T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Sudeste da Ásia – Filipinas

T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Sudeste da Ásia – Malásia

T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Sudeste da Ásia – Singapura

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Sudeste da Ásia – Tailândia

T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquia – Istambul

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguai

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela

T: +58 212 959 6275 F: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Defining tomorrow, today.™

www.bostonscientific-international.com