

Stent Biliar Advanix[™]

com Sistema de Entrega NaviFlex[™] RX



RX Biliary System[™]
A difference
you can feel.[™]

Introduzindo uma Nova Tecnologia
de Stent Biliar Plástico

Stent Biliar Advanix™

com Sistema de Entrega NaviFlex™ RX



Por que um stent?

Stents colocados endoscopicamente são um tratamento clinicamente eficaz para descompressão biliar e, comparados à cirurgia e colocação percutânea de stent, apresentam:

- taxas de sucesso igualmente altas^{1,2}
- menores taxas de complicações^{3,4}
- menor mortalidade relacionada ao procedimento^{3,4}
- menor tempo de internação^{3,4}

Múltiplos Stents em Estenose de Anastomose Pós-Transplante Ortotópico de Fígado (TOF)

- Tratamento de estenoses
 - estenoses benignas
 - estenoses não confirmadas
 - estenoses malignas ressecáveis
- Vazamentos e fístulas pós-operatório
- Tratamento de cálculos grandes



Stent no pós-operatório
Fístula ou vazamento biliar

1. Davids, P, MD, et. al., "Benign Biliary Strictures: Surgery or Endoscopy." *Annals of Surgery*, 1993; 217(3): 237-243.
2. Tocchi, A, MD, et. al., "Management of benign biliary strictures." *Archives of Surgery*, 2000; 135: 153-157.
3. Smith, AC, MD, et. al., "Randomized trial of endoscopic stenting versus surgical bypass in malignant low bile duct obstruction." *The Lancet*, 1994; 344: 1655-1660.
4. Donelli, G, MD, et. al., "Plastic biliary stent occlusion: factors involved and possible preventative approaches." *Clinical Medicine and Research*, 2007; 5(1): 53-60.

Para um stent plástico, por que optar pelo Advanix™?

O Stent Biliar Advanix com o Sistema de Entrega NaviFlex RX foi projetado especificamente para maximizar a taxa de fluxo, melhorar o empurre do stent e aprimorar o controle processual e a eficiência para melhores resultados ao paciente.



Integridade Luminal Maximizada

RECURSO

Design de parede fina para diâmetro interno maximizado – comprimento total do stent

BENEFÍCIO ESPERADO

Projetado para maximizar as taxas de fluxo e ajudar a reduzir o entupimento.



Melhor Capacidade de Entrega

RECURSO

Sistema de entrega reforçado

BENEFÍCIO ESPERADO


Projetado para melhorar o empurre e a entrega do stent em estenoses estreitas e anatomias tortuosas.

Ponta do stent com curva

Projetado para melhorar o empurre e ajudar a reduzir o risco de trauma tecidual.

Sistema RX compatível

Permite ao médico proteger o acesso ao fio-guia.



Melhor Controle e Eficácia do Procedimento

RECURSO

Reposicionamento de sistema pré-carregado

BENEFÍCIO ESPERADO

Possibilidade de reposicionar o stent para uma colocação precisa.

Cateter-guia preto com marcador fluoroscópico

Melhor visualização para ajudar na colocação precisa do stent.


Stent radiopaco com marcador endoscópico

Trava ergonômica da alça no sistema de entrega

Permite comprimento personalizável do cateter-guia.
Fácil de identificar e ativar o mecanismo de trava e desbloqueio.

Porta de saída de fio-guia altamente visível

Melhora a eficiência e o controle, identificando o local exato onde o fio-guia sairá.




Stents Biliares Advanix™

Stent RX Advanix Pré-carregado com Sistema de Entrega NaviFlex™ RX

Número do pedido	Descrição	Stent Diâmetro (F/mm)	Comprimento (cm)
M00534200	Curva Duodenal	7 / 2,3	5
M00534210	Curva Duodenal	7 / 2,3	7
M00534220	Curva Duodenal	7 / 2,3	9
M00534230	Curva Duodenal	7 / 2,3	12
M00534240	Curva Duodenal	7 / 2,3	15
M00534250	Curva Duodenal	7 / 2,3	18
M00534260	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	5
M00534270	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	7
M00534280	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	9
M00534290	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	12
M00534300	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	15
M00534310	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	18
M00534320	Curva Duodenal	10 / 3,3	5
M00534330	Curva Duodenal	10 / 3,3	7
M00534340	Curva Duodenal	10 / 3,3	9
M00534350	Curva Duodenal	10 / 3,3	12
M00534360	Curva Duodenal	10 / 3,3	15
M00534370	Curva Duodenal	10 / 3,3	18
M00534560	Curva Central	7 / 2,3	5
M00534570	Curva Central	7 / 2,3	7
M00534580	Curva Central	7 / 2,3	9
M00534590	Curva Central	7 / 2,3	12
M00534600	Curva Central	7 / 2,3	15
M00534610	Curva Central	7 / 2,3	18
M00534620	Curva Central	8,5 / 2,83	5
M00534630	Curva Central	8,5 / 2,83	7
M00534640	Curva Central	8,5 / 2,83	9
M00534650	Curva Central	8,5 / 2,83	12
M00534660	Curva Central	8,5 / 2,83	15
M00534670	Curva Central	8,5 / 2,83	18
M00534680	Curva Central	10 / 3,3	5
M00534690	Curva Central	10 / 3,3	7
M00534700	Curva Central	10 / 3,3	9
M00534710	Curva Central	10 / 3,3	12
M00534720	Curva Central	10 / 3,3	15
M00534730	Curva Central	10 / 3,3	18

Portfólio Completo

O Stent Biliar Advanix e o Sistema de Entrega NaviFlex RX estão disponíveis em várias versões: Sistemas RX pré-carregados, de uso único, em vários tamanhos e formatos para acomodar as preferências dos médicos, os diferentes estados de doenças e as variadas anatomias dos pacientes.



Número do pedido	Descrição	Stent Diâmetro (F/mm)	Comprimento (cm)
M00532870	Curva Duodenal	7 / 2,3	5
M00532880	Curva Duodenal	7 / 2,3	7
M00532890	Curva Duodenal	7 / 2,3	9
M00532900	Curva Duodenal	7 / 2,3	12
M00532910	Curva Duodenal	7 / 2,3	15
M00532920	Curva Duodenal	7 / 2,3	18
M00532930	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	5
M00532940	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	7
M00532950	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	9
M00532960	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	12
M00532970	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	15
M00532980	Curva Duodenal	8,5 / 2,83	18
M00532990	Curva Duodenal	10 / 3,3	5
M00533000	Curva Duodenal	10 / 3,3	7
M00533010	Curva Duodenal	10 / 3,3	9
M00533020	Curva Duodenal	10 / 3,3	12
M00533030	Curva Duodenal	10 / 3,3	15
M00533040	Curva Duodenal	10 / 3,3	18
M00533230	Curva Central	7 / 2,3	5
M00533240	Curva Central	7 / 2,3	7
M00533250	Curva Central	7 / 2,3	9
M00533260	Curva Central	7 / 2,3	12
M00533270	Curva Central	7 / 2,3	15
M00533280	Curva Central	7 / 2,3	18
M00533290	Curva Central	8,5 / 2,83	5
M00533300	Curva Central	8,5 / 2,83	7
M00533310	Curva Central	8,5 / 2,83	9
M00533320	Curva Central	8,5 / 2,83	12

Número do pedido	Descrição	Stent Diâmetro (F/mm)	Comprimento (cm)
M00533330	Curva Central	8,5 / 2,83	15
M00533340	Curva Central	8,5 / 2,83	18
M00533350	Curva Central	10 / 3,3	5
M00533360	Curva Central	10 / 3,3	7
M00533370	Curva Central	10 / 3,3	9
M00533380	Curva Central	10 / 3,3	12
M00533390	Curva Central	10 / 3,3	15
M00533400	Curva Central	10 / 3,3	18
M00532160	Pigtail Duplo	7 / 2,3	3
M00532180	Pigtail Duplo	7 / 2,3	5
M00532190	Pigtail Duplo	7 / 2,3	7
M00532210	Pigtail Duplo	7 / 2,3	10
M00532220	Pigtail Duplo	7 / 2,3	12
M00532230	Pigtail Duplo	7 / 2,3	15
M00532240	Pigtail Duplo	10 / 3,3	3
M00532260	Pigtail Duplo	10 / 3,3	5
M00532270	Pigtail Duplo	10 / 3,3	7
M00532290	Pigtail Duplo	10 / 3,3	10
M00532300	Pigtail Duplo	10 / 3,3	12
M00532310	Pigtail Duplo	10 / 3,3	15

Sistema de Entrega NaviFlex™ RX

Número do pedido	Descrição	Cateter Diâmetro (F/mm)	Comprimento de Trabalho (cm)
M00533560	Sistema de Entrega RX	7 / 2,3	202,5
M00533570	Sistema de Entrega RX	8,5 / 2,83	202,5
M00533580	Sistema de Entrega RX	10 / 3,3	202,5

Compatibilidade com o Endoscópio: Os stents 7F (2,3 mm) e 8,5 F (2,83 mm) exigem um canal de trabalho de 3,2 mm; Os stents de 10F (3,3mm) exigem um canal de trabalho de 4,2mm. Compatibilidade do Fio-Guia: Stents Biliares Advanix são compatíveis com todos os fios-guia de 0,035 pol. (0,89 mm) da Boston Scientific .035", incluindo os Fios-Guia de Alto Desempenho Dreamwire™

Ilustrações para fim informativo – não indicam o tamanho real ou o resultado clínico.

Centro de Distribuição Europeu – Holanda
Tel.: +31 45 54 67 700 Fax: +31 45 54 67 800

Sede Europeia – Paris
Tel.: +33 1 57 66 80 00 Fax: +33 1 57 66 84 99

Argentina (Chamada Gratuita)
Tel.: 0800 555 2678 Fax: +54 11 4896 8517

Austrália/Nova Zelândia
Tel.: +61 2 8063 8100 Fax: +61 2 9330 1404

Áustria
Tel.: +43 1 60 810 Fax: +43 1 60 810 60

Bélgica (Chamada Gratuita)
Tel.: 0800 94 494 Fax: 0800 93 343

Brasil
Tel.: +55 11 5502 8500 Fax: +55 11 5103 2212

Canadá
Tel.: +1 888 359 9691 Fax: +1 888 575 7396

Chile
Tel.: +562 445 4904 Fax: +562 445 4915

China – Beijing
Tel.: +86 10 8525 1588 Fax: +86 10 8525 1566

China – Guangzhou
Tel.: +86 20 8767 9791 Fax: +86 20 8767 9789

China – Shanghai
Tel.: +86 21 6141 5959 Fax: +86 21 6141 5900

Colômbia
Tel.: +57 1 629 5045 Fax: +57 1 612 4761

República Tcheca
Tel.: +420 296 331 901 Fax: +420 296 331 935

Dinamarca (Chamada Gratuita)
Tel.: 80 30 80 02 Fax: 80 30 80 05

Irlanda (Chamada Gratuita)
Tel.: 1800 882 969 Fax: 1800 882 968

Finlândia
Tel.: +358 20 762 8882 Fax: +358 20 762 8883

França
Tel.: +33 1 39 30 49 00 Fax: +33 1 39 30 49 01

Alemanha (Chamada Gratuita)
Tel.: 08000 723300 Fax: 08000 723319

Grécia
Tel.: +30 210 9542 300 Fax: +30 210 9542 310

Hong Kong
Tel.: +852 2960 7100 Fax: +852 2563 5276

Hungria
Tel.: +36 1 456 30 40 Fax: +36 1 456 30 41

Índia – Bangalore
Tel.: +91 80 2212 4928/9 Fax: +91 80 2207 5153

Índia – Chennai
Tel.: +91 44 2220 1879 Fax: +91 44 2220 0716

Índia – Delhi
Tel.: +91 11 4243 2222 Fax: +91 11 2610 0808

Índia – Mumbai
Tel.: +91 22 4030 9165 Fax: +91 22 4040 9199

Itália
Tel.: +39 010 60 60 1 Fax: +39 010 60 60 200

Coreia
Tel.: +82 2 3476 2121 Fax: +82 2 3476 1776

México
Tel.: +52 55 5687 63 90 Fax: +52 55 5687 62 28

Oriente Médio/Golfo/Norte da África
Tel.: +961 1 805 410 Fax: +961 1 805 445

The Netherlands
Tel.: +31 30 602 55 44 Fax: +31 30 602 55 05

Noruega (Chamada Gratuita)
Tel.: 800 104 04 Fax: 800 101 90

Polónia
Tel.: +48 22 435 14 14 Fax: +48 22 435 14 10

Portugal
Tel.: +351 1 381 25 40 Fax: +351 21 381 25 58

África do Sul
Tel.: +27 11 840 8600 Fax: +27 11 463 6077

Sudeste Asiático – Malásia
Tel.: +60 3 2283 3813 Fax: +60 3 2284 3813

Sudeste Asiático – Filipinas
Tel.: +63 2 687 6994 Fax: +63 2 687 3047

Sudeste Asiático – Singapura
Tel.: +65 6418 8888 Fax: +65 6418 8899

Sudeste Asiático – Tailândia
Tel.: +66 2 6380 100 Fax: +66 2 6380 400

Sudeste Europeu
Tel.: +30 210 9542 300 Fax: +30 210 9542 310

Espanha
Tel.: +34 901 11 12 15 Fax: +34 91 319 50 03

Suécia
Tel.: +46 42 25 69 00 Fax: +46 42 25 69 69

Suíça
Tel.: +41 32 626 57 00 Fax: +41 32 626 57 01

Taiwan
Tel.: +886 2 2747 7278 Fax: +886 2 2747 7270

Turquia
Tel.: +90 216 464 36 66 Fax: +90 216 464 36 67

Reuni Unido (Chamada Gratuita)
Tel.: 0844 800 4512 Fax: 0844 800 4513

Uruguai
Tel.: +59 82 900 6212 Fax: +59 82 900 6212

Venezuela
Tel.: +58 212 959 6275 Fax: +58 212 959 5328

Boston Scientific

Delivering what's next.™

www.bostonscientific-international.com