

Alça de Uso Único Captivator™ COLD

Boston
Scientific
Advancing science for life™

Complete Suas Opções de Tratamento
com a Alça Captivator™ COLD



Design otimizado para corte a Frio

Sobre

Características

Polipectomia com
Alça Fria

Pedidos

Alça de Uso Único Captivator™ COLD

1 **Otimizada para Polipectomia fria** e projetada para a ressecção eficaz de lesões planas e pólipos diminutos.

2 **Foi desenvolvida a partir do forte histórico clínico das Alças Captivator II** Oferecendo um modelo otimizado para corte a frio de pólipos diminutos.

3 **Veio para completar uma abrangente linha de dispositivos** para atender a demanda de biópsia, ressecção de tecido e hemostasia.

Otimizado para ressecção a frio.



Formato Arredondado

- Projetada para ressecção concêntrica e captura de pólipos pequenos.



Fio fino e Bainha Robusta


- Projetada para permitir uma ressecção de pólipos precisa e limpa.



Rigidez da Alça reforçada e Construção do Fio

- Projetado para proporcionar maior tração de tecido e controle de dispositivo para a ressecção eficaz de lesões planas.
- Projetado para facilitar um controle melhorado pelo médico e visualização durante toda a ressecção do pólipos.

As imagens são de propriedade da Boston Scientific.



**Construção
Multifilamentar
distinta 1x3**

As imagens têm aumento de 22x

Sobre

Características

Polipectomia com
Alça Fria

Pedidos



Alça de Uso Único Captivator™ COLD

Alça de Uso Único Captivator™ COLD



Uma discussão sobre alça fria: “A Revolução da Alça Fria em Polipectomia”

Apresentada por Douglas Rex, M.D.

Indiana University Health, Indianapolis, Indiana, U.S.

Saiba mais no www.EndoSuite.com.

Sobre

Características


**Polipectomia com
Alça Fria**

Pedidos



Alça de Uso Único Captivator™ COLD

Informações de Pedido



Número de Pedido	Descrição	Largura do Laço (mm)	DI da Bainha (mm)	Comprimento de Trabalho (cm)	Canal de Trabalho Mín. (mm)	Embalagem
M00561101	10mm Redondo - Rígido	10mm	2,4	240	2,8	Caixa com 10

Sobre

Características

Polipectomia com
Alça Fria

Pedidos





"CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved."

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752-1234
www.bostonscientific.com
©2018 Boston Scientific Corporation
ou suas coligadas. Todos os direitos
reservados.
ENDO-715103-AA Novembro de 2019