


Hot AXIOS™

Stent e Eletrocautério
Sistema de Entrega Aprimorado



O primeiro stent com a Marca CE para terapia transluminal guiada por ultrassom endoscópico

Cateter de acesso e entrega com cautério com Stent AXIOS terapêutico pré-carregado para um procedimento sem troca.

- O anel diatérmico e o fio de corte exclusivos facilitam o acesso ao tecido alvo
- Flanges perpendiculares seguram as camadas teciduais e ajudam a evitar migração
- O stent cria um conduto anastomótico entre os dois lúmens
- O stent com lúmen totalmente coberto, grande diâmetro, permite uma drenagem rápida e eficaz e a passagem do endoscópio para procedimentos terapêuticos adicionais



Indicado para facilitar a drenagem endoscópica transgástrica ou transduodenal de um pseudocisto pancreático ou de uma necrose encapsulada com $\geq 70\%$ de conteúdo de líquido ou do trato biliar.

Sistema de entrega simples para uma implantação do stent fácil e eficaz



Informações para Pedidos

Hot AXIOS™

Sistema de Entrega Aprimorado de Stent e Eletrocautério

Número do Pedido	Diâmetro do Lúmen (mm)	Comprimento da Fossa (mm)	Diâmetro do Flange (mm)	Diâmetro Externo do Cateter (Fr)	Comprimento de Trabalho do Cateter (cm)	Comprimento Total do Cateter (cm)
M0053520	6	8	14	9	138	146
M0053530	8	8	17	9	138	146
M0053540	10	10	21	10,8	138	146
M0053550	15	10	24	10,8	138	146
M0053560	20	10	29	10,8	138	146

- Compatível com endoscópios de ultrassom endoscópico com canal de operação de 3,7 mm ou mais



AVISO: A segurança e a eficácia do stent de 20 mm para drenagem da vesícula biliar e do ducto biliar não foram estabelecidas.

Entre em contato com o representante local da Boston Scientific para mais informações.



Boston Scientific
Advancing science for life™

"CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved."

ENDO-773102-AB

www.bostonscientific.com

© 2017 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. DINEND2374EA