

# ORISE™ ProKnife


*Faca Eletrocirúrgica*

Projetada para  
desempenho de  
corte e coagulação com segurança,  
precisão e eficiência processual.




# Injeção Focal

- A injeção focal de soro fisiológico ou outras substâncias mais viscosas promove a elevação sustentada da submucosam, sem a necessidade da troca de dispositivo nos procedimentos de ESD e POEM.



# Eletrodo

- **Eletrodo em forma de 'T'** – Projetada para proporcionar equilíbrio entre corte e coagulação, garantindo segurança e eficiência durante o procedimento.
  - **Eixo do eletrodo de pequeno diâmetro (0,5 mm)** - Promove alta intensidade de corrente e precisão para o corte.
- Comprimento seguro do eletrodo** – Pode ser ajustado e travado,
- mantendo uma distância fixa durante todo o procedimento, mesmo em anatomia tortuosa.



# Projetada para eficiência

- O recurso de travamento permite que o auxiliar libere as mãos durante a ressecção.
- Ferramenta de limpeza para limpar o cateter e restaurar a injeção em caso de obstrução durante o procedimento.
- Flexibilidade em posições adversas (retroflexão), sem perder a resposta da exposição da ponta.



# Informações sobre pedidos

## ORISE™ ProKnife

Número do Pedido	Descrição	Unid
M00519351	ORISE™ ProKnife 1,5mm	01
M00519361	ORISE™ ProKnife 2,0mm	01
M00519371	ORISE™ ProKnife 3,0mm	01

Número de registro ANVISA (Brasil): 10341351018

Produtos apresentados apenas para fins informativos - não destinados a promoção ou oferta de venda.

**CUIDADO:** A lei restringe a venda desses dispositivos por médicos ou mediante prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Produtos mostrados apenas para fins de INFORMAÇÃO e não podem ser aprovados ou vendidos em determinados países. Este material não se destina ao uso na França.

2023 © Boston Scientific e afiliados. Todos os direitos reservados.

ENDO - 1710109 - AA