



## Cateter de Apoio Rubicon™ Control vs. Cateter de Apoio CXI®


Os testes laboratoriais demonstram que o cateter de apoio Rubicon™ Control combina controle, capacidade de avanço e rastreabilidade para auxiliar a navegação em anatomias complexas.

Testes laboratoriais com o cateter de apoio Rubicon™ Control revelam que ele apresenta melhor desempenho que o cateter de apoio CXI® nas três categorias principais.

### Resposta ao Torque

Quanto maior, melhor


Em todos os tamanhos avaliados, o cateter de apoio Rubicon™ Control demonstrou maior transmissão da rotação do conector para a ponta distal quando comparado ao cateter de apoio CXI®. Valores mais altos indicam uma resposta de torque mais próxima de uma relação 1:1.



### Capacidade de Avanço

Quanto maior, melhor


Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece maior capacidade de avanço, ou seja, a força transmitida da extremidade proximal para a distal à medida que o cateter avança.



### Resistência à Torção

Quanto menor, melhor

Em todos os tamanhos, o cateter de apoio Rubicon™ Control oferece melhor resistência à torção, ou seja, o raio no qual o dispositivo começa a torcer.



Códigos de Produto Rubicon™

| Nº do catálogo de ref. | Descrição do Material              |
|------------------------|------------------------------------|
| H749394321415A0        | RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (SGL) |
| H749394321415A1        | RUBICON CONTROL 014 150 ANG1 (BX5) |
| H749394321815A0        | RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (SGL) |
| H749394321815A1        | RUBICON CONTROL 018 150 ANG1 (BX5) |
| H749394321815S0        | RUBICON CONTROL 018 150 STR (SGL)  |
| H749394321815S1        | RUBICON CONTROL 018 150 STR (BX5)  |
| H749394323509A0        | RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (SGL)  |
| H749394323509A1        | RUBICON CONTROL 035 90 ANG1 (BX5)  |
| H749394323513S0        | RUBICON CONTROL 035 135 STR (SGL)  |
| H749394323513S1        | RUBICON CONTROL 035 135 STR (BX5)  |
| H749394323515A0        | RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (SGL) |
| H749394323515A1        | RUBICON CONTROL 035 150 ANG1 (BX5) |
| H749394323515B0        | RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (SGL) |
| H749394323515B1        | RUBICON CONTROL 035 150 ANG2 (BX5) |
| H749394323515S0        | RUBICON CONTROL 035 150 STR (SGL)  |
| H749394323515S1        | RUBICON CONTROL 035 150 STR (BX5)  |

Cateter de Apoio RUBICON™ Control

ATENÇÃO: A lei restringe estes dispositivos à venda por ou sob a ordem de um médico.

Indicações, contraindicações, advertências e instruções de uso podem ser encontradas na etiqueta do produto fornecida com cada dispositivo ou em [www.IFU-BSCI.com](http://www.IFU-BSCI.com).

Os produtos mostrados são apenas para FINS DE INFORMAÇÃO e podem não estar aprovados ou à venda em certos países. Este material não é destinado ao uso na França.

Medições realizadas pela Boston Scientific. Dados em arquivo. Os valores reais podem variar.

2026 Copyright © Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.  
Os resultados do teste de bancada ou do estudo pré-clínico podem não ser necessariamente indicativos do desempenho clínico. Os testes foram realizados pela BSC ou em seu nome. Dados em arquivo.



**Intervenções Periféricas**  
Av. Das Nações Unidas, 14.171 - Torre Marble 12º andar  
CEP: 04794-000 - São Paulo - SP  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

© 2026 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas.  
Todos os direitos reservados.

PI-2515113-AA