


INTELLANAV STABLEPOINT

Força de Contato & Impedância Local

Boston
Scientific




STABLEPOINT INTEGRADO AO RHYTHMIA HDX




Ultra HD

Integração com o Rhythmia HDX para a realização de diagnóstico e critérios de validação da terapia.



DIRECTSENSE

Controle da biofísica da impedância local permitindo um controle volumétrico de aquecimento do tecido e geração da lesão




Force

Confirmação e consistência da efetividade do contato com o tecido

AutoTag

Procedimentos automatizados com a geração de tags quando os critérios de lesão são alcançados. Utiliza critérios de estabilidade, força e análise da impedância local.



Handling

Revestimento de aço metálico na parte distal, proporcionando uma excelente transmissão de torque, estabilidade da ponta e retenção da curva durante as deflexões realizadas.

