

**VISÃO  
PERIFÉRICA  
360°**

# Captivator™ EMR

Dispositivo  
para Ressecção  
Endoscópica  
da Mucosa

Visualização periférica 360°  
aprofundada para informações  
clínicas mais precisas.

## Kit Patologia

Para processamento  
histológico de  
amostras de tecido,  
permitindo melhor  
manuseio da  
amostra.



## Alça Captivator 15mm

Corte tanto acima quanto  
abaixo da banda.



**Látex Free**

O Dispositivo Captivator EMR permite a visualização de 90% da visão endoscópica diretamente após a montagem do dispositivo.



O Kit Captivator EMR  
é compatível com  
dispositivos 7Fr, tais  
como o Cateter de  
Agulha para Tratamento  
por Injeção Interject™  
ou o Clipe Resolution™



Cateter de Agulha para Tratamento  
por Injeção Interject



Clipe Resolution™

**Boston  
Scientific**

ENDO-AA-894104 Sept/2020 • \*CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.\* • \*The content of this PSSST material is for Information Purposes only and not meant for product promotion or medical diagnostic. This information does not constitute medical or legal advice, and Boston Scientific makes no representation or warranty regarding this information or its completeness, accuracy or timeliness. Accordingly, Boston Scientific strongly recommends that you consult with your physician on all matters pertaining to your health or to address any questions.\*