



iSLEEVE™
Conjunto de Introduutor Expansível

Incluído com o Sistema de Válvula Aórtica ACURATE neo™

Conector Ergonômico


Controle total

Junções Dobráveis em Três Partes Responsivas

Minimiza o trauma no vaso

Ponta Radiopaca Macia

Melhora a visualização



Válvula de Hemostasia Avançada

Minimiza a perda de sangue

Camada de Estabilidade

Aumenta a instabilidade e a vedação

Revestimento Hidrofílico de Ponta

Facilita a inserção e fornece remoção atraumática

14F

Especificações do Conjunto de Introduutor Expansível iSLEEVE

Fio-Guia Recomendado	0,035" (0,89 mm)
Comprimento de Trabalho da Bainha	32 cm
Comprimento do Dilatador	48,7 cm
Compatibilidade da Válvula	Compatível com todas as Válvulas Aórticas ACURATE neo
Uso	Uso Único
Esterilização	Gás Óxido de Etileno
Conteúdo do Conjunto	<ul style="list-style-type: none"> • Bainha do Introduutor (1) • Dilatador (1) • Mandril do Produto (1) • Tubo de Lavagem (1)
Tamanho da Caixa	171,45 mm × 28,58 mm × 711,21 mm
Vida Útil	2 Anos
Indicações de Uso	O Conjunto Introduutor iSLEEVE 14F destina-se a facilitar o acesso femoral ao sistema vascular para introdução e remoção do Sistema de Válvulas ACURATE™ TF e dispositivos auxiliares. Adequado para uso em vasos de 5,5 mm de diâmetro ou maiores.

Informações para Pedidos

Sistema de Válvula Aórtica ACURATE <i>neo</i> [™] + Conjunto de Introdutor Expansível iSLEEVE [™] 14F		
Número de Ref./Catálogo	Descrição	Unidades
BUN67ACURDSTFISL	Pacote Genérico ACURATE <i>neo</i> + iSLEEVE 14F	1
BUN67ACURTFISL14FS*	ACURATE <i>neo</i> P + iSLEEVE 14 F	1
BUN67ACUTFISL14FM*	ACURATE <i>neo</i> M + iSLEEVE 14 F	1
BUN67ACUTFISL14FL*	ACURATE <i>neo</i> G + iSLEEVE 14 F	1

Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. Ilustrações de caráter informativo - não indicam o tamanho real ou o resultado clínico. Todas as imagens foram tiradas pela Boston Scientific.

ATENÇÃO: A legislação restringe a venda destes dispositivos por ou sob prescrição médica. As indicações, contraindicações, avisos e instruções de uso encontram-se na etiqueta de cada dispositivo. As informações de uso se aplicam somente aos países com registro da autoridade sanitária pertinente. Material não destinado ao uso ou distribuição na França, Japão e nos EUA.

SH-745403-AA JAN2020

**Boston
Scientific**
Advancing science for life[™]

www.bostonscientific.eu/ACURATEneo

© 2020 Boston Scientific Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
DINSH0194EA