

AdVance™ XP

Cinta de incontinencia masculina



La solución mínimamente invasiva para la incontinencia urinaria de esfuerzo masculina

El 94 % de los pacientes recomendaría la intervención con la cinta AdVance XP a un amigo.¹

Considere la cinta de incontinencia masculina AdVance XP para restablecer la normalidad y renovar la confianza de sus pacientes.

VENTAJAS PARA EL URÓLOGO

- Una intervención eficaz
- Resultados demostrados
- Malla mínima²
- Más de 10 años de uso clínica²
- Tensionado normal³
- Resultado de 83% de pacientes secos en un estudio con 399 pacientes efectuado durante siete años.⁴

VENTAJAS PARA EL PACIENTE

Intervención mínimamente invasiva que permiten a la mayoría de los pacientes reanudar sus actividades diarias normales al cabo de una o dos semanas, a discreción del urólogo.³


Los pacientes pueden recuperar la continencia inmediatamente después de la intervención.

Como la cinta AdVance XP carece de piezas móviles y funciona pasivamente, la destreza manual del paciente y su agudeza mental no son criterios excluyentes.⁵


Puede utilizarse en combinación con la prótesis de pene inflable AMS 700™⁶

En caso necesario, la transición a un sistema de control urinario AMS 800™ no suele precisar la escisión de la cinta.¹

MECANISMO DE ACCIÓN



La cinta es colocada plana a lo largo del cuerpo esponjoso



Después, la cinta AdVance XP es tensionada, reubicando así la uretra bulbar y proporcionando un aumento de la longitud funcional de la uretra y un fondo de apoyo para la uretra membranosa distal (esfinteriana) durante los episodios de esfuerzo

-CONSIDERACIONES PARA EL PACIENTE

- Los efectos secundarios incluyen dolor, inflamación, daños uretrales o tisulares, sangrado e irritación en la zona de la herida, y retención urinaria.^{3,2}
- El producto está contraindicado en pacientes afectados de infecciones de las vías urinarias, trastornos de la coagulación, sistemas inmunitarios deteriorados, insuficiencias renales u obstrucciones de las vías urinarias superiores.³
- Se aconseja a los pacientes que se abstengan de levantar grandes pesos, de hacer ejercicio intenso y de mantener relaciones sexuales durante un mínimo de seis semanas.³
- Se han registrado casos de reacción inflamatoria de tejidos aguda e irritación local transitoria al usar la sutura absorbible.³

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	Número del producto
Conjunto de banda masculina AdVance™ XP	720163-01

- 1 Suskind AM, Bernstein B, Murphy-Setzko M. Patient-perceived outcomes of the AdVance sling up to 40 months post procedure. *Neurouro/ Urolyn.* 2011 Sep;30(7):1267-70.
- 2 Datos disponibles en los archivos de Boston Scientific.
- 3 Instrucciones de uso del sistema de banda masculina AdVance™. American Medical Systems Inc. 2013.
- 4 Christine B, Bella AJ. The AdVance Transobturator Male Sling: surgical tips that predict successful return of continence (abstract MP87-12). *J Urol.* 2016 Apr;195(4):e1119.
- 5 Welk BK, Herschorn, S. The male sling for post-prostatectomy urinary incontinence: a review of contemporary sling designs and outcomes. *BJU Int.* 2012 Feb;109(3):328-44.
- 6 McCammon K, Haab F. AdVance Male Sling: surgical technique and postoperative patient management. *Eur Urol/ Supplements.* 2011 July;10(4):395-400.
- 7 Ajay D, Zhang H, Gupta S et al. The artificial urinary sphincter is superior to a secondary transobturator male sling in cases of a primary sling failure. *J Urol.* 2015 Oct;194(4):1038-42.
- 8 DeRidder D, Webster G. Clinical overview of the AdVance Male Sling in postprostatectomy incontinence. *Eur Urol/ Supplements.* 2011 July;10(4):401-6.

Antes de utilizar estos dispositivos, consulte las Instrucciones de Uso para obtener información completa sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y las posibles reacciones adversas.

El sistema de banda masculina AdVance™ está indicado para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) masculina mediante la colocación de una banda suburetral. Estos dispositivos están contraindicados para pacientes con infecciones de las vías urinarias, trastornos de coagulación, sistema inmunitario debilitado o cualquier otra afección que ponga en peligro la cicatrización, con insuficiencia renal y obstrucción relativa de las vías urinarias superiores. Algunos de los posibles episodios adversos son la retención urinaria, el retorno a la incontinencia y el dolor.

Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

PRECAUCIÓN: las leyes federales de los Estados Unidos sólo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se encuentran en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para su uso solo en los países donde el producto esté registrado por las autoridades locales pertinentes. Material no concebido para su uso en Francia.

URO-706004-AA

- CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. This material not intended for use in France. 2021
Copyright © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
- Peru: Leer minuciosamente el manual de intrucciones de uso. Material exclusivo para profesionales de la salud. customerservice.peru@bsci.com and the license number of the product referred in the PSST material.

URO-1084303-AA JUL2021