

# WATCHMAN™ TruSeal™

## Sistema de Acceso

ROSCA DE DOBLE ARRANQUE  
PARA UN ENCAJAMIENTO  
RÁPIDO

< 1 GIRO PARA CERRAR

CONECTOR ERGONÓMICO PARA UN MAYOR  
CONTROL DE TORSIÓN

35%

MÁS DE ÁREA DE AGARRE DEL CONECTOR\*

EJE PROXIMAL MÁS RÍGIDO  
PARA UNA RESISTENCIA A LA  
RETORCEDURA

18%

MAYOR RESISTENCIA  
A LA RETORCEDURA  
PROXIMAL\*

TAPA DE VÁLVULA MÁS LARGA PARA UN MANEJO MEJORADO


80%

MÁS ÁREA DE LA TAPA\*

\*% en comparación con el WATCHMAN Access System™ actual.


El sistema de acceso WATCHMAN™ TruSeal™ está diseñado para proporcionar acceso vascular y transeptal de todos los Dispositivos para Cierre de Orejuela Auricular Izquierda WATCHMAN™ con Sistemas de Liberación.

La Tecnología para Cierre WATCHMAN™ de la Orejuela Izquierda (OI) está prevista a prevenir la embolización del trombo de la orejuela izquierda y reducir el riesgo de hemorragias potencialmente mortales en pacientes con fibrilación auricular no valvular que son elegibles para la terapia de anticoagulación o que tienen una contraindicación para la terapia de anticoagulación.



### Descripción del Material

- Vaina de Acceso: Pebax® con marcadores radiopacos de PTFE y platino/iridio.
- Polietileno HDPE/LDPE Dilatador de alta densidad / Polietileno de baja densidad [Mezcla 50:50].
- Válvula: Pebax® con tapa de Policarbonato.



### Opciones de Pedido

Descripción del Producto	Número de Orden (GTIN)	Ref/ Número de Catálogo	ID	OD
Sistema de Acceso de Curva Única WATCHMAN™ TruSeal™	08714729965732	M635TS70010	12F (4.2 mm)	14F (4.8 mm)
Sistema de Acceso de Doble Curva WATCHMAN™ TruSeal™	08714729965749	M635TS70020	12F (4.2 mm)	14F (4.8 mm)
Sistema de Acceso de Curva Anterior WATCHMAN™ TruSeal™	08714729965756	M635TS70040	12F (4.2 mm)	14F (4.8 mm)

(ID: diámetro interior, OD: diámetro exterior)

Ilustraciones con fines informativos; no son indicativas del tamaño real ni del resultado clínico.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. PRECAUCIÓN: La ley restringe que estos dispositivos sean vendidos o prescritos facultativamente por profesionales de la salud. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se pueden encontrar en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para usar solo en países con registros de autoridades sanitarias aplicables. Estos materiales no tienen previsto su uso en Francia.

SH-579503-AA Impreso en Alemania por Medicalvision.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

www.bostonscientific.cl

© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. DINSH0186EA