

AdVance™ XP

Sistema de Sling Masculino

A próxima geração de solução para incontinência urinária por estresse masculino.

Ajude os seus pacientes a encontrar a
felicidade.

Considere o Sistema de Sling Masculino Advance XP™ para
restaurar a normalidade e renovar a confiança.


Benefícios do urologista

- **Procedimento eficiente**
 - Mecanismo de ancoragem Chevron projetado para aumentar o poder de retenção aguda do Sling
 - Suturas de tensionamento permanentes integradas garantem um suporte consistente
 - Ângulo modificado melhora a passagem do trocarte
 - Manoplas mais compridas do sling melhoram a facilidade de uso em pacientes maiores
 - O dobro da vida útil da primeira geração de slings¹
- **Resultados estabelecidos**
 - Mais de 8 anos de uso clínico¹
 - Índice de sucesso de 90% em 3 anos em pacientes com incontinência leve a moderada²
 - Mais de 20.000 pacientes tratados


Benefícios do paciente

- Procedimentos minimamente invasivos projetados para permitir que a maioria dos pacientes retomem as suas atividades normais diárias mais rápido que a geração anterior do dispositivo³
- Os pacientes podem se tornar continentemente imediatamente após o procedimento⁴
- A destreza manual e acuidade mental dos pacientes não são critérios de exclusão⁴
- Pode ser usada em conjunto com qualquer prótese peniana⁵
- Caso necessário, a transição para um Sistema de Controle Urinário AMS 800™ normalmente não exige excisão da malha⁶

Mecanismo de ação



O Sling é colocado diretamente ao longo do corpo esponjoso.



Em seguida, o Sling Masculino Advance XP é tensionado, causando o reposicionamento da uretra bulbosa e resultando em um aumento do comprimento uretral funcional e uma estrutura de suporte à uretra (esfincteriana) membranosa distal durante eventos de estresse.

Riscos ao paciente

- Os possíveis efeitos colaterais podem incluir dor, inflamação, dano ao tecido uretral, sangramento e irritação no local da ferida e retenção urinária, que normalmente desaparece em alguns dias^{3,7}
- Contraindicações incluem pacientes com infecções no trato urinário, distúrbios de coagulação sanguínea, sistema imunológico comprometido, insuficiência renal ou obstruções do trato superior ou obstruções do trato urinário superior³
- Os pacientes devem abster-se de levantar peso, exercícios intensos e relações sexuais por no mínimo seis semanas.³

Informações para pedido do Sling Advance XP

	Número do produto
Kit de Sling Masculino Advance XP (EUA)	720163-01

1. Data on file with Boston Scientific.
2. Bauer RM, Grabbert MT, Klehr B, et al. 36-month data for the AdVance XP® male sling: results of a prospective multicenter study. *BJU Int.* 2017 Apr;119(4):626-30.
3. AdVance™ XP Male Sling System Instructions for Use. Boston Scientific Corporation. 2018.
4. Welk BK, Herschorn S. The male sling for post-prostatectomy urinary incontinence: a review of contemporary sling designs and outcomes. *BJU Int.* 2012 Feb;109(3):328-44.
5. McCammon K, Haab F. AdVance Male Sling: surgical technique and postoperative patient management. *Eur Urol Supplements.* 2011 Jul;10(4):395-400.
6. Ajay D, Zhang H, Gupta S, et al. The artificial urinary sphincter is superior to a secondary transobturator male sling in cases of a primary sling failure. *J Urol.* 2015 Oct;194(4):1038-42.
7. DeRidder D, Webster G. Clinical overview of the AdVance Male Sling in post-prostatectomy incontinence. *Eur Urol Supplements.* 2011 Jul;10(4):401-6.

Cuidado: A Lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou a pedido de um médico.

Antes de usar este dispositivo, por favor, analise as Instruções de Uso para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e eventos adversos em potencial.

O Sistema de Sling Masculino AdVance XP™ é pretendido para a colocação de um sling suburetral para o tratamento de incontinência urinária por estresse masculino (SUJ). Estes dispositivos são contraindicados para pacientes com infecções do trato urinário, distúrbios de coagulação de sangue, sistema imunológico comprometido ou qualquer outra condição que comprometeria a cicatrização, com insuficiência renal, e obstrução relativa do trato urinário superior. Possíveis eventos adversos incluem, entre outros, retenção urinária, retorno da incontinência e dor. MH-557013-AA

Todas as marcas comerciais são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

Liberação 510(k) pendente, não disponível para venda nos Estados Unidos.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. This material not intended for use in France. 2021 Copyright © Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved

“As modificações do Advance XP - alongamento do Sling, modificações do trocarte e chevrons - permitirão que os cirurgiões tratem mais pacientes que são apropriados para um sling masculino e que podem ser, de outra forma, limitados pela constituição física deles.”

Dr. Brian Christine

Especialista em Urologia Prostética e Saúde Sexual Masculina, Centros de Urologia do Alabama, Birmingham, AL

Boston Scientific

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

©2018 Boston Scientific Corporation ou suas coligadas. Todos os direitos reservados.

MH-1104607-AA-PTBR AGO 2021