

AMS 700™

Prótesis de pene inflable



Línea de productos de prótesis de pene AMS 700

La prótesis AMS 700 tiene una tasa de satisfacción del **92 %** entre los pacientes y del **96 %** entre sus parejas.¹

Excelente expansión de la circunferencia • Rigidez excepcional • Flacidez de aspecto natural

Disponible con los cilindros y la bomba preconectados o sin preconectar para un abordaje infrapúbico (IP) o penoscrotal (PS). Ofrece una combinación de características centradas tanto en la satisfacción del cirujano como del paciente.

DISEÑADA PARA FACILIDAD DE IMPLANTE Y USO

DEPÓSITO DE BAJO PERFIL CONCEAL™

- Revestimiento de parylene (RP) que mejora la durabilidad del dispositivo a largo plazo²
- Ajuste optimizado para ofrecer una solución elegante y flexible

DISEÑO DEL CILINDRO Y EL EXTENSOR TRASERO

- Perfil proximal reducido para facilitar la introducción en los cuerpos cavernosos proximales, incluso en casos de difícil dilatación³
- Extensores traseros Snap-Fit diseñados para optimizar el ajuste y proporcionar una conexión rígida y segura
- Amplia gama de longitudes de extensores (0,5-7,5 cm, en incrementos de 0,5 cm) diseñada para ajustar al paciente

BOMBA DE PRESIÓN MOMENTÁNEA (MS)

- Desinflado y utilización sencilla con una sola pulsación del botón
- Válvula de bloqueo que impide el inflado automático

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO SUPERFICIAL INHIBIZONE™

- La única prótesis de pene inflable del mercado impregnada con antibiótico⁴
- Diseñada para crear una zona de inhibición eficaz contra las bacterias frecuentemente asociadas a las infecciones de prótesis de pene inflables⁵
- Reduce sustancialmente el índice de revisiones debidas a infección⁵

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD⁵

- Contraindicado para pacientes con infecciones urogenitales o infecciones activas de la piel en la región de la cirugía
- La versión de este dispositivo con tratamiento de InhibiZone (IZ) está contraindicada en pacientes alérgicos o sensibles a la rifampina (rifampicina), la minociclina u otras tetraciclinas
- Imposibilita las erecciones latentes naturales o espontáneas, y es incompatible con otras opciones de tratamiento quirúrgico. El resultado puede ser un pene acortado, curvo o con cicatrices
- En pacientes que padezcan diabetes, traumatismos de la médula espinal o llagas el riesgo de infecciones asociadas a la prótesis puede aumentar

PRÓTESIS DE PENE INFLABLE AMS 700 LGX

Exclusivo de la línea de salud masculina de AMS: cilindros diseñados para optimizar la expansión de la longitud y la circunferencia con elongaciones posibles de hasta un 20 %, en función de la anatomía del paciente¹

Producto	N.º de Artículo InhibiZone™
LGX con bomba MS preconectada de 12 cm, PS, IZ	72404250
LGX con bomba MS preconectada de 15 cm, PS, IZ	72404251
LGX con bomba MS preconectada de 18 cm, PS, IZ	72404252
LGX con bomba MS preconectada de 21 cm, PS, IZ	72404253
LGX con bomba MS preconectada de 12 cm, IP, IZ	72404255
LGX con bomba MS preconectada de 15 cm, IP, IZ	72404256
LGX con bomba MS preconectada de 18 cm, IP, IZ	72404257
LGX con bomba MS preconectada de 21 cm, IP, IZ	72404258

PRÓTESIS DE PENE INFLABLE AMS 700 CXR

Todas las ventajas de una prótesis de pene inflable, incluida la expansión de la circunferencia, puede ser apropiada para pacientes que necesitan cilindros más pequeños por tener cuerpos cavernosos escleróticos o con cicatrices¹

Producto	N.º de Artículo InhibiZone
CXR con bomba MS preconectada de 10 cm, PS, IZ	72404260
CXR con bomba MS preconectada de 12 cm, PS, IZ	72404261
CXR con bomba MS preconectada de 14 cm, PS, IZ	72404262
CXR con bomba MS preconectada de 16 cm, PS, IZ	72404263
CXR con bomba MS preconectada de 18 cm, PS, IZ	72404264
CXR con bomba MS preconectada de 10 cm, IP, IZ	72404265
CXR con bomba MS preconectada de 12 cm, IP, IZ	72404266
CXR con bomba MS preconectada de 14 cm, IP, IZ	72404267
CXR con bomba MS preconectada de 16 cm, IP, IZ	72404268
CXR con bomba MS preconectada de 18 cm, IP, IZ	72404269

PRÓTESIS DE PENE INFLABLE AMS 700 CX

Cilindros de expansión controlada que optimizan la circunferencia y amplían las longitudes disponibles

Producto	N.º de Artículo InhibiZone
CX con bomba MS preconectada de 12 cm, PS, IZ	72404230
CX con bomba MS preconectada de 15 cm, PS, IZ	72404231
CX con bomba MS preconectada de 18 cm, PS, IZ	72404232
CX con bomba MS preconectada de 21 cm, PS, IZ	72404233
CX con bomba MS preconectada de 24 cm, PS, IZ	72404234*
CX con bomba MS preconectada de 12 cm, IP, IZ	72404235
CX con bomba MS preconectada de 15 cm, IP, IZ	72404236
CX con bomba MS preconectada de 18 cm, IP, IZ	72404237
CX con bomba MS preconectada de 21 cm, IP, IZ	72404238
CX con bomba MS preconectada de 24 cm, IP, IZ	72404239*

*Disponible como pedido especial.

DEPÓSITOS

Producto	N.º de Artículo InhibiZone
Depósito de bajo perfil Conceal™	720185-01
Depósito, 65 ml, RP/IZ	72404155
Depósito, 100 ml, RP/IZ	72404156

*Todas las piezas también están disponibles con tratamiento antibiótico superficial InhibiZone.

1. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
2. Salem EA, Wilson SK, Neeb A, et al. Mechanical reliability of AMS 700 CX improved by parylene coating. *J Sex Med.* 2009 Sep;6(9):2615-20.
3. Datos disponibles en los archivos de Boston Scientific.
4. FDA/PDP D970012-S065
5. Instrucciones de Uso de la línea de productos de prótesis de pene AMS 700™ con MS Pump™. American Medical Systems. 2013.

Todas las marcas registradas citadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

PRECAUCIÓN: Las leyes restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción de los mismos. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso se incluyen en la etiqueta del producto suministrada con cada dispositivo. Información para su utilización solamente en países en los que el producto este registrado en las autoridades sanitarias pertinentes.

MH-401503-AA Diciembre 2016. Producido por Gosling.

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2017 Boston Scientific Corporation o sus afiliados. Todos los derechos reservados. DINURO2246SA