

# LithoVue™

Ureteroscopio flexible  
digital de un solo uso

## Características del diseño

- Deflexión de 270° en ambas direcciones
- Punta de 7,7 F de diámetro
- Diámetro exterior de 9,5 F ( $\leq 3,23$  mm)
- Diámetro interior del canal de trabajo de 3,6 F
- Sensor digital de imágenes CMOS
- Distancia óptica de trabajo de entre 2 y 50 mm
- Fuente de luz integrada en el mango
- Vaina flexible
- Cabezal de la cámara integrado: no requiere accesorios externos adicionales
- Compatible con láser para litotricia: con la tecnología existente y el instrumental quirúrgico habitual
- Carro portátil
- PC todo en uno con pantalla táctil: incluye estación de trabajo con monitor y software de procesamiento de imágenes

# Información para pedidos

Número de producto UPN	Descripción
LithoVue individual	
M0067913500	LithoVue – Estándar global
M0067913600	LithoVue – Inverso global
Estación de trabajo del sistema LithoVue™ (incluye PC con pantalla táctil, carro, cable de alimentación y manual del usuario)	
M0067911000	Estación de trabajo del sistema LithoVue - Global
PC con pantalla táctil	
M0067917000	PC con pantalla táctil de LithoVue
Carro	
M0067914200	Carro de la estación de trabajo del sistema LithoVue
Cable de alimentación del sistema LithoVue	
M0067912100	Cable de alimentación del sistema LithoVue – FGGNPSS (Francia, Grecia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Suecia y España)
M0067912200	Cable de alimentación del sistema LithoVue – Reino Unido
M0067912300	Cable de alimentación del sistema LithoVue – Italia
M0067912400	Cable de alimentación del sistema LithoVue – Dinamarca
M0067912040	Cable de alimentación del sistema LithoVue – Israel
M0067912050	Cable de alimentación del sistema LithoVue – Suiza
M0067913480	Adaptador de alimentación de repuesto para el sistema LithoVue
Manual del usuario de la estación de trabajo del sistema LithoVue	
M0067913000	Manual del usuario de LithoVue
Accesorios y otros	
M0067911430	Actualización de software
M0067911440	Cable de vídeo DVI

**PRECAUCIÓN:** la legislación solo permite la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa. Antes de utilizar el producto, consulte en el prospecto que se incluye en el envase las indicaciones de uso, contraindicaciones, advertencias, precauciones, episodios adversos e instrucciones. Información disponible únicamente para los países con los correspondientes registros de productos por parte de las autoridades sanitarias. Resultados de pruebas comparativas disponibles en los archivos de Boston Scientific. Los resultados de las pruebas comparativas no son necesariamente indicativos de los resultados clínicos.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

URO-356105-AA DEC2015 Impreso en Alemania por medicalvision.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

© 2016 Boston Scientific Corporation o sus empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.