

IMAGEREADY™

MR-Conditional Systems

www.bostonscientific.com/imageready

Composantes du système compatible IRM conditionnel Boston Scientific ImageReady™ pour les appareils 1.5T et 3T¹.

| Composantes | Modèle(s) | 3T | 1.5T |
|--|--|-----------|-------------|
| Appareils | | | |
| Stimulateurs cardiaques | | 3T | 1.5T |
| ESSENTIO™ IRM, PROPONENT™ IRM, ACCOLADE™ IRM | L110, L111, L131, L210, L211, L231, L310, L311, L331 | ✓ | ✓ |
| Défibrillateurs | | 3T | 1.5T |
| EMBLEM™ système S-ICD | A209 | | ✓ |
| EMBLEM™ système S-ICD IRM | A219 | | ✓ |
| AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™, ORIGEN™ | D044, D046, D174, D176, D020, D022, D150, D152, D010, D012, D140, D142, D000, D002, D050, D052 | | ✓ |
| RESONATE™, VIGILANT™, PERCIVA™ | D232, D233, D412, D413, D432, D433 | | ✓ |
| CRT-Ds | | 3T | 1.5T |
| AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™ | G148, G158, G179 | | ✓ |
| RESONATE™, VIGILANT™ | G247, G447 | | ✓ |
| Sondes | | | |
| Sondes de stimulation INGEVITY™ IRM* | | 3T | 1.5T |
| | 7731, 7732, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742, 7631, 7632, 7635, 7636, 7640, 7641, 7642 | ✓ | ✓ |
| Sondes de stimulation FINELINE™ II | | | ✓ |
| | 4456, 4457, 4458, 4459, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480 | | ✓ |
| Sondes ENDOTAK RELIANCE 4-SITE™ ICD | | | ✓ |
| | 0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296, | | ✓ |
| Sondes RELIANCE 4-FRONT™ ICD | | | ✓ |
| | 0636, 0654, 0655, 0657, 0658, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696, 0658, 0650, 0651, 0652, 0653, 0662, 0663, 0672, 0673 | | ✓ |
| Électrode du système S-ICD EMBLEM™ | | | ✓ |
| | 3401, 3501 | | ✓ |
| Électrode sous-cutané Q-Trak | | | ✓ |
| | 3400 | | ✓ |
| ACUITY™ X4 CRT Leads | | | ✓ |
| | 4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678 | | ✓ |

| Accessoires | | 3T | 1.5T |
|--|------------|----|------|
| Manchon de suture pour les sondes de stimulation INGEVITY™ IRM | 6402 | ✓ | ✓ |
| Olives pour sonde RELIANCE 4-FRONT™ ICD | 4603 | | ✓ |
| Olives pour sondes FINELINE™ II | 6220, 6221 | | ✓ |
| Obturateur pour connecteur IS-1 | 7145 | ✓ | ✓ |
| Obturateur pour connecteur IS-4/DF-4 | 7148 | | ✓ |

1. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les conditions des systèmes compatibles IRM conditionnellement ImageReady™ au www.bostonscientific.com/manuals

**Note: Les sondes Ingevity™ des modèles 77xx et 76xx ont toutes la même conception. Par conséquent, les modèles 76xx des sondes Ingevity sont approuvées compatibles IRM au Canada.*

© 2017 Boston Scientific Corporation ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques déposées citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ATTENTION : la loi n'autorise la vente de ces appareils que par un médecin. Les indications, contre-indications, avertissements et instructions d'utilisation sont consultables sur la notice fournie avec chaque appareil. CANCRM-007-AA