

IMAGEREADY™

MR-Conditional Systems

www.bostonscientific.com/imageready

Composantes du système compatible IRM conditionnel Boston Scientific ImageReady™ pour les appareils 1.5T et 3T¹.

Composantes	Modèle(s)	Approbation de Tesla	
Appareils		3T	1.5T
Stimulateurs cardiaques			
ESSENTIO™ IRM, PROPONENT™ IRM, ACCOLADE™ IRM, VISIONIST™ X4 CRT-P, VALITUDE™ X4 CRT-P	L110, L111, L131, L210, L211, L231, L310, L311, L331, U228, U128	✓	✓
Défibrillateurs			
EMBLEM™ Système S-ICD	A209		✓
EMBLEM™ MRI Système S-ICD	A219		✓
AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™, ORIGEN™	D044, D046, D174, D176, D020, D022, D150, D152, D010, D012, D140, D142, D000, D002, D050, D052		✓
RESONATE™, VIGILANT™, PERCIVA™	D232, D233, D412, D413, D432, D433		✓
CRT-Ds			
AUTOGEN™, DYNAGEN™, INOGEN™	G148, G158, G179		✓
RESONATE™, VIGILANT™	G247, G447		✓
Sondes			
Sondes de stimulation INGEVITY™ IRM*	7731, 7732, 7735, 7736, 7740, 7741, 7742, 7631, 7632, 7635, 7636, 7640, 7641, 7642	✓	✓
Sondes de stimulation FINELINE™ II	4456, 4457, 4458, 4459, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4479, 4480	✓	✓
Sondes ENDOTAK RELIANCE 4-SITE™ ICD	0262, 0263, 0265, 0266, 0272, 0273, 0275, 0276, 0282, 0283, 0285, 0286, 0292, 0293, 0295, 0296		✓
Sondes RELIANCE 4-FRONT™ ICD	0636, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0657, 0658, 0662, 0663, 0665, 0672, 0673, 0675, 0676, 0682, 0683, 0685, 0686, 0692, 0693, 0695, 0696		✓
Électrode du système S-ICD EMBLEM™	3401, 3501		✓
Électrode sous-cutané Q-Trak	3400		✓
Sonde gauche ACUITY™ X4	4671, 4672, 4674, 4675, 4677, 4678	✓	✓

1. Veuillez-vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les conditions des systèmes compatibles IRM conditionnel ImageReady™ au www.bostonscientific.com/manuals

Accessoires		3T	1.5T
Manchon de suture pour les sondes de stimulation INGEVITY™ IRM	6402	✓	✓
Olives pour sonde RELIANCE 4-FRONT™ ICD	4603		✓
Olives pour sondes FINELINE™ II	6220, 6221		✓
Obturbateur pour connecteur IS-1	7145	✓	✓
Obturbateur pour connecteur IS-4/DF-4	7148		✓

**Note: Les sondes Ingevity™ des modèles 77xx et 76xx ont toutes la même conception. Par conséquent, les modèles 76xx des sondes Ingevity sont approuvées compatibles IRM au Canada.*

© 2019 Boston Scientific Corporation ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques déposées citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ATTENTION : la loi n'autorise la vente de ces appareils que par un médecin. Les indications, contre-indications, avertissements et instructions d'utilisation sont consultables sur la notice fournie avec chaque appareil. CANCRM-007-AB