



358080-001 ENES US 2015-11



LATITUDE® Communicator Important Information

/ Información importante acerca del Comunicador® LATITUDE

en

The following information applies to Models 6280 and 6290 LATITUDE Communicator.

Communicator Power Supply (AC Adapter)

A second power supply model is available for use with Models 6280 and 6290 LATITUDE Communicator:

The SL Power Electronics® Model MENB1020A0540C02 power supply is an alternate to the power supply (GlobTek® model GTM41061-1512-7.0) listed on the bottom of the Communicator and within the *LATITUDE Communicator Patient Manual* and *LATITUDE NXT Clinician Manual*.

If you have questions regarding this new information, please contact LATITUDE Patient Services at 1-866-484-3268.

LATITUDE is a registered trademark of Boston Scientific Corporation.
GlobTek is a registered trademark of GlobTek, Inc.
SL Power Electronics is a registered trademark of SL Delaware Holdings, Inc.

es

La siguiente información se aplica a los modelos 6280 y 6290 del Comunicador LATITUDE.

Adaptador de Corriente del Comunicador (adaptador de CA)

Hay un segundo modelo de adaptador de CA disponible para su uso con los modelos 6280 y 6290 del Comunicador LATITUDE:

El modelo de adaptador de CA MENB1020A0540C02 de SL Power Electronics® es una alternativa al adaptador de CA (modelo GTM41061-1512-7.0 de GlobTek®) indicada en la parte inferior del Comunicador, en el *Manual del comunicador del paciente de LATITUDE* y en el *Manual para el médico de LATITUDE NXT*.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta nueva información, póngase en contacto con el servicio de atención al paciente de LATITUDE en el 1-866-484-3268.

LATITUDE es una marca comercial registrada de Boston Scientific Corporation.
GlobTek es una marca comercial registrada de GlobTek, Inc.
SL Power Electronics es una marca comercial registrada de SL Delaware Holdings, Inc.

Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA
Telephone: 651.582.4000
Medical Professionals: 1.800.CARDIAC (227.3422)
Patients and Families: 1.866.484.3268
www.bostonscientific.com