

Space0AR Vue™ システム

放射線治療用吸収性組織スぺーサ




See more with
「見える」+α



CTスキャンでの視認性を高めた
次世代型ハイドロゲルスプレーサーが正確な治療計画の作成をサポート


MRIおよびCT画像におけるSpace0AR Vue™ システムの視認性




CT画像



kV CBCT画像 1回目の照射



MRI T2強調画像



kV CBCT画像 最後の照射:28回目(70Gy 28Fr)

Jeff Michalski, MD (2020). ワシントン大学画像診断センターの許可を得て転載。

製品名	Space0AR Vue™ システム
カタログ番号	SV-1010
化学組成	PEGハイドロゲル(ヨード含有)
ハイドロゲルの含水率	~90%
視認性	MRI、超音波、CTスキャン、CBCT
分解	加水分解
体内に維持される期間	約3カ月
吸収されるまでの期間	約6~12カ月
ハイドロゲルの色	淡黄色
適用方法	二剤同時注入
入数	4個/1箱
保管時の注意	高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて25℃以下で保管すること。



本品は放射線治療中のCBCTによる位置合わせに使用することは評価されていません。

一般的名称：放射線治療用吸収性組織スプレーサー
クラス分類：Ⅳ 高度管理医療機器
償還区分：200 放射線治療用合成吸収性材料 (1) ハイドロゲル型
包装単位：1個入

販売名：Space0AR Vue システム
医療機器承認番号：30800BZX00012000
製造業者：ボストン サイエンティフィック コーポレーション (Boston Scientific Corporation 米国)

本資料は製品の効果および性能等の一部のみを強調して取りまとめたものではなく、製品の適正使用を促すためのものです。
製品の詳細に関しては添付文書等で確認いただくか、弊社営業担当へご確認下さい。

©2026 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

URO-2440621-AA