

BS Probe Holder EX

Stepper for Hydrogel Spacer · Fiducial Marker Placement



Ease of Use

Compact

Exclusive Design

BS Probe Holder EX

Stepper for Hydrogel Spacer · Fiducial Marker Placement

Ease of Use

- ▶ ヘッド部の回転、前後可動機能により迅速で正確な手技をサポート
- ▶ 各社プローブに対応

Compact

- ▶ シンプルなデザイン、容易なセッティング

Exclusive Design

- ▶ 腰背部から臀部と手術台等の間に設置



ホルダ固定パーツで、より安定した手技をサポートします。



BS Probe Holder

カタログ番号	内容	重量
M006100610	BSプローブホルダー EX	6050g
M006100611	ステッパーヘッド EX (Head)	950g
M006100612	ステッパースタンド EX (Stand)	350g
M006100613	ステッパーベース EX (Base)	4750g
M006100620	固定ベルト EX	-

US Probe Adapter

カタログ番号	内容
M006100614	USプローブアダプター EX Type A
M006100615	USプローブアダプター EX Type B
M006100616	USプローブアダプター EX Type C
M006100617	USプローブアダプター EX Type D
M006100618	USプローブアダプター EX Type E

※プローブ各タイプの規格に関しては、弊社営業担当者へご確認ください

販売名: BSプローブホルダー EX
医療機器届出番号: 26B2X10027B01001
製造販売業者: NISSHA株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2106-71001-B-ODP / PSST20210610-0711