

BS Probe Holder

Stepper for Hydrogel Spacer · Fiducial Marker Placement



Ease of Use

Compact

Exclusive Design

BS Probe Holder

Stepper for Hydrogel Spacer · Fiducial Marker Placement

Ease of Use

- ▶ ヘッド部の回転、前後可動機能により迅速で正確な手技をサポート
- ▶ 各社プローブに対応

Compact

- ▶ シンプルなデザイン、容易なセッティング

Exclusive Design

- ▶ 腰背部から臀部と手術台等の間に設置



BS Probe Holder

カタログ番号	内容	重量
M0061001211	BS Probe Holder セット (Head, Stand, Base, 固定ベルト)	6050g
M0061001212	ステッパーヘッド (Head)	950g
M0061001213	ステッパースタンド (Stand)	350g
M0061001214	ステッパーベース (Base)	4750g
M0061001221	固定ベルト	-

US Probe Adapter

カタログ番号	内容
M0061001215	USプローブアダプター Type A
M0061001216	USプローブアダプター Type B
M0061001217	USプローブアダプター Type C
M0061001218	USプローブアダプター Type D
M0061001219	USプローブアダプター Type E

※プローブ各タイプの規格に関しては、弊社営業担当者へご確認ください

販売名: AGX Probe Holder システム
医療機器届出番号: 14B2X00002000038
製造販売業者: 株式会社 アスター電機

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2002-71001-A-3 / PSST20200221-0157