


HANAROSTENT® Biliary Multi Hole **Benefit**

マルチホールカバースtent 6mm/8mm径
5.9F デリバリーシステムの
Benefit シリーズ




HANAROSTENT® Biliary Multi Hole Benefit

▶ 1.5mm径の開口部(マルチホール)

1.5mm径の開口部(マルチホール)を施し、幅広い手技に対応。


カバータイプとアンカバータイプ両方の特徴を兼ね備えたハイブリットタイプのステント。



▶ 幅広い手技に対応するラインナップ


6mmと8mm径、長さは、6/8/10/12cmをラインナップし

肝門部領域をはじめとする、シビアな位置合わせや複数留置が求められる局面での正確な位置合わせをサポート。



▶ 5.9F デリバリーシステム

5.9F デリバリーシステムに耐久性を考慮した一体成型タイプを採用。



カタログ番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ 最大(inches)
	外径(mm)	ステント長(mm)	外径(F)	有効長(cm)	
M00526320	6	60	5.9	180	0.025
M00526340	6	80	5.9	180	0.025
M00526360	6	100	5.9	180	0.025
M00526380	6	120	5.9	180	0.025
M00526410	8	60	5.9	180	0.025
M00526430	8	80	5.9	180	0.025
M00526450	8	100	5.9	180	0.025
M00526470	8	120	5.9	180	0.025

販売単位 1本 / 箱入

径表示換算目安: 1mm=3French=0.0394inches

販売名:HANAROSTENT 胆管用パーシャルカバー small diameter
医療機器認証番号: 30500BZI00037000
外国特例承認取得者:M.I.TechCo., Ltd.
選任製造販売業者:ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-2106001-AA