

EndoVive™ Balloon G Tube

エンドビブ バルーン G チューブ 交換用胃瘻カテーテル

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™



EndoVive™ Balloon G Tube

エンドビブ バルーン G チューブ 交換用胃瘻カテーテル

PANCAKE SHAPED BALLOON

小さなパンケーキ形状のバルーン

胃の対壁に触れにくい、小さな扁平型のパンケーキ形状を実現しました。

THICK & DURABLE WALL

バルーン耐久性の追求

耐久性を求め、バルーンの素材に厚みを持たせました。

RIGHT ANGLED TUBE

目立ちにくいアングルチューブをラインナップ

体表で目立ちにくい、扱いやすいアングルチューブもラインナップ。患者様の状態に合わせてお選びいただけます。

エンドビブ バルーンGチューブ

カタログ番号	チューブタイプ	シャフト径 (Fr)	バルーン注水量 (mL)	販売単位
8205	ストレート	14	6	1キット入/箱
8206		16		
8207		18		
8208		20		
8286		22		
8209		24		
8210		28		
8212	アングル	14	【キット内容】 ・ G-Tube本体 1本 ・ ガーゼ 2枚 ・ 潤滑剤 1袋 ・ シリンジ(6mL) 1本	
8213		16		
8214		18		
8215		20		
8287		22		
8216		24		
8217		28		



Boston Scientific

Advancing science for life™

販売名：スタンダードバルーンGチューブ
医療機器認証番号：227ADBZX00024000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1507-31950-10 / PSST20150630-0411