


HANAROSTENT® Biliary Uncover Benefit

カタログ番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径(mm)	ステント長(mm)	外径(F)	有効長(cm)	
M00501670	6	40	5.9	180	MAX. 0.025
M00501690	6	60	5.9	180	MAX. 0.025
M00501710	6	80	5.9	180	MAX. 0.025
M00501720	6	90	5.9	180	MAX. 0.025
M00501730	6	100	5.9	180	MAX. 0.025
M00501740	6	110	5.9	180	MAX. 0.025
M00501750	6	120	5.9	180	MAX. 0.025
M00501780	8	60	5.9	180	MAX. 0.025
M00501800	8	80	5.9	180	MAX. 0.025
M00501820	8	100	5.9	180	MAX. 0.025
M00501840	8	120	5.9	180	MAX. 0.025

HANAROSTENT® Biliary Uncover Benefit



5.9FデリバリーシステムのBenefitシリーズに
アンカバードステントの8mm径が追加になりました

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT 胆管用ペア small diameter
医療機器承認番号：23000BZ100021000

外国特例承認取得者：M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

HANAROSTENT® Biliary Uncover Benefit

より確実な手技進行と完遂をサポートする
再収納可能な5.9Fデリバリーシステムを持つ
6mmと8mm径のブレイデッドステント

留置後の安定した効果継続を考慮し、 細径デリバリーでBraided typeを実現

Closed cellによる平滑な内腔面を確保する
Braided type stentを
細径デリバリーシステムで実現しました。
スムーズな胆汁排出をサポートするとともに、
Re-intervention症例のガイドワイヤの挿通時、
追加デバイスの挿入時の抵抗を削減しました。



意図した位置への正確な留置を 再収納機能と豊富なサイズでサポート

Braided typeを採用することで、
再収納機能の継承が可能となりました。
また、ステント長8cm以上のサイズは、
1cm刻みのラインナップとしました(最長12cm)。
肝門部領域をはじめシビアな位置合わせを
求められる局面や複数本留置症例で
正確な位置合わせをサポートします。



より確実な手技完遂をサポートする 5.9F デリバリーを採用

狭小部の突破性能を上げるとともに、限られた
ワーキングチャンネルを有効に活用するために
5.9Fデリバリーシステムを採用しました。
治療戦略に沿った手技完遂をより確実なものにして
頂くため、デリバリー性能でサポートします。

*適合ガイドワイヤは、0.025inchサイズとなります。



ボストン・サイエンティフィック ジャパン(株)は、2016年からHANAROSTENTの販売を開始しました。
胆管ステント留置術の歴史を日本の先生方とともに歩んできた
ボストン・サイエンティフィック ジャパン(株)が、具現化した新製品。
ボストン・サイエンティフィック品質のHANAROSTENTをご提案します。