

# HedgeHog™

ヘッジホッグ 洗浄ブラシ

内視鏡洗浄をサポートする、  
豊富なサイズバリエーションの  
洗浄ブラシシリーズ



**毎日の内視鏡診療に必要不可欠な内視鏡とアクセサリーは、  
毎使用後の丁寧な洗浄が感染管理のために必須となります。**


ディスポーザブルタイプのヘッジホッグ洗浄ブラシは、  
使用に伴う性能の劣化がなく、安定した洗浄力を提供します。

4種類のブラシからお選び頂け、施設の状況に応じたブラシ選択が可能です。

(ガイドラインにて吸引・送水シリンダー洗浄ブラシはディスポーザブル製品を用いることが提案されています。\*)



### 両端チャンネルブラシ / 両端バルブブラシセット



- 管腔ブラッシングに適したチャンネルブラシと、バルブやシリンダー細部の洗浄に適したバルブブラシのセットです
- バルブブラシにはブラシ(大)とブラシ(小)がついていて、様々な部位のブラッシングに適しています





### スウィーパー / チャンネルブラシ




- 片端が柔らかく長さのあるファーの様なスウィーパーブラシ、もう一端にチャンネルブラシがついた、管腔用ブラシです
- スウィーパーは洗浄・吸水性が高く、ブラシ長も長いので、ブラッシング時間短縮が可能です

適切なサイズのブラシは、  
管腔内の傷や隅にも  
アプローチできます。

適切なサイズのブラシ



損耗した短いブラシ



長すぎるブラシ



## チャンネル / バルブブラシ



- 片端にチャンネルブラシ、もう一端にバルブブラシがついています
- バルブブラシには大型洗浄ハンドルがついていて、バルブやシリンダー洗浄に適しています

## 両端チャンネルブラシ



- 管腔ブラッシング用チャンネルブラシには両端に管腔ブラッシングに適したチャンネルブラシがついています
- 1回の通過で2回のブラッシングが可能です

両端チャンネルブラシ / 両端バルブブラシセット

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBB-382-50	両端チャンネルブラシ*	13(長さ) × 5(径)、2カ所	240
	両端バルブブラシ	35(長さ) × 5(径) / 40(長さ) × 10(径)	14.5

スウィーパー / チャンネルブラシ

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBD-291-50	スウィーパー / チャンネルブラシ*	120(長さ) × 5.5(径) / 13(長さ) × 5(径)	240

チャンネル / バルブブラシ

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBD-289-50	チャンネル / バルブブラシ*	13(長さ) × 5(径) / 40(長さ) × 10(径)	240

両端チャンネルブラシ

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBD-228-50	両端チャンネルブラシ*	13(長さ) × 5(径)、2カ所	240

両端バルブブラシ

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBB-119-50	両端バルブブラシ	35(長さ) × 5(径) / 40(長さ) × 10(径)	14.5

片端チャンネルブラシ

カタログ番号	構成品	ブラシスベック(mm)	有効長(cm)
SBS-277-50	片端チャンネルブラシ	13(長さ) × 5(径)	240

\*チャンネルブラシの適応鉗子口径： 2.0mm-4.2mm